

Lumbosacral brace pregnancy

Faja lumbosacra embarazo

FJ280

Belt brace pregnancy

Faja cinturón embarazo

FJ270



ES FJ270 / FJ280

Estimado cliente, le agradecemos la confianza puesta en un producto EMO. Escogiendo nuestra línea de ortesis usted ha adquirido una gama de productos de calidad y de alto nivel sanitario. Lea estas instrucciones atentamente. Si tiene alguna duda contacte con su médico con su establecimiento especializado

NORMATIVA (MD) Este producto sanitario cumple el Reglamento (EU) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre productos sanitarios y las respectivas regulaciones nacionales. Se ha realizado un Análisis de Riesgos (UNE EN ISO14971) minimizando todos los riesgos existentes. Producto sanitario Clase I, no estéril, sin función de medición.

INFORMACIÓN IMPORTANTE Lea todas las advertencias e instrucciones antes de usar este producto. Es esencial aplicarlo correctamente para que funcione de forma adecuada y para reducir el riesgo de lesiones o de reparación de lesiones inherente al uso de cualquier producto de este tipo.

NOMBRE DEL ARTÍCULO: FJ270 MUMFIT FAJA CINTURÓN EMBARAZO FJ280 MUMFIT FAJA LUMBOSACRA EMBARAZO

FINALIDAD: Alivia los dolores lumbares y pélvicos durante el embarazo. Ofrece apoyo constante y sujeción al vientre. Eleva el abdomen, mejorando la postura sacroiliaca. Refuerza la zona inferior abdominal. No oprime los órganos abdominales. No limita la movilidad.

INDICACIONES FJ270: Dolor y molestias lumbares, sacroiliacas o pélvicas durante el embarazo. Debilidad del suelo pélvico. Prolapso de órganos pélvicos (POP). Incontinencia urinaria de esfuerzo. FJ280: Dolor y molestias lumbares, sacroiliacas o pélvicas durante el embarazo.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS: FJ270: Ortesis cinturón sacroiliaca fabricada con tejido elástico. Incorpora una cinta elástica removible para aumentar su función de soporte. Incorpora insertos de silicona para evitar su desplazamiento. Cierre y ajuste de velcro. Longitud 100 cm. Altura 8 cm

FJ280: Ortesis lumbosacra para el embarazo fabricada con tejido elástico transpirable. Incorpora una cinta elástica removible para aumentar su función de soporte y sujeción. Incorpora varillas flexibles lumbares. El diseño frontal permite una eficaz adaptación a los cambios de tamaño y forma del vientre durante las etapas del embarazo. Cierre y ajuste de velcro. Almohadillas lumbares de silicona.

LONGITUD DE LA ORTESIS / SELECCIÓN DE LA TALLA Única

MATERIALES FJ270: Poliamida 75%, elastano 22,6%, silicona 2,4%. FJ280: Poliamida 44 %, elastano 33 %, poliéster 23 %

INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACIÓN: La correcta elección de la talla es fundamental para conseguir la máxima eficacia del tratamiento, así como prolongar la vida útil de la ortesis. FJ270: Colocar la ortesis sobre la zona pélvica. Rodear el abdomen con el cinturón fijando los velcros hasta conseguir el

grado de sujeción deseado. La zona frontal tiene que colocarse por debajo del vientre para que cumpla su función de sujeción.

Posteriormente, ajustar el grado de compresión y sujeción tirando de los tensores laterales hacia delante al mismo tiempo. FJ280: Colocar la ortesis sobre la zona lumbosacra. La ortesis está compuesta de dos piezas: pieza trasera lumbosacra y pieza delantera de sujeción y fijación de velcros. Localizar el centro de la pieza delantera señalada con la marca "EMO". Fijar un extremo de la pieza delantera a la pieza lumbosacra. Rodear el abdomen con la ortesis y fijar el otro extremo de la pieza posterior a la pieza delantera. Posteriormente, ajustar el grado de compresión y sujeción tirando de los tensores laterales hacia delante al mismo tiempo y fijándolos sobre la pieza delantera. La zona frontal tiene que colocarse por debajo del vientre para que cumpla su función de sujeción. El usuario debe examinar regularmente el producto para que se encuentre en perfecto estado y garantizar su correcto funcionamiento. No utilice el producto si está dañado. La intervención de terceros personas en la colocación no será necesaria salvo en casos de escasa fuerza o coordinación. Para que el producto pueda mantener sus propiedades de compresión o sujeción, la ortesis debe adaptarse a la zona afectada sin producir molestias o incomodidades durante su uso. Una excesiva compresión puede provocar intolerancia al tratamiento.

INDICACIONES FJ270: Dolor y molestias lumbares, sacroiliacas o pélvicas durante el embarazo. Debilidad del suelo pélvico. Prolapso de órganos pélvicos (POP). Incontinencia urinaria de esfuerzo. FJ280: Dolor y molestias lumbares, sacroiliacas o pélvicas durante el embarazo.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS: FJ270: Ortesis cinturón sacroiliaca fabricada con tejido elástico. Incorpora una cinta elástica removible para aumentar su función de soporte. Incorpora insertos de silicona para evitar su desplazamiento. Cierre y ajuste de velcro. Longitud 100 cm. Altura 8 cm

FJ280: Ortesis lumbosacra para el embarazo fabricada con tejido elástico transpirable. Incorpora una cinta elástica removible para aumentar su función de soporte y sujeción. Incorpora varillas flexibles lumbares. El diseño frontal permite una eficaz adaptación a los cambios de tamaño y forma del vientre durante las etapas del embarazo. Cierre y ajuste de velcro. Almohadillas lumbares de silicona.

LONGITUD DE LA ORTESIS / SELECCIÓN DE LA TALLA Única

MATERIALES FJ270: Poliamida 75%, elastano 22,6%, silicona 2,4%. FJ280: Poliamida 44 %, elastano 33 %, poliéster 23 %

INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACIÓN: La correcta elección de la talla es fundamental para conseguir la máxima eficacia del tratamiento, así como prolongar la vida útil de la ortesis. FJ270: Colocar la ortesis sobre la zona pélvica. Rodear el abdomen con el cinturón fijando los velcros hasta conseguir el

información necesaria para asegurar que el usuario final o la persona responsable de la colocación del producto entienda cómo utilizar el producto de manera segura. Producto no apto para su esterilización. Mantener fuera del alcance de los niños.

Para la eliminación del producto utilizar el contenedor de residuos sólidos. Para la eliminación del envase, dependiendo del material de este, utilizar el contenedor del papel/cartón o el contenedor del plástico. En el extremo de la pieza delantera a la pieza lumbosacra. Rodear el abdomen con la ortesis y fijar el otro extremo de la pieza posterior a la pieza delantera. Posteriormente, ajustar el grado de compresión y sujeción tirando de los tensores laterales hacia delante al mismo tiempo y fijándolos sobre la pieza delantera. La zona frontal tiene que colocarse por debajo del vientre para que cumpla su función de sujeción. El usuario debe examinar regularmente el producto para que se encuentre en perfecto estado y garantizar su correcto funcionamiento. No utilice el producto si está dañado. La intervención de terceros personas en la colocación no será necesaria salvo en casos de escasa fuerza o coordinación. Para que el producto pueda mantener sus propiedades de compresión o sujeción, la ortesis debe adaptarse a la zona afectada sin producir molestias o incomodidades durante su uso. Una excesiva compresión puede provocar intolerancia al tratamiento.

INDICACIONES FJ270: Dolor y molestias lumbares, sacroiliacas o pélvicas durante el embarazo. Debilidad del suelo pélvico. Prolapso de órganos pélvicos (POP). Incontinencia urinaria de esfuerzo. FJ280: Dolor y molestias lumbares, sacroiliacas o pélvicas durante el embarazo.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS: FJ270: Ortesis cinturón sacroiliaca fabricada con tejido elástico. Incorpora una cinta elástica removible para aumentar su función de soporte. Incorpora insertos de silicona para evitar su desplazamiento. Cierre y ajuste de velcro. Longitud 100 cm. Altura 8 cm

FJ280: Ortesis lumbosacra para el embarazo fabricada con tejido elástico transpirable. Incorpora una cinta elástica removible para aumentar su función de soporte y sujeción. Incorpora varillas flexibles lumbares. El diseño frontal permite una eficaz adaptación a los cambios de tamaño y forma del vientre durante las etapas del embarazo. Cierre y ajuste de velcro. Almohadillas lumbares de silicona.

LONGITUD DE LA ORTESIS / SELECCIÓN DE LA TALLA Única

MATERIALES FJ270: Poliamida 75%, elastano 22,6%, silicona 2,4%. FJ280: Poliamida 44 %, elastano 33 %, poliéster 23 %

INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACIÓN: La correcta elección de la talla es fundamental para conseguir la máxima eficacia del tratamiento, así como prolongar la vida útil de la ortesis. FJ270: Colocar la ortesis sobre la zona pélvica. Rodear el abdomen con el cinturón fijando los velcros hasta conseguir el

PT FJ270 / FJ280

Caro cliente, obrigado pela tua confiança num produto EMO. Ao escolheres a nossa linha de orteses, adquiriste uma gama de produtos de qualidade do mais alto padrão sanitário. Por favor lê atentamente estas instruções. Se tiveres alguma dúvida, por favor contacta o teu médico ou revendedor especializado.

REGULAMENTOS (MD) Este dispositivo médico cumpre o Regulamento (EU) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre dispositivos médicos e os respectivos regulamentos nacionais. Foi realizada uma Análise de Risco (UNE EN ISO14971) minimizando todos os riscos existentes. Dispositivo médico de classe I, não estéril, sem função de medição.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE Lê todos os avisos e instruções antes de usares este produto. A aplicação correta é essencial para o bom funcionamento e para reduzir o risco de lesões ou reincidências inerentes à utilização de qualquer produto deste tipo.

NOME DO PRODUTO: CINTO DE GRAVIDEZ FJ270 MUMFIT FJ280 MUMFIT CINTA LUMBOSACRAL PARA A GRAVIDEZ

FINALIDADE: Alivia as dores lombares e pélvicas durante a gravidez. Proporciona apoio e suporte constante à barriga. Eleva o abdómen, melhorando a postura sacroiliaca. Fortalece a zona abdominal inferior. Não pressiona os órgãos abdominais. Não restringe a mobilidade

INDICACIONES FJ270: Dor e desconforto lombar, sacroiliaco ou pélvico durante a gravidez. Fraqueza do pavimento pélvico. Prolapso dos órgãos pélvicos (POP). Incontinência urinária de esforço.

DESCRIPÇÃO E CARACTERÍSTICAS: FJ270: Dor e desconforto lombar, sacroiliaco ou pélvico durante a gravidez. Fraqueza do pavimento pélvico. Prolapso dos órgãos pélvicos (POP). Incontinência urinária de esforço.

LONGITUD DE LA ORTESIS / SELECCIÓN DE LA TALLA Única

MATERIALES FJ270: Poliamida 75%, elastano 22,6%, silicona 2,4%. FJ280: Poliamida 44 %, elastano 33 %, poliéster 23 %

INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACIÓN: La correcta elección de la talla es fundamental para conseguir la máxima eficacia del tratamiento, así como prolongar la vida útil de la ortesis. FJ270: Colocar la ortesis sobre la zona pélvica. Rodear el abdomen con el cinturón fijando los velcros hasta conseguir el

desejado. A zona frontal deve ser posicionada abaixo do abdómen para que cumpra a sua função de apoio. Subsequentemente, ajusta o grau de compressão e apoio, puxando os tensores laterais para a frente ao mesmo tempo. FJ280: Colocar a ortese sobre a região lombosacral. A ortese é composta por duas partes: uma parte lombosacra posterior e uma parte frontal com fixação e fixação por velcro. Localiza o centro da parte da frente marcada com "EMO". Fixa uma extremidade da peça da frente à peça lombosacra. Envolva a cinta à volta do abdómen e prenda a outra extremidade da parte de trás à parte da frente. A seguir, ajusta o grau de compressão e apoio puxando os tensores laterais para a frente ao mesmo tempo e fixando-os na peça da frente. A parte da frente deve ser posicionada abaixo da barriga de modo a cumprir a sua função de apoio. O utilizador deve inspecionar regularmente o produto para garantir que está em perfeitas condições e que está em boas condições de funcionamento. Não utilizar o produto se este estiver danificado. A intervenção de terceiros na instalação não é necessária, exceto em casos de força ou coordenação limitadas. Para que o produto mantenha as suas propriedades de compressão ou suporte, a ortese deve adaptar-se à zona afectada sem causar desconforto ou desconforto durante a utilização. A compressão excessiva pode causar intolerância ao tratamento.

Posteriormente, ajustar o grau de compressão e apoio puxando os tensores laterais para a frente ao mesmo tempo e fixando-os na peça da frente. A parte da frente deve ser posicionada abaixo da barriga de modo a cumprir a sua função de apoio. O utilizador deve inspecionar regularmente o produto para garantir que está em perfeitas condições e que está em boas condições de funcionamento. Não utilizar o produto se este estiver danificado. A intervenção de terceiros na instalação não é necessária, exceto em casos de força ou coordenação limitadas. Para que o produto mantenha as suas propriedades de compressão ou suporte, a ortese deve adaptar-se à zona afectada sem causar desconforto ou desconforto durante a utilização. A compressão excessiva pode causar intolerância ao tratamento.

INDICACIONES FJ270: Dor e desconforto lombar, sacroiliaco ou pélvico durante a gravidez. Fraqueza do pavimento pélvico. Prolapso dos órgãos pélvicos (POP). Incontinência urinária de esforço.

DESCRIPÇÃO E CARACTERÍSTICAS: FJ270: Dor e desconforto lombar, sacroiliaco ou pélvico durante a gravidez. Fraqueza do pavimento pélvico. Prolapso dos órgãos pélvicos (POP). Incontinência urinária de esforço.

LONGITUD DE LA ORTESIS / SELECCIÓN DE LA TALLA Única

MATERIALES FJ270: Poliamida 75%, elastano 22,6%, silicona 2,4%. FJ280: Poliamida 44 %, elastano 33 %, poliéster 23 %

INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACIÓN: La correcta elección de la talla es fundamental para conseguir la máxima eficacia del tratamiento, así como prolongar la vida útil de la ortesis. FJ270: Colocar la ortesis sobre la zona pélvica. Rodear el abdomen con el cinturón fijando los velcros hasta conseguir el

peessoa responsável pela montagem do produto compreende como utilizar o produto em segurança. Produto não adequado para esterilização. Manter fora do alcance das crianças. Para a eliminação do produto utilizar o contenedor de resíduos sólidos. Para a eliminação da embalagem, dependendo do material de embalagem, utilizar o contenedor de papel/cartão ou o contenedor de plástico. Em todos os casos, os regulamentos do país devem ser rigorosamente cumpridos. Qualquer incidente grave envolvendo o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado Membro em que o utilizador e/ou o paciente se encontram estabelecidos.

LAVAGEM, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO Lava regularmente com água morna (máximo 30°), sabão neutro e deixa secar ao ar. Durante a lavagem, se a peça tiver fechos de velcro, estes devem ser colados ou mantidos fechados sobre a peça. Não te exponhas a fontes de calor directas, como superfícies quentes, luz solar directa ou outras fontes de ignição. A ortese deve ser verificada para assegurar que está completamente seca antes de ser guardada, usada e reutilizada. O contacto com pomadas, cremes, alcoóis e solventes pode deteriorar a peça de roupa e encurtar a sua vida útil. Armazena à temperatura ambiente, de preferência na embalagem original.

INDICACIONES FJ270: Dor e desconforto lombar, sacroiliaco ou pélvico durante a gravidez. Fraqueza do pavimento pélvico. Prolapso dos órgãos pélvicos (POP). Incontinência urinária de esforço.

DESCRIPÇÃO E CARACTERÍSTICAS: FJ270: Dor e desconforto lombar, sacroiliaco ou pélvico durante a gravidez. Fraqueza do pavimento pélvico. Prolapso dos órgãos pélvicos (POP). Incontinência urinária de esforço.

LONGITUD DE LA ORTESIS / SELECCIÓN DE LA TALLA Única

MATERIALES FJ270: Poliamida 75%, elastano 22,6%, silicona 2,4%. FJ280: Poliamida 44 %, elastano 33 %, poliéster 23 %

INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACIÓN: La correcta elección de la talla es fundamental para conseguir la máxima eficacia del tratamiento, así como prolongar la vida útil de la ortesis. FJ270: Colocar la ortesis sobre la zona pélvica. Rodear el abdomen con el cinturón fijando los velcros hasta conseguir el

FJ270 Instrucciones colocación Placement instructions



INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACIÓN:

Colocar la ortesis sobre la zona pélvica. Rodear el abdomen con el cinturón fijando los velcros hasta conseguir el grado de sujeción deseado. La zona frontal tiene que colocarse por debajo del vientre para que cumpla su función de sujeción. Posteriormente, ajustar el grado de compresión y sujeción tirando de los tensores laterales hacia delante al mismo tiempo.

INSTRUCTIONS FOR USE AND PLACEMENT:

Place the brace over the pelvic area. Surround the abdomen with the belt by fastening the velcro straps until the desired degree of support is achieved. The front area must be positioned below the abdomen so that it fulfils its function of support. Subsequently, adjust the degree of compression and support by pulling the side tensioners forward at the same time.

EN FJ270 / FJ280

Dear customer, thank you for your trust in an EMO product. By choosing our line of orthoses, you have purchased a range of quality products of the highest sanitary standard. Please read these instructions carefully. If you have any questions, please contact your doctor or specialist retailer.

REGULATIONS (MD) This medical device complies with Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council on medical devices and the respective national regulations. A Risk Analysis (UNE EN ISO14971) has been carried out to minimise all existing risks. Class I medical device, non-sterile, without measuring function.

IMPORTANT INFORMATION Read all warnings and instructions before using this product. Proper application is essential for proper function and to reduce the risk of injury or re-injury inherent in the use of any product of this type.

ITEM NAME: FJ270 MUMFIT BELT BRACE PREGNANCY FJ280 MUMFIT LUMBOSACRAL BRACE PREGNANCY

PURPOSE: Relieves lumbar and pelvic pain during pregnancy. Provides constant support and support to the belly. Elevates the abdomen, improving sacroiliac posture. Strengthens the lower abdominal area. Does not press on the abdominal organs. Does not restrict mobility

INDICATIONS: FJ270: Lumbar, sacroiliac or pelvic pain and discomfort during pregnancy. Pelvic floor weakness. Pelvic organ prolapse (POP). Stress urinary incontinence. FJ280: Low back, sacroiliac or pelvic pain and discomfort during pregnancy.

DESCRIPTION AND CHARACTERISTICS: FJ270: Sacroiliac belt orthosis made of elastic fabric. It incorporates a removable elastic band to increase its support function. Incorporates silicone inserts to prevent displacement. Velcro fastening and adjustment. Length 100 cm. Height 8 cm.

FJ280: Lumbosacral orthosis for pregnancy made of breathable elastic fabric. It incorporates a removable elastic band to increase its support and fastening function. Incorporates flexible lumbar stays. The front design allows an effective adaptation to the changes in size and shape of the belly during the stages of pregnancy. Velcro fastening and adjustment. Silicone lumbar pads. Height 13 cm.

BRACE LENGTH / SIZE SELECTION One size

MATERIALS FJ270: Polyamide 75%, elastane 22.6%, silicone 2.4%. FJ280: Polyamide 44%, elastane 33%, polyester 23%.

INSTRUCTIONS FOR USE AND FITTING: Correct sizing is essential to achieve maximum treatment efficacy as well as prolonging the life of the brace. FJ270: Place the brace over the pelvic area. Surround the abdomen with the

belt by fastening the velcro straps until the desired degree of support is achieved. The front area must be positioned below the abdomen so that it fulfils its function of support.

Subsequently, adjust the degree of compression and support by pulling the side tensioners forward at the same time. FJ280: Place the orthosis over the lumbosacral region. The orthosis is composed of two parts: a lumbosacral back piece and a front piece with Velcro fastening and fixation. Locate the centre of the front part marked "EMO". Attach one end of the front piece to the lumbosacral piece.

Wrap the brace around the abdomen and attach the other end of the back piece to the front piece. Subsequently, adjust the degree of compression and support by pulling the side tensioners forward at the same time and fastening them on the front piece. The front part must be positioned below the belly in order to fulfil its supporting function. The user must regularly inspect the product to ensure that it is in perfect condition and that it is in proper working order. Do not use the product if it is damaged. The intervention of third parties in the installation is not necessary except in cases of limited strength or coordination. In order for the product to maintain its compression or support properties, the orthosis must adapt to the affected area without causing discomfort or discomfort during use. Excessive compression may cause intolerance to the treatment.

IMPORTANT INFORMATION Please read all warnings and instructions before use. Correct application is essential for the product to work properly and to reduce the risk of injury or re-injury inherent in the use of any product.

PRECAUTIONS (A) If any allergic reaction, irritation, skin alteration, swelling or sensitisation occurs, remove the product and consult the prescribing physician or health care professional. Do not use directly on open or reddened scars without proper protection.

Do not expose to a flame or heat source at very high temperatures. The brace should fit snugly but should not compress excessively. Inspect the fit of the product to ensure that it fits properly. Do not over-tighten. Check regularly to ensure that circulation is not compromised. If in doubt as to size, always choose the larger size.

The user should regularly inspect the product to ensure that it is in perfect condition and that it is working properly. Do not use the product if it is damaged.

WARNINGS The use of the orthosis is conditional on the indications. It is recommended that the orthosis be used by one patient only. For correct fitting of the orthosis, follow the manufacturer's instructions. Follow the indications or recommendations of the prescriber or healthcare professional. For a custom fitting,

consult a specialist. The specialist will provide the necessary information to ensure that the end user or the person responsible for fitting the product understands how to use the product safely. Product not suitable for sterilisation. Keep out of reach of children. For disposal of the product use the solid waste container. For disposal of the packaging, use the paper/cardboard container or the plastic container. In all cases, the country's regulations must be strictly complied with.

Any serious incident involving the product should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient are established.

WASHING, MAINTENANCE AND STORAGE Wash regularly with lukewarm water (maximum 30°), neutral soap and allow to air dry. During washing, if the garment has velcro fasteners, these should be glued together or kept closed on the garment. Do not expose to direct heat sources such as hot surfaces, direct sunlight or other sources of ignition. The orthosis should be checked to ensure that it is thoroughly dry before storage, use and re-use. Contact with ointments, creams, alcohols and solvents may deteriorate the garment and shorten its useful life. Store at room temperature, preferably in the original packaging.

SHelf LIFE, QUALITY CERTIFICATES AND GUARANTEES ESPECIALIDADES MEDICO-ORTOPÉDICAS, S.L. states that should you detect any defect within the guarantee period, please contact your distributor in order to solve the problem as soon as possible. The guarantee will not be valid if the product has been damaged by improper use, or if the instructions and recommendations for use explained in this brochure have not been followed.

IMPORTANT! Please do not forget to keep with date of purchase and stamped by the seller) and present the complete product (case and body of the product), these requirements will be essential for any claim.

With regular maintenance, the product will be reliable and durable and can be reused following the indicated measures for 24 months, after this period of time, it is recommended to change to a new brace.

QUALITY CERTIFICATES: All materials used have been tested, comply with the applicable European standards and offer maximum safety and comfort during use. Oeko-Tex Standard 100 certificate: The Oeko-Tex label guarantees the absence of substances harmful to health and certifies the absence of harmful substances in all materials from which the orthosis is made. Guarantee within the framework of the legal regulations.

Leyenda iconos Icons caption



Fabricante Manufacturer



Fecha de fabricación Date of manufacture



Código de Lote Batch code



Número de referencia Reference number



Producto sanitario Medical device



Lavar a mano Handwash




Secar en horizontal a la sombra Dry horizontally in the shade



Caducidad Expiration



Conformidad CE CE conformity



Consultar instrucciones Consult instructions



No contiene Látex Does not contain Latex



Un paciente. Múltiples usos. Single patient. Multiple uses.



Precavución Caution



No usar plancha Do not use iron




Reciclado Recycled




Mantener seco Keep dry



Mantener alejado de la luz Keep away from light



Reciclable Recyclable



Punto verde Green point



No usar blanqueador Do not use whitener



No usar secadora Do not use dryer



Lavar en seco Clean dry

