

Paciente		Pedido	O.Fabricación
Cliente			
Técnico			

**Entrada de datos**

Molde Escayola     
  Molde Fibra     
  Fichero escaneado

**Rectificación**

Estándar     
  Especial  especificar \_\_\_\_\_

**Fresado**

Perímetro coronal hasta 50 cm     
  Perímetro coronal mayor de 50 cm  
 Bloque 20     
  Bloque 25

**Fabricación y Acabado**

INTERIOR: Plastazote Blanco 12mm       Especial  especificar \_\_\_\_\_  
 EXTERIOR: Polietileno HD 3mm       Especial  especificar \_\_\_\_\_  
 DECORACION TRANSFER:  Numero/Nombre \_\_\_\_\_  
 CIERRE:     
 Blanco      
 Marino      
 Gris      
 Rosa

Plagiocefalia __	Aplanamiento:			
Braquiocefalia __	Anterior /Parietal	Izq. <input type="radio"/>	Central <input type="radio"/>	Dch. <input type="radio"/>
Escafocefalia __	Posterior/Occipital	Izq. <input type="radio"/>	Central <input type="radio"/>	Dch. <input type="radio"/>
Lado apertura:    Izq. <input type="radio"/> Dch. <input type="radio"/> Otro <input type="radio"/> (especificar sobre vistas)				

Para molde (escayola o fibra) marcar referencias:  
 Punto medio entre cejas (glabela)  
 Borde lateral cejas (frontocigomatico)  
 Contorno de orejas  
 Para escaneo poner referencias en los mismos puntos.  
 Enviar fotos frontal, lateral derecha e izquierda, posterior y coronal superior.

