



EMO
especialistas en ortopedia

150502

Mascara Protección CentralFab



by EMO

Paciente		Pedido	O.Fabricación
Cliente			
Técnico			

Entrada de datos

Molde Escayola Molde Fibra Fichero escaneado

Rectificación



Estándar Especial especificar _____

Fresado

Perímetro coronal hasta 50 cm Bloque 15
 Perímetro coronal mayor de 50 cm Bloque 20

Fabricación y Acabado

INTERIOR: FORRO EVA Almohadillas PLASTAZOTE Almohadillas SILICONA
 CARCASA-EXTERIOR: Polipropileno 3mm PETG Trasparente 4mm Fibra Carbono TFC 2mm
 ESPECIAL, especificar _____
 DECORACION PAPEL TRANSFER: Numero/Nombre _____
 DECORACION WATER TRANSFER: Numero/Nombre _____



Para escaneado es necesario al menos toda la cara anterior, desde una oreja hasta la otra oreja. Y la parte superior de la zona frontal.

Marcar la zona de la lesión (que será la zona a liberar)

Enviar fotos frontal, lateral derecha e izquierda, posterior y coronal superior.