

Paciente	
Cliente	
Técnico	

Pedido	O.Fabricación

Entrada de datos

Molde Escayola

Molde Fibra

Medidas

Fichero escaneado

Fabricación

- Metalico: aros en muslo y pantorrilla, estribo a calzado
- Mixto: aros en muslo y AFO termoconformado
- Mixto: muslera termoconformada y aro en pantorrilla, estribo a calzado
- Termoconformada: muslera y AFO termoconformados

- Cinta T antivaro
- Rodillera o galápago
- Cinturon pélvico

Acabados

Termoconformados: Polipropileno

Polietileno

TRANSFER: Nro/Nombre _____

Especial WATERTRANSFER especificar _____

Material Especial especificar _____

Cinta textil + hebilla: Cantidad _____


Ancho: 25 40

Color: _____

Forrado aros: Cuero Negro

Bandas/guarnecido (interior siempre piel) Cuero Negro

Cierres tipo cinturón tira+hebilla: Cantidad _____



IZQ. DCH.
BILATERAL

Calzado: Modelo _____ Nº _____

Estribo _____

Pletinas/Barras _____

Art.Tobillo _____

Art.Rodilla _____

Art.Cadera _____

•Obtener huella de paciente sobre papel, en posición decúbito supino, tobillo a 90°, evitando deformaciones de tejidos blandos.

•Sera necesario molde o escaneado para ortesis termoconformadas.

• Marcar en el molde las referencias indicadas para las medidas.

• Enviar fotos frontal, lateral derecha e izquierda