

## Flexibles (150602)

<b>Paciente</b>		<b>Pedido</b>	<b>O.Fabricación</b>
<b>Cliente</b>			
<b>Técnico</b>			

### Entrada de datos

Pedigráfica <input type="radio"/>	Espuma fenol/escayola <input type="radio"/>	Fichero 2D <input type="radio"/>	Fichero 3D <input type="radio"/>	Diseño finalizado <input type="radio"/>
Fecha toma medidas _____	Fecha nacimiento _____	Peso _____	Talla pie _____	
Par completo <input type="radio"/>		Medio par: IZQ. <input type="radio"/> DCH. <input type="radio"/>		

### Fabricación: Plantilla flexibles (por patologías) (150602)

	PATOLOGIA A TRATAR	ELEMENTOS	MATERIAL SHORE
<b>INFANTIL</b>			
ref.63	VARO	CUÑA EXT./Pronadora 5mm.	50
ref.63	VALGO	CUÑA INT./Supinadora 5mm.	50
ref.63	PIE PLANO VALGO	ALI/CAZOLETA/SUPINADORA	50
ref.63	PIE CAVO VALGO	ALI/CAZOLETA/SUPINADORA	50
ref.63	PIE CAVO	ALI/BOVEDA	50
ref.63	PIE CAVO VARO	ALI/BOVEDA/CUÑA EXT.	50
ref.63	SUPINACION DE ANTEPIE	CUÑA PRONADORA ANTEPIE	50
ref.62	SEVER	TALONERA (Bilateral)	20
ref.63	DISMETRIA	PLANO en disminucion	50
<b>ADULTO</b>			
ref.65	VARO	CUÑA EXT./Pronadora	40/30
ref.65	VALGO	CUÑA INT./Supinadora	40/30
ref.64	PIE CAVO	ALI/BOVEDA	20/30
ref.64	METATARSALGIA CENTRAL	BOVEDA en centrales	20/30
ref.64	METATARSALGIA COMPLETA	BARRA en todos	20/30
ref.64	NEUROMA MORTON	BOVEDA	20/30
ref.63	DISMETRIA	PLANO en disminucion	50
ref.62	TALAGIA	TALONERA	25
ref.62	FASCITIS PLANTAR	ALI/BOVEDA/TALONERA	25
10300	ESPOLON/DESCARGA LOCALIZADA	LATEX AMARILLO	
ref.62	SESAMOIDITIS	BARRA descarga subcapital	25
<b>GERIATRICO</b>			
ref.62	PIE DERRUMBADO	ALI/CUÑA	25

AÑADIR EXTRA DESCARGA: (150602103)

- Latex color \_\_\_\_\_  
 Poron  
 Otro material \_\_\_\_\_  
 (marcar posición en el diseño)

AÑADIR EXTRA SUELO: (150602101)

- Antideslizante 1mm (graphyte)(0)  
 Flexible 3mm (musgoomy) (0)  
 Duro 2mm (porolit) (1)  
 Blando 1mm (microflexa) (1)

Descripción/Modificaciones:

### Altura estándar según elemento

ALI: 16 mm; ALE: 12 mm; CUÑA: 5 mm; BARRA/APOYO: 7 mm; CAZOLETA: 10 mm

### Acabados Forros: (150602102)

Estandar	 Eva liso <input type="radio"/>	Extra 1 (200)	 Forro ternera <input type="radio"/> Piel natural	Microfibra: <input type="radio"/> Transpirable y absorbente	Extra 2 (201)	 Supersoft: <input type="radio"/> Especial descarga+ forro absorbente
	 Eva liso perforado <input type="radio"/>		 Esencial: <input type="radio"/> Piel sintética, lavable			 Premium: <input type="radio"/> Transpirable y absorbente