



Paciente		Pedido	O.Fabricación
Cliente			
Técnico			

Entrada de datos

Molde Escayola Molde Fibra Fichero escaneado

Tipo de prótesis

Estetica Mecanica Mioelectrica i-limb Otra especificar _____

Fresado

Perímetro condilar hasta 40 cm Perímetro condilar mayor de 40 cm
Bloque 20 Bloque 25

Fabricación

ENCAJE BLANDO: Termolen semiduro Silicona EVA extrusionado
ENCAJE CHEQUEO: Polipropileno cierre lateral PETG transparente burbuja
ENCAJE DEFINITIVO: Laminado encaje Laminado antebrazo Laminado brazo
Laminado en carbono Material especial a consultar _____

Acabado sistema suspensión (especificar referencia en componentes)

Corselete supracondilar Arnes en hombro Susp. Liner/pin
Ajuste-suspensión Tipo BOA Requiere especificación de diseño


Otros Acabados

Montaje Mecanico Montaje Electrico Colocacion guante cosmetico
Papel transfer Modelo _____ WATER-transfer Modelo _____

Componentes

Codo _____
Muñeca _____
Mano _____
Guante _____
Otros: _____

- Marcar referencia en codo, epicóndilos y olecranon.
- Marcar referencia en hombro, acromion. Marcar líneas de plomada.
- Marcar puntos a considerar sobre esquema.
- Marcar en puntos de electrodos obtenidos con el myo-tester.
- Enviar Fotos FR-LAT-POS en reposo, con referencia al lado contralateral.



ENDO esquelética
 EXO esquelética

Lado de la Prótesis
 Izquierda
 Derecha