



Calzado infantil

Corrector y para ortesis tipo DAFO

- Calzado de gran apertura para facilitar la colocación.
- Fabricado con un contrafuerte estabilizador de retropié.
- Piso de material microporoso con base de goma antideslizamiento*.
- Indicado para: Correcciones, pie equino, inestabilidad del tobillo, marcha de puntillas, flexión plantar excesiva.

M12 Bota tipo boxer

SNS OIT 910



COLORES Negro, Marrón
TALLAS (36-44)

M12V Bota tipo boxer velcro

SNS OIT 910



COLORES Negro, Marrón
TALLAS (36-44)

M821V Bota sandalia ortesis velcro



COLORES Marino, Marrón, Negro, Rojo
TALLAS (20-33)

M830 Deportiva ortesis Bolos



COLORES Rosa, Brillly
TALLAS (20-33)

M846 Bota ortesis Top Basic Nobuck



COLORES Verde, Arena
TALLAS (20-33)

M847 Bota ortesis deportiva



COLORES Rojo, Blanco, Marino
TALLAS (20-33)

M870 Bota ortesis Basic Nobuck



COLORES Marino, Arena, Beige, Marrón, Charol
TALLAS (20-33)

M871V Bota ortesis Vobby velcro



COLORES Cuero, Rosa
TALLAS (20-33)

M848V Bota ortesis Mountain



COLORES Cuero
TALLAS (20-33)

M849 Bota ortesis Boxy



COLORES Rojo, Azul
TALLAS (20-33)

M831V Deportiva ortesis velcro



COLORES Rosa, Rojo, Plata, Marino
TALLAS (20-33)

M853 Bota Ortesis Clockfit



COLORES Azul, Rosa
TALLAS (20-33)

M891V Bota ortesis velcro



COLORES Rosa, Negro, Marino, Marrón, Cebra
TALLAS (20-33)

