

Dynamic Walk

ORTESIS DE MIEMBRO INFERIOR



060095 Dynamic Walk

AFO que asiste a la dorsiflexión del pie, evitando el equinismo. Realizada en TFC, lo que proporciona una gran ligereza y la capacidad de termoconformación. Diseñada para un nivel de actividad alto permite al paciente andar y correr sin necesidad de correas, manteniendo la posición dinámica del conjunto pie-tobillo. Su diseño con el talón abierto nos proporciona un óptimo ajuste y confort para los diferentes tipos de calzado. Posibilidad de almohadilla para mayor confort del paciente.

EFFECTOS

- Asiste la dorsiflexión y evita el equinismo.
- Controla la desviación en varo.
- Facilita la marcha y la rehabilitación funcional.

INDICACIONES

- Pie equino en parálisis flácidas con y sin desviación en varo.
- Hemiplejía por accidentes vasculares-cerebrales, ictus.
- Secuelas de parálisis flácidas.
- Retracción del tendón de Aquiles en parálisis cerebral infantil. Lesiones del nervio ciático poplíteo externo.

TALLAS según talla de calzado.
S (35-38) M (39-43) L (44-48)



060096 Dynamic walk ancho

Modelo en planta completa para adaptación al calzado.

Mismos efectos e indicaciones que Dynamic Walk

TALLAS según talla de calzado.
S (35-38) M (39-43) L (44-48)




060097 Dynamic walk medial

Con tirantes en la zona medial. Fácil de quitarse y ponerse. Se adapta fácilmente a calzado normal/estrecho.

Mismos efectos e indicaciones que Dynamic Walk

TALLAS según talla de calzado.
S (35-38) M (39-43) L (44-48)



060098 Dynamic walk lateral

Con tirantes en la zona lateral. Fácil de quitarse y ponerse. Se adapta fácilmente a calzado normal/estrecho.

Mismos efectos e indicaciones que Dynamic Walk

TALLAS según talla de calzado.
S (35-38) M (39-43) L (44-48)