



EMO
especialistas
en ortopedia

CATÁLOGO
2025

EMO IDENTITÉS

Artículos para el bienestar y la autonomía personal

www.emo.es

EMO. ORTOPEDIA Y ODONTOLOGIA. IDENTITÉS

2025

Contáctenos :



Por internet

www.emo.es
www.emoonline.es
www.identites.eu



Por fax

96 370 6799



Por teléfono

96 313 20 51

De lunes a viernes :
De 09.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00



Por correo postal

EMO Identités
Camino Pascualeta, 40
46200 Paiporta VALENCIA



Por email

emo@emo.es

Estamos en las redes sociales :



Youtube :

EMO - especialistas en ortopedia,
identites



Facebook :

EMO - especialistas en ortope-
dia, identitesvpc



Instagram :

[emo.especialistas_en_ortopedia](https://www.instagram.com/emo.especialistas_en_ortopedia),
[identites_vpc](https://www.instagram.com/identites_vpc)

Encuentra nuestros videos explicativos de los productos en youtube. Comparta sus opiniones en los canales de facebook e instagram.

Los precios que aparecen en este catálogo son precios re-comendados, en ningún caso son precios contractuales (como no son contractuales las fotos de los productos o las características de los mismos). Sólo pretendemos dar una indicación del precio del producto que complementa el resto de la información sobre el mismo. EMO Identités es una marca de EMO Ayudas Identités S.L. con CIF B40588345.



Novedad último minuto 2025	2	Calor y tratamiento del aire	252
<i>Autonomía y ayudas técnicas.....</i>	3	Confort y calor	254
Bañera	3	Luminoterapia	260
Elevadores de bañera	3	Bienestar y masaje	261
Accesorios de baño y ducha	14	Tratamiento del dolor	264
Taburetes y sillas de ducha	22	Control y seguimiento de la salud	270
Ducha e inodoro XXL.....	37	<i>Psicomotricidad, animación y equilibrio</i>	280
Sillas de ducha reclinables	38	Estimulación sensorial / Psicomotricidad fina	280
Sillas y elevadores de inodoro	42	Equilibrio y psicomotricidad	283
Incorporadores de inodoro	53	<i>Material para profesionales del cuidado.....</i>	288
Incontinencia.....	56	Camillas de masaje y examen	288
Asideros.....	65	Equipamiento y mobiliario de gabinete	294
Ayudas para comer	87	Masajes y productos de belleza	298
Alfombrillas antideslizantes.....	105	Presoterapia y aerosolterapia	299
Alrededor de la cocina	110	Rehabilitación de la marcha	300
Ayudas para vestirse.....	118	Ejercicios y bicicletas de rehabilitación	304
Gestos cotidianos.....	124	Rehabilitación de manos.....	312
Pinzas	127	Termo/crioterapia	314
Ocio, lectura y escritura.....	128		
Telefonía, ayudas auditivas y para discapacitados visuales.....	132		
Relojes y personas desorientadas.....	137		
Pastilleros.....	140		
Paseos y compras	144		
Bastones.....	146		
Andadores y rollators	154		
Sillas de ruedas y accesorios.....	168		
Sillas eléctricas de ocio y scooters	176		
Rampas para sillas de ruedas.....	183		
Accesorios para sillas de ruedas	191		
Transferencia y grúas	198		
Mesitas de cama	202		
Equipamiento de cama.....	210		
Posicionamiento y confort - Positpro	214		
Personas encamadas y enfermería	218		
Seguridad de personas encamadas	230		
Sillones de elevación y accesorios.....	232		
<i>Pediatría.....</i>	73		
Baño, ducha e inodoro infantil.....	73		
Puericultura	78		
Sedestación y movilidad infantil	81		
.....			
<i>Confort, bienestar y ortopedia</i>	242		
Almohadas, colchones y ropa de cama	242		
Asientos confort	248		

SILLÓN CONFORT

Permite sentarse cómodamente gracias a su asiento y respaldo tapizados. Altura regulable para adaptarse a todos los usuarios. Reposabrazos regulables en anchura 3 cm. Tapicería de PVC beige impermeable para facilitar su limpieza y desinfección.

Dimensiones totales: anchura 70,5 x profundidad 79 x altura 113 a 128 cm. Peso: 14,7 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 52 x profundidad 46/49 x altura 44 a 59 cm.

Respaldo: altura 74 x anchura 48 cm. Anchura entre reposabrazos: 49/55 cm.

Reposabrazos: 8 x 48,5 cm.

REF. 823141



MÁX.
136 kg.

**REPOSAPIERNAS CONFORT**

Una opción muy agradable para extender las piernas cómodamente cuando se está sentado. El ángulo se adapta a la curvatura de las piernas. Regulable en altura. Tapizado de PVC gris impermeable para facilitar su limpieza y desinfección.

Dimensiones: ancho 50 x ancho 40,5 x alto. De 40,5 a 55,5 cm. Peso: 3,8 kg. Base: 55,5 x 40,5 cm.

REF. 823142

LA TABLA FRANCESA

> Tabla compacta e inteligente

> Funcionamiento sencillo e intuitivo

Esta tabla o bandeja puede instalarse en la mayoría de los reposabrazos de sofás o sillones elevadores. Es muy estable y mantiene el reposabrazos libre para su uso. Gira fácilmente y se despliega para convertirse en un soporte para comer, leer o escribir. Con espacio de almacenamiento, portavasos y toma USB integrada. Dimensiones extendido: 50 x 30 cm (plegado: 30 x 30 cm). Peso máximo 6 kg.

REF. 823156



Fabricado en Francia

**DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA RS4**

> Equipado con 2 asientos abatibles lateralmente

El RS4 permite a un cuidador transferir a un paciente sin ayuda externa y sin esfuerzo. Facilita colocarse cerca del paciente. Gracias a sus horquillas que se abren hacia el exterior, accionables con un simple pedal, proporciona una gran estabilidad. Una vez que el paciente está levantado, los asientos laterales se posicionan fácilmente para que pueda apoyarse durante la transferencia. Cojín amplio para las piernas de 39 x 26 cm.

Dimensiones: ancho 53 / 73 x profundidad 82 x altura 106 cm.

Cojín para las piernas ajustable en altura de 25 a 49 cm desde la base. Altura del asiento: 62 cm (mínimo) / 67 cm (máximo).

REF. 815238



MÁX.
185 kg.



ELEVADOR DE BAÑERA GALÁPAGOS

> Permite un baño relajante y confortable

Nuestro asiento elevador Galápagos le permite tomar un baño cómodamente, ya que este asiento se mueve suavemente hacia el fondo de la bañera y le eleva cuando termina.

Ha sido diseñado con plástico ligero reciclado de calidad. Esto permite que el elevador de bañera sea más fácil de transportar o almacenar (y, por lo tanto, retirarlo cuando no esté en casa). La batería de iones de litio que le permite funcionar se encuentra en el control remoto. El motor y el control remoto son totalmente impermeables y pueden usarse incluso bajo el agua. El chasis es robusto y articulado, lo que permite que el asiento se eleve hasta 48 cm y descienda hasta 8 cm de altura.

Función de seguridad: el elevador no baja si la batería del control remoto no está suficientemente recargada y solo permite elevar el asiento del elevador.

Equipado con un acolchado completo, también en las superficies laterales. Garantía de por vida en el motor y la estructura, 2 años en la batería y el control remoto.

Dimensiones de asiento: ancho 40 x prof. 50 x alto. 8 a 48 cm. Ancho. Con placas laterales: 72,5 cm.

Dimensiones del respaldo: ancho. 36 x alto. 65 cm.

Dimensiones de la base: ancho 31 x prof. 61.2 cm.

Ascenso 45s, descenso 30s. Batería 15V 2.2Ah. Tiempo de carga 3 horas.

Ángulo máximo del respaldo 45°. Peso sin mando a distancia de 9,6 kg.

El producto no requiere ensamblaje y se puede utilizar al recibirlo.

REF. 822068



ELEVADOR DE BAÑERA KANJO

Con nuestro elevador de bañera Kanjo, podrá sentarse y disfrutar de un baño relajante y seguro.

Gracias a su mando a distancia flotante y estanco, podrá entrar y salir suavemente de la bañera. Cuando está en posición elevada, las aletas del asiento se colocan automáticamente en los bordes de la bañera, facilitando la salida y la entrada en el asiento.

Al bajar el asiento, el respaldo se reclina hasta 40° en la posición de relax.

Asiento y respaldo tapizados en espuma lavable e impermeable.

Batería de iones de litio de 14,48 V y 2150 mAh recargable en 1 hora.

Dimensiones totales: profundidad 90 x altura 110,5 cm. Peso: 10,5 kg.

Superficie de la base: 53 x 22 cm.

Dimensiones del asiento: anchura 37,5 (71 cm con solapas laterales) x profundidad 50 x altura 6,5 a 45,5 cm. Altura del respaldo 68 cm.

REF. 822187



FABRICADO EN EUROPA



DISCO DE TRANSFERENCIA KANJO

Un accesorio para colocar en la Kanjo y ofrecer una solución más fácil para las transferencias laterales. Podrá entrar en la bañera más fácilmente. Acción de traslación y rotación.

Dimensiones: 41 x 32 cm. Peso: 1,3 kg.

REF. 822188



Disco de transferencia compatible con elevador Galapagos

Elevadores de bañera

ELEVADOR DE BAÑERA BELLAVITA PREMIUM

> Relájese, el Bellavita se encarga de todo

> El elevador de bañera desciende a su bañera y regresa lentamente

Ubíquese cómodamente en el asiento del Bellavita cuando esté en los bordes. Cuando se siente, haga que baje el asiento gracias a su control remoto flotante. Su asiento, con un corte anatómico en la parte delantera, facilita la higiene íntima. Es el elevador con una altura de asiento récord: hasta 48 cm a por encima del suelo

Y el que más baja: ¡hasta solo 6 cm (inmersión total en el baño)! La tapicería es desinfectable y lavable.

Función de seguridad: el elevador no baja si la batería del control remoto ya no está suficientemente recargada y no permite elevar el asiento del elevador.

Dispositivo desmontable ultraligero fácil de transportar y almacenar: ¡solo 9.3 kg! Garantía de por vida en el motor y la estructura, 2 años en la batería y el control remoto. Batería de litio recargable rápidamente. El modelo Classic tiene acolchado en el asiento central solamente.

Dimensiones de asiento: ancho 35 x prof. 42 x alto. 6 a 48 cm. Ancho con paredes laterales: 70 cm. Dimensiones del respaldo: ancho. 34 x alto. 64 cm. Dimensiones de la base: ancho 31 x prof. 56 cm.

Batería 12 V - 90 W. Tiempo de carga 4 horas.

Tapizado blando en asiento, respaldo y bordes laterales.



Altura récord del
asiento: 48 cm



COLOR	REF.
Azul	822108
Blanco	822177



Posición más
baja: sólo 6 cm
sobre fondo


MÁX.
140 kg.



DISCO DE TRANSFERENCIA BELLAVITA

El disco se adapta al asiento del Bellavita para facilitar las transferencias. Transferencia lateral de 22 cm y disco giratorio 360° con un diámetro de 48 cm.

REF. 822109



ELEVADOR DE BAÑERA INFLABLE DULCEO

> Elevación suave y natural

El elevador de bañera inflable Dulceo funciona mediante presión de aire e inflado de cojines para subir y bajar el asiento. El asiento y el respaldo hinchable garantizan un alto nivel de confort y seguridad gracias a la suavidad de los cojines. Las operaciones se realizan por control remoto. Se suministra con un compresor de baja presión que permanece fuera del baño, sin cable eléctrico sumergido. Sistema de seguridad que permite levantarse por última vez en cualquier caso. Elevación suave y natural.

Asegúrese de que la parte inferior de la bañera sea lisa para una buena adhesión de las ventosas

Altura variable de 2 a 40 cm. Altura del respaldo 33 cm. Asiento inflable 58 x 44 cm.

Garantía 2 años excepto en batería (6 meses).

REF. 822183



MÁX.
150 kg.





TABLA DE BAÑERA JAVA

> Mango de material antideslizante

La tabla para bañera Java Plus le permite tomar una ducha cómodamente instalada en los bordes de la bañera. Es suficiente para con fijar los 4 pernos de goma contra las paredes de la bañera para un uso seguro. Está equipado con una jabonera y un práctico mango hecho de material suave para ayudarte a entrar en la bañera.

Modelo Java

Dimensiones: Longitud 70 x ancho 26/30 cm.

Ajuste interno de los soportes de 40,5 a 65 cm.

Modelo Java Plus

Es adecuado para cualquier bañera con un ancho interno de 45,5 a 68 cm.

Dimensiones: Longitud 75.5 x ancho 26.5 / 35 x grosor 4 cm.

El disco giratorio opcional se adapta a ambos tamaños y le permite entrar y salir de la bañera con mayor facilidad. Diámetro 31,5 cm.



1

	REF.
Tabla de bañera Java P	812176
Tabla de bañera Java Plus P	812274
1 Disco giratorio	812275

TABLA DE BAÑERA SUREFOOT **P**

> Muy segura gracias a su fijación mediante ventosas

Esta tabla de bañera le permite sentarse cómodamente en el borde de la bañera y le permite sentarse e introducir sus piernas en la bañera.

Simplemente ajuste el ancho con las dos ventosas en la parte inferior y engánchelas: la tabla está firmemente sujeta y puede usarse sin temor. Equipado con un asa de sujeción.

Dimensiones: Longitud 68.5 x ancho 30 x de espesor. 5 cm. Para cualquier bañera con un ancho exterior de hasta 71 cm.

REF. 812188



Garantía
3 AÑOS



TABLA DE BAÑERA FRESH **P**

> Una tabla de muy alta calidad para una fácil transferencia

> Superficie granulada antideslizante

Esta tabla se puede instalar sin herramientas a través de la bañera y se sujeta firmemente con sus cuatro patas antideslizantes ajustables. Luego puede sentarse y girar sobre ella usando el asa lateral, que está cómodamente instalada, puede lavarse y salir de la bañera fácilmente.

Dimensiones: Ancho 36/27/30 cm. Espesor 4 cm. Peso 2,2 kg.



LONGITUD	ANCHURA EXTERIOR DE LA BAÑERA	ANCHURA INTERIOR DE LA BAÑERA	REF.
69 cm	max. 70 cm	30/53 cm	812083
74 cm	max. 75 cm	35/58 cm	812084



ASIENTO GIRATORIO DE BAÑERA ACOLCHADO

- > Asiento, respaldo y reposabrazos de material blando
- > Apoyabrazos abatibles

Este asiento giratorio de bañera le permite sentarse cómodamente gracias a sus piezas de espuma impermeable. Se puede ajustar en anchura para adaptarse a la mayoría de las bañeras.

Estructura de aluminio ligero y resistente a la corrosión. Peso 7,4 kg.

Dimensiones del asiento: ancho 40 x fondo 33,5 x altura del respaldo 19 cm. Altura de los reposabrazos 27,5 cm.

Anchura ajustable de 56 a 66,5 cm. Para bañeras de hasta 59 cm.

REF. 812010

ASIENTO GIRATORIO DE BAÑERA CAP VERT

- > Respaldo y asiento suaves y ultra cómodos

El asiento giratorio de bañera Cap Vert cuenta con un cómodo respaldo y un asiento suave, lo que le permite girar de manera segura dentro de su bañera y ducharse en una posición cómoda para sentarse con un asiento anatómicamente contorneado y un respaldo también suave. Garantiza un confort excepcional en uso prolongado.

Accesorio sin herramientas en la mayoría de las bañeras estándar de hasta 66 cm de ancho interno. Estructura de aluminio anticorrosión.

Dimensiones generales: ancho 71 x prof. 54 x alto. 57 cm. Dimensiones de asiento: ancho 41 x prof. 34 cm.

Peso 4,9 kg.

REF. 812299

MÁX.
130kg.



SOPORTE PARA EL GRIFO DE DUCHA CON VENTOSA P

Mantener el rociador de la ducha de mano es muy útil, se usa para acercarse el grifo cuando se usa un asiento de bañera o de ducha, y se sujeta firmemente simplemente presionando la palanca sobre cualquier superficie lisa (azulejos, o al interior de la bañera).

Soporte de tamaño universal.

Diámetro 11 cm.

REF. 815037



ASIENTO GIRATORIO DE BAÑERA

El asiento gira 360 ° para facilitar el acceso a la bañera para personas con movilidad reducida, lo que le permite sentarse fuera de la bañera y girarla suavemente 90 ° para entrar. Levante la palanca lateral para girarla para que pueda ducharse de manera segura y cómoda.

Sin la ayuda de ninguna herramienta, el asiento simplemente cae en los bordes de la bañera y se asegura con dos estabilizadores laterales antideslizantes. Su asiento envolvente está equipado con orificios que facilitan el flujo de agua.

Dimensiones del asiento: ancho 42 x fondo 41 x alto. Respaldo de 36 cm. Altura de los reposabrazos 31 cm. Anchura entre reposabrazos: 49 cm. Dimensiones totales: ancho 74 x fondo 72 x alto 50 cm.

Para cualquier bañera con una anchura interior de entre 54 y 68 cm.

REF. 812174



ASIENTO GIRATORIO DE BAÑERA STROMBOLI

> Con apoyabrazos abatibles

Nuestra asiento giratorio de bañera Stromboli es fácil de instalar en los bordes de su bañera. Es seguro gracias a 4 apoyos con funda antideslizante, así como a 2 estabilizadores antideslizantes que se adhieren a la superficie interior de la bañera. Le permite sentarse afuera de la bañera, luego girar fácilmente para estar frente al grifo y ducharse cómodamente instalado. El giro se realiza con una simple palanca situada debajo del asiento. También se puede utilizar para traslados laterales gracias a sus reposabrazos abatibles. Asiento envolvente muy cómodo. Estructura en acero epoxi blanco. Dimensiones del asiento: ancho 42 x fondo 41 x alto, respaldo de 36 cm. Altura de los reposabrazos 18 cm. Anchura entre reposabrazos: 46,5 cm. Dimensiones totales: ancho 73 x fondo 54 x alto 50 cm. Para cualquier bañera con una anchura interior de entre 54 y 68 cm.

Peso 5 kg.

REF. 812048



GRIFO DE DUCHA CON BOTÓN DE PARADA

> Detiene el flujo de agua presionando el botón

> Cinco tipos de chorros diferentes

Esta grifo para ducha de mano permite detener el flujo de agua con un solo gesto. Muy fácil de usar, disfruta de tu ducha con tranquilidad. Con su función de parada, no tiene que ajustar la temperatura y La presión entre el lavado y el enjuague. Tres chorros diferentes, se enrosca a la manguera de ducha estándar. Entregado sin la junta.

Longitud 23,5 cm. Peso 206 gr.

REF. 812184



ASIENTO DE BAÑERA SICILE

Este asiento de bañera Sicilia, muy robusto, se coloca en la parte inferior de la bañera para brindarte un asiento más alto, lo que te permite sentarte cómodamente y levantarte con facilidad. Su asiento de listones permite que el agua escurra rápidamente. Fijación mediante 4 grandes ventosas.

Ancho total entre las 2 ventosas de 32,5 cm.

Dimensiones de asiento: ancho 45 x prof. 29 cm. 2 alturas de asiento de su elección: 20 o 30 cm.



MÁX.
130 kg.

Garantía
2 AÑOS

ALTURA

20 cm

30 cm

**DYCEM MALLA ANTIDESLIZANTE**

> Antideslizante incluso sumergida

La malla antideslizante Dycem se corta a voluntad y se extiende sobre cualquier superficie. Por ejemplo, permite fijar la alfombrilla al suelo, para evitar que las personas se deslicen hacia adelante y para que se recuesten correctamente en la bañera. Material duradero y lavable a 40°. 2 tamaños disponibles: 100 x 30 cm o 200 x 60 cm.

TAMAÑOS	REF.
100 x 30 cm.	818034
200 x 60 cm.	818016



MÁX.
150 kg.

ASIENTO DE BAÑERA KEY WEST P

Haga su aseo personal cómodamente sentado en su baño con nuestro

asiento de bañera Key West, simplemente se sujeta mediante 4 ventosas en la parte inferior de la bañera. Polipropileno blanco.

Dimensiones: Ancho 40.5 x prof. 31 x alto. 21 cm.

Peso 1,3 kg.

REF. 812251



También se puede utilizar como reductor de la longitud de la bañera



MÁX.
200 kg.

ASIENTO DE BAÑERA KINGFISHER P

El asiento de bañera Kingfisher es ideal para sentarse cómodamente en su bañera, con una altura que le permite levantarse más fácilmente y se adapta a su bañera muy fácilmente gracias a cuatro ventosas grandes.

Dimensiones del asiento: ancho 40 x prof. 32 cm. Altura del asiento : 20 o 30 cm.

ALTURA	REF.
20 cm	812198
30 cm	812270



ASIDERO DE ACCESO A BAÑERA SECURIT

> Con un amplio agarre antideslizante

Nuestro asidero de acceso está pegada al borde de la bañera y le ayuda a superar el borde con mayor facilidad, ideal para personas mayores, dispone de un punto alto de soporte para apoyarse al pasar por encima del borde del baño y un punto de apoyo bajo que le ayuda a sentarse y levantarse, puede fijarse sin herramientas en el borde de la bañera con un pomo grande.

La parte superior del asidero es antideslizante gracias a su empuñadura de goma.

Color blanco / negro.

Adecuado para borde de bañera entre 8 cm y 12 cm máximo.

Altura respecto a la bañera: 37,5 cm.

REF. 812093



SOPORTE PARA BAÑERA ILIADÉ

> Estructura de acero inoxidable recubierta de nylon

> Ultra resistente

Nuestro soporte para bañera Iliadé le facilitará la entrada y salida de su bañera. Puede fijarse a la pared y al suelo para una máxima seguridad. Para colocar en el extremo de la bañera o ducha.

Estructura de acero inoxidable recubierta de nylon. Resistente. Peso 2,4 kg.

Hasta final de existencias.

REF. 812042

BARRA DE ACCESO A BAÑERA CON ESCALÓN ACCEO

> La barra de acceso está situada a la izquierda o a la derecha del escalón.

La barra de acceso Acceo combina un escalón y un soporte para facilitar el acceso al baño para personas con movilidad reducida. Fijación sin herramientas en el borde de la bañera, muy seguro y estable.

El soporte se coloca a la izquierda o a la derecha del paso, según lo desee, en función de la configuración de su baño.

Estructura en acero tratado epoxi y escalón en madera de teca.

Adecuado para bordes de bañera entre 7,5 cm y 14 cm máximo. Altura 106 cm. Ancho de soporte parcial 33 cm. Dimensiones a pie: ancho. 39 x prof. 28 x alto. 20 cm.

REF. 812086



REDUCTOR DE BAÑERA

> Tratamiento antibacteriano

Este reductor de bañera hace que sea fácil para las personas con movilidad reducida de pequeña talla tomar un baño de forma segura. Fijación con ventosas al fondo de la bañera».

Tratamiento antibacteriano permanente.

Dimensiones: alto. 37 x ancho 28 x prof. 30

cm. Peso 1,8 kg.

REF. 812072





LAVABO CON ESPEJO REGULABLE EN ALTURA

> Mueble independiente para una instalación rápida

> Altura del lavabo regulable de 71 a 91 cm

> Se ilumina simplemente acercando la mano

Este mueble ofrece a los usuarios de sillas de ruedas una solución para el aseo regulable en altura. Gracias al mando lateral de 2 botones, puede ajustar la altura del lavabo y del mueble a su gusto. El mueble consta de un lavabo de forma ergonómica, un gran espejo iluminado, 2 barras laterales de apoyo y un grifo mezclador de acero cromado. El vaciado se realiza con una sola mano. El espejo iluminado muestra la hora y la temperatura ambiente. Se ilumina en 3 colores diferentes con intensidad regulable.

Encenderlo y cambiar de color es tan fácil como tocar con la mano.

Dispone de un armazón de montaje en pared para mayor seguridad. Se suministra con un tubo de entrada y otro de salida de agua. Para conexión a la red eléctrica (2 enchufes).

Dimensiones del espejo: ancho 75 x alto 80 cm de alto. Dimensiones del lavabo: ancho 75 (interior 50) x fondo 55 (interior 40 cm) x altura: 71 a 91 cm. Altura de las barras de apoyo: de 79 a 99 cm.

Dimensiones de la base: anchura 69 x profundidad 62 cm. Profundidad total 62 cm.

REF. 822236



ESCALÓN CAPRI P

Ideal para superar el borde de la bañera más fácilmente. Dimensiones: ancho 30,5 x profundidad 30,5 x altura ajustable de 18,5 a 26 cm. Peso 1,05 kg.

REF. 812095



SOPORTE TORRE LAVABO

Un soporte muy práctico para rodear un lavabo estándar, para facilitar la sujeción.


El soporte se fija a 4 abrazaderas para una sujeción firme.

Dimensiones: ancho total 81 (útil 70) x prof. útil 53 x altura 32,5 cm.

RÉF. 815237



Novedad



ESCALÓN DE ACCESO MOOREA

> Altura óptima 12 cm


> Escalones apilables y solidarizables

Nuestro escalón de acceso al baño Moorea le permitirá sobrepasar el borde de su bañera más fácilmente con su altura de 12 cm. Su diseño permite una estabilidad excepcional, mientras se mantiene muy seguro gracias a su superficie con textura y sus almohadillas de goma verde antideslizante. Permite ganar 12 cm de altura. Cuando se utilizan varios escalones son apilables. Cuando se instalan 2 escalones uno sobre otro, la altura total será de 18,5 cm, es decir con una ganancia de 6,5 cm para cada nuevo paso. Superficie plana en la parte superior: ancho 44 x prof. 35 cm. En general: 50 x 39 cm.

Peso de 1,2 kg.

REF. 812225

MÁX.
200 kg.



La referencia 812225 está compuesta por un sólo escalón



ESCALÓN DE ACCESO REVERSIBLE

> Altura 10 o 15 cm

> Revestimiento antibacteriano permanente

Para entrar y salir de la bañera con mayor facilidad, recomendamos este escalón de acceso amplio hecho de material plástico antideslizante, simplemente gire el escalón para cambiar la altura: 10 o 15 cm según sea necesario.

Recubrimiento antibacteriano permanente.

Dimensiones: Ancho 51 x prof. 33.

REF. 812007



MÁX.
190 kg.



SOPORTE DE BAÑERA DE BALI

El soporte para bañera Bali es un soporte resistente y seguro que le permite sobrepasar el borde de su bañera sin riesgo. Se podrá sujetar firmemente a la pieza de mano acolchada y antideslizante. Fijación al borde de la bañera gracias a 2 robustos soportes acolchados.

Altura del asidero 97 cm (+ 40 cm mínimo con respecto al borde de la bañera). Grosor mínimo de los bordes: 8,5 cm y grosor máximo 14 cm. Altura máxima del borde del baño: 57,5 cm. Botón de ajuste de altura para bordes más pequeños. Mango ancho 32 cm

REF. 812264

BANCO DE ACCESO A LA BAÑERA SLIDE

> Permanezca sentado y deslícese al centro de la bañera.

Siéntese y deslícese en el centro de su bañera con nuestra banco deslizante, para que pueda sentarse cómodamente fuera de la bañera y deslizarse sin levantarse. Para poner los productos de ducha a su alcance, adecuados para la mayoría de las bañeras estándar.

Estructura de aluminio anticorrosión.

Dimensiones: anchura 106 x profundidad 46,5 cm x altura 79,5/89,5 cm. Peso 6,5 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 57 x profundidad 47 x altura 54/66 cm.

Para bañeras de altura de borde mínimo 55 cm y máximo 67 cm.

REF. 812082



MÁX.
130 kg.

**TOALLERO LINIDO**


La toalla es sin duda uno de los productos más utilizados en el cuarto de baño y el aseo.

Los prácticos toalleros de Linido ofrecen una barra de apoyo en el soporte superior, mientras que el soporte inferior permite colgar la toalla. Longitud 60 cm. Color blanco.

REF. 815236



Novedad

**SPRAY ANTIDESLIZANTE P**

> Tratamiento sobre superficies embaldosadas.

> Spray fácil de aplicar

> No daña las baldosas.

Este spray crea una superficie antideslizante en sus suelos de baldosas, limitando el riesgo de deslizamiento. Después de un secado rápido (de 3 a 5 minutos), puede utilizarlo y mantenerlo como antes. Agitar 3 minutos antes de usar. Vida útil del recubrimiento aprox. 5 años. Biodegradable. Vídeo explicativo.

Botella de 100 ml de 1 a 2 m² ideal para una ducha. Botella de 500ml de 6 a 8 m² ideal para el baño.

BOTELLA	REF.
100 ml	818059
500 ml	818060

BANCO DE ACCESO A LA BAÑERA

> Asiento de espuma blanda muy cómodo

Este banco de bañera hace que sea fácil para las personas con discapacidades sentarse fácilmente fuera de la bañera y pasar con seguridad por el borde. Puede sentarse fácilmente en el centro de la bañera usando el apoyo lateral.

Dimensiones de asiento: ancho 47 x prof. 34 cm. Pies externos ajustables de 52 a 75 cm (altura del baño hasta 67 cm). Peso 5,8 kg.

REF. 812035



MÁX.
100 kg.



ASIENTO DE BAÑERA ZANZIBAR

Nuestra asiento de bañera Zanzibar se apoya en los bordes de su bañera y le permite sentarse cómodamente durante el baño. Los bordes están acolchados con antideslizante resistente a la abrasión. Muy ligeros y muy fáciles de retirar después de cada uso. Estructura de aluminio y Asiento de polietileno muy resistente.

Tamaño del asiento: Ancho 40 x prof. 23 cm. Longitud total de 73 cm.

Dimensión de inmersión: 20 cm.

Para ser utilizado en bañeras con un ancho exterior de hasta 74 cm, ancho interno máximo de 60 cm min 40 cm.

REF. 812240



ASIENTO DE BAÑERA MAYOTTE

Nuestro asiento de bañera Mayotte, le permite sentarse en su bañera para poder realizar su higiene personal sin mayores preocupaciones.

Los extremos se asientan en los bordes del baño y son antideslizantes. El asiento está compuesto de listones que permiten que el agua fluya fácilmente. Se adapta a una bañera con un ancho interno de 56 cm a 69 cm.

Modelo suspendido con asiento a 16 cm debajo de las llantas de baño. Estructura de aluminio pintado.

Dimensiones de asiento: ancho 34 x prof. 32 cm.

Longitud total ajustable de 71 a 87 cm.

REF. 812206



ASIENTO DE BAÑERA CAPRI

> Asiento cómodo y antideslizante

> Ancho ajustable

Nuestro asiento de bañera Capri se apoya en los bordes de la bañera para permitirle tomar una ducha cómodamente.

Ancho ajustable de 67 a 77 cm para adaptarse a la mayoría de las bañeras. Profundidad 30 x alto. 18 o 32 cm. Disponible con respaldo.


Para mayor comodidad, también puede elegir un cojín de asiento opcional de espuma EVA impermeable y desinfectable en color gris o azul, adecuado para los asientos suspendidos.



MODELO	REF.
Asiento Capri	812062
Asiento Capri con respaldo	812063
1 Asiento blando gris	812290G
2 Asiento blando azul	812290B



1



2

ASIENTO DE BAÑERA CAP VERT

> Asiento blando y ultracómodo

Nuestro asiento de bañera Cap Vert, se coloca directamente en los bordes de la bañera y le garantiza un asiento cómodo y seguro, unos 17 cm más bajo que sus bordes». Su asiento flexible es cómodo incluso en uso prolongado. Fijación sin herramienta en la mayoría de bañeras estándar de hasta 66 cm de ancho interno.

Estructura de aluminio anticorrosión. Respaldo opcional Cap Vert, ref. 812212.

Dimensiones generales: ancho 71 x prof. 54 x alto. 23 cm.

Dimensiones de asiento: ancho 41 x prof. 34 cm.

Peso 2,6 kg.

REF. 812211



RESPALDO PARA ASIENTO CAP VERT

Este respaldo está diseñado para usarse en el asiento de bañera Cap Vert. Suave y cómodo. Altura 38 cm.

Se vende por separado de la silla

REF. 812212



ALFOMBRA DE DUCHA ANTIGUA

- > No dificulta el flujo de agua
- > Limita la formación de moho

Nuestra alfombra Antigua permite asegurar su ducha sin tener las desventajas de una alfombra normal. El material único permite evitar el estancamiento del agua, incluso con la suciedad y el moho. No dificulta el flujo de agua y se puede colocar directamente en el desagüe. Alfombra antideslizante, suave y masaje para las plantas de los pies. Queda firmemente sujeta en su lugar. Mantenimiento muy sencillo.


Dimensiones: 53 x 53 cm. Espesor: 1 cm.

Dos colores para elegir blanco o transparente.


Lavar a 30 °.



Versión ducha
54 x 54 cm



Calidad mejorada:
más suave y maleable



Versión para
bañera 100 x 40 cm

MODELO	COLOR	REF.
Ducha	Blanco	818042
	Transparente	818042G
Baño	Blanco	818049
	Transparente	818049G

ALFOMBRA DE BAÑO ABSORBENTE EN DIATOMITA

- > Un material absorbente revolucionario
- > Antideslizante y naturalmente antibacteriano
- > Seca instantáneamente las plantas de los pies


Nuestra alfombra de diatomita es un producto que ofrece una seguridad fantástica.

Cuando salga de la bañera o de la ducha, demorese unos segundos sobre la alfombra, y el producto aspirará literalmente la humedad de sus pies. Esta elegante alfombra está hecha de fitoplancton fosilizado, formando una roca porosa y ligera con una alta capacidad de absorción de agua.

Este producto se seca rápidamente y vuelve a estar libre de rastros. Fácil mantenimiento mediante lavado por inmersión o por frotado ligero.

Dimensiones cómodas: 60 x 40 cm. 3 colores a elegir según su interior : gris perla, rosa claro, azul claro y gris antracita.

Peso 2,2 kg.



COLOR	REF.
Perla	817272GRIS
Azul	817272BLEU
Rosa	817272ROSE
Gris antracita	817272SOURIS

ALFOMBRA DE BAÑO EXTRA LARGA

> Nada de ventosas pequeñas que sean difíciles de limpiar

Nuestra alfombrilla de baño antideslizante se coloca simplemente en la parte inferior de la bañera, se mantiene firmemente en su lugar y le permite acceder de manera segura a su bañera. La parte superior y antideslizante sin ventosa facilita el mantenimiento.

Peso de 1,7 kg. Dimensiones: Longitud 103 x ancho 40 cm.

2 colores a elegir: lavanda o crema.

COLOR	RÉF.
Lavanda	818019
Crema	818053




ALFOMBRA DE DUCHA P

Esta alfombrilla de ducha antideslizante está diseñada para adaptarse a cualquier tamaño de plato de ducha sin dificultar el flujo de agua, y está hecha de caucho genuino para garantizar un agarre óptimo y está forrada con ventosas en la parte inferior.

Dimensiones: 56 x 56 cm.

REF. 818003




ALFOMBRA DE BAÑO SECURE SOFT P

> Espuma con memoria

> Parte inferior antideslizante

Esta alfombrilla de baño Secure Plus es antideslizante, ultra suave y absorbente gracias a su diseño de espuma viscoelástica con memoria de forma. Su espuma de 2 cm de espesor le garantiza una suavidad relajante excepcional. Capa superior de microfibra de tacto aterciopelado. Base de látex antideslizante. Lavado a mano o a máquina a 30 °C. Dimensiones: 60 x 40 cm. Dos colores disponibles: blanco o gris antracita.



Parte superior de microfibra = absorción instantánea



COLOR	REF.
Blanco	817172
Gris antracita	817227


Antideslizante para bañera / ducha

ALFOMBRILLA DE BAÑO BUBBLE P

Nuestra alfombrilla Bubble le ayuda a asegurar el fondo de la bañera gracias a su revestimiento de PVC antideslizante. La parte inferior está revestida con múltiples ventosas que se adhieren a la pared. Desagüe gracias a los numerosos orificios de drenaje. Color gris topo.

Tamaño ideal para una bañera: 91 x 41 cm.

REF. 818065



Novedad



SET DE 20 TIRAS ADHESIVAS ANTIDESLIZANTES P

Estas bandas de goma antideslizantes se adhieren a la parte inferior de la bañera o al plato de ducha en la configuración que desee y evitan que se resbale. Con tratamiento anti-moho. Color blanco. Entregado en paquetes de 20 tiras de 21,5 cm de longitud.


REF. 812060

JUEGO DE 4 REJILLAS DE DUCHA P

El juego consta de 4 baldosas encajables. Hacen que su cabina de ducha sea antideslizante, al tiempo que levantan los pies del suelo. Cada baldosa mide 30 x 30 cm, y las 4 baldosas cuadradas juntas miden 60 x 60 cm. Se pueden unir 2 juegos para duchas más grandes. PVC.

REF. 818066

Novedad



CINTA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE 5M P

Antideslizante y transparente, garantiza discretamente una mayor seguridad en la ducha o el baño. Autoadhesivo, es fácil de instalar con una muy buena sujeción. Tamaño del rollo: 2,5 cm x 5 m. Para ser cortado a la medida de sus necesidades.

REF. 818020



ALFOMBRILLA DE DUCHA MASAJEANTE

Esta alfombrilla de ducha asegura un agradable masaje en los pies durante la ducha. Está forrada con medias esferas flexibles de diferentes tamaños. Equipado con un lavapiés muy suave para enjabonar el jabón líquido. Material antideslizante fijado por ventosas. Dimensiones: 38 x 37 cm.

REF. 812053



LAVAPIÉS CON PIEDRA PÓMEZ P

Para una higiene perfecta y fácil, ponga un poco de producto de gel en cada lado, este lavapiés desarrollará una espuma cremosa cuando frote sus pies. Sus suaves flecos masajean suavemente el pie.

Dimensiones: 28 x 16 cm.

REF. 812155



ALFOMBRA DE BAÑERA CON RESPALDO CÓMODO

Combina una alfombrilla de baño antideslizante asegurada por múltiples ventosas y un respaldo acolchado.

Lavado a máquina. Color blanco. Dimensiones de la alfombra: Larga. 124 x 36 cm.

REF. 818026

SOPORTE PASTA DENTIFRICA

Coloque esta herramienta muy práctica en una superficie lisa e inserte el extremo del tubo de pasta de dientes en la muesca del tornillo, gire simplemente para que salga la pasta de dientes. 2 ventosas.

Dimensiones : alto. 4,4 x diam. 5,5 cm.

Peso 30 gr.

REF. 819133



GRIFO DE DUCHA ESPECIAL P

Esta ducha manual se conecta fácilmente al grifo del lavabo y te permite lavar tu cabello como si fuera una peluquería, muy fácil de usar. Largo flexible de 100 cm.

REF. 819006



GRIFO DE DUCHA CON CONEXIÓN RÁPIDA A GRIFO

Gracias a su adaptador universal, nuestra ducha manual se acopla fácilmente a la mayoría de los grifos estándar. Apriete primero el adaptador para que se pueda montar y desmontar en un solo paso. Se suministra con un gancho doble de pared, para que lo tenga siempre a su alcance. Tubo flexible. Longitud de la manguera de acero inoxidable 150 cm. Garantía 5 años.

REF. 819203



GORRO DE BAÑO

> Lavable y reutilizable

Nuestro gorro de baño se adapta perfectamente a su piel gracias a su goma elástica y protege su cabello durante su aseo diario. Film de poliuretano transpirable y lavable a 60 °. Talla única.

REF. 812241



SANDALIA CON CEPILLO DE LAVADO PIES P

Nuestra sandalia con cepillo para pies evita tener que agacharse para lavarse los pies. Simplemente colóquelo con sus ventosas en el suelo de la ducha, mójelo, aplique un poco de jabón líquido y frote el pie hacia adelante y hacia atrás para una limpieza profunda y más refrescante. Color azul.

REF. 812223



COJÍN DE BAÑERA INFLABLE

> Una comodidad apreciable para la espalda y el cuello.

> Tamaño grande: 53 x 40 cm.


Nuestro cojín de bañera se fija fácilmente con 4 ventosas y le permite relajarse en la bañera». Acabado suave en tela de rizo.

REF. 812050

KIT PARA EL CUIDADO DE LOS PIES P

El kit incluye un cortador de cuernos de 14 cm, una escofina metálica de grano grueso para pieles muertas de 19 cm y una escofina de esmeril de grano fino para suavizar de 22 cm.

REF. 115036



GUANTE DE CRIN EXFOLIANTE

Nuestro guante de crin exfoliante se utiliza para liberar la piel de las células muertas de la piel. El otro lado del algodón permite lavar suavemente. Ideal para la renovación celular.

Dimensiones: Longitud 24 x ancho 17 cm. Peso 200 gr.



BANDA EXFOLIANTE PARA LA ESPALDA.

Nuestra banda exfoliante presenta una cara exfoliante de material vegetal que libera la piel de las células muertas para acelerar la renovación celular. El otro lado del algodón permite lavar suavemente. Con 2 asas textiles. Ideal para el cuidado de la piel.

Dimensiones: Longitud 70 x ancho 8 cm. Peso 500 gr.



MODELO	REF.
Guante de crin	812262
Banda para la espalda	812263



CEPILLO DE UÑAS CON VENTOSAS

> Ideal para lavarse las manos y las uñas sobre un soporte estable

Se sujeta con dos grandes ventosas. Dimensiones : 9,5 x 5 cm.

REF. 817138



GUANTE DESMAQUILLANTE

El guante desmaquillante económico con agua no requiere productos caros. Es efectivo porque las partículas de maquillaje se adhieren de manera suave y profunda a sus microfibras hipoalergénicas.

Bordado con seda.

REF. 817277



UTENSILIOS ERGONÓMICOS

> Mango largo con empuñadura blanda

Este peine y cepillo de pelo de mango largo te permite peinarte sin hacer grandes esfuerzos. Mango ergonómico y suave sin látex.

Longitud aproximada de 40 cm.



ESPONJA DE ESPALDA ERGONÓMICA

La esponja tiene un mango curvado para facilitar el lavado de la espalda sin tener que hacer grandes movimientos. Dimensiones 40 x 28 cm. Peso 214 g.



MODELO	REF.
Peine	819087
Cepillo de pelo	819088
Esponja de espalda	819041

ESPONJA HIGIÉNICA 2 EN 1 DE MANGO LARGO

Esponja de mango largo con un lado suave para enjabonar y un lado exfoliante para el cuidado activo de la piel. Su largo mango permite lavar los pies y la espalda sin esfuerzo.

Longitud 52 cm. Peso 84gr.

REF. 812024




CEPILLO DE DUCHA RECARGABLE

> 5 cepillos diferentes intercambiables

Utilizado sin mango, es ideal para limpiar la cara, la parte superior del cuerpo o los pies cuando estás sentado. Montado en el mango largo de 40 cm, permite llegar a las zonas del cuerpo de más difícil acceso, como la espalda o la parte posterior de las piernas... Una vez colocados en el cabezal, estos 5 cepillos diferentes giran 360° y puedes elegir entre 3 niveles de velocidad con sólo pulsar un botón del cabezal. Recargable hasta 3 horas. Totalmente resistente al agua, cuenta con la certificación IP67, por lo que es seguro utilizarlo en la ducha. Funciona con batería de litio recargable (cable USD incluido). Dimensiones: 40 x 10 x 7,5 cm.

REF. 812026



LAVAPIÉS CON MANGO LARGO **P**

> Ideal para una higiene impecable de los pies

Este lavapiés de mango largo está especialmente diseñada para lavarse los pies sin doblarse, recomendada para personas con diabetes para una higiene perfecta de los pies. Incluye dos esponjas finas ideales para la higiene de los dedos y una esponja redonda para el cuerpo y las piernas.

Largo 60 cm.
REF. 812103



ESPONJA CON MANGO ANATÓMICO **P**

Esta esponja de mango largo y diseño ergonómico le permite lavar su cuerpo y alcanzar la espalda sin girarse. Mango deformable con agua caliente para doblar o curvar.

Longitud del mango 57 cm.
REF. 812079



ESPONJA CON MANGO PLEGABLE **P**

> Mango deformable para la espalda

Esta esponja con un mango largo muy suave es ideal para lavarse el cuerpo y la espalda sin tener que girarse gracias a su mango largo y plegable. Mango de acero con empuñadura de plástico.

Longitud del mango 41,5 cm. Longitud total 66 cm.

REF. 812085



GAMA ERGONÓMICA BEAUTY **P**

> Artículos de diseño ligero y estable
> Asas ergonómicas anchas y antideslizantes

La gama Beauty ha sido estudiada y diseñada para poder lavar de forma independiente y sin necesidad de dolor. Los diferentes artículos de la gama permiten movimientos vigorosos y al mismo tiempo ahorran dinero miembros y músculos. Una vez mojadas, las esponjas no se remojan en agua y permanecen ligeras. Su acabado de alta calidad le garantiza una larga vida útil.



CEPILLO DE CHAMPÚ

Masajear el cuero cabelludo y dejar que el champú de manera eficaz.
Largo. 36 cm. Peso 112 g.

REF. 819024



PEINE

Dientes curvados que se ajustan a la forma de la cabeza. Longitud: 37 cm. Peso 90 g.

REF. 819028



ESPONJA CORPORAL

Esponja extraíble, lavable a máquina a 60°.

Long. 38 cm. Peso 112 g.

REF. 819025



CEPILLO

Longitud: 37 cm. Peso 112 g.

REF. 819029



SOPORTE PARA LIMA DE UÑAS

Para tus clásicas limas de uñas.
Long. 11 cm. Peso 45 g.
Se entrega con 3 limas

REF. 819030

ESPONJA PARA LA ESPALDA BEAUTY

Diseñado para un lavado completo de la espalda. Esponja extraíble que se puede lavar a máquina a 60°. Longitud: 77 cm. Peso 203 g.

REF. 819026



Protección de escayolas



PROTECCIÓN IMPERMEABLE PARA APÓSITOS O YESOS **D**

Protección de yeso impermeable, fácil de colocar. Consiste en un extremo con un sello de silicona que se adapta a la piel sin tirar y una cubierta de polipropileno flexible impermeable que permite utilizar la mano. Producto reutilizable y muy duradero.

MODELO		LONG.	REF.
INFANTIL	Protector de antebrazo	45 cm	115016
	Protector completo del brazo	55 cm	115017
	Protector para la tibia	45 cm	115018
	Protección pierna completa	77 cm	115019
ADULTO	Protector de mano	30 cm	115010
	Protector de antebrazo	55 cm	115011
	Protector completo del brazo	98 cm	115012
	Protector pie / tobillo	27 cm	115013
	Protector para la tibia	57 cm	115014
	Protección pierna completa	105 cm	115015

PROTECCIÓN DE YESO A PRUEBA DE AGUA BLOCCS **D**

> Ideal para la playa y la piscina

El protector a prueba de agua Bloccs está especialmente diseñado para proteger el yeso o el apósito y permitir al usuario bañarse o ducharse sin ningún tipo de molestia. Es perfectamente sumergible y puede usarse en la playa o en la piscina. Caucho natural azul.



PROTECTORES DE BRAZO	LONG.	CIRCUNFERENCIA SELLADO	REF.
Niño	33 cm	16-18 cm	115020
	43 cm	17-19 cm	115043
	52 cm	18-22 cm	1150211
	53 cm	20-26 cm	115021
	66 cm	22-28 cm	115044
Adulto	55 cm	26-36 cm	115024
	72 cm	28-38 cm	115025
PROTECTORES DE PIERNAS	LONG.	CIRCUNFERENCIA SELLADO	REF.
Niño	35 cm	20-23 cm	1150221
	41 cm	22-25 cm	115022
	56 cm	24-32 cm	1150231
	69 cm	31-44 cm	115023
	77 cm	43-58 cm	115046
Adulto	67 cm	30-42 cm	115026
	96 cm	52-68 cm	115027
PROTECTORES DE CODO	LONG.	CIRCUNFERENCIA SELLADO	REF.
Niño	28 cm	14-22 / 9-14 cm	1150631
	40 cm	21-32 / 10-16 cm	115064
Adulto	45 cm	28-38 / 17-26 cm	115065



1

3

CUBREYESOS ECO

> Ideal para duchas y otros entornos de agua

Protección ligera e impermeable fácil de poner y quitar. Tienen un extremo elástico y un cierre de velcro para mayor impermeabilidad. Hecho de PVC blanco. No apto para inmersión. 4 tamaños disponibles.



2

4

	MODELO	LARGO	ANCHO	REF.
1	Antebrazo	45 cm	21 cm	115079AVB
2	Brazo entero	65 cm	21 cm	115079BR
3	Media pierna	68 cm	30,5 cm	115079DEJ
4	Pierna entera	91 cm	30,5 cm	115079JE





ESPEJO DE AUMENTO

Una herramienta indispensable para aplicar productos de cuidado de la piel, maquillarse o afeitarse. Muy resistente, ajustable a 360°. Un lado de espejo normal, un lado con 700% de aumento. Diámetro del espejo 15 cm. Dimensiones: 20 x 12 x 31,5 cm. Peso 602 gr.

REF. 817004





ESPEJO DE AUMENTO DE LEDS

Espejo orientable de calidad con una luz LED muy brillante (12 LED). Espejo simple por un lado, aumento x5 por otro. Diámetro del espejo 11 cm. Funciona con 3 pilas AAA incluidas. Acabado cromado. 3 años de garantía. Dimensiones: 16,3 x 9,2x 19 cm. Peso 340 gr.

REF. 817005

ADAPTADOR DE GRIFO SIN CONTACTO

> Fácil de usar, higiénico y con ahorro de agua

Convierta su grifo estándar en un grifo con sensor automático y sin contacto. Muy higiénico y fácil de usar gracias al sensor de movimiento. Viene con un kit adaptador para su grifo estándar. Requiere 4 pilas AAA (compartimento de pilas sellado). Indicador de batería baja. Material ABS con acabado cromado. Dimensiones: 9 x 8,4 x 9,1 cm. Hasta final de existencias.

REF. 817046





CEPILLO DE MASAJE Y BIENESTAR

> ¡Limpieza, cuidado y masaje en un solo producto!

Incluye un largo mango para llegar a las partes más inaccesibles del cuerpo como la espalda. También incluye un cepillo de cuidados y un cepillo de masaje con una esponja integrada en el centro para aplicar al mismo tiempo jabón, gel de ducha o loción. Longitud 41 cm.

REF. 817301

TABURETE DE DUCHA CHIPRE

- > Taburete económico y estable
- > Ideal para espacios reducidos

El taburete Chipre es ideal para sentarse cómodamente mientras se lava. El asiento redondo es ideal para moverse y girar hacia el grifo. Estructura de aluminio y asiento de polipropileno blanco. Se monta sin herramientas.

Diámetro total 44 cm, asiento 32,5 cm. Altura del asiento regulable de 35,2 a 52,5 cm en 8 posiciones.

REF. 812014

Novedad



MÁX.
120 kg.



MÁX.
135 kg.

TABURETE DE DUCHA DE BAMBOO

- > Asiento de bambú de alta calidad

Nuestro taburete de ducha de bambú le permite sentarse cómodamente en su cabina de ducha. La bandeja de madera perforada, con un diseño exitoso, permite que el agua fluya durante su ducha. Estructura de aluminio con pies ajustables en altura. Dimensiones: Ancho 52,5 x prof. 39 cm x altura. 38,2 a 50,5 cm. Peso 3 kg.

REF. 812202

TABURETE DE DUCHA SMART

El taburete de ducha Smart es un asiento de alta calidad, muy estable y cómodo con una estructura de aluminio de alta calidad que permite un ajuste de altura fácil y preciso y resistencia a la corrosión, mientras que el asiento de polipropileno ofrece una sensación de calidez. Con orificios para dejar fluir el agua. Dimensiones de asiento: ancho 43 x prof. 38 x alto. 42/57 cm. Peso 3,15 kg. Peso máximo usuario 150 kg. 2 colores a elegir: gris o azul.



MÁX.
200 kg.



COLOR	REF.
Gris	812214
Azul	812215

TABURETE DE DUCHA CAP VERT

- > Asiento y respaldo mullidos y ultra cómodos
- > 3 anchos de asiento: de estándar a XL

La gama Cap Vert se caracteriza por su impecable acabado y su robusta estructura de aluminio resistente a la corrosión. Su asiento anatómico proporciona un confort excepcional. Puede elegir entre 3 anchuras de asiento diferentes.

Dimensiones totales: anchura 52,5 ó 57,5 ó 62,5 x profundidad 53,5 x altura 60 a 77 cm. Peso 2,7 o 2,9 o 3,3 kg. Dimensiones del asiento: anchura 42 ó 47 ó 52 x profundidad 34 x altura. 42 a 59 cm.

Respaldo disponible para convertir su taburete en silla. Se adapta a las 3 anchuras.

MÁX.
150 kg.



MODELO	REF.
Asiento 42 cm	812216
Asiento 47 cm	812217
Asiento 52 cm	812218
1 Respaldo	812219



MÁX.
200 kg.

TABURETE DE DUCHA EASY

El taburete de ducha Easy es un asiento de alta calidad, muy estable y cómodo con una estructura de aluminio de alta calidad para un ajuste de altura fácil y preciso y resistencia a la corrosión. El asiento de polipropileno ofrece una sensación de calidez, es Con orificios para dejar fluir el agua.

Dimensiones totales: 49,5 x 53,5 cm. Dimensiones de asiento: diam. 40 x alto. 42 a 57 cm. Peso 2,8 kg.

2 colores a elegir: gris o azul.

COLOR	REF.
Gris	812271
Azul	812272

TABURETE DE DUCHA BORA

- > Asiento con abertura anatómica en la parte delantera
- > Asas laterales anatómicas
- > Altura ajustable

Nuestro nuevo taburete de ducha Bora le permitirá tomar su ducha de manera cómoda y segura. Su amplio asiento anatómico cuenta con orificios de drenaje, 2 asas, una superficie granulada antideslizante y 2 espacios para dejar el grifo de la ducha. Montaje sin herramientas en pocos minutos. Altura del asiento ajustable en 8 posiciones. Dimensiones del suelo: ancho. 43 x prof. 44 a 49,5 cm. Peso 1,8 kg. Dimensiones de asiento: ancho 48.5 x prof. 33 x alto. 35 a 53 cm. 2 colores a elegir: blanco o gris.

COLOR	REF.
Blanco	812267B
Gris	812267G



Espacios para grifo de ducha



Recorte anatómico grande



Nuevas conteras de goma en ángulo para un mejor agarre



Fácil montaje de tubos por guías



SILLA DE DUCHA BORA

- > Asiento con abertura anatómica en la parte delantera
- > Asas laterales anatómicas
- > Altura ajustable

Nuestra silla de ducha Bora le permitirá ducharse de forma cómoda y segura. Su amplio asiento anatómico está equipado con orificios de desagüe, 2 asas para levantarlo, una superficie antideslizante de grano y 2 espacios para fijar el grifoducha. Montaje mediante 5 ruedas sin herramientas en pocos minutos. Altura del asiento regulable en 8 posiciones.

Superficie: anchura 43 x profundidad 44 a 49,5 cm. Peso 2,6 kg. Dimensiones del asiento: anchura 48,5 x profundidad 33 x altura 35 a 53 cm. Dimensiones del respaldo: ancho 38 x alto 22 cm. Altura desde el asiento 33 cm.

2 colores a elegir: blanco o gris.

COLOR	REF.
Blanco	812033B
Gris	812033G



TABURETE DE DUCHA PLEGABLE BORA

Una versión plegable del taburete Bora para un fácil almacenamiento después del uso. Fácil ajuste de altura en 3 posiciones.

2 colores a elegir: blanco o gris. Dimensiones del suelo: ancho. 53 x prof. 43/47 cm. Dimensiones de asiento: ancho 51 x prof. 30 x alto. 43/47 cm.

Superficie rugosa antideslizante



BORA PLEGABLE	REF.
Blanco	812031
Gris	812031GRIS

TABURETE DE DUCHA CAPRI

> Estructura reforzada, robusta y estable

> Cojín de confort opcional en todos los modelos

Los taburetes Capri le permiten ducharse con seguridad y comodidad. Toda la estructura se ha reforzado hasta 150 kg para los taburetes estándar y 170 kg para los taburetes con bandeja.

La gama Confort dispone de amplios asientos que pueden personalizarse añadiendo respaldos, reposabrazos y asientos blandos.


Estructura de aluminio y polipropileno. Fabricado en Italia.

FABRICADO
EN EUROPA

**TABURETE DE DUCHA COMPACTO CUADRADO CAPRI**

Dimensiones: ancho 30,5 x profundidad 30,5 x altura regulable de 39 a 54 cm. Peso 1,5 kg.

TABURETE COMPACTO CUADRADO	MODELO	REF.
	Blanco	812142
	Negro	812142NOIR
ASIENTO BLANDO	COLOR	REF.
	Gris	812291G
	Azul	812291B

**TABURETE DE DUCHA COMPACTO REDONDO CAPRI**

Dimensiones: ancho 33 x profundidad 33 x altura ajustable de 39 a 54 cm. Peso: 1,6 kg.

TABURETE COMPACTO REDONDO	MODELO	REF.
	Blanco	812292
	Negro	812292NOIR
ASIENTO BLANDO	COLOR	REF.
	Gris	812293G
	Azul	812293B



TABURETE DE DUCHA CAPRI CONFORT P

Dimensiones: anchura 50 x profundidad 30 x altura regulable de 39 a 54 cm. Peso 2 kg.

SILLA DE DUCHA CAPRI CONFORT P

Dimensiones: anchura 50 x profundidad 30 x altura regulable de 39 a 54 cm. Altura del respaldo 26 cm. Peso 2,6 kg. Se entrega sin reposabrazos.

REPOSABRAZOS CAPRI

Dimensiones: ancho 25,5 x alto 28 cm. Peso 550 gr.



GAMA CAPRI CONFORT	MODELO	REF.
	Taburete de ducha	812059
	Silla de ducha	812065
Reposabrazos	812143	
ASIENTO BLANDO	COLOR	REF.
	Gris	812294G
	Azul	812294B

TABURETE DE DUCHA CAPRI PLUS P

Dimensiones: ancho 45,5 x profundidad 33,5 x altura ajustable de 39 a 54 cm. Peso 2,1 kg.

SILLA DE DUCHA CAPRI PLUS P

Dimensiones: ancho 45,5 x profundidad 33,5 x altura ajustable de 39 a 54 cm. Altura del respaldo 32 cm. Peso 2,6 kg. Se entrega sin reposabrazos.



GAMA CAPRI PLUS	MODELO	REF.
	Taburete de ducha	812295
	Silla de ducha	812296
ASIENTO BLANDO	COLOR	REF.
	Gris	812297G
	Azul	812297B



TABURETE DE DUCHA DJERBA

> Con reposabrazos y sólo 2 kg

Nuestro taburete Djerba le permite lavarse cómodamente en su ducha. Permite sentarse y levantarse con seguridad gracias a sus amplios reposabrazos. Asiento de polietileno con agujeros de drenaje. Estructura de aluminio.

Dimensiones del suelo: ancho: 54/56 x fondo: 38,5/41,5 x alto: 56,5/68,5 cm. Peso 2 kg.

Dimensiones del asiento: ancho 37,5 x fondo 28 x alto De 47,5 a 60 cm en 6 posiciones.

Anchura entre reposabrazos: 47,5 cm. Peso 2 kg.

REF. 812099

**ASIENTO DE DUCHA XXL CORSICA**

> Asiento de gran anchura

> Estabilidad excepcional

Nuestro asiento de ducha Corsica permite que personas de peso elevado se sienten cómodamente durante la ducha. Los 2 reposabrazos acolchados pueden abatirse para facilitar las transferencias laterales. La estructura de aluminio reforzado es ajustable en altura para adaptarse a todos. Patas plegables para almacenamiento, sin herramientas.

Dimensiones de asiento: ancho 60 x profundidad. 30 x alto. 36,5 a 54,5 cm. Dimensiones del suelo: ancho. 61 x prof. 40 cm.

Respaldo disponible como opción.

RESPALDO PARA ASIENTO CORSICA

Para colocar en el asiento Corsica sin herramientas. Altura del respaldo respecto al asiento de 32 cm.

Accoudoirs relevables



MODELO	REF.
Asiento	812238
Respaldo	812239

**TABURETE DE ESQUINA CAPRI**

> Ideal para cabinas de ducha con espacio limitado

El taburete de esquina Capri proporciona un asiento estable minimizando el espacio que ocupa el plato de ducha gracias a su diseño triangular. Estructura de aluminio de alta calidad, ultraligera y resistente a la corrosión. Muy fácil de ajustar en altura.

Dimensiones del asiento: 39,5 cm de lado. Altura regulable de 39,5 a 54,5 cm en 7 posiciones. Altura máxima total 50,5 cm. Peso 1,1 kg.

Cojín de confort impermeable disponible como opción, que se adapta perfectamente a la forma del taburete. Peso 160 gr.



	REF.
Taburete de esquina	812001
Taburete de esquina con bandeja	812303
Cojín de asiento confort	812002

**TABURETE GIRATORIO CAPRI**

> Práctico asiento giratorio para acceder a la ducha

> Cojín de confort opcional

El asiento giratorio de 360° facilita la entrada y salida de la cabina de ducha. Asiento giratorio extraíble para su limpieza.

Armazón de aluminio de alta calidad, ultraligero y resistente a la corrosión. Muy fácil de ajustar en altura.

Dimensiones del asiento: diámetro 33 cm (diámetro giratorio 28 cm). Altura regulable de 39,5 a 54,5 cm en 7 posiciones. Peso 1,5 kg.

Cojín de confort impermeable disponible como opción, que se adapta perfectamente a la forma del taburete. Peso 150 gr.



	REF.
Taburete giratorio	812066
Taburete giratorio con bandeja	812304
Cojín de asiento confort	812122

ASIENTOS DE DUCHA CON ACOLCHADO
 > Asientos blandos, cómodos y fáciles de mantener

Estos asientos altos de ducha ofrece un asiento ligeramente inclinado hacia delante que facilita la incorporación. El asiento y el respaldo están hechos de espuma muy fácil de limpiar. Estructura de acero reforzado y pintado en blanco. Dimensiones generales: ancho 54,5/61,5 x prof. 40/44 x alto 85/99 cm. Dimensiones de asiento: ancho 36 x prof. 27,5 x alto 53,5/68,5 cm en 7 posiciones. Ancho entre reposabrazos 51,5 cm. Peso 4,7 y 5,3 kg.

MODELO	REF.
Taburete	812135
Silla de ducha azul	812057
Silla de ducha gris	812057GRIS

MÁX. 160 kg.

TABURETE GIRATORIO SANTORIN

- > Asiento giratorio
- > Cojín suave y cómodo

El taburete de ducha giratorio Santorin le permite tomar una ducha cómodamente. Gracias a su asiento giratorio de 360°, evitará posturas incómodas. El asiento es suave y acolchado para su comodidad. También está equipado con una pequeña bandeja. Para poner tus productos y tenerlos siempre a mano.

El asiento giratorio es desmontable para facilitar la limpieza.

Dimensiones totales: 38 x 38 cm. Dimensiones de asiento: diámetro 36 x altura. De 41 a 58 cm. Peso 3 kg.

REF. 812191

MÁX. 135 kg.

Asiento de espuma suave

TABURETE DE DUCHA OASIS

- > Estructura reforzada con reposabrazos

El taburete de ducha Oasis le permite sentarse cómodamente en un pequeño plato de ducha, mientras que el taburete está equipado con reposabrazos, que es muy práctico para ayudar a personas mayores con problemas de movilidad.

El asiento es desmontable para facilitar su limpieza. La amplitud entre los reposabrazos (52 cm) permite sentarse a personas anchas. Taburete ultraestable y resistente gracias a su estructura reforzada.

Dimensiones del suelo: ancho. 49,5

x prof. 37 cm.

Dimensiones del

asiento: ancho

37,5 x prof. 28 cm.

Asiento regulable en

altura de 48 a 63 cm.

Reposabrazos altura

7 cm.

Peso 4,5kg.

REF. 812004

MÁX. 154 kg.

SILLA DE DUCHA CONFORT XXL**> Asiento y respaldo blandos**

Las dimensiones de nuestra silla de ducha facilitan la confianza de las personas de peso u obesas cuando están en el inodoro. Esta silla de ducha cuenta con un marco de acero resistente a la corrosión y una tapicería suave para mayor comodidad. El asiento y el respaldo están hechos de espuma suave, impermeable y desinfectable. Dimensiones totales: ancho 62/69 x prof. 46/52 x altura 80/95 cm. Dimensiones de asiento: ancho 49 x prof. 42 x altura 47/61 cm.

Ancho entre los reposabrazos 60 cm.

REF 812157



MÁX
220 kg.



MÁX
160 kg.

**SILLA DE DUCHA CON REPOSABRAZOS****> Incluye asiento muy cómodo****> Estructura ultra resistente**

Nuestra silla de ducha le permite sentarse cómodamente en la ducha o el inodoro, su asiento es ajustable en altura para adaptarse a todos los tamaños, el asiento está equipado con orificios de drenaje para evitar el estancamiento del agua. El asiento es muy completo y muy cómodo. La estructura está fabricada de acero ultra resistente, con reposabrazos fijos. Dimensiones generales: ancho 62 x prof. 46 x alto. 77 a 91 cm. Dimensiones de asiento: ancho 44 x prof. 39 x alto. 44.5 a 59 cm. Ancho entre reposabrazos: 50 cm. Peso 6 kg.

REF 812196

SILLA DE DUCHA SWIFT P**> Diseño ultraligero**

Acabado de alta calidad, estructura muy estable y cómodos asientos anatómicos. Estructura de aluminio resistente a la corrosión. Asiento perforado para facilitar el drenaje del agua. Respaldo y reposabrazos desmontables.

Dimensiones totales: anchura 54,5 x profundidad 50 x altura 80 a 95 cm. Peso: 4,7 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 54 x profundidad 41 x altura. 42 a 57 cm.

3 colores a elegir.



COLOR	REF.
Verde	812069
Azul	812136
Gris	812200

MÁX
160 kg.





SILLA DE DUCHA PLEGABLE TOBAGO

> Asiento perforado para facilitar el drenaje

> Se almacena en segundos

La silla de ducha Tobago le permite relajarse durante su ducha, cómodamente sentado. Está equipado con un asiento anatómico con un recorte en la parte delantera para facilitar la higiene íntima. Su respaldo está equipado con un asa de transporte muy práctica. Se pliega en segundos. Modelo regulable en altura (Opción con ruedas).

Dimensiones de asiento: ancho 41 x prof. 40 x alto. 46/53 cm. Altura de los reposabrazos 20 cm. Ancho entre reposabrazos 48 cm.


Dimensiones totales: anchura 53 x profundidad 50 x altura 89/96 o 93 cm. Peso 7,5 kg.

Dimensiones plegadas: longitud 46,5 cm altura 76 cm.

Dimensiones del respaldo: longitud 47,5 cm altura 21 cm.

Estructura de aluminio anticorrosión.

Nouveau : structure aluminium anti-corrosion



MODELO	REF.
Silla de ducha plegable Tobago	812008
Silla de ducha plegable Tobago con ruedas	812009

SILLA DE DUCHA CON ASIENTO INCORPORADOR BLANDO

> Asiento y respaldo de espuma suave

Esta silla de ducha extremadamente cómoda le levanta suavemente de la posición sentada. El pistón compensa parte de la fuerza necesaria para levantarse. El asiento es regulable en altura. Los anchos reposabrazos le permiten inclinarse hacia delante para sentarse y levantarse. Los reposabrazos también están acolchados para un agarre antideslizante. Conteras anchas y antideslizantes. Estructura de aluminio resistente a la corrosión.

Dimensiones totales: anchura 75 / 79 x profundidad 58 / 61,5 x altura 85 / 95,5 cm. Peso: 6,5 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 45,7 x profundidad 42 x altura. 45 / 55 cm.

REF. 822332



Placa base reforzada

SILLA DE DUCHA CON ASIENTO GIRATORIO

> Uso doméstico

Una práctica silla de ducha que se puede girar en el plato de ducha. En una ducha que ahorra espacio, es más fácil sentarse frente a la puerta y luego girarse. Estructura en acero epoxi y asiento con gran confort.

Dimensiones generales: ancho 56 x prof. 53 x alto. 85 cm. Tamaño del asiento : Ancho 40,5 x prof. 35 x alto. 51,5 cm. Peso 5 kg.

REF 812207



ASIENTO DE DUCHA ABATIBLE MAYOTTE

> Equipado con un pie en el suelo para mayor seguridad

Nuestro asiento plegable Mayotte se puede fijar en la cabina de ducha y le ofrece un asiento cómodo. Ahorro de espacio, ya que se puede elevar hasta la pared. El soporte de suelo es ajustable en 2 alturas para adaptarse a todos los tamaños de usuario. Equipado con un pie en el suelo para mayor seguridad. Estructura de aluminio pintado anticorrosión.

Dimensiones de asiento: ancho 34 x prof. 31 x alto. 46 o 53 cm.

Profundidad total desde la pared: 41 cm. Profundidad de plegado 10 cm.

REF. 812203



ASIENTO DE DUCHA AJUSTABLE LAGON COMFORT

> Estructura aluminio anticorrosión

Nuestra gama de sillas de ducha abatibles Lagon hace que sea más fácil ducharse. Los asientos están montados en la pared y permiten que la ducha se acomode a otros usuarios». Las patas son ajustables en altura para elegir la altura de su asiento. Asiento de plástico sin efecto frío.

La gama Lagon Comfort también se beneficia de los suaves cojines de espuma de poliuretano en el asiento y el respaldo.

Dimensiones asiento individual: ancho 38,4 x fondo 35,8 x altura 45 / 62,5 cm.

Dimensiones del asiento con respaldo: ancho 56,7 x fondo 44,5 x alto. 45 / 62,5 cm. Anchura entre reposabrazos 47 cm.

Asiento 38 x 30 cm.



MODELO	REF.
1 Lagon Comfort	812287
2 Lagon con respaldo	812288

ASIENTO DE DUCHA PROFILO


> Estructura de aluminio resistente a la corrosión

> Montaje en pared

Este asiento plegable para ducha hace que ducharse sea cómodo y seguro. Se pliega contra la pared para dejar espacio a los demás ocupantes de la vivienda o para facilitar el acceso al plato de ducha.

Es ideal para el montaje en paredes sólidas; si su pared es hueca, prefiera el modelo con pies de apoyo. Soportes de aluminio con tornillos de acero inoxidable, asiento de polipropileno para facilitar el desagüe.

Dimensiones totales: anchura 42 x profundidad 52 cm. Dimensiones del asiento: anchura 42 x profundidad 38 cm. Profundidad plegado contra la pared: 16 cm.



MODELO	REF.
Asiento de ducha abatible Profilo	812087
Asiento de ducha abatible con patas	812088
1 Respaldo Profilo	812158
2 Par de reposabrazos Profilo	812159



ASIENTO DE DUCHA ABATIBLE AZORES

- > Se pliega contra la pared para dejar el espacio libre a otros ocupantes
- > Estructura de aluminio anticorrosión

El asiento de ducha abatible Azores le permite sentarse cómodamente mientras se ducha. El asiento tiene un recorte anatómico para facilitar el aseo. Sus 2 pies en el suelo, con conteras de goma antideslizantes, garantizan robustez y un apoyo seguro. Asiento perforado para facilitar la evacuación del agua.

2 fijaciones murales ABS de 4 puntos.

Dimensiones totales: anchura 47 x profundidad 50,5 cm.

Anchura de los pies al suelo: 40 cm.

Dimensiones del asiento: anchura 41 x profundidad 41,5 x altura 49 a 57 cm en 4 posiciones.

REF. 812298

ASIENTO DE DUCHA HAWAII COMPACT P

- > Asiento tapizado extraíble
- > Ideal en espacios reducidos

Este asiento de ducha plegable de pared es ideal para cabinas de ducha con espacio limitado. Le permite sentarse cómodamente durante la ducha gracias a su almohadilla de espuma suave. Se abate contra la pared para dejar el espacio libre a otros usuarios de la casa. Estructura de aluminio anticorrosión.

Asiento: ancho 38 cm x alto. 48,7 a 61 cm. Profundidad sentada 26 cm, profundidad total 37 cm, doblada 8,4 cm.

REF 812124

Estructura de aluminio anticorrosión



ASIENTO DE DUCHA HAWAII COMFORT P

- > Modelo más grande con respaldo

El asiento Hawaii Comfort permite una ducha muy cómoda con reposabrazos y respaldo acolchados. El conjunto se abate contra la pared para dar espacio a otros usuarios de la ducha. El asiento extraíble está acolchado.

Dimensiones generales: ancho 46 x prof. 41,5 x alto. 89,7 a 102,2 cm. Prof. Doblado 16,4 cm. Dimensiones de asiento: ancho 42 x prof. 31 x alto. 49,7 a 52,2 cm.

REF 812186



MODÈLES DESIGN



ASIENTO DE DUCHA BAMA P

Ahorro de espacio, con asiento de listones. Estructura de aluminio anticorrosión pintado en caliente de color blanco. Asiento: anchura 38 x altura 48,7 a 61 cm. Profundidad del asiento 26 cm. Profundidad total 37 cm, plegada 8,4 cm.

REF. 812261

MÁXÍ 200 kg.

Garantía DE POR VIDA



ASIENTO DE DUCHA RUGAO P

Ideal para espacios reducidos, se monta en la pared. Asiento compacto y robusto de ABS, extraíble y perforado para el drenaje del agua. Estructura de acero inoxidable.

Dimensiones totales: ancho 39 x fondo 44 x alto. 48 cm. +/- 15 mm. Profundidad del asiento 38 cm.

COLOR	REF.
Blanco	812005
Gris	812006

Garantía DE POR VIDA



PLATO DE DUCHA ONYX P

Pie único antideslizante de gran diseño. Se pliega a la pared. Estructura de acero inoxidable.

Dimensiones totales: anchura 46,3 x profundidad 44,8 x altura. 47 cm. Dimensiones del asiento: anchura 38,2 x 46,2 cm.

REF. 812283

MÁXÍ 200 kg.

Garantía DE POR VIDA

MÁXÍ 159 kg.

Estructura garantizada DE POR VIDA

MÁXÍ 159 kg.

Estructura garantizada DE POR VIDA



ASIENTO DE DUCHA HONOLULU

> Asiento anatómico muy práctico

Este asiento de ducha muy robusto está fabricado completamente en acero inoxidable tratado con epoxi para garantizar una perfecta protección contra la corrosión. El asiento anatómico está acolchado para una comodidad de uso excepcional, su corte anatómico permite una higiene íntima más fácil. La unidad puede abatirse contra la pared para permitir el libre acceso. Modelo ancho ideal para personas fuertes u obesas. Alto 39 a 64 cm.



Estructura acero inoxidable



MODELO	PROF. DEL ASIENTO	ANCHO DEL ASIENTO	PROF. TOTAL	REF
Asiento estándar	45 cm.	46 cm.	58,5 cm.	812125
Asiento grande	45 cm.	58 cm	58,5 cm.	812126

BANCO DE DUCHA HONOLULU

> Una amplia gama de asientos acolchados

Este asiento de ducha se caracteriza por una almohadilla de asiento de espuma acolchada muy grande ideal para la ducha de personas fuertes u obesas. Se instala en su cabina de ducha (proporciona un receptor grande) y garantiza un asiento cómodo. Es muy estable y seguro gracias a sus dos patas ajustables y se abate contra la pared con un espacio mínimo (solo 16 cm) Estructura de acero inoxidable cubierta con pintura epoxi blanca. Dimensiones generales: ancho 66 x prof. 40 cm. Dimensiones del asiento: ancho 57 x prof. 32.5 x alto. Ajustable de 40 a 52.6 cm.

REF 812074



Estructura acero inoxidable

SILLA DE DUCHA MALDIVAS WC

> Un respaldo flexible para un confort excepcional

> Reposabrazos abatibles para una fácil transferencia

Nuestra silla de ducha Maldivas está equipada con un asiento y respaldo acolchados de espuma para brindar una comodidad de asiento excepcional para personas con movilidad reducida, y sus reposabrazos elevadores son muy útiles para apoyarse y levantarse más fácilmente. Toda la unidad se puede abatir para dejar la cabina de ducha libre para otras personas de la familia Modelo con asiento completo. No está diseñado para transferencias laterales repetidas. Estructura de acero inoxidable tratada con epoxi. Ancho entre los reposabrazos 48 cm. Profundidad plegada 255 mm.



Asiento completo



Asiento recortado

MODELO	DIMENSIONES GENERALES	DIMENSIONES DE ASIENTO	REF.
Asiento completo estándar P	larg. 60 x prof. 58,5 x haut. 81/106 cm	larg. 46 x prof. 45 x haut. 39/64 cm.	812127
Asiento recortado estándar			812028
Asiento completo grande	larg. 75 x prof. 58,5 x haut. 81/106 cm	larg. 58 x prof. 45 x haut. 39/64 cm	812128
Asiento recortado grande			812029

ASIENTO BLANDO ADICIONAL	REF.
	812173
	812156
	812172
	812166



SILLA DE DUCHA PLEGABLE MENORCA

> Plegable y con ruedas

Nuestra silla de ducha Menorca es muy práctica y cómoda. Combina la parte móvil con la función de plegado para el almacenamiento. Tiene un asiento abierto en forma de U con un cojín de espuma blando, un respaldo cubierto con la misma espuma blanda y unos reposabrazos blandos. Su reposapiés puede abatirse para facilitar las transferencias. Equipado con 2 ruedas traseras de gran diámetro (30 cm) y 2 ruedas con freno en la parte delantera. Cubeta extraíble por delante o por arriba. Cómoda barra de empuje. Estructura de aluminio anodizado.

Dimensiones totales: ancho 61 x fondo 75 (93,5 con reposapiés desplegado) x alto 95 cm. Peso 9,9 kg.

Dimensiones del asiento: ancho 43 x fondo 43 x alto 52 cm. Anchura entre reposabrazos 49 cm.

REF. 822012



SILLA DE DUCHA MÓVIL NOMAD

> Una estructura robusta para un asiento cómodo

> Asiento regulable en altura

Silla de ducha con una práctica barra de empuje en la parte trasera y 4 ruedas con frenos. Estructura de acero con tratamiento epoxi blanco.

Dimensiones totales: ancho 53 x fondo 52,5 x alto 78,5 a 88,5 cm. Peso 8 kg.

Dimensiones del asiento: ancho 39 x fondo 39 x alto 42 a 42 cm. Altura del respaldo 34 cm.

REF. 812039



Asiento regulable en altura



SILLA DE DUCHA / WC BONN

- > Estructura sintética anticorrosión
- > Equipado con un cubeta higiénica
- > Asiento cuadrado tipo WC con cubeta extraíble

La silla de ducha/ WC Bonn ha sido diseñada para un uso intensivo y cuenta con 4 ruedas giratorias, 2 de las cuales tienen frenos, los reposapiés también son abatibles para transferencias frontales, respaldo ergonómico y reposapiés ajustable.

Asiento rígido y asiento flexible.

Altura máxima del inodoro sin / con soporte de cubeta extraíble: 47/44 cm.

Dimensiones generales: ancho 56 x prof. 87 cm.

Dimensiones de asiento: ancho 46 x prof. 45

x alto. 53 cm.

Peso de 14,5 kg.

Color : gris.

REF. 811100

Suministrada con 4
ruedas con frenos

**SILLA DE DUCHA / WC ROTTERDAM**

- > Estructura sintética anticorrosión
- > Cubeta higiénica en versión WC
- > Asiento recortado con ducha y cubeta extraíble

La silla de ducha/WC de Rotterdam le ofrece una gran versatilidad de uso en casa o en la comunidad. Esta práctica silla tiene reposabrazos y reposapiés abatibles y un asiento blando con recorte para higiene íntima en la parte delantera. Equipado con 4 ruedas giratorias con freno de 12,5 cm.

Foto no contractual, modificación: el asiento se ha vuelto blanco en lugar de azul. Altura máxima del inodoro sin / con soporte de cubo extraíble: 47/43 cm.

Dimensiones generales: ancho 56 x prof. 87 cm.

Peso 12 kg.

Dimensiones de asiento: ancho 46 x prof.

45 x alto. 53 cm.

REF 811137



Sobresiento blando

SILLA DE DUCHA / WC AMSTERDAM

- > Apertura higiénica en la parte delantera o trasera según se desee
- > Estructura sintética anticorrosión
- > Cubeta higiénica en versión WC

La silla de ducha / WC de Amsterdam tiene el mismo diseño que la de Bonn pero con una cubierta de asiento suave con un recorte para higiene íntima (frontal o posterior opcional) Viene con una cubeta y una portacubeta que no se muestran en la foto.

Asiento rígido y cojín del asiento opcionalmente flexible (811131)

Equipado con 4 ruedas giratorias con freno de 12,5 cm.

Dimensiones generales:

ancho 56 x prof. 87 cm.

Peso 15,9 kg.

Dimensiones de asiento:

ancho 46 x prof. 45 x alto.

55 cm. Altura debajo del

bastidor 47 cm (43 cm con

portacubeta).

REF 811130

Suministrada con 4
ruedas con frenos

**SILLA DE DUCHA / WC GENF**

- > Apertura higiénica en la parte delantera o trasera según se desee
- > Estructura sintética anticorrosión
- > Cubeta higiénica en versión WC

La silla de ducha/WC Genf es un sistema de apoyo completo y cómodo para su uso en la ducha. Esta silla propulsada por el usuario dispone de reposabrazos abatibles, reposapiés abatibles y escamoteables y un asiento especial muy flexible que puede darse la vuelta para una apertura higiénica hacia delante o hacia atrás, y una tapa para ofrecer un asiento plano. Equipado con 2 ruedas giratorias (12,5 cm) y ruedas con aro de propulsión (24») con freno de estacionamiento.

Altura máxima del inodoro sin/con

soporte de cubo extraíble:

47/43 cm. Dimensiones

totales: ancho 73 x

fondo 100 cm.

Peso: 25,4 kg.

REF. 822180



SILLA DE DUCHA / WC ASTON

> Utilización polivalente ducha/ WC

> Estructura de aluminio pintado anticorrosión

> Asiento, respaldo y reposabrazos blandos y cómodos

Nuestra silla de ducha / WC Aston brinda funcionalidad, comodidad y calidad a la ducha de su paciente. Se puede usar como ducha e inodoro gracias a su equipamiento. Cuenta con todos los avances en maniobrabilidad y comodidad: 4 ruedas multidireccionales con frenos, reposabrazos fáciles de abatir, reposapiés extraíbles, abatibles, desmontables y ajustables en altura, asiento suave con interior extraíble para usar en el inodoro. Los asientos están fabricados de espuma de alta densidad, indeformable, impermeable y desinfectable. La cubeta de gran capacidad (5 litros) con tapa es desmontable desde la parte posterior. El respaldo se puede desmontar para facilitar el transporte. Estructura de aluminio pintado de pintura.

Dimensiones generales: ancho 56 x prof. 87 x alto. 99/104 cm.

Dimensiones de asiento: ancho 46 x prof. 43 x alto. 51/56 cm.

Altura del respaldo 47 cm. Altura debajo del asiento 43/48 cm.

Peso 13.4 kg.

REF 822165

**RUEDAS GRANDES PARA SILLA ASTON**

Transforme su silla Aston en una silla autopropulsable con este par de ruedas grandes de 61 cm hechas de material plástico anticorrosivo. Fijación rápida. Frenos de aluminio.

REF 822166



Versión totalmente equipada

SILLA DE DUCHA/WC ASTON CON RUEDAS GRANDES

Esta silla es la nueva versión de la silla Aston ya equipada con ruedas de 24 pulgadas. Estructura de aluminio anticorrosión. Ruedas de 24 pulgadas de polipropileno con neumático macizo. Se entrega con frenos de estacionamiento.

Dimensiones totales: ancho 70

x profundidad 112 x altura 99

cm. Peso 16 kg. Dimensiones

del asiento : anchura 46 x

profundidad 43 x altura 50 cm.

Altura bajo el asiento 44,5 / 47 / 49,5

cm. Huevo del asiento 27 x 17 cm.

REF. 822253



Sillas de ducha Clean



Modelo 2 frenos



Modelo regulable en altura



Modelo de rueda grande para un movimiento autónomo



Ideal para duchas y aseos



SILLA DE DUCHA CLEAN

> Normas de fabricación adaptadas a un uso intensivo

> Silla multiusos de ducha y WC

> Manipulación excepcional

La silla Clean sigue siendo la silla adaptada a las colectividades gracias a su estructura de acero sin costuras tratado con epoxi blanco, que garantiza una rigidez óptima y la ausencia de corrosión a lo largo del tiempo.

Se puede utilizar como una versión de ducha o como un sillón de baño que se puede colocar por encima de un cuenco, incluso si está elevado. Reposabrazos retráctiles y extraíbles. Reposapiés retráctil y regulable en altura en 4 posiciones. 2 ruedas con frenos.

Dimensiones totales: anchura 52 x prof 55 (reposapiés no retráctil) x altura según modelo.

Dimensiones del asiento: anchura 43,5 x prof 43,5 x altura según modelo. Altura debajo del asiento: 44,5 o 49,5 cm. Peso 14 kg.

Disponible como modelo con altura de asiento fija (49 o 55 cm), como modelo regulable en altura (de 47,5 a 60 cm) y en versión de rueda grande (altura del asiento 55 x ancho total 70 cm).

MODELO	COLOR	REF.
Silla de ducha Clean 49 cm 2 frenos	Verde	822024
	Blanco	822077
Silla de ducha Clean 55 cm 2 frenos	Verde	822025
	Blanco	822078
Silla de ducha Clean 49 cm 4 frenos	Verde	822222
Silla de ducha Clean 55 cm 4 frenos	Verde	822118
Silla de ducha Clean ajustable en altura	Blanco	822037
Silla Clean ruedas grandes verde	Verde	822039

LAS OPCIONES DE LA SILLA CLEAN

	REF
1 Respaldo de tela suave Clean	822250
2 Soporte lateral Clean	822251
3 Acolchado para respaldo gris	822079
4 Acolchado para asiento Clean gris	822080
5 Acolchado para asiento WC Clean	822252
6 Acolchado para asiento Comfort Plus Clean	822081
7 Cubeta con tapa Clean gris	822009
8 Barra de retención Clean	822029



SILLA DE DUCHA / WC ASTON XL

- > Adaptado a personas obesas
- > Estructura de aluminio pintado anticorrosión
- > Asiento, respaldo y reposabrazos blandos y cómodos

Nuestra silla de ducha e inodoro Aston brinda funcionalidad, comodidad y calidad a la ducha de su paciente. Se puede usar como ducha e inodoro gracias a su equipamiento. Cuenta con todos los avances en maniobrabilidad y comodidad: 4 ruedas multidireccionales con frenos, reposabrazos suaves y fáciles de abatir, un reposapiés plegable, extraíble y ajustable en altura, un asiento flexible con cubeta extraíble para el uso del inodoro. El asiento y el respaldo son de espuma de alta densidad, indeformable, impermeable y desinfectable. La cubeta de gran capacidad (5 litros) con tapa se puede retirar de la parte posterior. El respaldo se puede quitar para facilitar el transporte. Estructura de aluminio pintado anticorrosión.

Dimensiones generales: ancho 66 x prof. 87 x alto. 99/104 cm. Dimensiones de asiento: ancho 55 x prof. 43 x alto. 51/56 cm. Altura del respaldo 47 cm. Altura debajo del asiento 43/48 cm. Peso 17 kg.

REF 822178



MÁX
260 kg.




MÁX
300 kg.

SILLA DE DUCHA / WC ASTON XXL

- > Anchura de asiento 65 cm

Esta es la versión más ancha de la silla Aston. Estructura reforzada para adaptarse a personas muy fuertes. Dimensiones totales: ancho 80 x profundidad 87 x altura 99/104 cm. Peso 19 kg. Dimensiones del asiento: anchura 60 x profundidad 43 x altura 51/56 cm.

REF. 822272



RUEDAS GRANDES PARA SILLA ASTON

Transforme su silla Aston en una silla autopropulsable con este par de ruedas grandes de 61 cm hechas de material plástico anticorrosivo. Fijación rápida. Frenos de aluminio.

REF 822166



SILLA DE DUCHA / WC XL

- > Ancho de asiento 52, 58 o 64 cm
- > Estructura sintética anticorrosión
- > Equipado con un cubeta de inodoro

La silla de ducha / inodoro Boston es una silla grande, práctico y muy versátil. Apreciada por la comunidad, pero encuentra su lugar en el hogar. Esta silla muy liviana tiene reposabrazos abatibles, reposapiés abatibles y escamoteables y un asiento recortado y una cubierta flexible sobre el asiento. Equipado con 4 ruedas giratorias de 12,5 cm, incluyendo 2 con frenos.

Altura máxima del inodoro sin / con soporte de cubeta extraíble: 47/44 cm. Dimensiones generales: ancho 62, 68 o 74 x prof. 89 cm. Peso 16,2 kg. Dimensiones de asiento: ancho 52, 58 o 64 x prof. 45 x alto. 53 cm.

MÁX
150 kg.

MODELO	ANCHO	REF.
Boston	52 cm	811154
Denver	58 cm	811140
Atlanta	64 cm	811141

REPOSABRAZOS ACOLCHADO

Da confort a tus reposabrazos.

Adaptable a modelos : Augsburg, Erfurt, Colonia, Rotterdam, Ámsterdam, Genf, Bonn, Phoenix y Boston

REF 811138



MÁX.
200 kg.


SILLA DE DUCHA ERGOTIP

> Inclinación y elevación eléctrica

La silla de ducha Ergotip es ideal para el uso intensivo en colectivos o residencias, permite que el paciente se coloque a la altura del cuidador gracias a su ajuste de altura y su sistema de basculación permite que el paciente se asegure en una posición cómoda.

La silla ErgoTip está disponible en 3 anchos de asiento para adaptarse a la mayoría de las tallas. Para cada uno de los tamaños, puede elegir entre un asiento estándar con orificio o un asiento en forma de U. Base con 4 ruedas con frenos.

ErgoTip 5:

Dimensiones generales: ancho 60 x prof. 74 x alto. 103 a 141,5 cm. Peso 33 kg.
Dimensiones de asiento: ancho 43 x prof. 43 x alto. 54 a 92,5 cm. Ancho entre reposabrazos 47,5 cm. Orificio 26,5 x 22 cm. Abertura del asiento en forma de U 11,5 cm.

ErgoTip 6:

Dimensiones generales: ancho 63,5 x prof. 74 x alto. 103 a 141,5 cm. Peso 33 kg.
Dimensiones de asiento: ancho 49 x prof. 48 x alto. 55 a 93,5 cm. Ancho entre reposabrazos 48 cm. Orificio 29 x 21 cm. Abertura del asiento en forma de U 11,5 cm.

ErgoTip 7:

Dimensiones generales: ancho 71,5 x prof. 74 x alto. 104 a 142,5 cm. Peso 33 kg.
Dimensiones de asiento: ancho 58,5 x prof. 48 x alto. 57 a 95,5 cm. Ancho entre reposabrazos 60 cm. Orificio 29 x 21 cm. Abertura del asiento en forma de U 11,5 cm.



Ergotip 7
Asiento en U

Basculación de 35° hacia
atrás y 5° hacia delante



MODELO	ASIENTO	REF.
Ergotip 5	Estándar	822066
	Forma de U	822003
Ergotip 6	Estándar	822051
	Forma de U	822055
Ergotip 7	Estándar	822095
	Forma de U	822061



 MÁX.
160 kg.


Cojín de asiento con orificio Swift Mobile



SILLA DE DUCHA RECLINABLE SWIFT MOBILE

La silla de ducha Mobile Swift reclinable permite reclinarse al usuario durante el lavado para mayor comodidad. La barra de inclinación se mueve hacia atrás y también hacia los lados. El asiento cambia de 0 a -35° (o de +5 a -30° con un simple ajuste). La altura del asiento es ajustable sin herramientas desde 34 hasta 46,5 cm. Asiento extraíble que simplifica la limpieza.

Dimensiones generales : Ancho 58 x prof. 104 x alto. 102/117 cm. Peso 19,7 kg.
Tamaño del asiento : Ancho 50 x prof. 40 x alto. 50/65 cm. Anchura entre los apoyabrazos 48 cm. Alta. espalda 50 cm.

Asiento de confort en suave PU opcional.

SWIFT	REF.
Silla	822086
Asiento confort	822008



SILLA DE DUCHA FORMENTERA

- > Silla basculante en posición de relax
- > Asiento, reposabrazos y respaldo acolchados
- > Uso en la ducha y el inodoro



La silla de ducha Formentera permite ducharse en condiciones óptimas. La posición de reclinación es ajustable mediante un pistón neumático controlado desde la parte trasera. Se puede utilizar tanto en la versión de ducha como en la versión de inodoro con su cubeta, o colocada sobre un inodoro estándar. Ofrece reposabrazos abatibles equipados con almohadillas, un reposacabezas multiposición, reposapiés regulables en altura y desmontables. Equipado con 4 ruedas de 12,5 cm con frenos y una cubeta desmontable. Estructura de aluminio anticorrosión.

Dimensiones totales: anchura 55,5 x profundidad 101 x altura. 118 / 123 cm. Peso 14,5 kg.

Dimensiones del asiento: ancho 43,5 x profundidad 43,5 x altura 55,5 / 60,6 cm.

REF. 822007

Ruedas con freno de alta calidad

Reposacabezas regulable y acolchado



SILLAN BASCULANTE ASTON TILT PRO

- > Silla basculante adecuada para pequeñas colectividades
- > Equipado con 2 pistones de acero inoxidable



Nuestra silla Aston Tilt Pro permite a los usuarios sentarse cómodamente en una posición relajada al ducharse. El mecanismo de basculación seguro se acciona desde la parte posterior del sillón. El movimiento se apoya en 2 pistones laterales 100% de acero inoxidable, que garantizan una excelente estabilidad en condiciones de humedad.

La altura de la silla de ruedas puede ajustarse en 3 posiciones para adaptarse a los acompañantes. Los reposapiés tipo silla de ruedas son escamoteables, desmontables y regulables en altura. También están equipados con un tope trasero para mantener los pies del usuario en su sitio. Se suministra un soporte para las pantorrillas, así como un orinal con tapa extraíble. El cómodo reposacabezas de espuma impermeable es regulable en altura y profundidad. Reposabrazos abatibles.

Dimensiones totales: anchura 61,5 x profundidad 96 x altura de 124,5 a 129,5 cm (3 posiciones de ajuste). Peso: 18,5 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 51 x profundidad 42 x altura 54 a 59 cm.

Anchura entre reposabrazos 51,5 cm.

Dimensiones del respaldo: anchura 51 x altura 22 cm.

REF. 822070



2 pistones de acero inoxidable



COJÍN HERRADURA CONFORT

- > Impermeable y desinfectable

Cojín para mayor comodidad en sillas de ducha o de inodoro en forma de herradura. Relleno de bolas de poliestireno recubierto de poliuretano. Ligera, cómoda e higiénica. Tiene 4 pares de cordones en las 4 esquinas para una fijación segura. Dimensiones 43 x 43 cm, diámetro del orificio central 10 cm. Color gris

REF 829047





SILLA DE DUCHA/WC Y TRANSFERENCIA DE MOOVY


> Muy versátil para 3 usos

> Manipulación y transferencia sin problemas

La silla Moovy es un compañero ideal para el hogar o la comunidad para transportar a la gente a la zona de la ducha o el baño. De hecho, su diseño permite recoger a un paciente sentado en su cama. El asiento se abre 360° en la parte del respaldo para deslizarse a ambos lados debajo del paciente. Una vez que el asiento esté ajustado y el respaldo asegurado por el cinturón de doble hebilla (doble seguridad), se puede trasladar al paciente con seguridad. La persona está cómodamente sentada gracias al suave respaldo de poliuretano, el asiento ergonómico y los reposapiés. Equipado con un soporte para recibir el gotero. Las asas son muy cómodas y ergonómicas para los cuidadores. 4 ruedas silenciosas de resistencia médica con frenos (diámetro de las ruedas delanteras 12,5 cm y de las ruedas traseras 7,5 cm). Entregado con un cinturón pélvico, una cubeta extraíble y un asiento cómodo. Estructura de acero galvanizado 2.0 pintado, asiento de ABS y respaldo de espuma de poliuretano. Asas de goma.

Dimensiones totales: ancho 53,5 x profundidad 70 x altura 76 / 94 cm. Peso 21 kg. Distancia al suelo 12 cm. Dimensiones del asiento: ancho 42,5 x profundidad 42 x altura. 42 / 60 cm.

REF. 822011



MÁX.
120 kg.



SILLA DE DUCHA/WC Y TRANSFERENCIA MOOVY AJUSTABLE

> Versión ajustable en altura mediante manivela

> El reposapiés sigue la altura del asiento

Nuestra silla Moovy ajustable facilita el uso con una cama que no es regulable en altura, con la silla llegando a la altura del colchón. La altura se ajusta con la manivela lateral. Esta manivela plegable tiene un movimiento escalonado para subir y bajar sin esfuerzo. La silla de ruedas tiene asas abatibles en la parte delantera y 4 ruedas giratorias con freno (ruedas traseras no direccionales). También tiene un reposapiés doble que sigue al asiento durante el ajuste de altura. Se cierra con un pestillo + hebilla de cinturón en la parte trasera. Se suministra con una cubeta extraíble, una cinturón de seguridad y un cómodo cojín de asiento acolchado.

Dimensiones totales: anchura 53 (con manivela 59) x profundidad 70 x altura 92,5 a 111,5 cm.

Peso: 34 kg.

Dimensiones

del asiento:
anchura 44 x
profundidad 38
x altura. De 42 a 60 cm.

Anchura entre reposabrazos 41,5 cm.

Ancho del agujero 22 cm.

REF. 822052



Se entrega con cinturón pélvico, cojín de asiento y cubeta extraíble



SILLA DE DUCHA/WC Y TRANSFERENCIA MOOVY ELÉCTRICA

> Versión eléctrica de la silla Moovy

Al igual que la silla Moovy estándar, permite hacerse cargo fácilmente, sin esfuerzo para el cuidador y sin riesgo de dolor para el paciente. Permite trasladar a los pacientes de la cama a la ducha o al inodoro.

Basta con colocar el asiento de la Moovy a la altura de las nalgas del paciente y ajustar la altura mediante cilindros eléctricos. El asiento se puede subir y bajar directamente en la silla (sin mando a distancia). A continuación, el asiento debe abrirse, cerrarse alrededor del paciente y asegurarse con el doble sistema de seguridad.

Tiene 4 ruedas con frenos, cinturón de seguridad blando y respaldo y reposabrazos de espuma blanda. Viene con un cómodo cojín y una cubeta extraíble para uso independiente. También dispone de asas plegables para un mejor acceso al paciente.

Dimensiones totales: anchura 62,5 x profundidad 78 cm (suelo) u 82 cm (parte superior).

Dimensiones del asiento: ancho 47 x fondo 43 x alto. De 44,5 a 64 cm. Altura del respaldo 40,5 cm. Anchura entre reposabrazos 45,5 cm.

Peso 35 kg.

RÉF. 822013



Elevación eléctrica



MÁX. 150 kg.



SILLA DE INODORO COMFORT XXL

> Asiento y respaldo blandos y ultracómodos

Nuestra silla de inodoro XXL Comfort permite una posición cómoda y el uso del inodoro para personas de peso. Dispone de un cómodo asiento y respaldo de espuma. Dispone de reposabrazos extraíbles para facilitar los traslados y un amplio asiento. Cubeta extraíble de gran capacidad de 14 litros. Asiento regulable en altura.

Estructura de acero epoxi de fácil limpieza.

Dimensiones totales: anchura 66 x profundidad 54 cm. Ancho entre apoyabrazos: 61 cm. Medidas del asiento: anchura 61 x profundidad 43 x altura 43/58 cm.

Peso 13 kg.

REF 811104



MÁX.
280 kg.

SILLA DE INODORO BEST UP XL

> Anchura entre reposabrazos 75 cm

Esta silla está especialmente diseñada para personas pesadas con movilidad reducida, con un asiento ancho de 65 cm y una capacidad de peso de hasta 160 kg. Equipado con una cubeta extraíble.

Dimensiones totales: ancho 87 x fondo 53 x alto 90 cm. Peso 9,5 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 65 x profundidad 45 x altura 52 cm.

REF. 811087



MÁX.
160 kg.

ASIENTO DE INODORO XXL

> Superficie de asiento ideal para personas obesas

Nuestra asiento de gran tamaño se instala en su inodoro habitual y ofrece una superficie de asiento aproximadamente un 75% más grande que un asiento estándar. La forma anatómica es muy cómoda para los asientos y los materiales empleados garantizan una resistencia y rigidez de hasta 450 kg. (material UREA)

Dimensiones totales : Ancho 22 x prof. 29 cm.

REF. 811113



Asiento de inodoro XXL

Asiento de inodoro estándar



MÁX.
300 kg.



MÁX.
150 kg.

SILLA DE DUCHA RECLINABLE PHOENIX

> Ideal para residencias/hospitales

> Silla reclinable a 130° para mayor comodidad

> Reposapiés articulados

Nuestra silla de ducha reclinable Phoenix hace que sea fácil y relajante el aseo de personas dependientes. La inclinación es fácil de regular gracias a la palanca lateral. Dispone de un reposacabezas flexible que se puede ajustar en altura para adaptarse a todas las necesidades. Su asiento blando está diseñado con un recorte para la higiene íntima. Se incluye un portacubetas para usar en la versión de baño. 4 ruedas multidireccionales

Equipado con frenos. Equipado con un práctico soporte de empuje muy cómodo. Cuando está en posición normal el asiento y el respaldo están en un ángulo de 100°, y al reclinarla, el ángulo sube a 130° con la elevación del reposapiernas flexible.

Estructura en material compuesto sin metal evitando cualquier corrosión.

Dimensiones en posición normal: ancho. 65 x prof. 110 x alto. 105 cm. Peso de 29,4 kg.

Dimensiones en posición reclinada: ancho 65 x prof. 140 x alto. 90 cm.

Dimensiones de asiento: ancho 55 x prof. 42 x alto. 55 cm.

REF 822241

OPCIONES	REF.
1 Cinturon abdominal para phoenix	822242
2 Cincha pierna para phoenix	822243
3 Banda acolchada para Phoenix	822244



Novedad

SILLA DE INODORO MURANO

> Silla cómoda y económica

Nuestra silla de inodoro Murano permite ir al baño de forma independiente, gracias a su asiento perforado y orinal con tapa extraíble. Dispone de un segundo asiento sólido que cubre el asiento perforado. El asiento perforado se puede levantar y quitar, y el segundo asiento también es extraíble. Además, tiene apoyabrazos de PU suaves y cómodos y un respaldo alto para mayor apoyo.

Estructura de acero epoxi azul oscuro. Asiento de espuma con tapicería de PVC.

3 modelos disponibles: altura fija, altura regulable y versión XL (asiento de 51 cm de ancho).



SILLA DE INODORO MURANO FIJA

Dimensiones totales: anchura 59 x profundidad 55 x altura 88,5 cm.
Dimensiones del asiento: anchura 42 x profundidad 44 x altura. 49 cm (asiento perforado) y 52,5 cm (asiento desmontable). Anchura entre reposabrazos: 49 cm. Peso: 7,3 kg.



SILLA DE INODORO MURANO REGULABLE

Dimensiones totales: anchura 59/62 x profundidad 53/61 x altura 82 a 98 cm.
Dimensiones del asiento: anchura 42 x profundidad 44 x altura. De 42,5 a 58,5 cm (asiento perforado) y de 46 a 62 cm (funda extraíble). Anchura entre reposabrazos: 49 cm. Peso: 7,6 kg.



SILLA DE INODORO MURANO XL

Dimensiones totales: anchura 68,5/71 x profundidad 53/61 x altura 82 a 98 cm.
Dimensiones del asiento: anchura 51 x profundidad 44 x altura. De 44 a 60 cm (asiento perforado) y de 49 a 65 cm (funda extraíble). Anchura entre reposabrazos 58 cm. Peso: 10,5 kg.



MODELO	REF.
Silla fija	811024
Silla regulable	811025
Silla XL	811035

SILLA DE INODORO PLEGABLE ISLANDIA

Nuestra silla de inodoro Islandia le permite sentarse cómodamente. Su sistema de plegado será muy práctico para el almacenamiento de la silla. Con una cubeta extraíble desde la parte superior y hacia la parte delantera. Se suministra con una almohadilla blanda que cubre el asiento perforado (abertura anatómica de 22 x 30 cm).

Dimensiones totales: ancho 61,5 x fondo 56,5 x alto 90,5 a 98 cm. Peso 5 kg.

Dimensiones del asiento: ancho 43 x fondo 43 x alto De 46 a 54 cm.

REF. 811006



SILLA DE WC CARAÍBES

> Colores modernos y diseño atractivo

Nuestra silla para inodoro Caraibes garantiza un uso muy cómodo debido a su asiento de espuma muy gruesa y sus reposabrazos. Asiento con tapa muy fácil de quitar por sí mismo. Cubeta extraíble desde un lado o desde arriba. Asiento totalmente desmontable para limpiar. Estructura de acero epoxi gris y revestimiento de PVC impermeable en azul marino.

2 años de garantía.

Dimensiones totales: anchura 63 x profundidad 49 x altura 85,5 cm. Dimensiones del asiento: anchura 44 x profundidad 39,5 x altura 50 cm. Altura del respaldo 36,5 cm desde el asiento. Anchura entre reposabrazos 54 cm. Peso 6,6 kg.

REF. 811125

SILLA DE WC CARAÍBES AJUSTABLE

Las mismas características que la silla Caraibes pero con una altura de asiento ajustable de 46 a 62 cm para adaptarse a todos los tamaños de usuarios.

Altura total: 86/97 cm. Peso 6,8 kg.

REF. 811146

SILLA DE WC CARAÍBES PLEGABLE

Las mismas características que la silla Caraibes pero con una estructura plegable que le permite guardar la silla plana, fácilmente contra una pared o detrás de la puerta.

Dimensiones generales: ancho 57.5 x prof. 50 x alto. 97 cm. Dimensiones de asiento: ancho 45 x prof. 40 x alto. 54 cm. Altura del reposabrazos 74 cm. Peso de 9,4 kg.

REF. 811147



Fabricado en Francia

MÁX.
130 kg.

SILLA CARAÍBES	REF.
Silla estándar	811125
Silla ajustable	811146
Silla plegable	811147
Cubeta adicional	999007

Asiento grueso y ultra cómodo

Cubierta fácilmente extraíble por el usuario

SILLA DE INODORO SWIFT

> Fácil mantenimiento: la silla se puede lavar directamente en la ducha.

> Puede utilizarse para inodoro y duchas

La silla de baño Swift es un ejemplo de ligereza, estabilidad e higiene gracias a su diseño integral de aluminio y polipropileno. El ajuste es ultra simple. La tapa se bloquea cuando se levanta el asa.

El modelo Swift Comfort está equipado con un cojín de asiento y un cojín de respaldo gris blandos.

Dimensiones generales: ancho 56 x prof. 50 cm. Dimensiones del asiento: ancho 45 x prof. 41 x alto. Ajustable de 42 a 57 cm. Peso 5,4 kg.

MODELO	REF.
Swift P	811118
Swift Comfort	811020

MÁX.
160 kg.



Swift



Swift Comfort

ASIENTO DE INODORO PLEGABLE CERDEÑA

> Totalmente plegable para guardarlo en plano

La silla de WC Cerdeña es cómoda gracias a su asiento blando e impermeable. Puede colocarse sobre una taza de inodoro ya existente, o utilizarse solo gracias a su orinal extraíble. Su altura regulable permite su ajuste a todas las tallas de usuario.

Asiento blando de 2 piezas con tapa extraíble.

Estructura plegable de aluminio resistente a la corrosión.

2 colores a elegir: estructura beige mate o gris ratón.

Dimensiones totales: anchura 55 x profundidad 56 x altura 93,5 a 98,5 cm. Peso: 6,1 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 43 x profundidad 43 x altura 50 a 55 cm.

Anchura entre reposabrazos 45 cm.

COLOR	REF.
Beige	811188
Gris	811188G



ASIENTO DE INODORO CON RUEDAS CERDEÑA

> ¡Sobre ruedas y plegable!

La silla de WC con ruedas Cerdeña es cómoda para sentarse gracias a su asiento blando e impermeable. Puede colocarse sobre un inodoro existente o utilizarse solo gracias a su orinal extraíble. Su altura regulable permite adaptarlo a todos los tamaños de usuario. Asiento blando de 2 piezas con tapa extraíble. 4 ruedas multidireccionales, 2 de ellas con freno.

Estructura plegable de aluminio resistente a la corrosión.

2 colores a elegir: estructura beige mate/cojines gris azulado o gris ratón/cojines gris azulado.

Dimensiones totales: ancho 55 x fondo 78,6 x alto 91,5 a 94,5 cm. Peso: 6,1 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 43 x profundidad 43 x altura 48 a 53 cm.

Anchura entre reposabrazos 45 cm.

COLOR	REF.
Beige	811189
Gris	811189G



Sillas de inodoro



SILLÓN DE INODORO TRADICIONAL DE MADERA

> Elegante y discreta

> Armazón de haya maciza

Nuestra sillón tradicional se integrará fácilmente en su habitación. Cuando la almohadilla de confort se coloca sobre el asiento perforado, no hay diferencia con una sillón clásico. Respaldo y asiento de espuma tapizados. Cubeta de PVC extraíble del respaldo.

Dimensiones totales: ancho 57 x fondo 42 x alto 81 cm.

Dimensiones del asiento: anchura 41 x profundidad 39 x altura 46 cm. Peso: 7,8 kg.

2 colores de madera a elegir.

MODELO	REF.
Madera oscura	811176
Madera clara	811176CLAIR



MÁX.
160 kg.



SILLÓN DE INODORO ELEGANCE

> No se ve su función de inodoro con el cojín

> Diseño muy elegante

Nuestro sillón de inodoro Elegance tiene todas las características de un sillón de su habitación, con su tapicería impermeable y totalmente desinfectable, su asiento de plástico con orinal extraíble y tapa, y su cómodo cojín. Su forma y diseño lo convierten también en un auténtico sillón de interior, con su base de madera maciza y su cómoda tapicería ignífuga de color beige. Color beige.

Dimensiones totales: ancho 57,7 x fondo 55,5 x alto 83,8 cm. Peso: 12,2 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 45 x profundidad 43 x altura 45 cm. Altura del respaldo 38 cm.

REF. 811191



DISPOSITIVOS DE GESTIÓN SEGURA DE LOS EXCREMENTOS GAMA DR HELEWA P

La gama de gestión de excrementos de Dr. Helewa comprende 5 productos. Todos ellos disponen de bolsas higiénicas absorbentes, con lazos deslizantes, con almohadillas superabsorbentes para residuos, orina y fluidos corporales.

Ideal para pacientes encamados, de emergencia o dependientes, y para el control de infecciones en hospitales, centros de salud, residencias de ancianos o en el hogar.

Bolsa de polietileno de 30µ. Almohadilla superabsorbente envuelta en Alveol Technology®. No hay pérdida de microcelulosa o polvo en la bolsa o en la piel. Absorción 600ml.

Producto listo para usar, de un solo uso.

1 PROTECTOR DE CUBOS

Adecuado para la mayoría de los cubos de los inodoros. Paquete de 20 unidades.

2 PROTECTOR DE CUÑAS

Adecuado para las cuñas. Paquete de 20 unidades.

3 PROTECTOR DE INODORO

Forma adaptada a las tazas de inodoro. Paquete de 20 unidades.

4 BOLSA VOMITORIA

Paquete de 20 unidades.

5 URINALES MASCULINOS

Paquete de 20 unidades.



MODELO	REF.
Protector de cubos x20	803101
Protector de cuñas x20	803102
Protector de inodoro x20	803103
Bolsa vomitoria x20	803104
Urinales masculinos x20	803105



MÁXIMO 165 kg.

SILLA DE WC CON RUEDAS PEQUEÑAS

- > Reposabrazos desmontables
- > Reposapiés doble abatible y desmontable

Con sus reposabrazos extraíbles y sus reposapiés desmontables y escamoteables, esta silla de ruedas pequeñas de acero cromado está equipada con un respaldo blando que se puede quitar fácilmente para una fácil limpieza. Doble asiento, uno acolchado. Dimensiones generales: ancho 54 x prof. 93 x alto. 98 cm. Dimensiones de asiento: ancho 44 x prof. 46 x alto. 50 cm. Distancia entre reposabrazos 43 cm. Peso 14 kg.

REF. 811065N




MÁXIMO 130 kg.

SILLA DE INODORO SAMOA

- > Para la ducha y el inodoro

Nuestra silla de inodoro Samoa ofrece un lugar cómodo para sentarse mientras se ducha o utiliza el inodoro. Gracias a su altura regulable, Samoa se adapta a todos los usuarios y puede colocarse sobre la taza del inodoro. Gracias a su orinal extraíble, puede utilizarse como inodoro independiente. Equipado con cómodos cojines de espuma para mayor confort. Estructura de aluminio resistente a la corrosión. Dimensiones totales: anchura 54 x profundidad 47 x altura 75 a 87,7 cm. Peso, 5,1 kg. Dimensiones del asiento: anchura 47 x profundidad 43 x altura 39 a 52 cm en 6 posiciones. Anchura entre reposabrazos 46 cm.

REF. 811192



TABURETE DE INODORO CAPRI

- > Versión taburete o silla
- > Versátil: uso con cubeta o sobre el inodoro

Los asientos de inodoro Capri pueden utilizarse como inodoro con la cubeta extraíble o como asiento sobre el inodoro existente gracias a su regulación en altura. Tienen un amplio asiento perforado anatómicamente, anchos reposabrazos y, en el caso de la versión silla, un respaldo muy cómodo. Muy ligeros y fáciles de transportar. Fáciles de limpiar con los detergentes habituales. Se monta sin herramientas. Dimensiones totales: anchura 56 x profundidad 48 cm. Altura del respaldo (silla) 36 cm. Dimensiones del asiento: anchura 50 x profundidad 40 x altura 39 a 54 cm. Altura de los reposabrazos 23 cm. Peso 2,4 kg (taburete) o 3,1 kg (silla).

Novedad: suministrado con tapa de asiento

FABRICADO EN EUROPA

COJÍN DE ASIENTO PARA CAPRI

Como opción, puede elegir un cojín de asiento blando para ocultar la abertura y utilizarla como una silla estándar. También hay disponible opcionalmente un cojín blando para el respaldo. Se monta con un simple clip. Color gris claro. Poliuretano.




MODELO	REF.
Taburete	811110
Silla	811135
1 Cojín de asiento	811185A
2 Cojín de respaldo	811185D

MÁXIMO 120 kg.

ASIENTO DE INODORO PLEGABLE GROENLANDIA

> Totalmente plegable para guardarlo en plano

Nuestro asiento para inodoro Groenlandia le permite sentarse a la altura adecuada para levantarse del inodoro con facilidad. Puede utilizarse sobre una taza de inodoro o solo con el orinal suministrado. Dispone de reposabrazos y respaldo. Se pliega en plano.

Se suministra con orinal con tapa extraíble.

Dimensiones totales: anchura 56,5 x profundidad 53,5 x altura 61 a 76,3 cm. Peso: 5,2 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 33,5 x profundidad 37 x altura 39,5 a 55 cm. Anchura entre reposabrazos 46 cm.

REF. 811187



MÁX.
135 kg.

ASIENTO DE INODORO NOSY BE

> Reposabrazos retráctiles

Nuestro asiento de inodoro Nosy Be permite su uso autónomo con la cubeta suministrada, o sobre un inodoro existente. Tiene reposabrazos acolchados abatibles que permiten una fácil transferencia lateral (retracción mediante un simple botón pulsador).

Dimensiones generales : Ancho 55 x prof. 52 x alto. 72 a 86,5 cm.

Tamaño del asiento : Ancho 35,5 x prof. 43 x alto. Ajustable de 45 a 57 cm en 7 posiciones. Ancho entre reposabrazos 46,5 cm. Altura del respaldo 25 cm. Peso 5 kg.

REF. 811011



MÁX.
136 kg.

**ASIENTO DE INODORO PRIMA**

> Puede ser usado como asiento de ducha y WC

El asiento de inodoro Prima combina un asiento de inodoro cómodo, ergonómico y fácil de limpiar con prácticos apoyabrazos para sentarse y se levantan. Muy fácil de organizar sobre la taza del baño, incluso si éste elevado. El asiento es desmontable para la limpieza. El recorte anatómico de la parte delantera es muy útil para la higiene íntima.

Dimensiones totales: Anchura 57,4 x profundidad 56 x altura. 61/81,5 cm. Peso 4 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 42,4 x profundidad 43,3 x altura. 41/61 cm.

Ancho entre los apoyabrazos 53 cm.

REF. 811008

MÁX.
190 kg.

**CONTERAS CON VENTOSA PRIMA**

> Para fijar las patas de una silla

Para fijar las patas de las sillas en superficies lisas (baldosas). Diámetros de las patas de 19, 22 ó 25 mm. Con rótula para ajustar el ángulo de las patas. Diámetro total 8,5 cm. Juego de 4 piezas.

REF. 815218



REPOSABRAZOS PARA W/C KOS

> Regulables en altura y anchura

Nuestros reposabrazos para inodoro Kos facilitan la entrada y salida del inodoro. Este reposabrazos simplemente se ajusta alrededor de su inodoro existente. Incluye 2 reposabrazos acolchados. Robusta estructura de acero pintado de blanco. Dimensiones: anchura 55,5 a 60,5 (3 posiciones) x profundidad 49 x altura 69 a 81,5 cm (6 posiciones). Anchura entre reposabrazos de 49,5 a 54,5 cm.

REF. 811015




REPOSABRAZOS DEL INODORO BERMUDA

> Sistema de fijación de alta seguridad contra la taza del baño
> Grandes ventosas en el suelo

Nuestros apoyabrazos de inodoro Bermuda se ajustan alrededor de la taza del inodoro para ayudarle a sentarse. Son ajustables en anchura y altura para adaptarse a todos. Marco de aluminio resistente a la corrosión y mangos de plástico. Dos lengüetas laterales se unen a la taza del inodoro para asegurar una sujeción firme. Dimensiones: ancho 54,5/59,5 (entre los apoyabrazos 45/50,5) x profundidad 44,5 x altura 69 / 82 cm en 6 posiciones.

REF. 811010



MARCO DE INODORO PRIMA

> Ajustable en altura y anchura.

Este marco de inodoro simplemente se coloca alrededor de su taza de inodoro y le brindan una valiosa ayuda para sentarse y levantarse.

Dimensiones: anchura regulable de 52 a 60 x profundidad 44 x altura regulable de 68 a 82 cm. Peso 8 kg.


REF. 811007



Reposabrazos Prima + reposabrazos confort

REPOSABRAZOS CONFORT

REF. 811039



REPOSABRAZOS DE INODORO SMARTASSIST

Estos apoyabrazos SmartAssist son muy seguros gracias a su excepcional estabilidad. Se apoyan en el suelo con 2 amplios soportes. Están firmemente fijados al inodoro con las 2 ventosas laterales y la barra en la parte delantera. Los cómodos apoyabrazos se pueden ajustar en altura para adaptarse a todos los tamaños. Los reposabrazos también pueden ser ajustados en profundidad usando los botones debajo del reposabrazos. Ajuste en anchura. Estructura de acero y plástico. Montaje sin herramientas. Dimensiones: ancho 68 / 75 x profundidad 47,5 x altura 63 / 75 cm. Peso 8,5 kg.

REF. 811182





ORINAL URIBAG P

> Un urinal portátil, reutilizable y hermético

El Uribag principalmente permite que las personas en silla de ruedas disfruten de un orinal discreto y práctico. Cuando no lo usa, la parte de látex cabe en la parte de plástico. Después de su uso, puede enjuagarse y lavarse con agua jabonosa.

Utilizable de pie, sentado o acostado. Tapa hermética.

Capacidad 1.2 l. Apertura de 4,5 cm.



MODELO	REF.
1 Hombre	801005
2 Mujer	801006

ESCALÓN PARA POSICIÓN NATURAL P

> Adopte una posición natural en el inodoro

En un inodoro convencional, uno se sienta con las piernas en un ángulo de 90°. Esta posición no es para nada fisiológica presionando el recto, y bloqueando en parte las heces. Puede ser difícil de superar y, con este escalón colocamos las piernas en ángulo de 35°, ideal para facilitar el tránsito y evitar esfuerzos.

Dimensiones en uso: ancho. 52 x prof. 29 x alto. 17,5 cm. Peso 400 gr.
REF. 811145



Postura
INCÓMODA



Postura
IDEAL



BIDÉ EXTRAÍBLE P

> Un espacio para limpieza con jabón

Este bidé extraíble le permite convertir su inodoro en un bidé. Ideal para una higiene perfecta, simplemente póngalo en el inodoro existente. Está equipado con un espacio para dejar el jabón.

Largo 38,5 cm ancho 36,5 cm x altura 12 cm. Peso 350 gr.

REF. 811054



Fabricado en Francia



CUBIERTA DE INODORO CONFORT P

Este cubre asiento le ofrece una comodidad adicional apreciable. Se adhiere a su asiento existente para mejorar la comodidad al sentarse. Espuma soldada en un revestimiento impermeable y lavable. No usar directamente sobre la taza del inodoro.

REF 811077




BIDET PORTATIL P

> Para llevar contigo a todas partes

Bidet portátil para higiene cuando viaja, ¡mejor que el papel higiénico! Capacidad 400 ml.

Hasta final de existencias.

REF. 811172



Ideal para
tetrapléjicos

CUBIERTA DE INODORO

> Encaja directamente en su inodoro

Este cómodo cojín de inodoro es ideal para llevarte de viaje! Se puede instalar en el asiento del inodoro (no en la taza) al instante y sin necesidad de una maneta de fijación. Simplemente extiende los bordes de la extensión e insértela firmemente. Su diseño plástico integral puede ser esterilizado. Espesor 3 cm.

REF 811029



ELEVADOR PRIMO CON REPOSABRAZOS

> 2 modelos a elegir: reposabrazos fijos o abatibles

Nuestro elevador Primo tiene 2 reposabrazos para ayudarte a sentarte y levantarte. La forma anatómica del soporte es cómoda y su inclinación hacia delante te proporciona una postura más dinámica. Todo el conjunto queda firmemente sujeto gracias a sus fijaciones traseras y al mecanismo de sujeción delantero. El modelo con reposabrazos abatibles facilita las transferencias laterales. Polietileno de alta densidad y aluminio. Eleva el asiento 12,5 cm. Dimensiones totales : anchura 50 x profundidad 45 x altura 25 cm. Agujero central: ancho 19 cm x fondo 24 cm.



	REPOSABRAZOS	REF.
1	Fijos P	811190
2	Abatibles	811129

ELEVADOR DE INODORO CLOO

> Altura variable y seguridad óptima

El asiento del inodoro Cloo se compone de un sistema de sujeción y un asiento, que se sujeta directamente a su inodoro y garantiza una fijación óptima del asiento». Fijación sin herramientas. El levador es ajustable en altura +6, +10 o +14 cm. Muy fácil de limpiar gracias a sus superficies planas y su asiento desmontable. Modelo con reposabrazos: anchura entre reposabrazos 49 cm.



Reposabrazos abatibles



MODELO	REF.
Estándar	811014
Con reposabrazos	811012



Fácil de colocar sobre su inodoro

REPOSABRAZOS AUXILIARES DE INODORO LUMEX

> Un soporte en cada lado que es fácil de instalar

Estos reposabrazos de inodoro son una gran ayuda para levantarse de su inodoro, y se fijan en los mismos lugares que su asiento habitual». Marco de aluminio anticorrosión.

Ancho entre los reposabrazos regulable desde 46/50/54 cm. Altura regulable de 66 a 76 cm.

REF. 811075

REPOSABRAZOS AUXILIARES PARA INODORO MALTE

> Sin obstáculos en el suelo

> Robusto y ultraestable

Nuestros reposabrazos auxiliares para inodoro Malte se pueden instalar en la mayoría de las tazas de inodoro. Hacen que sea mucho más fácil sentarse y levantarse, apoyándose en reposabrazos estables y seguros. Puede instalarse debajo de la tapa existente o debajo del asiento del inodoro. Son regulables en anchura gracias a 2 posiciones, para adaptarse a todas las morfologías. Porta papel higiénico integrado. Estructura de acero y asas de espuma..

Dimensiones : Ancho 48 x prof. 24 cm. Altura de los reposabrazos en comparación con el inodoro de 26 a 38 cm en 6 posiciones. Distancia entre ejes 15 cm.

REF. 811162





Incorporarse en el inodoro

PINZA PARA PAPEL HIGIÉNICO

Esta pinza para papel higiénico hace que sea fácil colocar el papel higiénico, limpiarlo sin inclinarlo y soltarlo con un simple toque de la mano. Material esterilizable. Longitud 33 cm. Peso 100 g.

REF. 811070



PINZAS HIGIENICAS

Esta herramienta hace posible envolver el papel higiénico sujetándolo entre sus pinzas blandas y poder realizar la limpieza más fácilmente gracias a su mango largo. Pinza forrada de material antideslizante. Longitud 34,2 cm. Peso 125 gr.

REF. 811041

EMPUÑADURA 4 MANOS

> Ideal para la elevación y salida del vehículo

Empuñadura ergonómica para 4 manos con revestimiento antideslizante. Ahorro de espacio para llevarlo a todas partes. Colores gris y rojo. Dimensiones: 24 x 11,5 cm. Garantía de por vida.

REF. 815169



PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS

Este protector contra salpicaduras, ajustable en altura y espacio, se fija a su inodoro o soporte con una almohadilla adhesiva grande y de alta calidad. La protección se retira para limpiar sin quitar la almohadilla autoadhesiva. La parte flexible permite ajustarla en altura.

REF. 811064

Réglage en hauteur
et en écartement



TAPONES NASALES MENTOLADOS

Discretos tapones nasales que neutralizan eficazmente los malos olores. Ideales para trabajadores a domicilio. No dificultan la respiración. Uso recomendado 1 hora, máximo 8 horas. Sin PVC, látex, alérgenos ni ftalatos. Caja de 50 en bolsita individual.

REF. 802399



Novedad

ASIENTO INCORPORADOR DE INODORO


> Levántese cómodamente

Adecuado para personas mayores que tienen grandes dificultades para levantarse, nuestro asiento de inodoro permite incorporar al usuario con suavidad. El asiento está equipado con un cilindro que se ajusta previamente al peso de la persona.

Cuando el usuario se sienta, el asiento desciende completamente. Cuando el usuario quiere levantarse, el asiento se eleva lentamente, realizando alrededor del 60% de su esfuerzo. Estructura de acero epoxi ajustable en altura para adaptarse al tamaño de la mayoría de los usuarios. Asiento de polipropileno de alta densidad desmontable para facilitar la limpieza. El cilindro suave y potente es adecuado para personas que pesan entre 35 y 105 kg.

Dimensiones generales: Ancho 50 x prof. 47,5 x altura. 47 a 62 cm. Peso 13 kg.

REF. 811072



MÁX.
105 kg.



Modelo basic

ELEVADOR DE WC LOFOTEN

- > Puede instalarse sin ninguna adaptación específica
- > Se entrega con ruedas: instalación fija o móvil
- > Manejo con la mano izquierda o derecha

Nuestro elevador de inodoro Lofoten le permite sentarse y levantarse sin esfuerzo y de forma segura desde su inodoro. Simplemente accione el mando situado en uno de los reposabrazos y el asiento se elevará o descenderá suavemente. El Lofoten puede colocarse alrededor de su inodoro existente, sin necesidad de fijaciones ni obras. Se entrega de serie con 4 ruedas (2 de ellas con freno): puede optar por instalarla sobre sus 4 patas (altura regulable bajo el armazón de 38,5 a 48,5 cm) o sustituir las patas por las ruedas para hacerla móvil (altura regulable bajo el armazón de 42 a 45 cm). 2 modelos disponibles en la gama Lofoten:

El modelo Basic tiene una conexión permanente a la red eléctrica.

El modelo Premium tiene una batería recargable con indicador del nivel de carga (aprox. 100 ciclos con una carga completa), un respaldo ergonómico, un equipo con orinal extraíble para autoservicio y un botón de llamada en el otro reposabrazos. Estructura de acero galvanizado blanco, ABS y pies de goma.

Dimensiones totales: anchura 60,6 x profundidad 52,5 x altura regulable de 38,5 a 48,5 cm (con patas) o de 42 a 45 cm (con ruedas). Altura del asiento de 57,5 a 67,5 cm. Reposabrazos 27,5 x 23 cm. Anchura entre reposabrazos 48 cm. Altura del respaldo 38 cm (versión Premium).



Modelo Premium



Todos los modelos se suministran con 4 ruedas

MODELO		REF.
1 Basic	Derecho	811183D
	Izquierdo	811183G
2 Premium	Derecho	811184D
	Izquierdo	811184G





ELEVADOR DE INODORO IBIZA P

- > fijación muy rápida mediante 2 pomos
- > forma anatómica moldeada comfortable

Nuestro elevador de inodoro Ibiza mejora el asiento de su inodoro estándar. Por eso es más fácil levantarse. Su fijación es simple, basta con ponerla en contacto con la parte delantera y apretar los 2 pomos grandes. Totalmente de plástico, es fácil de mantener.

Equipado con una tapa. Fijación por 2 pomos. Cómoda forma anatómica moldeada.

Dimensiones: Ancho 37 x prof. 40.7 x alto 5, 10 o 15 cm.

Para mayor comodidad, un sobre-asiento de espuma que se adapta perfectamente a la forma del elevador Ibiza está disponible en 2 colores: azul o gris. Muy fácil de lavar y desinfectar.

MODELO	ALTO	REF.
ESTÁNDAR	5 cm	811013
	10 cm.	811091
	15 cm.	811074
CON TAPA	5 cm	811018
	10 cm.	811089
	15 cm.	811090



ELEVADOR DE INODORO IBIZA CON COJÍN BLANDO

- > Está equipado con un cojín blando extraíble

Este elevador de inodoro Ibiza es muy fácil de instalar en la taza del inodoro gracias a su sistema de fijación ultra práctico. Le permite sentarse más alto y levantarse más fácilmente. Está equipado con un cojín blando para su comodidad. El cojín es extraíble, antibacteriano y de fácil mantenimiento. Forma ergonómica con fácil acceso a la parte trasera y delantera.

Elevador blanco y cojín extraíble gris claro. 4 modelos disponibles en 2 alturas.

ALTO	MODELO	REF.
10 cm	1 Sin tapa	811091SOFT
	2 Con tapa	811089SOFT
15 cm	3 Sin tapa	811074SOFT
	4 Con tapa	811090SOFT

ELEVADOR DE INODORO CLIP UP P

- > Se monta en segundos
- > Elevación de 10 cm

El asiento de inodoro Clip Up se coloca en el inodoro y se ajusta simplemente apretando los laterales. Los tacos aprietan la porcelana y mantienen el asiento firmemente en su sitio. Dimensiones: anchura 34/37, profundidad 38,5 cm. Altura útil 10 cm.

Equipado con guías antideslizantes. Material: polipropileno blanco.

REF. 811003



Fabricado en Francia



LIMPIADOR ANTILORES

Limpia, elimina la grasa y las manchas, pero sobre todo destruye los olores. Especialmente eficaz con la orina y los productos con amoníaco. Compatible con todo tipo de superficies. Ideal para el hogar y zonas públicas. Fragancia de limón. Frasco pulverizador de 500 ml.

REF. 802405



Fabricado en Francia

STOP OLORES GOTA

Una gota es suficiente para neutralizar los olores en la taza del inodoro o en las sillas de inodoro.

Frasco de 18 ml por 400 gotas

REF. 819141



NEUTRALIZADOR DE OLORES AIR FRESH

Listo para su uso, actúa por evaporación mediante la difusión de sus agentes activos naturales en el aire, que neutralizan radicalmente las moléculas malolientes haciéndolas inactivas y no tóxicas. Efecto duradero de 6 a 8 semanas para una superficie de 25 m2. Tarro de 250gr, gel biodegradable y no tóxico.

REF. 863160



ELEVADOR DE INODORO BLANDO SOUPLESS

> Gran comodidad de asiento

> Instalación en su inodoro en un segundo

Superficie impermeable y desinfectable para facilitar el mantenimiento.

Eleva la taza del inodoro existente en 11 cm. Canaletas de 45 mm de fondo para un ajuste perfecto en la taza del inodoro. Espuma EVA impermeable.

Dimensiones: anchura 41 x profundidad 44 x altura 16 cm. Hueco central: 26 x 21,5 cm. Peso 1,9 kg.



MÁX.
180 kg.



Fabricado en Francia

MODELO	REF.
Sin tapa	811126
Con tapa	811078





ABENA SLIP

Pañales premium para incontinencia severa o uso nocturno. Fabricados por Abena.



TIPO	TALLA	ABSORCIÓN	CAJA DE	REF.
S4	60-85 cm	2200 ml	3 x 25	801165S4
M4	70-110 cm	3600 ml	4 x 21	801165M4
L4	100-150 cm	4000 ml	4 x 18	801165L4
XL4	110-170 cm	4000 ml	4 x 12	801165XL4
XXL2	170-254 cm	3200 ml	4 x 10	801165XXL2



PROTECCIONES ANATÓMICAS ABENA LIGHT Y SAN

Pañales Abena-Light 0 a 4 para la incontinencia ligera a moderada. Protección única gracias a barreras muy suaves a lo largo de todo el borde. Fácil de transportar de forma discreta e higiénica gracias a su bolsa individual. Se fija con la cinta adhesiva en la parte posterior.

Pañales Abena-San 7 a 11 para incontinencia moderada a severa. Siempre debe usarse simultáneamente con ropa interior (Abri Flex).

MODELO	DIMENSIONES	ABSORCIÓN	CAJA DE	REF.
Abena Light Ultra Mini 0	8 x 18 cm	75 ml	12 x 24	8010931
Abena Light Normal 2	10 x 26 cm	350 ml	12 x 12	8010932
Abena Light Super 4	20 x 44 cm	800 ml	9 x 30	8010934
Abena San 7	36 x 63 cm	2100 ml	4 x 30	8010807
Abena San 10	37 x 73 cm	2800 ml	4 x 25	80109310
Abena San 11	37 x 73 cm	3400 ml	4 x 21	80109311



CULOTES ABENA PANTS

Abena Pants es una línea completa de culotes absorbentea que se pueden usar como ropa interior.

TIPO	TALLA	ABSORCIÓN	CAJA DE	REF.
S2	60-90 cm	1900 ml	6 x 16	801166S2
M2	80-100 cm	1900 ml	6 x 15	801166M2
L2	100-140 cm	1900 ml	6 x 15	801166L2
XL2	130-170 cm	1900 ml	6 x 16	801166XL2

RIVADOUCE CREMA BARRERA PROTECTORA P

Protege la piel de la persona incontinente formando una barrera protectora. Previene la maceración y la irritación de la piel causadas por el contacto con sustancias irritantes (excreciones corporales). Producto sanitario. Crema espesa sin perfume. Tubo de 100 g.

REF. 428106



CREMA PARA PAÑALES ECOCERT BIO 100ML

Para bebés, niños y adultos encamados o dependientes. Calma las irritaciones causadas por el roce y las agresiones químicas. El efecto protector y reparador lo proporciona un emoliente vegetal derivado del aceite de girasol. Este ingrediente es un buen formador de película, lo que permite que la fórmula permanezca como una capa sobre la piel y así protegerla. Tubo de 100 ml.

REF. 822274



Novedad

CREMA DE ÓXIDO DE ZINC 200ML

Esta crema perfumada, enriquecida con óxido de zinc y aceite vegetal, ha sido especialmente formulada para crear una barrera protectora entre la piel y el pañal.

REF. 428176

Novedad



Novedad



1



Cierre para talla XXL



2



SUPER SENI

Transpirables, los pañales Super Seni son la solución ideal para las personas con incontinencia urinaria de moderada a intensa.

Perfectamente adaptados al cuerpo (cintura elástica delante y detrás y lazos elásticos), con protección lateral segura contra las fugas. Neutraliza los malos olores. Absorción rápida y eficaz. Minimiza el riesgo de irritación cutánea. Sistema de cierre múltiple. El indicador de humedad avisa cuando el pañal está saturado y hay que cambiarlo.



3



SUPER SENI	TIPO	TALLA	ABSORCIÓN	CAJA DE	REF
1 PLUS (Calidad premium)	XS	40-60 cm	1800 ml	12 x 10	801140XS
	S	55-80 cm	2100 ml	8 x 10	801140S
	M	75-110 cm	2900 ml	6 x 10	801140M
	L	100-150 cm	3200 ml	6 x 10	801140L
	XL	130-170 cm	3200 ml	6 x 10	801140XL
2 QUATRO (Calidad premium)	S	55-80 cm	2700 ml	12 x 10	801041S
	M	75-110 cm	3700 ml	6 x 10	801041M
	L	100-150 cm	4000 ml	6 x 10	801041L
	XL	130-170 cm	4000 ml	6 x 10	801041XL

4



SENI ACTIVE

Los absorbentes Seni Active están diseñados para personas con incontinencia moderada a fuerte. Almohadilla absorbente de pulpa de celulosa con superabsorbente. Tamiz de distribución (EDS). Barreras laterales a lo largo del absorbente en tejido no tejido elástico: protección adicional contra fugas en la zona inguinal. Indicador de humedad: impresión que se vuelve borrosa cuando la protección está saturada. Capa exterior permeable al vapor en toda la superficie. Cintura elástica; confort excepcional; barreras laterales hidrófobas antifugas; doble almohadilla superabsorbente de seguridad reforzada. Tacto seco y reducción de olores. Etiquetado «FRONT» en la parte delantera. Indicador de humedad. Exterior no tejido. Super suave. Protege la piel de las irritaciones.

SENI ACTIVE	TIPO	TALLA	ABSORCIÓN	CAJA DE	REF
3 CLASSIC	S	55-80 cm	1200 ml	3 x 30	801142S
	M	75-110 cm	1300 ml	3 x 30	801142M
	L	100-150 cm	1450 ml	3 x 30	801142L
	XL	130-170 cm	1550 ml	3 x 30	801142XL
4 PLUS (Calidad premium)	S	55-85 cm	1900 ml	8 x 10	801143S
	M	80-110 cm	2000 ml	8 x 10	801143M
	L	100-135 cm	2000 ml	6 x 10	801143L
	XL	120-160 cm	2000 ml	6 x 10	801143XL
	XXL	140-190 cm	2000 ml	6 x 10	801143XXL

BOLSAS PARA PAÑALES CON AROMA A CÍTRICOS (ROLLO DE 25)

Bolsa para pañales con aroma a cítricos, rollo de 25 bolsas de 35 litros. Con cierre de cordón. Impermeable y resistente. Tamaño 58x67cm.

REF. 803077

Novedad



Novedad



Fabricado en Italia



PAÑALES AIR SECO SOFFISOF

Los pañales Soffisof Air Dry con adhesivo son un absorbente anatómico fabricado con plumón de celulosa pura, polímeros superabsorbentes y una capa exterior impermeable para garantizar la máxima seguridad contra todo tipo de fugas.

Los prácticos adhesivos de sujeción reposicionables asemejan esta protección a un culote clásico.

El nuevo diseño se ha desarrollado para ofrecer la máxima comodidad. El indicador de humedad, que desaparece gradualmente, permite saber fácilmente cuándo es el momento de cambiarse.

La capa exterior ayuda a reducir la aparición de rojeces e irritaciones, garantizando la máxima seguridad y delicadeza, incluso para las pieles más delicadas.

CULOTES SOFFISOF

Los culotes Soffisof ofrecen una solución cómoda y discreta para controlar la incontinencia a diario. Gracias a su gran capacidad de absorción y a sus barreras antifugas, garantizan una protección fiable en cualquier situación. Fáciles de poner e hipoalergénicas, son ideales para las pieles sensibles. Soffisof garantiza libertad de movimientos y tranquilidad en todo momento.



PAÑALES	TIPO	TALLA	ABSORCIÓN	CAJA DE	REF
EXTRA	S	50-80 cm	1555 ml	6 x 15	801172EXTRAS
	M	70-110 cm	1595 ml	6 x 15	801172EXTRAM
	L	100-150 cm	2127 ml	6 x 15	801172EXTRAL
SUPER	M	70-110 cm	1795 ml	6 x 15	801172SUPERM
	L	100-150 cm	2154 ml	6 x 15	801172SUPERL
	XL	140-165 cm	2277 ml	4 x 15	801172SUPERXL
MAXI	M	70-110 cm	2500 ml	4 x 15	801172MAXIM
	L	100-150 cm	2930 ml	4 x 15	801172MAXIL
	XXL	155-175 cm	3204 ml	4 x 15	801172MAXI2XL
	XXXXL	175-210 cm	3065 ml	4 x 15	801172
MAXI PLUS	S	50-80 cm	2100 ml	6 x 15	801172MAXIPLUS
	M	70-110 cm	3150 ml	4 x 15	801172MAXIPLUM
	L	100-150 cm	3546 ml	4 x 15	801172MAXIPLUSL
	XXL	155-175 cm	3670 ml	4 x 15	801172MAXIPLUS2XL

CULOTES	TIPO	TALLA	ABSORCIÓN	CAJA DE	REF
EXTRA	S	50-80 cm	110 ml	6 x 14	801183EXTRAS
	M	70-110 cm	1400 ml	6 x 14	801183EXTRAM
	L	100-150 cm	1400 ml	6 x 14	801183EXTRAL
	XL	135-160	1400 ml	4 x 12	801183EXTRAXL
SUPER	M	70-110 cm	2000 ml	4 x 10	801183SUPERM
	L	100-150 cm	2000 ml	4 x 10	801183SUPERL
	XL	135-160 cm	2000 ml	4 x 8	801183SUPERXL
MAXI	M	70-110 cm	2200 ml	4 x 8	801183MAXIM
	L	100-150 cm	2200 ml	4 x 8	801183MAXIL

CONTENEDOR ANTIOLOR JANIBELL

> Doble cierre para incontinencia

Los cubos Janibell le permiten deshacerse de los pañales y los residuos de incontinencia sin tener que lidiar con los olores. Su sistema de doble tapa garantiza un mejor sellado. Basta con pisar el pedal para abrir la tapa y acceder a la trampilla de la bolsa.

Las bolsas están dispuestas en una fila continua, por lo que su uso resulta muy económico. Una vez cortado el extremo de la bolsa en la ranura de la puerta, basta con hacer un nudo para volver a introducir los pañales.

Este producto está fabricado con resina no porosa de gran durabilidad. Este material liso es muy fácil de limpiar.

2 modelos a elegir:

El modelo de 26 litros almacena hasta 24 pañales completos (288 en total).

Dimensiones: anchura 31,6 x profundidad 26,7 x altura 52,1 cm. Escotilla 16,7 x 11 cm. Peso: 2,5 kg.

El modelo de 41 litros almacena hasta 35 pañales completos (560 en total). Dimensiones: anchura 35,6 x profundidad 31,3 x altura 58 cm.

Escotilla 18,5 x 15 cm. Peso: 4,5 kg.

Los recambios vienen en 2 bolsas grandes (288 x2 para el recambio de 26 litros o 560 x2 para el recambio de 41 litros).



MODELO	REF.
Contenedor 26 L 1	817314
Contenedor 41 L 2	817315
2 recambios 26 L	817316
2 recambios 41 L	817317

PERAS DE ENEMA CON PIC

Peras para enemas con cánula flexible o rígida. Las cánulas blandas son ideales para enemas intestinales. El modelo de 35 ml puede utilizarse para enemas de oído.

El modelo de 330 ml tiene una cánula rígida de 13 cm adecuada para enemas vaginales.



1

2



3



4

MODELO	REF.
1 35 ml	802067
2 70 ml	802068
3 125 ml	802363
4 330 ml	802364



Fabricado en Francia

EMPAPADOR ABSORBENTE ESPECIAL PARA SILLÓN

- > Protección discreta y fácil de mantener
- > La parte inferior antideslizante es muy práctica

Protección impermeable del asiento gracias a un complejo de fibras textiles y fieltro que disipa los líquidos mientras se mantiene seco. Protección discreta y fácil de mantener. Fondo antideslizante muy práctico. Lavable a 40°C. Dimensiones 45 x 45 cm. Color gris.

REF. 801073



EMPAPADORES MEDLINE

Cubrecamas de absorción media. Capa inferior de polipropileno impermeable. Capa superior de tejido no tejido suave. Los cuatro lados están sellados para evitar fugas. Capa absorbente de fibras de celulosa.



Novedad

DIMENSIONES	ABSORCIÓN	CAJA DE	REF
43x61 cm	250 ml	12 x 25	8011841
58,4x61 cm	450 ml	8 x 25	8011842
58,4x58,4 cm	750 ml	4 x 25	8011843
58,4x91 cm	650 ml	6 x 25	8011844

EMPAPADORES SENI SOFT

Seni Soft es una gama de empapadores absorbentes. Solución de empapadores absorbentes. Solución ideal para una protección extra de las sábanas. Seni Soft garantiza comodidad gracias a su suave tejido sin tejer y seguridad gracias a su lámina exterior plastificada antideslizante.



	DIMENSIONES	ABSORCIÓN	CAJA DE	REF
NORMAL	60X40	500	12 x 30	801156NORMAL
	60X60	950	4 x 30	801157NORMAL
	90X60	1600	4 x 30	801158NORMAL
SUPER	90X60	2000	4 x 30	801156SUPER
	90X170	2000	4 x 30	801159SUPER

EMPAPADOR ABRI-SOFT P

Un solo uso en tamaño 60 x 90 cm.



MODELO	ABSORCIÓN	CAJA DE	REF.
Soft Superdry	1500 ml	4 x 30	801084
Soft	2100 ml	4 x 25	801085

EMPAPADORES SOFFISOF

Ideal para proteger camas, colchones, sillones y sillas. El material en contacto con la piel es un suave tejido sin tejer, la capa interior es de plumón de celulosa pura superabsorbente y la cara exterior es de polietileno para proporcionar una barrera contra el paso de líquidos.



Fabricado en Italia



DIMENSIONES	ABSORCIÓN	CAJA DE	REF.
40x60 cm	700 ml	16 x 15	801167
60x60 cm	700 ml	12 x 15	801168
60x90 cm	1200 ml	6 x 15	801169
60x90 cm	1700 ml	14 x 30	801170

PROTECTORES DE COLCHÓN BORDABLES

Para proteger camas y colchones. Ideales como protección adicional contra las fugas (lámina exterior impermeable con cuatro bordes encolados). Material no tejido suave para la máxima comodidad del usuario.



	DIMENSIONES	ABSORCIÓN	CAJA DE	REF.
1	80x180 cm	1750 ml	2 x 30	8011712
2	70x180 cm	1750 ml	2 x 30	8011713
3	80x180 cm	1500 ml	6 x 15	801171

CULOTE IMPERMEABLE DE MUJER P

Los culotes se pueden combinar con todas las formas de protección, lavable o desechable. 83% poliéster, 17% poliuretano. Color blanco.

7 tallas disponibles.



Fabricado en Francia

TALLA	REF.
T1	801074T1
T2	801074T2
T3	801074T3
T4	801074T4
T5	801074T5
T6	801074T6
T7	801074T7

**SLIP IMPERMEABLE PARA HOMBRE P**

Los calzoncillos se pueden combinar con todas las formas de protección, lavables o desechables, cortas o largas, 83% poliéster, 17% poliuretano.

Color blanco. 6 tallas disponibles.



Fabricado en Francia

TALLA	REF.
T2	801075T2
T3	801075T3
T4	801075T4
T5	801075T5
T6	801075T6
T7	801075T7



TALLA DE MUJER	1	2	3	4	5	6
	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
PERÍMETRO DE CINTURA	72/76	80/84	88/94	100/106	112/118	124/130
PERÍMETRO DE CADERA	92/95	98/101	104/107	110/114	118/122	126/130

TALLA DE HOMBRE	2	3	4	5	6	7
	S	M	L	XL	2XL	3XL
PERÍMETRO DE CINTURA	80/84	88/92	96/100	104/108	112/116	120/124
PERÍMETRO DE CADERA	89/93	94/98	99/103	104/108	109/113	114/118

ROPA INTERIOR PARA LA INCONTINENCIA P

Ofrecemos una gama de ropa interior especialmente diseñada para incontinencia ligera a media. Ergonómicos y actuales, están compuestos de un material impermeable suave y transpirable en ciertos lugares. Su material y forma los hacen tan discretos como la ropa interior convencional. Material suave y natural en jersey 100% algodón peinado. Puede usarlos con sus compresas desechables habituales o con nuestras compresas reutilizables y lavables disponibles en esta página. Las compresas lavables están hechos de viscosa de bambú, un material que es 60% más absorbente que el algodón y tiene un tiempo de secado inferior en un 20%.

**BRAGUITAS CORTAS IMPERMEABLES MUJER**

Fondo impermeable, invisible. Tratamiento antimicrobiano y antiolores. 94% algodón peinado, 6% elastán lycra. Piezas impermeables 83% poliéster, 17% poliuretano. Talla 1 a 6. Color blanco.

TALLA	REF.
T1	801039T1
T2	801039T2
T3	801039T3
T4	801039T4
T5	801039T5
T6	801039T6

**SLIP CERRADO HOMBRE**

Parte frontal e inferior impermeable, invisible. Tratamiento antimicrobiano y antiolor. Algodón 100% peinado. Piezas impermeables 83% poliéster, 17% poliuretano. Tallas 2 a 7. Color blanco.

TALLA	REF.
T2	801068T2
T3	801068T3
T4	801068T4
T5	801068T5
T6	801068T6
T7	801068T7



CULOTE DE PVC

Culotes impermeables anti-alergénicas de PVC con lanolina. Es perfumada, tratada con Biopruf, anti-olor y anti-bacterias. Muy flexible y resistente. Se utiliza para fijar cómodamente durante los pañales. Elástico en cintura y piernas. Lavable a máquina a 90°C. 5 tallas disponibles.



Fabricado en Francia

TALLA	REF.
S-M-L-XL-XXL	801008*
* ESPECIFIQUE LA TALLA : ejemplo talla S = 801008S S = 34/36 - M = 38/40 - L = 42/44 - XL = 46/48 - XXL = 50/52	

CULOTE CON INSERTOS DE ISYS

Culote de mujer 100% algodón con fondo impermeable de poliuretano recubierto. Tiene 2 insertos para colocar sin riesgo de que se muevan en el culote. Incontinencia leve a moderada. Lavable a 40°C. 6 tallas disponibles.



Fabricado en Francia

TALLA	REF.
34/36	80110634
38/40	80110638
42/44	80110642
46/48	80110646
50/52	80110650
54/58	80110654

CULOTE DE LYOCELL

Material de nueva generación con propiedades excepcionales: impermeable, silencioso, muy suave al tacto, transpirable, muy suave, actúa como una segunda piel, anti-ácaros y anti-bacterias gracias al Tencel™ hecha de madera de eucalipto y su película protectora de poliuretano sin tratamiento químico. Mantenimiento estándar a 95°C, secado máximo 70°C, sin planchado. Cintura elástica. 5 tallas disponibles.

TALLA	REF.
34/36	80106934
38/40	80106938
42/44	80106942
46/48	80106946
50/52	80106950



Fabricado en Francia

CULOTE DE ALGODÓN CON FORRO DE PU

Culote impermeable, muy cómodo, liviano y flexible. Confeccionado en poliuretano muy resistente y silencioso. De algodón 100% y forrado de PU para mayor comodidad. Previsto para uso de pañales. Lavable a 60 °.



Fabricado en Francia

TALLA	REF.
34/36	80103434
38/40	80103438
42/44	80103442
46/48	80103446
50/52	80103450
54/56	80103454

Tiras de silicona adicionales en la cintura para mayor seguridad



CULOTE DE BAÑO IMPERMEABLES

Braguitas de baño para niños, impermeables para hombres o mujeres para nadar en la piscina o en el mar con total seguridad. Muy cómodos con amplios elásticos en la cintura y las piernas para garantizar la impermeabilidad en la piscina.

Material plástico 100% PVC especialmente resistente a los productos clorados utilizados en piscinas o spas. Lavar a máquina hasta 90°C. No usar secadora. Se puede usar sólo o con el traje de baño.

Diferentes tamaños disponibles: 6/8 años, tamaño 34 a 64.

TALLA	CINTURA
6/8 años y 34	52/56 y 56/60 cm
36 y 38	60/64 y 64/68 cm
40 y 42	68/72 y 72/76 cm
44 y 46	76/80 y 80/84 cm
48 y 50	84/90 y 90/96 cm
52	96/102 cm
54 y 56	102/110 y 110/118 cm
58 y 60	118/126 y 126/136 cm
62	136/140
64	140/148 cm

REF. = 801026*

*ESPECIFIQUE LA TALLA :
EJEMPLO TALLA 44 = 80102644



Fabricado en Francia

CONJUNTO DE 2 CULOTES LADY DENTELLE

> Para Incontinencia leve

2 culotes de corte refinado y elegante, hasta las caderas Composición 94% algodón y 6% spandex, forro de poliuretano transpirable forrado y doble capa interior impermeable. Cordones en los lados. Incontinencia ligera. Color blanco.



Fabricado en Francia

TALLA	PERÍMETRO DE CINTURA	REF.
34/36	60/64 cm	80103334
38/40	64/72 cm	80103338
42/44	72/80 cm	80103342
46/48	80/90 cm	80103346
50/52	90/102 cm	80103350
54/56	102/118 cm	80103354
58/60	118/136 cm	80103358

FUNDA COLCHÓN

Funda reutilizables hechas con una cara de suave de algodón/poliéster y una cara de PVC impermeable. Fácil de instalar gracias a las 4 esquinas elásticas que rodean el colchón. Lavable a 90°. 5 tamaños disponibles: 90 x 190 cm o 90 x 200 cm para una cama individual. Cama especial bariátrica de 120 x 190 cm y cama de matrimonio de 140 x 190 cm o 160 x 200 cm.




Fabricado en Francia

TALLA	REF.
90 x 190 cm	801054
90 x 200 cm	801102
120 x 190 cm	801055
140 x 190 cm	801056
160 x 200 cm	801103




Fabricado en Francia

SÁBANA AJUSTABLE DE POLIURETANO

Sábana protectora de ropa de cama de tipo flexible, resistente y cómoda. Material transpirable. Se utiliza en hospitales y en el hogar para la prevención de úlceras por presión. Perímetro elástico. Impermeable y lavable a 90°.

4 tamaños disponibles: 90 x 190 cm o 90 x 200 cm para una cama individual, 120 x 190 cm para una cama bariátrica y 140 x 190 cm para una cama doble.

TALLA	REF.
90 x 190 cm	823075
90 x 200 cm	801105
120 x 190 cm	823076
140 x 190 cm	823077

FUNDA COLCHÓN AJUSTABLE

> sábana bajera muy práctica

Impermeable para la protección de la cama. Tejido recubierto de PVC de 245 g/m² y borde de punto elástico. Lavable a 90°. 5 tamaños disponibles. Altura de la sábana: 15 cm + solapa de 10 cm. Para colchones de hasta 20 cm de altura.


Fabricado en Francia

TALLA	REF.
90 x 190 cm	801070
90 x 200 cm	801071
120 x 200 cm	801072
140 x 190 cm	801086
160 x 200 cm	801104




EMPAPADOR LAVABLE

> Reutilizable

Para la protección de camas, colchones y/o sillas. Ideal para una protección extra contra las fugas. Empapador lavable (hasta 95°) para un uso prolongado y repetido. Muy cómodo, sin arrugas gracias a una superficie sólida única. Existe en una versión bordable y con puños.

Absorción 1000 ml.


MODELO	REF.
1 75 x 85 cm	801097
2 75 x 85 cm bordable	801098
3 75 x 85 cm con asas	801099

EMPAPADOR DE SILLÓN REUTILIZABLE

Esta protección reutilizable de sillón está hecha de 4 capas de tela especialmente desarrollada para su absorción y resistencia al lavado. Las fibras de poliéster repelentes al agua permiten absorber los líquidos mientras mantienen al paciente seco. Lavar a 90°.

REF. 801025


Fabricado en Francia




PROTECTOR DE CAMA LAVABLE

Tejido compuesto de 4 capas especialmente diseñado para su absorción y resistencia al lavado. Sus fibras de poliéster hidrófugo permiten la absorción de líquidos y mantienen seco al paciente. Este protector evita que se tenga que cambiar toda la ropa de cama. Dimensiones: 85 x 75cm. Lavar a 60°.

REF. 801024


Fabricado en Francia





SÁBANA AJUSTABLE LYOCCELL

- > Un material increíble y protector
- > Naturalmente antibacteriano y antiácaros

Protección de ropa de cama de nueva generación con propiedades excepcionales: impermeable, silenciosa, muy suave al tacto, transpirable. Muy flexible, actúa como una segunda piel. Antiácaros y antibacterias gracias a su cara Tencel™ de madera de eucalipto y a su película barrera de poliuretano sin tratamiento químico.

Mantenimiento convencional a 95° C, secado máximo a 70°C, sin planchar.

Disponible en sábana bajera, funda integral (para colchones de 15 a 17 cm de grosor, excepto las dimensiones 160 x 200 cm para un grosor de colchón de 18 a 21 cm) o funda de almohada.



Fabricado en Francia



DIMENSIONES	REF.
Sábana ajustable 90 x 190 cm	823094
Sábana ajustable 90 x 200 cm	823095
Sábana ajustable 140 x 190 cm	823096
Sábana ajustable 160 x 200 cm	823097
Funda integral 90 x 190 cm	823112
Funda integral 90 x 200 cm	823113
Funda integral 140 x 190 cm	823114
Funda integral 140 x 200 cm	823115
Funda integral 160 x 190 cm	823116
Funda de almohada 60 x 60 cm	823117

PROTECTOR DE CAMA NEW BEDDING

- > Sábana bajera multicapa desmontable y desechable
- > Facilita el trabajo de los cuidadores

Solución innovadora para gestionar el riesgo de infección, con un beneficio de tiempo para los cuidadores (1 minuto en comparación con los 10 a 15 minutos para cambiar una sábana bajera estándar). La extracción también evita un movimiento potencialmente doloroso para el paciente. Obviamente, se elimina la necesidad de lavandería.

Mejora el confort del paciente gracias a su superficie de contacto de fibra de bambú, que es un 32% más suave que una sábana tradicional. Modelo 90 x 200 cm con 5 capas.

REF. 801108

SÁBANA BAJERA ELÁSTICA NO TEJIDA BLANCA 25 GR/M²

Material: polipropileno no tejido de 25 g/m². Elástico en las 4 esquinas. Color: blanco.

TALLA	REF.
90 x 190 + 15 cm	80111090
140 x 190 + 15 cm	801110140
160 x 200 + 15 cm	801110160

FUNDA DE ALMOHADA NO TEJIDA BLANCA 25 GR/M²

Material: polipropileno no tejido de 25 g/m². Solapa interior para cerrar la funda de almohada. Color: blanco.

TALLA	REF.
60 x 60 + 10 cm	80111160
50 x 70 + 10 cm	80111150



ASIENTO BIDET THYIA 3


> Para una mejor higiene en el baño

> Ideal para personas con movilidad reducida

El Thyia 3 es un asiento bidet que ofrece lavado con agua caliente, calentamiento del asiento y secado con aire caliente. Dos cabezales de ducha retráctiles para lavarse con agua caliente (4 temperaturas a elegir), una en la parte delantera (femenina) y otra en la trasera (masculina/femenina). Para una mayor comodidad de uso, la presión del agua es ajustable y el asiento se calienta (4 temperaturas a elegir). Bajada amortiguada del asiento y de la cubierta. El mando a distancia, muy sencillo, está instalado en el lado derecho de la tapa. Se suministra kit de instalación. Requiere la instalación de una toma de corriente según las normas vigentes por parte de un profesional.

Puede utilizarse en cualquier inodoro estándar con una anchura máxima de 415 mm y una profundidad máxima de 520 mm. Potencia 1600W. Peso 5 kg. Garantizado por 2 años.



REF. 811174



ASIENTO BIDET LUXE BRONZE

Las mismas características que el asiento bidet Luxe Silver, pero en lugar del mando a distancia inalámbrico, ofrece un mando fijado al asiento en el lado derecho para controlar fácilmente todas las funciones.

REF. 811021



ASIENTO BIDET LUXE SILVER

> Una herramienta muy útil para las personas con movilidad reducida

> Higiene más completa mediante limpieza con agua


> Con mando a distancia inalámbrico

El Luxe Silver es un asiento bidet electrónico para inodoro con función de lavado frontal y posterior en agua caliente gracias a 2 cabezales de ducha retráctiles (4 temperaturas para elegir). También tiene la función de secar con aire caliente (4 temperaturas para elegir). Para mayor comodidad de uso, la presión del agua es ajustable, la posición de las boquillas es ajustable y el asiento se calienta (4 temperaturas para elegir). Función de masaje con agua. Función de ahorro de energía y programa automático. Led de iluminación nocturna azul. Cabezales de ducha auto-limpiables.

Se puede utilizar en todos los inodoros estándar con un ancho máximo de 415 mm y una profundidad máxima de 510 mm. Potencia bidet 1350W + asiento térmico 50W + secado 200W.

Peso 4,5 kg.

REF. 811168



BARRA DE BAÑO ABATIBLE FIDJI

- > Empuñadura de gran diámetro: 32 mm
- > Equipado con un práctico soporte de papel

Idealmente situado junto a un inodoro, nuestra barra de baño Fidji le ofrece un apoyo seguro para levantarse del inodoro. Se abate contra la pared para darte espacio para moverte. Su mecanismo de calidad permite que se bloquee automáticamente en posición elevada. Equipado con un práctico soporte para el papel higiénico.

2 longitudes disponibles: 55 o 76 cm.
Placa de fijación 30 x 13 cm.



MÁX.
130 kg.

LONGITUD	REF.
55 cm.	815058
76 cm.	815059

BARRA DE BAÑO ABATIBLE SOBRE COLUMNA FIDJI

- > Sistema de bloqueo de posición abatida

Esta barra de baño le permite instalar un apoyo abatible cuando sólo dispone de tabiques de cartón yeso, fijándolos al suelo. El soporte se fija a la altura deseada en la columna. Soporte de 32 mm de diámetro muy cómodo. Equipado con un soporte para el papel higiénico.

Altura de la columna: 110 cm. Longitud del soporte 76 cm. Tamaño de la placa de fijación 25 x 15,5 cm.

REF. 815120

MÁX.
130 kg.



BARRA DE BAÑO ABATIBLE CON PATA

- > Diámetro del tubo fácil de agarrar

Esta barra de baño para el inodoro se instala junto a la taza del inodoro y le permite apoyarse para levantarse más fácilmente. Está equipado con un pie de apoyo en el suelo para asegurar aún más el apoyo. La unidad se puede abatir para facilitar sus movimientos. Dimensiones totales: Profundidad 70 x altura 71/93 cm.

REF. 815050



BARRA DE BAÑO FIJA CON PATA ILIADÉ P

- > Estructura de acero inoxidable de alta resistencia con revestimiento de nylon

Una barra fija de apoyo muy robusta y práctica para los laterales de un inodoro o al lado de una ducha. Presenta la resistencia del acero inoxidable y el tacto suave del nylon.

Amplio y cómodo diámetro de 35 mm. Dimensiones totales: profundidad 61,5 cm. Altura de los pasamanos 61 y 71 cm. Peso 3,2 kg.

REF. 812037



MÁX.
120 kg.



BARRA DE BAÑO ABATIBLE PRO

> Mecanismo de seguridad en posición elevada

> Se suministra con portarrollos

Esta barra de baño le permite tomar un soporte seguro y estable para sentarse y levantarse de la taza del inodoro. Gracias a su mecanismo de seguridad, puede apoyarse en él cuando se eleva. Este brazo de soporte está fabricado con los más altos estándares de calidad. Entregado con soporte para rollo de papel higiénico. Soporte de fijación 6 puntos 12 x 48 cm. Acero con recubrimiento epóxi y tratamiento antioxidante.

Diámetro del tubo 32 mm.

Longitud total del soporte 76,6 cm.

Altura 68 cm para el modelo fijo, de

68 a 87 cm para el modelo con pie regulable.

Garantía
DE POR
VIDA

MÁX.
200 kg.



MODELO	REF.
Pata fija	815019
Pata ajustable blanco	815021
Pata ajustable azul	815054

BARRA DE BAÑO SECURA

> Diseño y seguridad

Barra abatible de aluminio pulido. Se abate hacia arriba en un espacio reducido.

Dimensiones: Largo 53 x ancho 11 x alto 27 cm.

REF. 815002

MÁX.
120 kg.

**BARRA DE BAÑO ABATIBLE CON PATA SOFTY**

Esta barra de apoyo de acero de alta calidad puede abatirse hacia arriba para facilitar las transferencias. El extremo está acolchado con un acolchado antideslizante para evitar que la mano se deslice. Soporte de pared con 5 puntos de fijación. No incluye tacos ni tornillos.

Longitud de apoyo de 70 mm. Dimensiones del soporte de montaje 27 x 10 cm. Pie regulable en altura para un soporte de 69 a 78 cm.

REF. 815013

MÁX.
190 kg.

**BARRA DE BAÑO LINIDO**

> Sistema de bloqueo en posición elevada

La barra de apoyo abatible Linido no sólo proporciona apoyo para sentarse y levantarse del asiento del inodoro o de la ducha, sino también para las transferencias laterales. Cuando la barra está levantada, se bloquea automáticamente. No se caerá por sí sola.

2 longitudes y opciones disponibles. Color blanco.

Dimensiones del soporte a fijar: anchura 11 x altura 25 cm. Profundidad total cuando está levantada: 21,5 cm.

El kit de apoyo en el suelo es ajustable de 70 a 85 cm de altura (profundidad total 26,5 cm). El soporte especial para papel puede utilizarse con una sola mano.

LONGITUD	REF.
60 cm	815221
80 cm	815222



OPCIONES	REF.
1 Kit de apoyo en el suelo	815223
2 Soporte para papel	815224
Reposabrazos blando	815225

BARRA DE BAÑO PRIMO PARA INODORO P

- > 3 longitudes de soporte a elegir
- > 2 colores a elegir


Esta barra de apoyo Primo le facilita la incorporación gracias a su soporte firme y de alta calidad. El tubo tiene 32 mm de diámetro, lo que lo hace muy cómodo de sujetar. Tiene un sistema patentado para mantenerlo en posición vertical contra la pared. Estructura de acero con piezas de plástico PP. Dimensiones de la placa de pared: 134 x 102 mm. Altura total 23 cm, altura de apoyo 19 cm. Longitud total a elegir: 60, 70 y 80 cm. 2 colores disponibles: blanco o negro. Disponible en acero inoxidable cepillado o pulido bajo pedido. Opcionalmente, se puede instalar un soporte para papel en posición vertical entre las 2 barras, mediante un sistema de muelles.

Novedad

FABRICADO EN EUROPA



LONGITUD	COLOR	REF.
60 cm	Blanco	815232B
	Negro	815232N
70 cm	Blanco	815233B
	Negro	815233N
80 cm	Blanco	815234B
	Negro	815234N
OPCIÓN	COLOR	REF.
Porta papel	Blanco	815235B
	Negro	815235N



MÁX. 150 kg.



BARRA DE APOYO CURVADA PISO-TECHO P

Esta barra de apoyo curva de piso a techo puede fijarse en cualquier lugar de su hogar, sin la necesidad de una pared de soporte, puede fijarse entre el piso y el techo por medio de un cilindro de extensión. Puede ser llevado en un viaje fácilmente.

Dimensiones de la pieza giratoria: 47 cm. Esta parte gira y se bloquea cada 45°. Acero con pintura resistente a la corrosión. Se adapta a techos de altura de 2m10 a 3m. Diámetro de la base / techo: 19 cm. Peso 9 kg.

REF. 815062

MÁX. 135 kg.




ASIDERO AJUSTABLE EN ÁNGULO PRIMA P


> Encuentre el ángulo ideal para su ducha

Nuestro asidero Prima gira sobre el eje central y le permite hacer un ángulo de 90°, un ángulo abierto en el ángulo deseado, o una barra recta. Una vez que elija el ángulo, fijará la barra firmemente atornillando. Con almohadillas antideslizantes.

2 longitudes disponibles: 40 + 40 cm o 60 + 60 cm.



LONGITUD	REF.
40 + 40 cm.	815167
60 + 60 cm.	815168

**ASIDERO ESTRIADO P**

Asidero para fijar a la pared. Acabado agradable gracias a la tapa roscada. Codos y cuerpo de ABS en PVC corrugado para una mejor sujeción de la barra. Tornillos y tacos no suministrados a definir de acuerdo con la pared de soporte. Longitud 30 a 60 cm.

LONGITUD	REF.
30 cm.	815080
40 cm.	815081
45 cm.	815082
60 cm.	815083

ASIDERO EN ÁNGULO PRIMA P

> Un soporte firme para salir de la bañera

Este asidero está especialmente diseñado para ayudarle a incorporarse de su bañera o inodoro, y está disponible en dos longitudes para que sea más fácil de agarrar. 2 tamaños disponibles.



TAMAÑO	REF.
33 cm.	812027
40 cm.	812030

ASIDEROS PRIMA P

Estos asideros de material plastificado tienen un gran diámetro para facilitar el agarre. Están equipados a intervalos regulares con material antideslizante para limitar el riesgo de deslizamiento. Equipado con tapas de rosca.

El modelo exterior ha sido testado para resistir los rayos UV y las temperaturas extremas. Refuerzo de aluminio en el interior. Color negro. Longitud 46 cm.



Modelo exterior

TAMAÑO	REF.
30 cm.	815043
46 cm.	815044
61 cm.	815045
Extérieure	815008

**ASIDERO DE ACERO**

Gama en acero lacado en blanco o acabado en cromo con soportes de fijación de 3 orificios para una mejor resistencia de la pared. Anclajes y tornillos no suministrados a definir según la pared de soporte.

Diámetro 25 mm. Hueco de pared 4 cm. Diámetro de la tapa 75 mm.

**ASIDERO DE ACERO LACADO EN BLANCO**

Ø 25 mm.

LONGITUD	REF.
30,5 cm.	815055
45,7 cm.	815056
61 cm.	815057

**ASIDERO DE ACERO CROMADO**


Ø 25 mm.

LONGITUD	REF.
30 cm.	815091
45 cm.	815092
60 cm.	815093



100% acero inoxidable de alta calidad

MÁX.
150 kg.



Asidero ideal para la bañera

ASIDERO DE ACERO INOXIDABLE

- > Alta calidad de fabricación garantizada
- > Acabado en acero inoxidable pulido

Asidero de acero inoxidable de alta calidad. Resistentes a la corrosión. Equipado con tapas de rosca. Diámetro del tubo de 32 mm. Diámetro de la tapa 81 mm. Hueco de la pared 56 mm. 3 longitudes disponibles + una barra de rodamiento. Separación de la pared de 4 cm.

LONGITUD	REF.
30 cm.	815033
45 cm.	815034
60 cm.	815035
75 cm. (45 + 45)	815155

GAMA PROFESIONAL GRIP

Perfil ergonómica de polipropileno con núcleo de acero inoxidable. Ultra resistentes están equipadas con tapones de rosca. El diámetro de 32 mm es cómodo de agarrar. Disponible en blanco o con una parte azul para los discapacitados visuales. Separación de la pared 4 cm. Colores disponibles: azul o blanco.



Núcleo de acero inoxidable ultraresistente



5 puntos de fijación en cada tapa



ASIDEROS GRIP RECTOS

LONGITUD	COLOR	REF.
1 30 cm. P	Blanco	815122
2 30 cm.	Azul	815123
3 45 cm. P	Blanco	815124
4 45 cm.	Azul	815125
5 60 cm. P	Blanco	815126
6 60 cm.	Azul	815127


MÁX.
125 kg.



ASIDERO EN ÁNGULO GRIP

Gracias a su ángulo de 135°, este soporte específico le permite incorporarse más fácilmente desde una bañera o un inodoro. Dimensiones: 45 x 45 cm. Diámetro 32 mm.

COLOR	REF.
Blanco P	815004
Azul	815005



ASIDERO EN ÁNGULO RECTO GRIP

Su disposición vertical y horizontal hace posible permanecer sin riesgos en una cabina de ducha. Polipropileno reforzado sobre acero inoxidable. Dimensiones: 67 + 67 cm. Diámetro 32 mm.

COLOR	REF.
Blanco P	815010
Azul	815011



ASIDERO CON VENTOSAS 29 CM P

> Se puede instalar en pocos segundos sin ayuda externa y sin herramientas.

Nuestro asidero con ventosas le ofrece apoyo en una bañera o una ducha sin tener que taladrar agujeros antiestéticos en el azulejo de pared. Puede instalarse en pocos segundos sin herramientas y se utiliza principalmente para apoyar la salida de una ducha o bañera.

Las principales ventajas de una ventosa: se puede instalar y desplazar sin ayuda externa, se puede llevar de viaje porque es ligera y no muy voluminosa..... Presione las dos palancas laterales y se fija muy bien sobre todas las superficies lisas (azulejos, gres, cerámica, cristal, pintura lacada, superficie de PVC de las cabinas de ducha....).

Montaje mediante 2 ventosas grandes. Largo 29 cm.

REF. 815015



Pasamanos 11 cm



MÁX
40 kg.

Alargable hasta 12 cm

**ASIDERO CON VENTOSAS STRONG P**

> Asidero con ajuste de longitud de 12 cm

> Ventosas de goma de alta resistencia

Nuestros asideros Strong se pueden instalar en cualquier lugar para su seguridad sin tener que taladrar agujeros antiestéticos en sus azulejos o paredes. Pueden instalarse en pocos segundos sin necesidad de herramientas.

Sus gruesas ventosas de goma le garantizan una resistencia muy alta.

Ideales para sus viajes y excursiones.

Presione las dos palancas laterales y se fija muy bien sobre todas las superficies lisas (azulejos, gres, cerámica, cristal, pintura lacada, superficie de PVC de las cabinas de ducha....). El asidero Strong es extensible en longitud hasta 10 cm según necesidades de los azulejos de su pared.

Largo 44 a 56 cm.

3 longitudes

diferentes.

LONGITUD	REF.
44-56 cm	815112
55-68 cm	815113
65-78 cm	815114

**ASIDERO EN ÁNGULO CON VENTOSAS P**

Nuestro asidero tiene 3 grandes ventosas de silicona. La ventosa central permite variar el ángulo entre los dos pasamanos. Cada ventosa está equipada con indicadores de bloqueo verdes o rojos para comprobar visualmente que está bien fijada. Para evitar que se resbale, la parte superior naranja es antideslizante.

Longitud 60 cm.

REF. 815095

Con indicadores de bloqueo



BARRA CON VENTOSAS PUMP

> Con indicador de agarre para mayor seguridad

Coloque la barra de bombeo sobre una superficie lisa y limpia para fijarla. Presione la bomba lateral unas cuantas veces para liberar el aire y, cuando desaparezca la parte roja, la barra estará firmemente sujeta. Equipada con grandes ventosas de goma de 135 mm y un pasamanos de aluminio.

2 longitudes disponibles: 35 cm (pasamanos 16 cm - 630 gr) y 45 cm (pasamanos 25 cm - 700 gr).



Novedad



LONGITUD	REF.
35 cm	815112
45 cm	815113

ASIDERO CON VENTOSAS 40 CM

> Ventosas de goma de muy alta resistencia

> Con indicador de bloqueo

Nuestros asideros se pueden instalar en cualquier lugar para su seguridad sin tener que taladrar agujeros antiestéticos en sus azulejos o paredes. Pueden instalarse en pocos segundos sin necesidad de herramientas.

Sus gruesas ventosas de goma le garantizan una resistencia muy alta. Ideales para sus viajes y excursiones. Presione las dos palancas laterales y se fija muy bien sobre todas las superficies lisas (azulejos, gres, cerámica, cristal, pintura lacada, superficie de PVC de las cabinas de ducha...).

Su indicador de bloqueo muestra si la ventosa está correctamente encajada.

Diámetro de la ventosa: 10 cm

Largo 40 cm.

REF. 815094



SOPORTE DE GRIFO DE DUCHA CON VENTOSA

Nuestro soporte de ducha de mano es muy práctico a diario para acercarse a la ducha de mano cuando se utiliza un asiento de baño o un asiento en una ducha. Se fija firmemente simplemente presionando la palanca sobre cualquier superficie lisa: azulejos, loza, dentro de la bañera... Soporte de tamaño universal. Diámetro 11 cm.

REF. 815037





ASIDERO LINIDO

Esta barra de agarre Linido combina plástico y aluminio, lo que la hace ligera y de bajo mantenimiento, pero fuerte y robusta. Equipada con un perfil interior antideslizante para mayor seguridad. Disponible en 4 longitudes.

	LONGITUD	REF.
	30,5 cm.	815226
	45,7 cm.	815227
	61 cm	815228
	91,5 cm.	815229



ASIDERO SECUCARE

> Aluminio anodizado mate anti-corrosión

Los asideros Secucare son muy robustos y ergonómicas gracias a su diseño alargado. Los extremos son de plástico ABS de alto brillo, resistente a los golpes y a los arañazos. La parte de aluminio se puede cortar si es necesario. Aluminio anodizado mate anticorrosión. Asidero angulado 30 + 30 cm. Asidero en ángulo recto 30 + 60 cm.

MODELO	REF.
 Asidero angulado Secucare	815176
 Asidero en ángulo recto Secucare	815177



BARRA DE APOYO DESIGN

Nuestra barra de apoyo de acero inoxidable de 35 cm es una barra elegante con un acabado pulido y una tapa. Diámetro del tubo de 32 mm. Separación de la pared 4 cm. Diámetro de la tapa 8 cm.

LONGITUD	REF.
35 cm.	815076
45 cm.	815077

ASIDERO MODULABLE MADAGASCAR

> Conecte varios asideros para encontrar el tamaño y el ángulo deseados.

Los asideros Madagascar permiten crear recorridos de apoyo, de longitud infinita. Ofrece un apoyo con ángulos para recorrer y decorar sus superficies.

Dimensiones de una barra: Larga. 35 cm (útil 24 cm), distancia al centro 30 cm. Hueco de pared de 7,5 cm.

REF. 815150



Composiciones realizadas con varios asideros



TUMBONA DE BAÑO SURFER BATHER

> Elevador eléctrico de movimiento suave

La tumbona de baño Surfer Bather es el medio ideal para que los niños se bañen con total seguridad. Proporciona un soporte completo para el cuerpo del niño y tiene un reposacabezas blando. Permite a los cuidadores no tener que sostener al niño durante el baño. La tumbona funciona con aire a presión, suministrado por la batería externa Airflo. Mando fácil de usar y totalmente impermeable. Fácil de limpiar. Se adapta a cualquier bañera estándar (anchura de plataforma 41 cm).

Dimensiones del asiento: anchura 41 x profundidad 62 cm. Altura regulable de 6 a 43 cm. Dimensiones del respaldo: anchura 34 x altura 50 cm. Ángulo del respaldo hasta 70°. Altura máxima del niño 1,35 m. Peso de la tumbona 8,7 kg. Peso del compresor 5 kg.

REF. 822049



SILLA DE DUCHA/WC AUGSBURG

> Multiuso ducha e inodoro con cubeta integrada

> Calidad de fabricación alemana

> Uso intensivo

Esta silla de ducha / WC con ruedas Augsburg se puede utilizar tanto como versión de ducha o WC gracias a la cubeta suministrada. Está equipado con 4 ruedas multidireccionales que incluyen 2 frenos, reposabrazos retráctiles y reposapiés extraíbles y desmontables. Suave y cómodo asiento y respaldo de PU.

Estructura de material sintético extremadamente duradera y resistente a la corrosión. Respaldo de aluminio. 2 modelos a elegir: ruedas de 4" o 5. Dimensiones generales: anchura 53 x profundidad 87 x altura 110 o 113 cm. Peso 17 kg.

Medidas del asiento: anchura 40 x profundidad 35 x altura 56 cm. Altura debajo del asiento: 39 o 41 cm.



SILLA PARA DUCHA/WC AUGSBURG CON RUEDAS TRASERAS DE 24"

Una versión con ruedas de 24 pulgadas (61 cm) para que el niño pueda propulsarse por sí mismo. Ancho total 66cm.

REF. 822147



REPOSACABEZAS PARA SILLA AUGSBURG

Este reposacabezas se fija al armazón del respaldo para proporcionar un apoyo regulable en altura para todos los tamaños de usuario.

REF. 822149




ASIENTO Y RESPALDO REGULABLES PARA SILLA AUGSBURG

Sustituya el respaldo existente por este respaldo especial con reposabrazos para poder cambiar la profundidad y el ancho del asiento de la silla Augsburg. Una vez instalado, puede ajustar el ancho del asiento entre los reposabrazos de 22,5 a 32,5 cm, y la profundidad del asiento de 25 a 29,5 cm.

Peso 3,5 kg.

REF. 822148



MODELO	REF.
4"	822237
5"	822146

TUMBONA DE BAÑO ANCHOR

- > Estructura de aluminio anticorrosión
- > Ajuste fácil e independiente del respaldo y del asiento
- > Ajuste de la profundidad del asiento

Nuestra tumbona de baño Anchor proporciona una posición segura y cómoda para el niño durante el baño. Su estructura de aluminio está tapizada en una cómoda tela de malla de secado rápido. Tiene 4 ajustes de inclinación en el respaldo (0° / 30° / 60° y 90°), y 4 posibles inclinaciones para el reposapiernas. Equipado con 2 cinchas de seguridad de cadera y torso, soportes laterales para la cabeza y cinchas para las piernas. Altura del asiento ajustable. Posibilidad de ajustar la inclinación del asiento. La tumbona está equipada con patas anchas, redondeados y antideslizantes para asegurar el baño en la bañera. Práctico, se puede almacenar en plano. 3 tamaños disponibles.

Talla XS :

Longitud total de la tumbona 9 cm, dividida en 3 partes: respaldo 46 cm, asiento 27 y reposapiernas 25,5 cm. Ancho total / asiento: 36,2 / 30,5 cm. Ancho útil para el fondo de la bañera 36,4 cm. La profundidad del asiento es ajustable de 26 a 32,5 cm. La altura del asiento es ajustable en 3 posiciones: 14,3 / 26,2 / 35 cm. Peso 5,2 kg

Talla pequeña:

Longitud total de la tumbona 122 cm, dividida en 3 partes: respaldo 68 cm, asiento 27 y reposapiernas 27 cm. Ancho total / asiento: 43 / 36 cm. Ancho útil para el fondo de la bañera 42 cm. La profundidad del asiento es ajustable de 26 a 32,5 cm. La altura del asiento es ajustable en 3 posiciones: 14 / 27,5 / 39 cm. Peso 6,5 kg

Talla grande:

Longitud total de la tumbona 150 cm, dividida en 3 partes: respaldo 80 cm, asiento 35 y reposapiernas 35 cm. Anchura total / asiento: 48,5 / 40 cm. Ancho útil para el fondo de la bañera 46 cm. La profundidad del asiento es ajustable de 32,5 a 40 cm. La altura del asiento es ajustable en 3 posiciones: 14 / 32 / 47 cm. Peso 8,1 kg.



TALLA	REF.
XS	822014
Pequeña	822015
Grande	822016

**BASE DE DUCHA MÓVIL**

Una opción muy importante para la tumbona de baño Anchor cuando se tiene un plato de ducha. Permite que el niño se coloque a la altura adecuada y facilita el traslado a la ducha. La tumbona se fija fácilmente y con firmeza a la base gracias a 2 rieles asegurados por un pomo. Dimensiones: largo 117,5 x ancho 59 x alto. 39 cm. Peso: 4,10 kg

RÉF. 822006

TUMBONA NEW AQUA

- > Respaldo y asiento ajustables independientemente
- > Base ajustable en altura

Las tumbonas New Aqua son adecuadas para niños y adolescentes de hasta 80 kg. Están equipados con una base con patas antideslizantes para ajustar la altura del asiento y facilitar la colocación del niño. El ángulo del asiento y el respaldo se puede ajustar gracias a una práctica palanca de ajuste. Son independientes y permiten colocar la tumbona a 180° (plana) o sentada a 90°. La tumbona se entrega con 2 cinchas de posicionamiento para el torso, 2 cinchas para las piernas y un reposacabezas ajustable en altura y anchura. Fabricado en polipropileno y nylon de fácil limpieza. Almacenamiento plano. 3 tamaños disponibles. Para aumentar aún más la altura de la tumbona, dispone de una base de bañera o de ducha opcional. Dimensiones totales de la base: ancho 42 x profundidad 61 o 75 cm. Revestimiento estándar suave y resistente al deterioro. Recubrimiento Ultra Comfort como opción. Peso 7 kg.



MODELO	TALLA 1	TALLA 2	TALLA 3
ASIENTO (ANCH. X PROF. X ALT.)	41 x 30 x 8,5 o 20 cm.	41 x 35 x 8,5 o 20 cm.	41 x 41 x 8,5 o 20 cm.
ALTURA DEL RESPALDO	45 cm.	62 cm.	80 cm.
TAMAÑO Y PESO MÁXI.	90 cm. / 30 kg.	130 cm. / 60 kg.	170 cm. / 80 kg.
REF.	822040	822041	822042



BASE PARA DUCHA NEW AQUA

Base sobre ruedas adaptada a los tres tamaños de las tumbonas New Aqua que permiten su uso en un plato de ducha de fondo plano. Aumenta la altura del asiento en unos 50 cm. Dimensiones totales: ancho 50 x Profundidad 90 cm. REF. 822034



ELEVADOR PARA BAÑERA NEW AQUA

Se adapta a los 3 tamaños de la nueva tumbona Aqua y facilita su manejo con el niño. Altura del asiento de 14 a 27 cm. Dimensiones totales: ancho 42 x profundidad 78 a 99 cm. REF. 822033



Modelo representado: plano para aseo con patas adaptables sobre bañera

PLANO PARA ASEO DESMONTABLE

Este plano para aseo plegable puede ser montado en la pared o puede colocarse encima de la bañera existente para facilitar el lavado de niños y adolescentes. También sirve como cambiador para niños discapacitados. Estructura de acero tratado con epoxi. Colchón de nylon resistente al deterioro y lavable a 120°C. Las patas están disponibles por separado: se pueden elegir patas largas para colocar en el suelo o patas especialmente diseñadas para descansar en los bordes de la bañera. Dimensiones : Largo 157 x Ancho 60 cm. Profundidad plegada 5 cm.

MODELO	REF.
Plano para aseo desmontable	812016
Par de patas para el suelo altura 90 cm	812017
Par de patas para bañera altura 36 cm	812018



SILLA DE DUCHA/INODORO PELICAN

> Basculación asiento mediante pistón de 90° a 135°

> Inclinación del respaldo de 90° a 120° en 4 posiciones

La silla de ducha/inodoro Pelican permite colocar cómodamente a un niño durante la ducha o el uso del inodoro. En su versión de inodoro, puede utilizarse sobre una taza de baño o de forma independiente gracias al orinal incluido. Todas las partes en contacto con el cuerpo están fabricadas en poliuretano flexible, cómodo e impermeable (asiento, respaldo, soporte de abducción, apoyos laterales, soporte de tronco y reposacabezas).

Permite un ajuste preciso del ancho del asiento y del respaldo mediante sus cojines laterales. El reposapiés único es ajustable en altura y ángulo de inclinación. El reposacabezas es regulable en profundidad y altura. La altura general es muy cómoda para el cuidador. El respaldo perforado permite utilizar un cinturón de sujeción para mayor seguridad durante el baño.

El control de la basculación se realiza mediante un pistón de gas accionado con una maneta trasera. La inclinación independiente del respaldo se ajusta mediante un pasador de seguridad.

Equipada con 4 ruedas multidireccionales con frenos.

Estructura de aluminio y fijaciones y pistones de acero inoxidable.

Novedad

ATENCIÓN:
Disponible en
mayo de 2025

MÁX.
100kg.



	TALLA S 3/10 años	TALLA L 8/10 años
REF.	822158S	822158L
Altura del respaldo	40 cm	50 cm
Ancho del asiento	25/30/35 cm	33/38/43 cm
Profundidad del asiento	33 cm	38 cm
Altura del asiento	55/57,5/60 cm	
Altura de los reposabrazos	12 cm	
Reposapiés/asiento	22/37 cm	32/47 cm
Ángulo de basculación	90° a 135°	
Ángulo del respaldo	90°/100°/110°/120°	

SILLA DE DUCHA/ WC SEAHORSE PLUS

La nueva silla Seahorse Plus conserva la funcionalidad y versatilidad del modelo anterior, pero ofrece posibilidades adicionales. Versatilidad gracias a su uso en la ducha con posiciones de relax y ahora ajustables por pistón a gas (inclinación a 40°), uso en WC existentes o con la cubeta extraíble.

La especificidad del Seahorse es poder cambiar su tamaño sólo sustituyendo la tapicería interior. (2 acolchados disponibles por talla)

Las innovaciones del Seahorse Plus:

Reposapiés retráctiles dobles, ajuste de la inclinación por pistón de gas con control en la barra de empuje, cuña de abducción acolchada, reposabrazos ajustables en altura. Ahora disponibles en 3 tamaños: el modelo pequeño corresponde a la antigua talla 1, el modelo mediano a la antigua talla 2 y el modelo grande es adecuado para usuarios de mayor edad. Ahora se entrega con el reposacabezas de serie.

Las opciones Seahorse Plus:

Además del acolchado adaptado al tamaño del usuario, sólo hay 2 opciones para el Seahorse Plus:

- 1 Reposabrazos laterales que se pueden instalar en lugar de reposabrazos.
- 2 El arnés de 4 puntos disponible para los 3 tamaños en versión niño o niña (diseño diferente).

Altura libre para el WC:

Pequeño 46,1 / 56,9 cm, Mediano y Grande 44,2 / 55,1 cm.

Peso máximo del usuario:

Pequeño 64 kg, mediano 102 kg, grande 152 kg.

Longitud máxima en posición relajada:

Pequeño 1209 cm, Mediano 1413 cm, Ancho 1488 cm.



Arnés para hombre



2

Arnés para mujer



1



SEAHORSE PLUS		REF.
PEQUEÑA 	Silla	822301
	Acolchado grueso	822304
	Acolchado fino	822305
MEDIANA 	Silla	822302
	Acolchado grueso	822306
	Acolchado fino	822307
GRANDE 	Silla	822303
	Acolchado grueso	822308
	Acolchado fino	822309

OPCIONES	REF.
Par de soportes laterales	822321
Arnés hombre	822323S
Arnés mujer	822324S
Par de soportes laterales	822322
Arnés hombre	822323M
Arnés mujer	822324M
Par de soportes laterales	822322
Arnés hombre	822323L
Arnés mujer	822324L

> TABLA DE MEDIDAS > DIMENSIONES EN CM*		PROF. DEL ASIENTO	ANCH. DEL ASIENTO DELANTERO	ANCH. DEL ASIENTO TRASERO	ALTURA DEL RESPALDO	DISTANCIA AL SUELO	ALTURA DEL ASIENTO
PEQUEÑA Peso 21 kg (18,4 kg)	Acolchado grueso	32,7 (37,4)	29,4 (36,5)	25,8 (33,2)	39,1 (41,4)	52 x 71	54 (52,1)
	Acolchado fino	35,5 (37,4)	33,4 (36,5)	29,4 (33,2)			64,8 (62,9)
MEDIANA Peso 26 kg (22,3 kg)	Acolchado grueso	42,5 (47)	35,3 (42,3)	30,3 (37,8)	49 (51,4)	57 x 77	52,1 (50,1)
	Acolchado fino	45,7 (47)	39,3 (42,3)	33,9 (37,8)			62,5 (60,9)
GRANDE Peso 29 kg (24,8 kg)	Acolchado grueso	42,5 (48,8)	46 (53)	41,1 (47,7)	54,9 (57,2)	68 x 78	52,1 (50,1)
	Acolchado fino	45,5 (48,8)	50 (53)	44,7 (47,7)			62,9 (60,9)

SOLUCIÓN SALINA / CLORURO SÓDICO

Solución nasal, oftálmica y auricular. Solución para limpieza de heridas. Solución para inhalación y aeroterapia.



CAJA	REF.
100 dosis de 5 ml	8022655100
40 dosis de 5 ml	802265540
60 dosis de 10ml	80226510
32 dosis de 50 ml	80226550

HIGIENE Y TRATAMIENTO DEL OÍDO CERUMEN

Tapones de cerumen. Solución coloreada para evitar su uso indebido.



MODELO	REF.
Unidosis estériles 10 x 2 ml	802268DOSE
Spray auricular 40 ml	802268SPRAY

LINIMENTO OLEO-CALCÁREO ESTABILIZADO

Previene la dermatitis del pañal y calma los primeros signos de enrojecimiento. Puede utilizarse en el culito y las zonas íntimas de los bebés desde el nacimiento y de las personas mayores. Preserva el PH natural de la piel. Forma una película protectora y protege del roce y de la humedad del pañal. Refuerza la barrera cutánea.

FRASCO	REF.
100 ml	802267100
250 ml	802267250
480 ml	802267480



TOALLITAS AQUA CARE HAPPY

Toallitas a base de agua (99%), con extracto de fruta añadido (un ingrediente activo que calma la irritación, deja la piel profundamente hidratada, limpia y fresca). Sin perfume.

Paquete de 56 toallitas.

REF. 802328



TOALLITAS WATERWIPES

Comodidad y seguridad naturales. Seguro incluso para las pieles más sensibles. Pueden utilizarse desde el nacimiento. Una alternativa práctica al algodón y al agua. 99,9% de agua y una gota de extracto de frutas.

Bolsita de 60

REF. 802266



PASTILLAS DE ESTERILIZACIÓN MILTON

Milton, la gama de higiene y desinfección del laboratorio Rivadis, le ofrece pastillas de esterilización en frío con un amplio espectro de actividad: bactericida, fungicida y virucida. Fácil de usar, este método de esterilización en frío permite desinfectar biberones, tetinas y juguetes en sólo 15 minutos, sin aclarado, para una eficacia de 24 horas.

Caja de 28 comprimidos.

REF. 428137



ASPIRADOR NASAL MANUAL

> Aspiración sencilla e higiénica

Acción manual rápida. Materiales biocompatibles, sin ftalatos ni BPA.

Fácil de desmontar y limpiar. Boquilla ergonómica. Permite eliminar fácil e higiénicamente la mucosidad de la nariz del bebé. No es necesario aspirar por la boca, lo que reduce el riesgo de contaminación. Fácil de usar y limpiar, este modelo es ideal para los padres que buscan una solución práctica para el día a día.

Se suministra con 2 boquillas. Fabricado en Italia. 1 año de garantía.

REF. 838181



Novedad

ASPIRADOR NASAL PORTÁTIL Y RECARGABLE RHINO-CLEAR MOBILE

Perfecto para viajar. Utiliza un sistema patentado de doble cámara para una mayor eficacia y una rápida limpieza nasal. Se suministra con 3 adaptadores para diferentes edades y base de carga.

Sistema patentado de 2 cámaras. Fabricado en Italia. 1 año de garantía.

REF. 838182





GEL LIMPIADOR SUAVE PARA BEBÉS RIVADOUCE

Limpia y protege la piel sensible y el cuero cabelludo del bebé. Gracias a su base limpiadora ultrasuave sin jabón, no pica en los ojos.

MODELO	REF.
75 ml	80239075
500ml	802390500



AGUA LIMPIADORA PARA BEBÉS RIVADOUCE

Ideal para limpiar el cuerpo y las zonas delicadas del bebé. Elimina suave y eficazmente la suciedad y atrapa las impurezas en un solo paso.

MODELO	REF.
75 ml	80239175
500ml	802391500



CREMA FRIA PSRA BEBÉS RIVADOUCE

Auténtico bálsamo de suavidad gracias a su textura rica y fundente, es ideal para hidratar de forma óptima la piel sensible del bebé. Su fórmula previene la sequedad y la sensación de tirantez.
REF. 802395



LINIMENTO LIMPIADOR PARA BEBÉS RIVADOUCE

Indicado para la limpieza y el cuidado del culito del bebé. Aísla la piel de la humedad y del roce del pañal.

MODELO	REF.
75 ml	80239575
500ml	802395500



LECHE LIMPIADORA PARA BEBÉS RIVADOUCE

Limpia eficazmente la cara, el cuerpo y el culito del bebé. Ideal para después de una sabrosa merienda o para el cambio de pañal.

MODELO	REF.
500 ml	802392500
1000 ml	8023921000
Bomba desmontable	802392



GEL LIMPIADOR SUPERGRASO PARA BEBÉS RIVADOUCE

Spécialement formulé pour les tout-petits à la peau sèche ou à tendance atopique. Sans savon ni parfum, il nettoie en douceur, hydrate et respecte la barrière cutanée.

MODELO	REF.
75 ml	80239375
500ml	802393500



CREMA CAMBIO PARA BEBÉS RIVADOUCE

Un verdadero escudo para el culito del bebé. Está especialmente formulada para reparar y proteger la delicada zona del pañal de la humedad y el roce. Tubo de 50 ml.
REF. 802396



CREMA HIDRATANTE PARA BEBÉS RIVADOUCE

Especialmente formulada para hidratar, suavizar y proteger la piel de las agresiones externas. Tras un momento de ternura al aplicarla, deja la piel del bebé nutrida, confortable y delicadamente perfumada. Tubo de 50 ml.
REF. 802397

SILLÓN DE INODORO INFANTIL ULYSSE**Novedad**

Nuestra silla de inodoro permite al niño colocarse correctamente para ir al baño sin riesgo de caerse desde la parte superior de un váter estándar. Equipada con un orinal con tapa extraíble y un respaldo alto y acolchado. Estructura de acero epoxi azul con asiento, respaldo y reposabrazos de polipropileno.

Dimensiones totales: ancho 47 x fondo 45 x alto 71 a 81 cm.

Dimensiones del asiento: anchura 34 x profundidad 36 x altura 26 a 36,5 cm en 3 posiciones.

Dimensiones del respaldo 37 x 122 cm. Altura del respaldo al asiento 22 cm.

Anchura entre reposabrazos: 34 cm. Hueco: 20 x 16 cm. Peso: 5,2 kg.

**RESPALDO ESTABILIZADOR ULYSSE**

Como opción, puede instalar este estabilizador pélvico bajo el respaldo estándar para obtener un apoyo adicional. Regulable en anchura mediante pomo, provisto de cinturón con hebilla. Peso 1 kg.

**ULYSSE****REF.**

Sillón de inodoro

811193

Respaldo estabilizador

826122N

ASIENTO CON REDUCTOR DE INODORO**> Una tapa para toda la familia**

Este asiento de inodoro puede ser utilizado por toda la familia gracias a su segundo asiento reductor para niños. Se compone de 2 asientos, una estándar para adultos y otra para niños con un orificio menor (aproximadamente 21 x 17 cm) y una tapa. Color blanco.

REF. 811079**PLATAFORMA PARA INODORO INFANTIL**

Plataforma muy útil para niños demasiado pequeños para sentarse en el inodoro y tener los pies en el suelo.

La plataforma es regulable en altura de 9,6 a 21,6 cm. Los reposabrazos también son regulables en altura de 54,7 a 66,7 cm. Estructura robusta en acero recubierto de epoxi.

Dimensiones totales: ancho 56 x profundidad 57,2 cm. Ancho entre apoyabrazos 48 cm.

REF. 811062**MÁX. 76 kg.****ASIENTO INODORO INFANTIL NUVO****> Un asiento adecuado para niños de 7 a 12 años****> Ajuste de altura y anchura**

La silla de inodoro Nuvo es cómoda de usar y adecuada para niños y personas pequeñas. Su asiento y respaldo de poliuretano blando hacen que sea muy cómoda de usar. Su diseño único permite ajustarla tanto en altura como en anchura para adaptarse al crecimiento de su hijo.

Dimensiones totales: Anchura 37,2 a 47,2 x Profundidad 45,6 a 47,7 x Altura 49,7 a 61,7 cm. Peso: 7,6 kg. Dimensiones del asiento: anchura 30 x profundidad 35,1 x altura 27 a 39 cm. Anchura entre reposabrazos de 30 a 40 cm. Altura de los reposabrazos 13 cm.

REF. 811037**MÁX. 100 kg.**



FABRIQUÉ EN EUROPE



ANDADOR INFANTIL FIXI Y FOX

> Andador especialmente diseñados para niños

Este andador está especialmente diseñado para niños. Estructura de aluminio muy ligera y plegable. Colores brillantes y muy atractivos. Disponible en 2 tallas. Asiento de madera disponible como opción.

Dimensiones Fixi :

Dimensiones totales: anchura 57,5 x profundidad 62,5 x altura 67 x altura regulable 60/69 cm. Dimensiones del asiento: Anchura 42 x Profundidad 17 x Altura 42,5 cm. Peso 5,2 kg.

Dimensiones Fox :

Dimensiones totales: anchura 57,5 x profundidad 67 x altura regulable 69/77 cm. Dimensiones del asiento: 42 x profundidad 17 x altura 50 cm. Peso 5,3 kg.



Asiento para Fixi y Fox

MODELO	REF.
1 Andador Fixi	826020
2 Andador Fox	826021
Asiento	826022

SILLA DE RUEDAS PARA NIÑOS

Esta silla de ruedas manual está diseñada para niños. Totalmente plegable, tiene reposabrazos abatibles, asiento fijo y reposapiés abatibles. Las ruedas traseras tienen 51 cm de diámetro y disponen de pasamanos y frenos. Las ruedas delanteras direccionales son más pequeñas, de 15 cm de diámetro. Incorpora un cinturón para proporcionar una mejor sujeción al usuario. Chasis de acero.

Dimensiones totales: anchura 52 x profundidad 90 x altura 84 cm. Peso: 17,9 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 35 x profundidad 30 x altura 47 cm. Altura del respaldo 37 cm. Anchura entre reposabrazos 35 cm.

REF. 871003



BASTÓN INFANTIL BCR-N

Bastón de talla reducida con altura de apoyo braquial regulable. También tiene un puño ergonómico. Altura regulable en 9 posiciones de 45 a 69 cm. Soporte braquial de altura regulable en 5 posiciones de 19,5 a 25,5 cm.

Estructura de aluminio y termoplástico.

Peso 530 g

FABRIQUÉ EN EUROPE



COLOR	REF.
Azul	816120B
Turquesa	816120T
Pistacho	816120P

ANDADOR INFANTIL

> Modelo robusto adaptado al tamaño de los niños

> Estructura de aluminio plegable

Andador plegable con conteras o ruedas para niños. Amarillo y negro.

Dimensiones totales: anchura 42,5 x profundidad 32,3 (34 con ruedas) x altura 61,2 a 71,5 en 5 posiciones.

Dimensiones plegado: 40,5 (43,5 con ruedas) x 13,2 x 61,2 cm.

Novedad



MODELO	REF.
Con patines	826292
Con ruedas	826293

Garantía
5 AÑOS



ANDADOR POSTERIOR NIMBO

> Chasis ultraligero y plegable

> Facilidad para caminar

Este andador infantil Nimbo permite a los niños ponerse de pie con firmeza y caminar con seguridad. Nimbo rodea al niño para dar un paseo sin molestias, está equipado con cómodas asas. El andador es una herramienta ultraligera, regulable en altura y fácilmente plegable para su transporte. Estructura de aluminio.

Dispone de 2 dispositivos de seguridad muy importantes para asegurar el andar:

- Un sistema que evita el retroceso para evitar la pérdida de equilibrio (sistema desactivable),
- Un sistema que permite que las ruedas delanteras vayan sólo en línea recta (sistema desactivable para tener ruedas delanteras multidireccionales).

Los colores varían según el tamaño. Tallas de cobertura desde bebés hasta adultos. 5 años de garantía.

MODELO	REF.	COLOR	ALTURA DE EMPUÑADURAS	ANCHURA DE LAS ASAS	DISTANCIA AL SUELO	PESO	PESO MÁXIMO USUARIO
Talla 1	826115	Violeta	41-51 cm	34,5 cm	50 x 56 cm	3,8 kg	30 kg
Talla 2	826116	Rojo	51-68 cm	36,5 cm	58 x 61,5 cm	4,3 kg	50 kg
Talla 3	826117	Azul	59-80,5 cm	38,5 cm	59 x 73 cm	5,4 kg	70 kg
Talla 4	826118	Rojo	75,5-94,5 cm	41,5 cm	66,5 x 77,5 cm	6 kg	90 kg



1 SOPORTE PARA ANTEBRAZOS

Estos apoyabrazos delanteros se instalan fácilmente en el bastidor Nimbo para facilitar el manejo y la manipulación del andador. El soporte articulado permite su ajuste en anchura, altura o ángulo.

Equipado con cómodas cinchas de fijación.

2 ESTABILIZADOR PÉLVICO

El estabilizador pélvico estabiliza al usuario y lo centra en relación con el andador Nimbo. Ajustable en altura y anchura. Talla única.

3 ASIENTO NIMBO

Permite al usuario sentarse en el andador o descansar un poco. Se puede plegar para continuar la caminata.

4 tamaños según las tallas del Nimbo.

4 ARNÉS NIMBO

Arnés con cinchas que permite el uso del Nimbo sin riesgo de caídas. Talla 1 para nimbo 1,2 y 3. Talla 2 para nimbo 4.

5 PAR DE RUEDAS DE EXTERIOR

Par de ruedas de 22,5 cm de diámetro para facilitar los viajes al aire libre. Se adapta a todos las tallas del Nimbo.



OPCIONES NIMBO

SOPORTE PARA ANTEBRAZOS	CORRESPONDENCIA TALLAS DE ANDADORES	REF.
Talla 1	Talla 1 & 2	826120N
Talla 2	Talla 3 & 4	826121N
ESTABILIZADOR PÉLVICO	CORRESPONDENCIA TALLAS DE ANDADORES	REF.
Talla única	Talla 1, 2, 3, 4	826122N
ASIENTO NIMBO	CORRESPONDENCIA TALLAS DE ANDADORES	REF.
Talla 1	Talla 1	826123
Talla 2	Talla 2	826124
Talla 3	Talla 3	826125
Talla 4	Talla 4	826126
ARNÉS NIMBO	CORRESPONDENCIA TALLAS DE ANDADORES	REF.
Talla 1	Talla 1	826127N1
Talla 2	Talla 2	826127N2
Talla 3	Talla 3	826127N3
Talla 4	Talla 4	826127N4
PAR DE RUEDAS DE EXTERIOR	CORRESPONDENCIA TALLAS DE ANDADORES	REF.
Talla única	Talla 1, 2, 3, 4	826164



Modelos sin asiento

Modelos con asiento

ANDADOR POSTERIOR KLIP

> Estructura de aluminio ultraligera y plegable


> Ruedas de alta calidad

El andador Klip es una herramienta muy segura y estable para los niños y adolescentes que carecen de equilibrio. Para caminar hacia atrás, con espacio libre al frente. Marco de altura ajustable que puede ser plegado para su almacenamiento. Está equipado con ruedas multidireccionales con frenos en la parte delantera y 2 ruedas fijas con posición anti-retroceso que se pueden desmontar en la parte trasera. Estructura de aluminio ultraligero.

TALLA	MODELO	REF.	COLOR	ALTURA DEL ASA	ANCHURA ENTRE ASAS	DISTANCIA AL SUELO (LXP)	ALTURA ASIENTO	PESO	PESO MÁX USUARIO
Talla 1	Sin asiento	826280T1	Rojo	40-49 cm	33,75 cm	57,5 x 57,5 cm	X	4 kg	34 kg
	Con asiento	826281T1					24,7-33,7 cm	5 kg	
Talla 2	Sin asiento	826280T2	Rojo	52,5-67,5 cm	35 cm	60 x 77,5 cm	X	5 kg	38 kg
	Con asiento	826281T2					30-45 cm	5,9 kg	
Talla 3	Sin asiento	826280T3	Azul	60-80 cm	40 cm	62,5 x 87,5 cm	X	5,9 kg	68 kg
	Con asiento	826281T3					35-52,5 cm	7,7 kg	
Talla 4	Sin asiento	826280T4	Azul	75-92,5 cm	42,5 cm	65 x 92,5 cm	X	6,7 kg	86 kg
	Con asiento	826281T4					42,5-60 cm	8,1 kg	

1 SOPORTES PARA ANTEBRAZOS KLIP

Estos soportes permiten un uso más cómodo y más posibilidades de ajustar la posición de las manos. Ajuste de la empuñadura en longitud, en ángulo hacia adelante y hacia los lados. Todo el soporte también puede ser ajustado en ángulo lateralmente. Altura ajustable. Partes de contacto acolchadas. Por pares. 2 tamaños disponibles.



2 ESTABILIZADOR PÉLVICO KLIP

Se instala en la estructura para asegurar al niño o adolescente, para limitar la inclinación hacia adelante. Ajuste de altura y anchura de los soportes. Cinturón suministrado. Talla única para.



3 ASIENTO KLIP

El asiento acolchado se fija en la estructura con 4 puntos. Correas de longitud ajustable. Talla única.

4 RUEDAS TODOTERRENO KLIP

Juego de 4 ruedas que permiten a la Klip desplazarse por terrenos más accidentados. Ruedas delanteras multidireccionales de 20 cm de diámetro y ruedas traseras anti que pueden bloquearse en modo recto o multidireccional.

OPCIONES KLIP	REF.
Soportes antebrazo tallas 1 y 2	826282S
Soportes antebrazo tallas 3 y 4	826282L
Estabilizador pélvico	826283
Asiento tallas 1 y 2	826284S
Asiento tallas 3 y 4	826284L
Ruedas todoterreno talla 1	826287T1
Ruedas todoterreno talla 2	826287T2
Ruedas todoterreno talla 3	826287T3
Ruedas todoterreno talla	826287T4

ANDADOR PIVOT

El Pivot es un andador que se puede utilizar en ambas direcciones de viaje, como un andador clásico o un andador posterior. Tiene varias características de seguridad en su uso: las ruedas giratorias se pueden bloquear en la dirección de la marcha y la facilidad de giro de las ruedas se puede ajustar. Las ruedas están equipadas con frenos para pausas prolongadas. Bastidor plegable en los tamaños 2 y 3. Altura regulable en pasos de 2,5 cm. Peso de 6 a 8 kg.



Pivot con soporte antebrazos, culote de asiento y soportes de tronco



Talla 1



Talla 2



Talla 3

MODELO	ALTURA	ANCHURA	ANCHO ENTRE BARRAS	LONG.	RESISTENCIA	REF.
Talla 1	37,5/46,25 cm	55,63 cm	31,25 cm	80 cm	34 kg	826142
Talla 2	52,5/65 cm	61,25 cm	42,50 cm	77,50 cm	68 kg	826143
Talla 3	72,5/97,5 cm	66,25 cm	45 cm	92,50 cm	91 kg	826144

SOPORTE PARA ANTEBRAZOS

Los apoyos de antebrazo se fijan al bastidor del Pivot y permiten una posición más precisa de los antebrazos y las manos para una mejor deambulación. Son regulables en altura y profundidad. Los apoyos y las asas son ajustables en todas las direcciones. Tienen una cinch acolchada para los antebrazos y otra para las muñecas. Se venden en pares.

ASIENTO

Asiento tipo arnés para andador Trekker, suspendido por 4 cinchas ajustables.

SOPORTE DE TRONCO

Este soporte de tronco permite asegurar la parte superior del cuerpo en el ángulo deseado. Ajustable en altura, profundidad, anchura y ángulo. Amplia abertura para el posicionamiento en el soporte, sirve como estabilizador pélvico en la posición inferior. Cómodas almohadillas de espuma. 3 tallas disponibles.

ASAS DE EMPUJE

Anillas muy prácticas para utilizar el Pivot para empujar, con 2 asas grandes, redondas y seguras.



1	SUJECIÓN DE TOBILLOS	REF.
	Talla 1	999744
	Talla 2	999730
	Talla 3	999745
2	SUJECIÓN DE PIERNAS	REF.
	Talla 1	999743
	Talla 2 & 3	999732
3	ASIENTO	REF.
	Talla 1	826147
	Talla 2 & 3	826148
4	SOPORTE PARA ANTEBRAZOS	REF.
	Talla 1	826145
	Talla 2 & 3	826146
5	SOPORTE DE TRONCO	REF.
	Talla 1	826149
	Talla 2	826150
	Talla 3	826151
6	ASAS DE EMPUJE	826286

**ANDADOR POSTERIOR KAIMAN**

> Estructura de aluminio ultraligera para un mejor manejo
> Excepcional capacidad de ajuste



El andador posterior Kaiman permite una marcha segura con un agarre cómodo. Equipada con ruedas delanteras con un diámetro de 15 cm multidireccionales y ruedas traseras con un diámetro de 20 cm fijadas con sistema anti-retroceso (se puede desactivar fácilmente).

Con empuñaduras de goma regulable en altura en 12 posiciones.

Colores naranja y azul.

Dimensiones: Ancho 61 x Profundidad 76 x Alto 50 a 66,5 cm. Peso 7,5 kg.

Ancho del paso 45 cm. Altura de las empuñaduras de 52 a 90,5 cm.

Opciones disponibles: culote de asiento con fijación en 4 puntos en 3 tamaños, respaldo y sistema antivuelco.

FABRICADO EN EUROPA



KAIMAN	TALLA	REF.
Andador posterior		826256
1 Culote de asiento	S	826257S
	M	826257M
	L	826257L
2 Respaldo		826258
3 Sistema antivuelco		826259



SILLA ADAPTATIVA PANGO

- > Diseño atractivo y multiajustable
- > Adaptado a la comunidad
- > Numerosas opciones disponibles

Pango es la nueva silla de actividades para niños con necesidades específicas de posicionamiento. Con su atractivo diseño y sus funciones inteligentes, será una herramienta muy útil en centros de apoyo y educación infantil.

Disponible en 2 tamaños, la silla tiene de serie un asiento y un respaldo tapizados, altos e impermeables, y numerosos ajustes: reposabrazos ajustables en altura, respaldo ajustable, asiento ajustable en altura y profundidad, ángulo de asiento ajustable. Equipada con una correa pélvica tapizada.

La postura y la estabilidad mejoran considerablemente el confort y la concentración del niño, por lo que las distintas opciones la convierten en una herramienta de personalización única.

Estructura de madera laminada encolada.

Opciones disponibles :

- Reposacabezas integral ajustable en altura, inclinación y profundidad para la cabeza o el cuello.
- Par de soportes laterales regulables en altura y anchura.
- Arnés de tronco de 4 puntos
- Cojines laterales para apoyar los lados del asiento y eliminar el espacio bajo el reposabrazos.
- Taco abductor regulable en profundidad.
- Mesa de trabajo con guía anticaída.
- Estabilizador para anclar la silla o modo balancín.
- Ruedas para montar en estabilizador como opción.
- Reposapiés regulable en altura y ángulo.
- Cincha de piés y tobillos
- Barra de empuje para que el acompañante traslade la silla.



SILLA PANGO		
	1 TALLA 1	2 TALLA 2
Anchura de asiento	30 cm	35 cm
Profundidad de asiento	22,5 a 30 cm	31,25 a 41, 25 cm
Altura respaldo	30 cm	40 cm
Anchura respaldo	27,5 cm	32,5 cm
Altura del reposabrazos	2,5 a 12,5 cm	2,5 a 17,5 cm
Inclinación del respaldo	90, 95 y 100°	
Inclinación del asiento	85, 90 y 95°	
Altura del asiento	20 / 22,5 / 25 / 27,5 cm	32,5 / 35 / 37,5 / 40 cm
REF.	821142	821143

OPCIONES		REF.
3	Reposacabezas	821144
4	Par de soportes laterales	821145
5	Arnés	Talla 1 8211461
		Talla 2 8211462
6	Cojines laterales	821147
7	Taco abductor	821148
8	Mesita de trabajo	821149
9	Estabilizador	Talla 1 8211501
		Talla 2 8211502
10	Ruedas para estabilizador	821151
11	Reposapiés	Taille 1 8211521
		Taille 2 8211522
12	Cincha reposapiés	821153
13	Barra de empuje	Taille 1 8211541
		Taille 2 8211542

TRONA EVOLUTIVA DANCHAIR

> Silla con gran capacidad de ajuste

> Estructura ultraestable

La trona evolutiva Danchair permite que el niño se instale y desarrolle de forma segura en función de su crecimiento, ya que ofrece una gran capacidad de adaptación. En efecto, el asiento y el tablero pueden fijarse a diferentes niveles (14 posiciones diferentes) variando la altura del asiento y la altura entre el asiento y el tablero. El respaldo está equipado con una barandilla de madera y una correa para evitar que el niño se deslice hacia delante.

Estructura ultraestable en madera maciza de haya.

Dimensiones: ancho 47 x profundidad 54 x alto 81 cm. Peso 6 kg.

REF. 821089

 MÁX.
140 kg.



TIENDA DE SEGURIDAD HANDILIT

> Ideal para asegurar el sueño de su hijo

> Producto hinchable: llévelo a cualquier parte


La tienda Handilit se monta en unos minutos y se fija firmemente al colchón o al somier. Ofrece a su hijo una visibilidad óptima y permite la circulación del aire gracias a las redcillas situadas en los 4 lados. Es una auténtica tranquilidad para la familia o el personal asistencial.

Adecuado para niños con autismo, encefalitis, Angelman, Smith-Magénis, TDAH, sonambulismo severo.

Puede colocarse en una cama de 1 ó 2 plazas. Altura máxima recomendada 1,55 m. A partir de 3 años. Se suministra con una bomba de hinchar y bolsa de transporte.

Dimensiones : Largo 190 x ancho 90 x 86 cm de alto. Color gris claro.

REF. 823140



SISTEMA DE POSICIONAMIENTO SEAT 2 GO

El asiento Seat 2 Go le permite colocar correctamente a un niño en muchos soportes, como el suelo, una silla de paseo, una silla o un sofá....

El asiento está equipado con un respaldo del mismo tipo (sin apoyos laterales) fijado sobre un asiento moldeado muy cómodo. Equipado con una cincha adicional.

2 opciones posibles:

- 1 Un reposacabezas regulable en altura y adaptable al respaldo y el asiento.
- 2 Una cuña de abducción que sólo se puede adaptar al asiento.

Distancia entre los apoyos laterales 12,5/20 cm. Altura de los apoyos en relación al asiento 10/17,5 cm. Peso sólo 1,35 kg.

Tamaño de asiento talla 1: ancho 20 x profundidad 23 x altura 20 cm. Peso 2 kg. Peso máximo usuario: 22 kg.

Tamaño del asiento talla 2: ancho 30 x profundidad 30 x altura 36 cm. Peso 3 kg. Peso máximo usuario: 34 kg.



MODELO	REF.
Respaldo Back 2 Go talla 1	821010
Respaldo Back 2 Go talla 2	821022
OPCIONES	REF.
Reposacabezas	821026
Cuña	821033

Novedad

CUBIERTOS CON MANGO FLEXIBLE

> El mango de espuma se envuelve fácilmente alrededor de la muñeca

El mango flexible de estos cubiertos permite girarlos en todas las direcciones para darles la forma deseada por el usuario. Este mango de 33 cm tiene un núcleo de acero y un revestimiento de espuma muy suave. Lavado a mano. Cubiertos de acero inoxidable. Longitud total de 42 a 45 cm según los cubiertos. Color gris.



FABRICADO EN EUROPA



MODELO	REF.
Tenedor	813074
Cuchara	813075
Cuchillo	813076

ACERO INOXIDABLE, LA ALTERNATIVA AL PLÁSTICO

El acero inoxidable es resistente, higiénico, inerte y totalmente reciclable. Puede sustituir al plástico. De hecho, la normativa prohibirá muy pronto el uso de envases de plástico en la restauración colectiva, y ya estará en vigor en determinados tipos de establecimientos el 1 de enero de 2025. Nuestra gama responde a todas las necesidades, tanto en el ámbito institucional como en el de la comida a domicilio. Garantía de lavavajillas. Prohibido microondas.

BOL DE ACERO INOXIDABLE CON VENTOSA

Acabado cepillado en el exterior, acabado brillante en el interior. Equipado con una ventosa de silicona para pegarlo fácilmente a la mesa. Ventosa roja. Diámetro 11,5 cm. Altura 7,3 cm. Peso 196 g. Capacidad 30 cl. La tapa de silicona opcional pesa 30 g.

MODELO	REF.
Bol de acero	813269
Tapa de silicona	813270



PLATO DE ACERO INOXIDABLE CON BORDE ALTO ANTIDESLIZANTE

Borde de 4 cm de altura. Parte inferior antideslizante. Diámetro 24 cm. Altura 4,4 cm. Peso 235 g. REF. 813271



PLATO DE ACERO INOXIDABLE CON VENTOSA

Plato hondo con 2 pequeñas asas laterales. Equipado con ventosas de silicona azules o amarillas a elegir. Dimensiones: 25 x 20 cm. Altura: 4,2 cm. Peso: 257 g.



COLOR	REF.
Azul	813272BLEU
Amarilla	813272JAUNE

TAZA UPCUP

> Equipada con 2 asas
> Forma de V interna para levantar menos el brazo

La taza Up Cup tiene características muy específicas para adaptarse a todos los usuarios: la práctica boquilla en forma de tulipán, la forma de V interna, los 2 soportes de asas y el exterior estriado para un mejor agarre. Doble pared para reducir el efecto del calor.

Material Tritan transparente. Capacidad: 20 cl.

Dimensiones: altura 14,5 x prof. 10 x anch. 7,6 cm. Peso: 124 g. Apto para lavavajillas. No utilizar en el microondas.

REF. 813071

FABRICADO EN EUROPA



VASO DE ACERO INOXIDABLE

Capacidad 17,5 cm. Acabado exterior cepillado. Apilable. Diámetro 7 cm. Altura 7,5 cm. Peso 65 g. REF. 813273



TAZA AISLANTE DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA

Doble pared isotérmica con acabado blanco. Tapa hermética con tapón. Capacidad 27 cl. Apilable. Diámetro 7 cm. Altura 11 cm. Peso 160 g. REF. 813274



TAZA DE 2 ASAS CON BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE

Doble pared isotérmica con acabado blanco. Tapa hermética con pico alto y 2 asas. Capacidad 30 cl. Diámetro 8,5 cm. Altura 15 cm. Peso 212 g. REF. 813275



PAQUETE DE 20 PAJITAS DE ACERO INOXIDABLE

Modelo con lado curvado. Se suministra con cepillo de limpieza. Longitud 21,5 cm. 3 diámetros disponibles: 6 mm para líquidos, 8 mm para líquidos espesos, 12 mm para sopas.



DIÁMETRO	REF.
6 mm	8132776
8 mm	8132778
12 mm	81327712

Platos adaptados



BOL CON VENTOSA

Bol especialmente diseñado para comer con una mano o para personas débiles gracias a su borde alto. Tiene una ventosa extraíble para sujetarlo a la mesa para mayor seguridad.

Disponible en 2 colores: blanco o rojo (color especialmente diseñado para enfermedades mentales).

Dimensiones: diámetro 15 x altura. 7,8 cm. Peso 120 gr.

COLOR	REF.
Blanco	813135
Rojo	813135R



PLATO CON REBORDE CON VENTOSA

En la misma gama que el bol, ofrecemos un plato con borde.

Diámetro 17 cm. Altura 2/3 cm. Colores según llegada.

REF. 813102



REBORDE PARA PLATO RECTO

Este reborde recto de 2,5 cm de alta calidad se adapta a todas los platos de 23 a 28 cm de diámetro. Apto para lavavajillas.

REF. 813029



REBORDE CURVADO PARA PLATO

Una solución sencilla para añadir un reborde curvo a su plato estándar. Apto para lavavajillas.

COLOR	REF.
Blanco	813073
Rojo	813073R



PLATO EASY CON VENTOSA

Plato económico muy práctica para uso con una sola mano. Tiene un lado curvo y un lado bajo. Tiene una ventosa extraíble para fijar el plato a la mesa para mayor seguridad. Disponible en 2 colores: blanco o rojo (color especialmente diseñado para enfermedades mentales).

Dimensiones: diámetro 23,5 x altura. 6 cm.

Peso 185 gr.

COLOR	REF.
Blanco	813234B
Rojo	813234R

BOL CON ASAS Y TAPA

Bol ligero y fácil de agarrar. Tapa hermética. Capacidad 50 cl.

Polipropileno blanco y tapa transparente.


Dimensiones: 15 x 12 cm. Altura:

7,3 cm. Peso 119 g. Apto para lavavajillas y microondas.

REF. 813278

Novedad





Fondo inclinado

PLATO ERGO IDENTITÉS

- > Cantos rectos y fondo inclinado
- > Material de alta resistencia al impacto

Creado por Identités, el plato Ergo está fabricada en policarbonato, lo que permite que sea casi irrompible. Es popular entre los terapeutas ocupacionales debido a sus características ideales para las personas hemipléjicas y los ancianos débiles:

- ✓ un material casi irrompible: el plato Ergo está hecho de Colyester Tritan. Este material garantiza una alta resistencia al impacto. Las caídas no tienen ningún efecto, ni siquiera en el alicatado.
- ✓ Un plato resistente a los arañazos: para asegurar dureza en el tiempo, hemos diseñado un revestimiento para limitar los arañazos causados por las hojas de los cuchillos.
- ✓ bordes altos y rectos para comer fácilmente con una sola mano.
- ✓ un fondo inclinado que permite transportar alimentos líquidos y semilíquidos a un lado del plato, más fácil de tomar con una cuchara gracias al borde curvado en la parte inferior y recto en los bordes,
- ✓ una forma que permite que los platos sean apilables, conveniente para el almacenamiento.
- ✓ bordes antideslizantes y fáciles de agarrar: el granulado utilizado en los bordes del plato facilita su sujeción.

Diámetro total: 24,5 cm, diámetro interior: 18,2 cm. Altura total: 3,8 cm. Altura de los bordes interiores: de 2,2 a 3 cm. Apto para lavavajillas y microondas. Peso 183 gr.

5 colores a elegir: blanco, azul neón, verde neón, rojo y naranja.

 Fabricado en Francia

Blanco marfil

Azul neón

Verde neón

Rojo

Naranja



Platos apilables

PACK EN COLORES DE 20 PLATOS ERGO

5 azul / 5 verde /
5 rojo / 5 naranja
REF. 813166



COLOR	REF.
Blanco	813140
Azul neón	813141
Azul verde	813142
Rojo	813098
Naranja	813099

VAJILLA ADAPTADA DE MELAMINA

> Fabricada en Francia con calidad de origen biológico

> Sin plástico ni BPA

> Se puede lavar en el lavavajillas

La vajilla de melamina procede al 100% del entorno natural. Es resistente y se puede lavar en el lavavajillas. Las decoraciones están coloreadas en la masa, lo que las hace inalterables.



Fabricado en Francia

**2 BOL CON OREJAS**


Ideal para todos los platos preparados y fáciles de comer gracias a sus bordes altos. Cuenta con orejas para un mejor agarre. Disponible en la versión blanca estándar (130 gr) y en la versión con fondo antideslizante de color (149 gr) en azul o naranja. Dimensiones: Largo 15,7 x ancho 12,3 x alto 7,7 cm. Capacidad 35 cl.

**5 PLATO ANTIDESLIZANTE DECORADO EFECTO LANA TEJIDA**

> Con almohadillas antideslizantes en la parte inferior

> Plato muy ligero

Elegante diseño efecto lana tejida en 4 colores diferentes, inalterable. Bordes anchos y fáciles de agarrar. Dimensiones: diam. 27,9 x altura 2,1 cm. Peso 306 gr.



MODELO	COLOR	REF.	
1	Plato de sopa	Blanco	813027
	Plato de sopa antideslizante	Blanco / azul	813025BLEU
		Blanco / naranja	813025ORANGE
2	Bol con orejas	Blanco	813036
	Bol con orejas antideslizante	Blanco / azul	813028BLEU
		Blanco / naranja	813028ORANGE
3	Tapa para bol	Transparente	813276
4	Vaso	Blanco	813035
	Vaso antideslizante	Blanco / azul	813038BLEU
		Blanco / naranja	813038ORANGE
5	Plato antideslizante decorado efecto lana tejida	Gris	81300335
		Turquesa	81300303
		Azul	81300336
		Rojo	81300307

Novedad

**3 TAPA PARA BOL CON ASAS**

Tapa hermética que se adapta al bol con orejas ref. 813036. PP transparente.

**1 PLATO DE SOPA**

Ideal para sopas y salsas. Cuenta con orejas para un mejor agarre. Disponible en una versión blanca estándar (116 gr) y una versión de fondo de color (175 gr) en azul o naranja. Dimensiones: Largo 21,2 x ancho 17,6 x alto 5,8 cm.

**4 VASO**

Ideal para todas las bebidas calientes o frías. Disponible en versión blanca estándar (78 gr) y en versión con fondo antideslizante de color (88 gr) en azul o naranja. Dimensiones: diam. 6,7 x 8 cm de altura. Capacidad: 16 cl.

ANILLO PARA VASO CON VENTOSA

> Un anillo que se adapta a tarros de yogur y los pega a la mesa


Este suave anillo de neopreno se fija a la base de los vasos de yogur o de los moldes de postre para fijarlos a su mesa como si fuera una ventosa. Se puede utilizar sobre cualquier superficie lisa y no porosa (madera lacada o barnizada, superficie plástica o mantel) para facilitar la ingesta de alimentos sin derramamientos.

El anillo de succión Sucker Small es adecuado para vasos de yogur (diámetro extensible de 4 a 7,5 cm), el medio es adecuado para moldes de postres comunitarios (diámetro extensible de 6 a 10 cm).

Simplemente levante el anillo ligeramente con el dedo para quitarlo.



Modelo mediano



Modelo pequeño



MODELO	REF.
Pequeño	813117
Mediano	813124

PLATO ERGORIM

- > Material ultra resistente
- > Parte inferior antideslizante

Nuestro plato Ergorim le permite comer fácilmente con una sola mano, gracias a su borde curvo y alto. El borde es más bajo en el otro lado para facilitar el acceso a los alimentos. La parte inferior es antideslizante para evitar que el plato se mueva durante las comidas. Diámetro 23 cm. Altura de 2 a 5 cm. Apto para lavavajillas.

REF. 813245



Ahora con almohadillas antideslizantes

PLATO INCLINADO MANOY

- > Fondo inclinado para comer con una sola mano

Este plato, equipado con un fondo inclinado para comer con una sola mano, tiene bordes altos. Facilita recoger los alimentos contra el plato con una mano. Forma redonda. Apto para lavavajillas. Color blanco. Diámetro 24 cm.

REF. 813005



Nuevo diámetro 23 cm

PLATO GRIPWARE

- > Borde extra alto 4,1 cm
- > Fondo con almohadillas antideslizantes

Los platos Gripware están fabricados en melamina, sin plástico. Son ideales para comer con una sola mano gracias a su agarre en la superficie y su borde interior récord de 4,1 cm.

El plato Gripware está disponible en 2 modelos: con borde recto continuo o con borde cortado para un mejor acceso a los cubiertos. Garantía de lavavajillas. No microondas. Diámetro 23 cm.

REBORDE	REF.
1 Recto	813103
2 Inclinado	813104

BANDEJA DE 3 COMPARTIMENTOS

- > Fabricado en melamina sin plástico

Bandeja con borde alto para separar varios platos en 1 servicio. La tapa mantiene la comida caliente durante más tiempo.

Dimensiones: 25 x 21 cm. Altura: 2,5 cm.

Tapa opcional de polipropileno transparente 25 x 21 x 2,5 cm.

Garantía de lavavajillas. Prohibido microondas.

Fabricado en Francia

Novedad



MODELO	REF.
Bandeja	813279
Tapa	813280

PLATO CON COMPARTIMENTOS

- > Plato apilable
- > Borde recto de 3,8 cm

Con este plato apilable, dispone de 3 compartimentos para separar los alimentos: 1 grande de 375 ml y 2 pequeños de 200 ml. Apto para microondas y lavavajillas, excepto la tapa. Se suministra con una cubierta transparente. Color arena.

REF. 813007

Se suministra con una tapa transparente



BOLSA DE EVALUACIÓN A LA HORA DE COMER

Esta bolsa le permite evaluar las necesidades de sus pacientes, gracias a diferentes ayudas para comer. Incluye 1 reborde curvado para plato, 5 platos (1 Ergo azul, 1 Ergorim, 1 Gripware, 1 Manoy y 1 plato hondo antideslizante azul), 5 tazas (1 Ergo verde + tapa, 1 Handycup graduada, 1 vaso Ergo azul, 1 taza Kennedy y 1 taza Ergovital Easy roja), 8 cubiertos (1 cuchara BigGrip, 1 tenedor TorsoGrip, 1 cuchara BigGrip pequeña lastrada, 1 tenedor hueco Handy, 1 cuchillo de hoja basculante, 1 cuchillo curvado Ameffa, 1 paquete de 6 tubos de espuma y 1 cuchillo circular Goodgrip), 3 almohadillas antideslizantes (1 juego Dycem 19cm amarillo, 1 almohadilla Ergo 40x28 cm naranja y 1 rodillo Dycem 20cmx2m azul) y 3 accesorios (2 anillos Sucker pequeño y mediano y 1 paquete de 2 pajitas antirreflujo). Foto no contractual.

Bolsa de lona suministrada para su almacenamiento y transporte.

REF. 813145

Algunos elementos sujetos a cambios según disponibilidad.

**VASO ULTRA-RESISTENTE**

> Material ultra resistente

Vaso apilable y elegante de material plástico ultra resistente. Altura 8 cm. Capacidad 20 cl. Color turquesa translúcido.

REF. 813016

**TAZA CON BOQUILLA ALARGARDA**

> Se suministra con 2 tapas

Esta taza con una boquilla larga muy ligero facilita la bebida gracias a su longitud lo que le permite beber cómodamente sin que su nariz golpee la pared de cristal. De diámetro pequeño, esta taza es más fácil de sostener, incluso con manos pequeñas. Se suministra con dos tapas diferentes: la primera con una abertura fina para bebidas y la segunda con una abertura más grande para alimentos semilíquidos. Altura 12 cm. Diámetro de 5,8 cm. Altura de la cubierta 4,8 cm. Capacidad 20 cl. Apto para microondas y lavavajillas.

REF. 813147



1 cubierta estrecha y 1 cubierta ancha

TAZA APILABLE CON ASA

Esta taza ultraligera tiene un asa grande y práctico. Su forma especial permite apilarlas para optimizar el almacenamiento.

Altura 9 cm. Capacidad 30 cl. Peso 137 g. 2 colores a elegir: verde o rojo.

Material PBT garantizado para lavavajillas y microondas.

COLOR	REF.
Verde	813181VERTE
Rojo	813181ROUGE

**VASO DE SILICONA**

> Aísla completamente del calor y evita quemaduras

> Irrompible y muy ligero

Este elegante vaso es flexible e irrompible, y su construcción totalmente de silicona lo aísla completamente del calor. Es ideal para bebidas frías y café o té calientes.

Apto para lavavajillas y microondas.

Dimensiones: Diámetro 8,5 cm. Altura 9,2 cm. Peso 130 gr.

REF. 813283

Novedad

**GAMA ECONOMICA****TAZA DE 2 ASAS CON TAPA**

Taza de polipropileno con 2 asas para un mejor agarre. Capacidad 20 cl. Apto para lavavajillas y microondas. Dimensiones: Largo 11 x ancho 7 x alto 8 cm. Color blanco.

Peso 50 gr.

REF. 813056

**TAZA GRADUADA CON BOQUILLA ALTA**

Taza de polipropileno con tapa de boquilla alta. Capacidad 25 cl. Apto para el lavavajillas y el microondas. Dimensiones: diámetro 6 x altura. 14 cm de altura. Color transparente. Peso 42 gr.

REF. 813057



PLATO ISOTÉRMICO CON BORDE

Este plato es ideal para las personas que comen muy lentamente. Simplemente abra la tapa y llene el compartimento inferior con agua caliente. El contenido permanecerá caliente durante más tiempo. Está equipado con un borde alto y curvado para facilitar la toma de alimentos con una mano. Se proporciona cobertura.

Diámetro 20 cm x altura, 9,5 cm. Peso 395 gr. Apto para lavavajillas. Parte inferior antideslizante.

REF. 813146



Borde alto y curvo



PLATO ISOTÉRMICO VITAL

> Parte inferior antideslizante

Nuestros platos isotermicos Vital permiten que las personas que comen lentamente mantengan caliente su comida o sopa. Los agarres de colores se pueden quitar y le permiten llenar el agua caliente (o fría) entre las dos paredes. Son antideslizantes para un agarre más seguro en la placa. Fabricado en polipropileno y melamina. Apto para lavavajillas. 2 modelos a elegir.

Dimensiones del plato hondo: diámetro 19 x altura 6,4 cm. Capacidad 32 cl. Peso 225 g.

Dimensiones del plato plano: diámetro 25,5 x altura 4,9 cm. Capacidad 32 cl. Peso 386 g.

3 colores a elegir: verde, rojo o azul.



FABRICADO EN EUROPA



MODELO	COLOR	REF.
1 Plato hondo	Rojo	813184ROUGE
	Verde	813184BLEU
	Azul	813184PETROLE
2 Plato plano	Rojo	813185ROUGE
	Verde	813185BLEU
	Azul	813185PETROLE



TAZA ISOTÉRMICA VITAL

Nuestras tazas isotérmicas Vital mantienen las bebidas y sopas calientes (o frías). Tiene un mango ancho y fácil de agarrar y un borde muy cómodo para la boca. El interior de la taza es blanco, lo que facilita la visión del líquido restante.

2 modelos a elegir: modelo estándar o modelo Easy. El modelo Easy tiene forma de V para permitir que las personas débiles beban sin inclinar la cabeza. Fabricado en polipropileno. Apto para lavavajillas y microondas.

Capacidad estándar / Easy: 32 cl / 22 cl. Dimensiones: diámetro 8,1 x altura, 11 cm. Peso 163 g. 2 colores a elegir: rojo o verde.

FABRICADO EN EUROPA



Modelo estándar



Modelo Easy



Modelo Ergo Easy

TAZA ISOTÉRMICA ERGO VITAL EASY

Esta taza, con las mismas características que la clásica Vital Easy, tiene 2 asas. Siempre está biselado en el interior para facilitar el consumo de la bebida. Peso 185 gr.

MODELO	COLOR	REF.
Vital estándar	Rojo	813186ROUGE
	Verde	813186VERT
Vital Easy	Rojo	813187ROUGE
	Verde	813187VERT
Ergo Vital Easy	Rojo	813222ROUGE
	Verde	813222VERT



TAPA VITAL

Nuestras tapas son adecuadas para tazas isotérmicas Vital estándar y Vital Easy o taza Eco 25 cl. 4 modelos a elegir.

MODELO	REF.
1 Tapa de orificio pequeño	813085
2 Tapa de orificio grande	813087
3 Tapa con orificio para pajita	813188
4 Tapa ergonómica	813223





VASO ERGO CON ABERTURA NASAL

> Agarre anatómico

Nuestro vaso con abertura nasal Ergo ha sido diseñado para beber limitando los movimientos sueltos. Se puede beber manteniendo la cabeza recta gracias a su gran abertura especial que permite el paso de la nariz.

Cristal anatómico y almenado para un mejor agarre. Polipropileno grado alimenticio. Altura 12,5 cm. Diámetro de 5,5 a 8,5 cm.

Capacidad 27 cl.

Apto para lavavajillas y microondas.

3 colores a elegir: verde, transparente o azul.

COLOR	REF.
Verde	813152
Transparente	813153
Azul	813175



Fabricado en Francia



TAZA TRÍPODE

- > Material de copoliéster duradero
- > Apto para lavavajillas y microondas
- > Antideslizante y apilable

Ideal para utilizarla con un compañero (3ª empuñadura), o sola con diferentes ángulos de agarre. Una vez colocada, las 3 asas hacen que la taza sea antideslizante. Se suministra con tapa. Sin BPA.

Dimensiones: diam. 13 x altura 8,7 cm. Peso 140 gr.

TAPA CON BOQUILLA

Tapa hermética adaptada A a la taza trípode. Dispone de una boquilla para beber sin riesgo de derramar el líquido. Diámetro 9 x altura. Altura del caño 2,7 cm. Peso 27 gr.



MODELO	REF.
Taza trípode blanca	81300835
Taza trípode azul	81300836
Taza trípode naranja	81300803
Tapa para taza trípode	813010



SET DE 2 VASOS DE PLÁSTICO ECO

Disponibles con 2 tamaños de apertura para paja. Vaso de polipropileno de uso alimentario.

Capacidad 20 cl. Altura 9,5 cm.

Apto para microondas y lavavajillas.



Fabricado en Francia

ABERTURA DE BOQUILLA	REF.
Fina ø 4 mm.	813063
Amplia ø 8 mm.	813064

LOTE DE 2 PAJITAS ANTIREFLUJO P

- > Se fija fácilmente al vaso con un clip

Pajitas duraderas y reutilizables que limitan el efecto de los vasos comunicantes. Limita los esfuerzos del usuario y la absorción de aire. Lote de una pajita de 17,5 cm + una pajita de 25 cm. Garantizado para el lavavajillas hasta 70°C.

REF. 813042



SOPORTE PAJITA

Muy práctico para enganchar en el borde de una taza o vaso. Evita que la pajita caiga o suba.

REF. 813068



TAZA ERGO IDENTITÉS P

- > Taza con mango muy ancho
- > Material de alta resistencia al impacto
- > Gran capacidad

La taza Ergo ha sido desarrollada y diseñada Identités, para ofrecerle un producto impecable, con características que son esenciales para su negocio:

- ✓ un material casi irrompible: la taza Ergo está hecha de copoliéster tritán. Este material garantiza la resistencia a todo tipo de impactos. Las caídas no tienen ningún efecto, ni siquiera en el alicatado.
- ✓ un mango muy ancho que permite el uso de manos grandes. Medidas paso interior: 8,2 cm.
- ✓ taza de gran capacidad graduada hasta 25 cl, capacidad máxima aprox. 28 cl.
- ✓ Un asa ergonómica gracias a su forma almenada. Los dedos se aferran naturalmente a él.
- ✓ Una taza muy estable: el asa permite estabilizar el vaso sobre una mesa.

Diámetro bajo 5,5 cm y alto 10 cm. Altura: 10 cm. Peso 153 gr.

Apto para lavavajillas y microondas.

5 colores a elegir: transparente, neón azul, neón verde, rojo o naranja.

Tapa con boquilla opcional.


Fabricado en Francia



Rojo neón



Naranja neón



Incoloro



Azul neón



Verde neón



Cómodo para ambas manos



Mango grande, ideal para adultos



TAPA PARA TAZA ERGO IDENTITÉS P

Esta tapa con boquilla añade seguridad a nuestra taza Ergo.

Los terapeutas ocupacionales o los empleados domésticos pueden tener la opción de elegir la función:

- tapa antiderrame: la tapa hermética limita la dispersión del líquido cuando se derrama la taza. El usuario debe aspirar para beber.
- tapa libre: simplemente taladra un agujero en la parte superior de la cubierta para crear circulación de aire. El líquido fluye solo sin necesidad de aspirar. Sin embargo, en caso de un derrame, el líquido se derrama más fácilmente.

Diámetro 9,6 cm. Altura del caño: 3,5 cm. Apto para lavavajillas y microondas.

REF. 813093



COLOR	REF.
Incoloro	813090
Azul neón	813091
Verde neón	813092
Rojo neón	813130
Naranja neón	813109

PACK DE 20 TAZAS DE COLORES ERGO IDENTITÉS

5 azul / 5 verde / 5 rojo / 5 naranja
+ 20 tapas

REF. 813167



**TAZA 2 ASAS CARING**

La Taza Caring está equipada con asas anatómicas anchas e inclinadas que le permiten beber en condiciones cómodas. Se suministra con tapa. Capacidad 30 cl. Peso 176 g. Garantía de microondas.

REF. 813126

TAZA 2 ASAS BASE ANCHA P

> Taza antiderrame con base ancha

Esta taza está equipada con dos asas anchas para facilitar su agarre. Capacidad 24 cl. Diámetro 10 cm x altura 9 cm.

Se suministra con una tapa con boquilla y una tapa hermética.

REF. 813168

**TAZA ANTIDERRAME HANDSTEADY**

Nuestra taza antiderrame HandSteady es una taza lastrada única que se mantiene recta mientras el asa gira 360°. Permite a las personas débiles y temblorosas no derramar el contenido de la taza. Se recomienda para personas con osteoartritis de muñeca. Viene con una tapa que se esconde en la taza para un consumo suave y seguro.

Altura 10,6 cm. Capacidad 25 cl. Fabricado en policarbonato ultra resistente. Apto para lavavajillas.

REF. 813228

**BIDÓN DE REHIDRATACIÓN HYDRANT**

Este práctico bidón de rehidratación Hydrant ha sido diseñado para las personas mayores y dependientes que no tengan que pedir a los cuidadores o a sus acompañantes que les acerquen la bebida. El envase hermético de 1 litro se coloca en el respaldo de la silla. La persona bebe con una pipeta conectada al bote por un tubo flexible. La pipeta está equipada con un clip para ropa. El tubo especial siempre deja el líquido en el borde de la pipeta sin que fluya. Graduaciones hasta 900 ml.

Garantía de lavavajillas excepto tubo + pipeta.

Dimensiones: altura 23 x diámetro 8 cm. Longitud del tubo 120 cm.

REF. 813190

**TAZA KENNEDY P**

> Ideal para beber en posición tumbada

Esta taza es ideal para beber mientras se está acostado. Simplemente coloque una pajita plegable boca abajo en la taza para beber acostado. La tapa permite la inserción de una pajita para que no se derrame líquido. Apto para lavavajillas.

REF. 813136

**VASO DE SEGURIDAD DE 360°**

> Sin fugas, ideal para beber tumbado

Este vaso tiene una boquilla especial que libera el líquido sólo cuando se coloca en la boca. Permite beber incluso estando tumbado. La boquilla gira 360°. Escala integrada.

Altura 14 cm, diámetro 8,5 cm. Capacidad 250 ml. Garantizado para microondas y lavavajillas.

Hasta final de existencias.

REF. 813024





Se derrama muy poco líquido

TAZA DE SEGURIDAD ISO

- > Válvula para evitar derrames de líquidos
- > Paja grande apta para alimentos semilíquidos

Esta taza irrompible está graduada hasta 20 cl. Sus paredes están estriadas para un mejor agarre. Apto para microondas y lavavajillas. Una valor seguro.

REF. 813062

SET DE 4 TAZAS ISO NEON

> 4 colores vivos

El mismo producto que el ref. 813062 pero con colores vivos para aportar alegría a su mesa. El juego de 4 tazas con tapas en 4 colores diferentes.

REF. 813088

ASA PARA TAZA ISO

Gran asa adaptable mediante clip a la taza Iso. Color amarillo anaranjado.

REF. 813012



TAZA HANDYCUP P

La taza Handycup tiene asas grandes que son muy fáciles de agarrar. Su forma inclinada ha sido estudiada para limitar las fuerzas relacionadas con los movimientos de inclinación de los antebrazos. Taza transparente graduada hasta 20 cl. Apto para lavavajillas y microondas.


Se suministra con tapa.

4 colores: transparente, azul, verde o rojo.

Peso 132 gr. Altura 95 mm.



Resiste a 80°



Especial para personas con discapacidad visual

MODELO	REF.
Estándar con escala graduada	813059
Azul neón	813014
Verde neón	813086
Rojo neón	813013
Tapa adicional	813066

TAZA 25 CL ECO

Taza ultra resistente y duradera que garantiza seguridad en el microondas y en el lavavajillas. Atención: la taza se entrega sin tapa.

Capacidad 25 cl. Diámetro 73 x altura. 100 mm.

2 colores a elegir. 2 tapas a elegir según la abertura (fina para bebidas, ancha para alimentos semilíquidos)



TAZA ECO	REF.
Taza Eco naranja	813094
Taza Eco turquesa	813095

TAPA ECO	REF.
1 Tapa de orificio pequeño	813085
2 Tapa de orificio grande	813087
3 Tapa con orificio para pajita	813188
4 Tapa ergonómica	813223

COPA CON PIE TASTY P

> Una copa elegante con un pie fácil de asir

La copa Tasty tiene un pie de gran diámetro para que sea más fácil de sujetar.


Muy ligero: sólo 75 g. Material plástico de alta resistencia.

Capacidad 30cl. Apto para microondas y lavavajillas.

REF. 813121



Adaptación de los cubiertos



JUEGO DE 6 TUBOS DE ESPUMA ERGO

Estos 6 tubos de espuma de 30 cm de longitud se adaptan a sus diferentes utensilios para agrandar el mango suavemente gracias a su diseño de espuma blanda. El juego de 6 está compuesto por :

- 2 piezas grises (diámetro interior 6, diámetro exterior 25 mm),
- 2 piezas verdes manzana (diámetro interior 9, diámetro exterior 29 mm)
- 2 piezas verdes (diámetro interior 19, diámetro exterior 29 mm).

REF. 817029

SET DE 12 ABILIGRIP

Estos mangos facilitan la sujeción de todos los lápices y pinceles. Espuma semiflexible muy agradable al tacto.

REF. 817003



JUEGO DE 2 FUNDAS BLANDAS

> Material flexible y antideslizante

Nuestras fundas blandas le permiten ampliar los mangos de muchos utensilios diferentes. Sus diferentes aberturas en cada extremo se adaptan a las formas de los mangos. Su forma ergonómica hace que sea fácil de agarrar. Ideal para cubiertos, bolígrafos, cepillos de dientes, etc.... (diámetro máximo de la herramienta 2,54 cm).

Dimensiones : Largo 9,20 x diámetro 4,40 cm. El juego de 2.

Apto para lavavajillas.


REF. 817295

MANGO PORTA CUBIERTOS

Este mango portacubiertos te permite adaptar tus utensilios clásicos con un mejor agarre. La correa se puede ajustar a cualquier tamaño de mano y permite sujetar la funda o cualquier otro utensilio (peine, cepillo de dientes...) sin ningún esfuerzo.

Utensilios no incluidos.

REF. 813118



1 SET DE 3 GRIPOBALLS

> Ideal para viajar

Los Gripoballs ofrecen un mejor agarre y permiten mantener herramientas pequeñas y delgadas (cubiertos, cepillo de dientes, bolígrafo...) en el hueco de la palma de la mano sin tener que doblar demasiado los dedos. Es adecuado tanto para diestros como para zurdos. Se puede ajustar fácilmente simplemente presionando entre los extremos de sus muescas, que se extienden como dos mandíbulas.

2 SET DE 5 GRIPOGRAMS


El juego de 5 Gripogramas te permite lastrar tus gripoballs, simplemente colocándolas dentro de la esfera. La adición de peso ayuda a limitar los temblores. Cada tronco pesa 10 gr. Acero inoxidable.

3 GRIPOFIX

El GriPOfix es una correa metacarpiana que permite sujetar el utensilio a mano. Acompañado de un Gripoball, proporciona un confort de uso óptimo.

4 GRIPOKIDS

Una versión infantil más pequeña y lúdica de GriPOfix



MODELO	REF.
Set de 3 Gripoballs	813239
Set de 5 Gripograms	813254
Gripofix	813255
Gripokids	813256
KIT GRIPOBALLS + GRIPOGRAMS + GRIPOFIX	813258

GAMA DE CAUCHO BIGGRIP

COUVERTS STANDARDS 75 GR P

Nuestra gama de cubiertos Biggrip es adecuada para personas con artritis o ancianos. El amplio mango anatómico está recubierto de una cómoda goma antideslizante que facilita el agarre incluso cuando la funda está mojada.

Puede doblar la herramienta para encontrar el ángulo adecuado para sus necesidades. Sin embargo, no doble los mismos cubiertos más de 20 veces. Utensilios de acero inoxidable, sin látex. Dimensiones : Largo 18 cm x diámetro 3,5 cm.

CUBIERTOS ESTÁNDAR	REF.
Cuchillo	813019
Tenedor	813020
Cuchara pequeña	813021
Cuchara mediana	813022
Cuchara sopera	813023

Posibilidad de doblar los utensilios a 90°.



JUEGO DE 5 CUBIERTOS BIGGRIP

Juego compuesto por un cuchillo, un tenedor, una cuchara pequeña, una cuchara mediana y una cuchara sopera.

REF. 813049

CUBIERTOS CON LASTRE 170 GR P

Las mismas características que la gama estándar, pero con un mango con lastre para limitar el efecto de agitación del usuario.

CUBIERTOS LASTRADOS	REF.
Cuchillo lastrado	813105
Tenedor lastrado	813106
Cuchara pequeña lastrada	813107
Cuchara sopera lastrada	813108



JUEGO DE 4 CUBIERTOS BIGGRIP CON LASTRE

Juego compuesto por un cuchillo, un tenedor, una cuchara pequeña y una cuchara de sopa con lastre.

REF. 813053



CUCHARA HONDA BIGGRIP P

> Forma original y útil

Este utensilio es más hondo que una cuchara estándar, permite recoger alimentos líquidos y especialmente semilíquidos, limitando el riesgo de derrame. Tiene una reborde recto de 3 mm.

Como todos los utensilios GoodGrip, usted puede doblar la cuchara para encontrar el ángulo correcto para sus necesidades. Largo 18 cm. Disponible en cubertería clásica o lastrada.



MODELO	REF.
Cuchara honda	813110
Cuchara honda con lastre	813111



CORREA ELÁSTICA PARA ADULTOS BIGGRIP P

> Limita la necesidad de agarre

Esta correa elástica se fija a la cubierta Goodgrip para sujetarla sin apretarla. Ideal para personas mayores con discapacidad o muy débiles. Lavable a máquina.

REF. 813114

CUCHILLO DENTADO BIGGRIP P

Cuchillo dentado para facilitar el corte. El mismo diseño que la cubertería estándar.

REF. 813134



CUCHARA DE CAUCHO BIGGRIP P

Esta cuchara tiene las mismas características que los clásicos cubiertos Biggrip pero con un film plástico antideslizante en el acero inoxidable para limitar el riesgo de lesiones en caso de espasmos.

REF. 813115



Cubiertos adaptados



Cubiertos rectos

Zurdo

Diestro

CUBIERTOS AMEFA

> Manejo ergonómico

> Utensilios de alta calidad

Esta gama de cubiertos le permite centrarse en un fácil manejo con cubiertos que se parecen a los estándares. Los mangos anatómicamente curvados le permiten comer mientras limita la torsión de la muñeca.

Juego de 3 cubiertos compuesto por un tenedor, una cuchara y un cuchillo para cortar con una mano.

JUEGO DE 3 CUBIERTOS	REF.
Para diestros	813079
Para zurdos	813080
Rectos	813189

GAMA KURACARE ADULTO

> Cubiertos muy ligeros: ¡sólo 52 g!

Nuestra gama KuraCare incluye formas discretas pero con mangos diseñados para facilitar el agarre. El mango del cuchillo y del tenedor está equipado con un soporte para los dedos para facilitar su manejo.

4 utensilios disponibles individualmente o en paquetes de 3 (tenedor, cuchillo y cuchara estándar). Longitud total recta 178 mm, 128 mm total para el mango curvado.

Apto para lavavajillas.



MODELO PARA ADULTOS	REF.
Tenedor	813200
Cuchillo	813201
Cuchara	813202
Cuchara para la mano derecha	813203
PACK DE 3 CUBIERTOS	813204



GAMA KURACARE KURACARE NIÑO

> Aún más ligero: ¡sólo 24 g!

La gama infantil de KuraCare tiene mangos más pequeños adaptados a sus manos. La forma de los mangos también ha sido estudiada para su uso.

3 utensilios disponibles individualmente o en paquetes de 3.

Longitud del mango 126 mm.

Apto para lavavajillas.

MODELO INFANTIL	REF.
Tenedor	813205
Cuchillo	813206
Cuchara	813207
PACK DE 3 CUBIERTOS	813208

CUBIERTOS CLIP ON

Estos cubiertos están equipados con un clip de fácil agarre cubierto con vinilo antideslizante. Esta abrazadera es deformable para las manos más pequeñas. Apto para lavavajillas. Largo 23,5 cm.



MODELO	REF.
Cuchara	813054
Tenedor	813055

SET DE 12 CUCхарAS

> Material duradero y ultra-resistente

Estas cucharas están fabricadas en policarbonato lo que les garantiza una resistencia excepcional. 2 modelos disponibles: cuchara pequeña y cuchara sopera.

Atractivo color amarillo.

Largo 15 o 17,5 cm. Apto para lavavajillas.

MODELO	REF.
Cucharas de café	813132
Cucharas soperas	813133



GAMA HENRO-GRIP PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES **P**

- > Asas curvadas de material antideslizante
- > Utensilios de plástico duraderos
- > Material ultraligero

La gama de cubiertos Plasti-Grip ha sido diseñada para las manos pequeñas de niños, adolescentes y adultos. Su mango antideslizante hace que sean fáciles y seguros de sujetar. Los cubiertos de plástico son muy seguros en el día a día. Lavado en lavavajillas hasta 70 grados. 2 colores disponibles con la opción de curvas a la derecha o a la izquierda. Longitud 17,5 cm. Diámetro de 17 a 26 mm. Longitud de la hoja del cuchillo 9 cm. Peso 35 gr.



MODELO		REF. GRIS	REF. ROJO
Diestros	Tenedor honda	813224	813224R
	Cuchara	813225	813225R
Zurdos	Tenedor honda	813226	813226R
	Cuchillo	813227	813227R
Cuchillo		813252	813252R

PLASTI-STRAP

Esta correa se adapta perfectamente a los cubiertos Plasti-Grip para sujetarlos sin tener que apretarlos.

REF. 813260



CUBIERTOS TORSOGRIP

La gama de cubiertos TorsoGrip hace que sea más fácil comer una comida mientras se sostiene el utensilio. Cada utensilio consiste en un mango de goma moldeada antideslizante, y una cubierta de acero inoxidable, que se puede doblar para encontrar el ángulo deseado. No doble un utensilio más de 4 veces. Sección del mango 40 x 25 mm. Longitud del utensilio: 20,50 cm. Longitud del mango 11 cm. Peso de 105 a 115 g.



MODELO	REF.
Cuchara pequeña	813246
Cuchara sopera	813247
Tenedor	813248
Cuchillo	813249



CUBIERTOS GEORGETTE **P**

La cubertería Georgette es única, combina una cuchara, un cuchillo y un tenedor en una sola cubertería. Es agradable, práctico y ergonómico. Acero inoxidable. Largo 19 cm. Peso 70 gr.

MODELO	REF.
Unik	813034
Diestros	813238D
Zurdos	813238G



CUBIERTOS GEORGETTE UNIK **P**

Un modelo ambidiestro de diseño más económico con una cuchara en el otro extremo.



CUCHARA SOPERA ANTITEMBLOR ELISPOON

Esta revolucionaria cuchara facilita la alimentación y evita los derrames. Su exclusivo sistema de equilibrio mantiene la cuchara derecha y estable. Ideal para personas con problemas articulares, debilidades crónicas y afecciones que provocan temblores.

Se puede lavar en el lavavajillas. Acero inoxidable y plástico hipoalergénico.

Dimensiones: Largo 20 o 16 x ancho 9,5 o 8,5 cm. Peso 70 o 60 gr.

REF. 813077



REBORDE PARA CUCHARA

- > Limita los daños causados por el temblor de manos
- > Accesorio muy discreto

Este accesorio se adapta a su cuchara estándar para crear un borde cómodo. Permite que los alimentos sean más estables. Material suave, neutro e insípido. Reutilizable y apto para el lavavajillas. El juego de 3.

REF. 813191



CUCHARA ANAFORM

Nuestra nueva cuchara AnaForm tiene un mango ancho y anatómico para un agarre cómodo y una cubierta que se puede doblar hasta 90° a la derecha o a la izquierda (no doble más de 15 veces). Se suministra con una correa que permite su uso sin necesidad de sujetarlo.

Está disponible en versión no lastrada (122 gr) y versión lastrada (hasta 322 gr) con 10 pesas de 20 gr en acero inoxidable. Largo 23,5 cm.

Garantía del lavavajillas doméstico.

MODELO	REF.
Con correa	813236
Con lastre y correa	813237

MANGO ERGONÓMICO

Este mango ergonómico ha sido especialmente diseñado para personas con dificultades de agarre. Se puede adaptar a un cuchillo, tenedor, cepillo de dientes, etc... Gracias a sus dos semicarcasas atornilladas, proporciona un excelente soporte para el objeto, que puede ser insertado horizontal o verticalmente. El sistema de atornillado garantiza un posicionamiento correcto independientemente del tamaño del mango original.

Largo 9,5 cm. Diámetro 35 mm.

Peso 35 g.

Apto para lavavajillas.

REF. 813149



Fabriqu  en France



Fabricado en Francia



Concours Lépine



Tenedor Handy

Tenedor clásico

CUCHARA TENEDOR HANDY

Nuestra práctica cuchara tebedor se utiliza como un tenedor normal pero, gracias a su forma honda y curvada, el alimento se conserva completamente en el tenedor cuando se transporta desde el plato hasta la boca. Acero inoxidable de alta calidad.

Largo 21 cm. Peso 52 g.

Apto para lavavajillas.

REF. 813198



CUCHARAS DE CAUCHO DE PLASTISOL

El revestimiento de plastisol evita el contacto con los dientes y las posibles lesiones. 2 modelos disponibles: una cuchara redonda corta (longitud 15 cm, diámetro 45mm) y una cuchara larga (longitud 19,5 cm, anchura 35mm). Peso 23 o 29 gr. Acero inoxidable.



MODÈLE	RÉF.
1 Ronde courte	813171
2 Longue	813174

CUCHILLO BASCULANTE

> Asa de plástico garantizada para el lavavajillas

El movimiento basculante de este cuchillo permite cortar los alimentos más resistentes sin esfuerzo innecesario y con una sola mano. Mango de plástico y hoja de acero inoxidable afilada. Altura 8,7 cm. Longitud de la manga 10,2 cm.

REF. 813250



CUCHILLO-TENEDOR PLEGABLE

Cuchillo-tenedor plegable ideal para comer con una sola mano. Está diseñado para abrir y cerrar con una sola mano. Hoja de acero inoxidable con un extremo de tenedor de 4 puas. Mango de madera maciza patinada de alta calidad. Afilado en acero inoxidable 440. Viene con un estuche que se puede fijar a la práctica cinta para su transporte.

Longitud abierta 20,5 cm. Longitud plegada 11,2 cm.

REF. 813002



CUCHILLO TENEDOR LIGERO NELSON

> Se come fácilmente con una sola mano

> Ultraligero: ¡40 gr!


Diseñado específicamente para comer con una sola mano, el cuchillo tenedor Nelson tiene un agradable mango de espuma impermeable. La hoja curvada facilita el corte con un movimiento de balanceo. Longitud 20 cm. Se puede lavar a mano.

REF. 813009

Corte...



...y pinche



CUCHILLO CURVADO AMEFA

El cuchillo curvado fue creado para permitir a las personas con dificultades de agarre cortar su comida con un movimiento de péndulo.

Cubierto de acero inoxidable y mango ABS. Apto para lavavajillas.

REF. 813052



CUCHILLO CIRCULAR GOODGRIP P

> Ideal para uso con una sola mano

Ideal para uso con una sola mano. Simplemente haga rodar este cuchillo para facilitar el corte de los alimentos. Este cuchillo circular está equipado con un mango anatómico recubierto de una cómoda goma antideslizante que facilita su agarre incluso cuando los cubiertos están mojados. Largo 20 cm. Diámetro de la hoja 8 cm.

REF. 813001

TENEDOR-CUCHILLO KNORK P

Su diseño en acero inoxidable de alta calidad y su forma ergonómica permiten cortar con una sola mano con una posición muy cómoda para los dedos. Apto para lavavajillas.

REF. 813041



MASTICADOR DE ACERO INOXIDABLE

El masticador está diseñado para ablandar la carne y los alimentos para facilitar su masticación. Sólido producto de acero inoxidable, completamente extraíble para una limpieza completa con un muelle de muy alta calidad.

Hoja curvada. Apto para lavavajillas.

Largo 18 cm.

Peso 280 gr.

REF. 813170



FABRICADO EN EUROPA



JUEGO DE 2 BANDEJAS ANTIDESLIZANTES

Gracias a sus dos asas, garantizan un agarre perfecto.

Su revestimiento antideslizante está presente en el interior y debajo de las bandejas para evitar que los vasos, platos o tazas se deslicen durante el transporte. Colores rosa y verde.

Dimensiones: 40,5 x 29 x 5 cm.

REF. 817246



Fabricado en Francia

FIJACIÓN JUMBOREST

Pequeño útil ideal para asegurar el Jumborest



REPOSABRAZOS UNIVERSAL JUMBOREST

> Ideal para la corrección postural

> Reconfigurable en cualquier momento

El Jumborest se sujeta a la mesa mediante un sencillo soporte arqueado, su instalación sin herramientas es rápida y estable. El brazo permite 3 posiciones de montaje compatibles con sillas con reposabrazos. Es ideal para proporcionar una mejor comodidad de asiento y enderezamiento postural. El reposabrazos se adapta a todo tipo de mesas de 20 a 40 mm de espesor. Superficies de contacto antideslizantes.

Fabricado en polímero ultra-resistente.


Dimensiones del estante: profundidad 28 x ancho 29/16 cm.



BANDEJA MINI ACCESS JUMBOREST

Bandeja adaptable a mobiliario estándar y que facilita el acceso y uso de personas en sillas de ruedas manuales y eléctricas. Al igual que el soporte Jumborest, puede instalarse en pocos segundos sobre el mobiliario. Tablero compacto rígido laminado. Color gris beige.

Dimensiones: 40 x 42 cm, espesor 6 mm. Peso 2 kg.



MÁX. 40 kg.

BANDEJA ACCESS JUMBOREST

Bandeja compacta y extraíble con brazos desmontables. Disposición adaptada y funcional para acomodar a una persona con movilidad reducida en una oficina estándar. Brazos desmontables para facilitar el transporte y el almacenamiento. Fácil de limpiar.

Compatible con espesores de tabla de hasta 40 mm.

Dimensiones totales: 69 x 38 cm. Dimensiones útiles: 60 x 30 cm. Peso 4 kg.

Peso máximo soportado 70 kg.




MÁX. 70 kg.

JUMBOREST	REF.
Reposabrazos blanco	833021
Reposabrazos negro	833021N
Bandeja Mini Access	833035
Bandeja Access	833003
Fijación	833027



Fabricado en Francia



ALMOHADILLA ANTIDESLIZANTE ERGO

> Una fijación perfecta a un precio económico

> Fabricación 100% francesa

Nuestras almohadillas antideslizantes Ergo permiten fijar todos los objetos cotidianos sobre su soporte. Se pueden utilizar principalmente para evitar que sus platos o vasos se resbalen. También permiten fijar hojas para facilitar la escritura u objetos cotidianos como un teléfono.

El material utilizado permite un uso permanente con un agarre perfecto sobre cualquier soporte, incluso granulado. Su generoso espesor (2,5 mm) garantiza una vida útil muy larga.

4 colores a elegir: transparente, azul translúcido, verde translúcido y naranja translúcido.

3 años de garantía. Lavado a mano.

3 tamaños disponibles:

- La almohadilla redonda de 20 cm de diámetro es ideal para asegurar vasos o tazas.
- La almohadilla rectangular de 29 x 19 cm es ideal para fijar un plato y cubiertos.
- La almohadilla rectangular de 40 x 28 cm es ideal para colocar tanto la platos como vasos.

MODELO	COLOR	REF.
1 Circular 20 cm	Transparente	818043TRANS
	Azul neón	818043BLEU
	Verde neón	818043VERT
	Naranja neón	818043ORANGE
2 Rectangular 29 x 19 cm	Transparente	818044TRANS
	Azul neón	818044BLEU
	Verde neón	818044VERT
	Naranja neón	818044ORANGE
3 Rectangular 40 x 28 cm	Transparente	818045TRANS
	Azul neón	818045BLEU
	Verde neón	818045VERT
	Naranja neón	818045ORANGE



Almohadilla circular 20 cm naranja neón + rectangular 40 x 28 cm azul neón



Almohadilla circular 20 cm verde neón + rectangular 29 x 19 cm verde neón



Almohadilla rond 20 cm naranja neón + rectangular 29 x 19 cm transparente

ANTIDESLIZANTES ERGO PLUS

> Muy recomendable residencias/hospitales

Nuestros productos antideslizantes Ergo evolucionan con una gama de lavavajillas garantizados. Permiten hacer antideslizante cualquier objeto cotidiano, plato, vaso, cubertería, etc.

3 años de garantía.

3 tallas disponibles en 3 colores: azul claro, gris topo y rojo oriental.



Fabricado en Francia



MODELO	COLOR	REF.
1 Circular 20 cm	Azul claro	818054BLEU
	Gris	818054GRIS
	Rojo	818054ROUGE
2 Rectangular 29 x 19 cm	Azul claro	818055BLEU
	Gris	818055GRIS
	Rojo	818055ROUGE
3 Rectangular 40 x 28 cm	Azul claro	818056BLEU
	Gris	818056GRIS
	Rojo	818056ROUGE

JUEGOS DE MESA GRUESO DYCEM® P

El material antideslizante Dycem es un material increíble que evita que cualquier objeto resbale. Se mantiene muy fácilmente con agua jabonosa para recuperar sus cualidades originales. Los juegos son gruesos, de unos 3 mm, y permiten hacer antideslizantes platos, vasos, juegos, platos de preparación..... Diferentes formas y colores a elegir.

Dycem
non-slip®

Color:
plata = A

JUEGOS DE DYCEM CIRCULAR

Son especialmente adecuados para la fijación de vasos y copas. 2 diámetros a elegir.

DIÁMETRO	COLOR
14 cm.	A
19 cm.	A, B, C, D, E

Color amarillo ideal para personas con discapacidad visual



JUEGOS RECTANGULAR DYCEM

Son especialmente adecuados a la hora de la comida, preparación de alimentos o para asegurar objetos diversos (teléfonos, rompecabezas...) 3 tamaños a elegir.

DIMENSIONES	COLOR	REF.
25 x 18 cm.	B, C, D	818006
35 x 25 cm.	A, B, C, D, E, F, G	818007
38 x 45 cm.	A	818008



ADHESIVO ANTIDESLIZANTE DYCEM®

> Una cara antideslizante de calidad Dycem® y una cara adhesiva para asegurar determinadas zonas de forma más permanente. 2 referencias diferentes.

MODELO	DIMENSIONES	REF.
Lámina adhesiva Dycem	90 x 40 cm	818023
Juego de 3 tiras adhesivas Dycem P	40 x 3 cm	818009



DYCEM RODILLO ANTIDESLIZANTE PARA CORTAR

El material antideslizante Dycem es muy versátil: evita el deslizamiento de platos y vasos sobre la mesa, fija soportes o utensilios diferentes sobre muebles.... Este material muy fino está disponible en rollos y puede ser cortado a voluntad, dependiendo del uso. Lavable con toallitas o en agua jabonosa. Espesor aprox. 0,7 mm.




ANCHO DE CORTE 20 CM.

La anchura de corte de 20 cm es especialmente adecuada para fijar objetos pequeños (tazas, teléfonos...) o para asegurar las sujeciones (empuñaduras de andadores...). 3 longitudes diferentes para cortar. El dispensador antideslizante de 15 metros se presenta entre las láminas de plástico para un almacenamiento más higiénico.



Dispensador 20 cm. x 15 m. Lámina antideslizante protegida por 2 láminas de plástico.

ANCHURA	LONGITUD A CORTAR	REF.	COLOR
20 cm.	2 metros P	818010	
	9 metros P	818011	
	Dispensador 15 metros	818029	



ANCHO DE CORTE 40 CM. **P**

Ideal para asegurar objetos grandes (platos, juegos de mesa...) o para escribir o cocinar. 3 longitudes diferentes para cortar.

ROLLOS DE 15M **P**

Estos rollos de 15 m son adecuados para su uso conjunto con el carrete. La lámina antideslizante está protegida por 2 láminas de plástico transparente para mantenerla más higiénica y facilitar su corte. El rodillo de 15 metros es adecuado para uso intensivo en comunidades. Dimensiones: ancho 40 cm x 15 metros.



ANCHURA	LONGITUD A CORTAR	REF.	COLOR
40 cm.	2 metros	818012	
	9 metros	818013	
	15 metros	818018	
		818050	



Modelo 60 cm



Modelo 90 cm



Fabricado en Francia

TOALLA DE BAMBÚ ULTRASUAVE CARESS

Toalla de terciopelo de bambú muy gruesa y absorbente con una cara de microesponja. Para comidas o meriendas. 3 longitudes para elegir según el tipo de residente (37 cm, 60 cm y 90 cm).

Cierre de velcro en la parte posterior. Ancho cómodo 46 cm. Color azul noche. Lavado a máquina a 60°C

LONGITUD	REF.
37 cm	813070
60 cm	813070M
90 cm	813070L



BABEROS DESECHABLES CON BOLSILLO

Cierre adhesivo. Tamaño 37 x 70 cm. Color azul. Caja de 100 unidades.

REF. 803041



BABERO TIPO CAPA

Este babero cubre eficazmente los hombros y los brazos de los usuarios para la comida. Se ata fácilmente en el cuello. Completamente impermeable gracias a su cara textil de algodón de poliéster forrada con PVC algodón de rizo. Color gris con lunares blancos. Lavar a 60°.

Dimensiones: 90 x 72 cm.

REF. 813251



Fabricado en Francia

BABERO ESPECIAL INSTITUCIONES

> Protección impermeable de doble capa

Nuestros baberos están garantizados para su uso y lavado en las residencias. Cuello envolvente, cierre ajustable con 3 presillas. Frente de poliéster/algodón, parte posterior de poliéster impermeable de PVC. Acabado blanco bis en el perímetro y en el cuello.

2 modelos simples de color azul o verde y 1 modelo con una media de esponja absorbente de 20 cm.

Dimensiones: 90 x 45 cm.

MODELO	REF.
1 Azul	813230B
2 Verde	813230V
3 Media de esponja absorbente	813229



SET DE 5 BABEROS ADULTO

Protección económica y reutilizable de tejido de rizo con revestimiento de PVC. Cierre por 2 presillas. Lavable a 95°C. Acabado en bias blanco. Dimensiones: 80 x 45 cm. 2 colores disponibles.



Fabricado en Francia

COLOR	REF.
Blanc	813045
Bleu	813046

BABERO TIPO CAPA CON BOLSILLO

Este babero es ideal para pacientes agitados o desorientados. Proporciona una protección completa gracias a sus hombreras anchas y a su bolsillo en la base del babero. Esponja de PVC impermeable. Cierre regulable con 2 presillas. Lavable a 95°C. Color azul claro con acabado blanco bias. Dimensiones: 90 x 45 cm.

REF. 813219



Fabricado en Francia



SET DE 2 BABEROS ESTAMPADOS

Baberos largos para atar alrededor del cuello, ideales para pacientes que no quieren presión. Patrón de fantasía. Lona de algodón de poliéster recubierta, trenzada por todas partes. Lavable a 60°C. Dimensiones: 90 x 45 cm. El juego de 2.

REF. 813220



Fabricado en Francia



BABERO DE NEOPRENO

> Babero 100% antiderramamientos
> Solapa muy práctica

Estos baberos de neopreno proporcionan a los adultos una protección ultra absorbente durante las comidas. El material utilizado, a base de neopreno, es muy agradable para la piel, antibacteriano y muy duradero. Cierre de velcro. Al volver la parte inferior del babero, se crea una solapa para evitar que caigan alimentos no deseados. Material 100% impermeable. Lavable a máquina a 60 °C. No usar secadora.

2 tamaños disponibles: mediano 56 x 42 cm y ancho 79 x 45 cm. Color azul.



TALLA	REF.
Medium	813155
Large	813194


BABERO PREMIUM

Babero 100% algodón con estampado escocés. Barrera interior de poliéster recubierto de PVC con tratamiento antibacteriano. Cierre por 2 presillas. Lavable a 95°C. Acabado en bias blanco. Dimensiones: 90 x 45 cm.

REF. 813047



Fabriqu  en France



ABRIDOR POWER GRIP **P**

> Eficaz para botellas y tarros

El Power Grip se adapta perfectamente a todos los tapones y tapas. Cuenta con mordazas antideslizantes y mango anatómico. Polipropileno y TPR. Dimensiones: 23 x 9,5 x 2 cm. Peso 110 gr.

REF. 817076

ABRIDOR DE FRASCOS **P**

> Una sola herramienta para todos sus tarros
> Conos antideslizantes extraíbles como abrebotellas

Se compone de 3 conos de diferentes tamaños que permiten abrir botellas y frascos de diferentes diámetros. Estos conos están forrados con material antideslizante que evita que giren al abrirlos. Dimensiones: 20 x 14 x 8 cm.

REF. 817017



Set Dycem 14 cm p106

COLOR	REF.
Plata	817051
Amarillo	818039

ABREBOTELLAS DYCEM **P**

Este pequeño abrebotellas es muy práctico y se puede guardar fácilmente en un cajón. Permite abrir las botellas de agua mineral sin esfuerzo gracias a su material flexible y antideslizante. Ideal para personas con artritis y manos dolorosas. Diámetro 6 cm.



Material ultra flexible



ABRE-TARROS DYCEM **P**

> Material ultra resistente

Ideal para abrir tarros de mermelada

Su diseño cónico permite abrir tanto las tapas de las botellas como las de los frascos. Su exclusivo material 100% antideslizante permite reducir considerablemente el esfuerzo de apertura. Diámetro 12 cm.

COLOR	REF.
Plata	817006
Amarillo	818040



ABREBOTELLAS CAPOFF **P**

Una herramienta sencilla para abrir todas las botellas con menos esfuerzo. Esta abrazadera antideslizante aprieta firmemente la tapa a abrir. Diseño ultra resistente con su material plástico polioximetileno. Apto para lavavajillas.

REF. 817243



MOLINILLO ELÉCTRICO BURFORD **P**

Molinillo de precisión con liberación eléctrica al toque de un botón, puede ser operado con una mano. Ajuste de la molienda. Mecanismo garantizado por 10 años. Color negro. Dimensiones: 19 cm. Requiere 4 pilas AAA (no incluidas).

REF. 817126





ABRELATAS AUTÓNOMO SMART TOUCH P

> Pieza de cuchilla desmontable para el lavado

Totalmente autónomo: presiona el botón y abrirá tu lata por sí sola. No hay necesidad de tirar de una palanca demasiado fuerte para preparar sus platos. Sistema muy higiénico: la parte de la cuchilla es extraíble para ponerla directamente en el lavavajillas. Tiene un abrebotellas en su extremo. Requiere 2 pilas AA no incluidas

REF. 817292



ABRIDOR DE TARROS AUTOMÁTICO

> Pulsa el botón central y deja que haga lo suyo.

> La nueva generación de abrelatas automáticos

Mecanismo basado en 3 mordazas para una mayor eficacia y estabilidad de uso. No requiere intervención manual. Forma ergonómica: el aparato se sujeta en la palma de la mano y se acciona presionando con el pulgar. Sistema de seguridad único e innovador.

Más silencioso y ligero: 520 g con pilas incluidas.

Requiere 4 pilas AA (no incluidas). Dimensiones: 13,5 x 13,5 x 13 cm.

REF. 817327



Novedad

Nueva generación más potente: 3 mordazas en lugar de 2

ABREBOTELLAS AUTOMÁTICO

> Pulse el botón lateral y deje que actúe

Basta con colocar el abrebotellas sobre el tapón y pulsar el botón lateral. Abre tapones de hasta 53 mm de diámetro sin ayuda externa.

Extremadamente silencioso. Sólo pesa 175 g.

Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). Dimensiones: 9 x 6,3 x 7 cm.

REF. 817330



Novedad

También para tapones de champán




TABLA PREPARACIÓN CULINARIA MAXI

Prepare su comida más fácilmente con nuestra completa tabla de preparación. Incluye un tornillo de banco con un mango muy fácil de manejar para asegurar sus platos o alimentos, una parte peladora/trituradora entregada con 3 insertos de corte diferentes, un cepillo para limpiar los alimentos con una mano, puas para fijar el alimento a cortar o pelar, y finalmente 2 bordes para facilitar la preparación de tostadas. Juego de 4 ventosas en la parte inferior para mantenerlo firmemente en la superficie de trabajo.

Dimensiones : Largo 50 x ancho 30 x alto. 14,5 cm.
Peso 1,7 kg. Lavado a mano.

REF. 817190



Parte desmontable e invertible

TABLA DE PREPARACIÓN CULINARIA

- > Se adapta a cualquier soporte gracias a 4 ventosas
- > Ajuste muy sencillo con una sola mano

Esta tabla de trabajo es ideal para preparar sus comidas, pelar sus verduras, hacer sus preparaciones culinarias con una mano. Se recomienda para personas con osteoartritis y debilidades de agarre. Este tabla de preparación y corte dispone de un tornillo de banco regulable gracias a una palanca de fácil manejo para la instalación de recipientes, pan, jamones... y puas extraíbles para la fijación de los alimentos. Esta tabla se sujeta firmemente al soporte gracias a 4 ventosas. Dimensiones: 31,5 x 29,5 cm. Apto para lavavajillas.

REF. 817075

**TABLA DE CORTE**

Nuestra tabla de corte tiene un diseño ultra resistente con una parte inferior antideslizante para la preparación de alimentos. Gracias a sus 2 bordes en una esquina, facilita la preparación de tostadas. Las puas se usan para bloquear un alimento para cortarlo o pelarlo. Las puntas son removibles. Policarbonato grado alimenticio y acero inoxidable.

Dimensiones 26 x 18 cm.

Apto para lavavajillas.

REF. 817188

**TABLA DE CORTE + RALLADOR**

Conjunto de tabla y rallador. El rallador permite pelar, cortar o cortar gracias a sus 3 tipos de corte. Parte inferior antideslizante para uso independiente en la superficie de trabajo, o pegada a los bordes de la tabla. Policarbonato grado alimenticio y acero inoxidable. Dimensiones del rascador: 20 x 10,5 x 5,5 cm Apto para lavavajillas.

817189


TABLA DE CORTE CON CUCHILLO

- > Práctico cuchillo y soportes

Esta tabla está equipada con un gran cuchillo ideal para cortar los alimentos con una mano, puas para asegurar las frutas y verduras para que sean más fáciles de pelar y también para cortar pan y bizcochos sin problema. Se sujeta firmemente a su mesa gracias a 4 ventosas. Cuchillo extraíble para la limpieza.

REF. 817015





BANDEJA DE PREPARACIÓN THEOMATIK

Theomatik® es una bandeja de comida que ayuda a las personas con hemiplejía a volver a comer de forma independiente. Theomatik® también ayuda a aligerar la carga de trabajo del personal asistencial.

Consta de un pequeño plato de comida antideslizante en la parte inferior, con prácticas muescas para cortar, 3 espacios antideslizantes para ayudar a abrir las bandejas y un cortador de envases. Bandeja apilable para catering.

Dimensiones: Largo 36,5 x Ancho 18,8 x Alto 3 cm. Peso: 900 g. Apto para lavavajillas.

REF. 813050



TAZA ULTRARESISTENTE 50 CL

Taza ideal para el uso independiente por parte de pacientes, gracias a su pequeña capacidad y peso ligero. Asa extra ancha. Se suministra con tapa. Color transparente. Material copoliéster. Altura 13 cm. Diámetro 11 cm. Peso 176 g.

REF. 813264



Fabricado en Francia

TAZA ISOTÉRMICA GRANDE 100 CL

Para mantener tus bebidas favoritas calientes o frías, según la estación. Tapa con sistema de cierre. Color blanco. Altura 20 cm. Diámetro 12,5 cm. Peso 721 g.

REF. 813265




PINZA BEAT IT

Nuestro clip Beat it sujeta botellas, vasos, latas, etc. Te permite sujetarlos firmemente para abrirlos. Es muy fácil de usar: basta con levantar el asa y deslizarlo hacia dentro, luego bajarlo para bloquearlo. No apto para microondas ni lavavajillas.

Dimensiones: 35 x 18 cm.

REF. 817325

FABRICADO EN EUROPA



BALANZA DE COCINA P

Nuestra balanza de cocina viene con un tazón de pesaje de 0,5 litros que se puede lavar en el lavavajillas. Pequeño, manejable y moderno. Graduación 1 g, máx. 3 kg. Tamaño de los números: 18 mm. Dimensiones: 16 x 21 x 1,8 cm. Funciona con 2 pilas AAA incluidas. Apagado automático. 5 años de garantía.

REF. 817220



SOPORTE DE OLLAS Y SARTENES

> Ideal para personas con discapacidad visual

Este pequeño utensilio puede ser colocado en la encimera o en la placa de cocción para sostener el mango de una sartén. Largo 41 cm.

REF. 817168



SOPORTE PARA TETERA

Un utensilio muy práctico para facilitar el uso la tetera o la jarra. Simplemente colóquelo en el soporte y asegúrelo con la correa de velcro. Dimensiones: anchura 21 x profundidad 26,2 x altura. 19 cm. Peso 405 g

REF. 817296



PELADOR GOODGRIP P

> Mango agradable y antideslizante

Este pelador de alta calidad le permite pelar sus verduras sin dolor gracias a su mango ergonómico.

REF. 817024

**PELADOR DE FRUTA GOODGRIP P**

> Mango adaptado a personas con artritis

Este utensilio hace más fácil pelar su fruta de piel fina gracias a su mango de goma ergonómico y antideslizante.

Apto para lavavajillas.

REF. 817116

**PELADOR DE JULIANA GOODGRIP P**

Cuchilla dentada muy afilada para crear tiras de juliana finas y regulares.

Tapa de seguridad con bisagra. Mango ergonómico que limita la fatiga de uso. Es apto para el lavavajillas.

REF. 817118



Se abre sola

TIJERAS ERGONÓMICAS

Tijeras de alta calidad con grandes asas ergonómicas. Vuelven solas a la posición abierta. Largo 19 cm.

REF. 819021

**PELADORA ELÉCTRICA DE FRUTAS Y VERDURAS**

Esta máquina pela frutas y legumbres para usted. Simplemente fije la fruta deseada al soporte, baje la punta de sujeción y presione el botón.

Funciona con 4 pilas AA no incluidas.

Dimensiones: 29 x 16 x 15 cm. Peso 500 g.

REF. 817045

**CUCHILLO TENEDOR EN FORMA DE L**

Este cuchillo tenedor tiene un mango ergonómico en forma de L, inspirado directamente en los cuchillos de carnicero, que limita el esfuerzo de corte o uso. El mango ergonómico está hecho de material antideslizante para que no resbale durante la preparación.

REF. 817048

**PELADOR DE MANZANAS P**

En un solo paso, vacíe y corte sus manzanas para disfrutarlas rápidamente y sin cortes tediosos. Grandes asas antideslizantes.

REF. 817117

**CEPILLO DE VENTOSAS**

> Limpie sus verduras más fácilmente
> Para lavarse las manos eficazmente

Montaje mediante dos grandes ventosas en cualquier soporte. Dimensiones: 9,5 x 5 cm..

REF. 817138





DOSIFICADOR DE JABÓN INFRARROJO P

> **Funcionamiento sin contacto**

Este dispensador es ideal para personas débiles o hemipléjicas. El dispensador de jabón se activa automáticamente cuando se coloca la mano debajo del sensor. Capacidad 500 ml. Funciona con 4 pilas AA incluidas. Dimensiones 20 x 9 cm.

MODELO	REF.
1 Inox	817143
2 Blanco	817143.BLANC

ALMOHADILLAS ANTIDESLIZANTES PARA SILLAS

Evite los arañazos en sus suelos y los desplazamientos inintencionados. Adecuado para patas redondas o cuadradas. Diámetro 3,5 cm. Juego de 4 piezas. *Hasta final de existencias.*


REF. 818064



CEPILLO LAVA VASOS

Este cepillo de limpieza puede fijar en su fregadero y le permite lavar vasos y tazones con una sola mano. Altura de los dos cepillos 15 cm. Apto para lavavajillas.

REF. 817082



CORTADOR OXO EASY P

La picadora es fácil de usar, su gran botón antideslizante le permite cortar los alimentos con una sola pulsación. El sistema de botón giratorio permite picar la comida varias veces. La lámina integrada permite que los alimentos se recuperen fácilmente de la pared. Recipiente con tapa para conservar los alimentos. Hoja de acero inoxidable. Apto para lavavajillas.

Altura 20 cm. Capacidad 200 grs.

REF. 817119




ESCOBA Y RECOGEDOR DE EXTENSIÓN

> **Su limpieza diaria sin esfuerzo**

Este juego está equipado con una escoba y un recogedor de mango largo. Evita que tenga que inclinarse para recoger el polvo. Muy compacto para fijar a la pared.

Largo 90 cm. Peso 610 gr. Color gris.

REF. 817013



CUBO DE LA BASURA CONTROLADO POR VOZ P

> **Apertura y cierre sin contacto**

Nuestro cubo de basura se abre cuando el usuario le habla. También se abre cuando la mano pasa por encima del sensor. Cubo de acero inoxidable de alta calidad con un conveniente almacenamiento interno en la bolsa de basura. Muy silencioso, sólo 52 db. Limpio y confiable. Capacidad 58 L adecuada para bolsas de 50 L. Puede conectarse a la red eléctrica o alimentarse con 6 pilas AA (no incluidas). Dimensiones: ancho 47 x profundidad 33 x altura 63 cm. Peso 6,72 kg. Garantía de 5 años.

REF. 819102



ESCURRIDOR DE ENSALADAS OXO P

Con una simple presión de la palma de la mano, usted puede escurrir eficazmente su ensalada cortada. Pulsando el otro botón, la rotación se detiene instantáneamente. Se entrega con tapa para conservar la ensalada.

REF. 817123



Gran diámetro 26 cm


SEGURIDAD DEL SUELO

LÁMINA ANTIDESLIZANTE PARA ALFOMBRAS **P**

> Sus alfombras no resbalarán más

Le permite asegurar su alfombrilla de baño, alfombra de suelo o cualquier otro objeto para que no se resbale. Recortable según su uso. Dimensiones: 150 x 30 cm.

REF. 818017



ESQUINAS ANTIDESLIZANTES PARA ALFOMBRAS

> Lavable y reutilizable

Coloque estas esquinas debajo de sus alfombras para evitar que se resbalen. Se sostienen gracias a su material de ventosa. Se desprenden sin dejar rastro, son lavables con agua y reponibles. El conjunto de 8 dimensiones 7 x 7 cm.

REF. 818015



CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE PARA ALFOMBRAS

Las alfombras de escaleras que no están bien fijadas al suelo pueden causar caídas involuntarias. Esta cinta adhesiva y antideslizante asegura un agarre firme de sus alfombras. Simplemente conecte la cinta a la parte posterior de la alfombra. Cortar la cinta.

Dimensiones : Largo. 200 x 4 cm.

REF. 817282



ESCALÓN DE SEGURIDAD PRIMA

> Soporte estable y versátil

Nuestro escalón Prima se utiliza en el baño para pasar por el borde de la bañera, pero también para ayudar en las tareas cotidianas. Tiene una estructura de acero muy resistente y un peldaño de plástico con almohadillas antideslizantes. El peldaño viene con un asidero lateral, pero puede añadir otro asidero como opción, para que pueda ayudarse con las dos manos. El asa está acolchada y es regulable en altura. Estructura ligera: sólo 3,3 kg.

Dimensiones del escalón: ancho 52 x fondo 29,1 x alto. 13,7 cm. Altura del asa regulable de 82,5 a 97,8 cm.



PRIMA	REF.
Escalón	817318
Soporte de manos adicional	817319

ESCALÓN ANTIDESLIZANTE **P**

Este escalón es ideal para llegar a la parte superior de un armario, por ejemplo. La parte superior está equipada con tiras antideslizantes y los pies son perfectamente estables. La altura de 25 cm evita tener que usar una escalera de tijera voluminosa o de una silla inestable. Se pliega en un instante para un almacenamiento óptimo. Dimensiones: Ancho 31 x Profundidad 22 x Alto 22 cm. Color gris. Material PP y TPR. Peso 1 kg.

REF. 817086



ESCALERA DE TRES Peldaños SECURE PLUS

Esta escalera de tijera tiene amplios peldaños antideslizantes y, sobre todo, barandillas laterales para garantizar una seguridad de uso óptima. Peldaños profundos 26 x 38 cm. Estructura de acero. Altura entre 2 peldaños de 21 cm. Dimensiones: ancho 49 x profundidad 66 x altura. 130,5 cm. Plegado: 49 x 8 x 142 cm. Peso 7,6 kg

REF. 817281





SILLA AUXILIAR PEQUEÑA

La pequeña silla auxiliar es muy práctica para planchar, cocinar y otras actividades que requieren una posición de pie prolongada. Estructura de acero, asiento y respaldo tapizados. Producto solamente adecuado para personas con equilibrio. Se almacena plegándola en forma plana. Equipada con un dispositivo de bloqueo. Altura de asiento regulable de 58 a 66 cm.

Peso 4,6 kg.

REF. 821123



SILLA ALTA DE COCINA

> Suave, cómoda y fácil de mantener.

> Ideal para cocinar sin fatiga

Esta silla permite a las personas débiles preparar comidas, lavar platos, etc.... sentándose en un asiento alto, inclinado hacia adelante. Su asiento y respaldo son de espuma flexible, impermeable y lavable que permite su uso también como silla de ducha. Es la referencia en cuanto al confort de asiento. Está equipado con prácticos reposabrazos para levantarse. Estructura de acero reforzado y pintado de blanco. Dimensiones totales: anchura 54,5/61,5 x profundidad 40/44 x altura 85/99 cm. Dimensiones del asiento: anchura 36 x profundidad 27,5 x altura 53/68,5 cm en 7 posiciones. Anchura entre reposabrazos 51,5 cm. Peso 5,3 kg.

También se puede utilizar en la ducha. 2 colores disponibles: azul laguna o gris antracita.

COLOR	REF.
Azul	812057
Gris	812057.GRIS



CARRITO PARA SERVIR COMIDA CON FRENOS

> Asas regulables en altura

Este robusto y estable servicio de mesa está equipado con 2 bandejas fijadas a la estructura metálica. Está equipado con empuñaduras de freno para mayor seguridad durante el viaje, y un bloqueo estático. Asas regulables en altura.

Resistencia máxima de las bandejas 15 kg.

Dimensiones: Anchura 57 x Profundidad 53 x Altura 53 x Asas 81/91 cm. Altura de las bandejas 43 y 68 cm. Bandejas 46 x 32 cm.

REF. 817254



CARRITO PARA SERVIR COMIDA


> Servir fácilmente sin tener que llevar

Este carro metálico con ruedas está equipado con 2 grandes bandejas de plástico con bordes para servir alimentos y bebidas de forma segura. Las dimensiones están diseñadas para cruzar todos los umbrales de las puertas. Peso 5 kg.

Dimensiones: ancho 48 x profundidad 56 x altura ajustable de 85 a 100 cm. Altura de las bandejas 45 y 75 cm. Dimensiones bandeja: 44,5 cm con tubo x 30 cm.

Color chocolate/crema.

REF. 817066



CALZADOR DE CALCETINES SLIDE P

> Un enhebrador de calcetines que finalmente es efectivo!

Calzador de calcetines muy eficaz se compone de un núcleo rígido con una cara resbaladiza en la parte superior para hacer que el talón se deslice más fácilmente y un lazo de algodón antideslizante para sujetar la parte inferior o el calcetín. Las 2 cintas de algodón están equipadas con lazos para realizar la operación sin agacharse.

Dimensiones: 23 x 20 cm.

REF. 819048

Correas de algodón suaves

**CALZADOR DE CALCETINES P**

Este dispositivo facilita la colocación de los calcetines y medias al tenerlos ya calzados en la parte plástica. Las asas permiten levantar el conjunto.

Longitud de los mangos telescópicos 45 cm.

REF. 819084



1

CALZADOR DE CALCETINES Y CALZADOR DE PANTIS

> Material ligero y flexible

Es muy fácil de usar: coloque la parte superior del calcetín o media de compresión en sus 2 hendiduras. Todo lo que tienes que hacer es deslizar el pie hacia adentro y tirar de él con sus cintas de algodón. Es fácil de retirar cuando se coloca el calcetín o la media de compresión. Material de polietileno. Correa de algodón 66 cm.

MODELO	REF.
1 Calzador de calcetines	819050
2 Calzador de pantis	819051

2

SUBE SLIPS PLEGABLE

Este sube slips es para cualquier persona que, por una razón u otra, no puede llegar a sus pies (personas con problemas de cadera o espalda, obesidad, osteoartritis, etc...). Todo lo que tienes que hacer es colocar en el marco la ropa interior o las bragas y tirar hacia arriba de las asas.

2 modelos disponibles: estándar (apertura 38 x 20cm) o XL (apertura 46 x 22 cm).

MODELO	REF.
Estándar	819045
XXL	819046

**CALZADOR DE MEDIAS EXTENSIBLE P**

> Extensible hasta 58 cm

Este utensilio tiene 2 usos. Es un calzador de medias o calcetines gracias a su soporte anatómico con un lado antideslizante para colocar la media. Si se le da la vuelta, se convierte en un práctico calzador de mango largo. Longitud 34 / 45 / 58 cm. Ancho 11 cm. Peso 170 gr.

REF. 819091

CALZADOR DE MEDIAS DE COMPRESIÓN CLASSIC

> Cómodas asas de espuma

Nuestro calzador de medias Classic le permite ponerse los calcetines o medias de compresión con menos esfuerzo. Simplemente colóquelo primero en el marco de metal hasta el final, inserte el empeine y tire de las asas para moverlo hacia arriba a lo largo de su pierna. Estructura metálica pintada en epoxi blanco. Diámetro útil 10 cm.

Dimensiones: ancho 20,5 x profundidad 17,5 x altura 34,5 cm. Peso 800 g.

REF. 819175



BASTIDOR PARA PONERSE LA MEDIAS DE COMPRESIÓN

> fácil de poner y quitar

> Garantía hasta la clase 4

Simplemente coloque la parte inferior en el marco, baje la parte amarilla una o varias veces para repartir la parte inferior de acuerdo con el tamaño y colóquela sin esfuerzo en la parte inferior para sus pacientes. Una vez colocado, el marco se desengancha solo.

Viene con 2 asas para uso personal.

REF. 817010



Fabricado en Francia


También es ideal para desenroscar



CALZADOR DE MEDIAS DE COMPRESIÓN EASY

Nuestro nuevo dispositivo para colocar media de compresión de metal pintado Easy le permite ponerse las medias de compresión sin esfuerzo. Simplemente colóquelo en el marco metálico de antemano y tire de las asas deslizantes para levantar la parte inferior. Las asas son retráctiles para facilitar el almacenamiento. El paso de la pierna ha sido estudiado con un ángulo anatómico muy agradable de usar y un diámetro lo suficientemente grande para adaptarse a todas las morfologías. Dimensiones: ancho 23,5 x profundidad 12 x altura 31/54 cm.

REF. 819132



2 asas deslizantes



Paso de pierna con inclinación anatómica



Refuerzo útil para medias de alta densidad




CALZADOR DE MEDIAS DE COMPRESIÓN RÍGIDO

> Adecuado para clase 1 y 2

> Estructura muy ligera: ¡sólo 170 g!

Este calzador de medias tiene un tamaño generoso para adaptarse a su media o calcetín de compresión. Su diseño escalonado facilita la sujeción de la media durante su colocación. Está equipado con un práctico cordón para ayudar a ponérselo. Polipropileno. Dimensiones: alto 25,5 x ancho 15,5 cm.

REF. 819011





SET DE 2 PARES DE CORDONES ELÁSTICOS P

> Ponte los zapatos de una vez por todas.

Gracias a estos cordones elásticos, puede quitarse y ponerse los zapatos sin atarlos. El sistema elástico aprieta automáticamente el calzado en el pie. Largo de cordón de 69 cm para cualquier zapato con un máximo de 4 agujeros.

COLOR	REF.
Negro	819064
Blanco	819065

CORDONES ELÁSTICOS QUICK P

> Se puede fijar con una sola mano

Estos cordones permiten un soporte excepcional del pie en el zapato sin nudos. Después de haber colocado previamente los 2 soportes en los lazos más altos, es suficiente, con una sola mano, fijar el lazo al soporte.

Longitud del cordón 120 cm, se puede cortar si es necesario.

Disponible en 3 colores: negro, blanco y gris.

COLOR	REF.
Noir	819204.NOIR
Blanc	819204.BLANC
Gris	819204.GRIS



DISPOSITIVO PARA ATAR SUJETADOR EASY BRA P

Este dispositivo para atar el sujetador es muy útil para mujeres con movilidad reducida de brazos. Te permite atar un extremo del sujetador y luego unirlo con el otro. Ideal para personas hemipléjicas o muy débiles que quieren seguir siendo autónomas para vestirse.


REF. 819060



ABROCHABOTONES Y CIERRA CREMALLERAS P

Este práctico utensilio facilita el abrochado de botones de camisa o pantalón gracias a su presilla especial. El gancho del otro extremo facilita las maniobras con las cremalleras. Cómodo mango ergonómico. Longitud 19 cm.

Peso 70 g.
RÉF. 819237



SET DE 6 ZIP-GRIP P

Enganche un Zip Grip en cada una de sus cremalleras existentes para un mejor agarre.

Diámetro del anillo 2,5 cm.

REF. 819042



QUITA CALCETINES


> Una herramienta versátil

La punta muy práctica de este quita calcetines para le permite quitarse los calcetines y las medias de compresión sin inclinarse. También le permite ponerse los zapatos sin esfuerzo sujetando el pie correctamente. Desmontaje en dos partes ideal para el transporte.

Longitud 59 cm.

Colores según la disponibilidad.

REF. 817001





PINZA CALZADOR P

Esta pinza también sirve como calzador para ponerse los zapatos sin agacharse. La pinza permite incluso sujetar el zapato con más firmeza para facilitar el gesto. ABS y aluminio. Largo 66 cm.

REF. 819082



DESCALZABOTAS P

Pequeña herramienta para hacer palanca con el otro pie y descalzarse más fácilmente. Estructura antideslizante. Longitud 13 cm.

REF. 819059

Novedad



CALZADOR FLAMINGO MADERA BLANCO

> 2 en 1: ideal para ponerse y quitarse los zapatos
> 1 lado de calzador y 1 lado de descalzador Equipado con un mango muy largo de 76 cm.

Este calzador se coloca en el suelo y se mantiene estable, ideal para agarrar fácilmente mientras se está de pie. Base 12,4 x 14,8 cm. Simple, elegante y rígido.

REF. 819225B



CALZADOR LARGO DE PLÁSTICO P

Este calzador ergonómico de mango larga le permite calzarse sin agacharse. Material plástico duradero. Largo 56 cm.


REF. 819047

CALZADOR LARGO DE METAL P

Calzador muy rígido y deslizante gracias a su estructura en metal antracita martillado. Su mango de espuma es muy cómodo y visible.

Longitud 60 cm.

REF. 819144



CALZADOR TELESCÓPICO P

Este práctico calzador te permite ponerte los zapatos sin agacharte. Usted elige la longitud de acuerdo a sus necesidades. Está equipado con una abrazadera para evitar que el zapato se mueva. Acero cromado y polipropileno.

Longitud de 54 a 75 cm.

REF. 819086



CAJA DE DENTADURAS ECONÓMICA

Caja de polipropileno con cierre y con bandeja de goteo interior extraíble. Se puede lavar en el lavavajillas. Dimensiones: Largo 9,5 x ancho 8,5 x alto 6 cm. Color blanco.

REF. 819001

**CAJA DE DENTADURAS POSTIZAS**

Diseñada para la higiene dental, nuestra caja de dentaduras está equipada con una cesta extraíble para organizar y retirar la dentadura postiza sin mojar los dedos. Alta capacidad. Dimensiones: 9 x 8 x 7,5 cm.

REF. 819162

**LIMPIADOR DE DENTADURAS POSTIZAS**

> Para la limpieza diaria

Las micro-vibraciones emitidas aumentan la eficiencia de remojo. Adecuado para la limpieza diaria de su dentadura postiza. También se puede utilizar para limpiar joyas. Funciona con 2 baterías LR6 no incluidas. Sesión de 15 minutos cada noche.

Dimensiones: 10 x 9 x 9 cm.

REF. 819093

**CORTAÚÑAS EASY**

Este cortaúñas de alta calidad tiene un agarre ergonómico para varios dedos. El ángulo de las tijeras es también muy práctico para los pies.

Largo. 22 cm. Peso 52 gr.

REF. 819049

**CORTAÚÑAS DE MESA**

Este cortaúñas, montado sobre una base de plástico, tiene una amplia y cómoda superficie de presión para su uso con toda la mano.

Utensilios de acero inoxidable de alta calidad.

REF. 819022

**CORTAÚÑAS SECURIT**

Cortaúñas muy práctico y cómodo gracias a sus grandes asas de agarre. Largo 9 cm. Peso 31 g.

REF. 819149



Wellys

CORTADOR DE PELO DE NARIZ

El cortador de pelo de la nariz es una herramienta muy práctica y fácil de usar con un diseño innovador. Cuchilla giratoria ideal para nariz y orejas. Tamaño pequeño adecuado para viajar. Funciona con una batería AA no incluida.

Dimensiones: 15 x 10 x 4 cm.

Peso 90 gr.

REF. 861150

Wellys

**ENFILAPULSERAS**

Un simple utensilio para ayudar a ponerse los relojes y pulseras con una sola mano, gracias a su pequeña pinza. Longitud 19 cm.

REF. 819217

**PINZAS DEPILACIÓN ERGONÓMICAS**

Esta pinza tiene un agarre amplio y cómodo para los dedos. Largo 10 cm.

REF. 819148



Wellys

**GANCHO PARA VESTIRSE**

Gracias a su gancho, podrá ponerse los abrigos y chaquetas con mayor facilidad. Está equipado con una punta antideslizante, que le da un mayor agarre a la prenda. Por otro lado, está equipado con un práctico calzador. Largo 61 cm.

REF. 819085



ASPIRADOR DE OÍDOS

El aspirador de oído es un dispositivo que reemplaza el bastoncillo de algodón. Especialmente recomendado para personas con oídos sensibles, aspira suavemente gracias a sus manguitos blandos con una superficie rugosa. Se suministra con 4 manguitos y un cepillo de limpieza.

Funciona con 2 pilas AA no incluidas.

Dimensiones: 14 x 10 x 6 cm. Peso 135 g.

REF. 819150



CALCETINES ANTIDESLIZANTES

> Cómodo y seguro

Calcetines cómodos con una capa antideslizante en la parte inferior. El revestimiento asegura que los calcetines se adhieran al suelo y no resbalen. Composición: 98% poliéster / 2% elastano. Lávese a 30°C. 2 tallas disponibles: 36-39 en azul celeste y 40-45 en gris.




Fabricado en Francia

TALLA	REF.
1 36-39	115072T1
2 40-45	115072T2

CALZADOR PARA PANTALONES

Herramienta muy útil para ponerse los pantalones sentado o de pie. Rápido y fácil de usar para ropa interior y pantalones. Ajusta totalmente la anchura del pantalón a su cintura.

2 tamaños disponibles: pequeño para anchos de cadera 30 a 37 cm y grande para 37 a 44 cm.



MODELO	REF.
Pequeño	819234S
Grande	819234L



UTENSILIOS ERGONÓMICOS


Este peine y cepillo de pelo de mango largo te permite peinarte sin hacer grandes esfuerzos. Mango ergonómico y suave sin látex. Set lavable. Longitud aproximada de 40 cm.

MODELO	REF.
Peine	819087
Cepillo de pelo	819088

BASTONCILLOS DE SILICONA

Estos bastoncillos de algodón de silicona ecológicos pueden reutilizarse una y otra vez, sustituyendo por fin a los bastoncillos de algodón desechables que acaban en la basura a los pocos segundos. El fino cepillo con microláminas limpia el oído con suavidad y eficacia. La segunda punta en forma de cucharita es ideal para eliminar las partículas de suciedad más grandes. Fácil de lavar después de su uso. Longitud 8 cm.

REF. 819228



EXTENSOR DE MADERA PARA ZAPATOS

Ideal para hacer un zapato más flexible y ancho. Viene con 5 cabezales de plástico para personalizar la ampliación del zapato. Estructura de madera maciza y acero.

REF. 819215





MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL SIMPLIFICADO **P**

> Sustituye a los antiguos mandos a distancia

> Ofrece una correa de muñeca

Este mando a distancia te hace la vida más fácil para las órdenes más simples. Teclas de alto contraste. Diseñado ergonómicamente para ser colocado en posición vertical o recogido más fácilmente mientras se está recostado. Material ABS. Dimensiones: 5 x 2,8 x 15 cm. Peso 70 gr. Funciona con 2 pilas LR3 (no incluidas). Garantía de 3 años.

REF. 817158



HACER MÁS FÁCIL LA JARDINERÍA

Herramientas equipadas con un mango ergonómico en forma de L para facilitar el movimiento. Gracias a esta forma, los movimientos son más firmes, mientras que al mismo tiempo se limita el esfuerzo. ABS, TPR y acero inoxidable.

1 RASCADOR CON MANGO MUY LARGO

Rascador de jardín con mango largo de acero inoxidable. Esta longitud le permite cultivar el jardín de pie. Dimensiones: Largo. 83 x ancho. 10 x alto. 15,5 cm. Peso 543 gr.

2 AZADA DE MANGO MUY LARGO

Azada de jardín equipada con un largo mango de acero inoxidable. Esta longitud le permite cultivar el jardín mientras permanece de pie. Dimensiones: L. 86,5 x An. 8 x Al. 15,5 cm. Peso 566 gr.



REF.

1	814004
2	814005



MÁX.
130 kg.

ASIENTO DE JARDÍN CON RUEDAS

Gracias al asiento con ruedas, podrá realizar sus trabajos de jardinería cómodamente sentado, en lugar de arrodillarse. La bandeja bajo el asiento para llevar el material. Tubo de acero y ruedas de plástico.

Dimensiones: Longitud 52 x profundidad 41 x altura 40 cm. Peso 3,6 kg.

REF. 817285



MÁX.
100 kg.

TABURETE PARA JARDÍN Y PROTECTOR DE RODILLAS **P**

Una herramienta muy práctica para sus diferentes tareas de jardinería. Sirve como un taburete estable para podar los arbustos. Al invertirlo, se convierte en un protector de rodillas para trabajar el suelo sin dolor. Acolchado de doble de espuma flexible resistente a la humedad. Estructura de acero con recubrimiento de epoxi. Plegado plano muy práctico para el almacenamiento. Dimensiones: long. 63 x prof. 26 x altura 49 cm.

REF. 817236

RODILLERAS DE ESPUMA VISCO **P**

Protectores de rodilla muy cómodos gracias a su acolchado de espuma viscoelástica con memoria de forma. Perfecto para la jardinería o cualquier otra actividad que requiera arrodillarse. Ajustable por velcro y lavable.

Dimensiones: 3,5 x 21,5 x 18 cm.

El par.

REF. 817284





ROLLO DE CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE P

Este rollo de cinta adhesiva antideslizante se adhiere a todas las superficies interiores y exteriores limpias, evitando así los pasajes resbaladizos o peligrosos. Muy resistente al desgaste y a las variaciones de temperatura. Tejido esmerilado. Dimensiones del rollo: Largo 9 m x Ancho 5 cm. Color negro.


REF. 817205



PROLONGADOR DE LA MANILLA DE LA PUERTA

Esta extensión facilita el manejo de las manillas de las puertas al proporcionar un agarre claro, antideslizante e más bajo, ideal para personas en silla de ruedas. También se puede utilizar para algunas ventanas. Aluminio pintado.

REF. 837145



TOMAS DE CORRIENTE MULTICOLOR

> Se suministra con pegatinas autoadhesivas

> Interruptores de luz individuales

Para facilitar la localización de las conexiones de los distintos dispositivos de manera que se puedan desconectar cuando se desee. Los interruptores están disponibles para cada tomacorriente para administrar fácilmente su consumo. Dimensiones: Longitud 29 x profundidad 7,5 x altura 4 cm. Cable de 1,50 m. Viene con pegatinas autoadhesivas

REF. 819170



GIRA 3 LLAVES P

> 3 llaves montadas en un mango grande
> Llaves plegables

Girar una llave en la cerradura puede ser una fuente de dificultades. Este mango grande le permite hacer el movimiento con la mano completa.

Largo 12 cm.

REF. 817059



Producto más robusto

CERRADURA EXTERIOR

Cerradura que se fijará en la pared exterior, con un código de 3. 10 códigos grabables para dar acceso a personas de confianza, cuidadores, etc. Dimensiones: 10,5 x 6,5 x 6 cm. Aleación de zinc y aluminio.

REF. 817161



IZIDOOR P

> Accionador de puerta sin contacto

Una herramienta muy práctica para poner en la puerta. El mecanismo de deslizamiento permite que las puertas se abran con el brazo. Una medida de barrera efectiva y económica. Material ABS.

Hasta final de existencias.

REF. 837191

Fabricado en Francia



BOTELLA CON PASTILLERO P

> Muy completo: almacenar, moler, cortar y beber

Este utensilio muy completo le permite llevar consigo en sus viajes y transportar todas sus medicinas. Tiene 4 compartimentos de almacenamiento en la tapa. Permite, gracias a su base, aplastar o cortar los medicamentos demasiado grandes para tragárselos. El conjunto en una botella herméticamente cerrada y equipada con una correa de transporte. Apto para lavavajillas hasta 70°C. No hay microondas. Color blanco. Dimensiones: 75 x 75 x 215 mm. Peso 257 g. Capacidad 34 cl.

REF. 817297




TUBO PORTACIGARRILLOS

> Una herramienta muy útil para evitar tener que sostener el cigarrillo.

Tubo portacigarrillos adaptado a un cenicero para mayor seguridad.

REF. 817042



PAR DE TIJERAS

> Vuelven a la posición abierta por su cuenta

Este par de tijeras de calidad le permitirá hacer su trabajo diario. Después de cada corte, no es necesario volver a abrir las cuchillas, ya que éstas vuelven por sí solas.
Largo 23 cm.

MODELO	REF.
Diestros	819007
Zurdos	819012

TIJERAS DE MESA

Equipadas con grandes apoyos antideslizantes para uso con una sola mano, estas tijeras de mesa vuelven solas a la posición abierta.
Largo 11 cm. Se entrega con bolsa con cremallera.

REF. 819008



JUEGO DE 16 PINZAS DE LA ROPA JUMBO

Muy fácil de manejar e instalar, con un agarre ancho y cómodo. Colores brillantes para una fácil identificación visual. Empuñadura antideslizante.

Tamaño grande 9 cm. Juego de 16.

REF. 819325



AGUJAS MÁGICAS

Enhebrador de hilo con espacio abierto para facilitar el paso del hilo. Luego lo retiene como una aguja clásica. Ojal dorado para facilitar el deslizamiento.

El juego de 12 incluye 3 agujas de 35 mm, 4 de 38 mm y 4 de 42 mm.

REF. 819092



Wellys



PINZA HANDY GRABBER PARA USO CON 2 MANOS

Esta práctica pinza de agarre le permite operar con ambas manos. Gracias a la palanca que sobresale del mango, la segunda mano puede ayudarlo. Doble mandíbula antideslizante. Largo 80 cm.

REF. 817164

JUEGOS DE CARTAS

SET DE 54 NAIPES GIGANTES

Dimensiones: 13 x 9 cm.

REF. 851004



SOPORTE DE NAIPES CURVO

Soporte de naipes ideal para facilitar la colocación de las cartas. Ligeramente curvado. Largo 30 cm. Altura 4 cm.

REF. 851013

SET DE 54 NAIPES OPTIC

Tamaño estándar.

REF. 851021



SET DE 2 SOPORTES DE NAIPES

> Para ser sostenido o colocado

Este soporte le permite deslizar sus cartas y sujetarlas firmemente sin ningún esfuerzo. También se mantiene de pie en la mesa para facilitar aún más su uso.

Dimensiones: 20 x 10 cm.

REF. 851020





PINZA ERGO REACHER P

- > No te levantes más para agarrar tus cosas
- > Elección de mordazas verticales u horizontales

Nuestra pinza Ergo Reacher es una herramienta ligera e indispensable para coger sus libros y revistas, cajas almacenadas demasiado altas o pequeños objetos metálicos que han caído al suelo. Esta pinza está equipada con una mandíbula antideslizante con una amplia abertura y un imán en su extremo. Su manejo es sencillo e indoloro, ya que el mango se maneja con toda la mano y la mandíbula se posiciona horizontal o verticalmente, dependiendo de los objetos que se vayan a recoger. 2 longitudes disponibles.



LONG.	PESO	REF.
67 cm.	180 g.	817067
76 cm.	200 g.	817068



PINZA DE PRECISIÓN P

- > Mordazas blandas y antideslizantes

Nuestra pinza permite coger fácilmente todos los objetos, incluso los más pequeños y finos. El material utilizado y la suavidad de las puntas facilitan el agarre de precisión. Su cabezal se puede girar en función de los objetos a agarrar. Dimensiones: Longitud 81 cm. Peso 215 g.

REF. 817294



PINZA PLEGABLE CLASSIC P

- > Garantía de por vida

Nuestra pinza de agarre Classic se pliega por la mitad para que sea fácil de guardar en su bolso. Le permite coger objetos desde una silla de ruedas. Hecho de una aleación ultraligera con un mecanismo de garantía de por vida.

Longitud total desplegada 65 cm, longitud plegada 40 cm. Peso sólo 290 gr.

REF. 817213



Auto-bloqueo: no es necesario apretar el gatillo

PINZA BLOC-SOFT P

- > Garantía de por vida
- > Bloqueo en posición cerrada

Esta pinza le ofrece toda la precisión y comodidad que necesita para coger objetos lejanos de su silla. Tiene un mango de gel ultra cómodo, una empuñadura de goma muy precisa, incluso para coger objetos pequeños, y una ligereza extrema. Su sistema de bloqueo en posición cerrada le permite dejar de apretar el mango una vez que haya cogido el objeto. Abrazadera

ajustable en posición horizontal o vertical. 2 longitudes a elegir. Peso 307 y 330 gr.

LONG.	PESO	REF.
65 cm.	307 g.	817214
82 cm.	330 g.	817215



Mango de gel ultra suave





PEQUEÑA LUPA CON LUZ ECO

Esta pequeña lupa difunde una luz blanca adicional para leer cómodamente. Aumento x2. Se suministra con pilas de botón. Diámetro de la lupa 5 cm. Largo. 15 cm.

REF. 819032



LUPA DE GRAN AUMENTO

> Aumento de 3,25

Esta lupa de alta calidad con mango le permite leer caracteres muy pequeños a gran escala. Una lente adicional se coloca en el mango para trabajos más difíciles.

Diámetro de la lente 4 cm. Transparente.

Largo 11 cm.

REF. 819076

LUPA DE BOLSILLO CON LUZ P

Una pequeña lupa iluminada con cremallera que es muy práctica para llevar en el bolsillo y siempre a mano. Lupa retráctil en el mango para una fácil protección y almacenamiento. Alto confort de lectura gracias a su LED de 3,5 lúmenes.

Lupa parte 5,1 x 5,1 cm con aumento x2 + bifocal x6. Funciona con 2 pilas AAA incluidas.

REF. 819113



JUEGO DE 2 LUPAS DE GRAN FORMATO

Hojas ligeras (85 g) con dimensiones de 25,5 x 18,2 cm y un aumento de x2.

REF. 817035



LUPA TAMAÑO A4 P

Una lupa rígida de acrílico del tamaño de una página, ideal para leer el periódico o hacer crucigramas. Tamaño A4 aproximadamente. Aumento X2.

REF. 819112



LUPA UNIVERSAL LUMINOSA

> Lente de gran formato con 6 leds

> Aumento de 2,5

Lupa de forma generosa para una lectura cómoda. Fácil de manejar y ligero. Campo de visión iluminado 17 lúmenes.

Diámetro útil: 8,5 cm. Diámetro total 10,9 x Longitud 23,5 cm. Peso 188 gr con pilas. Funciona con 2 pilas AA no incluidas.

REF. 819002



LUPA DE LECTURA LUMINOSA

> Aumento x4

> Cómoda luz de 3 leds

Esta lupa de lectura luminosa le acompañará a todas partes gracias a su práctica cubierta protectora. Con un simple empujón en el contorno de la lupa, ésta se ilumina y dispone de una luz de fondo muy cómoda para la lectura. Aumento x4. Cómoda lámpara de 3 leds.

Funciona con 2 baterías CR2016 incluidas. Diámetro 9,2 cm. Altura 5 cm. Peso 268 g.

REF. 819105



LUPA CON ESCALA P

Arrastre esta lupa sobre su hoja y leerá directamente con una ampliación de x2. Cómoda empuñadura. Largo 20 cm. Escalas en cm y pulgadas.

REF. 819114



MAXI-LUPA CON LUZ Y SOPORTE**> Base ponderada para la comodidad de uso**

Esta maxilupa le permitirá leer cómodamente el periódico o el libro con ambas manos, sin tener que sostener la lupa. Su altura es adecuada para leer estando sentado. Equipado con un mastil flexible y orientable, 12 leds (50 Lumens) y una gran superficie de lectura: 25,5 x 19 cm. Altura 148 cm. Alimentación de la red eléctrica. Peso 5 kg
REF. 817084

**LUPA CON LUZ SUPRA P****> Diámetro muy grande para un alto confort de lectura**

Lupa de alta calidad con mango ergonómico equipada con iluminación LED muy cómoda para el lector (3,5 lúmenes). Diámetro muy grande 12,7 cm. Lente de aumento x2 con bifocal x6. Funciona con 1 pila AAA incluida.

REF. 819009**LUPA ELECTRÓNICA PC Y TV P**

Práctica y funcional, nuestra lupa electrónica le permite leer en un ordenador o en la pantalla de un televisor conectando el cable USB o AV de su elección. Listo para usar en la televisión o descargando un software proporcionado en un PC. Equipado con LEDs blancos para llevar la luz al soporte. Potencia de ampliación x6 (pantalla de 17") o x13,5 (pantalla de 32"). Sensor CMOS. Resolución 640 x 480 píxeles. Modo de color real. Realiza capturas de pantalla. Alimentación por cable USB o 3 pilas AAA no incluidas. Dimensiones: 10 x 7 x 12,5 cm.

Peso 330 gr.
Hasta final de existencias.

REF. 819202**LUPA DE PÁGINA COMPLETA P**

Esta lupa grande tiene patas plegables de 10 cm de altura para una fácil lectura en una mesa. También se puede colgar del cuello con el cordón suministrado, para trabajar con las manos libres. PVC negro. Dimensiones: 23 x 16 cm. Peso 240 gr. Aumento x2.

REF. 819152

Wellys

**LUPA CON LUZ 3 EN 1****> Tacto suave antideslizante**
> Dimensiones generosas

Esta lupa CON LUZ tiene 3 longitudes focales diferentes: x2 para la más grande, luego x9 y x16 para la más pequeña. Equipado con 4 leds + 1 luz ultravioleta. Mango ergonómico. Vidrio óptico. Material ABS. Dimensiones: 19,5 x 7,5 x 2,5 cm. Funciona con 4 baterías LR1130 suministradas.

REF. 817083**LUPA ELECTRÓNICA PORTÁTIL MEMORYS P****> Aumento de hasta 14x y adaptabilidad del color**
> Función de toma de fotografías

Lupa electrónica compacta y ligera con una gran pantalla de 11 cm con 7 modos de visualización en color para adaptarse a todas las necesidades. 4 LEDs blancos en la parte trasera y un aumento de x3 a x14 permiten una mejor legibilidad del soporte. Tienes la posibilidad de hacer y guardar fotos en una tarjeta SD (hasta 32 GB no incluida) o leer en su televisor conectándolo por cable. Batería recargable, hasta 2 horas de autonomía.

Se suministra con su cable de carga, cable de TV, funda de TV y una bolsa de almacenamiento y un paño de limpieza.

Dimensiones: 12,5 x 8,5 x 3,5 cm. Garantizado por 3 años.

REF. 819185**LUPA AJUSTABLE CON 3 AUMENTOS**

Esta lupa compacta se ajusta instantáneamente a 3 aumentos diferentes (x10 / x15 / x20). Puede colocarse sobre una mesa o sostenerse en la mano. Los 4 LED proporcionan una iluminación óptima. El mango gira 180° y se pliega. Funciona con 4 pilas AG10 (incluidas).

Pesa 165 g. Dimensiones: 9,5 x 8,7 x 4,5 cm. Campo de visión: 5,3 x 4,6 cm.

REF. 819096



BOLÍGRAFO ERGONÓMICO

> Bolígrafo recargable ultraligero

Gracias a su bajo peso y a su forma ergonómica, este bolígrafo le permite escribir sin esfuerzo con la posición correcta de los dedos. Se suministra con tapa.

REF. 819039



JUEGO DE 6 TUBOS DE ESPUMA ERGO

Estos 6 tubos de espuma de 30 cm de longitud se adaptan a sus diferentes utensilios para agrandar el mango suavemente gracias a su diseño de espuma blanda. El juego de 6 está compuesto por :

- 2 piezas grises (diámetro interior 6, exterior 25 mm),
- 2 piezas verdes manzana (diámetro interior 9, exterior 29 mm)
- 2 piezas verdes (diámetro interior 19, exterior 29 mm).

REF. 817029



JUEGO DE 4 EMPUÑADURAS DE CONFORT


Empuñaduras flexibles para colocar la mayoría de los bolígrafos de tamaño estándar para adaptar una empuñadura ergonómica.

REF. 819038

GAFAS DE AUMENTO Y PROTECCIÓN

Gafas de lectura ideales para el trabajo y el hogar: filtran la luz azul nociva de ordenadores, tabletas y smartphones. Gracias a su función de aumento (2,5 dioptrías), podrás ver la letra pequeña sin esfuerzo. Se entregan con un estuche azul. Montura de policarbonato y lentes de carbonato de alidiglicol. Color azul. Peso 39 g.

REF. 819229



Ideal como gafas auxiliares

GAFAS MULTIFOCALES

Este innovador modelo funciona igual que las lentes progresivas, ofreciendo una visión óptima a corta, media y larga distancia. Con su suave transición de arriba a abajo, estas gafas ofrecen una zona de visión más flexible que las versiones tradicionales: de +0,25 a +3,0 dioptrías en la zona inferior. Color negro mate, ligeras y modernas. Se entregan con un estuche negro. Montura de policarbonato y lentes CR-39.

Peso: 37 g.

REF. 819230



LÁMPARA WOOD TOUCH

> Lámpara de ambiente o de lectura

> 3 niveles de intensidad de luz

Esta delgada lámpara con efecto de madera quedará bien en cualquier interior y hará que leer sea un placer. Gracias a su funcionamiento con pilas (o cable USB), podrá llevarla a todas partes. Con un simple toque del dedo, podrá elegir entre 3 niveles de iluminación (hasta 100 lúmenes). Fabricado en plástico. Dimensiones plegado: 7,8 x 7,8 x 24,8 cm. Se suministra con cable USB (cargador no incluido). También funciona con 2 pilas AA (no incluidas).

REF. 819232



LÁMPARA DE CUELLO

Esta lámpara flexible le permite tener las manos libres cuando realiza trabajos manuales o lee. Muy estable. Funciona con 2 pilas AAA no incluidas.

Longitud 57 cm.

REF. 819071

ILUMINACIÓN AUXILIAR PARA LA LECTURA

Una pequeña luz auxiliar para enganchar en su libro, orientable, ajustable para facilitar la lectura. Luz muy confortable con 6 LEDs regulables en 2 niveles de luminosidad. 28 lux. Funciona con 3 pilas AAA incluidas.

REF. 819109





LÁMPARA DE ESCRITORIO

> Lente de alta calidad de vidrio óptico

El brazo de esta lámpara de escritorio se inclina para adaptarse a sus necesidades. La gran lente de 10 cm de diámetro es de vidrio óptico con un aumento x2, con una inclusión de x4. Para un óptimo comodidad, 40 LED rodean la lente y difunden una luz blanca muy agradable. Dimensiones sin plegar: 15 x 17,6 x 30 cm. Alimentación eléctrica.

REF. 819233

RELOJ SILENCIOSO CONTRASTE P

Reloj que ofrece una excelente legibilidad, gracias a sus números amarillos sobre fondo negro. Movimiento muy silencioso ideal para una habitación. Movimiento de cuarzo, caja ABS y cristal mineral. Diámetro 30 cm o 40cm. Espesor 3 cm.

DIÁMETRO	REF.
1 30 cm	817249
2 40 cm	817288



RELOJ FOSFORESCENTE

> Movimiento radio-controlado

Este gran reloj fija a la hora por sí mismo. Fosforescente, sus manecillas y números son muy visibles en la oscuridad. Estructura de aluminio pulido. Funciona con 1 pila AA no incluida. Diámetro 29,5 cm. Espesor 5 cm.

REF. 817237



SOPORTE DE LECTURA P

Con este medio de lectura puede llevar su libro a donde le plazca. La banda elástica en la tabla permite que el libro se mantenga abierto. Base metálica y tabla basculante en PVC. Ideal en un sillón o en tu cama. 3 alturas ajustables: 40/45/50 cm. Anchura entre las patas: 48 cm. Peso 630 g. Dimensiones de la tabla 36 x 22 cm.

REF. 819056



SOPORTE DE LECTURA CLÁSICO P

> Una posición de lectura cómoda

Este medio de lectura acomoda la mayoría de sus revistas y libros para permitirle leer sin esfuerzo. Los 2 enganches en el frente permiten sostener las páginas. Su inclinación puede ser ajustada de acuerdo a sus deseos. Almacenamiento plano muy práctico para el transporte.

Dimensiones: 30 x 24 cm.

REF. 817041



Almacenamiento plano

PORTA-LIBROS ECO

Un pequeño, muy estable porta-libros y plegable para guardarlo. Equipado con 2 pestañas ajustables para sujetar las páginas. Ideal para leer sus revistas y libros sin necesidad de sujetarlos.

Dimensiones: ancho 17,5 x alto 26,5 cm.

Peso 180 g.

REF. 819110



TELÉFONO SAFY 3 THOMSON P**> Teléfono con cable con teclas grandes**

Equipado con 2 atajos de llamadas con foto y botón SOS. Botón de llamada. Teclas grandes. Aumento del volumen del teléfono. Luz indicadora de llamada. Compatible con la caja de ADSL

REF. 817089**TELÉFONOS AMPLIFICADOS****TELÉFONO SWISSVOICE XTRA 1110 P****> Teléfono amplificado****> 6 fotos con acceso directo**

Teléfono de botones grandes muy sencillo y práctico. Tiene memorias directas. Función de manos libres. Función de ecualizador de voz en el auricular + Refuerzo de voz en el auricular + Refuerzo de audio +30dB. Amplificación de hasta 85 dB compatible con audífonos. Luz indicadora del timbre.

REF. 817088**TELÉFONO BIG TEL 40 PLUS P**

Teléfono que combina un teclado con teclas de gran tamaño y 6 teclas de acceso directo programables. El volumen se amplifica hasta 40 dB y el timbre hasta 90 dB. Compatibilidad con los audífonos.

Destello visual en la recepción de la llamada. 10 memorias.

Dimensiones : 175 x 205 x 80 mm. Peso 585 gr.

Dos colores disponibles: negro y silver.



COLOR	REF.
Silver	817263
Negro	817263NOIR

TELÉFONO INALÁMBRICO AMPLIDECT 295 GEEMARC P

Teléfono inalámbrico digital amplificado con 10 teclas de memoria de fotos de acceso directo programables y contestador automático integrado. Volumen de escucha amplificado hasta 30 dB compatible con audífonos, y timbre ajustable de 5 niveles + destellos sonoros.

50 memorias. Función manos libres. Contestador automático con 14 minutos de grabación y recuperación remota. Posibilidad de añadir terminales compatibles.

Alcance 50 m.

Dimensiones combinadas 172 x 55 x 25 mm y base 136 x 91 x 105 mm.



	GEEMARC	REF.
1	Amplidect 295	817264
2	Combiné supplémentaire	817271
3	Combiné supplémentaire photo	817273

**TELÉFONO AMPLIDECT 295 COMBI GEEMARC P****> Con contestador automático integrado**

Conjunto que consiste en un dispositivo con cable con 3 teclas de acceso directo con foto, equipado con un contestador automático y una pantalla LCD. Está asociado con un dispositivo inalámbrico DECT. Volumen de escucha amplificado, compatible con los audífonos. Teclas grandes. Presentación de nombres en ambos teléfonos. Agenda de 50 números.

REF. 817053**CONJUNTO BIG TEL COMBO 1580 P**

Conjunto que incluye un terminal inalámbrico y un teléfono de sobremesa con contestador automático integrado.

Volumen de escucha amplificado hasta 35 dB compatible con audífonos, y timbre ajustable en 5 niveles hasta 90 dB + alarma visual. Visualización de números. Muchas características técnicas adicionales. Directorio compartido de 100 números. Función de manos libres.

El teléfono fijo tiene 3 botones de marcación rápida, un contestador automático integrado con botones grandes (hasta 60 minutos de grabación). Función de bloqueo de llamadas.

REF. 817105

TELÉFONOS MÓVILES

TELÉFONO MÓVIL KONROW

Teléfono móvil con botones grandes. Pantalla QQVGA de 2,8" con cámara VGA. Botón SOS en la parte posterior. Menú simplificado. Función Bluetooth 3.0. Manos libres. Memoria RAM de 48 MB. Batería de 1700 mAh. Doble SIM. Red 4G. Se entrega con base de carga. Dimensiones: 143 x 58 x 13,6 mm. Peso: 116 g.

REF. 817085



TELÉFONO INTELIGENTE AMPLICOMMS M510

Mantente en contacto con este smartphone fácil de usar, que incluye un menú WhatsApp preinstalado. 2 opciones de menú a elegir: Swissvoice ultrasimple o Android simplificado. 3 botones de llamada directa con fotos de contactos favoritos. Tecla SOS para asistencia. Envío simplificado de WhatsApps, SMS y MMS. Cámara de 8MP / 5MP selfie, Youtube preinstalado, Google Play. Cuatribanda 4G LTE. 2GB Ram / 16 GB Flash. Dimensiones: 151 x 70 x 11 mm. Peso: 165 g. Bluetooth 5.0 / Wifi 2.4 y 5GHz.

REF. 817324



TELÉFONOS CON LLAMADAS DE EMERGENCIA

TELÉFONO AMPLIDECT 295 SOS PRO

Conjunto compuesto por 2 receptores :

- Un terminal con contestador automático incorporado de 15 minutos que puede ser consultado a distancia. Volumen de llamada hasta 75dB en el auricular y 80dB en la base. Volumen de recepción de hasta +30dB compatible con audífonos. Función de localización del teléfono.
- Un botón de SOS que puede tomar las llamadas entrantes y puede marcar 2 memorias directas. El botón SOS envía una llamada a hasta 4 números de emergencia. Control de volumen del altavoz. Tiempo de espera 60h, uso 5h. Alcance interior 30 m.

REF. 817090



TELÉFONO CON ASISTENCIA FYSIC

Teléfono con cable y transmisor de alarma SOS inalámbrico, con contestador automático integrado, gran pantalla retroiluminada y pantalla de llamada entrante iluminada. 3 botones de llamada con fotos, teclado XXL, volumen de timbre amplificado (+24dB).

Función manos libres. Memoria para 50 contactos. Botón de emergencia SOS inalámbrico para llamadas y recepción manos libres y 2 botones de llamada directa, alcance de 50 m. Estación de carga, cable para el cuello y clip para el cinturón incluidos. El teléfono funciona con adaptador (incluido).

REF. 817332

Novedad



DESPERTADORES PARA DISCAPACITADOS AUDITIVOS

RELOJ DE ALARMA VIBRACIÓN BLANCO

> Vibrador compacto sin cables

> Potentes alarmas

Reloj de alarma diseñado para personas con discapacidad visual o auditiva. Gran pantalla LED blanca sobre fondo negro para un contraste y una legibilidad perfectos. Vibrador inalámbrico con 3 niveles de intensidad, puede colocarse en el suelo o en el baño, junto a la cama o que se puede meter fácilmente en un bolsillo. Tono de llamada ajustable (85 y 102 dB). Modo de vibración/sonido. Botones y rueda ergonómica. El despertador funciona con la red eléctrica o con pila CR2032 suministrada, en caso de fallo de la corriente, mientras que el vibrador requiere 3 pilas AAA no suministradas. Dimensiones del despertador: 15,5 x 6,5 x 10 cm - Vibrador: 7,5 x 9 cm. Color negro. 3 años de garantía.

REF. 819186



DESPERTADOR WAKE'SHAKE VOYAGER

> Despertador autónomo con vibración

Reloj despertador con potente alarma (2 niveles hasta 75dB) y potente alarma vibratoria de 2 niveles. Para llevar a todas partes en los desplazamientos y en los viajes. Funciona con 2 pilas AA y 1 AAA. Indicador de nivel de batería. Dimensiones: 95 x 95 x 35 mm. Peso 158 gr.

REF. 819027



DESPERTADOR PARA DISCAPACITADOS VISUALES

RELOJ DESPERTADOR CON GRANDES NÚMEROS PARLANTES

Este despertador es muy fácil de usar: pulsando un solo botón, anuncia la hora y la temperatura exactas. Usted ajustará la hora sin errores gracias al anuncio de las horas y los minutos.

Función de alarma. Movimiento de cuarzo. Dimensiones: 12 x 6.2 x 11 cm. Aluminio/negro. Peso 180 gr. Funciona con pilas.

REF. 817109



DESPERTADOR POR VOZ

> Tamaño compacto ideal para mesillas de noche

Anuncio de la hora, los minutos y la temperatura ambiente con sólo pulsar un botón (snooze). 3 tipos de sonidos de alarma. Pantalla LCD retroiluminada para ver fácilmente la hora. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas).

REF 817328



Novedad

RELOJ DIGITAL PARLANTE

> Volumen 84 dB

Función de voz, anuncio de fecha y hora. Función de alarma programable. Ayuda para la configuración mediante anuncio de voz. Diámetro 39,5 mm. Peso 32 g.

REF 817329



RELOJ PARLANTE AMPLIFICADO

Correa de imitación de cuero y esfera de cristal. Función vocal de calidad con voz femenina clara y nítida 84 dB. Función de calendario y alarma. Peso 80 g.

REF. 817077



RELOJ PARLANTE ANALÓGICO

Un reloj clásico con caja de metal y correa de cuero. Indica claramente la hora y el día simplemente pulsando el botón correspondiente. Función de alarma y calendario.


REF. 817196



AYUDA AUDITIVA CLASSIC ECO

Amplifica los sonidos de su entorno. Amplificación máxima de 40dB con control de volumen de 1 a 4, frecuencia de 200 a 5000 Hz. Viene con 3 tapones de oído + 3 pilas de repuesto. Uso ocasional.

REF. 819158




AURICULARES DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO

> Excepcional y cómoda conducción del sonido

Este pequeño auricular le permitirá escuchar mejor las conversaciones de sus seres queridos o la televisión. No te aísla de tu entorno, sino todo lo contrario. Auriculares recargables por cable USB. Auriculares conectables a la mayoría de los dispositivos de audio (jack). Dimensiones: 14 x 15 x 3,5 cm. Sólo 60 gr.

REF 819103



Novedad



AMPLIFICADOR IBT10 GEEMARC

Esta caja amplificadora de audio Bluetooth ofrece 2 modos de escucha diferentes: con los auriculares incluidos o con el aparato en posición T gracias al collar magnético. Se pueden conectar 2 dispositivos Bluetooth. Control de volumen hasta 30 dB. Control de tono. Alcance inalámbrico de 10m.

Puerto de carga USB tipo C. Funciona con batería integrada de 500mAh Li-poly. Bluetooth versión 5.0 multipunto, funciona con teléfonos móviles iOS/ teléfonos móviles Android u otros dispositivos Bluetooth (TV, PC...).

Dimensiones: 7,2 x 3,2 x 1,7 cm.

REF. 819245



Novedad

AMPLIFICADOR DE SONIDO SERENITY

Eficaz, amplifica los sonidos en más de 35 dB. Amplifica las frecuencias cubriendo toda la gama de sonidos, desde los tonos más graves a los más agudos. Dispone de 1 modo estándar y 1 modo para uso en entornos ruidosos. Cómodo, se ajusta al cuello y pesa sólo 28 gramos.

Económico, está equipado con una batería recargable que ofrece hasta 80 h de autonomía, es decir, ¡de 1 a 2 semanas de tranquilidad antes de tener que recargarlo!

Dimensiones: 18,6 x 13,8 x 3,8 cm.

REF. 819246

AMPLIFICADOR DE ESCUCHA GEEMARC

> Cabe en el bolsillo

Este amplificador de escucha está equipado con un micrófono de alta sensibilidad que amplifica los sonidos ambientales, lo que permite a una persona con discapacidad auditiva seguir una conversación y participar en ella.

En la posición T, el LH10 es un receptor que capta los campos magnéticos generados por los bucles de inducción utilizados en algunos cines y salas de conferencias, y los transmite como señal audible.

Volumen acústico máximo de 120 dB, volumen hasta 30 dB. Batería de litio recargable, tiempo de funcionamiento de 8 a 10 horas.

Peso 100 g.

REF. 819235




RODILLO ADHESIVO LUMINISCENTE

> Para posicionarse en cualquier lugar

Permite asegurar pasajes peligrosos o mal iluminados. Pegue una tira luminiscente en las esquinas de los muebles, los soportes de los escalones, los interruptores de los electrodomésticos... para que se distinguen más claramente. Rollo de 2 metros

REF. 819053

**CINTA ANTIDESLIZANTE Y FLUORESCENTE**

Gracias a su revestimiento rugoso, garantiza un paso firme en todas las superficies lisas. La tira fluorescente garantiza la seguridad en la oscuridad. Ideal para sus escaleras en interiores y exteriores. Alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV.

Rollo de 3 m x 5 cm fácil de cortar.

REF. 817245

**CASQUILLO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO**

Convierta cualquier bombilla en una luz con sensor de movimiento con nuestro casquillo. El encendido automático hace que los pasillos oscuros o las habitaciones sean más seguras. Muy económico, sin necesidad de pulsar un botón y sin olvidar encender la luz. Detección 5 m a 360°. No incluye bombilla con rosca E27.

REF. 819119

**LÁMPARA LED AUTOMÁTICA**

> Garantiza tu seguridad al levantarte por la noche

Colocada debajo o al lado de tu cama y gracias al sensor de movimiento integrado, la luz se enciende automáticamente e ilumina tus pasos. Ideal para iluminar el suelo sin molestar a su pareja, como luz de orientación para las escaleras o como luz nocturna en la habitación de los niños. Requiere 3 pilas AAA (no incluidas). Altura 12,5 cm.

REF. 819219

**LUZ NOCTURNA DE BAJO CONSUMO**

Ideal para uso nocturno, esta luz nocturna le mantendrá seguro allá donde vaya por la noche. Tamaño compacto para que no estorbe a los muebles de alrededor. Luz LED azul de bajo consumo: sólo 1 vatio. Botón de encendido/apagado. Dimensiones: 7,5 x 7,1 cm.

REF. 819239

Novedad

**LINTERNA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA**

Esta linterna está equipada con un sensor que dispara automáticamente una potente ignición (15 LEDs ultra blancos) cuando se detecta movimiento a 2/3 metros. También sirve como linterna en su extremo (5 potentes LEDs).

Tiempo de iluminación después de la detección: 25+5 segundos. Distancia de detección: 2 a 3 m. Batería de iones de litio recargable en la base suministrada. Peso 176 g. Dimensiones: 15 x 5 x 3,5 cm.

REF. 819120

**LUZ NOCTURNA RECARGABLE**

> Una linterna siempre a mano

> Se enciende como luz nocturna cuando hay poca luz ambiental

Ideal para la noche, este conjunto de linterna y luz nocturna hará que todos sus movimientos nocturnos sean más seguros. La luz nocturna está equipada con un detector de oscuridad. Una luz suave y cálida se enciende cuando la luz ambiental es baja. La base de la luz nocturna alberga una linterna que se recarga por inducción.

En cuanto se retira la linterna de la base, se enciende automáticamente. Un botón te permite apagarla y encenderla de nuevo, o incluso activar una señal de SOS si lo necesitas. Color blanco. Dimensiones: 16,5 x 10 x 4,8 cm.

REF. 819322



RELOJ SEMANAL EASY

Reloj que indica la hora exacta, pero también el día de la semana gracias a una aguja diferente. Le permite encontrar su camino más fácilmente en el tiempo. Fácil de leer gracias a los grandes números. Marco de aluminio y otras partes de plástico. Diámetro de 30 cm. Funciona con una pila AA no incluida.

REF. 817028



RELOJ 24 HORAS

> Visualización precisa de los diferentes momentos del día

Nuestro reloj de 24 horas ha sido diseñado para personas desorientadas y les facilita saber la hora a lo largo del día. Pueden visualizar, gracias a dibujos sencillos, colores estudiados y una sola aguja indicadora grande en qué parte están del día.

Alimentado por 1 batería LR6 no incluida. Contorno en color plata
Diámetro 30 cm.
Peso 600 g.

REF. 817171



RELOJ LCD VISO 10 GEMARC

> Pantalla grande, clara y completa
> Funciona con pilas: sin cables antiestéticos

Este reloj muestra claramente la hora, los minutos, el día, la fecha, el mes y el año. La pantalla está disponible en 8 idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, español, neerlandés, sueco y polaco. Funciona con 2 pilas AA.

Ajuste automático de la hora mediante el sistema europeo DCF77. Se puede montar en la pared.
Dimensiones: 28 x 19 x 2,7 cm.

REF. 817331

Novedad



RELOJ CALENDARIO CLASSIC

> Una herramienta ideal para personas desorientadas

Nuestro gran reloj de calendario Classic 2 (32 x 32 cm) facilita la comprensión del tiempo gracias a su clara indicación del día, la fecha y el año. Tiene una gran sección de reloj con movimiento de cuarzo. También indica la mañana o la tarde. El año se puede cambiar manualmente gracias a una colección de cifras proporcionadas.

Una herramienta ideal para personas desorientadas.

Funciona con 1 pila AA y 2 pilas C no incluidas.

Montaje independiente en un mueble o en la pared.

Dimensiones: ancho 32 x alto 32 x profundidad 10.5 cm.

Peso 1,7 kg.

REF. 817224



RELOJ CALENDARIO EFEMÉRIDES

> Tamaño grande 28 x 28 cm

> Escritura amarilla ideal para los discapacitados visuales

Reloj digital que muestra el calendario completo y la hora, útil para personas desorientadas. La pantalla amarilla de contraste hace que el reloj sea muy legible, incluso para los discapacitados visuales. Para colocar en sus patas desmontables o colgar en la pared. Alimentación eléctrica. Equipado con una batería interna para conservar las visualizaciones en caso de corte de corriente. Tamaño grande 28 x 28 cm. Escritura amarilla, ideal para los discapacitados visuales.

Fácil ajuste con 3 teclas. Grosor 4,2 cm.

REF. 817094



RELOJ CALENDARIO STIMLED

> Números grandes 25 y 38 mm

Este reloj le permite ver toda la información de un vistazo. Muestra el calendario con fecha, mes y año, hora exacta (hora, minutos y segundos), temperatura ambiente, día y nivel de humedad. Pantalla LED de alta visibilidad, incluso en una habitación luminosa con fondo negro. Contorno de acero inoxidable pulido. Producto autoestable sobre un mueble. Funciona con alimentación de red.

Dimensiones generosas: ancho 37,5 x alto 22,5 x espesor. 3 cm. Peso 1,1 kg.

REF. 817202



BALIZA GPS WEENECT SILVER


- > La solución ideal para proteger a sus seres queridos
- > Adaptado para colectivos también

La baliza GPS Weenect Silver permanece conectada en tiempo real a otros usuarios a través de una aplicación de teléfono inteligente. Puede conectar varias balizas diferentes (varias personas para proteger) a un solo smartphone y también varios smartphones a una sola baliza. En cualquier momento, puedes saber donde se encuentra el usuario gracias a la aplicación o puedes predefinir un área alrededor de la casa, avisándote cuando se supere. La baliza está equipada con un botón SOS que permite al usuario llamar a personas predefinidas.

Baliza muy ligera (55g) e impermeable que se desliza en el bolsillo, se fija a un cinturón o mediante un mosquetón gris en el bolsillo. Precisión 3 metros. Autonomía 4 días. Sin límite de distancia, funciona en 68 países.

Es necesario suscribirse tras la compra.

REF. 817223



Novedad

BOTÓN DE TELEASISTENCIA

Este botón SOS / de asistencia es un dispositivo compacto y portátil diseñado para alertar a personas ajenas a su hogar cuando necesite ayuda. Muy importante para las personas mayores que viven solas. Basta con pulsar el botón grande y de fácil acceso para enviar una señal de socorro instantánea. Se suministra con cable. No hay gastos mensuales ni recurrentes asociados a este dispositivo. El botón de asistencia puede integrarse en la aplicación Nedis SmartLife y conectarse a una pasarela Smartlife instalada en su hogar. Su solicitud de asistencia llegará a sus seres queridos a través de esta pasarela, y a través de la aplicación.

Nota: sólo funciona con la pasarela Smartlife instalada.

Dimensiones: 3 x 4,5 x 1,2 cm. Peso: 12 g.



PASARELA SMARTLIFE

Sistema Zigbee / Wifi para instalar en el domicilio de una persona que vive sola.

Conecta dispositivos como el botón de asistencia a la aplicación Smartlife.

Dimensiones: 5,6 x 6 x 5,6 cm.

Peso: 56 g.



	REF.
Botón de teleasistencia	819247
Pasarela smartlife	819248



faciOTaB ruBiS Wifi/4G TaBlE T

El punto fuerte de Facilotab es que ofrece un entorno ultraintuitivo en el que no hay lugar para el error. Una serie de características especiales garantizan su éxito tanto entre los principiantes como entre los mayores: teclado alfabético, zoom potente, reconocimiento de voz, sistema antivibración, fuente especial AMD, clasificación automática de fotos. 100% compatible con las aplicaciones Android. Ideal para videoconferencias familiares, juegos, trámites administrativos, entregas a domicilio y telemedicina.

La gama Facilotab incluye una tableta basada en Android 13 que combina un diseño elegante y un alto rendimiento audiovisual. La Facilotab Rubis 4G cuenta con un procesador Spreadtrum a 1,6Ghz, 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento. Además, cuenta con una atractiva pantalla de 10,1 pulgadas 1200 x 1920p y cámaras (13 MP con flash y 5 MP). Bluetooth 5.0.

También dispone de asistencia telefónica gratuita en Francia.

REF. 819174



Fabricado en Francia



DISPOSITIVO DE LLAMADA DE EMERGENCIA INALÁMBRICA Y SIN BATERÍA

- > Botón de llamada para colocar donde quiera

- > Sin riesgo de quedarse sin batería

Este sistema de llamada de emergencia permite, sin batería, activar una alarma y un indicador luminoso en el receptor, que se conecta a una toma de corriente. El botón de llamada está siempre al alcance de la mano. Elección de 38 melodías con volumen ajustable. Alcance de 100 metros en campo abierto. Tamaño del botón de llamada (receptor): 7,9 x 4,4 x 3,2 cm.

Receptor adicional para múltiples usuarios.

	REF.
Timbre y llamada de emergencia	819069
Receptor adicional	819324



Novedad

SISTEMA DE ALARMA SOS

Sistema de alarma compuesto por un transmisor que se lleva como medallón con un botón de llamada y un receptor que reproduce un sonido de alerta. El receptor, enchufado a la red eléctrica, tiene 4 niveles de volumen de 25 a 110 dB y 36 melodías.

Alcance 100 m. Cuando la persona encamada pulsa el botón, el receptor se activa al instante. Pila CR2032 suministrada con el transmisor.

REF. 819238



Novedad



Fabricado en Francia



ALFOMBRA DE ALARMA DE PIÉ DE CAMA


> Te avisa si te levantas de la cama

Esta alfombrilla es una solución eficaz para la vigilancia a distancia de personas mayores o dependientes (Alzheimer, sonambulismo, etc.). El receptor activa una alarma en cuanto la persona pisa la alfombrilla, incluso si está cubierta por una alfombrilla de confort. El receptor puede estar a una distancia de hasta 50 metros de la alfombrilla.

Puede combinarse con un botón de llamada opcional para llamar al cuidador sin tener que levantarse de la cama.

La alfombrilla de advertencia es antideslizante y sólo tiene 1 mm de grosor. 2 tamaños disponibles: 80 x 40 cm y 100 x 50 cm.

TAMAÑOS	REF.
80 x 40 cm	819241
100 x 50 cm	819236



Alfombrilla de la alarma


SISTEMA DE VIGILANCIA SONORA P

Esta monitorización de sonido se basa en el concepto del escucha-bebés. Le recomendamos que instale nuestro sistema de sonorización en la habitación de las personas dependientes de su hogar. El volumen es ajustable en 5 posiciones y la señal sólo funciona en una dirección. Alcance máximo entre el receptor y el transmisor: 300 m. Transmisión digital. 3 años de garantía.

REF. 819146



Garantía 3 AÑOS



1



Botón de llamada inalámbrica opcional

BOTÓN DE LLAMADA INALÁMBRICA
REF. 819244



2

ALFOMBRA DE ALARMA DE AUSENCIA

> Alertas ante ausencias de más de 5 segundos

Esta alfombrilla funciona cuando estás mucho tiempo en una silla o en la cama.

Cuando la alfombrilla con sensor no detecta más presión, activa una alarma en el receptor, situado a una distancia de hasta 50 metros.

Puede combinarse con un botón de llamada opcional para llamar al cuidador sin tener que levantarse de la cama.

La alfombrilla de advertencia es antideslizante y sólo tiene 1 mm de grosor. 2 tamaños disponibles: 35 x 35 cm, adecuado para un asiento y 80 x 35 cm, adecuado para una cama.

MODELO	REF.
1 Asiento 35 x 35 cm	819242
2 Cama 80 x 35 cm	819243

PIZARRA ELECTRÓNICA P

> Deje sus instrucciones fácilmente, sin papel

Una pizarra electrónica para anotar en casa todo lo que es importante para las personas. Con sólo pulsar un botón (un interruptor de seguridad mantiene la escritura), se borra la página de escritura y se puede volver a escribir como se desee. Viene con un bolígrafo de plástico y funciona con una pila de botón CR2025 (incluida).

Dimensiones: 14,6 x 22,7 x 0,5 cm. Material ABS.

REF. 819323

**PASTILLERO HOSPITALARIO MEDIUM**

Un pastillero adaptado a los medicamentos voluminosos. Consiste en una bandeja en la que se introducen 7 cajas diarias. Cada caja tiene una tapa extraíble para facilitar el llenado, 4 compartimentos ajustables y un frasco con tapa. Material ABS.

Dimensiones del tablero: Largo 35,5 x ancho 23 x alto

5,8 cm. Peso 1 kg

Dimensiones caja diario: Largo 22 x ancho

4,7 x alto 4,4 cm.

Dimensiones útiles: Largo 21 x ancho 4 x alto 3,6 cm.

REF. 817072

**TRITURADOR/CORTADOR DE COMPRIMIDOS P**

Con esta trituradora-cortadora de comprimidos, usted puede triturar sus comprimidos para incorporarlas en un líquido, cortarlas para satisfacer sus necesidades y almacenarlas en un pequeño compartimento previsto para este fin. Se desliza fácilmente en el bolsillo. Sólo 7,5 cm.

Color blanco.

REF. 817060

**CUENTAGOTAS P**

Una herramienta muy práctica que le permite administrar gotas con mayor comodidad. Largo 11 cm. Compatible con vial máx. 5 x 5 cm.

REF. 817167

**TRITURADOR/CORTADOR EVOLUTION P**

Este cortador de comprimidos es una herramienta de muy alta calidad para la toma de medicamentos. Corta las pastillas en 2 y 4 de forma limpia y muy fácil y las muele finamente gracias a su diseño de panal de abeja. Un compartimento muy práctico le permite guardar sus medicamentos.


REF. 817129

**CORTADOR DE COMPRIMIDOS P**

Nuestro cortador de pastillas corta todos los tamaños y formas de pastillas de forma segura y perfecta. Gracias a su sistema único, las pastillas se centran automáticamente. Equipado con un compartimento para guardar las pastillas.

Dimensiones: 9 x 4,2 x 2,3 cm. Peso 25 gr.

REF. 817140

**CORTADOR PILBOX**

El cortador Pilbox es un cortador de pastillas equilibrado y eficaz. Sin ningún contacto con los dedos. Dimensiones: 10,7 x 2,5 x 2,1 cm.

REF. 817259



PASTILLERO CARDIO

Pastillero semanal especial con espacio para una cajita por día. 7 módulos con 4 compartimentos en una elegante bolsa con solapa magnética. Color gris. Dimensiones: 15 x 12 x 3,5 cm.

REF. 817304



Apertura aún más fácil con la uña

PASTILLERO MINI

Un pastillero semanal muy compacto, elegante y práctico. 7 módulos con 3 compartimentos en un bolsillo con solapa magnética. Color gris. Dimensiones: 12,2 x 7,9 x 3,3 cm.

REF. 817305



PASTILLERO SEMANAL ERGO

> Muy práctico para no tener que tomar las píldoras equivocadas
> Nuevo: compartimentos muy fáciles de abrir

Este pastillero es un organizador semanal que contiene una caja transparente para cada día de la semana con 4 compartimentos para todo el día. Ideal para preparar tratamientos por adelantado.

Dimensiones: 19cm x 12 cm.

REF. 817014

PASTILLERO SEMANAL EVOLUTION

Nuestro pastillero semanal Evolution tiene una bolsa cosida de alta calidad, cerrada con un cierre muy práctica para el uso diario. Está compuesto por 7 grandes compartimentos de diferentes colores e identificados por el nombre del día, separados en 4 espacios para diferenciar las comidas del día. Pieza deslizante transparente para la toma de medicamentos. Se mete en tu bolso y te sigue a todas partes.

Dimensiones totales: 13 x 11 x 5 cm. Dimensiones de un compartimento: 11 x 3,6 x 1,9 cm.

REF. 817274



PASTILLERO TEMPO

Este pastillero le permite gestionar una semana entera con 1 dosis al día. Compartimento muy práctico para abrir, simplemente presionando. Cierre seguro. Fácil control de agarre gracias al fondo transparente. Dimensiones totales: 13 x 5,5 x 2 cm. Dimensiones de un compartimento: 4,2 x 1,5 x 1,4 cm. Disponible en verde o turquesa.



COLOR	REF.
Verde	817289.VERT
Turquesa	817289.TURQUOISE

PASTILLERO DIARIO

Pastillero diario adaptado para personas con discapacidad visual para el uso diario de medicamentos.

Dimensiones: 11 x 6 x 2,6 cm.

Caja superior: 2,7 x 4,3 x 1 cm, caja inferior: 10,8 x 5,4 x 1 cm. Color verde.

REF. 817258



PASTILLERO SEMANAL POP

Nuestro pastillero Pop permite un acceso muy fácil a cada compartimento gracias a su sistema de muelles. La caja transparente se compone de 7 compartimentos de colores para cada día de la semana. Cada uno de los compartimentos está dividido en 4 espacios para diferenciar las comidas del día. Dimensiones totales: 20 x 11 x 4 cm. Dimensiones de un compartimento: 9 x 2,7 x 2,7 cm.

REF. 817275



PASTILLERO 7.4**> El pastillero semanal de gran capacidad**

Carcasa de clip rígida ideal para personas con movilidad. Dispone de un espacio de almacenamiento sencillo y claro, con 7 módulos de almacenamiento cada uno con 4 compartimentos. Cada caja puede contener hasta 15 cápsulas de tamaño estándar.

Dimensiones de la caja: 16 x 13 x 4,5 cm.

Dimensiones del módulo: 13 x 4 x 2 cm.

Dimensiones del compartimento: 3 x 4 x 2 cm.



Modelo Naturaleza



Modelo Hexago

MODELO	REF.
Naturaleza	817239
Hexago	817260

PASTILLERO CLASSIC**> Su tratamiento con sólo pulsar un botón**

Gracias a su exclusivo sistema de pulsadores, el Pilbox distribuye sus comprimidos con una simple presión sobre la caja correspondiente. Es fácil de llenar y le permite clasificar rápidamente su medicamento para una semana completa.

Adaptado a personas con discapacidad visual gracias a las señales sensoriales.

Pastillero 28 cajas dimensiones : Largo. 21 x ancho. 11,8 x alto. 1,6 cm.

Dimensiones del compartimento 1,7 x 1,9 x 1,6 cm. Se entrega con la ficha del paciente.

REF. 817238

**PASTILLERO 7****> Pastillero semanal dinámico**

Robusto y de gran capacidad, se puede llevar de viaje gracias a su sistema especial de bloqueo para viaje. Contiene 7 módulos ergonómicos de 4 cajas, el apilado permite tomar el día en el orden de la semana. Posibilidad de montaje en la pared.

Dimensiones: 15 x 13 x 5 cm.

REF. 817250.ESP

**PASTILLERO LIBERTY****> Compacto y elegante**

Pastillero semanal de diseño muy discreto con 7 módulos en una cartera. Dimensiones: 15,3 x 11,3 x 3 cm.

MODELO	REF.
Camel	817251CAMEL
Azul petróleo	817251BLEU

**PASTILLERO MAXI****> Espacio para su tratamiento**

El Pilbox Maxi es el modelo grande del modelo Pilbox Liberty, pero siempre en una discreta cartera.

Dimensiones: 15,3 x 13,2 x 4,7 cm.

MODELO	REF.
Azul marino	817252MARINE
Canela	817252FAUVE

PASTILLERO SEMANAL DE COLOR

Pastillero de fácil apertura para personas con dificultades de agarre: basta con pulsar el botón correspondiente a la caja. Dimensiones de compartiment : 3 x 3,5 cm.



MODELO	DIMENSIONES	REF.
Simple	22,5 x 5,4 x 2,6 cm	817027
Doble	23 x 11 x 3 cm	817323

PASTILLERO DIARIO

Pequeño pastillero de 4 cajas que se abre fácilmente e indica el momento del día. Color azul. Dimensiones: 85 x 30 x 25 mm.

REF. 817198



PASTILLERO SEMANAL

Pastillero pequeño para una semana completa de tratamiento, 7 cajas. Color verde. Dimensiones:

150 x 32 x 26 mm.

REF. 817199



PASTILLERO HOMEO

Pastillero específico para almacenar 2 tipos de envases homeopáticos. Estuche rígido para proteger sus ampollas. Lengüeta interior para introducir la receta. Color verde anís.

Dimensiones: 25 x 16 x 3 cm.

REF. 817306



PASTILLERO MEDELERT

> Con reloj radio-controlado

El pastillero Medelert es una herramienta completa para tomar con seguridad un medicamento en secuencia. Se recomienda especialmente para personas con problemas de memoria. Es totalmente automático y sólo se abre cuando llega la hora de tomar el medicamento. Sólo entrega el contenido del compartimento programado, sin que el usuario tenga acceso a los demás. Dispone de 6 alarmas sonoras y un visual en la tapa (hasta 30 minutos continuos). Es fácil de programar y le permite programar una semana a la vez con 4 dosis por día o 2 semanas con 2 dosis por día o 28 días para 1 dosis por día.

Gran diámetro 19 cm.

Funciona con 4 pilas AA incluidas.

1 año de garantía.

REF. 817135



PASTILLERO DIARIO

5 ALARMAS

> Muy fácil de usar

> 4 compartimentos para pastillas en la parte trasera

Este pastillero electrónico es muy fácil de usar y le permite programar 4 alarmas diarias a la hora que usted decida tomar su medicamento. Está equipado con una función de vibración para no perturbar el entorno...pantalla retroiluminada para una excelente visibilidad. Los compartimentos traseros están numerados del 1 al 4 para que coincidan con la alarma. Cabe en el bolsillo. Repetición de la alarma si no se toma.

Peso 80 gr.

Dimensiones:

6.5 x 6.8 cm

REF. 817112



PASTILLERO GIRATORIO 7 DÍAS

Este pequeño pastillero cabe en el bolsillo gracias a su pequeño tamaño (diámetro 9 cm). Al presionar el botón central, la bandeja de 7 cajas gira automáticamente y puede retirar los medicamentos de la caja correspondiente con la solapa lateral. 7 cajas por 7 días. Varios colores.

REF. 817206





ASIENTO DE TELA PLEGABLE P

> Equipado con una correa para mantener la posición plegada

Este asiento pequeño y fácil de llevar con un cómodo asiento de tela. Equipada con un asa para llevarla cuando se camina en posición plegada. Estructura de acero en color negro.

Medidas del asiento: ancho 36 x profundidad 17 x altura 49 cm. Altura plegada 86 cm. Peso 1,36 kg.

REF. 816010

MÁX.
110 kg.



BASTÓN CON ASIENTO PLEGABLE

Ideal para paseos con descansos cómodos.

Este bastón es fácil de llevar y despliega un asiento fácil de usar. Mango anatómico suave.

Altura ajustable para una altura de asiento de 47,5 a 56 cm en 5 posiciones. Color negro. Estructura de aluminio y asiento de plástico.

REF. 816035



MÁX.
136 kg.



BASTÓN CON ASIENTO TA DA

> Revolucionario sistema de despliegue con una sola mano

> Plegado fácil y sin esfuerzo

El bastón con asiento Ta-Da le acompañará en sus viajes diarios. Le permitirá hacer descansos muy fácilmente y a menudo, gracias a su manejo sencillo y sin esfuerzo (una simple rotación del anillo superior es suficiente para transformarlo en un asiento). Con su diseño único, el asiento puede ser ajustado de acuerdo al ángulo del cuerpo del usuario para un confort excepcional. En la posición del bastón, el centro de gravedad está muy alto, lo que facilita el movimiento de caminar. Asiento suave y ergonómico. Ultraligero: sólo 920 gr. Altura total 85 cm. Altura del asiento 51 cm. Asiento 22 x 23,5 cm.

Dos colores disponibles: negro y marrón.



MÁX.
100 kg.

COLOR	REF.
Marrón	816107
Negro	816107NOIR

CARRO DE LA COMPRA NEO BALADEO

> Versátil: carro de la compra, asiento y andador

> Unidad de almacenamiento plegable

> Estructura ligera de aluminio

El Neo Baladeo te permite hacer recados sin esfuerzo, simplemente empujándolo. Su empuñadura es regulable en 2 alturas y dispone de un freno de barra central con bloqueo cuando quieras sentarte. Equipada con reposabrazos blandos. Ruedas dobles delanteras multidireccionales o rectas con pestillo. Chasis de aluminio y bolsa de poliéster negra.

Dimensiones totales: anchura 52 x profundidad 58 x altura 89/93 cm.

Peso: 4,8 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 37 x profundidad 30 x altura 48 cm

REF. 828012

Novedad

MÁX.
100 kg.



CARRO DE COMPRA CARE ONE P

> La combinación de carro de compras y rollator

El carro Care One le permite hacer sus compras con una seguridad óptima, gracias a su estabilidad y su freno central. Aplicando su freno de mano, puedes tomar un descanso y sentarte con seguridad. Su respaldo y sus apoyabrazos le permiten descansar cómodamente. Las ruedas delanteras pueden bloquearse rectas, 90° o 360°. Asa de altura ajustable. Bolsa de 30 litros desmontable y lavable. Bolsillo trasero con cremallera. Estructura plegable y compacta. Color negro. Dimensiones: ancho 50 x profundidad 50 x altura 88 cm. Plegado: 50 x 27 x 97 cm. Peso: 6 kg.

REF. 828008

MÁX.
120 kg.





CARRITO DE OCIO GO UP P

- > Fácil de usar gracias a sus 4 ruedas
- > Gran capacidad de almacenamiento

El carrito Go Up te permite hacer la compra o llevar tus enseres sin cargarlos ni arrastrarlos, gracias a sus 4 ruedas para cochecitos. Ruedas delanteras multidireccionales, asa de empuje acolchada regulable en altura. Equipada con una bolsa reforzada de 39,5 litros y un bolsillo frontal aislado de 6 litros. Todo el conjunto es desmontable para su limpieza. Sistema de plegado rápido y compacto con cierre de seguridad. Estructura de aluminio. Dimensiones: ancho 48 x fondo 40 (plegado 30) x alto. 100 cm. Peso: 5 kg. 4 colores disponibles.



COLOR	REF.
Rojo	828002ROUGE
Marina	828002JEANS
Antracita	828002GRIS
Verde oliva	828002VERT

BASTÓN PARAGUAS

> Bastón y paraguas todo en uno

Esta bastón paraguas se utiliza exactamente como una bastón clásico para caminar, con una almohadilla antideslizante, un armazón rígido y un mango ergonómico y cómodo. Cuando empiece a llover, desconecte el bastón del paraguas y podrá seguir caminando. La punta es entonces también antideslizante. Altura de la caña 84 cm (con paraguas 86 cm). Ancho abierto 106 cm. Longitud del mango 13 cm.

Peso 660 gr.
REF. 816058



MÁX.
100 kg.

CARRO DE COMPRA SUBE-ESCALERAS

Este cochecito facilita el transporte de sus compras. Su sistema de 6 ruedas le permite subir aceras y escaleras sin esfuerzo. Está equipado con bolsillos con cremallera y un bolsillo lateral para guardar el bastón o el paraguas. Plegable para un fácil almacenamiento. Tubo de acero y tejido de nylon 100% impermeable. Dimensiones: alto. 100 x ancho 45,5 x profundidad 40 cm (plegado 30 cm). Peso 3 kg.

REF. 817132

MÁX.
140 kg.



CARRO DE LA COMPRA MODULO BAG

- > Disponible con 2 ó 6 ruedas para subir escaleras fácilmente
- > 2 bolsas separadas, 1 isotérmica

El Modulo Bag contiene 2 bolsas independientes a 2 alturas diferentes, lo que facilita la gestión de su espacio de almacenamiento. Cada bolsa tiene asas para su transporte. Se puede plegar para guardarla en el maletero del coche. Armazón de acero y bolsa de poliéster de 22 litros (30 kg de resistencia).

Dimensiones: anchura 40 x profundidad 33 x altura 998 cm. Peso 2,5 kg. 2 colores a elegir. Modelo clásico de 2 ruedas o 6 ruedas para subir escaleras fácilmente. 3 años de garantía.



2 ruedas en azul

6 ruedas en antracita


MODELO	COLOR	REF.
2 ruedas	Azul	828011BLEU
	Antracita	828011NOIR
6 ruedas	Azul	828013BLEU
	Antracita	828013NOIR

CONTERA AUTOESTABLE PARA BASTÓN

Esta contera proporciona más estabilidad a su bastón habitual. Con esta contera con peso especial, usted puede sostener fácilmente su bastón en posición vertical. Y si su bastón se cae al suelo, puede apalancarlo con su zapato y enderezarlo. Alto 9 cm, diámetro 8 cm. Apto para tubos de 19 mm.

REF. 816072

Balanceo fácil para levantar el bastón



CONTERA PARA BASTÓN STABLE GECKO

> Da estabilidad a su bastón

> Permite levantarla con el pie

La contera Gecko reemplaza la contera estándar existente y da estabilidad al bastón. La sensación de caminar es mucho más dinámica y mantiene el bastón recto de manera más efectiva durante los descansos. Su forma de estrella es muy resistente. Está equipado con almohadillas antideslizantes en la parte inferior.

Diámetro aprox. 12 cm. Se adapta a la mayoría de los tubos de 19 mm de diámetro.

REF. 816080

APOYO FLIP

> Muy fácil de usar

Gancho para sujetar el bastón sobre una mesa, silla o cualquier otro soporte.

2 modelos a elegir:

Modelo de 20 mm apto para bastones de 17 a 20 mm.

Modelo de 22 mm adecuado para bastones de 20 a 23 mm.

DIÁMETRO	REF.
20 mm	816026
22 mm	816001



SOPORTE DE BASTÓN DE JIVE

> ¡Sólo 42 gramos

Este flamante portabastones se adapta gracias a 2 correas de velcro en todos los diámetros. Su pinza de muelle permite colocar el bastón firmemente en los bordes de la mesa, y su gancho permite colgarlo. Dimensiones: 14,8 x 4 x 2,8 cm.

REF. 816106



PORTABASTONES TOOLFLEX PARA TUBO DE 25 MM

El soporte ToolFlex es ideal para fijar firmemente el bastón a la silla de ruedas con un solo movimiento. Interior antideslizante. Anilla con tronillo para fijar al tubo de su silla.

Diámetro ideal del tubo 24 - 26 mm.

REF. 816067



CONTERA ESPECIAL PARA NIEVE/HIELO VERGLAS

Es muy práctico caminar con seguridad sobre nieve o hielo. Se adapta a cualquier bastón con un diámetro de tubo de 19 a 22 mm. Plegable hacia arriba.

REF. 816096



CONTERA ESTABILIZADORA PARA BASTÓN

Puede utilizarse en todas las tubos de 19 mm de diámetro. Permite que el bastón se sostenga por sí solo y caminar con la máxima seguridad sobre el terreno. Goma reforzada de 12 cm. Peso 240 gr.

REF. 816121



	ACCESORIOS	REF.
1	Par de conteras 19 mm	816079
1	Par de conteras 22 mm	816065
1	Par de conteras 25 mm	816055
2	Juego de 10 conteras articuladas para bastón Ergo	816053



BASTÓN STABILICANE P

> Increíble estabilidad

> Un diseño único para un paseo dinámico

El bastón Stabilicane tiene una revolucionaria contera estabilizadora. Esta contera gira 360°, lo que le da un efecto muy dinámico y seguro al caminar. Cuando se deja en el suelo, la caña se mantiene sola, con una estabilidad extraordinaria. Es plegable. El mango ergonómico de doble material blando es muy cómodo.

Estructura de aluminio ligera y duradera. Altura regulable de 77 a 95 cm. Diámetro de la base 9 cm. Peso 400 gr. 4 colores a elegir.

COLOR	REF.
Negro	816200NOIR
Azul	816200BLEU
Rojo	816200ROUGE
Violeta	816200VIOLET



BASTÓN SWINGEASY

> Punta articulada y con resorte

> Aluminio ultrarrígido

Un bastón con un acabado de gran calidad gracias a su pintura granulada de gran resistencia. Su base reduce el impacto de la marcha habitual: tiene un muelle muy cómodo y una punta articulada, por lo que puede utilizarse en cualquier terreno sin resbalar. Empuñadura anatómica. Anilla de sujeción que reduce el ruido.

Armazón de aluminio. Altura de la empuñadura regulable de 76 cm a 99 cm en 10 posiciones.

Diámetro de la caña 19 mm. Diámetro de la contera 40 mm.

3 colores disponibles. Peso 310 g.

BASTÓN SWINGEASY	REF.
Negro	816112NOIR
Rojo	816112ROUGE
Bronce	816112BRONZE

CONTERAS SWINGEASY

El bastón SwingEasy viene con una contera de goma estándar con una base plana de 40 mm de diámetro. Puede elegir entre otras 2 conteras: la contera todoterreno con una base tachonada (diámetro 40 mm), y la contera estabilizadora, que tiene una superficie mayor (80 mm) y hace que su bastón sea autoestable.



GANCHO PARA BASTÓN SWINGEASY

Este pequeño utensilio se engancha a la caña con un simple clip, sin estorbar. Es ultraligero (11 gr) por lo que no lastrará su bastón. Apto para todas las cañas de 19 mm de diámetro. Longitud 9 cm.



OPCIONES SWINGEASY	REF.
1 Contera de recambio	816113
2 Contera todoterreno	816114
3 Contera estabilizadora	816115
Gancho	816116

BASTÓN DE CARBONO

> Extrema rigidez y peso ultraligero

> Asa anatómica de confort

Nuestros bastones de carbono le permiten caminar con un apoyo muy rígido y firme. Gracias a su estructura de carbono, se reduce el peso de la caña. Equipado con un anillo anti-ruido y una correa.

El bastón fijo es ajustable en altura de 80 a 97,5 cm en 8 posiciones.

Peso 257 gr.

El bastón plegable en 4 partes ajustable en altura de 86,5 a 97 cm en 5 posiciones. Peso 287 gr.

2 colores a elegir: negro o palo de rosa.




MODELO	COLOR	REF.
Fijo	Negro	816015
	Palo de rosa	816016
Plegable	Negro	816017
	Palo de rosa	816018

**BASTÓN DE SEGURIDAD CON LUZ LED**

Bastón plegable en 4 muy práctico para tus paseos diarios. Empuñadura anatómica suave y confortable. Equipado con una luz LED ajustable en la parte delantera y un sistema de alarma en el lateral. Equipado con una correa de mano. Funciona con 2 pilas AAA no incluidas.

Marco de aluminio. Altura del mango ajustable de 83 a 95 cm en 5 posiciones. Peso 345 gr.

REF. 816091




Fabricado en Francia

**BASTÓN SOFT STEP**

> Grueso, mango suave y ultra confortable

El bastón Soft Step le proporciona un verdadero confort al caminar, ya que absorbe los golpes. Equipado con un clip anti-eycción y una contra articulada dinámica. Estructura ligera de aluminio de 350 gr.

Altura regulable en 14 posiciones de 73 a 103 cm. 3 colores disponibles.

COLOR	REF.
Blanco	816081BLANC
Azul	816081BLEU
Negro	816081NOIR

BASTÓN DE MADERA DERBY

Bastón fabricado íntegramente en madera maciza de haya. Altura 96 cm, se puede cortar a medida. Longitud de la empuñadura anatómica 13,3 cm. 2 colores a elegir: madera oscura o negro.



MODELO	REF.
Madera oscura	816117F
Madera negra	816117N

**BASTÓN GRAB AND GO**

> Bastón y pinza

Un bastón de diseño muy actual, con empuñadura de material blando en las superficies que entran en contacto con la mano. Incorpora un sistema de pinza para coger pequeños objetos cotidianos. El mecanismo es inverso: al soltar el mango, la pinza se tensa, lo que permite coger objetos sin sujetar el mango.

3 alturas disponibles: 81,6 cm / 86,5 cm / 91,5 cm.



ALTURA	REF.
81,6 cm	816118S
86,5 cm	816118M
91,5 cm	816118L

BASTÓN FIJO AJUSTABLE DE ACERO DESIGN

Bastón de fantasía adaptado al estado de ánimo de cada uno. Mango de resina imitación madera. Altura del mango de 74 a 97 cm. Estructura de acero. Peso 380 gr.



BASTÓN	REF.
Fijo ajustable	816073*
Plegable	816074*

* Diseño : añade la letra correspondiente

- 1 B = blanco y negro,
- 4 I = indira,
- 2 C = cachemira,
- 5 F = flora
- 3 P = pastel,



1 2 3 4 5

BASTÓN PLEGABLE DE ACERO DESIGN

Diversos diseños. Plegable para guardar en una bolsa. Mango de resina imitación madera. Altura del mango de 82 a 92 cm. Estructura de acero. Peso 380 gr.



Se entrega con correa de muñeca

BASTÓN ANATÓMICO PLEGABLE

> Un cómodo mango anatómico

Nuestro bastón anatómico plegable tiene una empuñadura muy equilibrada y es muy cómoda para la mano. Estructura ligera de aluminio, sólo 335 gr.

Altura del mango ajustable de 75 a 90 cm.

Viene con correa.

MODELO	REF.
Diestro	816077D
Zurdo	816077G



BASTÓN PLEGABLE Y AJUSTABLE DE ALUMINIO

> Mejora de la calidad > Asa de confort

Nuestro bastón plegable permite caminar de forma segura y cómoda gracias a su robusta estructura de aluminio. El nuevo mango ha sido diseñado para todos los tamaños de mano, mejorando la comodidad. Se pliega en 4 partes y se mantiene plegado gracias a la cinta de plástico suministrada, ideal para guardar fácilmente en el bolso. Equipado con una correa textil, una cubierta de plástico y un anillo de retención en posición plegada.

Altura regulable de 83,5 a 95,5 cm en 5 posiciones. 6 colores disponibles: negro, café o 4 decoraciones (escocés, nogal, nuez de abedul, flora u orquídea).

Estructura ligera de aluminio, sólo 370 gr.



BASTÓN PLEGABLE	REF.
1 Negro	816014
2 Café	816068
3 Damero	816069D
4 Flora	816069FL
5 Arándano	816069B
6 Arabesco	816069A



Mango de material cómodo y antideslizante

Se suministra con correa de cierre a presión

BASTÓN FIJO AJUSTABLE DE ALUMINIO

Nuestro bastón permite un paseo seguro y cómodo. Es regulable en altura de 77 a 100 cm en 10 posiciones.

Equipado con una correa muy práctica. 6 colores disponibles: negro, café, o 4 decoraciones (Scottish, nogal, flora u orquídea.) Estructura ligera, sólo 360 gr.

BASTÓN FIJO	REF.
1 Negro	816070N
2 Café	816070C
3 Damero	816070D
4 Flora	816070FL
5 Arándano	816070B
6 Arabesco	816070A



Se entrega con correa de muñeca



1 BASTÓN TUKAN

Bastón de estilo inglés con sistema de ajuste de clip y anillo antirruído. Altura del mango regulable en 10 posiciones de 73 a 97,5 cm. Estructura de aluminio y termoplástico. Peso: 500 gr.

**2 BASTÓN BCR**

Bastón con altura de apoyo braquial regulable. Dispone también de empuñadura ergonómica. Altura del puño regulable en 10 posiciones de 73 a 97,5 cm. Altura del soporte braquial regulable en 5 posiciones de 19,5 a 25,5 cm. Estructura de aluminio y termoplástico. Peso 570 gr.

**3 BASTÓN BCR SOFT**

Bastón con empuñadura blanda y cómoda. Bastón con altura de apoyo braquial regulable. Altura de la empuñadura regulable en 10 posiciones de 73 a 97,5 cm. Altura de apoyo braquial regulable en 5 posiciones de 19,5 a 25,5 cm. Estructura de aluminio y termoplástico. Peso 570 gr.

**4 BASTÓN INFANTIL BCR-N**

Bastón de talla reducida con altura de apoyo braquial regulable. También tiene un puño ergonómico. Altura regulable en 9 posiciones de 45 a 69 cm. Soporte braquial de altura regulable en 5 posiciones de 19,5 a 25,5 cm. Estructura de aluminio y termoplástico. Peso 530 gr.



FABRICADO EN EUROPA



Novedad

COLORIS	RÉF. TUKAN	RÉF. BCR	RÉF. BCR SOFT	RÉF. BCR ENFANT
Bleu	816004.B	816027.B	816033.B	816120.B
Gris	816004.G	816027.G	816033.G	
Turquoise	816004.T	816027.T	816033.T	816120.T
Pistache				816120.P

5 BASTÓN ANATÓMICO BCRA

Bastón con empuñadura anatómica para evitar el dolor durante el uso. Altura de la empuñadura regulable en 10 posiciones de 72,5 a 102,5 cm. Altura del soporte braquial regulable en 5 posiciones de 19,5 a 25,5 cm. Modelo para diestros o zurdos. Tubo de aluminio y codera negra.

MODELO	REF.
Diestros	816101D
Zurdos	816101G

PAR DE CÓMODOS PUÑOS DE NEOPRENO

Puño suave, cómodo y muy resistente que, gracias a su elasticidad, se desliza fácilmente sobre la mayoría de las empuñaduras de bastón. Longitud 10,6 cm. Disponible en negro.

REF. 816122

**BASTÓN DE CARBONO INDESMED**

> ¡El más ligero del mercado con sólo 320 gramos!

> Con soporte braquial plegable para llevar el bastón en posición estática.

El bastón Indesmed es un concentrado de tecnología, su estructura ligera de carbono hace olvidar el peso de la caña.

El puño y el soporte braquial son ajustables al milímetro. El puño ultracómodo es de silicona suave e hipoalergénica. Empuñadura negra.

4 tallas disponibles:

S: altura 103 cm / usuarios de 155 a 165 cm

M: altura 106 cm / usuarios de 165 a 175 cm

L: altura 108,5 cm / usuarios de 175 a 185 cm

XL: altura 118,5 cm / usuarios de 185 a 195 cm

FABRICADO EN EUROPA



TALLA	REF.
S	816043S
M	816043M
L	816043L
XL	816043XL

**BASTÓN EVOLUTION**

Bastón inglés con un mango de diseño muy cómodo. Tubo interior con anillo anti-ruído. Altura del soporte braquial 22 cm. Altura del mango ajustable de 77 a 98 cm. Peso 510 gr. Polipropileno y duroluminio. 3 colores disponibles.



Fabricado en Francia



COLOR	REF.
Negro	81600910
Azul oceano	81600936
Turquesa	81600920

PAR DE BASTONES INGLESSES ERGO

- > Fabricación francesa de alta calidad
- > Contera inteligente, dinámica y articulada
- > Estructura ultraligera: ¡sólo 450 gr de caña!

Nuestros bastones Ergo Dynamic se caracterizan por sus numerosos avances técnicos, en primer lugar por sus tubos de aluminio autoportantes de alta tecnología, que le confieren una rigidez óptima y un peso reducido. El exclusivo y patentado modelo Ergo Dynamic dispone de un amortiguador integrado para absorber los golpes. Está equipado con la empuñadura y soportes de antebrazo del bastón Opti Comfort.

Su capacidad única de ajuste permite adaptarse a todos los usuarios: empuñadura regulable en altura de 69,5 a 99,5 cm en 11 posiciones. Acabado en aluminio martillado. Funcionamiento antiruido. Contera articulada con efecto anti-perforación y amortiguador.



Fabricado en Francia




BASTÓN OPTI COMFORT PREMIUM

Modelo con soportes ultra cómodos para la mano y el antebrazo. Este material único es flexible, suave, antideslizante y de doble densidad. Peso de un bastón: 465 g. Vendido por pares. Disponible en negro, azul o púrpura.

REF. 816047



Diseño con tornillos invisibles



El bastón puede colocarse sobre una mesa de manera estable

MODELO SAFE WALK

Modelo estándar con todas las innovaciones de las muletas Ergo. Peso de una caña: 450 g. Vendido por pares. Disponible en negro, azul, beige, blanco y púrpura.

REF. 816046



MODELO ERGO TECH

Modelo con apoyo para la mano como el Opti-comfort. Posee un ajuste de altura del apoyo de antebrazo (4 posiciones de 215 a 263 mm). Está equipado con un sistema de plegado de la empuñadura que permite posar el bastón con mayor facilidad. Peso de una muleta: 465 g. Vendido por pares. Disponible en negro, azul o púrpura.

REF. 816048



MODELO ERGO DYNAMIC

Modelo único patentado con amortiguador integrado para absorber los golpes. Está equipado con la empuñadura y soportes antebrazos del bastón Opti Comfort. Peso de una caña: 600 g. Vendido por la pareja. Color blanco / negro.

REF. 816049




MODELO	REF.
Bastón Ergo Dynamic menos de 60 kg par	816049S
Bastón Ergo Dynamic 60/75 kg par	816049
Bastón Ergo Dynamic mas de 75 kg par	816049L
Juego de 3 pares de bastones Ergo Dynamic (S, M y L)	816093



CONTERA ESTABLE TRIPOD

Nuestra contera Tripod es una herramienta muy práctica para reemplazar la contera existente. Su funcionamiento es simple. Si lo subes, se mantiene alto y puedes caminar normalmente. Se gira un cuarto de vuelta, se reposiciona al nivel de la contera y permite que el bastón se mantenga solo de pie. Muy fácil de instalar. Peso 110 gr. Compatible con todos los modelos de tubos de 19 mm de diámetro.

REF. 816050



PAR DE CORREAS PARA BASTÓN

Par de correas para bastones fáciles de instalar. Permiten mantener su bastón siempre al alcance de la mano.

REF. 816051



PAR DE ASAS OPTI COMFORT

> El más confortable

De gel para adaptarse a un Safe-Walk y convertirlo en un Opti-Comfort

REF. 816062



BASTÓN CUADRÍPODE CLASSIC**> Base pequeña ideal para escaleras**

Este bastón te permite caminar con seguridad. Siempre es autoestable y está al alcance de la mano. Mango de cuello de cisne muy estable con mango anatómico. Altura regulable de 67 a 90,5 cm. Estructura de aluminio. Base 14,5 x 14,5 cm. Peso 460 gr.

REF. 816038

MÁX.
113 kg.**BASTÓN TRÍPODE CLASSIC**

Bastón de aluminio ligero con una punta de trípode práctica y estable. Altura regulable de 72,5 a 95,3 cm. Base 22,4 x 24 cm con refuerzo.

REF. 816011

MÁX.
113 kg.**BASTÓN INGLÉS CUADRÍPODE**

Bastón estable con codera tipo inglés. Color negro.

Diámetro del tubo 19 mm. Altura de la empuñadura de 65 a 88 cm. Altura de apoyo de 17,5 a 22,5 cm. Peso 1,2 kg.

REF. 816032

MÁX.
100 kg.FABRICADO
EN EUROPA**BASTÓN CUADRÍPODE****> Asa ergonómica muy cómoda**

Bastón cuadrípode especialmente diseñado para caminar de forma segura y estable. Su mango ergonómico es muy cómodo. Pie de cuatro patas dinámico que permite una marcha suave. Color azul. Diámetro del tubo 19 mm. Altura de la empuñadura de 63 a 85 cm. Peso 1 kg.

MÁX.
100 kg.

PARA MANO	REF.
Izquierda	816028
Derecha	816029

**BASTÓN BLANCO PARA CIEGOS****> Gran asa de goma cómoda con correa**

Bastón de aluminio plegable en 5 partes para un fácil almacenamiento en una bolsa. El extremo ancho de ABS montado sobre un eje rotativo se desliza fácilmente en el pavimento. Extremo equipado con una capa reflectante roja para una mejor visualización de los demás transeúntes.

Longitud desplegada 133,5 cm, plegada 30,2 cm.

REF. 816097



Punta giratoria libre



Mango largo de goma con correa

**FUNDA DECORATIVA PARA BASTÓN****> Es fácil decorar tus bastones**

Esta funda textil se coloca fácilmente sobre su bastón favorito y lo convierte en un accesorio de moda. Fabricada en poliamida reciclada, se adapta al diámetro y la forma de su bastón.

Lavable a 40°. 3 diseños para elegir.



MOTIF	REF.
Leopardo	816119LEO
Animales	816119ANI
Flores	816119FLE

CÓMODAS EMPUÑADURAS PARA USUARIOS HABITUALES**SOBREEMPUÑADURA PARA BASTÓN****> Añade comodidad a tus bastones standard**

Este pequeño cojín de neopreno se sitúa alrededor de la empuñadura de su bastón. Tiene un interior de espuma de confort. Ideal para largas caminatas. Color negro. Disponible por pares.

REF. 816110

**PAR DE CÓMODOS PUÑOS DE NEOPRENO**

Puño suave, cómodo y muy resistente que, gracias a su elasticidad, se desliza fácilmente sobre la mayoría de las empuñaduras de bastón. Longitud 10,6 cm. Disponible en negro.

REF. 816122

Novedad





BASTÓN DE SENDERISMO CON LAMPARA LED

Un apoyo práctico y seguro para sus paseos. Equipado con una contera para amortiguar los impactos. Equipado con una luz LED direccional. Altura regulable de 69 a 135 cm. Estructura ligera de aluminio. Mango de PVC. Color negro.

REF. 405064



PAR DE SUELAS ANTIDESLIZANTES VERGLAS

Estas suelas se colocan fácilmente sobre los zapatos y tienen 6 puntas para evitar que se resbalen en el hielo. Alta adherencia. Goma. Dimensiones: 22 x 15 cm.

REF. 819156



Wellys

MULETA MANOS LIBRES I-WALK

> Ultraestable y manos libres

Mientras que las muletas tradicionales pueden dañar las manos y las axilas, nuestra muleta I-Walk de nueva generación permite aliviar la pierna lesionada, manteniendo las manos libres.

Esto facilita la subida de escaleras o el descenso de pendientes, el uso de ambas manos para las actividades cotidianas, etc. Con I-Walk, los muslos ya no se estresan. Los puntos de contacto están acolchados para mayor comodidad.

Altura total ajustable de 65,5 a 96,5 cm. Ancho 17,5 x largo 40,5 cm.

Apto para personas de 1,50 a 1,95 m.

Circunferencia del muslo mín. 37,5 / máx. 71 cm.

REF. 816008



MÁX.
125 kg.




MULETA DE ANTEBRAZO

> Numerosos ajustes permiten un uso universal

Nuestra muleta de antebrazo tiene un diseño que distribuye su peso sobre todo el antebrazo. Esta distribución le permite caminar sin sentir la presión en las manos, en el caso de los bastones estándar. Además de su forma, todos los puntos de contacto con el usuario están acolchados con espuma. Ajuste de profundidad entre la mano y el antebrazo (20/34 cm en incrementos de 1,5 cm), rotación de la mano. Inclínación ideal de 30° para una buena distribución. Altura de la muleta 96 a 121 cm. Adecuado para usuarios que miden entre 150 cm y 190 cm. Peso 996 gr. 2 modelos a elegir: para brazo derecho o izquierdo.

MÁX.
100 kg.



PAR DE MULETAS AXILARES PARA ADULTOS

Muletas con doble apoyo, soportes para las axilas y las manos. Este modelo tiene una gran capacidad de ajuste para adaptarse a cualquier usuario. Partes blandas en contacto con el usuario. Altura subaxilar de 97,5 a 157 cm. Altura del asa subaxilar de 22,5 a 66,5 cm. Peso de la muleta 900 gr.

REF. 816037

MODELO	REF.
Brazo derecho	816109D
Brazo izquierdo	816109G

ANDADOR PLEGABLE**> Plegado plano**

Nuestro andador plegable le permite caminar con seguridad en interiores. Plegado rápido gracias al mando giratorio situado en el centro del marco.

Estructura de aluminio anodizado, diámetro 25mm. Empuñaduras de PVC.

Dimensiones: ancho 60 x profundidad 47 cm.

Altura de las asas regulable en 8 posiciones de 77 a 96,5 cm. Ancho entre asas 43 cm.

Peso 2,55 kg.

REF. 826068**ANDADOR PLEGABLE Y CON DOS RUEDAS DELANTERAS****> Equipado con 2 ruedas para fluidificar la marcha**

Nuestro andador plegable con ruedas le permite caminar con seguridad en interiores. Plegado rápido gracias al mando giratorio situado en el centro del marco. Está equipado con 2 ruedas para facilitar el movimiento.

Estructura de aluminio anodizado, diámetro 25mm. Empuñaduras de PVC.

Dimensiones: ancho 60 x profundidad 49.5 cm. Altura de las asas regulable en 8 posiciones de 77 a 96,5 cm.

Ancho entre asas 43 cm. Peso 3,4 kg.

REF. 826076**ANDADOR ARTICULADO****> Se articula siguiendo sus pasos**

Este andador permite un caminar más suave que con un andador estándar, porque sólo hay que levantar un lado del andador para caminar.

Marco de aluminio anodizado. Dimensiones: ancho 56 x profundidad 47 x altura 77.5 / 90 cm en 6 posiciones. Peso 2,75 kg

REF. 826084**ANDADOR MINI****> Tiradores de plegado rápido****> Tamaño muy reducido**

Nuestro mini andador le permite asegurar sus viajes a su casa sin ocupar demasiado espacio. Muy buena estabilidad. Se pliega plano. Color aluminio. Dimensiones totales: anchura 52 x profundidad 58 x altura 81,5 / 91,5 cm. Ancho entre asas 38,5 cm. Peso 2,6 kg.

REF. 826207*Práctico plegado plano***ANDADOR CON INCORPORACIÓN PLEGABLE****> Te ayuda a levantarte**

Nuestro andador tiene 2 asas bajas que le permiten inclinarse cuando está sentado y levantarse más fácilmente. Plegado rápido gracias al mando giratorio situado en el centro del marco. Estructura de aluminio anodizado, diámetro 25mm. Empuñaduras de espuma.

Medidas: ancho 58,5 x profundidad 51 cm.

Altura de las asas regulable en 6 posiciones de 78 a 90,5 cm. Peso 2,55 kg.

REF. 826085



Novedad

ROLLATOR DE INTERIOR NEO DANDY

Nuestro rollator Neo Dandy le permite caminar por la casa con seguridad. Con su amplia bandeja, podrá servir la mesa sin tener que cargar con los objetos. Ligero y plegable, gracias a una práctica asa central. El asa de empuje acolchada es ajustable en altura y el freno central se convierte en un freno fijo cuando se presiona hacia abajo.

Dimensiones totales: anchura 58 x profundidad 68 x altura 88 a 92,5 cm. Altura de la bandeja 73 cm.

2 colores disponibles: asa marrón para el azul brillante y asa negra para el rosa.

COLOR	REF.
Azul	826294BLEU
Rosa	826294ROSE

MÁX. 100 kg.

ANDADOR DE INTERIOR NEO INDOOR

> Barra de freno ancha y ergonómica

> Ajuste de altura de los mangos sin herramientas

Nuestro andador de interior Neo Indoor le ofrece un apoyo seguro mientras se desplaza. Está especialmente diseñado para uso en interiores debido a su pequeño tamaño, pero también puede ser útil en exteriores en superficies planas. Se suministra con una bandeja grande para servir como servicio de mesa. La bolsa extraíble le permite transportar objetos o efectos personales. Almacenamiento compacto cuando está plegado.

Dimensiones totales: Ancho 54 x Profundidad 66 x Alto 83 / 94,5 cm. Peso 5,9 kg.

REF. 826208

Fácil ajuste de altura



Botón de plegado rápido



Maneta de freno para uso con una mano



MÁX. 100 kg.



Garantía 8 AÑOS

ROLLATOR REHASENSE PIXEL

> Sistema único de bloqueo en posición plegada
> Fijación inteligente de la bolsa extraíble
> Peso ligero

Estructura muy fuerte y rígida. Ruedas blandas y frenos muy eficaces, incluso en superficies mojadas. El diseño de la horquilla evita que se acumule polvo y barro. Se suministra con bandeja para uso en interiores.

Dimensiones: anchura 54 (plegada 26 cm) x profundidad 65 x altura 86 a 98 cm. Altura de la bandeja 71 cm. Peso: 5,2 kg.

2 colores a elegir: blanco o caramelo.

COLOR	REF.
Blanco	826035
Caramelo	826035.C

MÁX. 110 kg.

ROLLATOR TIPO PARAGUAS

> Un pliegue compacto

> Estructura ultraligera y resistente

> Asas suaves y anatómicas

Este rollator de 2 ruedas le permite caminar con total seguridad gracias a sus ruedas delanteras de 15 cm y 2 patines traseros. Su exclusivo sistema de plegado permite guardarlo fácilmente en el maletero del coche. Chasis de aluminio anodizado gris antracita. Cómodas empuñaduras de espuma.

Dimensiones totales: ancho 63 x fondo 60 x alto. Asas de 83,5 a 101 cm en 5 posiciones. Anchura entre asas 40 cm. Anchura entre patas 57 cm. Peso: 3,2 kg. Dimensiones plegado: 17 x 13 x 91,5 cm.

REF. 826295

Novedad



MÁX. 136 kg.

ANDADOR NEO CLASSIC

- > Muy elegante gracias a su tubo ovalado
- > Equipado con un asiento grande

El andador Neo Classic combina seguridad y diseño. Está equipado con un amplio asiento con asas de transporte y un respaldo acolchado y plegable. Su bolsa de malla debajo del asiento es extraíble. Equipado con ruedas delanteras blandas de 15 cm que no dejan huella. Fácil sistema de plegado gracias a la barra bajo el asiento.

Dimensiones generales: anchura 52 o 57 cm (inversión de la rueda) x profundidad 59 a 65 x altura 80 a 97 cm en 6 posiciones (con respecto al asiento 32 a 44 cm). Ancho de paso 42,5 cm.

Medidas del asiento: ancho 36 x profundidad 24 x altura 47 a 54 cm en 4 posiciones. Peso 5,9 kg.



COLOR	REF.
Blanco nacarado	826019BLANC
Naranja	826019ORANGE

**ANDADOR DE 2 RUEDAS EVOLUTION**

- > Con un asiento y un respaldo cómodos
- > ¡Sólo 3,6 kg!

Una interesante evolución del típico andador de 2 ruedas gracias a su estructura trabajada y su respaldo acolchado. Está equipado con patines en la parte trasera que le permiten deslizarse para una caminata más fluida. La altura de las asas es ajustable. Estructura de aluminio resistente y ultraligera. Dimensiones generales: anchura 60 x profundidad 60 x altura 86/94 cm. Peso 3,6 kg. Dimensiones del asiento ancho 35 x profundidad 28 x altura 54 cm.

REF. 826026

**ANDADOR DE ACERO DE 2 RUEDAS CLASSIC**

Andador de acero muy estable y robusto. Equipado con 2 ruedas delanteras y 2 traseras. Estructura de acero plegable en negro mate. Dimensiones totales: anchura 53 x profundidad 61,8 x altura 76 a 92 cm. Peso: 4,5 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 41 x profundidad 21 x altura 52 cm. Anchura entre reposabrazos: 45,5 cm.

REF. 826045

**ANDADOR DE DOS RUEDAS DE ALUMINIO CLASSIC**

- > Versión en aluminio mucho más ligera

Ideal para uso en interiores y exteriores. Asas curvadas muy prácticas. Asiento de espuma de confort. Color: verde inglés perlado.

Dimensiones totales: anchura 54 x profundidad 62 x altura de los asas 79 a 93 cm.

Asiento: 40 x 20 cm. Ancho entre asas 44,5 cm.

Peso 3,2 kg.

REF. 826186



ANDADOR DELTA EVOLUTION

> Equipado con un asiento con respaldo

Una interesante evolución del andador Delta de 3 ruedas. Gracias a su asiento y respaldo, podrá descansar cómodamente durante sus salidas. Dispone de 2 bolsillos laterales para llevar tus efectos personales. Grandes ruedas de 19 cm para superar obstáculos. Equipado con un asiento con respaldo. Estructura de acero rojo burdeos.

Dimensiones totales: ancho 63,5 x profundidad 58 x altura 82 a 99 cm.

Peso 6 kg.

Medidas del asiento: 44 x profundidad 28 x altura 53 cm.

REF. 826267



ROLLATOR 2 RUEDAS MODULO

> Asiento extraíble ultra cómodo

> 2 bolsillos con cremallera bajo el asiento

El rollator de 2 ruedas Modulo puede utilizarse sin la incomodidad de un asiento en el centro del chasis, simplemente levantándolo e inclinándolo hacia delante. Cuando el usuario desee utilizarlo, basta con volver a colocarlo sobre los soportes. La altura de las empuñaduras puede ajustarse mediante palanca con indexación. Estructura de aluminio resistente.

Dimensiones totales: anchura 59 x profundidad 55 x altura 83 a 97 cm en 5 posiciones. Peso: 4,7 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 39 x profundidad 34 x altura 50/53/56 cm.

REF. 826038



ANDADOR DE 3 RUEDAS DELTA

> Se suministra con bolsa de transporte extraíble


El andador Delta de 3 ruedas es muy práctico y fácil de plegar. Uso en interiores y exteriores gracias a sus grandes ruedas de 17,5 cm de diámetro. Color azul.

Modelo en acero, dimensiones: Ancho 65 x Profundidad 58 x Alto 80/91 cm.

Peso 7 kg.

Modelo ligero de aluminio, dimensiones: Ancho 61 x Profundidad 56 x Alto 83/93 cm. Peso 4,7 kg.

REF. 826093



ANDADOR DE RODILLA

Nuestro andador es el soporte ideal para usuarios con problemas temporales en los pies. Permite caminar manteniendo la pierna cómodamente flexionada. Este andador le permite moverse con facilidad en el exterior. Y con total seguridad. Está equipado con un freno que bloquea las 2 ruedas traseras simultáneamente.

Unidad plegable para facilitar el almacenamiento. Freno simple y freno de estacionamiento.

Estructura de aluminio y ruedas antideslizantes de 20 cm de diámetro.

Dimensiones totales: anchura 49,5 (delantera) y 24 (trasera) x profundidad 76 x altura 91 a 106 cm. Peso 10,2 kg.

Cojín de apoyo: anchura 20 x profundidad 36 x altura 48,5 a 59 cm.

REF. 826175





 MÁX.
110 kg.
**ANDADOR AIR-ON**

> Muy ligero: 3,1 kg

Andador de 2 ruedas con asiento integrado y asas anatómicas. Ruedas delanteras fijas con un diámetro de 15 cm. Estructura de acero plegable y piezas termoplásticas.

Dimensiones: ancho 56 x profundidad 56 x altura 85/91 cm. Altura del asiento 53 cm. Ancho de las asas 40 cm. Peso: 3,1 kg.

3 colores disponibles: azul, turquesa o pistacho.

COLOR	REF.
Azul	826225bleu
Turquesa	826225turquoise
Pistacho	826225pistache

 MÁX.
100 kg.
**ANDADOR DE 2 RUEDAS AIR**

> Andador ultraligero: ¡sólo 2,2 kg!

> Asas anatómicas de confort

El andador Air de 2 ruedas es muy práctico gracias a su peso reducido, sus 4 ruedas grandes y su anchura muy estrecha en los asas. La estructura es fácilmente plegable y las asas son regulables en altura.

3 colores disponibles: azul, turquesa o coral.

Dimensiones: Ancho 49,5 x Profundidad 54 x Alto 85/91 cm.

Peso: 2,21 kg.

Kit de freno por presión como opción.

**3 BARRE DE POUSSÉE FORTA**

Permet de remplacer les 2 poignées par un porte-mains de toute la largeur. Idéal pour les personnes hémiplégiques.



COLOR	REF.
Azul	826218bleu
Turquesa	826218turquoise
Coral	826218corail

OPCIONES	REF.
Contera para andador	826230
1 Cesta para andador	826229
2 Bandeja para andador	826008
3 Barre de poussée	826304

 MÁX.
110 kg.
**ANDADOR AIR-ON PLUS**

> Muy ligero: 3,5 kg

El Andador de dos ruedas de AIR-On Plus dispone de un asiento, una bolsa de la compra extraíble, un respaldo seguro y el kit de frenado mediante la presión sobre las ruedas traseras. Estructura de acero plegable y piezas termoplásticas.

Dimensiones: ancho 56 x profundidad 56 x altura 85/91 cm. Altura del asiento 53 cm. Ancho de las asas 40 cm. Peso: 3,5 kg!

3 colores disponibles: azul, turquesa o pistacho.

COLOR	REF.
Azul	826224bleu
Turquesa	826224turquoise
Pistacho	826224pistache

ANDADOR CON ASIENTO KAMALEON

> Andador ultraligero: ¡sólo 2,95 kg!

> Equipado con un asiento suave y comfortable

El andador Kamaleon tiene un diseño muy ligero y manejable. Posee cómodas asas anatómicas y un asiento para descansar. Equipado con 4 ruedas de 15 cm. La estructura es fácilmente plegable y las asas son regulables en altura.

3 colores disponibles: azul, turquesa o coral.

Dimensiones: Ancho 58 x Profundidad 56 x Alto 85/94 cm. Altura del asiento 53 cm. Peso 2,95 kg.

Kit de freno por presión como opción.



 MÁX.
150 kg.

COLOR	REF.
Azul	826219bleu
Turquesa	826219turquoise
Coral	826219corail

SISTEMA DE FRENADO POR PRESIÓN

REF. 826220



1 ROLLATOR DRAKON 1

> Equipado con freno por presión trasero

El Drakon 1 es la última incorporación a la gama Forta, ultraligero y equipado con cuatro ruedas dobles de 15 cm. Tiene un asiento con una cómoda funda y un respaldo acolchado ergonómico. Estructura de aluminio plegable pintada en rojo burdeos. Asas de goma muy cómodas. Dimensiones totales: ancho 57 x profundidad 64,5 x altura de las asas 85 / 96 cm. Dimensiones del asiento: anchura 40 x profundidad 26 x altura 55 cm. El ancho entre las asas es de 42,5 cm. Peso 4,7 kg.

2 ROLLATOR DRAKON 2

> Equipado con frenos estándar

El Drakon 2 tiene las mismas características que el Drakon 1 pero está equipado con frenos de maneta, con función también de estacionamiento. Las mismas dimensiones. Color azul noche. Peso 5,2 kg.



MÁX.
130 kg.

MODELO	REF.
Drakon 1	826270
Drakon 2	826275

ANDADOR DE DOS RUEDAS ARA-D

> Ruedas delanteras direccionales

> Ultraligero: 3,2 kg

Andador muy práctico y seguro gracias a sus conteras traseras y a sus ruedas dobles delanteras multidireccionales. Estructura plegable para transporte y almacenamiento. Ruedas con un diámetro de 15 cm. Empuñaduras anatómicas. Estructura de aluminio y piezas termoplásticas. Dimensiones: Ancho 57 x Profundidad 66 x Alto 83/95 cm. Altura del asiento 53 cm. Peso: 3,2 kg. 3 colores disponibles: pistacho, turquesa o vainilla.

COLOR	REF.
Pistacho	826223pistache
Turquesa	826223turquoise
Azul	826223bleu



MÁX.
130 kg.

ROLLATOR ARA-D PLUS

> Con frenos de apoyo ya instalados

Este modelo se basa en el ARA-D con ruedas dobles multidireccionales delante y una rueda giratoria con frenos de apoyo detrás. Mismas características que el ARA-D.



MÁX.
130 kg.

COLOR	REF.
Pistacho	826098pistache
Turquesa	826098turquoise
Azul	826098bleu

ANDADOR CON ASIENTO AJUSTABLE EN ALTURA KOALA GIRO

> El nuevo andador de la gama Forta

> Un andador ideal para uso en exteriores

> Asiento regulable en altura

El andador Koala Giro conserva sus características de ligereza, que son el éxito de los andadores Forta, pero con características de andadores para exteriores. De hecho, está equipado con ruedas de 15 cm cómodo para terrenos más accidentados. Las ruedas dobles delanteras son multidireccionales. Equipado con un asiento de altura regulable, respaldo, bolsa de almacenamiento extraíble y asas anatómicas. Dimensiones generales: anchura 57 x profundidad 61 a 67 x altura 79,5 a 96,5 cm. Peso 5 kg.

Dimensiones del asiento: Anchura 40 x Profundidad 26 x Altura De 47 a 59 cm. Ancho entre asas 45 cm.

Estructura de acero en color burdeos.

Equipado con frenos por presión en las ruedas traseras.

REF. 826018



MÁX.
110 kg.

FUNDA DE ASIENTO

Para dar color a su rollator Drakon o Koala



COLORES	REF.
Azul	826255B
Pistacho	826255
Naranja	826255O
Gris	826255G

Rollators de 4 ruedas



Se suministra con cesta y bandeja metálica

MÁX.
130 kg.

ANDADOR DE 4 RUEDAS PRIMO

Nuestro andador Primo de 4 ruedas le permite pasear asegurando buenas condiciones de seguridad. Equipada con 4 ruedas de PVC macizas, giratorias en la parte delantera y fijadas en la parte trasera con un diámetro de 20 cm.

Se suministra con un soporte de bastón para colocar a la derecha o a la izquierda, una cesta de acero (dimensiones: anchura 40 x profundidad 27 x altura 16 cm) y una bandeja de polietileno transparente (dimensiones 39 x 25,5 cm).

Incluye asas con freno de estacionamiento.

Equipado con un portaequipajes de plástico para una carga de 7 kg.

Dimensiones: ancho 59 x profundidad 72 cm. Peso de 9 kg.

Asas anatómicas regulables en altura de 80 a 93 cm.

REF. 826236

ROLLATOR DE 6 RUEDAS CON FRENO DE PRESIÓN

Frena cuando el usuario presiona o empuja las empuñaduras. Rollator plegable con 6 ruedas de 15 cm y cómodo asiento. Se suministra con una bolsa extraíble debajo del asiento.

Estructura ligera de aluminio negro mate resistente a la corrosión.

Dimensiones totales: anchura 55 x profundidad 70 x altura 78 a 91 cm.

Peso: 7 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 35 x profundidad 32 x altura 57 cm.

Anchura entre reposabrazos: 45,5 cm.

REF. 826301



MÁX.
136 kg.

MÁX.
136 kg.

Nuevo sistema de frenado más seguro



Nuevo alojamiento de las ruedas más rígido

ANDADOR NEO FASHION

> Ultraligero: ¡sólo 6,4 kg!

> Anchura total pequeña

> Asiento regulable en altura

Nuestro andador Neo Fashion combina funcionalidad y modernidad gracias a su pintura brillante y colores vivos. Dispone de un cómodo respaldo abatible para facilitar el plegado. El asiento está cubierto con una cómoda espuma y una funda de malla. Se entrega con bolsa de compras extraíble. Ruedas blandas de 20 cm que no dejan huella. Nuevo sistema de frenado más seguro. Ahora se entrega con portabastones.


Dimensiones: anchura 63 x profundidad 70 a 77 x altura 85 a 102 cm en 5 posiciones (respecto al asiento 31 a 40 cm).

Anchura de paso 45 cm.

Medidas del asiento: 37 x profundidad 25 x altura 53 a 61 cm. Peso 6,4 kg.

COLOR	REF
Azul eléctrico	826240B
Verde	826240V

Asiento de PU suave



ANDADOR DE 4 RUEDAS DE ALUMINIO

> Asiento de PU (poliuretano) suave, resistente y cómodo

> Respaldo plegable y extraíble

> Estructura muy ligera

Fabricado en aluminio ultra resistente, este andador le permitirá salir al exterior con total seguridad. Está equipado con frenos convencionales y de estacionamiento, útiles cuando usted se sienta en su cómodo asiento durante sus descansos. El respaldo se puede plegar para facilitar el almacenamiento.

Práctica abrazadera de rosca para que la rosca del freno no interfiera. Bolsa impermeable desmontable. Color azul noche.

Dimensiones generales: anchura 60 x profundidad 74 x altura 82 a 97,5 cm. Peso 6,5 kg. Medidas del asiento: anchura 35 x profundidad 33 x altura 58,5 cm. Ancho entre asas 47,4 cm.

REF. 826078



MÁX.
135 kg.

ROLLATOR NEO EASY

> Peso imbatible: ¡5,6 kg!

Nuestro rollator Neo Easy le permite ir de compras con total seguridad. Dispone de frenos de acompañante, un asiento ancho y cómodo con un amplio respaldo y una bolsa extraíble y lavable. Las ruedas de 20 cm tienen neumáticos blandos. Sistema de plegado fácil y práctico para guardarla. Chasis de aluminio.

Dimensiones totales: anchura 62 x profundidad 75 x altura 77 a 92,5 cm. Peso: 5,6 kg

Dimensiones del asiento: anchura 45 x profundidad 25,5 x altura 57 cm.

Anchura entre reposabrazos 49 cm. Anchura plegado 21 cm.

2 colores a elegir: azul eléctrico o blanco nacarado.



MÁX.
136kg.

Novedad



COLOR	REF
Azul eléctrico	826303BLEU
Blanco nacarado	826303BLANC

ROLLATOR LÁSER REHASENSE

> Estructura robusta, peso ligero

El rollator Laser es el más económico de la gama Rehasense, pero conserva sus características premium: grandes ruedas de TPE antideslizantes, frenos de alto rendimiento y suaves empuñaduras anatómicas. Su sencillo sistema de plegado permite plegarlo, guardarlo y transportarlo fácilmente.

Chasis ligero de acero. Color blanco/negro.

Dimensiones totales: anchura 62,5 (plegada 40,5) x profundidad 66 x altura 77 / 99 cm.

Peso: 7,5 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 44,5 x profundidad 17 x altura 60 cm.

REF. 826049

MÁX.
130kg.



Garantía
7 AÑOS



ROLLATOR NEO XL

> Un rollator seguro para usuarios bariátricos

> Asiento de altura ajustable

El rollator Neo XL ofrece proporciones muy cómodas para personas de un peso elevado. Tiene un amplio asiento acolchado y una cómoda anchura entre los apoyabrazos. Sus ruedas de 20,5 cm tienen cubiertas blandas muy antideslizantes, incluso en superficies lisas. El respaldo se puede plegar para facilitar el plegado. Mangos ergonómicos. Estructura de aluminio plegable pintada en rojo brillante.

Dimensiones totales: ancho 73 x profundidad 73 / 78 x altura 83 / 98 cm en 5 posiciones.

Dimensiones del asiento: anchura 42 x profundidad 39,5 x altura 53 / 57 cm en 3 posiciones. Ancho entre los apoyabrazos 54 cm. Peso 8.8 kg.

REF. 826065

MÁX.
181kg.

ANDADOR NEO STRONG

> Estructura muy robusta

Nuestro andador Neo Strong tiene un cómodo asiento textil y un respaldo de tela. Su estructura muy robusta le permite resistir un peso de 150 kg. Sus grandes ruedas de 20 cm de diámetro y sus pisadores son muy prácticos para un fácil manejo. Viene con un portabastones y una bolsa de red extraíble.

Dimensiones totales: ancho 60,5 x profundidad 67 x altura 81 / 96 cm. Peso 7,9 kg.

Medidas del asiento: Anchura 40 x Profundidad 22,5 x Altura 58 cm.

REF. 826244

Novedad: frenos muy livianos de manejar



MÁX.
150kg.





MÁX.
136 kg.

ROLLATOR PLEGABLE NEO LIGHT

> Muy compacto gracias a sus 2 plegados simultáneos

El rollator Neo Light tiene una estructura estable y rígida. Su diseño único permite, simplemente levantando el asiento, doblarlo no sólo en anchura, sino también en profundidad, acercando las ruedas traseras a las delanteras, ahorrando así mucho espacio. Equipado con un soporte de bastón plegable y un fácil ajuste de la altura del asa por indexación. 2 tamaños disponibles: M o L. Dimensiones generales: ancho 60,5 x profundidad 64 (M) o 68 (L) x altura 81,4/94,3 cm (M) o 84/97 cm (L). El ancho entre las asas es de 43 cm. Peso 7,6 kg (M) o 7,7 kg (L). Dimensiones del asiento ancho 43 x profundidad 20,5 x altura 51 cm (M) o 60 (L) cm.

TALLA	REF
M	826027M
L	826027L

OPCIÓN	REF
1 Bolsa para rollator	826033

1 BOLSA PARA ROLLATOR

Bolsa de poliéster y PVC.
Capacidad: 5 kg.



MÁX.
136 kg.

ANDADOR NEO FOLD EVOLUTION

> Plegado tipo cochecito bebé muy compacto y rápido

> Bolsa con refuerzos laterales, muy accesibles

> Anchura total pequeña

Nuestro andador Neo Fold Evolution tiene muchas características importantes además de su elegante diseño. Tiene un respaldo cómodo y acolchado, asas anatómicas blandas y un portabastones. Para su seguridad, está equipado con frenos de alta fricción y numerosos reflectores. Ruedas grandes de 25 cm en la parte delantera y 20 cm en la trasera para un mejor manejo. Cierre de seguridad en posición plegada.

Dimensiones generales: anchura 62 x profundidad 68 x altura 80 a 95 cm en 7 posiciones indexadas. Ancho del pasillo 44 cm.

Medidas del asiento: 44 x profundidad 23 x altura 55 cm. Peso 7,9 kg.

3 colores disponibles: gris mate, champagne brillante y blanco nacarado.



COLOR	REF
1 Champán	826024CHAMPAGNE
2 Gris	826024GRIS
Blanco nacarado	826024BLANC

ROLLATOR REHASENSE STYLUS

> Rollator premium muy ligero

> Sistema de frenado de baja presión

Con el rollator Stylus, podrá desplazarse al aire libre con un apoyo seguro y ultraligero. La altura de las empuñaduras blandas y anatómicas se ajusta fácilmente mediante indexación. Viene de serie con un respaldo para sentarse cómodamente, un soporte para bastón, pisador, una bolsa de transporte extraíble, un sistema de bloqueo en posición plegada y ruedas de TPE antideslizantes.

Disponible en 2 tamaños diferentes (M o L).

Dimensiones totales: anchura 61 x profundidad 67 x altura. asas 67 / 86,5 cm en 7 posiciones (M) o 75 / 99,5 cm en 10 posiciones (L).

Dimensiones del asiento: anchura 44 x profundidad 20 x altura 53 cm (M) o 60 cm (L).

Peso: 6,5 kg (M) o 6,7 kg (L).

Color champán mate o rojo.



MÁX.
150 kg.



COLOR	TALLA	REF.
Champán	M	826300MCHAMP
	L	826300LCHAMP
Rojo	M	826300MROUGE
	L	826300LROUGE



FRENOS DE DESACELERACIÓN

Los frenos de desaceleración y las ruedas se fijan al chasis en lugar de las otras ruedas traseras. El freno de cada lado puede activarse o desactivarse. Cada freno puede ajustarse más o menos gracias a su pomo de apriete. La anchura de paso trasera aumentará en 5 cm. El kit incluye 2 ruedas traseras y 2 frenos.



MODELO	REF.
Freno para Athlon, Server y Navigator	826272A
Freno para Space.	826272S

ANDADOR REHASENSE SERVER

- > Andador de gama alta muy ligero
- > Plegado bloqueable patentado

El Server es un andador de aluminio ultraligero con una estructura de tubo triangular única que garantiza rigidez y resistencia. Se suministra con portabastones, bolsa plegable y extraíble y dispone de pisadores para subir bordillos. Cómodo asiento textil con forma ergonómica. Empuñaduras anatómicas blandas. Ruedas blandas de caucho termoplástico con un diámetro de 20 cm. Frenos de alta eficiencia. Ideal para usuarios de 1,50 m a 2 m. Disponible en versión estándar en blanco o champagne, en versión HD en gris satélite. Dimensiones generales: anchura 61 (HD 69) x profundidad 68 (HD 68) x altura M 66/86 - L y HD 74/102 cm. Medidas del asiento: anchura 46 (HD 55) x profundidad 17 x altura M 55cm - L y HD 62 cm. Peso M 6,8 kg, L 7 kg, HD 7,9 kg.



MODELO	COLOR	REF.
Server M	Blanc	826247MBLANC
	Champagne	826247MCHAMP
Server L	Blanc	826247BLANC
	Champagne	826247CHAMP
Server XL	Gris satellite	826248

Respaldo incluido

ROLLATOR REHASENSE SPACE

> ¡Sólo 5,7 kg!

El rollator Space tiene una estructura única en forma de X que limita su peso mientras mantiene la fuerza y la rigidez. Tiene grandes ruedas antideslizantes de TPE y frenos de alto rendimiento. Estructura de aluminio. Color gris satélite. Dimensiones generales: ancho 62 x profundidad 66 x altura 78 / 102 cm en 10 posiciones. Peso 5,7 kg. Dimensiones del asiento: ancho 46 x profundidad 17 x altura 62 cm.

REF. 826276



Respaldo incluido

ANDADOR FIBRA DE CARBONO ATHLON

- > Estructura de carbono ultraligera: ¡sólo 5,2 kg!
- > Manejo óptimo

El Athlon es un andador de carbono y aluminio que garantiza rigidez, resistencia y ligereza. Se suministra con soporte para bastón, bolsa plegable y extraíble y soporte para la acera. Cómodo asiento tejido con forma ergonómica. Cómodas asas suaves. Ruedas de goma blanda en TPE con un diámetro de 20 cm. Frenos de alta eficiencia. Disponible en 2 tamaños: mediano (tamaño usuario 135 a 170 cm) o grande (usuario 150 a 200 cm) en antracita. Dimensiones generales: anchura 61 x profundidad 68 x altura 66 a 86 o 74 a 102 cm. Peso 5,2 kg (M) o 5,4 kg (L). Medidas del asiento: anchura 46 x profundidad 17 x altura 55 o 62 cm.



Respaldo incluido

MODELO	REF.
Mediano	826246M
Grande	826246L

ROLLATOR TODOTERRENO NEO FUN

> Un verdadero todoterreno con ruedas neumáticas

> Estructura ligera de alta calidad

Accede a la verdadera libertad con nuestro rollator Neo Fun. Te permite rodar por caminos y senderos sin ningún problema. Tiene un portabastones en un lado y un portabastones de dos puntos en el otro. Tiene un asiento suave y un cómodo respaldo, con un pestillo de bloqueo en posición plegada. Frenos de alta calidad. Marco de aluminio ligero y rígido. Color blanco nacarado. 2 bolsas disponibles como opción en la página 153 (las mismas bolsas de Neo Light). Dimensiones generales: anchura 69 x profundidad 71 x altura de las asas 87 / 101 cm. Dimensiones del asiento: ancho 46 x profundidad 21 x altura 57 cm. Peso 8,2 kg.

REF. 826025

Fácil ajuste mediante la indexación

Práctico portabastones



MÁX.
120 kg.

OPCIÓN	REF
1 Bolsa para rollator	826033

Respaldo incluido



MÁX.
200 kg.

Garantía
8 AÑOS

ANDADOR TODOTERRENO EXPLORER

> Ruedas blandas de 23,5 y 28,5 cm de diámetro

> Resistente y versátil

El Explorer es un andador de aluminio ultraligero con una estructura de tubo triangular única que garantiza rigidez y resistencia. Se suministra con portabastones, bolsa plegable y extraíble y pisadores para subir bordillos. Cómodo asiento textil con forma ergonómica. Empuñaduras anatómicas blandas. Ruedas blandas de caucho termoplástico de gran diámetro para ir a cualquier parte: 23,5 y 28,5 cm. Frenos de alta eficiencia.

Disponible en 2 tamaños: mediano (tamaño usuario 150 a 180 cm) o grande (tamaño usuario 170 a 210 cm) en marrón brillante.

Dimensiones totales: ancho 69 x profundidad 77 x altura 78 a 90 cm o 91 a 112 cm.... Peso 9 o 9,2 kg. Medidas del asiento: Ancho 53 x Profundidad 17 x Alto 53 o 62 cm.

MODELO	REF.
Mediano	826245M
Grande	826245L

PORTABASTONES PARA ANDADOR P

Una pequeña herramienta muy práctica para fijar el bastón cuando se utiliza un andador.

Se fija en los tubos redondos de la estructura. Se compone de una parte superior con clip y una parte inferior para sostener la parte inferior del bastón.

Para tubos con un diámetro máximo de 25 mm.

REF. 816084

**SOPORTE DE BASTÓN PARA SILLA DE RUEDAS P**

Adecuado para todas las sillas de ruedas o andadores, ya que se adapta a todas las formas y diámetros de tubo. Está equipado con almohadillas de protección para evitar que se marquen los tubos. Apto para todos los tubos de 16 a 28 mm de diámetro. Peso 102 gr.

REF. 816039





ANDADOR NAVIGATOR

Para personas con una fuerza de agarre insuficiente proporciona un apoyo adicional. Apoyos de antebrazo y puños ajustables en profundidad y ángulo

Sistema de bloqueo UNICO que mantiene el andador plegado. Sistema inteligente de fijación de la bolsa. Construcción muy resistente y de alta rigidez Freno muy eficiente y fiable también en superficies mojadas y libre de mantenimiento. Diseño exclusivo de la horquilla que evita que se acumule suciedad. Rueda de tipo soft TPE caucho termoplástico. Puño ergonómico. Freno muy fácil y liviano de accionar. Tira de plegado. Asiento de nylon muy resistente y duradero. Reflectores de seguridad. Maneta de ajuste en altura de los puños que permite el ajuste con una sola vuelta. Pedal subbordillos. Anchura total 62 cm, anchura de asiento 46 cm, longitud total 68 cm, ajuste en altura de los puños de empuje entre 90 y 115 cm. Altura del asiento Talla L 62 cm.

REF. 826092

MÁX
150 kg.

Garantía
9 AÑOS

ANDADOR CON SOPORTE ANTEBRAZOS

> Apoyo seguro para pacientes frágiles

Este andador plegable tiene 2 ruedas en la parte delantera 12,5 cm y patines deslizantes en la parte trasera para una marcha lineal pero lenta. Los 2 apoyos de antebrazo suaves hacen que sea fácil y cómodo apoyarse en ellos. Las asas son ajustables en profundidad en relación con el soporte en 4 posiciones de 6 a 12 cm. Estructura de aluminio. Dimensiones: anchura 66 x profundidad 53 x altura de los soportes 96 a 112 cm en 7 posiciones. Peso 4,2 kg

REF. 826009

MÁX
125 kg.



MÁX
136 kg.

SET DE 2 TIRAS SUPERGRIP COMFORT DYCEM P

> Ideal para forrar los mangos de los andadores

Estas tiras adhesivas antideslizantes están forradas con espuma para crear una superficie cómoda y suave. Son ideales para dar más comodidad a los empuñaduras de bastón y de los andadores. Set de 2 tiras de 110 x 2,2 cm. 3 colores a elegir.



COLOR	REF.
Azul	818046B
Rojo	818046R
Negro	818046N

ANDADOR CON APOYOS DE ANTEBRAZO NEO SUPPORT

> Apoyos grandes y cómodos

> Ruedas flexibles antideslizantes

Nuestro andador Neo Support proporciona una posición cómoda para las personas que necesitan soporte de antebrazos. Equipado con un asiento, una bolsa de compras extraíble y portabastones. Robusta estructura de aluminio. Ruedas grandes de 20 cm. Fácilmente plegable con una mano.

Dimensiones generales: anchura 61,5 x profundidad 70 x altura 108,5 / 121 cm (6 posiciones). Peso 8,4 kg.

Medidas del asiento: 46 x profundidad 25 x altura 54 cm.

REF. 826242



Rollators Premium Saljol

ROLLATOR ALLROUND SALJOL

> Estructura de alta calidad y muy ligera

El rollator Allround de Saljol cuenta con características premium. Está equipado con grandes ruedas muy blandas y absorbentes para amortiguar las irregularidades del terreno (25 cm de diámetro en la parte delantera). Los salva-bordillos están inteligentemente posicionados para facilitar la inclinación del rollator. El corcho se utiliza en las piezas de contacto (manillas, frenos, asas de plegado), ya que absorbe los impactos y el calor, resiste a los rayos UV y a la abrasión, y permanece antideslizante incluso con las manos húmedas.

Gracias a más de 30 reflectores ubicados en el marco, los neumáticos y las asas, usted será visible incluso en la oscuridad. La bolsa incluida de serie tiene una capacidad de 5 kg. Dimensiones totales: ancho 61 x profundidad 69 x altura 76 a 88 cm (M) o 81 a 103 cm (L). Dimensiones del asiento: ancho 46 x profundidad 18,5 x altura 54 cm (M) o 62 cm (L).

Peso: 6,5 o 6,6 kg.

Opciones disponibles: respaldo de gran confort, portabastón, bolsa de diseño Jost o paraguas.



Novedad



TALLA	COLOR	REF
M	Gris perla	826296GRM
	Verde bosque	826296VEM
L	Gris perla	826296GRL
	Verde bosque	826296VEL

ROLLATOR CARBONO SALJOL

> Estructura ultraligera, rígida e irrayable

El rollator de carbono Saljol cuenta con características premium. Está equipado con grandes ruedas muy blandas y absorbentes para amortiguar las irregularidades del terreno (25 cm de diámetro en la parte delantera). Los salva-bordillos están inteligentemente posicionados para facilitar la inclinación del rollator. El corcho se utiliza en las piezas de contacto (manillas, frenos, asas de plegado) ya que absorbe los impactos y el calor, resiste a los rayos UV y la abrasión, y permanece antideslizante incluso con las manos húmedas.

Gracias a más de 30 reflectores ubicados en el marco, los neumáticos y las manillas, usted será visible incluso en la oscuridad. La bolsa incluida de serie es inteligente y puede retirarse con una sola mano. Además de las características del modelo Allround, en este rollator de carbono los frenos están equipados con un sistema de frenado parcial y ajustable que limita la velocidad del rollator en descenso. Dimensiones totales: ancho 61 x profundidad 67 x altura de las manillas 76 a 88 cm (M) o 81 a 103 cm (L).

Dimensiones del asiento: ancho 45 x profundidad 18,5 x altura 54 cm (M) o 62 cm (L).

Peso: 5,8 kg.

Opciones disponibles: respaldo de gran confort, portabastón, bolsa de diseño Jost o paraguas.



Novedad



TALLA	COLOR	REF
M	Azul noche	826297BLM
	Rojo cobre	826297ROM
L	Azul noche	826297BLL
	Rojo cobre	826297ROL

Novedad

ROLLATOR DE INTERIOR SALJOL

> Un rollator ultrastable y revolucionario

> Utilizable como apoyo para levantarse en el baño

El rollator de interior Saljol será su compañero en el hogar para todas sus actividades diarias. Es tan estable que puede apoyarse en él cuando y donde lo necesite. Dispone de dos modos de frenado: mediante las manetas o la barra central. Es muy fácil de maniobrar y gira sobre sí mismo gracias a sus ruedas multidireccionales. Además, se puede conducir y manejar cómodamente incluso estando sentado en el rollator. Color: marfil nacarado.

Dimensiones totales: Ancho 56 x Profundidad 67 x

Altura de la manilla: 80 cm (S), 86 cm (M) o 92 cm (L).

Dimensiones del asiento: Ancho 45 x Profundidad 18,5 x Altura: 52 cm (S), 55 cm (M) o 58 cm (L).

Ancho entre reposabrazos: 43 cm.

Peso: 9,3 / 9,5 / 9,7 kg (según tamaño).

Opciones disponibles: asiento de confort, bolsa de interior, cojín para el respaldo o bandeja de madera.






MÁX.
150 kg.

TALLA	REF
S	826307BLS
M	826307BLM
L	826307BLL



OPCIÓN	REF
1 Bandeja de madera	826308
2 Bolsa de interior	826309
3 Cojín para el respaldo	826310
4 Asiento de confort	826311

OPCIÓN	REF
1 Respaldo de gran confort	826298
2 Portabastón	826299
3 Bolsa de diseño	826305
4 Paraguas	826306





ANDADOR -SILLA DE TRANSFERENCIA VICTOR

> 2 en 1: andador y silla de transferencia
> Ahora con reposabrazos

Nuestro andador Victor se puede convertir fácilmente en una silla de ruedas de transferencia, basta con desplegar la paleta del reposapiés y cambiar la dirección del respaldo. Ideal para caminar con seguridad y volver a sentarse en caso de fatiga. Equipado con un asiento acolchado, asas y un respaldo de espuma. Sistema de frenado simple + aparcamiento. Color Burdeos.

Ruedas grandes con un diámetro de 20 cm.

Dimensiones totales: anchura 60 x profundidad 65 x altura de las asas ajustable entre 78 a 89 cm en 6 posiciones. Peso 8,8 kg. Medidas del asiento: 35 x profundidad 32 x altura 52 cm. Anchura entre reposabrazos: 45,5 cm.

REF. 826228

RED DE TRANSPORTE PARA ANDADOR P

Esta red de transporte y almacenamiento se adapta fácilmente a todos los andadores gracias a sus 6 cierres por lazo.

Dimensiones: 30 x 38 x 15 cm.

REF. 826047



BOLSA DE TRANSPORTE PARA ANDADOR

Bolsa de almacenamiento muy práctica que se adapta a un andador gracias a sus 3 tiras ajustables. Dispone de 3 grandes bolsillos para llevar todos los objetos comunes. PVC azul marino.

Dimensiones: 104 x 26,5 cm.

REF. 826037



CESTA PARA ANDADOR

Esta cesta de hilo metálica se instala gracias a un borde superior que se coloca en una de los tubos horizontales y gracias a 2 soportes laterales ajustables que se colocan en los montantes verticales del andador. Se ajusta a la mayoría de los andadores. Dimensiones de la cesta: anchura 41 x profundidad 14 x altura. 18 cm. Peso 500 gr.

REF. 826090



Freno de precisión y cubierta antiderrape

Puños blandos y anatómicos



ROLLADOR NEO GLOBAL DE TRANSFERENCIA

> 2 productos en 1 : rollator y silla de transferencia

Nuestro rollator Neo Global es muy fácil de convertir en una silla de transferencia: sólo tiene que añadir los reposapiés e invertir el respaldo. Con el Neo Global, puede empezar caminando, y ser transportado en caso de fatiga por su acompañante. Se entrega con una bolsa extraíble. Equipado con grandes ruedas de 20 cm para facilitar la movilidad al aire libre y un portabastón. Puños blandos y anatómicos muy cómodos. Estructura de aluminio plegable pintada en color azul laguna. Dimensiones totales: anchura 60,5 x longitud 74 (104 con reposapiés) x altura. 84,5 / 97,5 cm en 6 posiciones. Dimensiones del asiento: ancho 41 x profundidad 31 x altura 55 cm. Ancho entre los apoyabrazos 46,5 cm. Peso 9,5 kg con los reposapiés.

REF. 826266





FUNDA DE ALMACENAMIENTO PARA SILLA DE RUEDAS

Esta funda se desliza sobre la parte superior de una silla de ruedas plegada para guardarla de forma ordenada y sin polvo. Dispone de un ojal metálico para fijar documentos.

Funda gris de 150 g de Steritex Clinicare ignífugo M1. Lavable a 90°C o descontaminada en frío sin cloro.

Dimensiones: anchura 80 x profundidad 32 x altura 88 cm.

REF. 114053



Fabricado en Francia

FUNDA POST-DESCONTAMINACIÓN PARA SILLA

>Garantiza el mantenimiento de la descontaminación hasta el cliente.

Esta funda integral con cremallera permite guardar la silla de ruedas descontaminada y entregarla al cliente. Dispone de una base reforzada, una correa de transporte y 2 asas adicionales para facilitar su manipulación.

También tiene un bolsillo transparente reforzado para los documentos de su equipo y los expedientes de los pacientes.

Funda gris forrada en Steritex ignífugo M1, revestimiento de PVC + forro de PU. Lavable a 60°C o descontaminada en frío sin cloro. Dimensiones: anchura 80 x profundidad 32 x altura 88 cm.

REF. 114054



SILLA DE TRANSFERENCIA DE ACERO MOUVEO

Nuestra nueva silla de transferencia está equipada con frenos de acompañante, así como frenos de aparcamiento en las ruedas traseras. Dispone de respaldo abatible para facilitar su almacenamiento y reposabrazos blandos de poliuretano. Ruedas traseras de gran diámetro de 30 cm y delanteras de 15 cm.

Reposapiés abatibles. Cinturón de seguridad de serie. Prácticas asas de transporte en los laterales del asiento. Estructura de acero gris antracita con doble cruceta. 3 anchos de asiento disponibles.

Dimensiones totales: anchura 58 / 61 / 64 x profundidad 91 x altura 89,5 cm. Peso: 10,5 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 42 / 45 / 48 x profundidad 41 x altura. 44 cm.

Anchura entre reposabrazos 43,5 / 46,5 / 49,5 cm. Altura del respaldo 43 cm.



Novedad

MÁX.
125 kg.



ASIENTO	REF.
42 cm	87401142
45 cm	87401145
48 cm	87401148



ANDADOR DE MARCHA STRONG

> Ideal para pacientes bariátricos

El andador Strong es un andador ultrarresistente fabricado en acero pintado. Las 2 ruedas delanteras facilitan los desplazamientos. El soporte del chasis garantiza una gran estabilidad. Su resistencia de 250 kg permitirá caminar con seguridad incluso a los usuarios más pesados. Estructura de acero. Dimensiones totales: anchura 47,5 x profundidad 56 x altura 74 a 95 cm en 9 posiciones. Peso: 8 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 40 x fondo 30 x altura 57 cm.

REF. 826302



MÁX.
250 kg.

SILLA DE RUEDAS ROBUST

- > Un producto robusto a un precio económico
- > Anchura del asiento 45 cm

La silla de ruedas Robust es ideal para uso en residencias gracias a su robustez. Está equipado con reposabrazos abatibles, reposapiés desmontables y una estructura de acero plegable. Ruedas de 24 pulgadas en la parte trasera y 20 cm en la delantera.

Dimensiones generales: anchura 63 x prof. 103 x altura 91 cm. Peso 18,5 kg. Medidas del asiento: 45 x prof. 40 x altura 50 cm. Altura del respaldo 44 cm.

Estructura en color gris aluminio.

REF. 874002

**SILLA DE RUEDAS ZERO METAL**

- > Fabricado totalmente en nylon

Nuestra silla de ruedas Zero Metal es la única fabricada en 100% plástico, lo que permite su uso en entornos específicos. Su diseño permite su uso permanente en la ducha, en el medio acuático, incluyendo la piscina y el spa. Sin ningún magnetismo, puede ser utilizado en una sala de rayos X o resonancia. También pasa a través de los arcos de seguridad de los aeropuertos y de las compañías de seguridad.

Reposabrazos extraíbles

Tiene todas las características de una silla normal.

Dimensiones totales: ancho 65 x profundidad 109 x altura 87 cm. Anchura plegada 36 cm. Peso 18 kg.

Diámetro de la rueda delantera 20 cm, diámetro de la rueda trasera 59 cm. Medidas del asiento: 45 x profundidad 40 x altura 52 cm. Altura del respaldo 32 cm.

REF. 825034

MÁX.
100 kg.

**SILLA DE RUEDAS TRANSFERENCIA AIR**

La silla de transferencia Air es adecuada para establecimientos abiertos al público. Fácil de almacenar, ocupa poco espacio. Dispone de reposabrazos acolchados y abatibles, frenos de acompañante y una estructura de doble cruceta plegable para mayor resistencia. Reposapiés abatible y respaldo partido para transporte o almacenamiento.

Rueda trasera diámetro 15 cm, delantera 12,5 cm.


Dimensiones generales: anchura 46 x profundidad 77 x altura 90 cm. Ancho plegado 21 cm.

Medidas del asiento: ancho 36 x profundidad 39 x altura 45,5 cm. Altura del respaldo 44 cm. Peso 7,14 kg.

REF. 874005



Cómodo
bolsillo trasero



Novedad



MÁX.
100 kg.

Fabricado en Francia

COJÍN HEMI ARM POSITPRO

Cojín de posicionamiento para el brazo en una silla de ruedas.

Modular en 2 lados. Tubo cilíndrico que ajusta el cojín del brazo con cierre de velcro.

Relleno de nanopelotas de poliestireno y funda de poliéster bielástico con revestimiento de poliuretano de 180 g.

Dimensiones: 55 x 35 cm. Color verde.

REF. 829146





Sistema de ajuste de confort



MÁX 135kg.

Diseño compacto

Nuevo sistema de un solo dedo



SILLA DE RUEDAS MODULOLIGHT

- > Frenos autobloqueantes de serie
- > Doble cruceta de serie
- > Reposabrazos plegables y protección de la ropa de serie

Nuestra silla de ruedas ModuloLight es ideal para los traslados diarios en casa o institución. Tiene una estructura de aluminio muy robusta con doble cruceta que se adaptan a personas de hasta 125 kg. Sus grandes ruedas (30 cm en la parte trasera y 20 cm en la parte delantera) permiten realizar cómodos paseos al aire libre. Tiene freno de aparcamiento y de acompañante. 4 anchos de asiento disponibles: 42,5 cm, 45 cm, 47,5 cm y 50 cm. Dimensiones totales: ancho 58,5 / 61 / 63,5 x profundidad 97 x altura 92 cm. Peso 14,2 / 14,8 kg. Dimensiones del asiento: ancho 42,5 / 45 / 47,5 x profundidad 41 x altura 49 cm. Altura del respaldo 43 cm. 2 colores disponibles: gris metálico y rojo metálico.

Salva- bordillos



Frenos de bloqueo



Reposabrazos abatibles



ANCHURA DE ASIENTO	COLOR	REF.
42,5 cm	Gris	874006G
	Rojo	874006R
45 cm	Gris	874007G
	Rojo	874007R
47,5 cm	Gris	874001G
	Rojo	874001R
50 cm	Gris	874009G
	Rojo	874009R

SILLA DE RUEDAS DE TRANSFERENCIA TRAVELITE P

La silla de transferencia Travelite se pliega a una dimensión de aproximadamente 1/3 en comparación con una silla de ruedas estándar. Ideal para viajes cortos. Reposabrazos acolchados abatibles. Estructura de aluminio. Diámetro de la rueda: 20 cm. Dimensiones: Ancho 57 x Profundidad 65 (92 con ruedas) x Alto 97 cm. Peso 9 kg. Dimensiones del asiento: anchura 45 x profundidad 43 x altura 49 cm. REF. 825009

MÁX 125kg.



SILLA DE RUEDAS S-ERGO 125

> Una silla ultra confortable para las personas mayores más exigentes en casa

La silla S-ergo tiene algunas características interesantes:

- un exclusivo asiento patentado en forma de S que evita que el paciente se deslice hacia delante y proporciona una mayor comodidad al reducir los puntos de presión,
- una estructura muy ligera para este tipo de silla, sólo 14,2 kg totalmente equipada en la versión de 40 cm (14,5 kg para la de 45 cm y 14,8 kg para la de 50 cm),
- equipados de serie con frenos de acompañante, reposabrazos abatibles, ruedas antivuelco, espuma reposabrazos blandos y un aro de propulsión moldeado antideslizante,
- una anchura total muy estrecha para facilitar el paso de las puertas a +17 cm en relación con la anchura del asiento.

Esta silla plegable y muy práctica tiene un respaldo partido, conveniente para el transporte, reposabrazos abatibles, ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 24 pulgadas.

Estructura de aluminio disponible en aluminio o burdeos.

Chasis garantizado 5 años.

Precio : consulte a su distribuidor local



Asiento en forma de S patentado



Piezas de repuesto y opciones disponibles



Asiento y respaldo cómodos de color gris de serie



OPCIONES	REF.
1 Par de reposapiés elevables	870018
Par de ruedas antivuelco	870019

ANCHURA DE ASIENTO	COLOR	REF.	DIÁMETRO DE LA RUEDA DELANTERA / TRASERA	PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	ANCHURA TOTAL	ANCHO DE PLEGADO	ALTURA DEL REPOSABRAZOS	PROFUNDIDAD TOTAL	ALTURA DE ASIENTO	ALTURA DEL RESPALDO	ALTURA TOTAL	PESO
40 cm	Gris	87000141S	7" - 24"	43 cm	59 cm	30 cm	21 cm	102 cm	51 cm	40 cm	91 cm	14,2 kg
	Burdeos	87000141R										
45 cm	Gris	87000146S	7" - 24"	43 cm	64 cm	30 cm	21 cm	102 cm	51 cm	40 cm	91 cm	14,5 kg
	Burdeos	87000146R										
50 cm	Gris	87000151S	7" - 24"	43 cm	69 cm	30 cm	21 cm	102 cm	51 cm	40 cm	91 cm	14,8 kg
	Burdeos	87000151R										

**REPOSACABEZAS UNIVERSAL PARA SILLA DE RUEDAS**

> Se adapta a todas las sillas

> Grandes posibilidades de ajuste

Nuestro reposacabezas está firmemente sujeto a las asas de empuje de las sillas de ruedas, sin obstaculizar su uso. Se adapta a la mayoría de las sillas de ruedas manuales. La altura, la profundidad y el ángulo del reposacabezas se pueden ajustar. Gracias a su forma de U y a su tapicería, proporciona un confort adicional para los usuarios de sillas.

MODELO	REF.
40 et 45 cm	870014M
46 à 50 cm	870014L



SILLA DE RUEDAS MOUVLIGHT BASIC

- > Robusto chasis de doble cruceta
- > Multiajustable

Nuestra silla de ruedas MouvLight Basic es una silla robusta y versátil para alquilar o comprar. Viene de serie con reposabrazos blandos de PU que se pueden abatir y tienen laterales anchos para proteger su ropa.

Ruedas de 24" con eje de desmontaje rápido con pulsador de aluminio. Equipada con cierre de velcro entre el respaldo y el asiento.

Ajuste de altura de las ruedas de 24" en 3 posiciones (-2,5 y +2,5 cm). Ajuste del desplazamiento horizontal de las ruedas de 24 pulgadas en 4 posiciones (-5 cm, -2,5 cm y +5 cm). Horquillas delanteras de 3 alturas (-2,5 y +2,5 cm). Reposapiés regulables en 5 posiciones de 35 a 45 cm respecto al asiento.

4 anchuras de asiento disponibles: 40 / 42,5 / 45 / 47,5 cm.

Dimensiones totales: anchura 62,5 / 65 / 67,5 cm x profundidad 78 cm sin reposapiés, 101 cm con reposapiés x altura 90 cm. Anchura plegada 36 cm.

Dimensiones del asiento: anchura 40 / 42,5 / 45 / 47,5 cm x profundidad 42 x altura. 47 cm.

Estructura de aluminio gris claro.

Peso: de 15 a 16,5 kg en función de la anchura, totalmente equipada.

2 años de garantía para el chasis.

Precio : consulte a su distribuidor local



ANCHURA DE ASIENTO	REF.
40 cm	87601040
42,5 cm	87601042
45 cm	87601045
47,5 cm	87601047



Nuevo reposapiés que se puede accionar con una sola mano

SILLA DE RUEDAS MOUVLIGHT

- > Estructura de doble cruceta resistente
- > Frenos de acompañante de serie
- > Alta capacidad de ajuste

Nuestra silla de ruedas MouvLight es una silla de ruedas robusta y versátil para alquilar o comprar. Viene con frenos de acompañante de serie, un aro de propulsión ergonómico de polipropileno, ruedas antivuelco y apoyabrazos de PU acolchados con amplios laterales protectores de la ropa que se pueden abatir. Ruedas de 24 pulgadas con eje de desmontaje rápido. Equipado con cierre de velcro entre el respaldo y el asiento. Ajuste de altura de las ruedas de 24 pulgadas en 3 posiciones (-2,5 y +2,5 cm). Ajuste del centro de gravedad de las ruedas de 24 pulgadas en 4 posiciones (-5 cm, -2,5 cm y +5 cm). Horquilla delantera 3 alturas (-2,5 y +2,5 cm). Ajuste del reposapiés en 5 posiciones de 35 a 45 cm del asiento.

5 anchos de asiento disponibles: 40 / 42,5 / 45 / 47,5 / 50 cm.

Dimensiones totales: ancho 62 / 64,5 / 67 / 69,5 / 72 cm x longitud 78 cm sin reposapiés, 102 cm con reposapiés x altura 90 cm. Anchura total plegada de 36 cm.

Dimensiones del asiento: ancho 40 / 42,5 / 45 / 47,5 / 50 cm x profundidad 42 x altura. 47 cm de altura.

Color: gris metálico. Peso: de 15 a 16,5 kg según el ancho, totalmente equipado.

2 años de garantía en el marco.



ANCHURA DE ASIENTO	REF.	ANCHURA TOTAL	PESO
40 cm	87600140	62 cm	15 kg
42,5 cm	87600142	64,5 cm	15,4 kg
45 cm	87600145	67 cm	15,8 kg
47,5 cm	87600148	69,5 cm	16,1 kg
50 cm	87600150	72 cm	16,5 kg

Precio : consulte a su distribuidor local



1

2

3



OPCIONES	REF.
1 Reposapiés elevable derecho	876002D
2 Reposapiés elevable izquierdo	876002G
3 Par de ruedas de 6"	876003

Doble freno: de acompañante y de estacionamiento

Frenos de acompañante de serie

Ruedas diámetro 20 cm

Ruedas antivuelco de serie



SILLA DE RUEDAS ICON 40E

- > Asiento regulable en altura y ángulo
- > Centro de gravedad regulable
- > Reposabrazos ajustables en altura y extraíbles
- > Peso total 14,6 kg

El ángulo y la altura del asiento son regulables gracias a los distintos ajustes posibles: altura del eje trasero, altura de las horquillas delanteras, ángulo de las horquillas delanteras. Ajuste de la longitud del reposapiés. Ruedas macizas de 24 pulgadas con eje de desmontaje rápido. Ruedas macizas delanteras de 20 cm. 5 anchuras disponibles: 40 - 42,5 - 45 - 47,5 y 50 cm. Bastidor de doble cruceta para anchura de 50 cm.

Profundidad del asiento 40 cm o 45 cm (47,5 y 50). Altura del asiento 49 cm. Altura del respaldo 42 cm. Altura de los brazos 23/28 cm.

Dimensiones totales: anchura +21 cm en comparación con la anchura del asiento x profundidad 101 (76 sin reposapiés) x altura 91 cm. Peso 14,6 kg (14,8 kg para anchura 50).

Peso de transporte 7 kg. 2 años de garantía.

Disponible con respaldo fijo o respaldo reclinable por pistón de gas.

Modelo fijo



Garantía
2 AÑOS

MÁX.
150 kg.

Precio : consulte a su
distribuidor local

ANCHURA	REF. RESPALDO FIJO RUEDA	REF. RESPALDO RECLINABLE RUEDA
40 cm	87106540	87106640
42,5 cm	87106542	87106642
45 cm	87106545	87106645
47,5 cm	87106547	87106647
50 cm	87106550	87106650

Modelo reclinable

**REPOSAPIÉS ELEVABLE PARA ICON**

Reposapiés ajustable en ángulo para las sillas Icon 30 e Icon 40. Izquierda o derecha. La talla depende de la anchura de la silla. Sistema de elevación muy preciso y robusto.

TALLA	LADO	REF.
40 cm a 47,5 cm	derecho	871067DS
	izquierdo	871067GS
50 cm	derecho	871067DL
	izquierdo	871067GL

**INFLADOR DE NEUMÁTICOS PARA SILLA DE RUEDAS**

Inflador muy fácil de usar para volver a inflar los neumáticos de su silla de ruedas en un instante. También funciona con otros neumáticos (bicicletas, vehículos, etc.).

Batería de litio de 2000mAh. 4 boquillas disponibles y cable USB incluido.

Dimensiones: 11,6 x 8,1 x 4,6 cm.

Peso: 440 g.

REF. 871002



TRACK WHEEL

> ¡Convierte tu silla de ruedas en un triciclo con una agilidad sorprendente!

> Experimenta un nuevo nivel de velocidad y libertad

La rueda delantera para exteriores Track Wheel es la compañera ideal para tus viajes a la ciudad, el bosque o la playa: ultraligera, fácil de colocar y cómoda.

El Track Wheel tiene una gran rueda neumática de 12" y una horquilla de carbono antiftotación. Su sistema de fijación ultrarrápida en 3 segundos y sin herramientas permite levantar las ruedas delanteras giratorias de la silla, reduciendo así la resistencia a la rodadura.

El Track Wheel está disponible en 2 modelos:

- **El modelo de brazo único** con un sistema de fijación al reposapiés rígido de la silla. El diseño de carbono lo convierte en el producto más ligero del mercado, con sólo 2,6 kg. Dimensiones: Longitud 65,8 x altura 36 cm.
- **El modelo de brazo doble** con sistema de fijación para sillas con reposapiés fijos integrados. Diseño ligero de carbono: 4,5 kg. Dimensiones: Longitud 55,4 x altura 47,9 cm.

El Track Wheel debe ajustarse previamente a la silla en uso, para que la fijación sea ultrarrápida cada vez que se usa.



MODELO	REF.
1 Brazo único	875035
2 Brazo doble	875036

HANDBIKE REHASENSE ECO ASSIST

> Muy fácil de acoplar a la silla de ruedas

> Rueda de 30 cm de diámetro

El handbike Eco Assist está fabricado con una aleación de aluminio y acero de alta resistencia y está impulsado por un potente motor de 350 W. Dispone de una eficiente batería de iones de litio para un rendimiento fiable. Descubra un nuevo nivel de confort y seguridad con controles personalizables, frenos seguros y un diseño elegante y moderno.

Compatible con sillas de ruedas rígidas y plegables con chasis delantero fijo. Sistema de acoplamiento manual. Doble sistema de frenado: freno de disco mecánico y freno eléctrico. Tiempo de carga: 5 horas.

Gama de anchura de montaje de la silla de ruedas 210-480 mm. Rango de altura de montaje de la abrazadera de la silla de ruedas 260-420 mm. Disco de freno de Ø160 mm. Funciones de tracción, control de tracción y marcha atrás. Peso 15,5 kg.

REF. 875037





SILLA DE OCIO PLEGABLE E-FOLDI

> ¡Sólo 15 kg!

> ¡Ultrafácil de plegar y desplegar, ultracompacto!

> Se suministra con 2 baterías de litio

Gracias a su facilidad de plegado, la silla de ocio E-Foldi puede llevarse fácilmente en el coche, e incluso en el avión.

Su sistema de plegado y desplegado le seducirá por su facilidad. Está equipada con un cinturón de seguridad, reposabrazos ajustables y un asiento y respaldo desmontables para su limpieza.

Único: el cuidador puede controlar la silla con un mando de acompañante que se puede fijar a la posterior del respaldo.

REF. 824048



Velocidad	6 Km/h
Autonomía	13 kms
Peso máximo del usuario	135 kg
Pendiente máxima permitida	10 %
Dimensiones plegadas	58 cm x 34 cm x 92 cm
Asiento	Larg. 42 cm x prof. 45 cm
Freno	Electromagnético
Neumáticos	Macizo en la parte trasera / Neumático en la parte delantera
Batería	5,2 Ah Li-ion x2
Motor	200 W x2 24 V
Controlador	Joystick de usuario + mando de acompañante



MOTORIZACIÓN DE SILLAS POWERSTROLL

Este motor auxiliar se puede utilizar para empujar una silla de ruedas manual y se pueden desmontar. Se pueden instalar en la mayoría de las sillas manuales con un ancho de asiento de entre 42 y 51 cm.

Le ofrecemos 2 modelos diferentes:

- El **modelo S Drive** tiene 2 ruedas y puede motorizar la silla de ruedas hasta 6,5 km/h. Peso con batería 19,2 kg. Su sistema único permite su instalación y desmontaje en cuestión de segundos. Control con ajuste de velocidad y marcha atrás. Potente motorización de 150W con batería de 24V. Autonomía 16 kms con un peso máximo de 135 kg.
- El **modelo S Drive XL** permite su uso con personas de gran peso. Potente motorización de 200W con batería de 24V. Alcance 16 kms con un peso máximo de 180 kg.

Todos los modelos se entregan completos con sistema de fijación, baterías, control y cinta de levación.



MODELO	REF.
Powerstroll S Drive	824014
Powerstroll S Drive XL	824015

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA NUEVA ID MOUV

Disponible en marzo 2025

Novedad

- > Silla de ruedas plegable ultra ligera: solo 14,5 kg (sin batería).
- > Equipada con un control muy práctico para el acompañante.

Nuestra silla de ruedas Nueva ID Mouv permite desplazarse fácilmente en la ciudad y sobre terrenos duros. Puede ser manejada por el usuario mediante el joystick (que se puede colocar a la derecha o a la izquierda), o también por el acompañante gracias a un control que se puede posicionar en el respaldo.

Está equipada con un cinturón de seguridad, puños de espuma suave y ruedas antivuelco.

El freno electromagnético permite que la silla frene y se detenga automáticamente para mayor seguridad. Muy fácil de plegar en formato plano.

Estructura de aluminio. 2 motores de 180 W. Batería de litio de 24 V y 6 Ah. Velocidad máxima: 6,8 km/h. Autonomía: 12 km.

Dimensiones: Largo 94 cm x Ancho 56 cm x Alto 98 cm. Altura del asiento: 52 cm. Peso: 16 kg (14,5 kg sin batería).

Dimensiones plegada: 87 cm x 38 cm x 56 cm.

REF. 875039

Con mando para el acompañante


 MÁX.
100 kg.
**SILLA PLEGABLE MOTORLIGHT**

- > Se pliega y despliega en 3 segundos
- > Se guarda fácilmente en el maletero

La silla plegable Motorlight es una silla de ocio muy fácil de usar. Se recomienda a las personas con movilidad reducida que quieran dar un paseo con un ser querido. Está equipada con un asiento y un respaldo de confort extraíbles, ruedas macizas blandas, reposabrazos de confort y un reposapiés abatible. La batería de litio de alto rendimiento (20Ah) puede cargarse sin necesidad de retirarla de la silla. Se suministra con bolsa de transporte bajo el asiento y ruedas antivuelco. 2 motores de 180W.

Estructura plegable de aluminio. Diámetro de las ruedas 30 cm en la parte trasera y 20 cm en la delantera.

Dimensiones totales: ancho 67 x fondo 105 x alto 94 cm. Peso 29 kg.

Dimensiones plegadas: ancho 67 x fondo 80 x alto 35 cm.

Dimensiones del asiento: anchura 45 x profundidad 42 x altura 43 cm.

REF. 875025



 MÁX.
125 kg.




MÁX.
120 kg.

Manillar circular en todos los modelos

SCOOTER TRAVELER

El Traveler es un scooter que se puede desmontar sin herramientas en 3 partes (incluyendo una batería que se puede desmontar rápidamente) para ponerlo en el maletero de un coche. Asiento cómodo con reposabrazos regulables en altura y abatibles. Regulación del reposabrazos de 46 a 56 cm de ancho.

Utilizar en una pendiente máxima de 15°. Ruedas macizas delanteras de 16 cm, ruedas macizas traseras de 18 cm que no dejan huella. El asiento gira 360°.

Batería estándar 24V 12 Ah. Cargador de red incluido.

Autonomía 23 kms. Velocidad máxima 8 km/h.

Dimensiones : Largo 101 x ancho 48 x alto 90 cm. Peso

48 kg.

4 colores disponibles.

COLOR	REF.
Azul	824052bleu
Gris	824052gris
Rojo	824052rouge
Naranja	824052orange

SCOOTER TRAVELER PLUS

> Muy cómodo gracias a sus amortiguadores delanteros y traseros

> Elegante brazo de control y cómodos manillares en forma de U

> Batería 20 Ah

El scooter Traveler Plus es un pequeño scooter que puede ir a cualquier parte. Puede ser desmontado sin herramientas en 4 partes para su fácil transporte en el maletero de un vehículo. Está equipado con un cómodo asiento acolchado que gira 360° y tiene apoyabrazos abatibles. Sistema de desembragado para rueda libre. Ajuste de la inclinación del manillar. Motor de 220W. Velocidad máxima 6,6 Km/h. Autonomía 20 kms. Dimensiones : Largo 113 x ancho 57 x alto 94 cm. Peso 62 kg. 4 colores disponibles.



Equipado con 4 amortiguadores



COLOR	REF.
Azul	824054bleu
Rojo	824054rouge
Naranja	824054orange
Blanco	824054blanc



MÁX.
120 kg.



SCOOTER TRAVELER MAXI

Un scooter cómodo para recorrer largas distancias. Ideal para un uso regular y cotidiano. Dispone de ruedas inflables de 29 cm de diámetro y suspensión en las 4 ruedas. El asiento de gran confort está equipado con un reposacabezas que se mueve hacia delante y hacia atrás y gira 90°. Anchura del asiento de 46,5 cm. Indicador continuo de carga de la batería.

Equipado con luces LED y un espejo retrovisor que puede colocarse a la derecha o a la izquierda.

Motor 700W 4500 rpm. Freno electromagnético. 2 baterías de 12V 50 Ah. Autonomía media 39 km. Velocidad máxima 12 km/h.

Dimensiones: Largo 120 x Ancho 64 x Alto 115,5 cm. Peso: 94 kg. Peso de las pilas: 30,5 kg. 2 colores a elegir: rojo o negro.

COLOR	REF.
Rojo	824049ROUGE
Negro	824049NOIR



SCOOTER PLEGABLE E-FOLDI LITE

> ¡Sólo 15 kg!

> ¡No es más grande que una maleta pequeña cuando está plegado!


> Batería de litio de larga duración

Gracias a su facilidad de plegado, en sólo 3 movimientos, el scooter E-Foldi lite puede acompañarle fácilmente en el coche, e incluso en el avión. En posición plegada, se puede mover fácilmente como un equipaje de mano, con un ingenioso sistema de ruedas secundarias para empujarla transversalmente.

Está equipado con un asiento suspendido, para una mayor comodidad de uso.

Longitud de uso 117 cm.

El reposapiés permite aumentar el espacio del asiento.



Velocidad	6 Km/h
Autonomía	16 kms
Peso máximo del usuario	120 kg
Pendiente máxima permitida	10 %
Dimensiones plegadas	65 x 55 x 37 cm
Asiento	36 x 36 cm
Freno	Electromagnético
Ruedas	Extraíble en la parte trasera
Distancia al suelo	8 cm
Neumáticos	Macizo delantero / neumático trasero
Batería	10 Ah Li-ion
Motor	Motor de buje de 250 W y 24 V
Arranque	Electrónico con pulsador

E-FOLDI LITE	REF.
Scooter plegable	824040
1 Reposapiés	824053

MINI-SCOOTER ID LOISIR

> Una solución económica para sus desplazamientos


> Batería de litio de 48V/6aH

El mini-scooter de ocio ID es fácil de conducir en superficies duras. Se acelera girando el manillar derecho. Tiene un asiento con respaldo abatible, cómodo y desmontable. El manillar es regulable en altura y los reposapiés son abatibles. Su sistema de plegado facilita su transporte en el maletero del coche. Velocidad máxima 6,5 km/h.

Equipada con un motor de freno magnético de 350 W. Equipado con un freno de tambor de emergencia que se bloquea en posición de frenado. Autonomía aproximada de 15 km, según la naturaleza del trayecto. Chasis de acero pintado de naranja. Rueda motorizada de 20 cm de diámetro. Se suministra con cable de recarga directamente en la caja.

Dimensiones: Largo 91 x ancho 58 (parte trasera) x alto 87/93 cm. Peso: 19,6 kg.

REF. 824056



Novedad



MÁX.
100 kg.

SCOOTER PLEGABLE V8 LIGHT

> Estructura ultra estable gracias a las 2 ruedas laterales delanteras

> Muy ligero: ¡sólo 17 kg!

Nuestro scooter plegable V8 puede transportarse mucho más fácilmente, ya sea guardándolo en el maletero del coche o arrastrándolo como una maleta, gracias a su asa retráctil. Es muy compacto cuando está plegado: 40 x 52 x 80 cm. Su estabilidad es impresionante, gracias a sus 2 mini ruedas laterales.

Motor en la rueda con freno electromagnético. Equipada con 2 baterías delanteras de 18V/7,8aH. Manillar regulable en altura. Diámetro de las ruedas delanteras 20,5 cm, diámetro de las ruedas traseras 17,7 cm. Puerto de carga USB.

Autonomía de 16 km. Puede conducirse en pendientes de hasta 8°. Ruedas antivuelco. Dimensiones: 101 x 51,25 x 83,75 cm.

Opcionalmente, se ofrece un par de reposabrazos abatibles que se instalan directamente en el asiento. También está disponible como opción un cargador externo para cargar las baterías en casa. El cargador de red se conecta directamente al scooter de serie.

REF. 824057



Novedad

MÁX.
125 kg.

Disponible en abril de 2025

OPCIONES	REF.
1 Reposabrazos abatibles	824058
Cargador externo	824059

SILLA ELÉCTRICA M4

- > Radio de giro récord: 82 cm
- > El ángulo del asiento compensa por sí solo la inclinación del suelo
- > Maniobrabilidad y confort de conducción excepcionales

Nuestra flamante silla de ruedas de ocio M4 es un concentrado de tecnología. Gracias a sus 2 ruedas delanteras especialmente diseñadas, su radio de giro se reduce a 82 cm, lo que confiere a nuestra silla de ruedas una maniobrabilidad y una facilidad de uso excepcionales.

Para reducir la sensación de aprensión del usuario, el ángulo del asiento compensa en tiempo real la inclinación del suelo (hasta 25° hacia atrás y 16° hacia delante).

La gran novedad es la regulación eléctrica de la altura del asiento, que puede ajustarse a diferentes horas del día o adaptarse a la fisionomía del usuario.

Totalmente plegable para facilitar su almacenamiento (botón de un solo toque), y desmontable en 3 partes para guardarla en el maletero de un coche (asiento, chasis con ruedas traseras, ruedas delanteras) + batería.

Equipada con ruedas antivuelco, mando a distancia para bloquear el asiento, reposabrazos elevables y regulables en altura 6 cm y respaldo ergonómico de tejido transpirable. Función de desconexión del motor para que el usuario pueda empujar. Los ajustes se pueden controlar a través de una aplicación para Smartphone.

Gracias a sus 4 suspensiones independientes, puede salvar obstáculos de hasta 50 mm y una pendiente máxima de 15°.

Velocidad máxima 6 km/h. Batería de 25,55V 15,6 aH. Autonomía aprox. 17 kms.

Dimensiones totales: anchura 58 x profundidad 98 a 104 x altura 93 a 108 cm.

Altura plegada 57 cm. Peso: 49,5 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 45 x profundidad 45 x altura 55,5 a 73 cm.


REF. 875038



TURBANTE ORQUÍDEA P

Un turbante elegante y bien diseñado para cubrir la cabeza. Una talla para todos. 3 colores a elegir.

COLOR	REF.
Granate	114041GR
Chocolate	114041CH
Beige	114041BE



CASCO PROTECTOR NEW ERGO

- > Muy ligero: sólo 200 gr.!
- > Material flexible y fácil de poner
- > Alta capacidad de ajuste

Nuestro nuevo casco protector está acolchado con espuma absorbente Care Shock, ideal para personas con riesgo de caídas. Consiste en un cómodo forro interior de algodón y un tejido recubierto de alta resistencia en el exterior. La parte trasera del casco está formada por 2 grandes bandas elásticas para adaptarse a los diferentes tamaños de cabeza. Equipado con una mentonera y una hebilla de cierre rápida.

2 tamaños disponibles. Color azul aguamarina.



Correa de barbilla
confortable y hebilla rápida



Cómodo interior

TAMAÑO	REF.
45-55 cm.	833009T1
55-65 cm.	833009T2



Fabricado en Francia



Sistema de ajuste
elástico

**PROTECCIÓN DE CABEZA DE NEOPRENOE P**

Protección de la cabeza completa y ajustable. Fabricado en neopreno acolchado y transpirable. Lavar a 30°C. Cierre bajo la barbilla con cinta de velcro.

Color negro.

3 tamaños disponibles dependiendo del tamaño de la cabeza.



TALLA	REF.
44/50 cm	833048T1
50/54 cm	833048T2
54/60 cm	833048T3

**FUNDA PARA SCOOTER**

Funda 100% impermeable con base de goma para proteger su scooter de la lluvia y el óxido.

Fabricado en nylon grueso de alta calidad.

Tiene un sistema de cierre seguro


REF. 114037

**CINTA ADHESIVA NEGRA REFLECTANTE**

- > Discreto durante el día, reflectante por la noche

Pegue estas tiras en los tubos de su silla de ruedas, scooter o bicicleta y será visto en la oscuridad. Estas tiras negras, fabricadas con resina alquídica, reflejan con mucha fuerza los faros de los coches. Rollo de 2 metros, ancho 5 cm, se puede cortar a medida.

REF. 819074

**PROTECTOR DE CADERA P**

Nuestro cinturón se ajusta sobre tu ropa habitual a la altura de la cadera, gracias a una ancha cinta de velcro.

Muy fácil de colocar. Tejido de neopreno elástico y transpirable.

Absorbe y distribuye la presión para reducir los impactos, gracias a 2 almohadillas laterales de espuma de alta densidad. 4 tallas disponibles en función del perímetro de la cadera.

Circunferencia de cadera: S (90-105 cm), M (105-115 cm), L (115-125 cm) y XL (125-140 cm).



TALLA	REF.
S	113013S
M	113013M
L	113013L
XL	113013XL





MÁX.
200 kg.

RAMPA UMBRAL

Nuestra rampa de aluminio rugosa es ideal para pasar el umbral de puertas de correderas u obstáculos de 8 a 10 cm. Material resistente a la corrosión que puede instalarse de forma permanente en el exterior. Dimensiones : Largo 100 x ancho 75 cm. **REF. 826136**



Fabricado en Francia

PEQUEÑO UMBRAL DE PASO


> Con asas de transporte

Una pequeña y práctica rampa para pasar por los umbrales de las correderas o puertas de PVC.

Dimensiones: ancho 75 x 40 cm.

Aluminio acanalado antideslizante.

REF. 826174




MÁX.
350 kg.





MÁX.
250 kg.

ALTURA	PROFUNDIDAD	REF.
8 mm.	80 mm.	825056
15 mm.	140 mm.	825050
20 mm.	150 mm.	825051
25 mm.	150 mm.	825052
30 mm.	200 mm.	825053
35 mm.	200 mm.	825054
44 mm.	250 mm.	825055




UMBRAL DE GOMA

Estas rampas biseladas son de goma antideslizante. La densidad del material utilizado permite el uso de una silla de ruedas sin deformaciones. Las rampas pueden ser cortadas transversalmente con un simple cortador para posicionarlas en ubicaciones no estándar. Material PVC. Se puede utilizar en piscinas. Ancho 90 cm. Diferentes alturas a elegir en función del obstáculo a superar.



MÁX.
250 kg.



PLANO INCLINADO DE GOMA

Planos inclinados adaptados a mayores alturas de paso. Hecho de goma sólida altamente resistente a la abrasión. Estructura estriada antideslizante.

ALTURA	ANCHURA	PROFUNDIDAD	PESO	REF.
5 cm	110 cm	41 cm	12 kg	825115
6 cm	110 cm	42 cm	13,8 kg	825116
7,5 cm	110 cm	46 cm	19,4 kg	825117
9 cm	90 cm	53,5 cm	21 kg	825118
10 cm	90 cm	53,5 cm	21,2 kg	825119



Extremos en definición



MÁX.
300 kg.

PAR DE RAMPAS EXTRA ANCHAS ERGO

- > Extremos cónicos para una mejor maniobrabilidad
- > Gran anchura de paso: 25,5 cm

Nuestras rampas Ergo extra-anchas permiten un uso seguro para sillas eléctricas o scooters con ruedas anchas. Sus extremos rebajados (ángulo muy abierto) facilitan el giro al final de la subida. La longitud se puede ajustar al centímetro gracias al exclusivo sistema de bloqueo. Estructura de aluminio perforado para el drenaje del agua. Ancho total 30 cm, ancho de paso 25,5 cm. Modelo 121 cm ajustable de 81,5 a 121 cm. Peso del par 8,4 kg. Modelo 182 cm ajustable de 112 a 182 cm. Peso de la par 12 kg. Modelo 244 cm ajustable de 142,5 a 244 cm. Peso de la par 15,6 kg.

MODELO	REF.
121 cm.	825001
182 cm.	825002
244 cm.	825003



RAMPA ERGO EASY REFORZADA

- > Consta de dos partes desplegables
- > Cada pieza es plegable para el transporte



Nuestra rampa Ergo Easy es fácilmente transportable en 2 partes y se puede juntar para hacer una rampa tipo maleta. Esto se logra a través de un pestillo reforzado. Su estructura plegable también está reforzada. Estructura de aluminio con revestimiento antideslizante. Ancho útil de paso 76 cm. Ancho total 78 cm. Modelo 244 cm plegable sobre 122 cm. Peso de las 2 partes 24,1 kg. Modelo 301 cm plegable sobre 152 cm. Peso de las 2 partes 29,6 kg.




MÁX.
300 kg.

Estructura reforzada

MODELO	REF.
244 cm.	825017
304 cm.	825018



MÁX.
150 kg.



UMBRAL DE ALUMINIO

Rampa de aluminio con un práctico borde plegable. Refuerzos laterales en la parte inferior. Ancho 78 cm. 3 modelos disponibles: 0 a 3 cm de obstáculo (profundidad 14,5 + borde 5,5 cm), 3 a 7 cm de obstáculo (profundidad 34,5 + borde 5,5 cm), 5 a 15 cm de obstáculo (profundidad 48,5 + borde 5,5 cm).

MODELO	REF.
1	0-3 cm. 825092
2	3-7 cm. 825093
3	5-15 cm. 825094



PAR DE RAMPAS TELESCÓPICAS ERGO

- > Apto para todas las sillas
- > Ancho útil de paso 16,5 cm
- > Sistema de cierre único

Nuestras rampas telescópicas de aluminio Ergo facilitan el acceso a las sillas manuales y eléctricas. Son telescópicas para ser almacenadas en un espacio limitado.

El manejo de nuestras rampas es muy fácil gracias a las piezas de contacto de plástico, y gracias a las patas que bloquean las diferentes posiciones. Tienen un antideslizante de goma bajo el borde superior. Están equipados con un asa ancha y cómoda para el transporte.

El par de 152 cm se puede guardar en 92 x 23 x 6 cm. Peso del par: 8,70 kg (4,35 kg por elemento).

El par de 213 cm se puede almacenar en 128 x 23 x 6 cm. Peso del par: 12 kg (6 kg por elemento).

El par de 300 cm está dispuesto en 3 partes en 115 x 23 x 6 cm. Peso del par: 17,2 kg (8,6 kg por elemento).

MODELO	REF.
152 cm.	825040
213 cm.	825041
300 cm.	825091



PAR DE RAMPAS TELESCÓPICAS ERGO +

- > Telescópico y plegable para facilitar el transporte
- > Apto para todas las sillas
- > Ancho útil de paso 16,5 cm


Nuestras rampas telescópicas Ergo + de aluminio se pueden utilizar para todo tipo de sillas, tanto manuales como eléctricas. Son telescópicas y plegables para ser almacenadas en un espacio limitado, a pesar de su gran tamaño de uso.

El manejo de nuestras rampas es muy fácil gracias a las piezas de contacto de plástico, y gracias a las patas que bloquean las diferentes posiciones. Tienen un antideslizante de goma bajo el borde superior. Están equipados con un asa ancha y cómoda para el transporte.

El par de 210 cm se puede guardar en 91,5 x 23 x 6 cm. Peso del: 10 kg (5 kg por elemento).

El par de 240 cm se puede guardar en 91,5 x 23 x 6 cm. Peso del par: 13 kg (6,5 kg por elemento).

MODELO	REF.
210 cm.	825042
240 cm.	825043



RAMPAS TELESCÓPICAS ECO

Este par de rampas de acceso telescópicas en 3 partes. Fácil de transportar. Viene con una bolsa de transporte. Material de aluminio con antideslizante en la parte superior.

Dimensiones : Longitud de 73 a 150 cm. Ancho interior de cada pista 11 cm. Peso 5,50 kg.

REF. 826079

RAMPAS PLEGABLES FEAL

El lado abatible de esta rampa de aluminio permite cerrar puertas y ventanales. Es muy práctica porque puedes dejar la rampa permanentemente en el exterior.

Patas regulables en altura de 5 a 10 cm. Anchura 75 cm. Estructura de aluminio.

2 longitudes disponibles: 80 cm fija + 45 cm plegable o 125 cm fija + 45 cm plegable.



LONGITUD	RESISTANCIA	REF.
80 + 45	300 kg	825143
125 + 45	250 kg	825144


RAMPAS TELESCÓPICAS PERFOLIGHT

> Diseño perforado ultraligero

Par de rampas de aluminio antideslizantes con un sistema de cierre único y seguro. Anchura interior útil 19 cm para 90, 119 y 202 y 17 cm para 199 y 288 cm.



LONGITUD	PESO	RESISTANCIA	REF.
58-90 cm	2 x 2,8 kg	200 kg	825149
75-119 cm	2 x 3,7 kg	200 kg	825150
116-202 cm	2 x 5,6 kg	150 kg	825151
87-199 cm	2 x 6,5 kg	150 kg	825152
116-287 cm	2 x 8,2 kg	125 kg	825153

**RAMPA PLEGABLE LIGERA FEAL**

Rampa perforada y antideslizante que se pliega en 2 para facilitar el acceso a vehículos o edificios. Asas largas y fáciles de agarrar con sistema de bloqueo. Estructura de aluminio. Anchura interior útil 82 cm. 4 tamaños disponibles.

LONGITUD	PESO	REF.
160 cm (85 plegado)	18 kg	825145
200 cm (105 plegado)	21 kg	825146
250 cm (130 plegado)	25 kg	825147
279 cm (145 plegado)	29 kg	825148

**RAMPAS TELESCÓPICAS PLEGABLES PERFOLIGHT**


> Diseño perforado ultraligero

> Versión ancha disponible

Par de rampas telescópicas que se pliegan longitudinalmente para ahorrar espacio de almacenamiento. 2 anchuras interiores utilizables disponibles.




LONGITUD	LARG. INT.	PESO	RESISTANCIA	REF.
201 cm (76 plegada)	19 cm	2 x 6,8 kg	150 kg	825154
205 cm (77 plegada)	25 cm	2 x 8,3 kg	150 kg	825155
276 cm (101 plegada)	19 cm	2 x 8,6 kg	125 kg	825156
295 cm (107 plegada)	25 cm	2 x 11,4 kg	125 kg	825157

**PLANO DE ALUMINIO INCLINADO MODULAR**

> Muy fácil de montar e instalar

Plano inclinado de aluminio para colocar en su umbral, ajustando los refuerzos verticales al ángulo deseado. 5 alturas disponibles en anchura 80 cm.

ALTURA	PROFUNDIDAD	REF.
5 cm	25 cm	825076
7,5 cm	38 cm	825077
10 cm	50 cm	825078
12,5 cm	63 cm	825079
15 cm	76 cm	825080



RAMPA TIPO MALETA PLEGABLE EN 4

> Fácil de guardar en el maletero

Esta gama de rampas tipo maleta es mucho más práctica para el uso diario porque se pliega en 4, a lo largo y a lo ancho. Es ideal para guardarlo en un maletero. Ofrece su gran anchura de vía en una sola pieza. Anchura 78 cm, ancho útil 76 cm. 5 longitudes disponibles.

LONGITUD	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
122 cm	62 x 39 cm	8,5 kg
152 cm	77 x 39 cm	10,8 kg
183 cm	92 x 39 cm	13 kg
213 cm	107 x 39 cm	19,2 kg
244 cm	124 x 39 cm	22 kg



RAMPA ERGO EASY PLEGABLE

> Un único carril seguro

> Separable en 2 y plegable para facilitar el transporte

> Apto para todas las sillas



Nuestra rampa plegable Ergo Easy consta de 2 elementos móviles que se juntan. Cuando las dos partes están unidas, la anchura útil de paso es de 72 cm, pero es posible separarlas para obtener una anchura mayor.

Una vez utilizadas, las dos partes se doblan por la mitad, de modo que pueden llevarse en cada mano y caber fácilmente en un maletero. Estructura de aluminio reforzado.

Cada elemento está equipado con un sistema de cierre de lazo.

Dimensiones de uso: Longitud 183 x Ancho 72 cm min. Dimensiones plegado: Largo 92 x ancho 40 x espesor 27 cm.

Peso total 16,9 kg (8,4 kg por elemento).

REF. 825049



RAMPA PLEGABLE TIPO MALETA ERGO Y ERGO PLUS

> Un único carril para una mayor confianza

> Rampa ideal para el acceso de vehículos

> Adaptado a todas las sillas de ruedas gracias a sus 2 anchuras: 76 o 83 cm

Nuestra rampa tipo maleta proporciona un fácil acceso para todas las sillas de ruedas o scooters. Gracias a sus bordes anchos, usted será guiado con seguridad. Equipado con un asa blanda y cómoda.

Estructura de aluminio antideslizante. Se pliega en 2 a lo largo
Modelo Ergo: anchura total 78 cm, ancho útil 76cm, ancho plegado 39 cm.

Modelo Ergo Plus: anchura total 85 cm, ancho útil 83 cm, ancho plegado 42 cm.

Apto para ERP (establecimientos que reciben al público).

7 longitudes disponibles.

LONG.	ANCHO ÚTIL	PESO	REF.
61 cm	76 cm	4,1 kg	825044
	83 cm	4,5 kg	825127
91 cm	76 cm	6,1 kg	825045
	83 cm	6,7 kg	825128
122 cm	76 cm	8,1 kg	825134
	83 cm	8,9 kg	825129
152 cm	76 cm	10,2 kg	825046
	83 cm	11,2 kg	825130
183 cm	76 cm	12,3 kg	825047
	83 cm	13,5 kg	825131
213 cm	76 cm	18,3 kg	825048
	83 cm	20 kg	825132
244 cm	76 cm	21,2 kg	825135
	83 cm	23 kg	825133

Asidero suave y cómodo excepto en el 213 y 244






RAMPA DE UMBRAL EXCELENT SYSTEMS KIT 0

Especialmente diseñado para el umbral de una puerta o puerta corredera, generalmente de 75 cm de ancho.

El juego incluye un lado superior con dimensiones: 125 x profundidad 25 x altura. 3,9 cm equipado con esquinas y un lado bajo de las dimensiones: ancho 100 x profundidad 12,5 x altura 2,4 cm también equipado con esquinas.

Se entrega con instrucciones de montaje.

REF. 825066

**KIT DE RAMPAS SECUCARE P**


> Montaje aún más fácil y rápido

Las rampas de acceso Secucare en forma de kit le permiten crear un plano inclinado muy fácilmente. Simplemente encajas con un mazo. Los kits se entregan con instrucciones de montaje detalladas.

El ancho del kit es de 84 cm, pero es posible una extensión de ancho por cada kit de 24 cm para crear un kit de 108 cm de ancho. Resistente incluso al paso de vehículos.


Material HDPE resistente a los rayos UV, 95% reciclable gris claro y gris topo. 4 alturas disponibles.

MODELO	ALTU.	PROF.	PESO	REF.
Kit Rampe 1	2 cm	21 cm	1 kg	825082
Kit Rampe 2	4 cm	33 cm	2,1 kg	825083
Kit Rampe 3	6 cm	45 cm	3,3 kg	825084
Kit Rampe 4	8 cm	57 cm	4,8 kg	825085
Extensión 1	2 cm	21 cm	0,4 kg	825086
Extensión 2	4 cm	33 cm	0,5 kg	825087
Extensión 3	6 cm	45 cm	0,8 kg	825088
Extensión 4	8 cm	57 cm	1,2 kg	825089

**KITS DE RAMPES EXCELENT SYSTEMS**

> Nuevos kits premontados

Los nuevos kits de rampa Excellent Systems permiten un fácil acceso a los andadores o a las sillas de ruedas. Puede elegir entre 2 anchuras (75 o 100 cm), una amplia gama de planos inclinados, plataformas y esquinas para personalizar su acceso (ver tabla). Ahora es más fácil de montar y se entrega con una rampa de ajuste para regular la altura de 2 mm a 16 mm. Los elementos están hechos de polipropileno ultra resistente. 100% reciclable, libre de PVC.


**PLANO INCLINADO**

MODELO	ALTURA	PROF.	ANCHURA	PESO	REF.
Kit 1	1,8 à 5,5 cm	25 cm	75 cm	1,5 kg	826180
			100 cm	2 kg	825061
Kit 2	3,6 à 9,1 cm	50 cm	75 cm	5,2 kg	826181
			100 cm	6,9 kg	825062
Kit 3	7,2 à 12,7 cm	75 cm	75 cm	9,5 kg	826182
			100 cm	12,6 kg	825063
Kit 4	10,8 à 16,3 cm	100 cm	75 cm	16,2 kg	826183
			100 cm	21,6 kg	825064
Kit 5	14,4 à 19,9 cm	125 cm	75 cm	20,7 kg	825097
			100 cm	27,5 kg	825098


PLATAFORMA

MODELO	ALTURA	PROF.	ANCHURA	REF.
Plataforma 1	3,6 à 5,2 cm	75 cm	75 cm	825100
			100 cm	825101
Plataforma 2	7,2 à 8,8 cm	75 cm	75 cm	825102
			100 cm	825103
Plataforma 3	10,8 à 12,4 cm	75 cm	75 cm	825104
			100 cm	825105
Plataforma 4	14,4 à 16 cm	75 cm	75 cm	825106
			100 cm	825107
Plataforma 5	18 à 19,6 cm	75 cm	75 cm	825108
			100 cm	825109


Plataforma 75 cm kit 4




Plataforma 100 cm kit 2




Plano inclinado 75 cm kit 5




Plano inclinado 100 cm kit 3



Esquina 3



Esquina 4



ESQUINAS

MODELO	ALTIMA	DIMENSIONES	PESO	REF.
Esquina 1 	1,8 à 5,5 cm	25 x 25 cm	1,5 kg	825110
Esquina 2 	3,6 à 9,1 cm	50 x 50 cm	3,2 kg	825111
Esquina 3 	7,2 à 12,7 cm	75 x 75 cm	7,2 kg	825112
Esquina 4 	10,8 à 16,3 cm	100 x 100 cm	12,1 kg	825113
Esquina 5 	14,4 à 19,9 cm	125 x 125 cm	23,2 kg	825114

PIEZAS PARA UNA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA A MEDIDA :

CAJA DE 100 T-LOCKS

Para unir losetas y medias losetas en vertical. Dimensiones: 3,5 x 1,4 x 1,4 cm. Color gris. Caja de 100.

REF. 999032



CAJA DE 100 R-LOCKS

Para unir planos inclinados verticalmente con losetas o medias losetas.

Adaptable en las dos primeras filas de agujeros en los planos inclinados A y en el primero sólo en los planos inclinados B. Para los siguientes, use T-Locks. Dimensiones: 2,4 x 1,4 x 1,4 cm. Color gris. Caja de 100.

REF. 999115



CAJA DE 100 C-LOCKS

Para la conexión horizontal de rampas. Dimensiones: 1,6 x 0,8 x 1,5 cm. Color gris. Caja de 100.


REF. 999033



CAJA DE 50 S-LOCKS

Fijación larga para rampas altas.

REF. 998320



QUICKRAMPS

> Rampas de umbral pequeñas fáciles de instalar y limpiar

Las rampas QUCIKRAMP están hechas en una sola pieza de 100 cm de ancho, pueden ser fácilmente cortadas para que se ajusten al ancho de sus umbrales. La instalación es muy simple. Ya sea simplemente usando un adhesivo de doble cara (quicktape), o fijando primero los quickpads (4 para los 100 cm de ancho) y recortando la rampa. Los quickpads se pueden pegar o fijar al suelo con tornillos. Puedes elegir entre una amplia gama de alturas para ajustar con precisión las alturas de paso.




ALT.	PROF.	PESO	REF.
4 mm.	5 cm	0,12 kg	8250374
8 mm.	7,5 cm	0,27 kg	8250378
12 mm.	12,5 cm	0,58 kg	82503712
16 mm.	12,5 cm	0,88 kg	82503716
20 mm.	15 cm	1,10 kg	82503720
28 mm.	17,5 cm	1,80 kg	82503728
40 mm.	25 cm	3,70 kg	82503740
52 mm.	30 cm	5,70 kg	82503752
60 mm.	32,5 cm	7,15 kg	82503760

Quickpad



OPCIONES	REF.
Quickpads x4	8250384
Quickpads x25	82503825
Quicktape x25	825039



1

RAMPA ULTRALIGERA STEPLESS LITE P

> Hecho de fibra de carbono y fibra de vidrio para un peso muy pequeño

Las rampas Stepless Lite permiten el uso sin levantar un peso que dificulta los traslados de personas en silla de ruedas. Son fáciles de colocar, sin riesgo de lesiones por manipulación de metales.

Bisagras de nylon. Color gris/amarillo/azul.

Dimensiones del modelo 70 cm: ancho interior/ exterior 73 cm. Plegado 36,5 cm. Grosor plegado 38 mm.

Dimensiones de los modelos 85, 125, 165 y 205 cm: ancho interior 76, ancho exterior 78 cm. Plegado 39 cm. Grosor plegado 106 mm. Altura del borde 25 mm.

Las rampas se pliegan en 3, hasta los 26 cm.

Una bolsa de transporte en la silla de ruedas está disponible como opción para la rampa de 70 cm.

OPCIÓN	REF.
Bolsa de transporte para rampa 70 cm P	826204



1

LONGITUD	PESO	DESNIVEL	REF.
70 cm	3,5 kg	14 cm	826201
85 cm	4 kg	17 cm	826221
125 cm	6 kg	25 cm	826202
165 cm	7,5 kg	33 cm	826203
205 cm	9,5 kg	40 cm	825057
47 cm plegable en 3	2,7 kg	10 cm	825158
72 cm plegable en 3	3,5 kg	15 cm	825159

RAMPA PLEGABLE CARESLOPE

> Rampa de alta gama

La gama CareSlope ha sido desarrollada con una preocupación por la calidad y la robustez excepcional para el acceso de vehículos. Cada rampa tipo maleta se pliega fácilmente y tiene un cómodo asa textil. Equipado con bordes laterales de 26 mm y bordes de goma en la parte superior e inferior. Ancho de paso / total: 69 / 71 cm. Plegable hasta un ancho de 36 cm.



LONGITUD	PESO	REF.
65 cm	3 kg	825120
100 cm	5 kg	825121
120 cm	6 kg	825122
150 cm	8 kg	825123
200 cm	10 kg	825124
240 cm	12 kg	825125
285 cm	15 kg	825126

CORREA DE SALIDA DE VEHÍCULO P

Esta correa se fija al montante de la puerta sin obstruir su cierre. Gracias a su mango ancho y suave, podrá inclinarse más fácilmente para salir de su vehículo.


REF. 819099



BLOQUEO CINTURON SEGURIDAD SECURISEAT

Este es un dispositivo de seguridad para uso exclusivo de personas discapacitadas con riesgo de comportamiento inadecuado durante el transporte. Evita el desprendimiento involuntario de los cinturones de seguridad. Una vez que el cinturón de seguridad está abrochado, ya no es posible quitárselo, excepto con las llaves suministradas o la llave de su coche. El kit consta de 1 tapa de hebilla + 3 llaves de desbloqueo + 2 reductores + 1 manual de instrucciones.

REF. 825014



REPOSACABEZAS DE AUTOMÓVIL

Un utensilio muy práctico para dormir o para estar más estable en la parte trasera de un coche. Estos 2 cojines se instalan fácilmente entre el asiento y el reposacabezas y ayudan a asegurar la cabeza de los ocupantes. Las dos partes tapizadas pueden ser plegadas y abatidas hacia arriba. Espuma y cubierta en imitación de cuero. Dimensiones: ancho 34 x alto 23 x profundidad 11 cm.

REF. 817176




DISCO GIRATORIO PARA COCHE P

> Una herramienta práctica para salir más fácilmente de su coche

Este disco giratorio para coche es muy práctico para girar sin esfuerzo en su asiento. 2 modelos disponibles: modelo blando de bajo espesor (2cm) que no cambia el confort del asiento del coche y modelo rígido acolchado con espuma adicional (4cm de espesor) y tapicería tipo ante. Diámetro 39 cm.

Ideal para entrar y salir de un vehículo




MODELO	REF.
1 Blando	815016
2 Alcolchado	815098

ASA DE SALIDA PARA VEHÍCULO HANDYBAR

> Soporte adaptado a todos los vehículos

Herramienta práctica para transferirse eficazmente dentro y fuera del coche. Una vez insertado en el cierre de la puerta, puede apoyarse en él.

REF. 819036




JUEGO DE 2 ASAS PARA COCHE

> Muy fácil de usar e instalar

Este asa es ideal para ayudarle a salir de los asientos traseros de un vehículo. Se adapta muy fácilmente a los reposacabezas. Mango de elastómero antideslizante, agradable al tacto.

Hasta final de existencias.

REF. 819098



CINTURÓN DE SEGURIDAD P

Cinturón que se fija al respaldo de la mayoría de las sillas de ruedas o scooters. No utilizar para scooters que circulen a más de 12 km/h. Hebilla fácil de usar. Ancho 55 mm, largo 130 cm.

REF. 833007



FABRICADO EN EUROPA



ARNÉS PECTORAL PHYSIPRO

Cómodo modelo acolchado de neopreno con 4 hebillas y 4 ajustes. Para fijar en los tubos de la silla. 2 modelos disponibles. Dimensiones: ancho 18 x alto 36 cm. Fijaciones sin taladrado como opción.

MODELO	REF.
Hombre	833043
Mujer	833044

CINTURÓN ABDOMINAL DE 4 PUNTOS PHYSIPRO

> Fijación muy firme

Este cinturón abdominal se fija con tornillos o lazos en 4 puntos a los tubos de la silla para un soporte firme. Cierre rápido con doble ajuste y almohadillas de neopreno. Longitud total de las esquinas: 130 cm.

REF. 833042

4 puntos de fijación



KIT CON APOYOS TORÁCICOS PHYSIPRO

> El kit de soporte pectoral consiste en un tejido que se estira sobre el respaldo existente y 2 apoyos laterales que se colocan según las necesidades

> Soportes repositionables muy rápidamente

Objetivos:

Los apoyos torácicos Physipro permiten el apoyo lateral del tronco, desde la cresta ilíaca hasta la axila.

Muy eficaz en casos de hipotonía, puede adaptarse a todas las sillas de ruedas existentes (sillas de ruedas o geriátricas).

Fácil y rápido de instalar:

El tejido se fija al respaldo en tensión mediante 3 correas de lazo y 4 correas en las esquinas.

A continuación, puede colocar los apoyos en la altura y el ángulo deseados. Se pueden repositionar a voluntad.

Adaptabilidad a sus sillas existentes:

- En los respaldos blandos (sillas de ruedas): elija el kit de efecto hamaca porque el ángulo de los soportes está abierto para compensar la deformación de la tapicería.
- En respaldos rígidos (sillas geriátricas): elija el kit de forma con un ángulo de 90° de los apoyos.

Tamaños disponibles:

3 tamaños a elegir según la anchura del respaldo: 35 a 40 cm, 40 a 45 cm y 45 a 50 cm. Profundidad estándar 16,75 o 13,75 cm.



3 correas de tensión traseras

4 velcros en las esquinas



Antes de instalar el soporte pectoral



Después de la instalación del soporte torácico

KIT COMPLETO EFECTO ANTI-HAMACA

Compuesto por una tapicería y 2 soportes laterales con efecto anti-hamaca. Tamaños a elegir. Ángulo abierto.

TALLA	ANCH. RESPALDO	REF.
1	35 à 40 cm.	833030T1
2	40 à 45 cm.	833030T2
3	45 à 50 cm.	833030T3

KIT COMPLETO CON FORMA


Compuesto por una tapicería y 2 soportes laterales a 90°. Tamaños a elegir.

TALLA	ANCH. RESPALDO	REF.
1	35 à 40 cm.	833031T1
2	40 à 45 cm.	833031T2
3	45 à 50 cm.	833031T3



BANDEJAS UNIVERSALES

Nuestras bandejas, hechas de Lexan, un material mucho más fuerte que el plexiglas, se pueden adaptar a todo tipo de sillas. Simplemente deslícelas sobre el reposabrazos y ajuste la distancia. Media bandeja: profundidad 50 x ancho 9/30 cm. Bandeja: Ancho 60 cm x profundidad 50 cm. 3 modelos disponibles.



MODELO	REF.
1 Media bandeja derecha	833038D
Media bandeja izquierda	833038G
Bandeja infantil	833039
2 Bandeja adulto	833040



CINTURÓN ABDOMINAL

> Textura muy suave

Se coloca detrás del respaldo de la silla para limitar el deslizamiento hacia delante. Gran anchura para la comodidad del paciente. Longitud 1,80 m.

REF. 815117



CINTURÓN

ABDOMINAL TRANSPIRABLE

Versión mejorada con tejido de 3 capas acolchado y transpirable para sujeción y control postural. Equipado con una hebilla de alta calidad. Dimensiones del cinturón acolchado: Longitud 84 x Anchura 20,5 cm. Talla máxima de cintura 182 cm.

REF. 829123



ARNÉS DE SEGURIDAD

El arnés de seguridad está fijado detrás del respaldo de la silla para limitar el deslizamiento y la inclinación hacia delante.

Longitud: 1,50 m. Longitud de la correa 1,20 m.

REF. 815118

CINTURÓN ABDOMINAL CON TIRANTES

Versión de malla transpirable y ligera. Sujeción y control postural. Equipado con 3 hebillas de alta calidad.

Dimensiones del cinturón acolchado: Long. 53 x Anch. 16,5 cm. Hombros acolchados: 31 x 8,5 cm.

Talla de cintura máxima 160 cm.

REF. 829126



CINTURÓN PÉLVICO

Suave sujeción pélvica. Longitud 1,50 m.

REF. 815111



CINTURÓN PÉLVICO LIGERO

Versión más ligera y aireada en tejido de malla. Sujeción y control postural. Equipado con 2 hebillas de alta calidad.

Dimensiones del cinturón acolchado: Long. 53 x Anch. 16,5 cm + cinturón pélvico de 36 cm. Talla máxima de cintura 160 cm.

REF. 829125



CINTURÓN PÉLVICO TRANSPIRABLE

Versión mejorada con tejido de 3 capas acolchado y transpirable para sujeción y control postural. Equipado con 3 hebillas de alta calidad con una unión acolchada en la parte posterior. Dimensiones del cinturón acolchado: Long. 52 x ancho 16,5 cm + cinturón pélvico 26 cm. Circunferencia máxima de la cintura 162 cm.

REF. 829124

CINTURÓN PÉLVICO CON TIRANTES

Soporte completo para control postural, con tejido de malla ligero. Equipado con 4 hebillas de alta calidad.

Dimensiones del cinturón Longitud 53 x anchura 16,5 cm + cinturón pélvico 36 cm. Hombros acolchados 31 x 8,5 cm. Circunferencia máxima de la cintura 160 cm.

REF. 829127



CINTURÓN PÉLVICO CON TIRANTES TRANSPIRABLE

Versión mejorada con tejido de 3 capas acolchado y transpirable para una sujeción y un control postural completos. Equipado con 2 hebillas de alta calidad. Todas las partes en contacto con la piel son de tejido para una mayor comodidad.

Talla máxima de cintura 162 cm.

REF. 829128



MALLA ANTIDESLIZANTE DYCEM

> Ideal debajo de una alfombra para no resbalar

La malla antideslizante se puede cortar a voluntad y se extiende sobre cualquier superficie. Por ejemplo, se puede utilizar para asegurar alfombras en el suelo, evitar que las personas sentadas se deslicen hacia delante o que se mantenga correctamente en una bañera. Material duradero y lavable a máquina a 40°.

2 tamaños disponibles: 100 x 30 cm o 200 x 60 cm.

DIMENSIONES	REF.
100 x 30 cm.	818034
200 x 60 cm.	818016



CINTURÓN DE SUJECIÓN A LA CAMA

Este cinturón mantiene al paciente tumbado y evita que se pueda soltar. El sistema consta de una sección de correa que se fija alrededor de la cama y otra que rodea el tronco del paciente. El sistema se ha diseñado para ofrecer comodidad, dejando al paciente libertad para girar a izquierda o derecha durante la noche. Sujeción cómoda con hebillas de seguridad. Las hebillas se desbloquean con el imán suministrado. Tejido acolchado y transpirable, lavable a 30°C. Para cama de 90 cm. 3 tallas disponibles en función del tamaño de la cintura: talla S (60 a 90 cm) talla M (75 a 120 cm) y talla L (105 a 145 cm).

TALLA	REF.
S	829129S
M	829129M
L	829129L



COJÍN ANTIDESLIZANTE

- > No se equivoque más gracias a las indicaciones (inscripciones)
- > Conjunto impermeable y desinfectable

Hemos vuelto a desarrollar un cojín que permite enderezar a una persona sentada sin que vuelva a deslizarse hacia adelante. Este cojín está fabricado con un tejido específico que evita que se deslice sobre sí mismo en las direcciones. Parte superior en tejido transpirable con indicación del sentido de aplicación y parte inferior en tejido antideslizante. El conjunto está acolchado para mayor comodidad de asiento.

Dimensiones generosas para un fácil manejo cuando la persona está sentada en él: 41 cm de ancho x 41 cm de profundidad. Lavable a 40°.

REF. 819145



Fabricado en Francia

**COJÍN CON ORIDFICIO CENTRAL INFLABLE P**

Este cojín permite una descarga de la presión sobre nalgas y muslos. Contribuye a prevenir la formación de escaras.

Diámetro exterior vacío / inflado: 42,5 / 41 cm. Diámetro interior en vacío / inflado: 14 / 15,5 cm.

Peso 560 gr. Se suministra con bomba.

REF. 829089



MÁX.
100 kg.

FABRICADO
EN EUROPA



MÁX.
90 kg.

COJINES TIPO BOYA

Cojines de fibra de poliéster siliconada para un confort flexible y resistente. Funda de poliuretano recubierto, impermeable, desinfectable, y transpirable. Disponible en negro o negro/fibras grises.

Modelo redondo diam. 45 cm x altura 9 cm.

Modelo cuadrado 44 x 44 x 9 cm. Agujero interior diam. 14 cm. Peso 740 gr.

MODELO	REF.
Redondo	829013
Rond confort	829145
Cuadrado	829014

**POSICIONADOR DE BRAZOS PARA SILLA DE RUEDAS**

Se adapta perfectamente al apoyabrazos de la silla de ruedas y permite que el antebrazo se coloque correctamente en la posición de descanso en la canaleta. Está especialmente indicado para pacientes hemipléjicos.

Dimensiones : Largo 43 x Ancho 17 x Alto 24 cm.

REF. 829006

**BANDEJA PARA SILLA DE RUEDAS**

Bandeja universal para sillas para fijar en los reposabrazos con 2 tiras de velcro. 2 espacios huecos para colocar vasos. Top en melamina imitación peral.

Dimensiones: Ancho 60 x Profundidad 28/50 cm. Ancho del paso 40 cm.

REF. 114015





COJÍN DE PREVENCIÓN DE GEL P

El gel reduce la presión en las zonas de riesgo. El gel no se corre, no se endurece con el tiempo ni se desplaza bajo carga. Cubierta de PE, gel de poliuretano. Se entrega con una funda 3D y una funda PU. Garantía de 2 años. 4 modelos diferentes: 3 cojines con funda y 1 placa de gel sin funda.



Fabricado en Francia

DIMENSIONES	FUNDA	REF.	PESO
40 x 40 x 3 cm	Oui	82911640	3,8 kg
43 x 43 x 3 cm	Oui	82911643	4,6 kg
45 x 42 x 3 cm	Oui	82911645	4,5 kg
42 x 42 x 3 cm	Non	82911642	4,4 kg



Fabricado en Francia



cojín de prevención de gel 2d P

Este cojín se compone de 2 densidades de gel diferentes. La parte azul alivia la presión en las zonas óseas vulnerables, mientras que el gel transparente aumenta la superficie de contacto con la piel. Cubierta de PE, gel de poliuretano. 3 modelos diferentes. 2 años de garantía.

DIMENSIONES	FUNDA	REF.	PESO
41 x 41 x 2,5 cm	2 en PU	82911739	3,1 kg
43 x 43 x 2,5 cm	3D + PU	82911743	4,2 kg
45 x 45 x 2,5 cm	3D	82911745	4,5 kg



Fabricado en Francia



COJÍN ANTIESCARAS IDENTITÉS P

> Cojín anatómico para la prevención de las úlceras por presión

Nuestro cojín de asiento Identités está fabricado con espuma de poliuretano viscoelástica Cosypur de BASF. Esta espuma específica altamente elástica le garantiza un confort excepcional al limitar los puntos de compresión. Mantiene sus propiedades de flexibilidad constante, haciéndolo menos sensible a las variaciones de temperatura, proporcionando un confort constante en interiores y exteriores. La espuma viscoelástica se caracteriza después del hundimiento por un retorno lento y controlado. Se entrega con 2 fundas ignífugas M1: funda impermeable de poliuretano lavable a 60° + segunda funda de poliuretano de nido de abeja lavable a 60°. Espuma de poliuretano Cosypur densidad 86 kg/m3 ideal para pacientes con un peso entre 40 y 90 kg. Modelo 50 x 43 cm no curvado. 2 años de garantía.

DIMENSIONES	REF.	PESO
38 x 38 x 6 cm	82902238	0,90 kg
41 x 41 x 6 cm	82902241	1,32 kg
41 x 39 x 6 cm	82902241S	1,10 kg
43 x 43 x 6 cm	82902243	1,60 kg
43 x 41 x 6 cm	82902243S	1,46 kg
45 x 45 x 6 cm	82902245	1,88 kg
45 x 42 x 6 cm	82902245S	1,68 kg
40 x 36 x 7 cm	829023	0,90 kg
50 x 43 x 7 cm	829024*	1,92 kg
48 x 42 x 7 cm	829059*	1,78 kg

* Modelo plano, no curvado.

SEPARADOR DE PIERNAS POSITPRO

> Impermeable y desinfectable
> Tratamiento antibacteriano

Nuestro separador de piernas PositPro asegura y protege las piernas de una persona en silla de ruedas con un soporte suave y cómodo. Está equipado con una doble cincha de velcro para envolver las piernas. El interior del separador está revestido de copos de espuma viscoelástica con memoria de 50-60 kg/m3 para la comodidad y transpirabilidad del producto. La funda de poliéster recubierto de poliuretano es impermeable y desinfectable con todos los productos habituales y lleva tratamiento antibacteriano. Dimensiones: ancho 9/26 x profundidad 16 x altura 20 cm. Cincha de 63 cm de largo a cada lado del cojín. Color gris. Peso 500 gr.

REF. 829029



MOCHILA PARA SILLA DE RUEDAS

Esta mochila para silla de ruedas, de nylon es muy robusta. Es impermeable y tiene bolsillos con cremallera. Se fija a la silla con 2 correas. Dimensiones: 30 x 35 x 15 cm.

REF. 114013

**JUEGO DE 2 GANCHOS PORTABOLSAS**

Portabolsas tipo gancho con hebilla para sujetar a cualquier tubo. Juego de 2. Nylon y poliéster.

REF. 114045

**CINTURÓN DE SEGURIDAD REFLECTANTE**

> Altamente reflectante por la noche

Este cinturón de seguridad te da más visibilidad de día y de noche. Se lleva cómodamente sobre la ropa y se puede sujetar a una mochila. Cierre rápido. Doble franja reflectante de 360°. Material elástico. Lavable a mano. Longitud hasta 120 cm.

REF. 819222

**CAPA DE LLUVIA PARA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA**

Esta capa completa es 100% impermeable. Está equipado con una ventana de visualización del joystick. Capucha y pasadores de mano laterales. Color azul marino. Una talla para todos.

REF. 114005

Se puede poner sin levantarse de la silla

**MOCHILA PARA SILLA PROWHEEL**

> Tejido impermeable de alta calidad

Nuestra mochila puede instalarse de 2 maneras: bien suspendiéndola de la asa de empuje, o colocándola a horcajadas en el asiento, en cuyo caso es seguro gracias a la amplia solapa que hay detrás tu espalda. Tiene una gran bolsillo central, un bolsillo en el delante y 2 portaparaguas o portacañas en los laterales. Equipada con bandas autorreflectante. Dos tonos de anís/negro.

Dimensiones bolsillo principal: ancho 32 x alto 45 x profundidad 12 cm Carga máxima 5 kg.

REF. 114043

**SOPORTE UNIVERSAL PARA PARAGUAS**

> Adaptable a todo tipo de mangos


Nuestro soporte universal para paraguas le permite fijar fácilmente un paraguas a la mayoría de los soportes, con tubos de diferentes formas. Tiene 2 partes desmontables, lo que le permite llevar su paraguas con toda la mano. Material plástico.

REF. 114044

**CINTA ELEVAPIERNAS**

Una herramienta pequeña y fácil de usar que le ayudará a volver a poner los pies en los reposapiés de la silla de ruedas. Tiene un gran lazo para el pie. Largo 86,5 cm. Costuras reforzadas y remaches.

REF. 815052



CUBREPIERNAS

Este cubrepiernas es fácil de poner mientras está sentado en la silla. Le garantiza un paseo con las piernas calientes. Equipado con 2 correas traseras para sujetarlo a los tubos de la silla. Perímetro elástico para adaptarse a su morfología e incluir reposapiés.

2 modelos disponibles: modelo estándar y modelo forrado en piel sintética.

Tamaño universal (longitud 105 cm).



Modelo forrado



MODELO	REF.
Estándar	114001
Forrado	114010

PONCHO PLUS

El Poncho Plus se puede poner rápidamente en caso de lluvia, sin necesidad de levantarse de la silla. Está equipado con una capucha con cierre y una abertura con cremallera en el busto, que se puede accionar por ambos lados. Equipado con 2 orificios para las asas de empuje, un bolsillo interior, una tira reflectante en la parte trasera y 2 correas de sujeción en los laterales. Tejido impermeable.

2 modelos disponibles: modelo estándar y modelo forrado en microfibra de tartán.

Tamaño universal (longitud delantera 98 cm).



Modelo forrado

MODELO	REF.
Estándar	114008
Forrado	114004

CUBREPIERNAS COCOON

> Forro polar de alta calidad

Protección cálida e impermeable con grandes cierres de cremallera y cordón de ajuste interior. Lazos elásticos para sujetar a las asas.

Longitud extra para proteger la espalda.

Lavable a máquina a 30°C. No secar en secadora ni planchar.

2 tallas disponibles: pequeña o grande.

MODELO	REF.
Pequeña	114050S
Grande	114050L



CAPA DE LLUVIA INTEGRAL

Apto para sillas de ruedas. Fácil de poner cuando el usuario está sentado. Elástico para abarcar todo el reposapiés, con una gran solapa en la parte posterior para una protección óptima. Con mangas y capucha con tirantes. Acceso con cremallera al cuello y a la cintura.

Talla única. Color azul marino.

REF. 114052



CINTURÓN DE MOVILIZACIÓN PRO

- > Ideal para uso intensivo
- > Tejidos de alta gama

Nuestro cinturón de movilización Pro ofrece una seguridad óptima en el traslado de personas, gracias a sus características de gama alta: Fijación del cierre con doble velcro, tejido interior muy antideslizante, tejido exterior de alta calidad y antidesgarro. Equipado con 4 asas grandes dispuestas alrededor del cinturón.

2 tamaños disponibles: talla M para una circunferencia de cintura entre 90 y 120 cm (color gris), talla L para una circunferencia de cintura entre 107 y 140 cm (color azul).
Lavable a 60°C.

TALLA	REF.
M	815217M
L	815217L



Espesor pequeño



Parte inferior antideslizante



DISCO DE TRANSFERENCIA

- > 2 lados antideslizantes de plástico duro

Este disco de transferencia gira 360° para facilitar y asegurar las transferencias en posición sentada o de pie. Su diseño flexible es útil para el uso de sillas de ruedas.

DIÁMETRO	REF.
30 cm.	815031
38 cm.	815089

Novedad: forro interior aún más antideslizante



Fabricado en Francia

CINTURÓN DE AYUDA A LA MARCHA

Nuestro cinturón de ayuda a la marcha muy resistente le permite ayudar eficazmente a sus pacientes a levantarse. Tiene 4 grandes asas con costuras reforzadas, dispuestas alrededor del cinturón para un agarre firme y seguro. Cierre mediante hebillas de gran tamaño con cinta de velcro. Funda de poliéster recubierto de poliuretano impermeable y desinfectable con acolchado de espuma. Color gris y negro.

2 tamaños disponibles:

Estándar: tamaño del cinturón 70 x 15 cm.

Para una circunferencia de cintura de 70 a 120 cm.

Ancho: tamaño del cinturón 100 x 15 cm.

Para una circunferencia de cintura de 100 a 170 cm.

Lavable a máquina a 60 °C.


TALLA	REF.
Estándar	815078
Ancho	815079



DISCO DE TRANSFERENCIA ECO

Disco de transferencia ligero y robusto para la transferencia de rotación a domicilio. Parte superior lavable y antideslizante. Diámetro 40,5 cm. Peso 1 kg.

REF. 815163





PLANCHA DE TRANSFERENCIA ERGO IDENTITÉS **P**

> Material plastificado de alta resistencia

> Deslizamiento excepcional

Nuestra plancha de transferencia Ergo Identités ha sido desarrollada para hacer las transferencias más seguras y fáciles. Su forma curvada hace que sea más fácil sortear los obstáculos. Está equipado con 2 recortes que se adaptan a los tubos de la silla. La parte inferior está reforzada para personas más pesadas. Los 2 extremos de la parte inferior están sobremoldeados con un material antideslizante que permite la transferencia desde superficies lisas. Dimensiones : Largo 76 x ancho 24,5 x espesor 1,2 cm. Peso 1,9 kg. Color azul-gris.

REF. 815066



PLANCHA DE TRANSFERENCIA BEASY

> Asiento de transferencia muy cómodo

> Diseño ultraligero y ultrafino

Estas tablas Beasy son ligeras y fáciles de usar. Gracias a su disco deslizante, la transferencia es más fácil. 2 formas diferentes para adaptarse a todos los usos.

BeasyTrans: en forma de S - Dimensiones: Largo 100 x ancho 30 x espesor 2,5 / 3,75 cm. Peso 3 kg.

BeasyGlider: en forma de arco - Dimensiones: Largo 185 x ancho 25 x espesor 1,5 / 2,4 cm. Peso 2 kg.

1



2



1

2

MODELO	REF.
1 BeasyTrans	815195
2 BeasyGlyder	815196



TABLA DE TRANSFERENCIA GLIDEBOARD **P**

> Asiento deslizante y desmontable


> Ultraligero

El Glideboard permite transferencias fáciles y seguras gracias a su asiento deslizante a lo largo de toda la tabla. Forma ideal para las transferencias de silla a silla. Estructura integral de polipropileno.

Dimensiones: Largo 70 x ancho 22 (centro) / 34 (extremos) x espesor 23 mm.

Dimensiones del asiento deslizante 36 x 22 cm. Sólo pesa 1,44 kg.

REF. 815001





DISCO DE TRANSFERENCIA RS1

> Doble ajuste de altura del apoyamanos y las espinilleras

Dispositivo de transferencia completo y ligero para transferir pacientes de un asiento a otro con muy poco esfuerzo. Su forma ha sido diseñada para ayudar eficazmente al asistente. Las espinilleras son blandas y cómodas y son ajustables en altura para adaptarse a todas las tallas. Chasis de aluminio y acero. Dimensiones de la base: 40,5 x 47,2 cm. Anchura del apoyamanos 47,5 cm. Altura regulable de 91 a 127 cm. Peso 11,5 kg.

REF. 815197



Posibilidad de traslado con una pierna doblada



Ajuste de la altura con una sola mano



PLATAFORMA DE TRANSFERENCIA ESTÁTICA RS2

> Ayuda de transferencia corta

Nuestra plataforma de transferencia RS2 permite a los cuidadores realizar sin esfuerzo transferencias cortas entre 2 equipos. Gira 360° sin ningún esfuerzo adicional, con el fin de posicionarse correctamente para sentar al paciente. El apoyamanos multiángulo es muy fácil de agarrar firmemente. Chasis de acero ligero. Ajuste de altura de las espinilleras. La bandeja pasa fácilmente entre las patas de una silla. Dimensiones de la base: 63 x 60,7 cm. Ancho del apoyamanos 53 cm. Altura del apoyamanos 118,5 cm. Espinillera ajustable de 29,2 a 46,7 cm. Peso 14,9 kg

REF. 815198



PLATAFORMA DE TRANSFERENCIA RS3

> Una solución sencilla para el traslado seguro de pacientes

> Ideal para uso institucional

Nuestra plataforma de transferencia RS3 permite realizar sin esfuerzo traslados de pacientes más largos. Tiene un asiento blando que se puede usar para todos los tamaños y un respaldo tapizado para mayor seguridad. Equipado con una rueda central y 4 ruedas multidireccionales para una excepcional maniobrabilidad. La base es muy baja para poder caber debajo de una cama y lo suficientemente estrecha para caber entre las patas de un sillón. Espinillera regulable con ajuste de la inclinación. Dimensiones totales: anchura 70,5 x profundidad 82,9 x altura regulable de 94 a 101 cm. Ancho del apoyamanos 69 cm. Espinillera ajustable de 29,2 a 46,7 cm. Peso 25,7 kg.

REF. 815199



1

ESLINGAS PARA PLATAFORMA DE TRANSFERENCIA

Reduce el esfuerzo de los cuidadores. Adecuado para RS2 y RS3. 3 modelos disponibles.



2



3

MODELO	REF.
1 Eslinga simple	815096
2 Eslinga deslizante	815180
3 Eslinga con soporte para nalgas	815181

AYUDA DE TRANSFERENCIA TURNER PRO

- > Permite una transferencia segura, suave y controlada
- > Reduce la necesidad de mantener al paciente
- > Muy fácil de manejar
- > Sistema de almacenamiento rápido

Este dispositivo único permite realizar transferencias cortas con mucho menos esfuerzo para los cuidadores. Se recomienda especialmente para girar entre 2 posiciones de asiento (cama a silla, silla a silla con inodoro). Simplemente coloque los pies del paciente sobre las alfombras antideslizantes y sus manos sobre la parte inferior del pasamanos. La espinillera permite un posicionamiento cómodo y seguro. Gira 360° sobre sí mismo. Sistema de almacenamiento rápido. Estructura de acero epoxi con espinillera de espuma acolchada impermeable y lavable.

Dimensiones: base de 41 cm de diámetro, altura: 78 a 126 cm.

Peso: 15 kg.
REF. 815087



FABRICADO EN EUROPA



Nuevo RS4 en la página 2



Fabricado en Francia

AYUDA A LA ROTACIÓN DE PACIENTES POSITPRO

> 2 modelos diferentes

Nuestro cojín permite al cuidador girar al paciente muy fácilmente y, sobre todo, limitar el riesgo de roces y dolores diversos.

Permite acompañar las piernas con un simple movimiento de la pelvis. Funda extraíble de tejido PositPro Steritex ultrarresistente, diseñado en poliuretano transpirable, impermeable y desinfectable. Color gris.

Dimensiones: Longitud: 53 x profundidad 43 x altura. 12,5 cm.

El modelo Premium tiene una correa de velcro para inmovilizar a la persona en posición lateral: la correa se fija a una barandilla de la cama a la longitud deseada.

MODELO	REF.
1 Estándar	829107
2 Premium	829144



ALFOMBRILLA ANTIDESLIZANTE DYCEM®

- > Colchón duradero y ultra resistente
- > Muy fino para no interferir en las transferencias

Esta alfombrilla antideslizante está diseñada con la garantía de calidad de fabricación Dycem.

Permite transferencias seguras desde el suelo.

Dimensiones: Largo 35 x 50 cm. Color negro.

REF. 815039





ALTURA	DIMENSIONES DEL TABLERO	REF.
52 - 102 cm	80 x 60 cm	833014
72 - 122 cm	80 x 60 cm	833015
72 - 122 cm	100 x 70 cm	833016

MESA VARIO RECTANGULAR

Mesa con tablero rectangular con de melamina en color gris. Sin rueda. Altura 52-102 especialmente diseñada para niños y adultos pequeños. Plazo de entrega 3 semanas.

MESA VARIO ERGONÓMICA

Mesa con tablero rectangular con esquinas redondeadas y recorte ergonómico con forma que permite el acople del cuerpo, en melamina, madera de peral.

Altura 52-102 especialmente diseñada para niños y adultos pequeños. 4 ruedas con freno disponibles opcionalmente. Plazo de entrega 2 a 3 semanas. Las ruedas opcionales deben pedirse junto con la mesa.



ALTURA	DIMENSIONES DEL TABLERO	REF.
52 - 102 cm	80 x 60 cm	833017
72 - 122 cm	80 x 60 cm	833018
72 - 122 cm	100 x 70 cm	833019
OPCIÓN RUEDAS DE MESA		833020

MESA DE TRABAJO PARA SILLA TASMANIA

Nuestra mesa de trabajo Tasmania es ideal para trabajar ante una pantalla, escribir, dibujar o comer en silla de ruedas. Su sistema de pistón de alta calidad permite elevar la altura de la mesa muy fácilmente. Para bajar la mesa hay que accionar la palanca del pistón. El pistón puede accionarse por delante o por detrás. Tablero de aglomerado con decoración de madera. Elegantes piezas de acero negro mate. Equipado con 4 ruedas, 2 de ellas con freno.

Dimensiones de la base: anchura 70 x profundidad 44,5 cm. Anchura de paso 58,5 cm.

Dimensiones del tablero: ancho 60 x fondo 60 / 32 x altura 74,5 a 109,5 cm. Anchura entre los reposabrazos: 41 cm.

REF. 823001



Jumborest :
página 104





GRÚA DE ELEVACIÓN MALLORCA


> Grúa compacta para uso doméstico
> Viene de serie con un arnés de tamaño M

Separación manual de las patas por pedal. 4 ruedas: 2 de 75 mm delante y 2 de 100 mm con freno detrás. Equipado con un cómodo reposamanos doble acolchado. Mando a distancia con soporte. Estructura de acero.
Batería DC 24V 5 Ah. Motor DC 24V 8000N. Carga completa 5 horas.
Dimensiones: Longitud útil de las patas 68 cm, total 95 cm. Anchura de las patas en posición paralela 54 cm, en posición extendida 88 cm. Altura de las patas 95 mm.
Altura de la parte inferior de la pluma mini 69 cm, maxi 171,5 cm. Dimensiones de la pluma: Largo 49,2 cm x ancho 41 cm. Anchura entre los soportes de las correas: 39 cm. Peso 40 kg.
Cada grúa se entrega con un arnés de talla M como estándar.



REF. 825012

ARNÉS PARA GRÚA MALLORCA

Arnés reforzado en la parte superior del cuerpo y en la cabeza. Adaptación de 4 tallas gracias a las hebillas codificadas por colores. Equipado con un pasamanos para guiar al paciente. Tejido muy suave para la piel. 2 tallas disponibles: M o L.



ARNÉS	TALLA	A	B	C	PESO	REF
1 Standard	M	47 cm	88 cm	85 cm	1,2 kg	825021M
	L	52 cm	92 cm	92 cm	1,4 kg	825021L
2 Confort sin reposacabezas	M	47 cm	88 cm	72 cm	1,1 kg	825141M
	L	52 cm	92 cm	85 cm	1,3 kg	825141L
3 Baño	M	47 cm	88 cm	89 cm	1,1 kg	825142M
	L	52 cm	92 cm	91 cm	1,3 kg	825142L



GRÚA DE BIPEDESTACIÓN RISE UP

Grúa eléctrica para alcanzar la posición erguida o semisentada de forma segura y cómoda. La estructura tubular de acero pintado, combinada con la posibilidad de alejar los pies de la base mediante un pedal, garantiza la máxima estabilidad y seguridad durante el uso. Gracias al arnés lumbar y a los soportes tibiales acolchados, este tipo de transferencia semiactiva es especialmente adecuada para los pacientes que tienen dificultades para mantener una posición erguida. Peso 32 kg.

REF. 825028



ARNÉS LUMBAR RISE UP

Arnés reforzado, clase de fuego 1 IM. Interior de poliuretano, espesor 45 mm. Tamaño M 1060 x 325 mm, tamaño L 1410 x 370 mm. Color gris. Ajuste de la distancia mediante 3 hebillas.

TALLA	REF
M	825023.M
L	825023.L

TABLA DE TRANSFERENCIA PLEGABLE ERGOGLISS

> Radio-transparente

Nuestra tabla de transferencia ErgoGliss está compuesto por un tabla de polipropileno rígido pero muy ligero plegable y una tela giratoria de nylon muy deslizante. Le permitirá realizar traslados de cama a cama sin ningún esfuerzo y sin trauma para el paciente. Antialérgico, resistente a la putrefacción, antibacteriano e ignífugo.

Interior en polipropileno rígido.

Asa de poliacetal termoplástico.

Tejido de nylon lavable y desinfectable en frío y 60°.

Dimensiones : Largo 170 x ancho 50 cm. Plegable en 2 x 87 cm.

Peso 2,3 kg.

REF. 825015



MÁX
200 kg.



FABRICADO
EN EUROPA



TRAPECIO DE CAMA

Trapezio de acero estable con epoxi beige y base cromada. Altura ajustable de 182 a 200 cm en 3 posiciones. Dimensiones de la base 70 x 87 cm. Peso 11 kg. Desmontable en 2 partes. Triángulo con correa ajustable en altura.

REF. 823044

MÁX
80 kg.



SÁBANA DE TRANSFERENCIA

Nuestra sábana deslizante hace que sea mucho más fácil de deslizar en su tabla de transferencia. 100% nylon.

Dimensiones : Largo 60 x ancho 41 cm. Color rojo. No incluye la tabla.

REF. 815085



CINTA ELEVAPIERNAS

Una herramienta pequeña y fácil de usar que le ayudará a volver a poner los pies en los reposapiés. Tiene un gran lazo para el pie. Largo 86,5 cm. Costuras reforzadas y remaches.

FABRICADO
EN EUROPA



REF. 815052



ESCALERILLA DE CAMA

> Para incorporarse más fácilmente

Simplemente se fija a los 2 pies de su cama y sirve como soporte para ayudarlo a incorporarse más fácilmente. Ancho de las barras 20 cm. Longitud total 2,15 m.

REF. 823034



ESCALERA DE CAMA FLEXIBLE

La construcción de poliéster resistente de esta escalera le permitirá ponerse de pie por sí mismo en la cama. Se fija a los pies de la cama. Asas redondas. Conjunto ligero y plegable. 3 peldaños. Color negro. Longitud total 2,10 m. Peso 123 gr.



REF. 823036




SÁBANA ULTRADESGLIZANTE

- > Mueve a los pacientes sin esfuerzo
- > Evita cualquier fricción en la piel


Nuestras sábanas ultra deslizantes permiten a los cuidadores mover, enderezar y trasladar a un paciente postrado en cama muy fácilmente sin tener que levantarlo. De forma cilíndrica, el movimiento se realiza mediante el deslizamiento entre las 2 hojas de la sábana. El movimiento es lineal y sin dolor para los pacientes. Facilita enormemente el trabajo de los cuidadores. También se utiliza para facilitar la transferencia mediante una tabla de transferencia. Composición 15% silicona y 85% poliamida, color azul. Lavable a 60°C o descontaminado con spray. 7 tamaños disponibles.



● ● ●
Fabricado en Francia



	TAMAÑO	USO	REF.
1	70 x 70 cm	Traslación	815164
2	70 x 110 cm	Traslación	815165
3	110 x 70 cm	Incorporación en la cama	815009
4	70 x 140 cm	Traslación	815215
5	140 x 70 cm	Incorporación en la cama	815022
6	70 x 190 cm	Traslación	815166
7	100 x 120 cm	Traslación	815216



SÁBANA ULTRADESGLIZANTE CON ASAS

Mismas características que las sábanas estándar pero con asas para que las manipulen 2 cuidadores. Previene los trastornos musculoesqueléticos. 2 tallas estándar de 70 cm de ancho y 2 tallas bariátricas de 110 cm de ancho.



	TAMAÑO	NÚMERO DE ASAS	REF.
1	70 x 130 cm.	2	815211
2	70 x 190 cm.	4	815212
	110 x 130 cm.	2	815213
	110 x 190 cm.	4	815214



SÁBANA DE TRANSFERENCIA CON ASAS

La sábana de transferencia permite que el paciente sea levantado y devuelto a su cama. Al limitar el esfuerzo, usted puede dar más tranquilidad al cuidado de los pacientes. Tejido impermeable y absorbente con innovadora estructura hidrofóbica de 4 capas: parte superior acolchada 100% poliéster con película de poliuretano y parte inferior de poliéster para deslizar al paciente sobre la cama. Equipado con 4 asas. Adecuado para pacientes con incontinencia. Dimensiones: 75 x 85 cm. Lavar a máquina a 40 °C.

REF. 815141

● ● ●
Fabricado en Francia



SABANA DE TRANSFERENCIA CON 6 ASAS

Sábana específica con 6 asas, adecuada para el traslado del paciente de la camilla a la cama. Viene a complementar las tablas de transferencia y deslizamiento. Composición 15% silicona y 85% poliamida, color azul. Lavable a 60°C o descontaminación con un spray. Dimensiones: 110 x 160 cm. 6 asas.

REF. 815210

● ● ●
Fabricado en Francia



MESA DE CAMA INCLINABLE

- > La inclinación acerca el tablero al usuario
- > Plataforma basculante

Nuestra gama de mesas de cama reclinables es adecuada para su uso en la cama, pero también para sentarse en su silla o sillón favorito. Las mesas tienen un tablero de melamina de haya de alta calidad, que se puede inclinar para leer o comer. La bandeja está equipada con un borde anticáida.


La gama se compone de 2 mesas con un ancho de base estándar, con la posibilidad de elegir entre 60 u 80 cm de ancho de tablero, y una mesa de sillón especial con un ancho de base más amplio, con un ancho de tablero de 80 cm.

El estante opcional le permite tener un estante adicional de 20 cm de ancho.

Estructura de acero tratado con epoxi gris perla.

Base: ancho 56,5 (paso 49) o ancho 81 (paso 73,5) x profundidad 43 cm.

Dimensiones del tablero: ancho 60 u 80 x profundidad 60 x altura 61 a 94 cm. Peso 9, 10 u 11 kg.



Modelo 60 cm con estante regulable

Fabricado en Francia

Inclinación para acercarse lo más posible a la persona

Modelo de silla elevadora

Modelo 80 cm

MODELO	REF.
Mesa de cama inclinable 60 cm	823082
Mesa de cama inclinable de 80 cm	823020
Mesa para sillón basculante de elevación	823078
Mesita adicional	823030H



MÁX.
15kg.

MESA DE DESAYUNO DUO 90 CM

- > Inclinación regulable con una sola mano mediante resorte de gas

Esta mesa Duo pasa por encima de la cama y ofrece una anchura útil muy cómoda. También puede utilizar esta mesa en el sillón de su salón o en el sillón elevador. Se puede ajustar en anchura para facilitar la instalación.


Dimensiones generales: anchura 113/136 x profundidad 49 x altura 73/91 cm. Peso 11,5 kg. Dimensiones bandeja: 40x60 y 2 bandejas laterales 40x20 cm. Inclinación 55°.

REF. 823062

Garantía
2 AÑOS

Fabricado en Francia





MESA ADAPTABLE A BARANDILLAS DE CAMA

> Extensible por ambos lados para fijar a los rieles de la cama

Esta mesa muy práctica y ergonómica está especialmente diseñada para adaptarse a las barandillas de las camas médicas. Sus dos lados están colocados sobre la barandilla y están equipados con almohadillas antideslizantes. Bandeja ergonómica. Equipado con 2 ganchos debajo para poder guardarlo contra la barandilla.

Extensible por ambos lados para fijar a los rieles de la cama.

Dimensiones: Largo 88 a 104 (bandeja 70,5 cm) x ancho 33,5 x espesor 2,8 cm. Peso 2,5 kg. Resistencia de la bandeja 10 kg.

REF. 823091



MESA DE CAMA ERGONÓMICA

> Una forma muy agradable de comer y escribir

Nuestra mesa de cama ergonómica está diseñada para su uso en silla de ruedas gracias a su anchura ajustable. Muy bien equipado, dispone de 3 rebordes y 4 ruedas multidireccionales con freno. También es ajustable en altura. Soporta 5 kg de carga estática. Estructura de acero y encimera de melamina en madera de peral.

Ancho interno de las patas ajustable de 90 a 110 cm.

Dimensiones de la bandeja: anchura 100 x profundidad 48 x altura 72 a 93 cm en 5 posiciones. Anchura entre las patas de 91 a 111 cm (6 posiciones posibles).

REF. 823069



MESITA DE CAMA SIMPLEX

> Plataforma basculante

> Ajuste por medio de ruedas grandes

Nuestra mesa de cama Simplex le permite leer y desayunar en la cama con total comodidad. Permite ajustar la altura y la inclinación para diferentes momentos del día. Bandeja de 60 x 40 cm en melamina de peral y anillo de goma. 2 ruedas con freno. Estructura de acero epoxi gris.

Dimensiones: ancho 61 x profundidad 41 cm. Ancho de paso 51 cm. Altura regulable de 71 a 110 cm. Resistencia de la bandeja 25 kg.

REF. 823155



MESITA DE CAMA SIMPLEX LIFT

> Una evolución de la tabla Simplex

> Ajuste de altura mediante cilindro de aire comprimido

Nuestra mesita Simplex Lift le permitirá desayunar fácilmente en su cama o sillón. El pistón de aire comprimido permite un fácil ajuste de la altura, con bloqueo escalonado. Tiene 2 ruedas con frenos.

Estructura de acero martillado en epoxi gris. Tablero antivuelco de madera de pera aglomerada con anillo de goma.

Dimensiones del tablero: A 76,3 x P 38,3 x A 72 a 99,5 cm. Dimensiones de la base: ancho 66 x profundidad 38,8 cm. Ancho del paso 61 cm. Peso 9 kg. Resistencia de la bandeja 15 kg.

REF. 823121





MESITA DE CAMA CORFU

- > Equipado con un resorte de gas
- > Ajuste de altura con una simple presión manual

Nuestra mesa Corfu le permite tomar el desayuno cómodamente en su cama. Su práctica base en forma de U le permite acercarse a la mesa cuando la utiliza mientras está sentado en su silla favorita. Gracias a su pistón de gas, usted puede ajustar su altura muy fácilmente y sin esfuerzo.

Estructura de acero con pintura epoxi blanca. Tablero de partículas con decoración en madera clara. Equipado con 4 ruedas, 2 de las cuales tienen frenos.

Dimensiones del tablero: 76 x profundidad 38 x altura 72 a 99,5 cm.

Dimensiones base: total 69 x 37 cm. Ancho de paso 60,5 cm.

Mesa para la casa. No apto para uso intensivo.

Resistencia de la bandeja 15 kg.

REF. 823125

MESITA DE CAMA CORFU 2 BANDEJAS

- > Equipado con un resorte de gas
- > Ajuste de altura con una simple presión manual
- > Gran plataforma basculante

Las mismas características que la mesa de una sola bandeja.

Este modelo tiene una bandeja grande que se puede inclinar hasta 30° a cada lado.

Estructura de acero con pintura epoxi blanca. Tablero de partículas con decoración en madera clara. Equipado con 4 ruedas, 2 de las cuales tienen frenos.

Dimensiones bandeja grande/bandeja pequeña: ancho 56 / 20 x profundidad 38 x altura 72 a 99,5 cm.

Dimensiones base: total 69 x 37 cm. Ancho de paso 60,5 cm.

Mesa para la casa. No apto para uso intensivo.

Resistencia de la bandeja 15 kg.

REF. 823126



MESITA DE CAMA CORFU EVOLUTION

- > Adecuado para la elevación de sillas
- > Modelo con barandilla integrada

Esta evolución de la mesita Corfu permite utilizarla en un sillón estándar, pero también en un sillón elevador, gracias a su base de anchura regulable. Dispone de 2 bandejas regulables en altura por medio de un pistón de gas. La pequeña bandeja fija tiene una barandilla para evitar la caída de objetos. La bandeja grande se inclina para su uso en la posición de lectura.

Estructura de acero con pintura epoxi blanca. Tablero de partículas con decoración en madera clara.

Equipado con 4 ruedas, 2 de las cuales tienen frenos.

Dimensiones bandeja grande/bandeja pequeña: ancho 56/20 x profundidad 38 x altura 72 a 99,5 cm.

Ancho del pasillo: 60 a 78 cm.

Mesa para la casa. No apto para uso intensivo. Resistencia de la bandeja 15 kg.

REF. 823127



MESITA DE CAMA TASMANIA

- > Elegante base en negro mate
- > Bandejas MDF moldeadas comprimidas
- > Cilindro REGULADOR de alta presión

Nuestras mesitas Tasmania son adecuadas para su uso en las comunidades (hospitales/residencias). Su pistón de alta asistencia permite levantar el tablero con una sola mano y con gran facilidad sin necesidad de accionar el cilindro. La robusta y elegante base en forma de U permite su uso en la cama, pero también en una silla o sillón. Su base de tubo ovalado es muy elegante y fuerte. Ruedas enteramente de material plástico, 2 de las cuales tienen frenos.

Altura de las bandejas regulable de 79 a 114 cm. Dimensiones de la base: ancho 71 x profundidad 45 cm. Ancho de paso 59 cm. 3 modelos disponibles.

MODELO	REF.
Mesita de cama Tasmania	823021
Mesita de cama Tasmania con 2 bandejas	823022
Mesita de cama Tasmania con 4 bandejas	823023



MESITA DE CAMA TASMANIA COMPACT

- > Fácil almacenamiento para residencias/hospitales
- > Bandeja moldeada de MDF

Nuestra mesita Tasmania Compact tiene un tablero abatible a 90° y un diseño de la base que se puede guardar de forma plana. Su bandeja de fibra de alta densidad moldeada es muy fácil de mantener y su diseño anatómico es muy práctico.

Al igual que toda la gama de Tasmania, el tablero puede levantarse con una sola mano sin necesidad de accionar el cilindro. Equipado con 2 ruedas con freno. Dimensiones de la base: ancho 85 x profundidad 40 cm. Ancho del paso 74 cm. Dimensiones del tablero: anchura 80 x profundidad 39 x altura 79 a 112 cm. Peso 13,5 kg.

REF. 823025



1 MESITA DE CAMA TASMANIA

Modelo con una gran bandeja de fibra de alta densidad comprimida y moldeada de 80 x 39 cm. Plataforma recta regulable en altura. Peso 13 kg.

2 MESITA DE CAMA TASMANIA CON 2 BANDEJAS

Modelo con 2 bandejas de fibra de alta densidad comprimida y moldeada, la mayor de ellas regulable en inclinación mediante cremallera, dimensiones 57 x 39 cm. Pequeña bandeja fija equipada con una pequeña barandilla de 25 x 35 cm. Peso 16 kg.

3 MESITA DE CAMA TASMANIA CON 4 BANDEJAS

Mismo modelo que Tasmania 4 bandejas pero equipado con 2 estantes pequeños colocados en la columna para guardar algunos objetos personales o revistas. Estos estantes, que miden 25 x 35 cm, pueden ajustarse en altura. Ancho total 100 cm. Peso 18 kg.


Fabricado en Francia



COCHONETA DOMOLIT

Alfombra para amortiguar las caídas de personas postradas en cama. La espuma utilizada está especialmente diseñada para amortiguar los choques. Muy práctico de guardar gracias a su plegado en 3 partes. Equipado con 2 asas. Color azul. Dimensiones : Longitud 180 x anchura 80 x espesor 3 cm. Plegado: 60 x 80 x 12 cm.

REF. 823128

ALFOMBRA AMORTIGUADORA FÁCIL DE GUARDAR

Se coloca a los pies de la cama médica para amortiguar las posibles caídas. Borde biselado. De espuma con 3 pliegues para facilitar el plegado y optimizar el almacenamiento en la habitación, con cierre rápido. Cubierta desmontable lavable a 90°C o descontaminable en frío. Color azul marino.

Dimensiones: 160 x 75 x 2 cm. Plegado 55 x 175 x 20 cm.

REF. 823029



PAIRE DE COUSINS DE SÉCURITÉ

Solution de prévention des chutes et de sécurité pour patient agité sans barrière de lit. Adaptée aux lits à hauteur variable en position basse. Monobloc composé de 2 cales en mousse incurvée. Peut se positionner sur toute la longueur du matelas. Fixation au cadre de lit avec 4 attaches rapides. Pour le couchage du patient, il est nécessaire de poser un drap plat sur le dispositif.

Revêtement en polyuréthane imperméable. Entretien par spray bactéricide et linquette.

Dimensions : Long. 80 x larg. 90 x haut. 24 cm.

REF. 823004



Fabricado en Francia




COLCHONETA DE CAMA ALZHEIMER GRUESA

Diseñado para camas en posición baja, es utilizado por el equipo de cuidados cuando la cama no tiene un sistema de retención de tipo barandilla.

Se coloca en el suelo y se fija al pie de la cama con 2 correas. Se dobla por la mitad y se guarda en una bolsa (opcional).

Parte superior de poliéster recubierta de poliuretano y parte inferior antideslizante. Extraíble y lavable a máquina a 90°.

Dimensiones : Largo 190 x ancho 75 x espesor 4 cm.



Fabricado en Francia

	REF.
Colchonetas de cama	823088
Bolsa para colchoneta de cama	823089



MANOPLA ANTIARAÑAZOS

Esta manopla resistente a los arañazos evita que el paciente agitado se lastime y rasgue su ropa. Forma de manopla ajustable en la muñeca con correa y hebilla. Exterior de poliéster recubierto de poliuretano y confort interior en bucle de esponja. Forro de fibra de poliéster. Una talla para todos.



Fabricado en Francia

REF. 823073



ALMOHADONES DE PROTECCIÓN

Estas almohadones protegen a un paciente inquieto de las barandillas metálicas de la cama o de cualquier armazón. También protegen la cama de posibles golpes del paciente. Dan más comodidad a la ropa de cama. Los 3 almohadones están aseguradas por una correa y una hebilla de liberación rápida. Funda de poliéster impermeable y desinfectable, revestimiento microperlas. Dimensiones: 3 rollos de 90 X diámetro 18 cm. Color blanco.

REF. 823064

Nuevo : revestimiento microperlas





PROTECTOR PARA BARANDILLA CON CREMALLERA POSITPRO

- > Instalación rápida
- > También hace más fácil levantarse de la cama

Nuestro protector de barandilla PositPro es muy fácil de colocar y seguro gracias a su práctica cremallera. También hace más fácil levantarse de la cama haciéndola más cómoda al girar para cubrir la parte superior de la barrera.

Funda de poliéster recubierto de poliuretano con tratamiento ignífugo M1 impermeable y desinfectable. Relleno de espuma.

Disponibles en 2 longitudes: 130 x 180 cm. Dimensiones : Longitud. 130 o 180 x altura. 35 x grosor 2 cm.



LONGITUD	REF.
130 cm	823086
180 cm	823099



Fabricado en Francia



Protección simple



PROTECTOR PARA BARANDILLA DE CAMA

- > Evita el contacto con el metal de las barandillas de la cama

- > Protección acolchada y lavable

- > Se adapta a todas las barreras existentes

Esta protección de espuma se instala en las barandillas de la cama con 3 correas de hebilla. Evita el contacto con el metal, protege y asegura al paciente. Se adapta a todas las longitudes de barrera. Espuma recubierta de una envoltura bacteriostática con tratamiento ignífugo M1, lavable a 90°, transpirable y desinfectable.

3 modelos disponibles:

- la **protección simple** con un lado acolchado unido por 3 correas y hebillas en el exterior. Relleno de espuma. Dimensiones: largo 130 x alto. 35 x grosor 2 cm. Color azul claro.
- la **doble protección** que rodea ambos lados de la barandilla y está fijada por 4 hebillas. Gran longitud. Relleno de fibra de poliéster en espiral. Dimensiones: largo 185 x ancho 72 x espesor 4 cm. Color azul claro.
- **protección de la cabecera**: dimensiones: 90 x 35 x 2 cm.



Protección del cabecero



Fabricado en Francia

MODELO	REF.
Protección simple 130 cm.	823009
Doble protección 185 cm.	823018
Protector del cabecero	823074



Doble protección



PROTECTOR DE BARANDILLA POSITPRO

- > El más cómodo de instalar y quitar

Estos protectores pre-moldeados se instalan simplemente en las barandillas existentes de su cama. Funda de poliéster recubierto de poliuretano con tratamiento ignífugo M1, impermeable y desinfectable. Relleno de espuma. Lavable a 90°C. Para toda la longitud de una cama, dispone de 2 protecciones de 90 cm.


Dimensiones : Longitud 90, 140 o 190 cm x altura. 37 x espesor 3 cm.




Fabricado en Francia



LONGITUD	COLOR	REF.
90 cm	Gris	823100
	Verde	823118VERT
	Azul	823118BLEU
140 cm	Gris	823101
190 cm	Gris	823124



MÁX.
140 kg.



Garantía
3 AÑOS



Fabricado en Francia

COLCHÓN VISCO

Compuesto por 2 calidades de espuma : espuma de poliuretano Bultex de 38 kg/m³ en la parte inferior y espuma viscoelástica termosensible de 86 kg/m³ en la parte superior. Se suministra en una funda completa impermeable y desinfectable con tratamiento ignífugo M1. Alivia la presión ejercida por el peso corporal con eficacia probada.

4 modelos disponibles. Envases comprimidos. 3 años de garantía.

Visco Maxi: 2 capas de espuma encolada. Top Combi: 2 capas de espuma no pegadas. Espesor 14 cm. Longitud 198 cm.

MODELO	REF.
Maxi 90 cm	829070
Topi Combi 90 cm	829071
Maxi 120 cm	829072
Maxi 140 cm	829073

BOLSA DE TRANSPORTE PARA COLCHONES

> Fácil, profesional e higiénico

Ideal para transportar o retirar el colchón médico en casa. Equipado con 4 asas de transporte para facilitar el transporte del colchón. Fácil, profesional e higiénico.

Apertura de cremallera en U en 3 lados para colchones con dimensiones 80/90 x 190/200 x 15/20 cm.

PVC recubierto de poliéster con tratamiento ignífugo M1 en color cielo: correas de polipropileno Lavable a 90°C y descontaminable mediante toallitas o spray.

REF. 823130



Fabricado en Francia

KIT DE SÁBANAS PARA COLCHONES MÉDICOS

Kit completo y práctico que se ofrece como opción para el colchón médico. Compuesto por 2 sábanas bajas de 90 x 200 cm y una sábana plana de 140 x 250 cm. Se adapta perfectamente al colchón médico gracias a su capuchón de 25 cm. Sábanas bajas crudas y sábanas planas de color gris perla. 100% algodón 115 g/m². Lavado a 60°C.

REF. 823129



Fabricado en Francia

COCHON DE CELDAS DE AIRE CON COMPRESOR P

Este colchón permite un movimiento constante en la cama. Esta presión alterna permite cambiar de posición a las personas que están permanentemente encamadas. El colchón está formado por 2 líneas distintas de células repartidas por toda su superficie. Los movimientos se dividen en 3 fases: Fase 1: la línea 1 se infla al máximo y la línea 2 se desinfla. Fase 2: las 2 líneas se inflan al máximo. Fase 3: la línea 1 se desinfla y la línea 2 se infla al máximo. Compresor de presión variable. Presión regulable de 50 a 110 mmHg. Número de litros/minuto: de 5 a 6. Duración del ciclo (3 fases): 12 minutos.

Dimensiones del colchón: L 200 x A 90 x T 7 cm.


REF. 823024



MANTA LASTRADA

El principio es añadir una masa y una presión distribuidas uniformemente en el cuerpo para calmar el sueño y reducir los excesos de nervios. Las noches serán más serenas. Hecho de microesferas de vidrio. Se puede lavar a máquina a 30°C. Dimensiones: 170 x 120 cm. Peso 5,5 kg. Color gris.

REF. 842051



SENSOR DE CO2 QUAE LIS 16

Sensor más potente que cumple el decreto n.º 2015-1000. Mide y avisa cuando los niveles de Co2 son demasiado altos y es necesario ventilar la habitación. Ideal para establecimientos sanitarios o consultas médicas. Registro de datos. Alarma visual y sonora. Indicador de temperatura y humedad. Pantalla retroiluminada. Sensor NDIR. Dimensiones: 11 x 11 x 6 cm. Batería de litio recargable (cable USB incluido). 2 años de garantía.

REF. 819321



SOPORTE PARA BOLSA DE URINA

Soportes reutilizables y lavables en autoclave a 127°. Poliamida 6 ultra resistente, probada con bolsas de 2 litros en 24 horas sin pérdida de calidad. Hecho en Dinamarca.

2 modelos: verde para los tubos de cama cuadrados y azul para los redondos.



COLOR	REF.
Azul	823105
Verde	823106

RELOJ DE CO2 QUAE LIS 18

> Pantalla grande ideal para las habitaciones de las residencias de ancianos

Visualización simultánea de la hora, la concentración de CO2 en la habitación, la temperatura y la humedad. Gran pantalla de dígitos (Tiempo 7,6 cm y CO2 5,8 cm). Código de colores según las concentraciones de CO2. Alimentación de red.

Dimensiones: 40 x 36 x 4 cm. Peso 1,5 kg.

REF. 817121



ARCO DE CAMA

Evite el contacto con sábanas y mantas. Dimensiones: ancho 54 x alto. 32 cm.

REF. 823040



ALMOHADA PARA PACIENTE CON MÁSCARA

Esta almohada ha sido especialmente diseñada para personas que necesitan dormir con una máscara de oxígeno. Gracias a su corte especial, usted puede dormir cómodamente en cualquier posición. Revestimiento de poliuretano bacteriostático con tratamiento antibacteriano Sanitized y relleno de fibra de poliéster Dacron. Dimensiones: aprox. 60 x 40 cm. Entregado con un estuche 100% algodón con cremallera. Tratamiento ignífugo.

REF. 855114



Fabricado en Francia



ALFOMBRA SECURE SOFT GRIS

> Hecho de espuma con memoria

> Antideslizante y seguro

Con esta alfombrilla especialmente suave y absorbente, la salida de la cama siempre será una experiencia agradable. La espuma con memoria sigue la huella de su pie y le da una sensación de bienestar.

Parte superior de microfibras de tacto aterciopelado e inferior antideslizante.

Lavar a 30°. Espesor 2 cm. Color gris antracita

Dimensiones: largo 61 x ancho 45 cm.

REF. 817227



ALMOHADA IMPERMEABLE

Almohada de poliéster de 60 gr/m2 con recubrimiento de poliuretano antibacteriano AEGIS. Forro de fibra hueca de silicona antibacteriana Microban. Propiedades antiácidas y antifúngicas, Biopru. 3 modelos disponibles.

MODELO	REF.
Almohada 45 x 70 cm	855168
Almohada 60 x 60 cm	855169
Cojín 90 cm	855170



CODERA POSITPRO

Nuestra codera protege los puntos de apoyo del codo y evita la formación de úlceras por presión. Se puede ajustar con 2 grandes cierres de gancho y bucle. Relleno de fibra de poliéster y espuma viscoelástica con memoria. Tejido recubierto de poliuretano impermeable y transpirable. Se puede lavar a máquina a 60° o descontaminar la superficie. Dimensiones: 28 x 16 cm.

REF. 829049

**TALONERA POSITPRO**

Protege los talones y previene la formación de escaras. Se puede ajustar con 2 tiras anchas de velcro. Relleno de fibra de poliéster y espuma viscoelástica con memoria. Tejido impermeable y transpirable recubierto de poliuretano. Lavado a máquina a 60 °C o descontaminación de superficies.

Dimensiones: 26 x 20 x 14 cm.



COLOR	REF.
Gris	829050
Berenjena	829050A

COJIN RODILLA POSITPRO

Se utiliza en posición lateral con la parte superior del cuerpo ligeramente elevada, colocado entre las rodillas, para prevenir el dolor, las úlceras por presión la fricción entre las rodillas. Dimensiones:

35 x 22 cm.

REF. 829118

**COJIN DESCARGA DEL TALÓN POSITPRO**

Permite aliviar los talones cuando se está tumbado, de lado o boca arriba. Se fija al colchón con una correa.

Dimensiones: 90 x 20 cm.

REF. 829119

**COJINES DE FIBRA POSITPRO DESENFUNDABLES**

> Materiales con las últimas innovaciones: fibra technigel y funda Steritex

Nuestros cojines PositPro se benefician de la fibra technigel, que proporciona un confort sin igual para el paciente. Supera las prestaciones de confort de las fibras de poliéster actuales, es más ligero y, sobre todo, tiene efecto memoria. Permite realizar un apoyo óptimo para aliviar los puntos de presión.

Están equipados con la funda extraíble Steritex, el poliuretano más resistente del mercado. Revestimiento innovador, transpirable e impermeable sobre una base de punto bielástica. Ideal para la desinfección y adaptada a los requisitos más exigentes en entornos con riesgo de contaminación. Su alta durabilidad hace de Steritex un producto muy popular para los servicios de higiene. Lavable a 95°C. Resistente al cloro, autoclave.

Muy suave y cómodo al tacto.

Bajofunda para fibra de algodón 100%.



Fabricado en Francia

**4 COJÍN MULTIFUNCIONAL + COJÍN CILINDRICO**

Cojín específico para soportes modulares.





11



10



10 COJÍN TRIANGULAR + COJÍN MOVIBLE

Cojín específico para un apoyo más particular de las piernas con abducción.



12



13

12



14



15



16

MODELO	DIMENSIONES	TIPO	COLOR	REF.	
1	Cojín decúbito	190 x 30 cm.	Estándar	Gris	829033
				Berenjena	829033A
2	Cojín media luna	190 x 30 cm.	Estándar	Gris	829074
				Berenjena	829074A
3	Cojín universal	55 x 40 cm.	Base	Gris	829075
				Berenjena	829075A
4	Cojín multifuncional + cojín cilíndrico	55 x 40 cm + 55 x 18 cm	Base	Gris	829098
				Berenjena	829098A
5	Set de 2 cojines universales pequeños	27 x 40 cm. le coussin	Base	Gris	829076
				Berenjena	829076A
6	Cojín cilíndrico	55 x 18 cm.	Base	Gris	829077
				Berenjena	829077A
7	Lote de dos cojines cilíndricos pequeños	30 x 18 cm. le coussin	Base	Gris	829078
				Berenjena	829078A
8	Cojín para brazo	15 x 40 cm.	Plot	Gris	829079
				Berenjena	829079A
9	Cojín triangular	50 x 25 cm.	Base	Gris	829080
				Berenjena	829080A
10	Cojín triangular + cojín móvil	55 x 25 cm + 90 x 13 cm	Base	Gris	829099
				Berenjena	829099A
11	Cojín en forma de riñón P	78 x 35 cm.	Estándar	Gris	829081
				Berenjena	829081A
12	Cuña de abducción	30 x 15 cm.	Plot	Gris	829082
				Berenjena	829082A
13	Cojín boya	50 x 17 cm.	Plot	Gris	829084
				Berenjena	829084A
14	Cojín cervical	57 x 23 cm.	N/A	Gris	829086
				Berenjena	829086A
15	Cojín elevapiernas	53 x 59 cm	Estándar	Gris	829034
				Berenjena	829034A
16	Cojín elevapiernas con abductor	53 x 59 cm	Estándar	Gris	829102
				Berenjena	829102A

Las dimensiones se interpretan en la sección transversal del tejido

● ● ●
Fabricado en Francia

COJINES DE MICROPERLAS POSITPRO NO DESENFUNDABLES

Nuestra nueva gama de cojines de posicionamiento está fabricada con microesferas de poliestireno para un posicionamiento muy fino en la cama o en un sillón.

Diámetro de las microesferas de +- 0,5 mm a +- 1,5 mm. Densidad 25g / L. Funda de poliéster bielástico con revestimiento de poliuretano de 180 g. Garantía Oeko Tex. Impermeable hasta 2000 mm. Clasificación al fuego Crib 5. Transpirabilidad 400 g/m²/24h.

No lavar a máquina, limpiar y descontaminar con un bactericida no clorado. Modelo no desenfundable. Color verde.

Las fundas Lenzing, disponibles opcionalmente, añaden un agradable y sedoso confort textil. Muy útiles en el hogar. Composición 50% tencell, 20% modal, 10% smartcell y 20% poliuretano. Color gris ratón.

Lavable a 95°C.



	COJÍN			
	MODELO	DIMENSIONES	TIPO	REF
1	Cojín universal	40 x 55 cm	Base	829130
2	Set de 2 cojines universales pequeños	27 x 40 cm le coussin	Base	829131
3	Cojín cilíndrico	70 x 17 cm	Base	829132
4	Lote de dos cojines cilíndricos pequeños	30 x 17 cm le coussin	Base	829133
5	Cojín triangular	55 x 25 cm	Base	829134
6	Cojín en forma de riñón P	110 x 60 x 24 cm	Estándar	829135
7	Cojín boya	130 x 18 cm	Plot	829136
8	Cuña de abducción	30 x 20 x 15 cm	Plot	829137
9	Cojín de rodilla	34 x 24 x 10 cm	Plot	829138

FUNDALENZING	
	REF
	829120U
	8291202UB
	829120CYLB
	8291202CY
	829120TR
	829120REN
	829120BOUB
	829120AB
	829120GE



Funda Lenzing

COJÍN				
MODELO	DIMENSIONES	TIPO	REF	
10	Cojín decúbito	200 x 35 cm	Estándar	829139
11	Cojín media luna	190 x 35 cm	Estándar	829140
12	Cojín semi-fowler	70 x 48 cm	Estándar	829141
13	Descarga de talón (sin funda)	85 x 20 cm	Base	829142
14	Talonera (sin funda)	26 x 20 x 14 cm	Plot	829143
15	Bolsa			829083

FUNDA LENZING	
REF	
829120DEC	
829120DL	
829120SF	



Síguenos en las redes sociales y descubre todas las novedades que tenemos para mejorar la vida de las personas.



Instagram

emo.especialistas_en_ortopedia



Facebook

EMO - especialistas en ortopedia



Youtube

EMO - especialistas en ortopedia



EMO
especialistas
en ortopedia



Mango fosforescente



1



2



Fabricado en Francia

ORINAL URSEC ANTIRREFLUJO

> Mango fosforescente para uso en la oscuridad

Urinario diseñado para la comodidad de pacientes y cuidadores. El urinario ya no se vuelca gracias a su exclusivo sistema antirreflujo. Vaciado total facilitado por un tapón, fácil limpieza. Eficacia reconocida. Modele de hombre o mujer a elegir.

MODELO	REF.
1 Hombre	801031
2 Mujer	801032



CUÑA DESECHABLE X100

Para un único uso, en fibra moldeada. Producto impermeable 7 horas. Dimensiones 360 x 290 x 90 mm. Peso 66 gr. Capacidad 1800 ml. Lote de 100.

REF. 802035



CEPILLO DE LIMPIEZA PARA ORINAL

Cepillo ligeramente curvado para la limpieza higiénica de los orinales. Cerdas de nylon. Se suministra con un recipiente opaco para un almacenamiento cómodo (fijación con ventosas) y discreto. Largo 39 cm.

Hasta final de existencias.

REF. 801091



SOPORTE PARA ORINAL

Un simple soporte para situar en cualquier lugar para sostener orinales.

Acero inoxidable. Altura: 32 cm.

Diámetro interior: 12 cm

Compatible con 801023/801027/801028.

REF. 801038



CUBO HIGIÉNICO CON TAPA

Práctico cubo con tapa y asa. Altura 33 x diámetro 31 cm. Color blanco. Capacidad 13 litros.

REF. 801164



ORINAL DE HOMBRE CON TAPA

Graduado hasta 1000 ml.

REF. 801027



ORINAL PARA MUJERES CON TAPA

REF. 801028



ORINAL CON TAPA UNISEX

Largo 30 cm. Graduado hasta 800 ml.

REF. 801023



CUÑA CON TAPA

Material de autoclave. Ancho. Apertura de 23 cm. Profundidad de 2 a 8,5 cm.

REF. 801090

TAPA ADICIONAL PARA CUÑA

REF. 801088

LAVACABEZAS AUTÓNOMO

> Altura regulable de 80 a 115 cm

Práctico lavacabezas sobre una base estable para lavar la cabeza en una silla. Se suministra con protección de goma para el cuello y manguera de desagüe de 120 cm.

Dimensiones de la cubeta: 46 x 45 x 14 cm. Recipiente no suministrado. Utilice un cubo para drenaje del agua.

Peso: 3,5 kg.

REF. 812321

**LAVADO DE CABEZA EN SILLA DE RUEDAS**

> Brida superior

Esta bandeja para lavar la cabeza le permite lavar a una persona en silla de ruedas mucho más fácilmente. La cincha de 90 cm de largo se fija al brazo del usuario. Bandeja de ABS lavable con agua y jabón.

Dimensiones : Largo 44 x ancho 32 x alto. reborde 3.5 cm.

REF. 812055

**TAPÓN DE DRENAJE VARIO-FLEX**

> Ideal para la bañera

Herramienta muy práctica para cerrar y abrir fácilmente el desagüe de su lavabo, fregadero o bañera con un solo movimiento. Con una simple presión, puede activar o detener el flujo de agua. Hecho de silicona y ABS. Diámetro 10 cm. *Hasta final de existencias.*

REF. 819101

**SOPORTE INFLABLE PARA LAVADO DE CABEZA**

Una solución muy práctica y fácil de llevar para lavar a las personas en silla de ruedas o en casa. Inflado muy rápida. Proporciona una gran comodidad al usuario. Color azul noche. Ciérrrennos con velcro para el cuello.

REF. 819005

**DUCHA FLEXIBLE PARA CONECTAR A GRIFO LAVABO**

Muy práctico de usar, se fija en el grifo y permite enjuagarse cómodamente. Longitud 1 m.

REF. 819006

**DUCHA FLEXIBLE**

Esta extensión de grifo flexible es ideal en el fregadero de la cocina para facilitar la limpieza. También es muy práctico en el lavabo del baño para lavar la cabeza en la silla. Se instala atornillando a los grifos existentes. Elección de 2 chorros ajustables. Acero inoxidable. Longitud 32 cm. *Hasta final de existencias.*

REF. 819073

**DUCHA PARA CONEXIÓN RÁPIDA A GRIFO LAVABO**

Gracias a su adaptador universal, nuestra ducha se puede montar fácilmente en la mayoría de las griferías estándar. Apriete primero el adaptador para que se pueda montar y desmontar en un solo paso. Viene con un gancho de pared doble, para tenerlo siempre a mano. Longitud de la manguera de acero inoxidable 150 cm. Ducha de mano con espinillas flexibles. 5 años de garantía.

REF. 819203





1 DUCHA EN LA CAMA BAGNOLETTO

- > Centrado en el bienestar físico y psicológico de su paciente
- > Se puede utilizar con un solo cuidador

El sistema Bagnoletto es cómodo, práctico, rápido y garantiza una limpieza precisa, reduciendo el estrés del cuidador y las molestias de la persona encamada.

Puede utilizarse directamente en la cama del paciente, ofreciendo todas las ventajas de un baño completo. Permite el uso de agua corriente en cualquier habitación, sin necesidad de electricidad. El Bagnoletto puede instalarse fácilmente bajo el paciente gracias a sus correas laterales, como si se cambiara una sábana. Una vez colocados, los bordes se enderezan y se aseguran con lazos en las esquinas. El sistema tiene varios puntos de drenaje de agua y se suministra con 2 tubos de drenaje y un contenedor.

Material: PVC esmaltado azul clase 2C con revestimiento de tejido de poliéster. Desinfectable en frío.

Dimensiones: Largo 190 x ancho 85 x alto 20 cm.


2 DEPOSITO DE AGUA A PRESIÓN

Un accesorio muy útil para la ducha de cama Bagnoletto. Este depósito de agua permite llevar agua caliente a los pies de la cama, gracias a la bomba de presión, para utilizarla como un grifo. Capacidad: 10 litros. Equipado con una ducha de mano cromada.



3 CUBO PLEGABLE

Cubo de material ultrarresistente pero plegable. Capacidad para 11 litros.



	BAGNOLETTO	REF.
1	Ducha	823011
2	Deposito de agua	823019
3	Cubo plegable	823139

LAVACABEZAS

- > Su corte permite un buen soporte del cuello

Este lavacabezas inflable está hecho de un vinilo de muy alta resistencia. Con este sencillo método, usted puede lavar el cabello de los pacientes postrados en cama sin el riesgo de mojar sus camas. Está equipado con un desagüe que lleva el agua a un recipiente que se coloca en el suelo.

Dimensiones : Largo 70 x ancho 60 x alto. 15 cm.

REF. 812025



DUCHA MANUAL PORTÁTIL

- > Ideal para lavado de cabeza en la cama

Consta una bolsa de vinilo con una capacidad máxima de 9 litros y un mini cabezal de ducha para controlar eficazmente el flujo de agua. La bolsa está equipada con un gancho metálico para colgarla. Longitud de manguera: 2 metros.

REF. 812032



LAVACABEZAS CAPILUVE

- > Un lavado de cabeza fácil y sin esfuerzo innecesario

Nuestro lavacabezas hace que sea muy fácil lavar a las personas postradas en cama. Simplemente deslícelo bajo los hombros del paciente para sujetarlo firmemente y colocar el cuello dentro del hueco. La gran cubeta le permite ser libre en sus movimientos. El agua no se estanca, sino que fluye hacia el depósito interno del Capiluve, que puede contener hasta 8 litros. Cuando el lavado está terminado, todo es fácilmente transportable, sin fugas de agua, para vaciarlo gracias al tapón de drenaje.

Dimensiones: 60 x 60 x 16 cm.

Peso 2,7 kg.

REF. 823059



TOALLITAS HIGIENE CORPORAL X50

Para la limpieza completa sin agua, jabón ni aclarado de personas encamadas o dependientes. Utilizar para el aseo frecuente y el cuidado de la incontinencia. Fragancia ligera y agradable. Adecuadas para pieles sensibles. Paquete de 50 toallitas listas para usar de 19,5 x 22 cm.

REF. 428119

**TOALLITAS ADULTO PHARMIA CONFORT X 60**

Las toallitas extragrandes Pharmia Confort han sido especialmente diseñadas para cuidar la piel sensible de las personas con incontinencia urinaria y son ideales para una higiene eficaz entre los cambios de toalla.

REF. 803135

**TOALLITAS CON ALANTOÍNA Y VITAMINA E**

Para el aseo y cuidado diario, especialmente de las personas encamadas o postradas. Proporcionan un confort adicional al paciente. Ideales para pieles sensibles o irritadas. Superficie de 20 x 30 cm adecuada para la limpieza de la piel del adulto. Fórmula suave, sin alcohol ni parabenos. Agentes activos- Vitamina E * Alantoína * Bisabolol. Bolsa dispensadora de 80 toallitas.

REF. 803107

**TOALLITA LIMPIADORA SIN PERFUME**

> Alternativa al agua y jabón

Una toallita impregnada que deja la piel suave e hidratada. Para la higiene personal, un producto respetuoso con la piel (sin perfume ni parabenos). Bolsa dispensadora de 80 toallitas, 20 x 27 cm.

REF. 803079

**TOALLITAS "SENSITIVE" PARA PIEL SENSIBLE**

Las toallitas Sensitive, con pH 5.5, limpian suavemente y calman las irritaciones cutáneas. Agentes activos: alantoína, extracto de aloe y glicerina. Superficie muy grande (30 x 20 cm). Paquete dispensador con 68 toallitas.

REF. 803108

**MAQUINILLAS DE AFEITAR DE UN SOLO USO**

MODELO	REF.
2 hojas x 10	803119
3 hojas, 1 mango 21 cuchillas	803141

**PULVERIZADOR DE AGUA DE MANANTIAL TEHA**

Su equilibrada composición calma, refresca, tonifica e hidrata la piel. Gracias a su PH neutro, es muy recomendable para pieles sensibles o frágiles. Sin perfume y sin conservantes, 100% hipoalergénico. Agua de manantial Sainte Sophie Teha. 2 opciones de envase: 150 ml o 400 ml.



MODELO	REF.
150 ml	803060
400 ml	803061

BRUMA DE AGUA PURA O'LYSÉE

Hidrata, tonifica, refresca. Dermatológicamente testada. Para uso desde el nacimiento. Puede utilizarse en la cara y el cuerpo.



MODELO	REF.
150 ml	803106150
400 ml	803106400

LÁMPARA DE DESINFECCIÓN UV PORTÁTIL

> Desinfección en todas las superficies

Esta lámpara desinfecta y elimina el 99% de los gérmenes, hongos, virus y bacterias mediante la tecnología UV-C. Equipado con una pantalla LCD para mostrar el temporizador según 6 opciones: 10 y 30 s, 1, 2, 5 y 30 minutos. Potencia de la lámpara UV 4,5W, longitud de onda 254 nm. Funciona con 4 pilas AA LR06 (no incluidas). Dimensiones: 4,4 x 3,5 x 30 cm. Peso 155 gr.

REF. 817298

**LÁMPARA DE DESINFECCIÓN UV**

La luz ultravioleta UV-C se ha utilizado durante muchos años para desinfectar áreas en los hospitales, agua potable o piscinas. Esta lámpara portable está especialmente diseñada para vehículos. Batería de litio recargable vía USB (ideal para el coche). Apagado automático.

Dimensiones: 15,6 x 5,7 x 3,7 cm. Peso 150 gr.

REF. 817309



BOLSA INCO

Esta bolsa y su almohadilla absorbente son ideales para evitar suciedad en las cubetas de las sillas de inodoro, así como en las cuñas de cama.

El cuidador podrá mantener la limpieza de su piel y la higiene del entorno del paciente. Práctica, permite retirar los desechos del paciente y encapsular los malos olores en pocos movimientos. La almohadilla absorbente transforma el contenido en un máximo de 2 minutos, evitando la fuga de olores y suciedad.

Las bolsas para vómito se pueden transportar fácilmente durante sus desplazamientos.

Cierre sencillo con tiras.

Caja de 20 unidades.



MODELO	CANTIDAD	REF.
Protector de cubeta	Paquet de 20	803038
Protector de cuña		803039
Bolsa para vómitos		803076

BOLSITAS DE POLVO SUPER ABSORBENTE

Bolsita hidrosoluble que gelifica hasta 500 ml de fluidos biológicos. Evita las salpicaduras. Manipulación y eliminación segura de líquidos. 50 x 10g.

REF. 801135



ALMOHADILLAS SÚPER ABSORBENTES X 25

La almohadilla superabsorbente Alveol-Technology proporciona una absorción ultrarrápida de hasta 600 ml de fluido, por lo que es segura para recoger, transportar y eliminar fluidos corporales.

REF. 801136



DISPOSITIVOS DE GESTIÓN SEGURA DE LOS EXCREMENTOS GAMA DR HELEWA P

Todos los productos de la gama de gestión de excrementos de Dr. Helewa disponen de bolsas higiénicas absorbentes con cordón y almohadillas superabsorbentes para residuos, orina y fluidos corporales. Ideal para pacientes encamados, de emergencia o dependientes, y para el control de infecciones en hospitales, centros de salud, residencias de ancianos o en el hogar. Bolsa de polietileno de 30µ. Almohadilla superabsorbente envuelta en Alveol Technology®. No hay pérdida de microcelulosa o polvo en la bolsa o en la piel. Absorción 600ml. Producto listo para usar, de un solo uso.



1 PROTECTOR DE CUBOS

Adecuado para la mayoría de los cubos de los inodoros. Paquete de 20 unidades.

2 PROTECTOR DE CUÑAS

Adecuado para las cuñas. Paquete de 20 unidades.

3 ORINALES MASCULINOS

Paquete de 20 unidades.

MODELO	REF.
Protector de cubos	803101
Protector de cuñas	803102
Orinales masculinos	803105

GUANTES DE ASEO DE UN SOLO USO

GUANTE DE ASEO DE VELLÓN 70G

De un solo uso. Vellón: polipropileno + poliéster. Peso 70g. Dimensiones útiles 15 x 22,5 cm. Color blanco. Bolsa de 50.

REF. 803090

GUANTE DE ASEO DE VELLÓN 75G

De un solo uso. Vellón: polipropileno + poliéster. Peso 75g. Dimensiones útiles 15 x 22,5 cm. Color blanco. Paquete de 100 unidades.

REF. 803075



Fabricado en Francia

GUANTE DE ASEO HYDRACELL

Un solo uso. Fibras Hydracell: celulosa, polipropileno y poliéster. Doblado soldado. Peso 75g. Dimensiones útiles: 15 x 22,5 cm. Color blanco. Bolsa de 50.

REF. 803080



Fabricado en Francia

GUANTE DE ASEO AIRLAID + PE

De un solo uso. Composición Airlaid y PE. Peso 70g. Dimensiones útiles 16 x 22 cm. Color blanco. Bolsa de 50.

REF. 803091



Fabricado en Francia

GUANTE DE ASEO PREHUMEDECIDO P

Guante húmedo ultrasuave impregnado por ambos lados con una loción limpiadora, con Aloe Vera. Material no tejido y viscoso. Paquete de 12.

REF. 803100



GUANTE DE CHAMPÚ + PELÍCULA PREHUMEDECIDA P

Guante que combina higiene y protección gracias a su película interior 100% protectora. Para lavar con champú sin aclarar. Guante ultrasuave con loción de Aloe Vera y Alantoína. PH neutro, sin látex. Paquete de 12.

REF. 803097



GUANTE DE ASEO + PELÍCULA PREHUMEDECIDA P

Guante que combina higiene y protección gracias a su película interior 100% protectora. Para la limpieza diaria sin aclarado. Guante ultrasuave con loción enriquecida con Aloe Vera y Glicerina. PH neutro, sin látex. Paquete de 12.

REF. 803098




GUANTE DE HIGIENE PREENJABONADO

1 cara blanca de material no tejido preenjabonado y 1 cara azul de material no tejido spunlace. Material suave y resistente. Jabón no irritante. Humedecer la cara impregnada y hacer espuma. Dimensiones 156 x 230 mm.

Color blanco. Paquete de 50 unidades.

REF. 803017



CUIDADO FACIAL Y CORPORAL

GEL REFRESCANTE DE GLICERINA RIVADOUCE

Refresca y tonifica la piel. Proporciona una sensación de bienestar. Adecuado para pieles sensibles pero sanas. Apto para adultos. Sin aclarado. Formulado para minimizar el riesgo de reacciones alérgicas. Contenido : 500ml

REF. 428175



JABÓN DE MADRESELVA RIVADOUCE

Adecuado para el lavado facial, corporal y de manos. Su espuma cremosa limpia suavemente la piel, dejando un ligero y fresco perfume de madreSelva. Contiene glicerina. Sin colorantes ni parabenos. Pan de 150 g.

REF. 428129



LECHE LIMPIADORA 3 EN 1 SIN ACLARADO

Esta leche limpiadora sin alcohol ni jabón puede utilizarse sin agua. Contiene agentes hidratantes. Dermatológicamente testada. Limpia, protege e hidrata la piel. Limpia sin agua ni jabón. Proporciona una barrera protectora a la piel gracias a sus propiedades hidratantes. Protege y evita que la piel se reseque. Sin alcohol ni jabón. Frasco de 500 ml.

REF. 428152



GEL-CREMA DE DUCHA

> Hidrata y suaviza la piel

Recomendado para pieles muy secas que carecen de una película protectora natural. Fórmula enriquecida con aceites y triglicéridos naturales. Calma la sensación de irritación y tirantez, dejando la piel con un aspecto saludable. Principios activos: urea 3%, biocomplejo de lino, rico en $\Omega 3$ & $\Omega 6$, aceite de oliva, silimarina. Frasco con dosificador de 500 ml.

REF. 803201



LOCIÓN SECANTE

La loción Sensimyl seca la piel y reduce el rascado gracias a los prebióticos.

REF. 428154



CUIDADO DE LAS PIELES SENSIBLES Y ATÓPICAS

BARRA DERMATOLÓGICA SURGRAS DERMO RIVADOUCE

> Sin jabón ni perfume, tolerancia óptima

Respeto el equilibrio de la piel y la deja flexible y suave. Extremadamente suave, reduce visiblemente las sensaciones de picor. Barra de 100 g.

REF. 428140



CICA-R Dermo RIVADOUCE

> En el 91% de los casos, la piel se repara

Para pieles irritadas, descamadas, agrietadas, irritadas, enrojecidas o tirantes. Repara, calma y purifica la piel irritada. Hidrata. No comedogénico, sin perfume, sin conservantes ni colorantes. Tubo de 40 ml.

REF. 428143



CREMA FACIAL BIO RIVADOUCE

Una textura cremosa elaborada con un 99% de ingredientes naturales que hidrata, nutre y protege la piel del rostro. Ideal para las pieles sensibles de toda la familia (niños mayores de 36 meses y adultos). Delicadamente perfumada con extracto natural de lino bio, deja la piel suave y flexible y la protege de las agresiones externas.

Tubo de 50 ml.
REF. 428165

BÁLSAMO REGENERADOR PARA PIELES SECAS

El bálsamo para el cuidado diario de las pieles muy secas. Calma la piel, restaurando su barrera hidrolipídica natural y protegiéndola de los factores externos nocivos. Gracias a sus principios activos hidratantes, nutre y regenera eficazmente la piel. Principios activos: biocomplejo de lino, pantenol, aceite de caléndula, manteca de cacao, manteca de karité, aceite de colza, aceite de oliva. Tubo de 200 ml.

REF. 803207



LOCIÓN LIMPIADORA E HIDRATANTE

Limpia suavemente y nutre la piel. Recomendada para la limpieza corporal, especialmente para pieles secas y sensibles. Gracias a su pH 5, la loción respeta la barrera protectora natural de la piel. Principios activos: biocomplejo de lino, pantenol, ácido láctico.

Frasco con bomba de 500 ml.

REF. 803200



CREMA PROTECTORA CON ARGININA

La crema protectora con arginina para pieles con tendencia a la irritación. Protege contra el enrojecimiento y la inflamación. Ayuda a prevenir las escaras. Textura ligera de fácil absorción. Enriquecida con arginina, la crema hidrata la piel, ayudando a su regeneración. Contiene SINODOR®, neutralizador natural del olor a orina. Principios activos: arginina, alantoína, biocomplejo de lino, pantenol, manteca de karité, aceite de pepitas de uva, aceite de colza, SINODOR®. Tubo de 200 ml.

REF. 802292



LAINO CUIDADO NUTRITIVO INTENSO

Enriquecido con aceite de oliva y vitamina E, el Cuidado Nutritivo Intenso Laino hidrata la piel seca durante 24 horas y alivia el picor. También es adecuado para pieles con tendencia atópica (eczema), ya que proporciona 24 horas de hidratación continua. Frasco con bomba de 400 ml

REF. 428155



CUIDADO DE LA PIEL SECA

COLD CREAM RIVADOUCE BIO

Para rostro y cuerpo. Ayuda a restaurar la película hidrolipídica para un mayor confort. Una fórmula enriquecida con cera de abeja nutritiva. Gracias a su fase oleosa, forma una barrera contra las agresiones. Suaviza la piel. Hipoalergénica, dermatológicamente testada. Sin perfume, sin colorantes, sin parabenos. Tubo de 50 ml.

REF. 428024



CUIDADO HIDRATANTE RIVADOUCE P

> Para pieles sensibles, debilitadas y deshidratadas

Preserva la barrera protectora y la elasticidad de la piel, gracias a la glicerina de origen vegetal. Propiedades emolientes. Frasco de 500 ml.

REF. 428114



LECHE HIDRATANTE CON ALOE VERA DISPOBAÑO

Leche corporal que suaviza, nutre e hidrata intensamente la piel. Agentes emolientes e hidratantes como el extracto de aloe vera. Indicada para pieles sensibles y delicadas. Frasco con bomba de 1000 ml.

REF. 428156



GEL LIMPIADOR SUPERGRASO CON CERTIFICADO ECOLÓGICO

Base limpiadora suave sin jabón enriquecida con un agente supergraso. Limpia con suavidad las pieles frágiles con tendencia atópica para toda la familia. Envuelve suavemente la epidermis, respetando y protegiendo la piel frágil durante la ducha. Hidrata y protege la piel de la sequedad provocada por el agua dura. La piel se siente cómoda, suave y flexible, sin tirantez. No pica en los ojos. Frasco de 500 ml.

REF. 428122



EMULSIÓN HIDRATANTE PARA PIELES SECAS

Para el cuidado diario de las pieles muy secas, sensibles y con tendencia a la irritación. Textura ligera. Se extiende fácilmente y se absorbe rápidamente. Hidrata y calma las irritaciones cutáneas, mejora el estado de la piel y la protege contra los factores nocivos. Suaviza y alisa eficazmente las capas superiores de la epidermis. Principios activos: urea 4%, alantoina, arginina, biocomplejo de lino, trehalosa, ácido láctico. Frasco con bomba de 500 ml

REF. 803205



GEL DE ALOE VERA CON CERTIFICADO ECOLÓGICO

El gel de aloe vera es ideal para el cuidado diario de la piel. Penetra al instante, sin grasa ni pegajoso. Tubo de 100 ml.

REF. 803211



CUIDADO CORPORAL SIN ACLARADO

ESPUMA LIMPIADORA SIN ACLARADO

Para la limpieza corporal diaria de la piel propensa a la irritación, especialmente la de las personas incontinentes. Gracias a sus principios activos con propiedades hidratantes, suaviza la piel. La espuma proporciona una limpieza suave y en profundidad, respetando la barrera protectora natural de la piel. Contiene SINODOR®, neutralizador natural del olor a orina. Principios activos: biocomplejo de lino, panteol, aceite de oliva, ácido láctico, SINODOR®. Frasco de 200 ml.

REF. 803203



CREMA LIMPIADORA 3 EN 1 SIN ACLARADO

Para la limpieza corporal diaria de las pieles sensibles con tendencia a la irritación. La crema refresca la piel a la vez que la calma y la deja suave al tacto. Respeta la barrera cutánea y protege contra los factores externos nocivos. Principios activos: urea 3%, biocomplejo de lino, glicerina, ácido láctico, SINODOR®. Frasco con bomba Frasco con bomba de 1000 ml.

REF. 803204



SOLUCIÓN SIN ACLARADO RIVADOUCE P

> Ideal para pieles sensibles y frágiles

Para la limpieza de la cara después de las comidas, y la limpieza total o parcial del cuerpo para las personas mayores o con movilidad reducida. Proporciona una sensación calmante y confortable tras su aplicación. Fórmula de alta tolerancia, dermatológicamente testada. Frasco de 500 ó 1000 ml.



MODELO	REF.
Frasco de 500ml	837074
Frasco de 1000ml	428105

CUIDADO CORPORAL Y CAPILAR

GEL DE DUCHA CUERPO Y CABELLO P

Base limpiadora suave enriquecida con extracto de tilo calmante. Respeto el equilibrio de la piel y el cuero cabelludo. Sin parabenos ni fenoxietanol. Frasco de 1000 ml.

REF. 428101



GEL DERMATOLÓGICO PARA EL CABELLO Y EL CUERPO RIVADOUCE P

> Adecuado para uso frecuente en pieles frágiles

Para la higiene diaria de las personas mayores o encamadas. Muy práctico gracias a su doble uso para el cuerpo y el cabello. Gel enriquecido con glicerina vegetal. Fragancia fresca y agradable. Fórmula hipoalergénica de alta tolerancia, dermatológicamente testada. Frasco de 500 ó 1000 ml.



MODELO	REF.
Frasco de 500ml	837073
Frasco de 1000ml	428135

GEL DE DUCHA 2 EN 1 PARA CABELLO Y CUERPO DISPOBAÑO

Gel de baño, ducha y cabello para la higiene diaria. Para todo tipo de pieles. Contiene agentes hidratantes y humectantes. Sin perfume ni colorantes. Frasco con bomba de 1000 ml.

REF. 428157



CUIDADO CORPORAL Y CAPILAR

GEL LIMPIADOR PARA CUERPO Y CABELLO

Gel cremoso para el lavado diario del cuerpo y el cabello. Fragancia ligera y envolvente. Frasco con bomba de 1 litro.

REF. 428177

Novedad



Fabricado en Francia



CHAMPÚ EXTRASUAVE RIVADOUCE

Limpia con suavidad, protege y respeta el equilibrio del cuero cabelludo. Todo tipo de cabello y cuero cabelludo. Para adultos. Frasco de 500 ml.

REF. 428123



ESPUMA CHAMPÚ SIN ACLARADO

> Cabello limpio y fresco sin aclarado

Aplicación práctica para todo tipo de cabellos. Ideal para limpiar el cuero cabelludo sin utilizar agua. Práctico y recomendado en cualquier situación en la que el acceso al agua sea limitado. Principios activos: biocomplejo de lino (1), DeoPlex® (neutralizador de olores delicado pero eficaz). Frasco de 500 ml.

REF. 803202



GORRO DE CHAMPÚ SIN ACLARADO

Sustituye al agua y al jabón. Muy fácil de usar en hospitales y asistencia domiciliar. Un solo uso. El gorro está impregnado de un champú suave y cremoso. Puede introducirse en el microondas durante 20 segundos.

Absorbe impurezas como gel, suciedad e incluso sangre. Tras su uso, el cabello queda casi seco y no necesita aclarado ni secado. pH neutro. En una caja de 24. Se venden por unidades.

REF. 428158



PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN

ACEITE PARA EL CUIDADO RIVADOUCE P

> Inspeccionar los puntos de contacto y proteger la piel en un solo paso

> Ideal para masajes suaves

Ideal para personas encamadas o dependientes, este aceite contiene activos emolientes que evitan que la piel se reseque. Enriquecido con aceite de almendras dulces, que preserva y reconstituye la película lipídica protectora de la piel. Sin conservantes, alta tolerancia. Frasco pulverizador de 50 ml. Producto sanitario.

REF. 428023



ACEITE DE MASAJE Y CUIDADO RIVADOUCE P

> Para el cuidado de pieles secas y para masajes corporales

Aceite mineral ideal para masajes corporales, con activos que previenen los efectos desecantes del ambiente. Enriquecido con aceite de almendra dulce, que protege y repara la película lipídica epidérmica protectora.

Sin conservantes y de alta tolerancia. Frasco de 500 ml.

REF. 837082



ACEITE DE MASAJE Y CUIDADO GILBERT

Enriquecido con aceite de almendra dulce y aceite de copra, este aceite de masaje y cuidado puede utilizarse para masajes clásicos o para cuidados con masajes suaves en personas encamadas o en silla de ruedas. Spray de 50 ml.

REF. 428159



CUTAFACINA RIVADOUCE P

> Regeneración de epidermis fragilizadas

Contiene dos factores de oxigenación, oleoso y acuoso, que favorecen la reconstrucción de los tejidos cutáneos y la renovación celular. Se absorbe rápidamente sin dejar sensación grasosa en la piel. Tubo de 150 g.

REF. 428027



GEL ACTIVADOR

Para una estimulación eficaz de las pieles sensibles con tendencia a las rojeces y escaras. Gracias al extracto de guaraná, el gel mejora la circulación sanguínea y tiene un efecto revitalizante y refrescante. Hidrata la piel, calma y reduce la tensión muscular.

Los ingredientes naturales con propiedades antibacterianas garantizan la función protectora del gel. Principios activos: guaraná, alcanfor, cafeína, biocomplejo de lino, bisabolol, alantoína. Tubo de 200 ml.

REF. 803209



ACEITE DE CUIDADO

El aceite de cuidado Seni Care facilita el masaje y favorece la nutrición de la piel.

Agentes activos: aceite de colza, vitamina E. Formato de 150 ml.

REF. 803210



CREMA BARRERA PROTECTORA RIVADOUCE P

Protege la piel de las personas incontinentes formando una barrera protectora. Previene la maceración y la irritación cutánea causadas por el contacto con irritantes (secreciones corporales). Dispositivo médico. Crema espesa, sin perfume. Tubo de 100 g.

REF. 428106



VASELINA

Protege y suaviza las capas superiores de la epidermis. La piel queda nutrida, suave, flexible y elástica. Ayuda a reducir la aparición de rojeces. Uso: para el área del pañal y el cuerpo, desde el nacimiento.



TUBO	REF.
50 ml	428160100
100 ml	42816050

PARA REFRESCARSE

AGUA DE COLONIA FLOR DE TILO RIVADOUCE

Refresca y perfuma agradablemente. Deja la piel suave y no pegajosa. Más del 90% de ingredientes de origen natural. Extractos de tila. Glicerina de origen vegetal. Sin alcohol. Frasco de 500 ml.

REF. 837079



AGUA DE COLONIA LIMÓN

Fabricada en España. Bajo contenido de alcohol natural (14%). Envase de plástico. Cierre fácil. Botella de 750 ml.

REF. 837196



AGUA DE COLONIA LAVANDA

Fabricada en España. Bajo contenido de alcohol natural (14%). Envase de plástico. Cierre fácil. Botella de 750 ml.

REF. 837197



AGUA DE ROSAS

El agua perfumada de rosas calma y proporciona una sensación de frescura en la piel. Además, realza el brillo natural del rostro. Botella de 250 ml.

REF. 837204



CUIDADO DE PIES Y MANOS

CREMA NUTRITIVA PARA PIES SECOS RIVADOUCE

> Para un confort inmediato

Contribuye a la regeneración y la suavidad de la epidermis. Protector venoso. Extractos naturales de caléndula, flor de árnica y menta piperita. Tubo de 100 ml.

REF. 837085



CREMA DE MANOS RIVADOUCE

Ideal para un uso colectivo, se utiliza para hidratar, reparar y nutrir las manos fragilizadas. Su fórmula alivia la piel desde el primer uso. Su textura cremosa se absorbe rápidamente sin dejar efectos grasos. Tubo de 75 ml.

REF. 428163



CREMA DE MANOS MUY SECAS LAINO

Crema de karité y cera de abeja para las manos. Alivia, repara y protege manos secas a muy secas. Tubo de 50 ml.

REF. 837205



HIGIENE ÍNTIMA

GEL DE HIGIENE ÍNTIMA RIVADOUCE

El Gel de higiene íntima Rivadouce es un cuidado limpiador muy suave para la higiene diaria de las mucosas íntimas. Está recomendado en caso de molestias íntimas. Fórmula sin jabón, sin parabenos, sin fenoxietanol. Botella de 250 ml.

REF. 428128



JABÓN DE ALEPO

El jabón de se elabora siguiendo el método tradicional de saponificación mediante cocción en caldero con aceites vegetales nobles, como el aceite de oliva y el aceite de bayas de laurel. Pastilla de 190 g.

REF. 837198



BIO

JABÓN SÓLIDO SUPERGRASO BIO

Jabón supergraso elaborado a mano con 100% de ingredientes de origen natural. Saponificación en frío. Enriquecido con aceite de almendra dulce, semillas de lino y perfumado con aceites esenciales. Estimula y tonifica la piel. Pastilla de 80 g.

FRAGANCIA	REF.
Cítricos	837207A
Menta-Eucalipto	837207ME
Pachulí	837207P
Neutro	837207N



MODELO	FRAGANCIA	REF.
Hombre	Limón / Marino	428178CITR
	Amaderada	428178BOIS
Mujer	Oriental	428178ORIE
	Floral	428171FLOR

DESODORANTE

Desodorante y spray 0% Aluminio, 0% Paraben, 0% Silicona. Spray de 150ML.

Novedad

GEL DE DUCHA LAINO BIO 200 ML

Gracias a la glicerina hidratante, este gel de ducha sin sulfatos limpia, hidrata y perfuma tu piel suavemente con sus notas sabrosas de higo fresco lleno de sol. Tubo de 200 ml.

BIO



FRAGANCIA	REF.
Pulpa de melocotón	428164PECHE
Monoi de Taití	428164MONOI
Cítricos	428164AGRUMES
Té verde	428164THE
Aloe Vera, aroma al albaricoque	428164ABRICOT

JABONES LÍQUIDOS DE MARSELLA

Inspirados en el saber hacer tradicional de los artesanos jaboneros, los jabones líquidos de Marsella LCB están compuestos exclusivamente de aceites vegetales y contienen más del 98% de ingredientes de origen natural. Probados bajo control dermatológico y fabricados en Francia, son perfectos para la higiene diaria de las manos y el cuerpo de toda la familia.

Le Comptoir du Bain

Fabricado en Francia

FRAGANCIA	REF	
	500 ML	1000 ML
Limón-Menta	428160CITRON	428161CITRON
Flor de Naranja	428160ORANGER	428161ORANGER
Oliva-Lavanda	428160OLIVE	428161OLIVE
Vainilla-Miel	428160VANILLE	428161VANILLE
Neutro	428160NEUTRE	428161NEUTRE
Aloe	428160ALOE	428161ALOE
Mandarina-Salvia	428160MAND	428161MAND
Verbena	428160VERVEINE	428161VERVEINE

**JABÓN LÍQUIDO DE MARSELLA «LES PETITS BAINS DE PROVENCE»**

Elaborado según el método tradicional de Marsella, cocido en caldero y naturalmente glicerinado. Hecho a partir de ingredientes de origen natural, ofrece una higiene suave respetando las tradiciones provenzales. Botella de 1L. Fabricado en Francia.

Fabricado en Francia

Novedad

FRAGANCIA	REF
Cítricos	428179AG
Almendra	428179AM
Flor de Naranja	428179FO
Flor de Algodón	428179FC
Lavanda	428179LA
Monoi	428179MO




BUZO ADULTO

Este buzo permite realizar los cambios nocturnos. Su corte es amplio y cómodo. El vendaje y el cambio es facilitado por una cremallera que comienza en el estómago, pasa por la entrepierna y termina en el cuello, no operable por el propio paciente. El modelo de manga corta también tiene 3/4 de pierna corta. Termine con la lengüeta para proteger el cierre. Algodón 100% lavable a 60°. 2 colores disponibles: azul claro o blanco estrellado.



Fabricado en Francia



TALLA	REF. MANGA CORTA		REF. MANGA LARGA	
	AZUL CLARO	BLANCO ESTRELLADO	AZUL CLARO	BLANCO ESTRELLADO
34/36	11300234	11300434	11300334	11300534
38/40	11300238	11300438	11300338	11300538
42/44	11300242	11300442	11300342	11300542
46/48	11300246	11300446	11300346	11300546
50/52		11300450		11300550

BODY PARA PACIENTES

Este body ayuda a mantener la protección de los adultos a la vez que garantiza la comodidad de una prenda interior. Elásticos en las piernas. Apertura por broche de presión en la entrepierna para el cambio. Fabricado 100% algodón, lavable a 60°. 4 tamaños disponibles. Color azul.

Fabricado en Francia



TALLA	REF.
34/36	11300134
38/40	11300138
42/44	11300142
46/48	11300146

PURIFICADOR DE AIRE

> Ideal para personas alérgicas

Este dispositivo permite renovar el aire purificándolo, gracias a sus 3 filtros. Lucha contra el polvo, el polen, los olores, el pelo de los animales y diversas bacterias. Eficiente limpieza del aire gracias a la función iónica. Modo silencioso para la noche. 3 niveles de ventilación para habitaciones de hasta 15m². Los filtros no lavables tienen una vida útil de 4320 horas. Dimensiones: 17,5 x 27,3 x 30 cm. Peso 3,2 kg. Garantía de 3 años.



REF. 861182

PURIFICADOR DE IONES GENERADOR DE PLASMA

Purificador de iones con filtro HEPA1 y generador de plasma. Este dispositivo le permite purificar el aire de sus habitaciones, hasta 30 m² como salas de espera, salas de tratamiento, dormitorios, etc... Alimentación eléctrica. Potencia 40W. Caudal máximo de aire 42 m³/h. Dimensiones: 33,2 x 25 x 12,5 cm. Peso 1,4 kg. 2 años de garantía. Filtro de repuesto opcional para unas 2000 horas, fácil de insertar.



MODELO	REF.
Purificador	863163
Filtro de repuesto	863164

TERMÓMETRO HIGRÓMETRO

Permite conocer el grado de humedad y la temperatura de sus salas de estar. Le permite saber cuándo usar un humidificador o deshumidificador. Fácil de leer con interpretaciones con un icono de rostro. Dimensiones: 16 x 11,5 x 4 cm. Fuente de alimentación con 1 batería LR44 incluida.

REF. 863162



SENSOR DE CO2 QUAE LIS 14 CÁMARAS

Este sensor mide el nivel de CO₂ en una zona habitada o de trabajo, como el dormitorio de una residencia de ancianos, el aula de un colegio, la consulta de un médico, etc. Cuando se alcanza el nivel máximo (alarma y pictograma en otro color), es el momento de ventilar.

Indicador de temperatura y humedad. Pantalla retroiluminada. Sensor NDIR.

Dimensiones: 8 x 8 x 2,5 cm. Peso: 110 g. Adaptador recargable incluido. 2 años de garantía.

REF. 819320



ASIDERO DE CAMA RESIST

- > Reversible para adaptarse a todo tipo somier
- > Asegurado por 2 correas de lazo



Nuestro asidero de cama Resist le permite tomar apoyo para girar y levantarse más fácilmente de la cama. Permite tener un sueño más seguro al prevenir las caídas. El soporte consiste en una amplia base de material plástico muy delgado que descansa sobre el somier y debajo del colchón.

Esta base es reversible para encajar perfectamente en bases de muelles o listones. Está asegurado por 2 correas alrededor de la cama. Altura del soporte respecto a la base del colchón: 51,5 cm. Ancho 25 cm. Base 61,5 x 33,5 cm.

REF. 823060



Somier de listones

Somier tapizado



**ASIDERO DE CAMA**

- > Adaptable a camas individuales o dobles

Este asidero tiene 2 usos: protege a las personas postradas en la cama de cualquier riesgo de caída y les ayuda a levantarse de la cama apoyándose en las barras laterales. Se coloca simplemente entre el colchón y el somier y no requiere fijación. Epoxi blanco o acero cromado.

Dimensiones : Longitud 96/160 x anchura 34 x altura 44 cm.

ASIDERO DE CAMA	REF.
Blanca	815014
Cromada	815084

**BARANDILLA DE CAMA RETRÁCTIL CON PIES**

- > Muy seguro gracias a sus 2 pies en el suelo
- > Se suministra con una correa con hebilla para mayor seguridad

Esta barandilla práctica y tranquilizadora puede replegarse simplemente levantando el asa de espuma hacia arriba. La longitud de la barandilla puede ajustarse en 3 longitudes para proteger en mayor o menor medida a la persona: 54,5 - 64,5 - 74,5 cm. Soporte superior parcialmente tapizado para facilitar la salida de la cama.

Altura del soporte superior desde la parte inferior del colchón 55 cm.

Dimensiones de la parte que encaja entre el colchón y la base: 57,5 x 55,5 cm.

Altura de los pies desde el suelo hasta la parte inferior del colchón: mín. 22,2 /máx. 34,9 cm, regulable sin escalonamientos. Correa con hebilla de 384 cm de longitud. Peso: 4,3 kg.

REF. 823157



ASIDERO DE CAMA

> Forma ergonómica del mango

Nuestra sidero de cama puede ser colocada sobre somieres de listones o bases tapizadas. Puede ser transportado plano y puede acompañarle fácilmente en su viaje. Se instala fácilmente entre el somier y el colchón y, gracias a sus propiedades antideslizantes, se mantiene en su sitio. Soporte: 70 x 58 cm. Pasamanos: ancho 12 x alto 53 cm.

REF. 815028



Mango más ergonómico y práctico

MÁX
127 kg.



ASIDERO DE CAMA CON PATAS ROBUST

> Apoyo en suelo para una mayor seguridad


> Grandes posibilidad de ajuste

Nuestro asidero Robust permite asegurar a las personas en la cama por la noche evitando caídas, pero sobre todo ayudarlas a levantarse de la cama tomando un soporte seguro. Las partes de contacto y de agarre están acolchadas con espuma agradable y antideslizante.

La parte que se desliza entre el colchón y el somier se puede ajustar de 83 a 111,5 cm.

El soporte manual es ajustable por encima del somier de 36 a 46 cm. Las patas se pueden ajustar en altura por encima de la base de 41,5 a 52 cm. Ancho total 50 cm.

REF. 823067



BARANDILLA ABATIBLE MODULO

> Sistema muy fácil de replegar

Nuestra barandilla de cama Modulo permite asegurar eficazmente a una persona en su cama. Los soportes de la barra se colocan entre el somier y el colchón. Tienen correas y cierres adicionales para el otro lado de la cama. La barrera se puede abatir simplemente presionando las dos barras centrales. Cuando lo reposiciona correctamente, se asegura automáticamente de nuevo.

Estructura de acero y polietileno con asas de espuma. Para montar.

Longitud de la barandilla 90 cm, altura desde debajo del colchón 41 cm. Dimensiones de la estructura bajo el colchón: 90 x 40 cm. Correa de seguridad ajustable hasta un ancho de colchón de 170 cm.

REF. 823085



BARANDILLA ABATIBLE MODULO PLUS

> Una versión más grande del Modulo

> Entregado con protección de barrera

Nuestra barandilla para cama Modulo Plus proporciona una seguridad efectiva para las personas en la cama. Se fija entre el colchón y el somier, con correas de fijación. Se puede abatir fácilmente presionando las dos primeras barras, y se bloquea automáticamente cuando se levanta.

Estructura de acero y polietileno con mango de espuma negra.

Longitud de la barrera 90 cm. Altura máxima 50,5 cm. Dimensiones de la estructura bajo el colchón: 90 x 40 cm.

REF. 823107





MÁX.
500 kg.

SET DE 4 ELEVADORES RESIST P

Simplemente colóquelas debajo de las patas de su silla o cama para aumentar su altura. La parte superior es muy ancha para acomodar la mayoría de las patas de los muebles y un hueco central permite colocar una rueda de forma segura. Su diseño de pie de elefante le permite resistir un peso de 500 kg. Diámetro útil de 9 cm. Diámetro de la base 15 cm. 2 alturas disponibles. Color negro.

	ALTURA	REF.
1	9 cm.	817039
2	14 cm.	817040



Fabricado en Francia

MÁX.
130 kg.



SET DE 4 ELEVADORES RESIST D

> Ideal para sillas, muebles y camas

Estos elevadores, fabricados en Francia, sirven para elevar camas o sillas y levantarse con más facilidad. Basta con colocarlos debajo de cada pata. Vienen con un disco de espuma antideslizante que encaja en el borde de la parte superior del bloque, para que el mueble no se mueva en absoluto.

Altura del modelo 9 cm: diámetro útil superior 8,7 cm. Diámetro del suelo 16,5 cm. Altura del modelo 14 cm: diámetro útil superior 7,6 cm. Diámetro del suelo 16,5 cm.

ALTURA	REF.
9 cm.	815208
14 cm.	815209



SILLA DE AYUDA A LA INCORPORACIÓN HEBIX

> Una solución sencilla e innovadora para levantar suavemente a las personas del suelo

> Ideal para aliviar la carga de los cuidadores

En unos sencillos pasos, Hebix puede abrirse y colocarse sobre la persona tumbada en el suelo. El factor decisivo en este caso es que la fuerza necesaria es sólo una cuarta parte del peso corporal de la persona a levantar: para una persona de 80 kg, sólo unos 20 kg.

Simplemente levantando el Hebix por las asas, puede mover suavemente y sin dolor a la persona tumbada a una posición sentada. Puede permanecer en esta posición, ponerse de pie o ser trasladada: ¡no podría ser más fácil!

2 modelos disponibles: un modelo desmontable en 3 partes y un modelo plegable, más adecuado para los servicios de emergencia.

Dimensiones: Largo 75 x ancho 45 cm. Peso: 10,5 kg.

Existe una bolsa de transporte opcional sólo para el modelo plegable. Puede optar por una correa pectoral para sujetar el cuerpo durante la incorporación.

MÁX.
100 kg.



MODELO	REF.
Desmontable	821040
Plegable	821041
OPCIÓN	REF.
Bolsa de transporte	821106
Correa pectoral	821109



JUEGO DE 4 ELEVADORES AJUSTABLES P

> Altura regulable de 3,8 a 10 cm.

Estos elevadores pueden colocarse debajo de las patas de una silla, sillón, mesa o cama para elevarlas y poder levantarse más fácilmente. Este modelo es ajustable de 3,8 cm a 10 cm. Su parte inferior tiene un recorte antideslizante para que pueda colocar patas de hasta 7 cm de diámetro. Juego de 4 en color negro.

REF. 815143

MÁX.
700 kg.



MÁX.
380 kg.

ELEVADORES EN MADERA DE BAMBÚ P

Elegantes elevadores para las patas de las sillas de su cocina o sala de estar. Reservado para sillas o sillones. Juego de 4. dimensiones 9 x 9 x 9 cm. Bambú natural macizo.

REF. 815184



ASIENTOS DE INCORPORACIÓN

> Te levantan suavemente

Este asiento, cómodo como un cojín, tiene un mecanismo hidroneumático que le permite desplegarse suavemente de forma automática cuando el usuario comienza a levantarse.

Ayuda entre el 50 y el 60% del esfuerzo que hay que hacer. Cuando usted se sienta, el asiento baja suavemente. Es suficiente, para su correcto funcionamiento, haber ajustado previamente el cilindro a su peso.

Ligero (4 kg) y plano para el transporte.

Dimensiones: Ancho 43 x Profundidad 48 x Grosor 5 cm.

Funda desmontable y lavable a máquina.

El modelo eléctrico le proporciona un soporte del 100%.

3 acabados disponibles:

- **Modelos Eco:** Espuma estándar.
- **Modelos Up Easy y Up Easy Electric:** Espuma de poliuretano de alta densidad.
- **Modelo Up Easy Med:** Espuma viscoelástica con memoria.

Funda impermeable.



Versión ECO



Versión eléctrica



Fácilmente transportable



MODELOS	ESPUMA	RESISTANCIA	REF.
Eco P	Estándar	105 kg	821001
Up Easy P	Poliuretano de alta densidad	100 kg	821076
Up Easy Med P	Viscoelástica	105 kg	821077
Up Easy Electric	Poliuretano de alta densidad	135 kg	821078

Sillón elevador Bellagio

SILLÓN BELLAGIO

> Un diseño para 3 posibilidades: sillón reclinable, elevador de 1 motor y elevador de 2 motores

> Motores Okin de alta calidad

Nuestro nuevo sillón Bellagio tiene un diseño muy contemporáneo de estilo nórdico. Se adaptará perfectamente a su interior, con 2 tipos de tapicería a elegir: tela gris jaspeada o microfibra antracita petróleo.

Puede elegir entre 3 tipos de funcionalidad:

Reclinable: modelo no motorizado con función de reclinado mecánico. Inclinando el respaldo hacia atrás se eleva el reposapiernas.

Sillón elevador eléctrico Okin de 1 motor: el sillón tiene una función de elevación y relajación eléctrica continua, mediante un mando a distancia de 2 botones.

Sillón elevador eléctrico Okin de 2 motores: mismas funciones que la versión de 1 motor, pero puede utilizar un mando a distancia de 4 botones para accionar el reposapiernas y el respaldo de forma independiente en la posición de relax.

Estructura de madera con armazón metálico. Densidad de la espuma 22 kg/m³. Dimensiones totales: ancho 72 x fondo 86,5/150 x alto. 104 cm. Dimensiones del asiento: ancho 53 x fondo 51 x alto. 47,5 cm. Altura de los reposabrazos: 14 cm.

Inclinación del respaldo de 90° a 135°.



MODELO	TAPICERIA	REF.
Reclinable	Tela	821156TISSU
	Microfibra	821156MICRO
1 motor	Tela	821157TISSU
	Microfibra	821157MICRO
2 motores	Tela	821158TISSU
	Microfibra	821158MICRO



Tela gris jaspeada



Microfibra antracita petróleo



TAPICERÍA INTEGRAL PARA SILLÓN ELEVADOR

> Impermeable e irreversible

Esta protección integral se instala en su sillón y la protege eficazmente de la suciedad y las manchas. Acolcha todo el asiento, respaldo, reposapiés y reposabrazos.

Acabado ultra suave en microfibra de color gris. Largo 165 cm, ancho 150 cm.

REF. 801092



PROTECTOR IMPERMEABLE PARA SILLÓN

> Confort y protección

Protector acolchado e impermeable ideal para cubrir el asiento, el respaldo y los reposapiernas de un sillón. Se fija al asiento mediante una cinta elástica a la altura del reposacabezas. Color gris, muy de moda. Top 100% poliéster, interior de fibra de poliéster con membrana 100% PU. Lavable a 60°C. Dimensiones : Largo 170 x ancho 50 cm.

REF. 801100



Fabricado en Francia





Sin espacio entre el asiento y el respaldo en posición relajada



SILLON ELEVADOR PRIMO COMFORT

> Comodidad asequible

El diseño contemporáneo de nuestro sillón elevador Primo Comfort lo hace adecuado para cualquier interior. Está equipado con una estructura de acero pintado reforzado que permite un uso cómodo con usuarios de hasta 120 kg. Gracias a su mando a distancia, puede sentarse en una posición relajada o levantarse lentamente.

El respaldo curvado permite un buen apoyo de la cabeza y una comodidad de asiento excepcional. Equipado con un reposapiernas acolchado muy robusto. Práctico bolsillo para el mando a distancia y otros objetos.

Reposabrazos y reposapiés en espuma de PU densidad D24 Dureza 50

Asiento en espuma de PU densidad D24 Dureza 50 + base en copos de espuma reciclada densidad D60.

Respaldo de fibras de poliéster huecas para un suave confort.

Dimensiones totales: anchura 66 x profundidad 92/159 x altura 102/80,5 cm.

Peso 43 kg. Dimensiones del asiento: ancho 48 x fondo 52 x alto. 49 cm.

Disponible en imitación de cuero de color chocolate o en tejido moteado gris.

MODELO	REF.
Imitación cuero chocolate	821012CHOC
Tejido gris	821012GRIS

SILLÓN RELAX MERCATO

> Un sillón elegante para un confort óptimo

Nuestro sillón Mercato le permite relajarse aún más gracias a su posición relajante. De hecho, simplemente desbloqueando el pestillo lateral, el respaldo se inclina y el reposapiernas se eleva. Estás como en una cama. Todo lo que tiene que hacer es querer sentarse de nuevo y el asiento volverá a su posición original. Sin función de elevación. Su comodidad está garantizada por un asiento y un reposapiés de espuma de PU (densidad 22 kg/m³, dureza 70), reposabrazos de espuma de PU (densidad 18 kg/m³, dureza 70) y un respaldo relleno de fibras huecas de poliéster. Asiento suspendido sobre una base de espuma elástica para mayor comodidad y elasticidad.

Dimensiones generales: ancho 65 x profundidad 90 (extendido 154) x altura. 105 cm (alargado 80).

Peso 29 kg

Dimensiones del asiento: anchura 51 x profundidad 52 x altura 48 cm.

Disponible en imitación de cuero chocolate y tejido gris.



Imitación cuero chocolate



Tejido gris



MODELO	REF.
Tejido gris	821128GRIS
Imitación de cuero chocolate	821128CHOC

Sillones elevadores Perle y de masaje

Imitación cuero chocolate



Tejido gris



Microfibra color topo



Una gama adaptada a todas las morfologías

MÁX.
125kg.

SILLÓN ELEVADOR PERLE

> 3 versiones para satisfacer a todos los usuarios

> Nuevo mando a distancia más intuitivo

Nuestra sillón Perle tiene un respaldo de 3 zonas para un máximo confort. Gracias a su movimiento suave y lineal, le elevará de forma cómoda y segura. Muy cómodo también en la posición relax.

Asiento en PU densidad D28, brazos y reposapiés D22 y respaldo en fibra de poliéster hueca. 3 tamaños para adaptarse a todos los tipos de cuerpo.

Versión mini:

Dimensiones totales: anchura 75 x profundidad 84/157 x altura 107 cm. Peso 55 kg. Dimensiones del asiento: ancho 47 x fondo 47 x alto. 46 cm.

Versión estándar:

Dimensiones totales: anchura 77 x profundidad 86/160 x altura 107 cm. Peso 57 kg. Dimensiones del asiento: anchura 49 x profundidad 50 x altura 49 cm.

Versión Máxi:

Dimensiones totales: anchura 81 x profundidad 89/163 x altura 107cm. Peso 60 kg. Dimensiones del asiento: anchura 55 x profundidad 50 x altura 50 cm.



MODELO	COLOR	REF.
Mini	Imitación cuero chocolate	821023CHOC
	Tejido gris	821023GRIS
	Microfibra color topo	821023TAUPE
Estándar	Imitación cuero chocolate	821024CHOC
	Tejido gris	821024GRIS
	Microfibra color topo	821024TAUPE
Maxi	Imitación cuero chocolate	821025CHOC
	Tejido gris	821025GRIS
	Microfibra color topo	821025TAUPE

SILLÓN ELEVADOR DE MASAJE CON CALEFACCIÓN

> Masaje de espalda

> Función de calentamiento lumbar a 40°

El sillón combina un masaje shiatsu de infrarrojos en la espalda con un masaje vibratorio en el asiento y el reposapiernas para favorecer la circulación sanguínea. Pantalla LCD con 5 modos de vibración (8 motores). Función de elevación.

Equipado con 2 mandos a distancia: uno para las funciones de elevación y relajación y otro para las funciones de masaje y calefacción. Estructura de aluminio y relleno Heliocel de alta densidad. 2 años de garantía.

Dimensiones totales: Anchura 90 x Profundidad 90 (175) x Altura 105 cm. Peso 45 kg. Medidas del asiento: anchura 57 x profundidad 47 x altura 50 cm.



COLOR	REF.
Marrón	821002
Negro	821003

MÁX.
100 kg.



SILLÓN ELEVADOR MINT

- > Sillón compacto 1 o 2 motores a elegir
- > Diseño elegante para combinar con cualquier interior
- > Nuevo mando a distancia intuitivo

El sillón Mint le permite relajarse y le ayuda cuando quiere levantarse. Está disponible con 1 o 2 motores. La versión con 2 motores permite mover el respaldo independientemente del reposapiernas, para un posicionamiento personalizado, también permite pasar de una posición relajada a una más reclinada. Asiento en PU densidad D28, apoyabrazos y reposapiés D22 y respaldo en fibras huecas de poliéster. Dimensiones totales: anchura 77 x profundidad 83/163 o 172 x altura. 110 cm de altura. Peso 41 kg (1 motor) o 43,5 kg (2 motores). Dimensiones del asiento: anchura 52 x profundidad 52 x altura 50 cm. 3 opciones de tapicería: tela gris moteada, imitación cuero chocolate (impermeable) o microfibra color topo.



Novedad: motor Okin de alta calidad

MÁX.
125 kg.

MODELO	COLOR	REF.
1 motor	Imitación cuero chocolate	821046CHOC
	Tela gris	821046GRIS
	Microfibra color topo	821046TAUPE
2 motores	Imitación cuero chocolate	821047CHOC
	Tela gris	821047GRIS
	Microfibra color topo	821047TAUPE



ASA DE INCORPORACIÓN SECURIT

Este asa ancho y cómodo le permite sentarse y ponerse de pie con mayor facilidad. Simplemente coloque 2 de los 4 pies de su silla o sillón en los soportes de suelo de este dispositivo. Viene con un práctico bolsillo de almacenamiento.

Longitud de la base 50 / 90 cm. Altura del asa 85 / 100 cm.

Peso 8,8 kg.
REF. 821042

MÁX.
110 kg.



EMPAPADOR ABSORBENTE

- > Protección discreta y fácil de mantener
- > La parte inferior antideslizante es muy práctica

Protección del asiento impermeable gracias a un complejo de fibras y fieltros textiles que disipan los líquidos y se mantienen secos. Lavable a 40°C. Dimensiones 45 x 45 cm. Color gris.

REF. 801073



Fabricado en Francia



Sillón elevador Renaissance



Tejido gris



Microfibra color topo



Imitación cuero chocolate



Nuevo mando a distancia



Novedad: motor Okin de alta calidad



SILLÓN ELEVADOR RENAISSANCE

- > Elección de 1 o 2 motores
- > Movimiento suave y lineal

La sillón Renaissance le permite levantarse suavemente, gracias a su movimiento suave y tranquilizador. La diferencia entre el modelo de 1 motor y 2 motores es que se puede actuar independientemente sobre el respaldo y el reposapiés con los 2 motores. La posición de relax es casi totalmente acostado.

Gracias a su sistema de traslación del asiento, hay muy poco espacio entre el respaldo y el asiento en posición reclinada, lo que garantiza un confort óptimo.

Reposabrazos de espuma de PU densidad D18 dureza 70, reposapiés de espuma de PU densidad D24 dureza 50, asiento de espuma de PU densidad D18 dureza 70 + base de resorte de espuma. Respaldo de fibra de poliéster hueco para un confort suave.

Dimensiones totales: Ancho 84 x Profundidad 92 / 173 x Altura 113 / 86 cm.

Peso 42 o 43 kg. Medidas del asiento: anchura 52 x profundidad 50 x altura 50 cm. Altura del respaldo 69 cm.

Dispónible en 3 acabados: imitación cuero chocolate, microfibra color topo o tejido gris.

MODELO	COLOR	REF.
1 motor	Imitación cuero chocolate	821049CHOC
	Tejido gris	821049GRIS
	Microfibra color topo	821049TAUPE
2 motores	Imitación cuero chocolate	821059CHOC
	Tejido gris	821059GRIS
	Microfibra color topo	821059TAUPE

COJÍN ANTIDESLIZANTE


- > No se equivoque más gracias a las indicaciones (inscripciones)
- > Conjunto impermeable y desinfectable

Hemos vuelto a desarrollar un cojín que permite enderezar a una persona sentada sin que vuelva a deslizarse hacia adelante. Este cojín está fabricado con un tejido específico que evita que se deslice sobre sí mismo en las direcciones. Parte superior en tejido transpirable con indicación del sentido de aplicación y parte inferior en tejido antideslizante. El conjunto está acolchado para mayor comodidad de asiento.

Dimensiones generosas para un fácil manejo cuando la persona está sentada en él: 41 cm de ancho x 41 cm de profundidad.

Lavable a 40°.

REF. 819145



Fabricado en Francia



Imitación cuero chocolate



Tejido moteado gris



Asiento cómodo gracias a la espuma con memoria



Nuevo mando a distancia



Microfibra color topo

SILLÓN ELEVADOR DIAMANT

> Modelo 2 motores

> Motorización de alta calidad

Nuestro sillón de elevación Diamant ha sido diseñado para combinar confort y diseño contemporáneo para su hogar. El sillón Diamond está equipado con 2 motores de alta calidad y una estructura aún más robusta que los modelos anteriores.

Su equipamiento en 2 motores permite funcionalidades adicionales respecto a los sillones monomotores: el manejo independiente de los reposapiés respecto al respaldo y la posición relax para una siesta más cómoda.

Reposabrazos y reposapiés en densidad de espuma de PU D24 dureza 50, asiento en densidad de espuma de PU D24 dureza 50 + base de resorte de espuma. Respaldo de fibra de poliéster hueco para un confort suave.

Dimensiones totales: ancho 89 x profundidad 85/176 x altura 106 cm. Peso 48,5 kg.

Medidas del asiento: anchura 49 x profundidad 50 x altura 19 cm.

MODELO	REF.
Imitación cuero chocolate	821100CHOC
Tejido moteado gris	821100GRIS
Microfibra color topo	821100TAUPE

SILLÓN ELEVADOR DIAMANT MAXI

> Una versión más práctica para personas con peso elevado

Nuestra sillón Diamant Maxi conserva todas las características de la Diamond estándar: diseño elegante, suave confort y doble motorización para el ajuste independiente del reposapiernas y del respaldo.

Asiento, reposapiés y reposabrazos en espuma de poliuretano de 22 kg/m3 de dureza 70. Respaldo relleno de fibras huecas de poliéster. Asiento suspendido sobre una base de espuma elástica para mayor comodidad y elasticidad.

Las dimensiones son más generosas para acomodar más cómodamente a las personas fuertes.

Dimensiones totales: Anchura 95 x Profundidad 85/181 x Altura 114 cm. Peso 53 kg. Medidas del asiento: ancho 59 x profundidad 50 x altura 50 cm.

MODELO MAXI	REF.
Tejido gris	821063GRIS
Imitación cuero chocolate	821063CHOC
Microfibra color topo	821063TAUPE

ORGANIZADOR PARA SILLÓN

Nuestro organizador tiene 5 bolsillos de almacenamiento y se instala en el reposabrazos de su silla favorita. No puede resbalar porque el otro extremo está debajo del asiento y tiene una superficie antideslizante. Poliéster y polipropileno.

Dimensiones: 94 x 32 x 0,5 cm. Color negro.

REF. 821124



Sillones elevadores Zero G y ProClassic

SILLÓN ELEVADOR ZERO G

> Una nueva tecnología al servicio de su comodidad

> Cubierta desmontable para mejor limpieza

Nuestro sillón elevador Zero G tiene un nuevo sistema, de gravedad cero. Este sistema permite que todo el asiento se incline suavemente hacia atrás, poniéndole en una posición ultra cómoda con muchos menos puntos de presión.

Toda la parte de microfibra es extraíble. Puede introducir el tejido de microfibra directamente en la lavadora para limpiarla. Esta parte se fija a la estructura mediante velcro. Modelo Okin de 2 motores permite el uso de gravedad cero sólo en posición de relax.

Modelo de 3 motores Okin permite relajarse incluso en posición sentada o semisentada.

Dimensiones generales: ancho 76 x profundidad 98 x altura 113 cm. Peso 58 kg.

Medidas del asiento: anchura 50 x profundidad 50 x altura 53 cm.

2 colores a elegir: imitación beige / microfibra chocolate, o imitación gris / microfibra antracita .



Nuevo: la posición de Gravedad Cero puede utilizarse en cualquier momento



MODELO	COLOR	REF.
2 motores	Beige / chocolate	821031
	Gris	821031G
3 motores	Beige / chocolate	821084
	Gris	821085

MÁX.
155 kg.



SILLÓN ELEVADOR PROCLASSIC

> Funcionalidad adaptada a residencias/hospitales

> Tapicería resistente al agua y al fuego M1

> Reposabrazos extraíbles para facilitar la transferencia

El sillón ProClassic tiene un tapizado adaptado a la comunidad, desinfectable en frío e impermeable. Sus reposabrazos extraíbles facilitan las transferencias laterales y a la altura adecuada gracias a su motor especialmente diseñado para subir y bajar el asiento, dejándolo horizontal. El segundo motor le permite utilizar el ProClassic como cualquier otro sillón elevador: en las versiones vertical y reclinada.

Ruedas multidireccionales con freno, desactivadas a la hora de la elevación y transferencia horizontal.

Tapicería de poliuretano bicolor amarillo/gris o azul/gris con clasificación de fuego M1.

Dimensiones totales: ancho 74 x fondo 94 x alto 110 x m.

Peso 60 kg.

Dimensiones del asiento: ancho 53 x fondo 50 x alto 51 cm.



Nuevo respaldo más envolvente




MÁX.
160 kg.

COLOR	REF.
Amarilla	821061
Azul	821061BLEU



Elevación vertical para facilitar las transferencias laterales





MÁX
130 kg.



SILLÓN RECLINABLE NEST

- > Sillón elevador de 3 motores
- > Diseño elegante que ahorra espacio
- > Estructura pivotante de 330°
- > Reposacabezas ajustable hacia delante y hacia atrás

Nuestro sillón elevador quedará genial en cualquier hogar, con su diseño distintivo y sus características de primera calidad. Está equipado con 3 motores para el ajuste independiente del respaldo y los reposapiés, y un motor para colocarlo en una posición muy cómoda de gravedad cero. La silla puede girar 330° cuando está en posición sentada o reclinada, pero se bloquea en posición vertical cuando empieza a elevarse.

Función elevación con extensión progresiva del reposapiernas, función relax con diferentes inclinaciones, función gravedad cero. Ajuste manual del reposacabezas. Mando a distancia con cable y bolsillo lateral.

Su forma envolvente garantiza un excelente soporte de la espalda y un confort excepcional. Elegante base de 4 brazos en negro mate.

Opción de batería: el sillón se suministra con un enchufe de red. Es compatible con la opción de batería, disponible por separado. Esta batería lo hace autónomo, simplemente colocándola en la parte trasera de la silla.

2 revestimientos a elegir :

- Tejido jaspeado gris claro de alta calidad resistente a la abrasión.
- Cuero + TPU en color macchiato (cuero en todas las superficies de contacto: respaldo, asiento y reposabrazos).

Dimensiones totales: ancho 76 x fondo 82 x alto. 117 cm. Peso: 55 kg.

Dimensiones del asiento: ancho 47 x fondo 50 x alto. 49 cm.

Densidad: asiento y reposabrazos 55 kg/m³, respaldo 50 kg/m³.

MODELO	REF.
Tejido	821159TISSU
Cuero	821159CUIR

OPCIÓN DE BATERÍA PARA NEST Y MYST

Esta pequeña y ligera batería de litio se recarga de manera autónoma y se fija a la parte trasera del sillón con un cuarto de vuelta, en lugar de la toma de corriente. El sillón elevador no necesita entonces estar conectado a la corriente y proporciona unos 30 ciclos por cada recarga.

REF. 821161



Modelo tejido



Modelo cuero



MÁX
130 kg.

SILLÓN ELEVADOR MYST

- > Sillón de 2 motores
- > Diseño elegante que ahorra espacio
- > Estructura pivotante de 330°
- > Reposacabezas ajustable hacia delante y hacia atrás
- > Mando lateral integrado

Nuestro sillón elevador quedará genial en cualquier hogar, con su diseño distintivo y sus características de primera calidad. Tiene 2 motores: uno para elevarse y relajarse, y el segundo para ajustar el respaldo. El sillón puede girar 330° cuando está en posición sentada o reclinada, pero se bloquea en línea recta cuando empieza a elevarse. Función de elevación con extensión progresiva del reposapiernas, función relax con diferentes inclinaciones. Ajuste manual del reposacabezas. Práctico mando lateral integrado con toma USB.

Su forma envolvente garantiza un excelente soporte de la espalda y un confort excepcional. Base redonda cromada.

Opción de batería: la silla se suministra con un enchufe de red. Es compatible con la opción de batería, disponible por separado. Esta batería la hace autónoma, simplemente colocándola en la parte trasera de la silla.

2 revestimientos a elegir :

- Tejido jaspeado gris claro de alta calidad resistente a la abrasión.
- Cuero + TPU en macchiato (cuero en todas las superficies de contacto: respaldo, asiento y reposabrazos).

Dimensiones totales: Anchura 80 x Profundidad 89 x Altura 113 cm. Peso: 59 kg.

Dimensiones del asiento: anchura 51 x profundidad 51 x altura 51 cm.

Densidad: asiento 35 kg/m³, respaldo y reposabrazos 30 kg/m³.



MODELO	REF.
Tejido	821160TISSU
Cuero	821160CUIR

VEGELYA



Almohada Vegelya
pequeña cervical
47 x 30 cm



Almohada Vegelya
grande cervical
57 x 37 cm



ALMOHADAS VEGELYA P

> Confort absoluto y natural

La almohada Vegelya utiliza el calor del cuerpo para crear tu huella morfológica. La espuma de memoria de forma alveolada aligera los puntos de presión, le permite seguir fielmente los contornos de su cuello y permite que un flujo constante de aire circule, limitando la acumulación de calor.

Las propiedades de alivio de la presión de nuestras almohadas Vegelya proporcionan una noche de sueño tranquilo y ayudan a aliviar los problemas de espalda, cuello, circulación y articulaciones dolorosas.


La espuma de memoria de forma alveolada le permite apoyar todo el contorno de su cuello y permite un flujo de aire constante, manteniendo una buena temperatura.

Densidad de 55 a 70 kg / m³.

Una innovación ecológica!

La almohada Vegelya está hecha de espuma viscoelástica enriquecida con carbón activo. Su diseño de memoria le permite ajustarse a la forma del cuerpo sin puntos de presión. Permite que el aire circule para pasar una noche reparadora sin calentarse.

El exclusivo e innovador **carbón activo** purifica el aire exhalado por la almohada de su almohada, a diferencia de las almohadas convencionales. Gracias a su diseño aireado, ayuda a absorber naturalmente la humedad liberada por el cuerpo durante la noche.



Almohada Thalasso
Vegelya 57 x 37 cm



MODELO	REF.	FUNDA DE RECAMBIO	REF.
Almohada cervical pequeña	855050		855078
Almohada cervical grande	855072		855079
Thalasso	855073		855080
Morpho	855035		



Almohada
Vegelya Morpho
60 x 40 cm

ALMOHADA VEGELYA MORPHO P

> Altura estándar 11 cm o más alta 13 cm

> Funda de nido de abeja ultraconfortable

Nuestra almohada Vegelya Morpho tiene 2 módulos de superficie y un módulo intermedio extraíble de 2 cm de grosor. Esto permite utilizarla en 2 alturas diferentes: 11 o 13 cm. La altura de 13 cm está especialmente indicada para personas altas o con una elevada curvatura del cuello.


Su forma anatómica proporciona un cómodo apoyo para el cuello y la cabeza.

Espuma viscoelástica perforada para una mejor circulación del aire.

Funda de nido de abeja ultraconfortable para mayor comodidad durante posición.

Viene con una práctica funda de velcro para llevarla enrollada de viaje.

Dimensiones: anchura 60 x profundidad 40 x altura 11 ó 13 cm. Peso: 1,8 kg.





VEGELYA Premium



Premium Fly



Premium Spa



Premium Thalasso



Funda de viaje que ahorra espacio, excepto en las almohadillas



Espuma perforada que permite que el aire circule libremente

ALMOHADAS VEGELYA PREMIUM P

> Nuestra nueva almohada Vegelya Premium combina comodidad y pureza

Su diseño de espuma con memoria proporciona un firme soporte cervical y un soporte de cabeza óptimo para una buena noche de descanso.

Nuestra espuma aireada Vegelya está enriquecida con aceite de ricino natural y carbón activado de bambú para una sensación duradera de frescura y propiedades naturales de absorción de olores.

La espuma le proporciona la frescura que necesita para dormir, ya que permite que el aire circule libremente.

La funda ultra confortable está certificada Greenfirst, el único tratamiento 100% natural contra ácaros, polillas y mosquitos. Está enriquecido con Aloe Vera para proporcionar más suavidad.

Nuestras almohadas Vegelya Premium están garantizadas Tuv ToxProof, que le garantiza la ausencia total de sustancias nocivas y contaminantes.

ALMOHADAS	DIMENSIONES	REF.
Premium Thalasso	54 x 38 x 11 cm	855130
Premium Spa	54 x 38 x 12 cm	855131
Premium Fly	54 x 38 x 11,5 cm	855154
TRAVERSINAS	DIMENSIONES	REF.
Solo	66 x 33 x 12 cm	855166
Duo	134 x 33 x 12 cm	855167

ALMOHADA TRAVERSINA VEGELYA P

> Nuestro nuevo modelo con calidad Vegelya Premium

> Funda tratada con Aloe Vera y Greenfirst

Nuestras almohadas Vegelya Premium permiten una colocación muy cómoda de la cabeza gracias a su espuma viscoelástica de memoria con una flexibilidad y una resistencia excepcionales. Como todos los modelos Vegelya Premium, nuestras almohadas se benefician de la espuma enriquecida con carbón activado de bambú y aceite de ricino. Esta espuma también está perforada para una circulación óptima del aire, lo que garantiza que no se caliente la cabeza. La funda de viscosa de bambú es tratada contra ácaros, ácaros y mosquitos gracias al tratamiento 100% natural a base de aceites esenciales encapsulados Greenfirst. También está encapsulado con Aloe Vera para proporcionar una suavidad extra.

2 tamaños disponibles: Solo para una cama individual de 66 x 33 cm, Duo para una cama doble de 134 x 33 cm. Espesor 12 cm.



Traversina solo



COLCHÓN DE MASAJE/CALEFACCIÓN

> Un cómodo colchón multifuncional para su cama

Nuestro colchón le ofrece una función de masaje en 2 zonas separadas (2 usuarios diferentes) gracias a 16 vibradores, 5 programas automáticos, 4 zonas independientes y 3 niveles de intensidad.

Tiene una función de calefacción en las vértebras lumbares por infrarrojos en 2 zonas separadas también, 2 mandos a distancia y una bola electromagnética de descarga electrostática.

Colchón de espuma viscoelástica con memoria y tejido 4D Technocool antiácidos y termorregulador.

DIMENSIONES	REF.
90 x 190 cm	8551211
90 x 200 cm	85512112
140 x 190 cm	8551212
140 x 200 cm	85512122
160 x 200 cm	8551213

**SOBRECOLCHÓN MASAJEADOR CON CALEFACCIÓN**

Diseñado de la misma forma que el colchón completo, este sobrecolchón puede colocarse sobre su colchón habitual. Una combinación de espuma viscoelástica y tejido 3D mantiene la correcta alineación de la columna vertebral.

Equipado con 16 vibromotores de alta tecnología capaces de masajear el cuello, la zona lumbar, la espalda y las piernas. 5 programas automáticos, 3 niveles de intensidad y calor lumbar.

Tejido 3D deluxe que facilita la circulación del aire y regula la temperatura y la humedad.

Mando a distancia LCD para las funciones de masaje y calor.

Equipado con una bola de puesta a tierra electromagnética.


4 tamaños a elegir. tique de mise à la terre.

DIMENSIONES	REF.
90 x 190 cm	8551871
90 x 200 cm	8551872
140 x 190 cm	8551873
160 x 200 cm	8551874

**ANTI-RONQUIDOS Y APNEA DEL SUEÑO****ALMOHADA POSIFORM P**

Almohada especialmente diseñada para limitar los ronquidos. Favorece el sueño lateral, la cabeza se inclina y despeja las vías respiratorias. Su forma única y ergonómica garantiza un soporte perfecto para el cuello y un confort incomparable. Espuma viscoelástica con memoria. Se suministra con fundas 100% vegetales que se pueden lavar a 30°C. Dimensiones: 70 x 40 cm. 3 años de garantía.

REF. 855122

**ANILLO ANTIRONQUIDOS**

> Pruebe la acupresión para problemas de ronquidos

Este anillo utiliza una técnica de acupuntura sin agujas para estimular 2 puntos de acupresión. Estos puntos actúan para despejar las vías respiratorias. El anillo tiene un lado largo y plano y un lado con una pequeña bola redonda. 3 diámetros diferentes con la posibilidad de ajustar cada tamaño.

S - diámetro de 15 a 17 mm /
M - diámetro de 17 a 19 mm /
L - diámetro de 19 a 22 mm.

TALLA	REF.
S	856007S
M	856007M
L	856007L

**LOTE DE 4 DILATADORES NASALES**

Duerma bien y evite los ronquidos con estos dilatadores. Se introducen suavemente en las fosas nasales para aumentar la circulación del aire.

La cavidad nasal no está bloqueada, por lo que la respiración es más fácil y tranquila. Caja de almacenamiento transparente. 4 tamaños diferentes.

REF. 856006





SOBRECOLCHÓN VEGELYA

- > Convierta su ropa de cama en un momento de confort
- > Completamente hecho de espuma con memoria

Nuestra sobrecolchón se coloca directamente sobre el colchón existente con el fin de mejorar sustancialmente su comodidad. La espuma Vegelya utilizada tiene una elasticidad excepcional y ofrece una mayor resistencia que las espumas tradicionales.

El sobrecolchón sigue fielmente la forma del cuerpo y elimina los puntos de presión en las superficies de contacto del cuerpo.

Está especialmente recomendado para las personas que sufren de dolores articulares, musculares y de cuello.

Nuestra espuma está enriquecida con carbón activado de bambú, que regula eficazmente el nivel de humedad y evita la deposición de bacterias. Esta espuma es sensible al calor, reacciona al calor del cuerpo y proporciona una buena oxigenación.

La parte superior del colchón está equipada con una cubierta oculta y una cubierta de terciopelo muy suave y gruesa. Esta funda es extraíble y lavable a 40°.

Espesor 5 cm. 4 tamaños disponibles. Densidad 60 kg/m3.


DIMENSIONES	REF.
80 x 200 cm.	855090
90 x 190 cm.	855091
140 x 190 cm.	855092
160 x 200 cm.	855093



VEGELYA

Capa tratada contra los ácaros del polvo, cubierta desmontable

Espuma viscosa, espesor 1,5 cm



COLCHÓN VEGELYA

- > El confort inigualable de la espuma con memoria

Reemplace su colchón con un colchón de alta resistencia que se ajuste completamente a la forma de su cuerpo. Se compone de 2 capas de espuma diferentes para garantizar un soporte excepcional: una primera capa inferior de espuma de poliuretano de alta resistencia de 30 kg/m3 de espesor de 16 cm y una capa de espuma viscoelástica con memoria de forma de 55 kg/m3 de espesor de 5 cm. El espesor total del colchón es de 23 cm: 16 cm de espuma HR + 5 cm de bambú visco + 1,5 cm de visco en la funda + unos pocos mm de tela.

La funda del colchón permite un tacto muy suave del colchón, se compone de 1,5 cm de memoria de forma + un tejido de poliéster con tratamiento Greenfirst y aloe vera, totalmente extraíble y lavable.

5 tamaños disponibles: 1 lugar 80 x 200 cm, 1 lugar 90 x 190 cm, 1 lugar 90 x 200 cm, 2 lugares 140 x 190 cm o 160 x 200 cm.

Airar 24 horas antes de usar.

DIMENSIONES	REF.
80 x 200 cm.	855015
90 x 190 cm.	855007
90 x 200 cm.	855087
140 x 190 cm.	855016
160 x 200 cm.	855018

ELEVADOR DE TRONCO

> 2 inclinaciones diferentes mediante la inversión de la elevación del respaldo

> Comodidad excepcional incluso en posiciones extendidas

> Funda extraíble y lavable

> Espuma viscoelástica

Está hecho de espuma de poliuretano de 22 kg/m³ y una capa de espuma viscoelástica de 25 mm de espesor. La espuma viscoelástica reduce cualquier presión al ajustarse fielmente a la forma de su cuerpo. Esta espuma especial también es transpirable y no se calienta cuando se coloca en posición estática durante largos periodos de tiempo. Comodidad inigualable. El reposacabezas es regulable en altura y se puede colocar donde se desee. Color marfil.

Dimensiones: ancho 51 x alto 58 x profundidad máx. 46 cm.

REF. 855038



Fabricado en Francia

**ELEVADOR DE PIERNAS**

> Reversible para 2 posiciones diferentes

> Funda extraíble y lavable

> Espuma viscoelástica

Cojín que junto con el elevador de tronco proporciona un posicionamiento muy cómodo. Está hecho de espuma de confort recubierta de una amplia capa de espuma viscoelástica (ver características en el texto del respaldo).

Funda de rizo extraíble y lavable a 40°.

Dimensiones: Ancho 51 x Profundidad 38 x Alto 38 x Máx. 16 cm.


REF. 855039

**COJÍN DE CUÑA DE MICROESFERAS**

> Relleno de microesferas

Este saco llena de microesferas de densidad uniforme le permite colocar a sus pacientes, niños o adultos, en una posición cómoda en una silla de paseo o en su cama. Gracias a las bolas, el saco se adapta a la forma del cuerpo de sus pacientes. Funda de PU. Viene con una funda. Lavable a 40°. Longitud desplegada: 170 cm. Largo en posición: 80 x ancho. 50 cm.

REF. 855004



Fabricado en Francia

**FUNDA PARA ALGODÓN PARA COJÍN CUÑA**

Cómoda funda adicional de tejido impermeable y lavable en color azul claro. Inducción de PVC. Cierre con cremallera.

REF. 855142



Fabricado en Francia

**COJÍN DE LECTURA LUXE**

> Excepcional calidad de fabricación y acabado

Nuestro cojín de lectura Luxe es un cojín de espalda con reposabrazos muy cómodos. Proporciona un apoyo cómodo en posición sentada en la cama para la lectura y la relajación. Su respaldo se adapta perfectamente a su morfología gracias a su tapizado de fibra de poliéster. Los reposabrazos están rellenos de microesferas de poliestireno que son muy agradables y permiten una perfecta adaptación a su cuerpo. Funda poliéster en jacquard 100%, cómoda y extraíble, lavable a 40°. Dimensiones: Ancho 65 x Profundidad 50 x Alto 50 cm.

REF. 855118

**ALMOHADA PARA PACIENTE CON MASCARILLA**

Esta almohada ha sido especialmente diseñada para personas que necesitan dormir con una máscara de oxígeno. Gracias a su corte especial, usted puede dormir cómodamente en cualquier posición. Revestimiento de poliuretano bacteriostático con tratamiento antibacteriano Sanitized y relleno de fibra de poliéster Dacron. Dimensiones: aprox. 60 x 40 cm. Entregado con un estuche 100% algodón con cremallera. Tratamiento ignífugo.

REF. 855114

**ELEVADOR DE PIERNAS/TRONCO INFLABLE**

> Posible uso del soporte como respaldo

Este cojín traapezoidal se infla para permitirle dormir con las piernas levantadas o relajarse y leer en su cama ligeramente elevada.

Se puede utilizar como respaldo. Dimensiones: Ancho 54 x Profundidad 52 x Alto 0/15 cm

REF. 855044





ATRIL RECLINABLE

> **Inclinación por cremallera**

Atril muy práctico para poder escribir, leer o comer en posición sentado o acostado. Bandeja basculante de alta calidad. Estructura de pino macizo. Patas plegables para almacenamiento.

Dimensiones: Ancho 54 x Profundidad 34,5 x Alto 21,5 cm. Peso 1,3 kg.

REF. 823058



ELEVADOR DE TRONCO

Te permite estar bien instalado para leer o desayunar en la cama.

Para colocar debajo o sobre el colchón. Inclinación regulable por pasos (de 45 a 60°). Lavable. Ancho 65 cm.

REF. 823039



COJÍN ELEVAPIERNAS

> **Descanso para piernas cansadas**

Mantener las piernas en una posición ligeramente elevada es una excelente manera de prevenir la insuficiencia venosa. Viene con una funda de bambú viscoso que se puede lavar a 40°C.

Dimensiones: Largo 70 x Ancho 40 x Alto 20 cm.

REF. 855165



Fabricado en Francia



ELEVADOR DE RESPALDO ELÉCTRICO

Gracias a su mando a distancia, podrá sentarse para leer o comer más cómodamente. El respaldo se coloca simplemente sobre su colchón habitual. También puede utilizarlo de forma permanente, para condiciones que requieran que esté en la posición proclive durante el sueño.

Estructura de acero con pistón eléctrico. Conexión a la red eléctrica. Almohada extraíble incluida. Funda de tela de ante.

Dimensiones: Largo 100 x ancho 60 x grosor 9 cm.

REF. 823068



MANTA LASTRADA

El principio es añadir una masa y una presión distribuidas uniformemente en el cuerpo para calmar el sueño y reducir los excesos de nervios. Las noches serán más serenas. Hecho de microesferas de vidrio. Se puede lavar a máquina a 30°C.

Dimensiones: 170 x 120 cm. Peso 5,5 kg. Color gris.

REF. 842051



COJÍN CERVICAL VEGELYA

Especialmente diseñado para sus viajes, nuestro cojín para el cuello Végelya se adapta perfectamente a su cuello y le proporciona un soporte muy cómodo para poder descansar o leer sin dolor. Ideal para coches, trenes o aviones.
Ancho 28 cm x profundidad 28 cm x espesor de 6 a 11 cm.

REF. 855102



VEGELYA

COJÍN PEQUEÑO VEGELYA

Este pequeño cojín de confort Végelya le acompaña a todas partes, durante los viajes, en su sofá y le proporciona una comodidad y un apoyo excepcionales. Muy versátil, es ideal para el cuello, la zona lumbar, los brazos, etc.....

Ancho 36 cm x profundidad 26 cm x espesor 12 cm.

REF. 855106



1



2

**1 RESPALDO COMFORT PLUS VEGELYA**

Disfrute de un apoyo completo de la espalda gracias a la forma anatómica de nuestro respaldo Comfort Plus Vegelya. Está diseñado para proporcionar una completa comodidad de las vértebras lumbares y dorsales.

Ancho 43 cm x alto 54 cm x espesor de 3 a 9 cm.

REF. 855104

**2 ASIENTO COMFORT PLUS VEGELYA**

Nuestro asiento anatómico Comfort Plus Vegelya ha sido diseñado para proporcionarle toda la comodidad de un asiento dinámico. Estaba moldeado en doble onda en la parte delantera y con un recorte en el sacro. Le permite flotar literalmente en nuestra espuma única.

Profundidad 40 cm x anchura 41 cm x espesor de 3,5 a 9,5 cm.

REF. 855105



COJÍN DE VIAJE FLEXIBLE VEGELYA

Descubra nuestro cojín de viaje articulado Végelya, ideal para encajar su cuello en los lugares más difíciles. El excepcional soporte de nuestra espuma única le permitirá estar cómodamente posicionado para descansar sin dolor. Se le pueden dar todas las formas posibles gracias a su «espina dorsal» interna.

Longitud 70 cm x diámetro 10 cm.

REF. 855100






COJÍN ABDUCTOR DE PIERNAS LEGLIFT VEGELYA

Especialmente diseñada para reequilibrar la posición de tu cuerpo cuando duermes de lado. Se coloca entre las piernas, y ofrece la comodidad de su forma anatómica curvada. Funda extraíble y lavable a 40°C. Puede utilizar un cojín o dos si desea que se le sujete con más firmeza. Dimensiones : Largo. 28 x ancho. 26 x alto. 5/14 cm.

REF. 855060

COJÍN LUMBAR VEGELYA

Nuestro cojín lumbar Vegelya es muy agradable para un buen apoyo lumbar en posición sentada. Instálelo en el respaldo de su asiento y disfrute del excepcional soporte de nuestra exclusiva espuma. Equipado con una correa de respaldo elástica para sujetarlo a todos los respaldos de sillas o sillones.

Alto 29 cm x ancho 34 cm x espesor 9,5 cm máx.

REF. 855103



VEGELYA

COJÍN MULTIPOSICIÓN VEGELYA

> Un nuevo cojín muy versátil

La gama Vegelya se amplía con nuestro nuevo cojín multiposición. Su diseño único permite su uso a cualquier hora del día. Usted lo colocará en su asiento para darle a su asiento una mayor comodidad y apoyo. Cuando se despliega, es muy cómodo en el apoyo lumbar. Plegado o desplegado, será un soporte firme y cómodo para el cuello, ideal para leer o viajar. En la versión plegada, se asegura con una correa de botón.

Muy cómodo con su relleno de copos de espuma con memoria y su recubrimiento de terciopelo ultra suave.

Dimensiones desplegado: largo 48 x ancho 32 espesor 11 cm.

REF. 855145






COJÍN CAREMATE PRO

> Fabricado en nido de abeja de alta calidad

Pruebe nuestro cojín Caremate Pro y se dará cuenta de lo cómodo que es este diseño de nido de abeja profesional. Esta estructura distribuye los puntos de presión y proporciona un confort extra. La presencia de las celdas crea circulación de aire para que el cojín no se sobrecaliente. Material ultrarresistente. Funda de malla 3D gris incluida. 2 tamaños disponibles: 42 x 40 cm o 46 x 42 cm en función del asiento.



DIMENSIONES	REF.
42 x 40 cm	8551881
46 x 42 cm	8551882



ASIENTO ERGO ACCENT

> Posición correctiva sentado sin apoyar espalda

Este elegante taburete de madera maciza con ruedas le permite trabajar en una posición ergonómica, aliviando la espalda. Está equipado con 4 ruedas y cojines de espuma de poliuretano de alta resistencia. Ajuste manual de la altura.

Altura del asiento 50/58 cm.

REF. 836058



ALFOMBRILLA DE RATÓN CON REPOSABRAZOS

> Óptima sujeción de la muñeca y el brazo

> Montaje sin herramientas en la mesa o la silla

Esta alfombrilla de ratón tiene un soporte para el antebrazo muy cómodo. El punto de contacto de la muñeca es flexible. Se puede montar en un tablero de mesa de hasta 43 mm con la abrazadera de tornillo o en el reposabrazos de la silla con las 3 correas de velcro. Cuando se monta en un tablero de mesa, la alfombrilla del ratón puede girarse para mayor comodidad. Dimensiones: 48 x 21,5 x 3,5 cm. Peso 820 gr. Hasta final de existencias.

REF. 819055



ASIENTO CORRECTOR BETTER BACK

> Posicionamiento efectivo contra el dolor de espalda

El Better Back, idealmente colocado en su asiento de su vehículo, le permite estar en una posición correcta, recta y evitar el dolor de espalda. Consiste en un inserto de madera moldeada de varias capas en las vértebras lumbares y entre las piernas y una funda de vellón muy cómoda. Se pliega por la mitad con un asa de transporte.

El modelo lumbar ajustable está equipado con un control mecánico que varía el grosor de la zona lumbar. Dimensiones: ancho 46 alto. 48 x profundo 39 x grueso 5 cm.

Color negro. 2 años de garantía.



MÁX.
250 kg.

Garantía
2 AÑOS

MODELO	REF.
Better Back estándar	855017
Better Back lumbares	855053



ASIENTOS CORRECTIVOS IDENTITÉS

Nuestros cojines correctores están fabricados con espuma viscoelástica de muy alta densidad, que proporciona una perfecta distribución del peso y un apoyo muy firme. Esta firmeza permite corregir la sedestación sobre cualquier asiento existente. Vienen con una funda de terciopelo negro que se puede quitar y lavar a máquina a 30°. Funda interior 100% algodón. Parte inferior multiacolchada antideslizante.

COJÍN DE ASIENTO CON RECORTE PARA EL SACRO P

Especialmente indicado para personas con problemas de coxis. Forma anatómica con abducción frontal. Recorte para la espalda. Completo con asa de transporte.

Dimensiones: anchura 45 x profundidad 35 x altura 7 a 11 cm. Peso: 650 g.

Parte inferior antideslizante



COJÍN BOYA DE ESPUMA P

Cojín circular con hueco central para aliviar la presión sobre el sacro con gran estabilidad. Provisto de asa de transporte.

Dimensiones: diámetro 44 x altura 9,5 cm. Hueco 15 x 17 cm. Peso: 630 g.



COJÍN CORRECTOR DE ASIENTO P

Cojín triangular que se coloca en la parte delantera para corregir la postura y la curvatura de la espalda. Forma anatómica ligera de las nalgas con abducción en la parte delantera. Provisto de asa de transporte.

Dimensiones: anchura 40 x profundidad 39 x altura 2,5 a 9,5 cm. Peso: 640 g.



COJÍN REPOSAPIÉS

Muy importante para una buena postura al sentarse, en la oficina o en casa.

Consta de un reposapiés en forma de media luna y una cuña extraíble, fijada mediante velcro, que permite utilizarlo a 2 alturas diferentes (11 ó 16 cm). Peso: 1,2 kg. Dimensiones de la media luna: L. 42 x A. 28,5 x A. 11 cm de altura. Dimensiones de la cuña: largo 42 x ancho 28,5 x alto 5 cm.



	ASIENTOS IDENTITÉS	REF.
1	Cojín de asiento con recorte para el sacro	855179
2	Cojín corrector de asiento	855180
3	Cojín boya de espuma	855181
4	Cojín reposapiés	855182

ASIENTO HINCHABLE MAMBO MAX P

> Para una postura activa y dinámica

Este asiento se infla más o menos, según sus necesidades de comodidad o dinamismo. Gracias a su diseño móvil, puede ajustar su postura en cualquier momento sin darse cuenta.

Ayuda a fortalecer la bisagra posterior. Fácilmente lavable

Superficie lavable. Se suministra con bomba.

Diámetro 33 cm. 3 colores disponibles.

COLORIS	REF.
Azul	855183BLEU
Rojo	855183ROUGE
Negro	855183NOIR



COJÍN DE ASIENTO CONFORT GEL

> La comodidad del gel combinada con la espuma

Nuestro cojín mejora la comodidad de su asiento habitual. Su diseño es único, consta de 2 capas de espuma de confort entre las cuales una bolsa de gel distribuye la presión, mejorando así la postura y el confort al estar sentado durante largos periodos de tiempo.

La parte superior de la almohadilla está hecha de un tipo de vellón de poliéster muy suave y un regulador de temperatura. Funda extraíble y lavable a 40°. Dimensiones: 46,5 x 38 x 7 cm. Peso 800 gr.

REF. 855006





PULVERIZADOR DE AGUA DE MANANTIAL TEHA

Su equilibrada composición calma, refresca, tonifica e hidrata la piel. Gracias a su PH neutro, es muy recomendable para pieles sensibles o frágiles. Sin perfume y sin conservantes, 100% hipoalergénico. Agua de manantial Sainte Sophie Teha. 2 opciones de envasado: 150 ml o 400 ml.

MODELO	REF.
150 ml	803060
400 ml	803061

COLLARÍN REFRESCANTE

> Refresca de forma duradera todo el cuerpo

Este collarín es una herramienta muy sencilla para refrescar a la gente cuando hace calor. Introdúzcalo en el frigorífico o en el congelador durante al menos 20 minutos y, a continuación, colóqueselo alrededor del cuello para conseguir un enfriamiento eficaz. Infinitamente reutilizable.

REF. 835198



Novedad

Novedad

BOTELLA ISOTÉRMICA

Botella de acero inoxidable de doble pared para conservar bebidas calientes o frías durante todo el día. Fácil de sujetar gracias a su superficie granulada. Dimensiones: diámetro 7,7 cm x altura. 31 cm de altura. Capacidad: 75 cl. Peso: 400 g. Color blanco.

REF. 813282



PULVERIZADOR REFRESCANTE P

> Refresca en cualquier circunstancia con agua del grifo

Simplemente llene este rociador con agua y transfórmelo en una neblina refrescante. Permite regular la temperatura de los ancianos sin tener que comprar rociadores industriales. Funciona con presión, sin gases nocivos para el medio ambiente. Capacidad 15 cl.

REF. 819062

Para llenar con agua del grifo

Bomba para generar la presión



BOTELLA DE REHIDRATACIÓN ISOTÉRMICA

> Capacidad extragrande: 850 ml

> Muy fácil de agarrar

Gracias a su construcción en acero inoxidable de doble pared, esta botella grande proporciona a una persona mayor una bebida siempre fresca. Puede beber directamente de la botella o verter la bebida en un vaso. Diámetro 10 cm. Altura 27 cm.

REF. 813281

Novedad



VENTILATEUR EXTENSO

> Almacenamiento muy compacto

> Funcionamiento a pilas: para llevar a todas partes

Ventilador ligero con brazo extensible de 36 a 100 cm. Puede girarse 180°. Funciona con batería recargable de 7200mAh con una autonomía de 5-10 horas. 4 caudales de aire disponibles. Ideal para las habitaciones de los residentes durante el verano.

Se puede conectar a la red eléctrica.

Dimensiones: 20 x 20 x 97 cm. Peso: 1,25 kg.

REF. 817074



ANTI-INSECTOS

ROLL-ON CALMANTE PARA DESPUÉS DE PICADURAS

Fluido calmante para todas las picaduras de insectos, fácil de aplicar gracias a su punta roll-on. 100% aceites esenciales (lavanda, geranio, pino silvestre + muchos otros). Contiene 10 ml.

REF. 428153



MOSQUITO CLICK

> Alivia las picaduras de insectos

Funcionando sobre la base de la piezoelectricidad, basta con hacer entre 5 y 10 clics en la picadura de mosquito para aliviar el picor. Cabe en el bolsillo. Largo 6,3 cm.

REF. 817019



TRAMPA PARA INSECTOS

> Funciona con energía solar

Esta caja atrae insectos y mosquitos gracias a su luz ultravioleta y a su depósito de agua. Los mata con su rejilla de electrocución. Una solución económica, ecológica e innovadora.

Dimensiones: 20 x 17 x 16 cm. Peso 420 gr.

REF. 817291



STYLO ALIVIO PICADURAS

Alivia rápidamente con calor infrarrojo. Basta con aplicar sobre la picadura durante unos segundos para eliminar las toxinas que causan las molestias. 5 niveles de calor. Funciona con 2 pilas AA no incluidas. Dimensiones:

13,6 x 3,9 x 3,6 cm

REF. 817093



HUMIDIFICADOR DE AIRE POR ULTRASONIDO

> Elegante y muy silencioso

Atomización ultrasónica micro-fina, con bajo consumo de energía (20w) para limpiar la atmósfera de forma rápida y eficiente. Adecuado para habitaciones de hasta 20 m²

Potencia 200 ml/h. Apagado automático. Posibilidad de utilizar aceites esenciales para perfumar la habitación.

Dimensiones: 21 x 11 x 25,5 cm

Peso: 810 g. 3 años de garantía.

REF. 861181



DIFUSOR DE AROMAS

> Pulverización ultrasónica microfina

Difusor adecuado para aceites aromáticos solubles en agua, con cambio de color de la luz LED. Pulverización con o sin luz. Muy silencioso: también se puede utilizar en la habitación. Para habitaciones de 15 m². Capacidad del depósito 100 ml

Apagado automático cuando el tanque está vacío. Conexión a la red eléctrica.

Dimensiones: diam. 10 x altura. 21,5 cm. Peso 320 gr.

3 años de garantía.

REF. 429014



DIFUSOR DE ACEITES ESENCIALES DE WOODY

> Modo de cambio de color automático

Difusor de madera natural y cristal esmerilado. Salida de vapor regulable. Gran depósito de 250 ml. Funciona con la red eléctrica. Temporizador de 4 posiciones: 30 minutos alternos / 1 hora / 4 horas / continuo. Para una habitación de aprox. 25 m²

Dimensiones: diam. 15,6 cm x alt. 12 cm de alto. Peso 500 gr.

REF. 429018



ACEITE ESENCIAL

Frasco gotero de aceite esencial 100% natural del sur de Francia. Capacidad 15 ml.



ACEITE ESENCIAL	REF.
Limón	429020
Eucalipto	429021
Tomillo	429022
Menta	429023
Lavanda	429024

CINTURÓN DE SUJECIÓN CON CALEFACCIÓN

> 3 niveles de calentamiento: 40°C / 50°C / 60°C

Este cinturón proporciona un cómodo apoyo gracias a sus 5 soportes lumbar, ayudando a mantener una buena postura. La función principal del cinturón es calentar, aliviar y relajar la zona lumbar y toda la espalda. Con 140 cm de longitud, sus correas de ajuste permiten adaptarlo a todas las morfologías. Discreto y cómodo, es fácil de olvidar. Su powerbank de 5000 mAh permite llevarlo a todas partes (1h30 de autonomía). Cintura máxima 130 cm.

100% poliéster.

Dimensiones: Largo 140 x ancho 20 cm.

REF. 861030

**CUBREPIES CON CALEFACCIÓN**

> Con cable extralargo de 2,4 m

Nuestro cómodo cubrepiés tiene 6 niveles de calor, un mando desmontable y una pantalla digital. Se apaga automáticamente a los 90 minutos y ofrece protección contra el sobrecalentamiento.

El forro polar de 31 x 25 x 27 cm se puede lavar a máquina para mayor comodidad.

Potencia 100 W. Para conexión a la red eléctrica.

Dimensiones: 21 x 27,5 x 25,5 cm. Peso: 596 g.

Color gris.

REF. 855189

Novedad

**ZAPATILLAS DE RELAJACIÓN CALIENTES**

> Perfecto para agradables momentos de relajación

Estas zapatillas se calientan rápidamente en el microondas. Le proporcionan una sensación de bienestar y comodidad activando la circulación sanguínea o simplemente calentando eficazmente sus pies. Forro polar exterior y relleno 100% lino. Se entrega con un bolsillo de tela para el microondas. 2 tamaños a elegir. Lavado a mano.



MODELO	COLOR	REF.
Mujer	Rojo	835051M
Hombre	Azul	835051L

CALCETINES ANTIDESLIZANTES

> Suela antideslizante para uso en interiores sin zapatillas

¡Suaves calcetines para pasar el invierno con los pies calientes y cómodos! La parte inferior del pie tiene almohadillas de PVC antideslizantes. Talla única: 36-42. Material: 95% acrílico, 5% elastano.

REF. 855010

**PAR DE GUANTES TÉRMICOS**

Estos guantes están fabricados con tejido térmico aluminizado que mantiene las manos calientes durante más tiempo cuando hace frío. Ligero, delgado, elástico, el tejido retiene el calor. Para llevar como guante o bajoguante.

60% poliéster, 20% nylon, 20% tejido aluminizado. Lavable a 30°.

2 tallas disponibles: talla mujer o talla hombre.

MODELO	REF.
Mujer	115038F
Hombre	115038H

**CALCETINES TÉRMICOS**

Calcetines para mantener los pies calientes gracias a su tejido aluminizado. Ligeros, delgados y elásticos, retienen el calor. Tejido 60% poliéster - 20% poliamida - 20% aluminizado. Lavable a máquina a 30 °C.

2 tamaños disponibles.

MODELO	REF.
Mujer	115047F
Hombre	115047H



BOLSA-BUFANDA DE AGUA CALIENTE

> Un diseño único para rellenar de agua caliente

La forma de nuestra bolsa de agua caliente le permite relajar su cuello de manera efectiva. Esta tradicional bolsa de agua caliente consiste en un tubo de goma natural en el que se puede colocar agua caliente, y tejido con un lado de felpa y otro de microfibra azul.

Diámetro 35 cm. Longitud si se despliega 70 cm.

REF. 855164



BOLSA DE AGUA CALIENTE ELÉCTRICA RECARGABLE TERRAILLON

Esta bolsa de agua caliente te mantiene caliente hasta 6 horas con un tiempo de recarga de 8 a 12 minutos. Ideal para relajarse o entrar en calor. Protegida contra el sobrecalentamiento. Enchufe a la red.

Dimensiones 50 x 27 x 18 cm.

REF. 835183



COJÍN DE CALOR CON FORMA DE ANIMALES

> Ideal para calmar a los niños

La almohadilla interior calentable por microondas proporciona un calor suave para calmar o dormir con facilidad. Parte removible con exterior tipo felpa. Interior natural de granos de colza.

2 modelos disponibles: zorro 36 x 14 x 23 cm / 250 g y gato 26 x 19 x 9 cm / 230 gr.



MODELO	REF.
Zorro	861239
Gato	861244

BOLSA DE AGUA CALIENTE

> Un clásico para calentarse

Nuestras bolsas de agua caliente le garantizan un bienestar inmediato calentando su cama durante mucho tiempo. Consisten en un depósito de caucho natural con una capacidad de 2 litros y una cubierta de confort.

Dimensiones: 33 x 20 cm.

3 modelos de fundas disponibles: funda de poliéster de microfibra ultra suave con patrón New Sun o Bluelight, funda de poliéster de punto Scandinavia.

	MODELO	REF.
1	Microfibra New Sun	855146N
2	Microfibra Bluelight	855147N
3	De punto Scandinavia	855149



CALENTADOR DE ACUMULACIÓN

> Mantener las manos calientes al caminar

Este calentador se enchufa a la red eléctrica (220V) y almacena el calor para liberarlo durante 60 minutos. ¡Acumulación de calor en sólo 3 a 5 minutos! Temperatura 60°C con disminución progresiva. Se entrega con una cubierta suave para un uso más cómodo.

Doble seguridad térmica (desactivación del producto en caso de fallo).

Dimensiones: 19 x 12,5 x 4 cm.

REF. 855012



MANTA POLAR CALEFACCIÓN P

- > Tejido polar ultrasuave
- > Tamaño grande 180 x 130 cm

Las mantas polares con calefacción son una forma eficaz de calentar a las personas mayores en posición estática. Con el mando a distancia con luces iluminadas, puede elegir entre 6 niveles de temperatura, según sus deseos y la hora del día. Desconexión automática al cabo de 3 horas. El cable es extraíble para poder lavar la manta a máquina a 30 °C.

Puedes elegir entre 2 suaves microfibras en blanco o topo, pero también puedes optar por el modelo Nordic, fabricado con un material de alta calidad, increíblemente suave y que no suelta pelusa.

Potencia 100 W. 3 años de garantía. Peso 1895g o 2000g para la Nordic.



Garantía
3 AÑOS



	COLOR	REF.	PRECIO
1	Blanco	861079blanc	89 ⁹⁰ €
2	Topo	861079taupe	
3	Nordic	861079nordic	107 €

MANTA CALEFACTORA NORDIC MAXI P

- > Talla Maxi 200 x 150 cm

Esta manta calefactada conserva las mismas características que la manta estándar. El tejido nórdico es suave y especialmente acogedor. Incorpora un innovador interruptor LED con control electrónico de la temperatura. Potencia 150 W. Peso 2500 g. 3 años de garantía.

REF. 861031

Garantía
3 AÑOS

**MANTA POLAR GRANDE CON CALEFACCIÓN P**

- > Con cable extralargo de 2,4 m.

Esta manta con calefacción XXL es supersuave, maravillosamente cálida e ideal para usarla dentro de casa en el sofá o fuera en el patio. Enchufe el cable de la manta polar a la red eléctrica, seleccione el nivel de calor que desee y entre en calor.

Pliéguela o envuélvala alrededor de las piernas para mantener el calor en las noches frías. Tiene 9 ajustes de temperatura y un temporizador (de una a nueve horas) que la apaga automáticamente. El mando es extraíble, por lo que puede lavar la manta. Potencia de 120W. Para enchufar a la red eléctrica. Dimensiones: 200 x 180 cm. Peso: 2 kg. Color gris.

RÉF. 855190



Novedad

CINTURÓN LUMBAR CON CALEFACCIÓN P

- > Equipado con un cable extralargo de 2,5 m



Este cinturón lumbar es ideal para calentar el vientre y la espalda. Dispone de 6 niveles de calor, un mando extraíble y una pantalla digital.

Se apaga automáticamente a los 90 minutos y ofrece protección contra el sobrecalentamiento. Potencia 100W. Enchufe a la red.

Tacto suave.

Cinturón de 69 x 28 cm
lavable a máquina

RÉF. 855191



Novedad

CALENTADOR DE COLCHONES

- > 2 tamaños disponibles

Nuestros calentadores de colchón están fabricados con tejido transpirable. Permiten calentar el colchón antes de acostarse. Para instalar de forma permanente bajo la sábana bajera (suministro extraíble) o para retirar a la hora de dormir. 3 niveles de temperatura. Funciona con la red eléctrica. Se puede lavar a máquina a 30°C.

2 tamaños disponibles: individual 150 x 80 cm o doble 150 x 160 cm.

2 años de garantía.

Garantía
2 AÑOS



MODELO	REF.
Individual	855002
Doble	855003

ALMOHADA ELÉCTRICA

> Una cómoda fuente de calor

Nuestra almohada térmica está hecha de fibras internas conductoras de calor. Conectado a la red eléctrica, proporciona un calor suave y continuo. Además de calentar a las personas frías, el calor estimula la circulación sanguínea, con una acción relajante sobre los músculos. Dispone de un control retroiluminado con 6 niveles de calefacción. El cojín de vellón es maleable a voluntad para colocarlo en la parte del cuerpo que desee. La funda marrón suministrada es de microfibra de felpa, lavable a 40° y se cierra con 2 broches de presión. Vellón con un acabado marrón de alta calidad. Protección contra sobrecalentamiento. Potencia 100W. Cable de alimentación de 2,30 m de longitud suficiente para una conexión sencilla. Dimensiones: 40 x 30 cm. 2 años de garantía.

REF. 861140



ALMOHADA ELÉCTRICA PARA LA ESPALDA Y EL CUELLO

> Un calor suave y relajante

> Cobertura total de espalda y cuello uterino

La almohada eléctrica para espalda y cuello tiene las mismas características que la almohada estándar, pero con una forma más envolvente para cubrir toda la espalda, hasta la parte superior del cuello.

Desconexión automática tras 90 minutos.

Dimensiones: 63 x 43 cm.

2 años de garantía.

REF. 861141



COJÍN ALMOHADA CON CALEFACCIÓN

> Ideal para las contracciones abdominales

Nuestra almohada térmica tiene la forma ideal para adaptarse entre el abdomen y los brazos. Le aportará suavidad y calor cuando llegue el frío. Relaja suavemente músculos y órganos.

Funda de suave forro polar. 3 niveles de calefacción con pantalla retroiluminada. Desconexión automática después de 90 minutos. Mando a distancia extraíble.

Alimentación eléctrica. Potencia nominal 100 W. Dimensiones 40 x 30 cm. 100% poliéster. Lavable a máquina a 30°C.

REF. 861232



CAPA CALOR

> También se puede utilizar como manta eléctrica

Capa especialmente adaptada para calentar toda la parte superior del cuerpo. Ofrece 3 niveles electrónicos de temperatura, protección contra sobrecalentamiento y apagado automático después de 3 horas. Interruptor extraíble. Lavable a máquina a 30°C. Superficie de microfibra ultra suave y transpirable.

Dimensiones: 145 x 100 cm.

Potencia 100W.

REF. 861086





Viene con una funda tipo bucle suave y lavable



COMPRESA HOT COLD

- > Sobre tejido de alta resistencia
- > Tamaño grande

Rellena de gel no tóxico con buenas prestaciones en crioterapia y termoterapia. Usar en congelador o en el microondas para la temperatura adecuada.

DIMENSIONES	REF.
23 x 13 cm.	835147
30 x 18 cm.	835129
40 x 30 cm.	835038
P Tres secciones	835166

CALENTADOR DE MANO INSTANTANEO

> Manos frías cuando camina?

Este pequeño calentador cabe fácilmente en su bolsillo para sus salidas y paseos. Cuando sus manos se enfrían, simplemente golpee la almohadilla interior y emitirá un calor suave pero intenso durante unos 20 minutos. Sumergirlo en una olla con agua hirviendo durante 2 minutos, dejarlo enfriar y reutilizarlo.

REF. 835159



compreSaS frío-calor gelpro **P**

> Un material elástico revolucionario.

> Permite un tratamiento eficaz en frío o en caliente

Nuestra nueva gama GelPro ofrece un tratamiento completo de termoterapia. Colocando la compresa en el congelador, puede aliviar pequeños traumatismos y edemas. Colocando la compresa en el microondas, puede aliviar dolores musculares o de órganos. Las compresas se deslizan sobre la zona a tratar y se ajustan perfectamente a ella, ya que el material utilizado es muy elástico, lo que permite adaptarlo a la mayoría de las formas corporales. Azul. 6 modelos disponibles.

MODELO	REF.
1 Muñequera	835187
2 Tobillera	835188
3 Codera-rodillera	835189
4 Rodillera-muslera	835190
5 Lumbar	835191
6 Hombro	835192



MUÑQUERA GELPRO

Modelo deslizable de la palma a la muñeca, con pulgar separado. Dimensiones sin extensión: 17 x 10,5 cm.

TOBILLERA GELPRO

Diseño de tubo para el pie. Correa de velcro extensible de 33 cm para un mejor ajuste. Dimensiones sin extensión: 24 x 14 cm.

codera-rodillera gelpro

El modelo de tubo para tratar el codo o para tratar la rodilla. Dimensiones sin extensión: 25,5 x 15 cm.

rodillera-muSlera gelpro

Modelo tubular, se desliza por el pie hasta llegar a la rodilla. Dimensiones sin extensión: 28 x 17,5 cm.

LUMBAR GELPRO

Modelo de cinturón con gel, dimensiones sin extensión 34 x 24 cm. Cinturón extensible con velcro para una circunferencia (sin extensión) de 103,5 cm.

HOMBRO GELPRO

Diseño mitad cinturón, mitad tubo que se desliza sobre el brazo para cubrir todo el hombro. La correa extensible de velcro se abrocha bajo el brazo opuesto. Dimensiones sin extensión: 29 x 35 cm. Longitud de la correa sin extensión: 76 cm.

Novedad

COJINES CALOR DE LINO

> Los beneficios analgésicos del lino combinados con el calor

> Para un calor suave y duradero

> Recalentar en el microondas

Nuestros cojines difunden un calor suave y uniforme en las partes del cuerpo que entran en contacto con ellos. Los cojines son muy maleables y se adaptan perfectamente a todas las formas del cuerpo. Las semillas de lino, que son analgésicas por naturaleza, almacenan el calor del microondas y lo liberan lentamente.

La gruesa y ultracómoda funda gris antracita es muy suave con la piel. Las fundas están cosidas por dentro para evitar la transferencia del lino a un solo lado del cojín. Sólo limpieza superficial.

5 modelos disponibles, según el uso.



COJÍN CERVICAL

Se ajusta perfectamente a la nuca, cubriendo los hombros. Dimensiones: 32 x 32 cm. Peso: 730 g.

COJÍN UNIVERSAL

Ideal para la espalda, el vientre o los muslos. Dimensiones: 53 x 33 cm. Peso: 1 kg.

CINTURÓN LUMBAR

Cinturón compuesto por una almohadilla térmica de 48 x 23 cm y un cinturón con cordones de 50 cm a cada lado. Longitud total: 150 cm. Peso: 730 g.

COJÍN LUMBAR / CERVICAL LARGO

Cojín con costura lateral para uso en la región lumbar, pero también alrededor del cuello. Dimensiones: 66 x 23 cm. Peso: 1450 g.

PAR DE ZAPATILLAS

Par de zapatillas para mantener los pies calientes, aptas para todas las tallas. Un par. Peso 980 gr.



MODELO	REF.
1 Cervical	835193
2 Universal	835194
3 Lumbar	835195
4 Lumbar / cervical	835196
5 Par de zapatillas	835197

CUBREHOMBROS CALOR VEGETAL

Caliente ligeramente el cubrehombros en el microondas, colóquelo sobre los hombros y la relajación es inmediata. Su composición única a base de arroz enriquecido con lavanda, menta, canela y eucalipto, le da calor combinado con beneficios relajantes, fragantes y antibacterianos. Acabado polar muy suave.

Dimensiones: 52 x 35 cm.

REF. 835182



Recubrimiento ultra suave de microfibra

COJÍN HUESOS DE CEREZA CALOR

Nuestros cojines están llenos de huesos de cereza. Almacenan el calor muy rápidamente y lo liberan más lentamente, permitiéndole disfrutar de los beneficios del calor durante más tiempo. La relajación muscular causada por el calor suave y profundo ayudará a aliviar el dolor asociado con la fatiga diaria.

Calentamiento por microondas solamente. Relleno de hueso 100% cereza y funda de poliéster de microfibra ultra suave. Color verde.

2 modelos disponibles: cojín pequeño de 30 x 20 cm y cojín cervical de 30 cm de diámetro.



BUFANDA CALOR

> Calentamiento por microondas

Alivia tus pequeños dolores musculares con este collar caliente. Cojín relleno de semillas de lino de acción analgésica natural. Combinado con el calor, la relajación es total. Funda extraíble y lavable a 30°. Tejido de microfibra muy suave. Dimensiones: 43 x 12 cm.

REF. 835160



MODELO	REF.
Cojín pequeño	835158
Cojín cervical	835157

TABLETA DE LUMINOTERAPIA 

La fototerapia equilibra la falta de luz para el bienestar en invierno. Nuestra almohadilla es de formato compacto (24 x 16 cm) con tecnología LED sin rayos UV y una intensidad de 10000 lumens. Viene con un pie extensible y un estuche. Funciona con alimentación de red. Peso 326 g. CE médico. 3 años de garantía.

REF. 851008


**LÁMPARA DE LUMINOTERAPIA OXYLUM**

> Aparato muy compacto: diámetro 25 cm

Combate eficazmente la depresión estacional mediante la difusión de luz sin rayos UV con ajuste de intensidad hasta 10.000 lux. CE Medical.

Diámetro 25 cm. Grosor 8 cm. Peso 600 g. Para enchufar a la red eléctrica.

REF. 851002




LÁMPARA DE LUMINOTERAPIA PERFECT DAY 

> Un beneficioso baño de luz diario

Ideal en otoño o invierno, la luminoterapia se utiliza para combatir el cansancio y la apatía, consecuencia del acortamiento de los días y la alteración del reloj biológico. 3 temperaturas de color ajustables para un ritmo diurno y nocturno bien regulado con fases de concentración, tratamiento y descanso. Intensidad 10000 lux a una distancia de 20 cm. Tecnología LED. Dispositivo médico. Funciona con la red eléctrica.

Dimensiones: 20 x 25 x 6,2 cm. Peso 475 gr. 3 años de garantía.

REF. 851027

**RELOJ DE ALARMA LUMINOSO CONECTADO** 

> Simulación de amanecer

> Se puede utilizar como lámpara de cabezera

Elija despertarse con la alarma, la radio, 2 melodías de despertador o su propia música a través de Bluetooth, lo mismo para dormirse. 2 alarmas preestablecidas diferentes. Pantalla luminosa ajustable, función de cambio de color. Funcionamiento mediante batería recargable o adaptador de red. Dimensiones: diam. 10,8 x alto 13,2 cm. Peso 530 gr. Garantía de 3 años.

REF. 851025


**CAJA ZEN TERRAILLON** 

> Sonidos relajantes para un sueño tranquilo

> 7 modos de iluminación

La caja Zen genera 7 sonidos relajantes de forma estándar (chimenea, lluvia y tormenta, olas, río, cigarras, ruido blanco de TV y chisporroteo) y streaming continuo.

Opción de altavoz Bluetooth para reproducir su propia música y efectos de iluminación. Programas de 30 / 60 / 90 minutos. Dispositivo muy compacto con batería recargable de 1200 mAh.

Color gris. Dimensiones: 12 x 12 x 4 cm. Peso 260 g.

REF. 851029



MASAJEADOR DE PIES MASS' ROLLER

> El bienestar de ambos pies al mismo tiempo

Deslice el arco plantar sobre los pequeños módulos giratorios de dureza media. Relaja, masajea las zonas reflejas del pie, estimula el sistema linfático y favorece la circulación sanguínea. Estructura de madera maciza y revestimiento de goma.

Dimensiones: Ancho 19 x Profundidad 20 cm.

REF. 835014



RODILLO PARA MASAJE DE PIES

Ideal para mejorar la circulación sanguínea y aliviar las plantas de los pies, permite la relajación de las terminaciones nerviosas del pie. Material suave y antideslizante. Dimensiones : Largo. 16.5 x diam. 9 cm.

Peso 320 gr.

REF. 842070



RODILLO PARA MASAJE Y REFLEXOLOGÍA

Estos rodillos, agradables de manejar gracias a su flexibilidad, serán muy útiles para sus sesiones de masaje, de despertar y relajación sensorial.

REF. 842021



SET DE 2 BOLAS DE MASAJE

> Manual de usuario incluido en cada lote > puntas duros

Bolas con granos duros especialmente diseñadas para un masaje suave y la estimulación de las zonas reflejas. Ideal para reflexología. 4 diámetros disponibles.



DIÁMETRO	PESO	REF.
6 cm.	40 gr.	842026
8 cm.	85 gr.	842041
9 cm.	120 gr.	842042
10 cm.	150 gr.	842043



ESTRELLA DEL MASAJE

> Fácil de manejar

Ideal para masaje y automasaje. Los 4 cabezales tienen diferentes diámetros y pueden utilizarse solos o en combinaciones de 3. Ideal también para estimular la circulación sanguínea. Lavable con agua y jabón. Dimensiones: 8,5 x 9,5 cm.

REF. 842047



BAÑO DE PIES FOOT SPA

Para relajar los pies, este baño de pies ofrece 3 funciones: masaje de vibración, masaje de burbujas y mantenimiento de la temperatura del agua. Protector contra salpicaduras extraíble, soporte de pies para masaje suspendido. Patas antideslizantes. 60W.

Dimensiones: 38 x 34,5 x 13 cm. Peso: 1,3 kg. 2 años de garantía.

REF. 861054



BAÑO DE PIES MULTIFUNCIONAL SPA

> Un dispositivo ultra completo

Nuestro baño de pies le permite relajarse con masajes burbujeantes y vibratorios, con aromaterapia posible, con control de temperatura del agua y 3 puntas de pedicura intercambiables. Rodillos de reflexología podal extraíbles equipados con 16 imanes para la terapia de campo magnético. Doble pared con protección contra salpicaduras. Funciona con alimentación de red.

Dimensiones: 41 x 38 x 17 cm.

Peso 2 kg.

REF. 861146



COLCHÓN DE MASAJE CORPORAL P

- > Ideal para relajarse después de un día estresante
- > Plegable para un fácil almacenamiento

Este colchón le permite masajear el cuerpo completamente por vibración. Tiene una función de calefacción independiente para ayudarle a relajarse más fácilmente. 2 zonas de calentamiento, 3 niveles de intensidad de masaje con 4 zonas de masaje (cuello - espalda superior - espalda inferior - piernas). Espuma acolchada para su comodidad/ Funciona en la red eléctrica. Dimensiones: Largo 165 x ancho 43 cm. Peso 2,8 kg.

REF. 861078

**MASAJE PLANTAR SHIATSU P**

Nuestro dispositivo permite un masaje de pies shiatsu beneficioso con función de calor infrarrojo, estimulando la circulación sanguínea. Fácil de controlar con el pie. Apagado automático. Consumo de energía 30W. 3 años de garantía.

REF. 842010

**COJÍN DE MASAJE SHIATSU P**

Masaje profundo para relajar los hombros, cuello, espalda y piernas. Tiene 4 cabezales giratorios con función de luz y calefacción. Superficie de microfibra ultra suave y transpirable. Funda extraíble que se puede lavar a máquina a 40°C. Consumo de energía 12W. 3 años de garantía.

REF. 861088

**MINI-MASAJEADOR P**

- > Para llevar a todas partes

Suave masaje vibratorio ideal para la espalda y el cuello. Con luz LED. Muy útil. Garantía de 2 años. Funciona con 3 pilas AAA incluidas. Dimensiones: 10 x 10 x 9 cm. Peso 160 gr.

REF. 861014

**MINI-MASAJEADOR**

- > Alivia el dolor por mini-vibraciones
- > Pequeño formato para llevar a todas partes

Este aparato de masaje tiene 3 cabezas diferentes (bola, cabeza plana o lápiz) para masajear manos, pies, etc.... Ideal para estimular el túnel carpiano y los músculos de la muñeca. Un masaje fino de los músculos pequeños es muy agradable y relajante. Baterías incluidas.

REF. 861004

CINTURÓN DE MASAJE SHIATSU P

Este cinturón de masaje se ajusta a las vértebras lumbares o a los hombros y se mantiene solo gracias a los cierres y hebillas de velcro. Los cabezales giratorios internos le proporcionan un masaje shiatsu profundo y relajante. Función de difusión de luz y calor. Rotaciones en ambas direcciones. Funciona con alimentación de red. Dimensiones: 104 x 18 x 13 cm. 3 años de garantía.

REF. 842006



MASAJEADOR DE VIBRACIÓN FUNCIÓN CALOR

Ideal para relajar los músculos y reducir la tensión en el cuello y los hombros.

Agradable masaje vibratorio con 2 niveles de intensidad. Mejora la circulación sanguínea y favorece la regeneración de los tejidos. Función calor (45°C) para una mayor eficacia.

Se controla directamente sobre el cojín. Suave tejido de tacto polar. Espuma con memoria y cordones. Batería de 1800 mAh para 3 horas de uso. Dimensiones: 25 x 23 x 11 cm. Peso: 620 g.

REF. 861248



Novedad



MASAJEADOR SHIATSU PARA HOMBROS Y CUELLO

El shiatsu utiliza la presión en puntos específicos para mejorar la circulación de la energía vital. Colocado sobre los hombros, delante del televisor o en el coche, este cojín dispone de 8 cabezales pivotantes para masajear los hombros, los trapecios y las cervicales. El dispositivo cambia de sentido de rotación. Velocidad regulable y 3 intensidades. Programable durante 15 minutos. Tacto muy suave. Conexión a la red eléctrica (longitud del cable 1,40 m).

Dimensiones: 38 x 25 x 9,5 cm. Peso: 1,18 kg.

REF. 861247



Novedad



MASAJEADOR DE MANOS

> Útil para las personas que utilizan con frecuencia el teclado y el ratón

Ayuda a aliviar la tensión y el estrés, alivia la fatiga y estimula la circulación sanguínea. Para personas que sufren artritis, rigidez o dolor en las manos.

Masaje mediante compresión de aire, vibración y calor. 3 niveles de ajuste de la presión.

Alimentación eléctrica.

Dimensiones: 23,5 x 18 x 11 cm. Peso: 1,07 kg.

REF. 861246



Novedad



MASAJEADOR AUTOMÁTICO DE CUELLO

Especialmente diseñado para cuellos sensibles y cansados, este masajeador se coloca alrededor del cuello y proporciona un masaje con 4 funciones diferentes: Impulso (método chino), calor infrarrojo, vibración y campo magnético.

Las funciones pueden ajustarse individualmente mediante un mando a distancia inalámbrico. Fabricado en un 80% de ABS y un 20% de acero inoxidable.

Dimensiones: 16,5 x 13,5 x 5,7 cm. Peso 390 gr.

REF. 861017



ASIENTO DE MASAJE SHIATSU PREMIUM

> Masaje profundo con discos giratorios en 2 zonas

> Función de calor opcional para la relajación

Masaje muy relajante en posición sentada. La unidad se coloca con una correa en el respaldo de una silla. 2 velocidades de masaje con función de temporizador. La funda del cuello y el respaldo son lavables a 40°C. 3 años de garantía.

Dimensiones: 82 x 45 x 16 cm.

Peso: 5,4 kg.

Hasta final de existencias.

REF. 861044

Garantía
3 AÑOS



MASAJEADOR DE ESPALDA Y CUELLO

Cómodo, ligero y suave, este masajeador es fácil de poner como una chaqueta y te ofrece una gran variedad de masajes. 4 funciones de masaje con 2 niveles de intensidad: masaje de presión, de ondas, normal y de pulsaciones. Función de calor muy agradable. Puedes controlarlo en cualquier momento con el mando a distancia multifunción. Instalación rápida con correa para la cintura.

Dimensiones: 23,5 x 35 x 17 cm.

Peso 560 gr.

REF. 861016



CORRECTOR POSTURAL ERGONÓMICO

> Maintient l'alignement de votre colonne vertébrale

El corrector espalda es una forma natural y cómoda de adoptar inmediatamente una postura más recta al estar de pie, sentado o caminando. Tejido muy suave con hebilla.

2 tallas disponibles: S/M para un perímetro de cintura de 60 a 95 cm, y L/XL para 96 a 130 cm.



TALLA	REF.	PRECIO
S/M	829106S	19 ⁹⁰ €
L/XL	829106L	

GUANTE DE COMPRESIÓN NORCO

Nuestros guantes de licra comprimen suavemente los tejidos para controlar el desarrollo del edema.

Ayudan a evitar algunos dolores articulares en pacientes con artritis. El tejido utilizado permite la circulación del aire y no provoca ningún calentamiento.

Mida la circunferencia de su mano en las falanges de la base de sus dedos para elegir su talla: Pequeña (18 a 20 cm), Mediana (19 a 22 cm) y Grande (20 a 25 cm).



MODELO	REF.
Pequeño Norco izquierdo	116002
Pequeño Norco derecho	116003
Mediano Norco izquierdo	116004
Mediano Norco derecho	116005
Grande Norco izquierdo	116006
Grande Norco derecho	116007

GUANTE DE APOYO PULGAR

Guante de TPR con imanes incorporados (450 Gauss cada uno) para aliviar la presión y el dolor en el músculo de la mano. Ideal para personas con artritis. Resistente al agua. Dimensiones: 7,2 x 13,5 cm. Material TPR.

REF. 115068

**BÁLSAMO**

Efecto relajante de los músculos para un tratamiento de cera de abejas muy localizado.

Aceites esenciales (menta, eucalipto, canela, clavo y chile), mentol y trementina.



MODELO	REF.
Bálsamo 130 ml	428048
Bálsamo 500 ml	428038

ARNICA

> Golpes y contusiones

Gel de masaje con alta concentración de extracto de árnica. Limita los efectos inducidos después de un choque con un efecto calmante y descongestionante. Relajante muscular también.

Aceites esenciales de lavanda y clavo de olor. Extracto vegetal de árnica, alcanfor, mentol.



MODELO	REF.
Arnica 250 ml	428053
Arnica 500 ml	428072

GEL CIRCULATORIO FRÍO

> Trate las piernas cansadas con eficacia

La acción principal de este gel a base de castaño de indias es la descongestión por frío. Combinando un potente efecto frío con la acción de sus principios activos, reduce la sensación de pesadez de las piernas y prolonga el efecto de ligereza encontrado por una frescura persistente.

Aceites esenciales de tomillo, salvia, ciprés y lavanda.

Frasco 250 ml.

REF. 428039

**ANTI-INFLAMATORIO HARPAGOPHYTUM**

> Antiinflamatorio ideal para personas ancianas

Gel antiinflamatorio y anestésico Harpagophytum para el cuidado de las articulaciones. Extractos de Harpagophytum, romero y enebro y aceites esenciales de ciprés, canela, lavanda y tomillo. Alcanfor y mentol.

Capacidad 250 ml.

REF. 428041



BARRO HIPERTERMAL BIOFANGO

> Efecto antiinflamatorio, notable en los edemas

Clasificado como un dispositivo médico de clase I, el barro hipertermal Thermalis está indicado en el tratamiento de dolores osteo-articulares, rigidez muscular y principalmente para el tratamiento de reumatismo, poliartritis, neuralgia, neuritis y osteoporosis. Aplicado directamente a las zonas afectadas, caliente o frío, según sea necesario. Caliente para tratar el dolor y la rigidez muscular, frío por su efecto analgésico que lleva a una reducción del estado inflamatorio. Dermatológicamente probado, sin conservantes. Capacidad 400 ml.

REF. 428144



CREMA TERMAL PHYSIOREX

> Especialmente recomendado para reumatismo, dolor de espalda, calambres musculares y lesiones deportivas

Crema calentadora y relajante para los músculos a base de agua hipertermal de la cuenca de Abano. Una combinación de sustancias vegetales y agua natural, sus efectos tienen la ventaja de crear un ligero calentamiento y reducir la sensación de dolor, sin ninguna reacción epidérmica. Dermatológicamente probado. Capacidad 100 ml.

REF. 428146



TENS EMS BEURER

3 funciones para este completo aparato para el hogar: Tens para el alivio del dolor sin medicamentos ni efectos secundarios, función EMS para el entrenamiento y la regeneración de los músculos y función de masaje para la relajación y el bienestar. 64 aplicaciones preprogramadas y 6 programas personalizables. 2 canales ajustables por separado para 2 terapias diferentes al mismo tiempo. Temporizador ajustable de 5 a 100 minutos. Función «Doctor» para una coordinación ideal con su programa terapéutico. Pantalla LCD retroiluminada. Dispositivo médico. Funciona con 3 pilas AAA suministradas. Funciona con electrodos a presión (4 suministrados). Dimensiones 132 x 63 x 27 mm. Peso 83 g. 5 años de garantía.

REF. 838021



ELECTROESTIMULADOR Y TENS BLUETENS

El Blue Tens es un dispositivo conectado vía Bluetooth a la aplicación de tu smartphone. Esta aplicación proporciona acceso a más de 100 programas de electroestimulación y Tens. El número de programas es actualizado por la aplicación: no hay necesidad de cambiar de dispositivo. La aplicación es muy simple con menús claros y una imagen de la colocación de los electrodos antes de empezar. Fácil ajuste de la intensidad con el control de pulgar en el dispositivo o en la aplicación. Batería de litio recargable, 5 horas de uso continuo. Certificado para su uso en el sector médico.

PACK BLUETENS SERENITE SENIOR

Este pack permite el uso inalámbrico entre el dispositivo y los electrodos. Contenido: 1 Bluetens, 4 electrodos S (5x5 cm), 4 electrodos M (5x10 cm), 1 electrodo de surf, 1 electrodo de mariposa, 1 cable de carga USB, 1 cable de conexión de electrodos Snap, 1 manual y 1 bolsa de transporte para electrodos inalámbricos.

REF. 838070



1

3



2



ACCESORIOS	REF.
Pack de 12 electrodos S	838071
Pack de 8 electrodos M	838073
1 Pack de 2 electrodos tabla surf	838074
2 Electrodo mariposa	838075
3 Bolsa de transporte	838076

Garantía
2 AÑOS

ULTRASONIDO VENEN WALKER

La terapia de ultrasonidos es especialmente adecuada para las enfermedades del sistema musculoesquelético que requieren un efecto analgésico. Las ondas penetran en la epidermis y crean un efecto térmico contra el dolor. También favorece la relajación de los tejidos, estimula la circulación sanguínea, el tratamiento estético de la celulitis, el tratamiento del dolor postraumático.

Frecuencia de sonido de 1MHz con 3 modos de potencia.

Ajuste de tiempo 5/10 y 15 minutos. Se suministra con un frasco de gel de 60 ml. Dimensiones: 180 x 40 x 48 cm. Peso 140 gr. Funciona con la red eléctrica. 2 años de garantía.

REF. 838038



MAGNETOTERAPIA EN CASA

La magnetoterapia es un método utilizado en la medicina convencional de muchos países para aliviar patologías como la artritis y el dolor articular. También acelera el proceso de curación, reduce la inflamación y favorece la circulación sanguínea. Indicado para: desgarros musculares, tendinitis, dolor de cuello, cicatrización, túnel carpiano... 46 programas memorizados y 2 para programar uno mismo. Frecuencia ajustable de 1 a 100 Hz. Intensidad de hasta 150 gauss por canal. 2 canales independientes. Dispositivo médico.

Se suministra con 2 correas de aplicación con 3 soles, un imán de verificación, un manual de uso y una bolsa de transporte. Alimentación de red.

Dimensiones: 180 x 110 x 50 mm.

REF. 838040



ESTERILLA DE MASAJE EMS SLIM

> ¡Un acupuntor en su propia casa!

Esta esterilla de masaje utiliza la tecnología EMS (SNEM) y puntos de acupuntura para relajar y fortalecer los músculos de los pies, las pantorrillas y las piernas.

La estimulación EMS es un impulso eléctrico controlado dirigido al tejido nervioso o muscular profundo. Dispone de 6 modos diferentes para estimular los distintos puntos de acupuntura del arco del pie. Totalmente indoloro, se adapta a su sensibilidad gracias a los 9 niveles de intensidad. Controlado por mando a distancia. Plegable y ligero (173 g), puede llevarse a cualquier parte. Funciona con una batería de litio de 240 mAh y una batería recargable de 150 mAh. Cable de recarga USB incluido.

Autonomía de 2 horas.

Dimensiones: 29 x 32 x 1,7 cm.

REF. 838180



Novedad



MASCARILLA TERMO-TERAPÉUTICA

> Uso en frío y en caliente

Un producto con múltiples aplicaciones: ayuda a combatir los dolores de cabeza, reduce las ojeras y alivia los ojos hinchados, reduce la temperatura durante los ataques de fiebre, refresca y calma la piel dañada. El producto puede ser reutilizado como se desee.

REF. 835098

CAJA DE APÓSITOS CON 100 UNIDADES SURTIDAS

Esta caja ofrece 4 tipos de apósitos para proteger diferentes heridas. Apósitos micro-perforados que permiten que la piel respire. Bolsas individuales. Caja metálica redonda de 11 cm de altura.

REF. 862013



DISPOSITIVO DE PRESOTERAPIA EN DOMICILIO

Masaje revitalizante por presión y drenaje linfático. Mejora la circulación venosa al restaurar la función venosa. Promueve la circulación sanguínea y alivia las piernas pesadas y cansadas. Previene las varices y venas varicosas. Masaje de presión de aire e inflado y desinflado de cojines. Intensidad de masaje ajustable y alternando las piernas. Temporizador incluido; 10/20/30 min. Bolsa de almacenaje incluida. Funciona con batería (3 pilas AAA incluidas) o con la red eléctrica.

Dimensiones de las piernas: 61 x 67 cm.

2 modelos disponibles: sólo perneras o perneras completas con bolsa de transporte (modelo Pro). 3 años de garantía.

REF. 838005



Versión Pro



Versión estándar



MODELO	REF.
Estándar	838005
Pro	838013



DISPOSITIVO DE PRESOTERAPIA VENEN WALKER

> Para la pierna complete

Simula el funcionamiento natural del retorno venoso, restablece una circulación venosa casi normal. Son suficientes de 2 a 3 sesiones por semana. Actúa en profundidad sobre los signos físicos restaurando la elasticidad de las venas. Incluye 2 perneras de 85 cm (circunferencia del muslo de 70 cm como máximo), con 3 cámaras de compresión. Presión hasta 1200mmHg. Ajuste de tiempo de 0 a 60 minutos. Se entrega con una bolsa de transporte. Funciona con la red eléctrica. 2 años de garantía.

REF. 838003



PRESOTERAPIA I-PRESS II

El dispositivo de presoterapia I-Press II es ideal para aliviar los trastornos del sistema circulatorio y mejorar la circulación sanguínea periférica.

Gracias a su acción de bombeo, favorece el retorno venoso.

Características técnicas: presión nominal máxima 200 mmHg +-20%, absorción máxima 100 mA. Tiempo de terapia ajustable de 0 a 30 minutos. Alimentación eléctrica. 2 años de garantía. Se suministra con un par de botas y 2 plantillas de masaje.

2 tamaños diferentes:

Talla M: perímetro máximo del muslo 60 cm, perímetro máximo del tobillo 33 cm.

Talla L: perímetro máximo del muslo 72 cm, perímetro máximo del tobillo 46 cm.

Los ensanchadores de botas permiten utilizar el dispositivo de presoterapia cuando las botas existentes no son lo suficientemente anchas. Aumenta la circunferencia del muslo en 13 cm y la de la rodilla en 5 cm.

Las mangas trabajan los brazos (perímetro braquial 46 o 59 cm, longitud axila-muñeca 87 cm), mientras que el cinturón trabaja los músculos abdominales y lumbares (perímetro de cintura 117 a 132 cm).



1



2

Atención: el tubular es obligatorio cuando se añaden mangas o un cinturón

PRESOTERAPIA I-PRESS II		REF.
APARATO	Talla M	838155
	Talla L	838156
OPCIONES	Expansor de bota para talla .M	838157M
	Expansor de bota para tamaño .L	838157L
	Manguito derecho o izquierda 1	838158D
	Cinturón 2	838159
	Tubular 4 conexiones	838177

REVITIVE MEDIC PHARMA

Medic Pharma ofrece una terapia circulatoria de alto rendimiento para las personas que sufren trastornos circulatorios relacionados con determinadas patologías como la diabetes, la hipertensión y el colesterol elevado. Modo dual EMS (electroestimulación muscular) y TENS (neuroestimulación cutánea) con sistema de basculación patentado Isorocker. Huella suave al tacto. Gracias a su sistema patentado Oxywave, Revitive Medic Pharma está diseñado para:

- Aliviar el dolor de piernas
- Reducir la hinchazón
- Reducir los calambres
- Aumentar la distancia recorrida sin dolor
- Mejorar activamente la circulación en las piernas
- Dirigir y aliviar el dolor corporal

Modelo suministrado con mando a distancia que incluye pilas AAA, enchufe de red, 1 par de electrodos corporales con cable y manual de usuario.

99 niveles de intensidad regulables. Uso durante 30 minutos, recomendado todos los días.

Dimensiones: 36,9 x 39,3 x 9,5 cm. Peso 2,6 kg

Garantía de 2 años.

REF. 861052

**REVITIVE MÉDICAL**

Además de las características del modelo Medic Pharma, Revitive Médical tiene una batería interna recargable que dura una semana (7 veces 30 minutos), por lo que es ideal para su uso en exteriores. También cuenta con un temporizador ajustable y un reposapiés Soft Touch integrado.

Modelo suministrado con mando a distancia que incluye pilas AAA, enchufe de red, 1 par de electrodos corporales con cable y manual de usuario.

99 niveles de intensidad ajustables. Uso de 20 a 30 minutos, recomendado todos los días.

Dimensiones: 36,9 x 39,3 x 9,5 cm. Peso: 1,33 kg. 2 años de garantía.

REF. 861034



OPCIÓN	REF.
Electrodos de repuesto (para ambos modelos)	861241

**LUMBA PLUS**

> Un aparato de estiramiento reconocido

El Lumba Plus utiliza la técnica de descompresión neuro-espinal que tiene como objetivo aliviar la presión sobre la médula espinal o sobre los nervios de la columna vertebral. Es un tratamiento cada vez más utilizado en el tratamiento del dolor de espalda (pinzamiento del nervio ciático, pinzamiento del disco, escoliosis, compresión de las vértebras o lumbalgia). Dispositivo plegable. Dimensiones en uso: ancho 55 x profundidad 83 x altura 106 cm de altura.

REF. 838104



COLCHÓN DE ACUPRESIÓN DORSAL
 > Combate el dolor de espalda
 > Estimula la secreción natural de endorfinas

Acuéstese sobre nuestro colchón y permanezca allí de 5 a 15 minutos para activar la secreción de endorfinas y el alivio del dolor. Provoca una relajación profunda de los músculos de la espalda y de todo el sistema nervioso. Está forrado con miles de puntos de presión que no dañan. Alfombra acolchada. Viene con una bolsa de almacenamiento y transporte. Disponible en 2 colores: blanco/fucsia o verde/antracita. Dimensiones: 67 x 42 cm.

REPOSACABEZAS DE ACUPRESIÓN
 Los mismos beneficios que la alfombra pero actuando sobre el cuello y el cuero cabelludo. Color fucsia. Dimensiones: 30 x 23 cm. Disponible en 2 colores: blanco/fucsia o verde/antracita.

MODELO	COLOR	REF.
Colchón	Fucsia	861015
	Verde	861015VERT
Reposacabezas	Fucsia	842050
	Verde	842050VERT

Se suministra con bolsa de transporte

ESTIMULADOR CIRCULATORIO TERRAILLON

> Mejora la circulación sanguínea
 > Electroestimulación + ejercicios de bombeo

El nuevo estimulador circulatorio Terraillon es ideal para las personas que sufren de mala circulación sanguínea, debilidad muscular, diabetes y osteoartritis. Sus efectos ayudan a reducir las sensaciones de piernas pesadas, a luchar contra el sedentarismo. Funciona gracias a la electroestimulación muscular (EMS) y a la neuroestimulación eléctrica transcutánea (TENS). También combina un efecto de bombeo gracias a su función de ejercicio de paso. Usted controla todas las funciones con el mando a distancia inalámbrico. 99 niveles de intensidad y 15 variaciones de onda. 2 programas preinstalados. Pantalla LED. Se suministra con 2 electrodos adhesivos. Funciona en red con adaptador incluido. Dimensiones: 42,8 x 41,6 x 10,4 cm. Peso 2,07 kg. 2 años de garantía.

REF. 861001

LOTE DE 2 ELECTRODOS DE REPUESTO	REF.
Cable	861011
Snap	861219



MASAJEADOR ELECTRICO TERRAILLON
 > Báscula de baño + electroestimulador

Adecuado para personas con mala circulación o debilidad muscular. También relaja los músculos después de actividades deportivas. El masajeador es un aparato de electroestimulación EMS: basta con colocar los pies sobre él y elegir uno de los 6 programas con 15 niveles de intensidad. Cada masaje dura 15 minutos. Es también una báscula electrónica con una capacidad máxima de 180 kg y encendido/apagado automático. Dimensiones: 32,4 x 34,5 x 4,5 cm. Peso: 1,54 kg. Batería recargable con cable tipo C incluida. 2 años de garantía.

REF. 861021





TERMÓMETRO SIN CONTACTO 2 EN 1

> Uso sin contacto temporal o intraauricular

Nuestro termómetro sin contacto se puede usar sin contacto y simplemente quitar la punta para convertirlo en un termómetro de oído. Lectura de temperatura instantánea. 35 memorias disponibles. Empuñadura ergonómica. Entregado con una bolsa de almacenamiento. Funciona con 2 pilas AA (incluidas).

REF. 861207



TERMÓMETRO PARLANTE SIN CONTACTO

> Lectura fiable de la temperatura sin contacto con el cuerpo

Ideal para enfermedades infecciosas, este termómetro toma una temperatura precisa sin tocar la piel. Con su función de voz, indica claramente la temperatura. La función de hablar no es obligatoria ya que funciona también en silencio. Cuando la temperatura es demasiado alta, la pantalla se vuelve roja. Función de temperatura de superficie. Largo 17 cm.

Funciona con 2 pilas AAA incluidas.

REF. 861154



Sin contacto



TERMÓMETRO ULTRACOMPACTO

> Tamaño muy reducido, ideal para viajar

> 2 en 1: temporal y auricular

Nuestro termómetro ultracompacto tiene un excelente agarre gracias a su forma de alubia, su borde antideslizante y su pequeño tamaño. Su punta tiene una tapa útil para tomar la temperatura temporal, que se puede quitar para tomar la temperatura del oído. Muestra la temperatura en menos de 2 segundos para uso auricular y 3 segundos para uso temporal. Resistente al agua según IP22. Funciona con 2 pilas AAA (incluidas). Dimensiones: 95 x 50 x 25 mm. Peso: 55 g.

REF. 861069



TERMÓMETRO SIN CONTACTO MILL'O

> Auricular Y frontal

Tecnología de infrarrojos para una medición instantánea y fiable. También toma temperaturas de superficies y líquidos. Pantalla LCD retroiluminada con cambio de color en función del resultado. 9 memorias. Funciona con 2 pilas AAA (incluidas).

Dimensiones: 3,1 x 17,2 x 7,2 cm. Peso: 77 g. 2 años de garantía.

REF. 861029



TERMÓMETRO VEDOFAMILY PIC

Termómetro electrónico con sonda rígida, ideal para la familia. Resultado fiable con alarma de fiebre. Memoria de la última medición. Estuche protector transparente. Garantía de por vida.

REF. 863138



TERMÓMETRO FLEXIBLE VEDOCLEAR PIC

Termómetro electrónico con sonda flexible y gran pantalla, ideal para bebés. Resultado fiable con alarma de fiebre. Memoria de la última medición. Estuche protector transparente. Garantía de por vida.

REF. 863139



TENSIÓMETRO DE PULSERA P

Totalmente automático, toma su presión arterial en silencio y la muestra en la gran pantalla LCD. Método oscilométrico. 2 memorias con 120 lecturas cada una. Apagado automático. Funciona con 2 pilas AAA incluidas. Se entrega con caja de almacenamiento. CE médica. 3 años de garantía.

Dimensiones: 6,2 x 8,2 x 2,9 cm.

REF. 861185

**TENSIÓMETRO BÁSICO DE BRAZO 2U P**

> Ideal para 2 usuarios

Esfigmomanómetro totalmente automático y fácil de usar, con un solo botón para encenderlo y otro para guardarlo en la memoria. 120 memorias x 2 usuarios con cálculo de la media de los últimos registros. Detección de arritmias. Visualización de fecha y hora. Alimentación mediante micro-USB (cable no suministrado) o 4 pilas AAA (no suministradas). Suministrado con manguito estándar de 22-32 cm de diámetro. Pantalla de 50 x 60 mm.

Dimensiones: 83 x 110 x 46 mm. Peso sin pilas: 163 g. 2 años de garantía.

REF. 861229

**TENSIÓMETRO DE BRAZO 4U P**

> Ideal para 4 usuarios

Encendido automático y silencioso, con botón de encendido, botón de memoria y flechas para navegar entre los 4 usuarios. 120 memorias x 4 usuarios con cálculo de la media de los últimos registros. Detección de arritmias. Visualización de fecha y hora. Funciona con 4 pilas AAA (no incluidas). Suministrado con manguito de alta calidad de 22-36 cm de diámetro.

Pantalla de 50 x 60 mm. Dimensiones: 99 x 136 x 45 mm. Peso sin pila 195 g. 2 años de garantía.

REF. 861184

**TENSIÓMETRO DE MUÑECA PARLANTE P**

Medición totalmente automática de la presión arterial y del pulso a nivel de la muñeca. Con brazaletes para la circunferencia de la muñeca de 14 a 19,5 cm. Detección de arritmias. 2 memorias de usuario para 60 mediciones almacenadas cada una. Pantalla clara y anuncio de voz con volumen ajustable. Viene con bolsa de almacenamiento.

Dimensiones: 87 x 67 x 31 mm.

Peso 105 gr.

Funciona con 2 pilas AAA incluidas. 3 años de garantía.

REF. 861060

**TENSIÓMETRO DE BRAZO PARLANTE P**

> Medición totalmente automática

Nuestro tensiómetro indica claramente las medidas registradas y las muestra en la gran pantalla LCD. Detección de arritmias. 2 x 60 posiciones de memoria. Se suministra con brazaletes para una circunferencia de brazo de 22-36 cm. Indicación de fecha y hora con apagado automático.

Viene con bolsa de almacenamiento. Requiere 4 pilas AAA incluidas. CE médico. 5 años de garantía.

Dimensiones: 57 x 47 x 25 mm. Peso 360 gr.

REF. 861114

**TENSIÓMETRO DE BRAZO SIMPLIFICADO 2U P**

> Ideal para 2 usuarios

> Bolsa de almacenamiento incluida

Tensiómetro totalmente automático. Basta con pulsar el botón de uno de los 2 usuarios para iniciar la medición. Detección de arritmias. 120 memorias x 2 usuarios con cálculo de la media de los últimos registros. Detección de arritmias. Visualización de fecha y hora. Gran pantalla retroiluminada de 80 x 90 mm. Alimentación mediante cargador de 6 V (no suministrado) o 4 pilas AA (no suministradas). Se suministra con un manguito de gama alta de 22-36 cm de diámetro.

Incluye bolsa de transporte y almacenamiento. Dimensiones: 99 x 160 x 56 mm. Peso sin batería: 295 g. 2 años de garantía.

REF. 861230

**TENSIÓMETRO DE BRAZO PREMIUM 4U P**

> Gran pantalla retroiluminada de 90 x 100 mm

> Ideal para 4 usuarios

Tensiómetro totalmente automático con detección de latidos irregulares. Fácil selección del usuario con flechas debajo de la pantalla. Suministrado con manguito de alta gama de 22-36 cm de diámetro. 240 memorias x 4 usuarios con cálculo de la media de los últimos registros. Alimentación mediante cargador de 6 V (no suministrado) o 4 pilas AA (no suministradas). Se suministra con un manguito de gama alta de 22-36 cm de diámetro.

Incluye bolsa de transporte y almacenamiento. Dimensiones: 110 x 154 x 77 mm. Peso sin batería 400 g. 2 años de garantía.

REF. 861231





OXÍMETRO DE PULSO A COLOR

> Pantalla a color

Nuestro pulsioxímetro mide la SpO2 y la frecuencia cardíaca con precisión. Pantalla LED en color para una lectura más clara. Alarmas programables de umbral bajo y alto. 3 colores para elegir: verde, azul o negro. Se suministra con su funda de transporte.

COLOR	REF.
Verde	862011V
Azul	862011B
Negro	862011N

PULSIOXÍMETRO

> Con sensor nocturno flexible

Este pulsioxímetro mide el nivel de oxígeno en la sangre, pero también la frecuencia cardíaca, el número de pasos y movimientos durante el sueño. Visualización de la hora. Se suministra con un sensor flexible para la monitorización de la apnea del sueño. Conectado a la aplicación Check 02 vía Bluetooth. Autonomía 8 horas. Batería recargable mediante cable USB.

Dimensiones: 40 x 25 x 15 mm. Peso 35 gr.

REF. 861200



RELOJ PODÓMETRO

Para contar los pasos con precisión. Función de indicador de calorías quemadas y distancia. Indicación de la hora. Funciona con 1 pila AG10 incluida. Silicona y ABS. Color negro.

REF. 534011



PULSIOXÍMETRO PC-60N

Pulsioxímetro pediátrico y para adultos de alto rendimiento. Puede equiparse con un sensor pediátrico externo con clip o silicona. Gran pantalla OLED en color con orientación automática de la pantalla. Alarmas visuales y sonoras ajustables para SpO2 y frecuencia cardíaca. Se suministra con 2 pilas LR03, 1 correa de mano y 1 funda. Peso: 60 g.



PC-60N	REF.
Pulsioxímetro de pulso	863180
1 Sensor pediátrico con clip	863181
2 Sensor pediátrico silicona	863182

PULSIOXÍMETRO PEDIÁTRICO

Diseño especial para niños. Carcasa protectora de silicona. Muy compacto y ligero.

Pantalla bicolor con indicación de % SpO2, frecuencia cardíaca, barra gráfica de pulso, pletismograma. 6 modos de visualización.

Indicador de batería baja.

Consumo de energía económico, desconexión automática. Interior de ABS para una mayor resistencia al alcohol.

Color variable según disponibilidad.

REF. 863183



BÁSCULA PERSONAL CON MEDIDOR DE FRECUENCIA CARDIACA

Mide con precisión el peso hasta 150 kg y la frecuencia cardíaca mediante BCG, compatible con calzado (compatible con marcapasos). 4 sensores independientes para mayor precisión. Desconexión automática. Pantalla LCD de 7,5 x 4,1 cm. Placa de vidrio templado de 29 x 30 x 2,6 cm. Peso: 1,6 kg. Funciona con 3 pilas AA (no incluidas).

REF. 861005



BÁSCULA PARLANTE WINDOW TERRAILLON

Ideal para personas con problemas de visión, la báscula hace un anuncio de voz del peso con nivel de sonido ajustable (4 idiomas a elegir). Peso máximo 160 kg. Precisión 100g. Material plástico y de vidrio. Dimensiones: 32,5 x 32,5 cm. Peso 1,7 kg. Garantía de 2 años.

REF. 861208



BÁSCULA DESIGN

> Números grandes altura 54 mm

Báscula con un diseño y decoración refinada y una estructura ultraplana. Vidrio templado de 6 mm de espesor. Gran pantalla 74 x 35,6 mm. Funciona con 1 pila CR2032 suministrada. Dimensiones: 30,2 x 30,2 x 1,7 cm. Peso 1,45 kg. Peso máximo 150 kg.

REF. 861156



BÁSCULA DE BAÑO PARLANTE

> Anuncia su peso muy claramente

> Se ilumina en cuanto la tocas con el pie

Báscula ultraplana (sólo 25 mm) con tapa de cristal templado y superficie antideslizante. Indica la temperatura ambiente. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas). Retroiluminación blanca de alta calidad.

Dimensiones: 30 x 28 x 2,5 cm. Peso 1,5 kg. Hasta 180 kg.

REF. 861242



BÁSCULA CON MEDIDOR DE IMPEDANCIA

> Pantalla XL con luz de fondo azul

Moderna báscula de cristal y sensores de acero inoxidable. Visualización del peso, la grasa corporal, el agua corporal, la tasa muscular, las calorías necesarias y el IMC. 10 memorias de usuario, 5 niveles de actividad. Tamaño de los números: 28 mm. Capacidad 180 kg.

Dimensiones 31 x 31 x 2.3 cm. Peso 1,67 kg. 5 años de garantía.

REF. 861186



BÁSCULA CON PANTALLA DE LECTURA

Consiste en una plataforma de cristal ultraplano y un brazo basculante que posiciona la pantalla LCD a la altura para facilitar la lectura. Altura 102 cm. Peso máximo 180 kg. Precisión 100g. Funciona con 4 pilas AAA no incluidas. Dimensiones 31 x 31 cm. Peso 3 kg. Garantía de 2 años.

REF. 861209



ENTRENADOR ELÍPTICO ERGO

> Pedalier con movimiento elíptico más natural

Nuestro entrenador elíptico Ergo le permite movilizar sus extremidades inferiores mientras permanece sentado. Ideal para el drenaje linfático, la rehabilitación después de accidentes y la estimulación de la circulación sanguínea. Elección del sentido de avance o de retroceso. 10 velocidades diferentes. Visualización del tiempo, la velocidad, el número de pasos, la distancia y las calorías quemadas.

Motor de 60W.

Ajuste del mando a distancia.

Pedales antideslizantes.

Adaptador de red incluido.

Dimensiones: 44,3 x 39,5 x

25,6 cm.

Peso 7,3 kg.

REF. 534013



ENTRENADOR PASIVO DE BRAZOS Y PIERNAS

> Movilización y drenaje linfático

> Motricidad independiente de brazos y piernas

Este entrenador moviliza los miembros superiores e inferiores de forma independiente. El brazo superior es ajustable en altura y distancia para los miembros superiores. Las empuñaduras son blandas y moleteadas para facilitar el movimiento. El usuario puede ralentizar activamente la máquina. La dirección del entrenamiento puede cambiarse en cualquier momento. 10 niveles de velocidad. Pedales con correas de seguridad. Pantalla de 4 funciones: velocidad, tiempo, distancia y calorías. Enchufe a la red eléctrica.

Dimensiones de la base : anchura 58 x profundidad 72 x altura 95 cm.

Peso: 16 kg.

REF. 535065



Novedad

Disponible en abril de 2025

BICICLETA MAGNÉTICA PLEGABLE SLIM BIKE

> Muy fácil de almacenar

> Uso doméstico

Bicicleta estática plegable magnética para un pedaleo ágil y silencioso. Monitor de frecuencia cardíaca durante el entrenamiento. Pantalla LCD que muestra el tiempo, la velocidad, las calorías quemadas, la distancia recorrida y las pulsaciones. Función SCAN incorporada. 8 niveles de resistencia. Asiento ergonómico con respaldo y reposabrazos. Ruedas de transporte para facilitar el desplazamiento.

Dimensiones: Largo 118 x ancho 53,5 x alto 97 cm. Peso 17 kg.

REF. 535010



MÁX.
150 kg.



PEDALIER PARA BRAZOS Y PIERNAS

> Especialmente diseñado para ejercicios de rehabilitación

> Para ejercicios independientes de brazos y piernas

Realice sencillos ejercicios de rehabilitación y movilización desde la comodidad de su silla o sofá. Ajustable y plegable, fácil de guardar. Pedales antideslizantes y empuñaduras con granos para una agradable estimulación sanguínea. Pantalla LCD. Puede ajustar la resistencia mediante la rueda de control de los pedales.

Dimensiones: 90 x 50 x 40 cm. Peso: 6,5 kg.

REF. 535064



SIMULADOR DE MARCHA

> Estimula tus piernas y tu corazón

> Dispositivo ultrasilencioso, ideal delante del televisor

Este simulador de marcha permite una suave movilización de las piernas reproduciendo un movimiento suave y constante. Puede elegir entre 5 velocidades diferentes directamente en el dispositivo. 2 pies desmontables para ajustar la inclinación del dispositivo. Dimensiones: 46 x 40 x 13,5 cm. Peso 4 kg. Funciona con la alimentación de la red (adaptador suministrado).

REF. 861062



Con mando inalámbrico

PLACA DE EQUILIBRIO INFLABLE REFLEXO

> Trabaje la propiocepción y la flexibilidad

Estimula los músculos y las articulaciones a través de situaciones de desequilibrio y equilibrio sin impacto. Su estructura de material de goma inflable le proporciona un entrenamiento suave. Un lado liso y otro granulado. Puede variar la flexibilidad de la placa inflándola más o menos. Diámetro 30 cm. Se suministra con bomba de inflado.

REF. 834010




RODILLO

Rodillo para trabajar en el tratamiento de puntos musculares dolorosos. Relaja la tensión muscular con un masaje profundo. También es perfecto para estiramientos. Superficie de espuma dura.

Dimensiones : Largo 33 x diam. 14 cm. Peso 970 gr.

REF. 834009



PEDALIER CON PANTALLA LCD

Este pedalier facilita la realización de ejercicios físicos en casa, en la oficina, etc... Está equipado con una rueda de ajuste para cambiar la resistencia de pedaleo, una pantalla LCD para el tiempo, las calorías consumidas y la frecuencia y pedales con correas. Plegable para almacenamiento.

Dimensiones: Ancho 37 x Profundidad 49,5 x Alto 23,5 cm.

REF. 534012



MINI PEDALIER


> Ejercicios sencillos y diarios

Sentado cómodamente, realice una sesión diaria. Promueve la circulación sanguínea y proporciona el mantenimiento muscular. Rueda para ajustar la resistencia de pedaleo.

Peso 2,5 kg.

REF. 434017

Para combinar con nuestros tapices antideslizantes



EMO

ONLINE

ORTOPEDIA ENTRE
PROFESIONALES



TODO LO QUE NECESITAS A UN SÓLO CLICK

Trabajamos para hacerte las cosas más fáciles. Realiza tus pedidos de manera cómoda a cualquier hora del día.



HAZ TU PEDIDO A TU RITMO

Consulta en todo momento las características de lo que necesitas; opciones, tallas, lados, colores,...



ÁREA CLIENTE PERSONAL

Comprueba tus precios, verifica el estado de tus pedidos, repite pedidos anteriores, comprueba tus direcciones de envío,...

www.emoonline.es

**NUEVA
VERSIÓN**

+ Visual
+ Intuitiva
+ Funciones



EMO
especialistas
en ortopedia

EMO Academy



MÁS DE 40 HORAS DE CONTENIDO

De formación online y gratuita.



IMPARTIDOS POR ESPECIALISTAS

Tratando temas de ortésica, protésica, escaneo 3D, todo tipo de ayudas técnicas, tendencias en el mundo de la ortopedia y mucho más.



ACCESO SIN RESTRICCIONES

Todo el contenido es accesible desde la plataforma de YouTube simplemente buscando «EMO Academy».

ACCEDE A NUESTRA LISTA
DE REPRODUCCIÓN DE
EMO ACADEMY DESDE



MÁS DE
40 HORAS
DE FORMACIÓN
GRATUITA



EMO
especialistas
en ortopedia



CONOS APILABLES

> Ideal para la coordinación visual


Conjunto de 30 conos de plástico de alta densidad que se pueden apilar para desarrollar numerosas actividades motrices y de percepción. El juego incluye 6 unidades de 5 colores diferentes. Dimensiones: alto, 17 x diam. 4/7 cm.

REF. 843061

MANTA LASTRADA

El principio es añadir una masa y una presión distribuidas uniformemente en el cuerpo para calmar el sueño y reducir los excesos de nervios. Las noches serán más serenas. Hecho de microesferas de vidrio. Se puede lavar a máquina a 30°C. Dimensiones: 170 x 120 cm. Peso 5,5 kg. Color gris.

REF. 842051



CUBO DE ACTIVIDADES MOTRICES

Este cubo ayuda a desarrollar o mantener las habilidades motoras finas. A cada lado, encontrará cordones, hebillas, cierres de presión, siempre con materiales blandos al tacto. Dimensiones: 18 x 18 x 18 cm.

REF. 842005



MANTA LASTRADA

La manta lastrada alivia y descansa, trae confort y seguridad. Reduce la tensión y permite un mejor sueño. Ideal para pacientes inquietos. Manta impermeable lastrada por lianas de fibra de poliéster, está cubierta por una funda con cremallera desmontable hecha de una microesponja de bambú muy suave y cómoda. 1 lado bouclette 1 lado terciopelo. Lavado a máquina a 60°C. Dimensiones: 120 x 140 cm. Peso : 5 kg



Fabricado en Francia

	REF.
Manta lastrada	842052
Funda de repuesto	842053

JUEGO DE FORMAS

Juego de piezas de madera de diferentes formas y colores para almacenar verticalmente según modelo.

Contenido: 8 bolas, 8 ruedas, 4 cubos pequeños y 4 grandes con 16 modelos diferentes.

Se entrega en una caja de madera de 27 x 21 cm.

A partir de 3 años. *Hasta final de existencias.*

REF. 843027



Novedad

GATO LASTRADO

Este gato lastrado es tan útil como simpático. La suave presión que ofrece el animal permite al usuario sentirse reconfortado, concentrado y seguro. Es el compañero perfecto para adultos con discapacidad o Alzheimer. Longitud 36 cm. Peso 1,9 kg.

REF. 842054



ALFOMBRILLA PARA EJERCITAR LA MOTRICIDAD FINA


Novedad

Una interesante alfombrilla para poner a prueba y entrenar la motricidad fina de los pacientes. Tiene 7 ejercicios diferentes que requieren un manejo distinto. Doble bolsillo, funda móvil, botón de presión, velcro, cierre de cremallera, cordones para atar, trabilla para cinturón. Alfombrilla de punto por un lado y punzonada por el otro. Lavable a máquina a 60°C. Dimensiones: 51 x 51 cm.

REF. 842055





Fabricado en Francia



CUBOS MULTICOLORS

Únicos en su género, nuestros cubos multicolores y sus 4 colores permiten una infinidad de creaciones en el plano horizontal, vertical y tridimensional. 64 bloques de madera maciza lacada con cantos de 2 cm dispuestos en cajas de madera entregadas con 1 hoja que representan 25 modelos de diferentes dificultades.

REF. 843009




Madera maciza lacada

ANILLO SENSORIAL CON PUNTAS

Este anillo es suave y agradable de manejar. Lote de colores ideal para todos los juegos de lanzamiento. Diámetro 17 cm.

REF. 842046



JUEGO DE PARACAÍDAS

> Un clásico de la motricidad

El juego de paracaídas es una actividad grupal abierta a personas de todas las edades. Permite desarrollar la cooperación entre los jugadores, la coordinación de los movimientos y el desarrollo motor. Está equipado con asas que distribuyen a las personas uniformemente sobre el perímetro del paracaídas. El paracaídas está hecho de nylon a prueba de roturas.

Muchas actividades diferentes a realizar.

DIÁMETRO	JUGADORES	REF.
3,5 m.	4 à 8	404016
6 m.	6 à 12	404017



SET DE 6 GRABBALLS

> Fácil de atrapar

> Material ultra resistente

Estas bolas de agarre están hechas de una sola pieza de caucho indestructible y flexible. Se pueden utilizar para todos los juegos de grupo. Gracias a su diseño en malla, estas bolas son muy fáciles de coger y lanzar. También pueden estar en el centro de las actividades para lanzar sobre conos o clavijas.

Se suministra en paquetes de 6 en 6 colores diferentes. 2 tamaños disponibles.

DIÁMETRO	REF.
10 cm	404042
21 cm	404043





BALÓN INCHABLE ULTRALIGERO

- > Tacto suave
- > Ultra flexible

Aún más agradable al tacto gracias a su suave aspecto exterior. Esta envoltura le da un mejor agarre y una mayor longevidad.



DIÁMETRO	COLOR	REF.
18 cm	Verde	404004
26 cm	Azul	404050



BOLA MULTIFORME

Bola ultra suave de espuma transpirable que recupera lentamente su forma. Ideal para ejercicios de manejo suave. Diámetro 6,5 cm.

REF. 402007


JUEGO DE 2 BOLAS ESPUMA DE 70 MM

RÉF. 421002

Recupera su forma suavemente



BOLAS DE ESPUMA



	DIÁMETRO	REF.
1	Bola de espuma 120 mm	421084
2	Bola de espuma 200 mm	421003

LAS 6 BOLAS EMOTICONOS

Estas bolas de colores brillantes representan 6 emociones diferentes y pueden ser una fuente de sorpresas y de aprendizaje. El juego de 6 bolas de 10 cm de diámetro.

REF. 404022



BALÓN DE JUEGO ULTRA FLEXIBLE

Bolas ligeras, de color y sin peligro para todos los juegos de interior y exterior. 3 diámetros disponibles.

DIÁM.	PESO	REF.
15 cm.	180 gr.	404024
18 cm.	220 gr.	404025
24 cm.	280 gr.	404026



SET DE 6 BOLAS TÁCTILES

- > Ultraligero y no perjudicial
- > Fácil de agarrar gracias a sus protuberancias táctiles

Set de 6 bolas de 6 colores diferentes con paredes muy finas, muy maleables. Diámetro 18 cm.

REF. 404015

JUEGO DE 6 BOLAS DE PÚAS BLANDAS

- > Puntas flexibles

Bolas de plástico engomado muy blando que permite un juego seguro. Colores surtidos. Diámetro 12 cm.

REF. 842009



JUEGO DE PETANCA SOFT

Juego de 6 bolas (3 de color amarillo limón y 3 de color verde-anís) recubiertas de PVC para garantizar total seguridad y libertad de juego en suelos duros tanto en interiores como en exteriores. Viene con un estuche de transporte y una pelota suave. Manual didáctico incluido con los principios del juego.

REF. 843015

JUEGO DE ANILLOS MULTIPLIO

Ideal para jugar tranquilo y seguro con este juego de anillos de espuma.

Conjunto muy ligero compuesto por una base con 5 blancos y 6 anillos de 13,5 cm de diámetro.

REF. 402002



SET DE 4 PELOTAS 7 CM

- > Bolas multiuso de alta resistencia
- > Tacto suave y sobre muy flexible
- > Con rebote dinámico

Se suministra en 4 colores.
Diámetro 7 cm.

REF. 404112



JUEGO DE LANZAMIENTO DE ANILLOS

Un juego tradicional, con un diseño y una calidad excepcional, que requiere concentración y dominio del gesto.

El juego incluye un soporte metálico de 5 ramas con marcas de color, 2 soportes elevadores y 5 anillos de goma sintética.

Dimensiones: diam. 50 x altura. 18 cm.

REF. 493005



LAS ANILLAS DE ACTIVIDAD

- > Infinitas actividades motoras

Usted usará estas anillas de colores y flexibles para muchas actividades motoras y de equilibrio en general. Diámetro 16,5 cm. Suave, antideslizante y agradable al tacto. Set de 6 anillos en 6 colores diferentes.

REF. 405047



Novedad

CANASTA DE BALONCESTO PORTÁTIL

Ideal para todas las actividades de lanzamiento de precisión, para personas débiles o en silla de ruedas. Tubo de acero grueso para mayor durabilidad. Pies de goma incluidos (para proteger el suelo). Dimensiones: 51 x 76 cm. Diámetro del aro: 45 cm. Peso: 1,85 kg.

REF. 493009

JUEGO DE ANILLOS MULTIPLIO

Ideal para jugar tranquilo y seguro con este juego de anillos de espuma. Conjunto muy ligero compuesto por una base con 5 blancos y 6 anillos de 13,5 cm de diámetro.

REF. 402002



JUEGO BOWLING SOFT

Este juego de bolos está hecho completamente de espuma de alta densidad lastrada, lo que le permite jugar en interiores sin ruido y con total seguridad.

Este juego reproduce las sensaciones realistas del bowling y consta de 10 bolos de alto. 30 cm, una bola de 15 cm de diámetro y una alfombrilla de colocación.

Se suministra con bolsa de almacenamiento.


REF. 493002



LOTE DE 12 CONOS ESTÁNDAR

Material plástico resistente y ligero. El paquete incluye 4 colores diferentes. 2 alturas a elegir.

ALTURA	REF.
18 cm.	401075
35 cm.	401076

**CONOS CON AGUJEROS**

> Posible fijación de listones y aros

Postes delimitadores muy estables que se pueden utilizar con soportes para crear caminos de motricidad. La parte superior también se taladra y se divide para acomodar un tubo vertical o un aro. 2 alturas disponibles. Colores según llegada.



ALTURA	REF.
30 cm.	401060
50 cm.	401061

SET DE 6 MARCADORES REDONDOS

La herramienta ideal para el aprendizaje del gesto, el movimiento y la ubicación. Diámetro 19,5 cm.

REF. 401089


**JUEGO DE 12 LADRILLOS**

> Posible fijación de listones y aros

Utilizados como soporte para tubos o aros, le permitirán diseñar muchos patios de recreo: túneles, obstáculos o setos.

Dimensiones : Largo 25 x ancho 13 x alto 6 cm.

REF. 405075

**LOS AROS****SET DE 6 AROS PLANOS**


Sección rectangular 16 x 13 mm. Estable en el suelo. PVC. Colores según llegadas.

DIÁMETRO	REF.
35 cm.	405020
50 cm.	405018
60 cm.	405017

AROS FLEXIBLES EXTRAPLANOS

Aro ideal para recorridos sin peligro ya que son extraplanos. Fuertes y resistentes, pueden plegarse a voluntad. Diámetro 40 cm. Espesor 2 mm. Set de 12 (3 x 4 colores).

REF. 405130

ABRAZADERA DE CONEXIÓN

MODELO	REF.
1. Abrazadera de conexión de tubos	405002
2. Abrazadera de conexión tubo-aro plano	405003
3. Abrazadera de conexión tubo-aro redondo	405091

SET DE 10 TUBOS DE PLÁSTICO

Juego de 10 tubos en pvc.

LONGITUD	REF.
80 cm.	405016
100 cm.	405014
120 cm.	405013
180 cm.	405012

Con boquilla que no se rompe



KIT DE MOTRICIDAD SALTO DE PULGA


> **Objetivo:** establecer un recorrido con velocidad cambiante

El kit de salto de pulga permite construir 2 tipos de recorridos:

- un recorrido de obstáculos a diferentes alturas con aros en el suelo para realizar carreras saltando con los pies juntos o corriendo (foto 1),
- un recorrido de equilibrio tipo slalom o sin tocar el suelo, o haciéndoles saltar a través de los aros esparcidos en el suelo (foto 2).

El kit incluye 1 juego de 12 ladrillos en 4 colores diferentes, 6 tubos de plástico de 120 cm de largo y 6 aros planos de 60 cm de diámetro.

REF. 405004



KIT DE TRACCIÓN EQUILIBRIO

> **Diversas pistas de equilibrio con obstáculos de altura variable**

Este kit es ideal para construir caminos y obstáculos para ejercitar las habilidades motoras generales de los ancianos.

Permite construir un camino sinuoso de 7m20 con 24 vigas y hasta 4 obstáculos de diferentes alturas para cruzar, pasar por debajo de un tubo o a través de un aro.

El kit incluye 20 vigas semiesféricas (10 rectas y 10 curvas), 4 conos de 35 cm, 4 bases esféricas de tubos, 4 tubos de 100 cm, 6 tubos de 120 cm, 6 aros planos de 60 cm, 8 abrazaderas de unión de tubo/tubo y 2 abrazaderas de unión tubo/ aro plano.

REF. 405001



COLCHONETA PLEGABLE

Especialmente adaptada para aprender a caer. Permite trabajar en la reducción de los riesgos y de las consecuencias de las caídas. Dimensiones: largo 2 x ancho 1 x espesor 0,10 m.

REF. 557051



JUEGO DE 24 PIES + 24 MANOS

Huellas para crear circuitos. Material de poliéster muy fino y antideslizante sin riesgo de caídas.

Longitud del pie y de la mano: 19,5 cm.

REF. 401088



JUEGO DE 20 LÍNEAS RECTAS

A menudo es muy interesante dibujar un suelo o un espacio coloreado en el suelo.

Este juego de 20 líneas engomadas y antideslizantes permite hacerlo. Sólo un color por lote. Elección de colores: azul, rojo, amarillo o verde.

Dimensiones : Largo 36 x ancho 7 cm.

REF. 401069





JUEGO DE 6 PIEDRAS DE RÍO

> Salte de una piedra a otra sin tocar el suelo

Piedras antideslizantes de 3 alturas diferentes para variar las dificultades. Juego de 3 piedras grandes 41 x 41, altura 8.5 cm y 3 piedras pequeñas 25 x 25, altura. 4,5 cm. Se suministra con una guía de actividades.

REF. 405055




LOTE DE 5 COLINAS

> Robustez y seguridad antivuelco

Las colinas, más altas que las piedras del río, permiten aumentar la dificultad de las rutas. Robustez y seguridad antivuelco. Parte inferior antideslizante. Lote compuesto por 2 colinas de 8.5 cm, 2 colinas de 17 cm y una colina de 25.5 cm. Varios colores. Se suministra con una guía de actividades.

REF. 405087



Parte inferior antideslizante

RECONOCIMIENTO TÁCTIL

> Combina la motricidad general y el despertar sensorial

El juego consta de 10 placas grandes (de 27 cm de diámetro) para colocar en el suelo con 10 estructuras táctiles diferentes y 10 placas pequeñas (de 10 cm de diámetro) con las mismas estructuras táctiles. El ejercicio principal es reconocer las mismas estructuras táctiles con el pie y la mano. Usted puede simplemente colocar las placas grandes también para realizar un juego de motricidad táctil. El juego también se puede jugar simplemente tocándolo en una mesa buscando dos placas idénticas.

Viene con una venda en los ojos y una bolsa de transporte.

REF. 405040




JUEGO DE 3 BLOQUES DE EQUILIBRIO

Este set permite trabajar la propiocepción y el equilibrio gracias a 3 bloques diferentes. Cada elemento solidario está compuesto por un complejo de espuma de polietileno y poliuretano de diferentes densidades. La capa de polietileno evita cualquier riesgo de resbalar. Parte inferior antideslizante, 3 colores diferentes. Recubrimiento de PVC, 720gr/m², tratamiento ignífugo M2.

Dimensiones de un elemento : Largo 65 x ancho 20 x alto. 14 cm. Longitud de los 3 elementos: 195 cm.

REF. 405061



JUEGO DE BOLOS SOFT

Juega a los bolos de forma silenciosa y segura gracias a nuestros bolos con un recubrimiento de neopreno muy suave.

Juego de 6 bolos de altura. 20 cm y 1 bola de 9,5 cm de diámetro.

REF. 402001



COLCHONETA DOMOGYM SARNEIGE

Colchonetas cómodas y fáciles de guardar. Es plegable en 3 partes y portátil gracias a una cómoda empuñadura. Funda impermeable y lavable de color negro.

Dimensiones: Longitud 180 x ancho 60 x espesor 3 cm.

REF. 454069

**COLCHONETA DE SALTO SARNEIGE**

> Un lado firme y otro blando

> Alto espesor 7 cm


> Alfombra que se combina con otras

Esta colchoneta es ideal para acolchar el suelo de forma segura. Combina una espuma de poliuretano amortiguadora y una espuma de polietileno estabilizante. Una tira de velcro alrededor de los bordes permite pegarla a otras colchonetas para formar un patio de recreo seguro. Cómodas asas de transporte. Lado gris firme, lado naranja para el acolchado.

Funda muy blanda, ignífuga M2, impermeable y lavable.

Dimensiones: Largo 200 x ancho 100 x espesor 7 cm.

REF. 552009



Alto espesor: 7 cm

**COLCHONETA SARNEIGE SOFT 4 CM**

> Alfombra suave ideal para tratamientos y juegos

> Espuma resistente y altamente amortiguadora

Nuestras alfombras están hechas de espuma Martus Gym 2 y la cubierta de nieve M2 sin PVC ignífuga de Sarneige. Estas alfombras cumplen con las normas medioambientales, ya que pueden ser recicladas al final de su vida útil (consúltenos) y ofrecen una vida útil más larga que una alfombra convencional.

Dimensiones: 200 x 100 x 4 cm. Peso 5 kg.

5 años de garantía.



Garantía
5 AÑOS

Parte inferior
antideslizante



Fabricado en Francia

**ÁREA DE JUEGOS PLEGABLE**

Colchoneta de colores, suave y gruesa para equipar sus salas de motricidad. Se puede plegar en 3 elementos para facilitar su almacenamiento o para que sirva como banco.

Dimensiones desplegadas: Largo 200, ancho 150, profundidad 7 cm.

Dimensiones plegado: Largo 200, ancho 50, espesor 21cm.

REF. 552089

Posición de utilización
como banco



Camillas plegables

CAMILLA PARA MASAJES PLEGABLE KINBASIC

- > Una mesa profesional de calidad a un precio económico
- > Carga máxima de trabajo 250 kg

Nuestra camilla KinBasic es una ideal para tratamientos a domicilio, robusta y cómoda. Está equipada con un reposacabezas regulable en inclinación y distancia, un cómodo reposabrazos y un reposabrazos lateral. Equipado con un agujero en la cara.

Estructura de haya, espuma de alta densidad de 5 cm de espesor y tapicería de PVC impermeable y lavable.

Dimensiones : Largo 185 x ancho 70 x alto 62/87 cm en 11 posiciones.

Dimensiones plegado: Longitud 93 x anchura 70 x espesor. 17 cm. Peso 14,2 kg.

Se suministra con una bolsa de transporte con correa.

Disponible en 3 colores: negro, marrón o azul.



Fácil de transportar



COLOR	REF.
Negro	827007N
Marrón	827007M
Azul	827007B



Reposabrazos central



2 posiciones de reposabrazos



Gran capacidad de ajuste de altura



FUNDA DE ACOLCHADA PARA CAMILLA

- > Ideal para renovar sus mesas
- > Tejido de alta calidad
- > Cinta elástica integrada





Esta funda proporciona una protección eficaz para la tapicería de su mesa plegable o regulable en altura. Es fácil de poner y de mantener. Borde elástico integrado en el tejido, garantizando un acabado de alta calidad. Tejido de rizo grueso lavable a 60°.

Dimensiones: largo 180 a 190 cm y ancho 60 a 70 cm.

Disponible en versión estándar o con orificio facial.



COLOR	ESTÁNDAR		CON ORIFICIO FACIAL	
	REF.		REF.	
Blanco	837066		837144	
Beige	837160		837147	
Gris claro	837158		837174	
Gris antracita	837171		837148	
Azul agua	837067		837175	
Azul	837064		837192	
Azul marino	837161		837193	
Chocolate	837159		837194	
Naranja	837101		837195	





MÁX.
220 kg.

CAMILLA DE MASAJE KINLIGHT

- > Respaldo reclinable muy práctico
- > Estructura de aluminio muy ligera
- > Carga máxima de trabajo 220 kg (estática 800 kg)

Nuestra mesa de masaje KinLight tiene una base de aluminio robusta, ligera y estable con 8 posiciones de ajuste de altura. Está equipado con un reposacabezas regulable en inclinación y distancia, un reposabrazos central y un reposabrazos lateral. Equipado con un agujero en la cara.

Espuma de alta densidad de 5 cm de espesor y tapizado en PVC bicolor negro/naranja impermeable y desinfectable.

Dimensiones : Largo 185 x ancho 70 x alto 61/82 cm en 8 posiciones.

Dimensiones plegada: Longitud 94 x ancho 70 x espesor. 18 cm. Peso 16 kg.

Se suministra con bolsa de transporte con bandolera.

REF. 827009



COLOR	REF.
Negro	827003N
Gris	827003G

MÁX.
220 kg.

CAMILLA DE MASAJE KINCONFORT

- > Tapicería de poliuretano de tacto ultra suave
- > Espesor muy confortable

Nuestra camilla de masaje KinConfort combina funcionalidad y comodidad para sus sesiones de fisioterapia en casa o en la oficina. Sus lados redondeados permiten un fácil acceso al paciente. Estructura plegable de madera de alta calidad regulable en altura gracias a 11 posiciones.

Equipado con un orificio para la cara, un reposacabezas, un reposabrazos central suspendido de 40 x 17 cm, 2 reposabrazos laterales de 37 x 11 cm. Espuma de alta densidad 20 kg/m³, espesor 6,5 cm. Tapicería de poliuretano de alta calidad impermeable, lavable y desinfectable en 2 colores a elegir: negro o gris.

Dimensiones : Largo 185 x ancho 70 x alto 63 a 88 cm (11 posiciones).

Peso 19 kg.



Mesas de reconocimiento



CAMILLA DE RECONOCIMIENTO 2 PLANOS

> Mesa robusta y económica

Nuestra camilla de reconocimiento le permite colocar cómodamente a sus pacientes. Tiene una robusta estructura de acero recubierta de pintura epoxi blanca. Le permite colocar a sus pacientes en una posición sentada o cómoda gracias a su respaldo reclinable.

Espuma de alta densidad de gran espesor de 6 cm y recubierta con un tapizado de poliuretano de calidad clasificado al fuego. También tiene un soporte para un rodillo de chapa de examen de acero inoxidable.

Dimensiones : Largo 186,5 x ancho 62,5 x alto 72 cm.

4 colores disponibles: negro, azul noche, naranja y chocolate.

COLOR	REF.
Negro	827010N
Azul	827010B
Naranja	827010O
Chocolate	827010C



CAMILLA DE RECONOCIMIENTO 2 PLANOS DE ACERO INOXIDABLE

Estructura fabricada totalmente en acero inoxidable duradero y de fácil mantenimiento. Tapicería de poliuretano de calidad y muy suave al tacto. Espuma de alta densidad de 6 cm de espesor. Entregado con soporte de rollo para sábanas de examen de 50 cm de ancho. Respaldo Trendelenburg regulable mediante 2 rieles de acero inoxidable.

Dimensiones : Largo 188 x ancho 62,5 x alto 77 cm.

2 colores a elegir: negro o azul.



COLOR	REF.
Negro	827025N
Azul	827025B



SILLA DE MASAJE PLEGABLE KIN CHAIR

> Ultraligero: ¡sólo 8 kg!

> Se entrega con una bolsa de transporte

Nuestra silla de masaje plegable KinChair le permite poner a su paciente en baja gravedad para un masaje regenerativo. Múltiples posiciones de ajuste del asiento en inclinación, altura del apoyo pectoral, altura e inclinación del reposabrazos, inclinación y profundidad del reposacabezas. Las partes de contacto están hechas de espuma suave con tapicería de PU cosida. Estructura de acero martillado.

Dimensiones totales: ancho 45/48 x profundidad 55 x altura 116 cm.

REF. 827015



PORTARROLLOS UNIVERSAL

> Acero cromado

Para fijar en las patas de la mesa de reconocimiento o en soportes de pared (no suministrados). Dimensiones de 57 a 100 cm de ancho x 18 cm de fondo

REF. 827180





EMO

especialistas
en ortopedia

+50 años de
experiencia



Más de 6000 soluciones para aportar bienestar al paciente y una mejora constante en su actividad y salud.

Gracias a nuestros productos de ortésica, protésica y ayudas técnicas respondemos con facilidades para los profesionales del cuidado y de la salud, así como a las necesidades de las personas en lo referente a su movilidad y vida diaria.



www.emo.es

Calidad EMO

IMPLANTACIÓN DE LA ISO 13485



Hemos implantado el Sistema de Gestión de la Calidad de Producto Sanitario, basado en los Requisitos de la Norma Internacional 13485:2016.

Una norma que busca garantizar que los productos sanitarios que fabricamos y distribuimos son seguros, se adecuan perfectamente al uso previsto y cumplen con los requisitos legales, y es una norma adecuada para empresas como EMO, que se dedican al diseño y desarrollo, producción y distribución de productos sanitarios.

El desarrollo del proyecto ha significado la revisión de todos y cada uno de los procesos productivos, de los propios productos y de los servicios que ofrecemos, permitiendo la mejora continua de la empresa y buscando la satisfacción de nuestros clientes. La implantación de este exigente sistema de gestión de calidad ha sido un éxito gracias al fuerte impulso que le ha dado la dirección de EMO y a la implicación de todo su equipo humano.

Queremos compartir el éxito conseguido porque pensamos que también lo es de quienes, de una forma u otra, hacen posible y contribuyen al progreso constante de EMO.



Calidad y excelencia

Trabajar con calidad significa hacer las cosas bien desde el principio. Productos excelentes, seguros y confiables.



EMO
especialista
en ortopedia

SOPORTE ECOPOSTURAL

Soporte de cabeza y tórax de alta calidad para especialidades oftalmológicas. Modelo con ángulo ajustable, reposacabezas ajustable en distancia, ángulo y profundidad. Color azul real.

REF. 836021

**PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE**

Cubo de pedal de calidad. Capacidad 20 L. Ideal para su práctica profesional.

REF. 836038


EQUIPAMIENTO DE SALAS DE ATENCIÓN**JUEGO DE 6 BALDOSAS LUDISOL**

Baldosas acolchadas ideales para fijar el suelo de los parques infantiles de forma muy sencilla, ajustando su forma con la mayor precisión posible.


Sistema de acople entre sí muy sencillo. Parte inferior antideslizante. Espuma EVA 110 kg/m³. Entregado con bordes.

Dimensiones de una losa: 60 x 60 x 1,2 cm.

REF. 552010



Las 6 baldosas representan 2,16 m²



Espejo basculante

Espejo fijo

ESPEJO CUADRICULADO**> Gran Altura (cuerpo entero)**

Espejo con montura de metal epoxídico y cuadrícula de 5 x 5 cm. Dimensiones 100 x 170 cm. 4 modelos disponibles.

MODELO	REF.
De pared sin cuadrículado	836076
De pared	836027
Sobre ruedas fijo	836005
Sobre ruedas basculante	836028

TABURETE ERGONÓMICO MAMBO MAX

El taburete Mambo Max es la solución ideal para mejorar su comodidad al sentarse y trabajar. Esta silla le permite sentarse de forma activa durante todo el día, mientras que el movimiento inducido por la inestabilidad ayuda a mejorar la circulación sanguínea y la postura. El respaldo ergonómico ayuda a alinear la columna vertebral, fortalecer el tronco y corregir la postura al sentarse. Base estable y giratoria 360°.

Altura del asiento regulable de 51 a 58 cm.

Soporte negro, bola gris.

REF. 836103

Novedad

MÁX.
127 kg.

**REPOSACABEZAS DE ESPUMA**

Hecho de espuma de poliuretano flexible para una comodidad excepcional. Su funda de poliéster es lavable y desinfectable.

Dimensiones : Largo 25 x ancho 25 x alto. 12 cm.

REF. 454017



Fabricado en Francia



COJINES DE CAMILLA

> Recubrimiento grueso y granulado que garantiza un agarre excepcional con el paso del tiempo

> Ignífuga al fuego M1

Cojines especialmente diseñados para inmovilización y posicionamiento en tratamientos en camilla o suelo. Espuma Bultex 30 kg/m³, excepto cojines de cuña de espuma aglomerada de 100 kg/m³. Recubrimiento con agujeros de descompresión y protección de las costuras.



1 Color negro

2 Color gris

4 colores en stock permanente: negro, azul lavanda, gris y verde



3 Color lavanda

4 Color ciruela

5 Color lavanda



6 Color castaño

7 Color verde

8 Color gris



9 Color Quetsche

10 Color de noche

11 Color ciruela mirabel



12 Color lavanda

13 Color negro

14 Color lavanda



15 Color gris

16 Color verde

MODELO	REF.
1 De cuña l. 20 x l. 20 x ht. 5 cm.	837041*
2 De cuña l. 25 x l. 25 x ht. 9 cm.	837017*
3 Semicilíndrico L. 50 x l. 20 x ht. 10 cm.	837018*
Semicilíndrico L.60 x l.20 x ht.10 cm + correa	837039*
4 Semicilíndrico L. 50 x l. 24 x ht. 12 cm.	837042*
5 Semicilíndrico L. 50 x l. 30 x ht. 15 cm.	837043*
6 Cilíndrico L. 50 x diam 15 cm.	837044*
7 Cilíndrico L. 50 x diam 18 cm.	837019*
8 Cilíndrico L. 50 x diam 25 cm.	837061*
9 Diabolo L. 33 cm.	837045*
10 Triangular L. 60 x l. 45 x ht. 15 cm.	837046*
11 Triangular L. 60 x l. 45 x ht. 30 cm.	837020*
12 Rectangular L. 45 x l. 20 x ht. 5 cm.	837021*
13 Rectangular L. 45 x l. 20 x ht. 10 cm.	837022*
14 Facial L. 35 x l. 35 x ht. 8 cm.	837047*
15 Almohada L. 44 x l. 44 x ht. 8 cm.	837062*
16 Reposacabezas L. 45 x l. 20 x ht. 15 cm.	837095*

* Ponga el código de color debajo

> En stock permanente



> Por encargo: pedido de 4 cojines mixtos mínimo obligatorio





MÁX.
160 kg.

ASIENTO ERGO ACCENT

> Posición correctiva sentado con espalda recta

Este elegante taburete de madera maciza con ruedas le permite trabajar en una posición ergonómica, aliviando la espalda. Equipada con 4 ruedas y cojines de espuma de poliuretano de alta resistencia. Ajuste manual de la altura. Altura del asiento 50/58 cm.

REF. 836058



TABURETE SOBRE BASE

Altura regulable mediante pistón de gas de 45 a 70 cm. Tapizado de confort firme de 6 cm de grosor con funda negra. Base de 38 cm de diámetro con superficie antideslizante. Peso 6 kg. Diámetro del asiento 35 cm.

REF. 836061



MÁX.
136 kg.



TABURETE COMFORT PREMIUM

> Tapicería de poliuretano de alta calidad
> Asiento grueso ideal para el profesional

Nuestro taburete Premium Comfort está diseñado para los profesionales gracias a su revestimiento de poliuretano que combina flexibilidad, comodidad y robustez. La espuma utilizada es de alta densidad para durar en el tiempo.

Altura de asiento regulable de 46 a 61 cm. Diámetro del asiento 36 cm, espesor 9 cm. Diámetro del suelo 53 cm.

Peso 4 kg.

Bastidor de 5 patas muy estable disponible en nylon o aluminio.

Tejido en poliuretano resistente y suave



MODELO	REF.
1 Nylon	836087N
2 Aluminio	836087A

1

2

MÁX.
110 kg.

TABURETE CON RESPALDO COMFORT PREMIUM

> Tapicería de poliuretano de alta calidad
> Asiento grueso ideal para el profesional

Con las mismas características que el taburete pero con un asiento más grueso (10 cm) y un respaldo acolchado de 41 x 26 cm.

Altura de asiento regulable de 47 a 62 cm. Diámetro del asiento 41 cm, espesor 10 cm. Diámetro del suelo 56 cm. Peso 6 kg.

Bastidor de 5 patas muy estable disponible en nylon o aluminio.

Tejido de poliuretano suave y duradero



MODELO	REF.
1 Nylon	836088N
2 Aluminio	836088A

1

2

MÁX.
110 kg.



TABURETE PONY COMFORT PREMIUM

> Tapicería de poliuretano de alta calidad
> Asiento anatómico tipo silla de montar a caballo

Nuestro taburete Pony le permite sentarse cómodamente y permanecer más activo que un asiento estándar. Espuma de alta densidad.

Altura de asiento regulable de 45 a 63 cm. Asiento 40 x 38 cm. Diámetro de la base 53 cm.

Peso 4 kg.

Bastidor de 5 patas muy estable disponible en nylon o aluminio.

Tejido de poliuretano suave y duradero



MODELO	REF.
1 Nylon	836089N
2 Aluminio	836089A

1

2

MÁX.
110 kg.



MÁXIMO 100 kg.

ESCALÓN
Peldaños con esquinas redondeadas, núcleo de madera recubierto de goma antideslizante. Estructura de acero epoxi blanco.
Dimensiones: Anchura 45 x Profundidad 48 x Altura 48 x Anchura 37,5 cm.
REF. 836062

ESCALÓN 2 PELDAÑOS ACERO INOXIDABLE
> Calidad profesional

Escalón de dos peldaños. Estructura de tubo de acero inoxidable. Peldaños cubiertos con material plástico antideslizante.
Profundidad de escalón 24,5 cm. Altura del primer escalón 16,5 cm.
Dimensiones generales: anchura 40 x profundidad 52 x altura 34 cm.
Peso 5,5 kg.
REF. 836034



MÁXIMO 100 kg.



BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE

Estructura fabricada totalmente en acero inoxidable duradero y de fácil mantenimiento. Bastidor sobre ruedas de goma de 5 cm de diámetro. Tramos con pantalla lavable en color blanco, dimensiones: 143 x 51 cm. Altura total 178 cm. Opción de 3 o 4 tramos.

MODELO	COLOR	REF.
3 secciones	Blanco	827026
	Azul	827026.B
4 secciones	Blanco	827027
	Azul	827027.B




CARRITO CON 2 BANDEJAS
Estructura en acero tratado con epoxi fácilmente limpiable y desinfectable. Las ruedas grandes permiten el paso fácil de los umbrales de las puertas. Para montar.
Dimensiones: Ancho 60 x Profundidad 42 x Alto 88 cm. Peso 9 kg.
REF. 836063



CARRO DE ACERO INOXIDABLE
> Bandejas equipadas con galerías

Totalmente fabricados en acero inoxidable y equipados con ruedas con protectores de impacto. 2 ruedas equipadas con frenos. Dimensiones: Ancho 60 x Profundidad 40 x Alto 90 cm. Para montar. Disponible en versiones de 2 o 3 bandejas.

MODELO	REF.
2 bandejas	836036
3 bandejas	836037



1 PORTASUEROS ECO
4 ganchos de aluminio. Una base pesada y estable con una cubierta protectora de plástico. Base de 3 ruedas, de 41 cm de diámetro. Tubo de acero inoxidable. Soporte de gancho ABS. Altura ajustable de 114,5 a 206 cm. Peso 3,4 kg
REF. 823132

2 PORTASUEROS PRO
4 ganchos de aluminio. Una base pesada y estable con una cubierta protectora de plástico. Base de 5 ruedas, de 39 cm de diámetro. Tubo de acero inoxidable. Soporte de gancho ABS. Altura ajustable de 114,5 a 206 cm. Peso 4,5 kg.
REF. 823133

1 ACEITES SECOS

No se pega, no tiene efecto de brillo en la piel. A base de aceites esenciales y extractos de plantas. Aceite neutro con olor a melón, alcanfor con extractos de romero y alcanfor, calentamiento con extractos de pimienta negra y de capsicum, zen spa con extractos de ylang ylang, incienso y sándalo. Frasco 250 ml.

MODELO	REF.
Aceite seco de melón	428010
Aceite seco de alcanfor	428011
Aceite seco caliente	428012
Aceite Seco Relajante Zen	428013

2 GELES DEPORTIVOS

A base de aceites esenciales y extractos de plantas. Biosprinter: muy calentado para masajes antes del esfuerzo. Circulatonic: tónico para relajar las extremidades cansadas. Arnicaadol: refrescante, drenante y calmante. Tigridol: calmante, alivia el tejido mediante el calor.

MODELO	REF.
Biosprinter 250 ml.	428017
Circulatonic 250 ml.	428016
Arnicaadol 250 ml.	428014
Tigridol 250 ml.	428015

CREMA DE LIMPIEZA DE AZÚCAR Y SAL

El azúcar, la sal y el polvo de hueso de albaricoque permiten una limpieza completa de la piel, eliminando las células muertas. Enriquecido con manteca de karité nutritiva y protectora. 100 ml tarro de chocolate / miel o melocotón / albaricoque.



MODELO	REF.
Chocolate / miel	428073
melocotón / albaricoque	428079

GAMA PHYTOMEDICA



3 PRODUCTOS ESPECÍFICOS

Massoleol: aceite hidrosoluble sobre grasa neutra y fragancia de palo de rosa.
Relaxeol: emulsión relajante para masajes prolongados e intensivos con extractos de hierba de San Juan, capsicum y vainilla.
Se suministra sin bomba.

MODELO	REF.
Massoleol 500 ml	428019
Relaxeol 500 ml	428018

4 CREMAS NEUTRAS

Cremafluid: crema emoliente y fluida sin perfume ni colorante. Dermacrem: emulsión hidrosoluble con fragancia de palo de rosa. Se suministra sin bomba.

MODELO	REF.
Cremafluid 250 ml	428008
Cremafluid 1000 ml	428009
Dermacrem 250 ml	428006
Dermacrem 1000 ml	428007

ACEITE VEGETAL DE ÁRNICA 50ML

El aceite vegetal de árnica bio tiene un efecto tonificante y se recomienda para masajes estimulantes que alivian los dolores musculares. Pulverizar 50 ml.

REF. 428169.A



ARCILLA DEPILACIÓN 300 GR P

Polvo depilatorio compuesto con más del 80% de arcilla, incluyendo la arcilla verde de Velay. Un producto natural para una depilación suave e indolora. Diseñado para piel sensible. Caja de 300 gr.

REF. 428120



CREMA TERMOADELGAZANTE

> Efecto calor contra la piel de naranja

Se utiliza para tonificar y reafirmar la piel. Su suave sensación de calor combina la acción de drenaje de hiedra y estimulación de la lipólisis (cafeína y guaraná). 2 capacidades disponibles: 100 ml o 500 ml.



MODELO	REF.
100 ml	428080
500 ml	428081

CREMA NEUTRA

Emulsiones L/H, aceite de almendras dulces, vitamina B5, madrelelva. No mancha, soluble en agua e hipoalergénico.

MODELO	REF.
Crema neutra 1L	428033
Crema neutra 5L	428035



ACEITE NEUTRO

> El masaje original

Aceite seco delicadamente perfumado con lavanda y agradable al tacto. Aceite esencial de almendra dulce. Se puede utilizar en talasoterapia.

MODELO	REF.
Aceite neutro 500 ml	428051
Aceite neutro 1L	428052



CREMA VITAMINADA

> Para un masaje duradero

Producto hipoalergénico, suave y no graso sin riesgo de sobrecalentamiento. Gruesa y enriquecida con vitaminas E y B5, suaviza la piel. Aceite de almendras dulces.

REF. 428049



BÁLSAMO

Efecto relajante de los músculos para un tratamiento de cera de abejas muy localizado. Aceites esenciales (menta, eucalipto, canela, clavo y chile), mentol y trementina.

MODELO	REF.
Bálsamo 130 ml	428048
Bálsamo 500 ml	428038



ARCILLA FRÍA

Cuidado muscular y de traumatismos con minerales y oligoelementos de arcilla verde. Aceites esenciales (tomillo, clavo, salvia y ciprés) y extractos vegetales (guaraná, hiedra, hierba roquera, árnica...). Aplicación en capas gruesas.

MODELO	REF.
Argile froide 130 ml	428036
Argile froide 500 ml	428116
Argile froide 1L	428037



GEL FRÍO

> El alivio/efecto calmante del frío intenso

Relajante y revitalizante para el tratamiento de microtraumatismos. Aceites esenciales de menta y eucalipto, mentol, menta rojiza, romero y guaraná.

MODELO	REF.
Gel frío 250 ml	428064
Gel frío 500 ml	428067



ARNICA

> Golpes y contusiones

Gel de masaje con alta concentración de extracto de árnica. Limita los efectos inducidos después de un choque con un efecto calmante y descongestionante. Relajante muscular también.

Aceites esenciales de lavanda y clavo de olor. Extracto vegetal de árnica, alcanfor, mentol.



MODELO	REF.
Arnica 250 ml	428053
Arnica 500 ml	428072

HARPAGOPHYTUM

Gel antiinflamatorio y anestésico para el cuidado de las articulaciones. Extractos de Harpagophytum, romero y enebro y aceites esenciales de ciprés, canela, lavanda y tomillo. Alcanfor y mentol.



MODELO	REF.
Harpagophytum 250 ml	428041
Harpagophytum 1L	428042

GEL CIRCULATORIO FRÍO

> Descongestionamiento por frío

La combinación del frío con ingredientes activos combate las piernas pesadas y produce un efecto de ligereza. Extracto vegetal de castaño de indias, hierba rojiza, hamamelis, hiedra y romero.



MODELO	REF.
Gel circulatorio 250 ml	428039
Gel circulatorio 500 ml	428040



BARRAS PARALELAS PLEGABLES DE 3 METROS

- > Ideal para espacios reducidos
- > Barras plegables contra la pared en posición de almacenamiento

Estructura metálica epoxi. Pasamanos de metal epoxi con forma anatómica y regulable en altura con sistema telescópico. Anchura entre pasamanos 60 cm. Ancho de la base 70 cm. Altura del pasamanos de 69 a 100 cm.

REF. 827138

MÁX.
135 kg.

Cumple la norma de conformidad europea 12.162



BARRAS PARALELAS CON SUELO

- > Alta capacidad de ajuste entre barras

Barras autoestables con suelo antideslizante. Gracias a su diseño, la anchura entre las barras es ajustable de 40 a 80 cm. Ancho de la base 70 cm. Anchura útil para caminar 59 cm. Barandilla regulable en altura de 65 a 100 cm. Varias longitudes disponibles.

Cumple la norma de conformidad europea 12.162

MÁX.
135 kg.

LONGITUD	REF.
2 m.	8271392
3 m.	8271393
4 m.	8271394
6 m.	8271396



ESCALERA DE REHABILITACIÓN

- > Revestimiento antideslizante en los escalones

Estructura de acero epoxi, piezas deslizantes galvanizadas. Pasamanos anatómicos de metal epoxi ajustable en altura con un sistema telescópico. Los pomos en forma de estrella evitan que se desenrosque y movimiento de los pasamanos durante su uso. Altura del pasamanos ajustable de 60 a 100 cm. Dimensiones del escalón: ancho 56 x fondo 30 cm. Altura 13 cm (modelo de 1 vuelo) o 13 cm de un lado y 16 cm del otro (modelo de 2 vuelos). La versión de 2 Los vuelos está disponible en línea recta o en un ángulo de 90°.

MÁX.
135 kg.



3 PLANO INCLUIDO PARA ESCALERAS

Revestimiento antideslizante para crear una pendiente de 20°. Para fijar en las escaleras.

REF. 827142

Cumple la norma de conformidad europea 12.162

MODELO	REF.
1	1 vuelo 827140
2	2 vuelos 827141



PLATAFORMA DE EQUILIBRIO RECTANGULAR

> Balanceo unidireccional

Barniz multicapa con un recubrimiento antideslizante.
Dimensiones : Largo 45 x ancho 30 x alto 6 cm.

REF. 834033



TABLA DE EQUILIBRIO ERGO

Ideal para una amplia gama de ejercicios de rehabilitación de miembros inferiores. 2 asas para facilitar su manejo y almacenamiento. Superficie superior acanalada antideslizante y superficie de contacto con el suelo de polímero antideslizante.

Tabla totalmente lavable.

Dimensiones: diámetro 40 cm x altura 9,5 cm. Peso: 1,34 kg.

REF. 834031



PISTOLA DE MASAJE TERRAILLON

> Para un masaje y una preparación muscular en profundidad

> Función de calor


Masaje potente con 3 velocidades de masaje: 1800 - 2500 - 3200 rpm. Función de masaje de 2 niveles: 45°C y 55°C. Capacidad de la batería de 2000 mAh. Batería recargable de iones de litio. Se suministra con 5 cabezales de masaje diferentes para elegir según la zona y 1 bolsa de transporte.

Dimensiones: 15,3 x 12,7 x 42 cm. Peso: 604 g. 2 años de garantía.

REF. 861243



Garantía
3 AÑOS



PLATAFORMA FREEMAN

> Gran diámetro 40 cm

Bandeja redonda para trabajar el equilibrio con media esfera de 8 cm de diámetro. Altura de trabajo 6 cm. Tablero de MDF y bola de madera maciza.

REF. 834012





ASIENTO DE EQUILIBRIO INFLABLE REFLEXO

> Trabaja propiopercepción y flexibilidad

Estimula los músculos y las articulaciones a través de situaciones de desequilibrio y equilibrio sin impacto. Su estructura de material de goma inflable le proporciona un entrenamiento suave. Un lado liso y otro con granos. Puede variar la flexibilidad de la placa inflándola más o menos. Diámetro 30 cm. Se suministra con bomba de inflado.

REF. 834010

MAXI
200 kg.



ENTRENADOR DE EQUILIBRIO

> Uso en rehabilitación y en entrenamiento físico


Este entrenador de equilibrio se utiliza en rehabilitación y fitness y permite realizar ejercicios suaves en una gran área de uso. Útil en propiocepción o paso. Cojín de fondo plano que se puede inflar según la dureza deseada. 2 diámetros disponibles.

DIÁMETRO	REF.
45 cm.	834039
60 cm.	834040

ALMOHADILLA PARA EQUILIBRIO AIREX®

Ideal para ejercicios suaves de propiocepción, esta almohadilla de espuma es la herramienta esencial para trabajar en la propiocepción.... Espuma Airex duradera, flexible, antideslizante y antibacteriana Sanitized. Dimensiones: largo 50 x ancho 41 x espesor 6 cm. Peso 900 gr. Color azul.

REF. 834002



BLOQUE EQUILIBRIO AIREX®

Bloque de espuma utilizada para realizar ejercicios trabajando en la propiocepción y la prevención de caídas. Espuma de Airex duradera. Dimensiones: largo 160 x ancho 24 x espesor 1-6 cm. Peso 900 gr. Color azul.

REF. 834003



PHYSIO ROLL PLUS **P**

El mismo diseño que Gymnic Plus. Su forma de cacahuete facilita el sentarse y permite una rehabilitación estable y segura y un

trabajo de acondicionamiento físico.

DIÁM.	LONG.	REF.
55 cm.	90 cm.	403014
70 cm.	115 cm.	403015

LOS ACCESORIOS ESENCIALES

1 JUEGO DE 3 CÍRCULOS DE ALMACENAMIENTO PARA GYMNIC

Para almacenar las bolas.
REF. 403004



1

2 BASE PARA BOLA

Esta base permite dar un asiento a las bolas para mayor estabilidad. ABS termoformado granulado.

REF. 403048



2

BOMBAS DE INFLADO

Doble acción: sopla aire al empujar y también al tirar del mango.

BOMBA PEQUEÑA

Largo 20 cm.



BOMBA GRAN CAPACIDAD

Gran capacidad 300 l/min. Hinchable y desinflable. Altura 50 cm.

MODELO	REF.
Bomba pequeña	428005
Bomba gran capacidad	428112



BOLA GYMNIC, OPTI BALL Y GYMNIC PLUS **P**

> Bolas dinámicas para todos los ejercicios de rehabilitación y entrenamiento suave

Fabricadas en goma de PVC de gran espesor, estas bolas están garantizadas hasta un peso constante de 300 kg. Gymnic Plus, además de su textura ultra-suave, están equipadas con tecnología de desinflado anti-explósión y vienen con una guía de ejercicios. Elección de colores y diámetros.



Gymnic Plus
Blanco perla



Opti Ball 65 cm.
transparente



Gymnic 95 cm azul



Estiramiento



Equilibrio



Resistencia

MODELO	DIÁM.	COLOR	REF.
Gymnic Ball	45 cm.	Amarillo	403002
Gymnic plus	55 cm.	Rojo	403032
		Blanco perla	403107
Opti Ball		Transparente	403009
Gymnic plus	65 cm.	Azul	403033
		Blanco perla	403064
Opti Ball		Transparente	403068
Gymnic plus	75 cm.	Verde	403034
		Blanco perla	403065
Opti Ball		Transparente	403020
Gymnic Ball	85 cm.	Rojo	403003
Gymnic Ball	95 cm.	Azul	403011
Gymnic Ball	120 cm.	Rojo	403013



BOLA MAMBO

Versión económica de las bolas de gimnasia. Cubierta resistente con sensación de piel de melocotón.

3 diámetros disponibles 55 cm (rojo), 65 cm (verde) y 75 cm (azul).

DIÁM.	REF.
55 cm.	403035
65 cm.	403036
70 cm.	403037



MÁX
120 kg.



BICICLETA ESTÁTICA MED 518 CARE

- > Uso regular 5 horas a la semana
- > Bajo umbral de suelo

Bicicleta polivalente para la rehabilitación de miembros inferiores y la rehabilitación cardíaca. Frenado aeromagnético suave y fluido con ajuste manual de la resistencia de pedaleo de 8 posiciones. Múltiples ajustes del sillín y del manillar. Masa de inercia 9 kg. Medición de pulso mediante sensores táctiles. Pantalla multipantalla. Dimensiones : Largo 95 x ancho 55 x alto 137 cm. Peso 28 kg.

REF. 535035

BIKE MED 528 CARE

- > Uso garantizado 5 horas por semana
- > Umbral al suelo muy bajo
- > Ajuste de la resistencia motor

Bicicleta de rehabilitación con un sistema de frenado aeromagnético, con ajuste motorizado de 24 resistencias. Rueda de inercia 9 kg. Todos los ajustes de confort del sillín y el manillar. Pulso tomado por los sensores táctiles. Ordenador con pantalla LCD con un solo botón de control. 24 programas preestablecidos. Dimensiones : L 95 x W 55 x H. 137 cm. Peso 31,1 kg.

REF. 535046



MÁX
120 kg.



MÁX
135 kg.



BICICLETA TUNTURI F20

- > Umbral de paso muy bajo
- > 2 años de garantía de uso 8h / semana


Bicicleta de rehabilitación con gran comodidad de pedaleo gracias a su frenado magnético manual y volante de inercia de 9 kg, 8 niveles de resistencia. Pantalla LCD permanente profesional y completa con 6 funciones + scan. 5 programas predefinidos. Múltiples ajustes de sillín y manillar. Soporte para tablet de serie. Medición de la frecuencia cardíaca con sensores táctiles.

Ruedas de transporte integradas con compensador de nivel. Medición del pulso mediante sensores táctiles.

Dimensiones: Longitud: 99 x Anchura: 59 x Altura: 157 cm. 157 cm. Peso: 35 kg.

REF. 535002





MÁX.
150 kg.

ERGÓMETRO TELIS GENERATOR CARE

> Uso intensivo 30 horas a la semana

Transmisión por correa PolyV con sistema de tensión permanente. Resistencia electromagnética con 32 niveles de dificultad. Abertura amplia para un fácil acceso. Masa de inercia 12 kg. Contador LCD de 131 x 67 mm con 24 programas, 12 de los cuales están preseleccionados. Potencia en Watts. Compatible con el cinturón pectoral Bluetooth 4.0. Pulso tomado por los sensores táctiles. Portabotellas y porta-tablet o smartphone. Ruedas de desplazamiento. Dimensiones : Largo 93 x ancho 56 x alto 143 cm. Peso 44,5 kg. Garantía 5 años en el cuadro y 2 años en las piezas de desgaste.

REF. 535042

ERGÓMETRO POSICIÓN SEMIERGUIDA SCHWINN 590R

> Nuevo sistema de frenado de disco magnético
> Posición de ejercicio ultra cómoda
> 2 años de garantía para un uso de 15 horas semanales

Diseño y prestaciones futuristas con el Schwinn 590R, que le ofrecerá programas de entrenamiento personalizados gracias a la app Jrny y a su conexión Bluetooth.


Ajuste rápido de sillín, altura y manillar. Volante de inercia de 7 kg. 25 resistencias diferentes en 29 programas predefinidos (incluido HRC). Sensores táctiles de pulso.

Ruedas para facilitar el desplazamiento.

Dimensiones: Largo 169 x Ancho 67 x Alto. 119 cm.

Peso 55 kg.

REF. 535020



MÁX.
150 kg.

ERGÓMETRO ERGOS 5 CARE

> Uso intensivo 15 horas por semana

> Frenado ultra silencioso

El ergómetro Ergos 5 tiene 32 niveles de resistencia y un umbral muy bajo. 9 programas preestablecidos, incluyendo uno personal. Vatios constantes. Ordenador LCD retroiluminado con visualización simultánea de 10 funciones. Múltiples ajustes del manillar y del sillín. Volante de inercia 9 kg. Medición del pulso mediante sensores táctiles (cinturón pectoral provisto). 5 años de garantía en el chasis y 2 años en las piezas de desgaste.

Dimensiones : Largo 119 x ancho 56 x alto. 139 cm. Peso 38 kg.

REF. 535005

MÁX.
150 kg.



BICICLETA CARE CU-395

> Uso intensivo 15h/semana

> Función ergómetro

Bicicleta de nueva generación con función ergómetro (potencia en vatios). Frenado magnético motorizado con 32 ajustes manuales de resistencia. Sensores de pulso táctiles. Peso de inercia de 12 kg. Pantalla LCD de 7 funciones con 24 programas.

Ruedas para facilitar el desplazamiento.

Dimensiones : Largo 90 x ancho 57 x alto 136 cm.

Peso 35 kg. 5 años de garantía para el chasis y 2 años para las piezas de desgaste.

REF. 535022



Novedad

MÁX.
130 kg.





ENTRENADOR ACTIVO

Modelo con resistencia adaptada a los ejercicios de piernas y brazos. Resistencia progresiva por ruleta. Pantalla LCD que indica tiempo, distancia, calorías y RPM. Viene con colchón antideslizante, 2 pedales y 2 asas para ejercicios de brazos.

REF. 535021



ENTRENADOR PASIVO

> Movimiento libre

> Ideal para el drenaje linfático

> Uso moderado en el hogar

Nuestro entrenador pasivo le permite lograr la movilización muscular entrenando el pedaleo automático. Movimiento suave y lineal ideal para personas en silla de ruedas o frágiles. Viene con un par de pedales anchos con correas y un par de asas para el uso de los miembros superiores.

Dimensiones: 50 x 46 x 38 cm. Peso 8 kg. Potencia 60W.

REF. 535045



PAR DE PEDALES CON CINCHA

Pedales con correas y soporte para el talón para una mejor sujeción del pie. Se suministra de serie en el entrenador activo/pasivo, pero es opcional en el entrenador pasivo.

REF. 535051



ENTRENADOR ACTIVO/PASIVO

> Movimiento libre y con resistencia

> Ejercicios completos y suaves

> Uso moderado en el hogar

Un entrenador completo de alta calidad para trabajar pasivamente con personas parapléjicas, hemipléjicas o muy débiles. También le permite trabajar en la movilización muscular activa con una gama de resistencias magnéticas continuas.

Viene con un par de pedales envolventes con correas y soporte para el talón y un par de asas para su uso en las extremidades superiores.

Dimensiones: 50 x 46 x 38 cm. Peso 8,5 kg. Potencia 60W.

REF. 535054



SIMULADOR DE MARCHA

> Estimula tus piernas y tu corazón

> Dispositivo ultrasilencioso, ideal delante del televisor

Este simulador de marcha permite una suave movilización de las piernas reproduciendo un movimiento suave y constante. Puede elegir entre 5 velocidades diferentes directamente en el dispositivo. 2 pies desmontables para ajustar la inclinación del dispositivo. Dimensiones: 46 x 40 x 13,5 cm. Peso 4 kg. Funciona con la alimentación de la red (adaptador suministrado).

REF. 861062

Con mando inalámbrico



ESPALDERA 11 BARRAS ECO

> Uso en gabinete o en casa

Espaldera para fisioterapia con 11 barras de sección ovalada de 4 x 3 cm. Marcos en pino barnizado. Se suministra con soportes de fijación.

Dimensiones: altura 230 x anchura 80 x profundidad 10 cm. Peso 13 kg.

Entregado en 2 partes para ser ensamblado.

REF. 551009



MÁX.
110 kg.

**SEMICILINDRO PARA ESPALDERA**

Se adapta a todas las espaldaderas. Cómodo y duradero gracias a su espuma Bultex y su recubrimiento ignífugo M1.

Dimensiones: Largo 50 x ancho 16 x alto. 12 cm. Representación en color azul petróleo.

REF. 551008

**ESPALDERA DE HAYA DE 14 BARRAS PRO**

Espaldera con montantes en Abeto del Norte y barras ovaladas en haya sin barnizar. Se suministra con soportes de fijación. Dimensiones: altura 250 x ancho 90 x profundidad 22 cm. Peso 20 kg.

REF. 551002



MÁX.
120 kg.

**MINI PEDALIER**

> Ejercicios sencillos y diarios

Sentado cómodamente, realice una sesión diaria de bici. Promueve la circulación sanguínea y proporciona apoyo muscular. Rueda para ajustar la resistencia de pedaleo. Peso 2,5 kg.

REF. 434017

PEDALIER CON PANTALLA LCD

Este pedaliar facilita la realización de ejercicios físicos en casa, en la oficina, etc... Está equipado con una ruleta de ajuste para cambiar la resistencia de pedaleo, una pantalla LCD para el tiempo, las calorías consumidas y la frecuencia y pedales con correas. Plegable para almacenamiento.

Dimensiones: Ancho 37 x Profundidad 49,5 x Alto 23,5 cm. Color blanco/negro.

REF. 534012

**ENTRENADOR ELÍPTICO ERGO**

> Pedaliar con movimiento elíptico más natural

Nuestro entrenador elíptico Ergo le permite movilizar sus extremidades inferiores mientras permanece sentado. Ideal para el drenaje linfático, la rehabilitación después de accidentes y la estimulación de la circulación sanguínea. Elección del sentido de avance o de retroceso. 10 velocidades diferentes. Visualización del tiempo, la velocidad, el número de pasos, la distancia y las calorías quemadas. Motor de 60W. Ajuste del mando a distancia. Pedales antideslizantes. Adaptador de red incluido.

Dimensiones: 44,3 x 39,5 x 25,6 cm.

Peso 7,3 kg.

REF. 534013



● ● ●
Fabricado en Francia

MÁX.
150 kg.



ESCALÓN ECO FITNESS

> Hecho de materiales reciclados

Escalón ligero y compacto con superficie antideslizante. Apilable y con patas que se pueden encastrar debajo del peldaño. Polipropileno. Dimensiones: Ancho 75 x Profundidad 38 x Alto 38 x Ancho 14 o 19 cm (con patas). Peso 2 kg o 2,5 kg.



MODELO	REF.
Step Eco Fitness	434065
Escalón Eco Fitness con patas	434066

UN PAR DE PESAS DE NEOPRENO

Buen agarre y tacto suave. Material fácilmente lavable.




MODELO	REF.
0,5 kg.	434160
1 kg.	434161
1,5 kg.	434162
2 kg.	434163
3 kg.	434164
4 kg.	434165
5 kg.	434166
Soporte para 6 pesas	434098



BANDA DE EJERCICIO STRETCH

Banda de tejido elástico, muy suave con la piel, para multitud de ejercicios de rehabilitación y fortalecimiento muscular. Cuanto más se estira la banda, mayor es la fuerza ejercida. Está dividida en 8 compartimentos diferentes, para que puedas trabajar con distintas amplitudes. Longitud 93 cm, anchura 42 mm.

REF. 434004



CÍRCULO DE PILATES

Círculo de fortalecimiento muscular con cojines de posicionamiento lateral para la cadera o las manos. Diámetro 38 cm. Muy ligero 800g.

REF. 434132



MED BALL

Pelota médica de pequeño diámetro, fáciles de agarrar y flexibles para facilitar el agarre. Sensación muy agradable y antideslizante. Diferentes pesos.

MODELO	DIÁM.	REF.
0,5 kg.	10 cm.	434049
1 kg.	11,5 cm.	434050
2 kg.	15 cm.	434051



RODILLO

Rodillo para trabajar en el tratamiento de puntos musculares dolorosos. Relaja la tensión muscular con un masaje profundo. También es perfecto para estiramientos. Superficie de espuma dura.

Dimensiones : Largo 33 x diám. 14 cm. Peso 970 gr.

REF. 834009






BOLA INFLABLE ULTRALIGERA

> Soporte para muchos tipos diferentes de ejercicios de rehabilitación

> Suave y antideslizante

Esta bola de espuma de poliuretano se puede inflar por la boca con una pajita. Su contacto muy agradable y su ligereza harán de este balón el compañero ideal para sus ejercicios de rehabilitación.

Diámetro estándar 18 o 26 cm, Diámetro especial Pilates 30/32 cm.



MODELO	REF.
18 cm verde	404004
26 cm azul	404050
Especial Pilates	404039

Adaptable a la muñeca o en el tobillo

PAR DE BRAZALETES LASTRADOS

Esta correa lastrada de rehabilitación se mantiene perfectamente en su lugar gracias a su amplia correa de velcro que permite un ajuste eficaz en las muñecas o los tobillos. Su revestimiento de neopreno muy suave le proporciona una comodidad de uso incomparable.

MODELO	REF.
Brazaletes 2 x 500 gr.	434005
Brazaletes 2 x 1 kg.	434006
Brazaletes 2 x 1,5 kg.	434038
Brazaletes 2 x 2 kg.	434099

PAR DE MUÑEQUERAS LASTRADAS

Muñequeras lastradas diseñadas para su uso en entornos acuáticos. Los pesos de silicona y las cubiertas de malla de poliuretano se pueden lavar por separado. Par en 2 pesos a elegir.

PESO	REF.
0,5 kg.	461009
1 kg.	461010

POLEA DE EJERCICIO

> Prevención y rehabilitación de las lesiones del hombro

> Gimnasia suave

Esta polea de ejercicio se utiliza en la prevención y rehabilitación de las lesiones de hombro. Gimnasia suave. Esta polea se adapta sobre o al lado de su puerta cerrada para realizar ejercicios de movilización de miembros superiores (flexión, abducción, rotación...). Muchos ejercicios posibles de pie, sentado o acostado.

El conjunto incluye el soporte con polea, una cuerda de nylon de 2 m. de largo con 2 asas en los extremos.

REF. 831065



POLEA DE EJERCICIO CON SOPORTE

Esta polea de ejercicio le permite movilizar los músculos sin tener que sujetar los mangos, las correas le permiten poner las manos encima. Se acopla en una puerta

REF. 831039



BANDA DE EJERCICIO SIN LÁTEX

- > Rehabilitación y gimnasia suave
- > Sin látex para evitar alergias
- > Efecto Snapstop para evitar desgarros repentinos

Tiras elásticas sin látex adecuadas para todos los ejercicios de rehabilitación y mantenimiento muscular. Disponible en 5 resistencias.

**BANDA 5.5 M.**

RESISTENCIA	REF.
Extra-flexible (amarillo)	434052
Suave (rojo)	434053
Medio (verde)	434001
Firme (azul)	434002
Extra-firme (negro)	434003
SURTIDO DE 5 BANDAS	434020

BANDA 45.5 M.

RESISTENCIA	REF.
Extra-flexible (amarillo)	434168
Suave (rojo)	434169
Medio (verde)	434170
Firme (azul)	434171
Extra-firme (negro)	434172

**BANDAS DE EJERCICIO SIN LÁTEX**

Juego de 5 tiras de cada resistencia en 1,5 m para medir las resistencia.

REF. 434173

**ELASTIBAND®**

- > Trabajo en resistencia
- > Revestimiento textil muy suave y lavable

Este elástico se compone de 8 bucles numerados donde el usuario colocará sus manos o pies, más o menos separados según el ejercicio. Será esencial para una amplia gama de ejercicios.

Largo 80 x ancho 4 cm.



 Fabricado en Francia

Se puede utilizar en ejercicios acuáticos



MODELO	REF.
1 Elastiband 7 kg.	434068
2 Elastiband 10 kg.	434034
3 Elastiband 15 kg.	434035
4 Elastiband 20 kg.	434040



 Fabricado en Francia

máxi-ÉlaStiband

Una banda elástica adaptada a los ejercicios de pies y manos. 5 pasos de pie/mano de 22 cm. Largo. 110 cm. Color rojo.

REF. 404063



ALFOMBRILLA DE EJERCICIO ERGO CONFORT

> Una alfombra suave y dinámica

> Con ojales de suspensión

Nuestra alfombra Ergo Comfort le permite realizar sus ejercicios de rehabilitación, fitness y yoga con una comodidad excepcional. La espuma NBR es muy resistente a la abrasión, fácil de lavar y desinfectar. Gracias a su grosor de 15 mm, ofrece una flexibilidad muy agradable y dinámica.

Los ojales de suspensión permiten colgar las alfombras de soportes estándar. Dimensiones: Largo 180 x ancho 60 cm. Grosor 15 mm.

2 colores disponibles.

COLOR	REF.
Rojo	454038rouge
Azul	454038bleu

**ESTERILLA MEDICA CONFORT**

> Espuma gruesa y altamente absorbente para un confort óptimo

> Tratamiento antibacteriano permanente Sanitized


Esterilla de espuma muy flexible con una superficie de piel suave y confortable. Ligera y lavable hasta 40°, también es adecuada para su uso en entornos acuáticos.

Color azul noche.

Dimensiones 180 x ancho 60 cm. Espesor: 15 mm.

REF. 454053

Sanitized


**FLOTADOR DE RELAJACIÓN**

Gracias a este flotador, la cabeza del usuario está en posición de reposo, manteniéndola fuera del agua. El tamaño del anillo permite que los brazos también estén en posición de reposo.

Espuma microcelular (muy blanda) de polietileno 35 kg/m³.

Dimensiones: diámetro interior 30, diámetro exterior 98, espesor 2,8 cm.

REF. 461058

**ESCALERA DE VELOCIDAD 5 M**

Ideal para ejercicios deportivos y de rehabilitación, esta escala de velocidad o ritmo le permitirá realizar sus ejercicios en buenas condiciones. Fácil de instalar y almacenar. Hecho de 2 correas de nylon y 8 barras planas para mayor seguridad. Se suministra con un estuche de transporte.

Dimensiones : Largo 500 x ancho 50 cm.

REF. 834022



EXTENSOR FORMA ESTRELLA

Nuestra estrella es una herramienta fácil de usar para trabajar los extensores con suavidad. La estrella está hecha completamente de gel lavable. También se puede utilizar en la rehabilitación combinada de extensores y flexores gracias a su centro de forma anatómica. Diámetro 10 cm, espesor 4 cm.

2 resistencias a elegir: color azul medio y color naranja firme.



MODELO	REF.
Medio azul	831049
Firme naranja	831052



Flexión y Extensión

HANDMASTER PLUS P

Este aparato para ejercicios Handmaster para la rehabilitación de manos ofrece una gama de ejercicios en 3 dimensiones. Le permite trabajar no sólo los dedos, sino también la muñeca.

Muchos ejercicios son posibles en flexión y extensión gracias a su bola blanda y sus elásticos muy resistentes. Disponible en 3 resistencias diferentes que se pueden identificar por código de color.

RESISTENCIA	REF
Suave (azul)	831086
Medio (rojo)	831087
Firme (naranja)	831088
SURTIDO DE 3	831089

RODILLO ANTI-CONTRATURA

Este rodillo tiene 2 usos principales: en la rehabilitación para trabajar la tonicidad de la mano y la flexión de los dedos muy suavemente, y en la protección de las personas espásticas para evitar que se lesionen las palmas de las manos.

Forro de microperlas de poliestireno y funda recubierto de poliuretano impermeable y lavable.

Dimensiones: 15 x 6 cm. Color gris.


REF.
829048

**TABLA CANADIENSE****> Una multitud de ejercicios**

Herramienta muy completa para la rehabilitación de dedos y muñecas que permite realizar un gran número de ejercicios diferentes. Bandeja entregada con 10 varillas, 5 correas de cuero, 5 elásticos, 2 taco de espuma, 1 potencia de deslizamiento.

Dimensiones : 49 x 39,5 cm. Espesor 5 mm.

REF. 831119

**SET DE 5 ESLABONES + PIEL DE REPUESTO**

REF. 831006

**MINI POWER WEB P**

Tamaño reducido adaptado a los ejercicios de dedos y manos. Diámetro 17,5 cm. 3 resistencias diferentes.



RESISTENCIA	REF.
Suave (amarillo)	831022
Medio (rojo)	831023
Firme (verde)	831024

**BOLA DE REHABILITACIÓN PARA MANOS Y MUÑECA**

Al girar y soltar manualmente el rotor interior, la bola oscila aleatoriamente, moviendo suavemente la muñeca en todas direcciones. Movimientos suaves y regulares. Diámetro 70 mm. Peso 270 g.

REF. 831002

BOLA ANTIESTRES GRIP P

Bola muy maleable rellena de granos de mijo con una cubierta de goma muy suave. Un manejo muy agradable y calmante. Varios colores. Diámetro 6 cm.

REF. 402010



PASTA DE REHABILITACIÓN

> Rehabilitación gradual de la mano
4 resistencias diferentes pueden ser mezcladas si es necesario. Se suministra en caja hermética de 85 g.



RESISTENCIA	REF.
Ultra flexible (amarillo)	831078
Suave (amarillo)	831079
Medio (rojo)	831080
Firme (verde)	831081
Extra firme (azul)	831082
SURTIDO DE 5	831069



BOLA DE REHABILITACIÓN BALLCIZER

Agradable de manejar con una sensación granular para ejercicios de rehabilitación de manos y antebrazos.
4 colores diferentes dependiendo de la densidad.



RESISTENCIA	REF.
Suave (rosa)	831060
Medio (azul)	831061
Firme (verde)	831062
Extra firme (naranja)	831063
SET DE LOS 4 BOLAS	831064

GRIPMASTER

Los mangos de fuerza y rehabilitación del Gripmaster permiten realizar ejercicios con los dedos, las manos y las muñecas para una mejor coordinación. Cada dedo puede trabajar independientemente. La forma ergonómica del mango se adapta perfectamente a la palma de la mano. Existen 5 tensiones diferentes dependiendo del nivel de resistencia y de los progresos realizados.



RESISTENCIA	TENSION	REF.
Ultra flexible (amarillo)	0,7 kg.	831104
Suave (rojo)	1,4 kg.	831084
Medio (verde)	2,3 kg.	831074
Firme (azul)	3,2 kg.	831075
Extra firme (negro)	4,1 kg.	831076
SURTIDO DE 5 GRIPMASTERS		831105

BOLA MULTIFORME

> Rehabilitación ultra suave

Bola ultra flexible y transpirable que recupera lentamente su forma. Ideal para ejercicios de rehabilitación suaves. Diámetro 6,5 cm.

REF. 402007



POWER WEB COMBO

> 2 resistencias en una sólo power web

El Combo está compuesto por 2 medias pantallas de diferente resistencia para una rehabilitación gradual de la mano y la muñeca. El Combo 1 combina amarillo y verde, Combo 2 combina rojo y azul, Combo 3 combina verde y negro.

MODELO	REF.
Combo 1 (amarillo / verde)	831066
Combo 2 (rojo / azul)	831067
Combo 3 (verde / negro)	831073




Forma anatómica

BOLA DE REHABILITACIÓN FORMA HUEVO

Estos huevos son muy útiles para la rehabilitación y el fortalecimiento muscular de la mano. Largo. 7 cm. Diámetro máximo 4,5 cm. Polímero no alergénico sin látex.

RESISTENCIA	REF.
Extra flexible (amarillo)	831099
Suave (rojo)	831100
Medio (verde)	831101
Firme (azul)	831102
Extra firme (negro)	831103
SET DE 5 BOLAS	831125





LÁMPARA IR 150W ECO P

> El calor intenso que calma

Los infrarrojos proporcionan calor intenso localmente lo que tiene el efecto de calmar el dolor en profundidad (cuerpo, cara...). Promueve la regulación natural del calor corporal y permite una mejor irrigación. 5 nivel de inclinación.

3 años de garantía.

REF. 835062

Garantía
3 AÑOS

BANDA DE SUJECCIÓN USYFIX

> Ideal para mantener las compresas calientes/frías en las articulaciones

La banda Usyfix está fabricada con un polímero altamente elástico y extensible, lo que permite fijarla a un brazo o a compresas articulares, electrodos, etc. Cómoda, higiénica y fácilmente ajustable (tipo ojal). 2 longitudes disponible: 33 cm (muñeca, tobillo) o 40 cm (rodilla). Posibilidad de acumular varios Usyfix para el hombro, por ejemplo.



FABRICADO
EN EUROPA



LONGITUD	REF.
33 cm	835185
40 cm	835186

DIFUSOR DE CALOR 300W P

> Ángulo de inclinación de 0° a 50°

> Regulación continua de la intensidad

Difusor de calor profundo sobre una superficie de unos 30 x 40 cm. Ventana de vidrio cerámico, ventilación activa. Bloqueo 100% UV. Protección contra sobrecalentamiento. Producto médico. Temporizador ajustable de 1 a 15 minutos.

REF. 861102



LÁMPARA IR 250W SOBRE BASE CON RUEDAS

Base con 5 ruedas cromadas. Rejilla de protección de la bombilla suministrada.

BOMBILLA DE REPUESTO IR 250W

Con reflector incorporado.

	REF.
Lámpara	835086
Bombilla de repuesto	835088



FÉRULA CRIOGÉNICA INFLABLES EXCELL'ICE

> Bomba suministrada

Combina los beneficios de la compresión y la crioterapia. Consta de una férula de inmovilización y una compresa fría que se puede inflar mediante una bomba manual (suministrada). También se suministra un jersey de lycra (un cómodo tejido hipoalergénico) para proteger eficazmente la piel.

MODELO	REF.
Férula de rodilla	838160
Férula de tobillo	838161



CUBETA HIDROTÉRMICA

Cubeta esmaltada con termostato regulable hasta 100° ideal para sus compresas. Capacidad 27 litros. Entregado con una rejilla.

REF. 835060



COMPRESA TÉRMICA DE BARRO

Funda ultra resistente con doble soldadura. Para uso exclusivo en microondas y congelador. 2 tamaños disponibles.

DIMENSIONES	REF.
22 x 40 cm.	835136
30 x 40 cm.	835137

COMPRESAS FRÍO-CALOR GELPRO P

> Un material elástico revolucionario.

> Permite un tratamiento eficaz en frío o en caliente

Nuestra nueva gama GelPro ofrece un tratamiento completo de termoterapia. Colocando la compresa en el congelador, puede aliviar pequeños traumatismos y edemas. Colocando la compresa en el microondas, puede aliviar dolores musculares o de órganos. Las compresas se deslizan sobre la zona a tratar y se ajustan perfectamente a ella, ya que el material utilizado es muy elástico, lo que permite adaptarlo a la mayoría de las formas corporales. Azul. 6 modelos disponibles.

MODELO	REF.
1 Muñequera	835187
2 Tobillera	835188
3 Codera-rodillera	835189
4 Rodillera-muslera	835190
5 Lumbar	835191
6 Hombro	835192

MUÑEQUERA GELPRO

Modelo deslizable de la palma a la muñeca, con pulgar separado. Dimensiones sin extensión: 17 x 10,5 cm.

TOBILLERA GELPRO

Diseño de tubo para el pie. Correa de velcro extensible de 33 cm para un mejor ajuste. Dimensiones sin extensión: 24 x 14 cm.

CODERA-RODILLERA GELPRO

El modelo de tubo para tratar el codo o para tratar la rodilla. Dimensiones sin extensión: 25,5 x 15 cm.

RODILLERA-MUSLERA GELPRO

Modelo tubular, se desliza por el pie hasta llegar a la rodilla. Dimensiones sin extensión: 28 x 17,5 cm.

LUMBAR GELPRO

Modelo de cinturón con gel, dimensiones sin extensión 34 x 24 cm. Cinturón extensible con velcro para una circunferencia (sin extensión) de 103,5 cm.

HOMBRO GELPRO

Diseño mitad cinturón, mitad tubo que se desliza sobre el brazo para cubrir todo el hombro. La correa extensible de velcro se abrocha bajo el brazo opuesto. Dimensiones sin extensión: 29 x 35 cm. Longitud de la correa sin extensión: 76 cm.



Viene con una funda tipo bucle suave y lavable

COMPRESA HOT COLD

> Sobre tejido de alta resistencia

> Tamaño grande

Rellena de gel no tóxico con buenas prestaciones en crioterapia y termoterapia. Usar en congelador o en el microondas para la temperatura adecuada.

DIMENSIONES	REF.
23 x 13 cm.	835147
30 x 18 cm.	835129
40 x 30 cm.	835038
P Tres secciones	835166



AEROSOL FRÍO PIC P

Ideal para hematomas y contusiones.
Disponible en 2 capacidades: 150 ml o 400 ml.
Aerosol listo para usar.



MODELO	REF.
150 ml	802062
400 ml	802063

Novedad

**COMPRESA CALOR-FRÍO CONFORT P**

Nuestra compresa de gel puede calentarse en el microondas o enfriarse en el congelador. Cuenta con una cara lisa y otra cara de confort con un revestimiento textil muy cómodo para aplicarla directamente sobre la piel.

Color: azul oscuro. Dimensiones: 30 x 20 cm.

REF. 835199

COMPRESA FRÍA DE UN SOLO USO P

Ideal para reducir el dolor y la extensión de pequeñas traumatologías y hemorragias debidas a la acción del frío.

Uso instantáneo por acción química. 30 minutos de frío después de la contusión.

Desechable después de su uso.

REF. 428002

**COMPRESA THERMO CRYO**

Bolsa de gel reutilizable en cubeta o microondas. Inercia de 20 a 40 minutos. 2 tamaños disponibles.

DIMENSIONES	REF.
15 x 25 cm.	835127
20 x 30 cm.	835128

BOLSA DE HIELO P

Bolsa de hielo de tela para una mejor transmisión del frío y un contacto agradable con la piel. Diámetro 23 cm. Capacidad de 1400 ml.

REF. 862010



Novedad

**COMPRESA THERMO CRYO STRAP P**

Esta compresa de calor y frío se puede ajustar fácilmente alrededor del codo o la rodilla gracias a su funda de algodón con correa elástica integrada. Es ideal para un tratamiento eficaz. Está rellena de gel, lo que permite calentarla en el microondas (termoterapia) o enfriarla en el congelador (crioterapia). Disponible en 2 tamaños.

DIMENSIONES	REF.
12 x 29 cm.	835200
20 x 29 cm.	835201

COJÍN HUESOS DE CEREZA

Nuestros cojines están llenos de huesos de cereza. Almacenan el calor muy rápidamente y lo liberan más lentamente, permitiéndole disfrutar de los beneficios del calor durante más tiempo. La relajación muscular causada por el calor suave y profundo ayudará a aliviar el dolor asociado con la fatiga diaria.

Calentar sólo en microondas. Relleno de hueso 100% cereza y funda de poliéster de microfibra ultra suave. Color verde. 2 modelos disponibles: cojín pequeño de 30 x 20 cm y cojín de cuello de 30 cm de diámetro.

MODELO	REF.
Cojín pequeño	835158
Cojín cervical	835157



Recubrimiento de microfibra ultra suave

COJINES CALOR DE LINO

> Los beneficios analgésicos del lino combinados con el calor

> Para un calor suave y duradero

> Recalentar en el microondas

Nuestros cojines difunden un calor suave y uniforme en las partes del cuerpo que entran en contacto con ellos. Los cojines son muy maleables y se adaptan perfectamente a todas las formas del cuerpo. Las semillas de lino, que son analgésicas por naturaleza, almacenan el calor del microondas y lo liberan lentamente.

La gruesa y ultracómoda funda gris antracita es muy suave con la piel. Las fundas están cosidas por dentro para evitar la transferencia del lino a un solo lado del cojín. Sólo limpieza superficial.

5 modelos disponibles, según el uso.

CINTURÓN LUMBAR

Cinturón compuesto por una almohadilla térmica de 48 x 23 cm y un cinturón con cordones de 50 cm a cada lado. Longitud total: 150 cm. Peso: 730 g.



COJÍN CERVICAL

Se ajusta perfectamente a la nuca, cubriendo los hombros. Dimensiones: 32 x 32 cm. Peso: 730 g.



COJÍN LUMBAR / CERVICAL LARGO

Cojín con costura lateral para uso en la región lumbar, pero también alrededor del cuello. Dimensiones: 66 x 23 cm. Peso: 1450 g.



COJÍN UNIVERSAL

Ideal para la espalda, el vientre o los muslos. Dimensiones: 53 x 33 cm. Peso: 1 kg.



Novedad

PAR DE ZAPATILLAS

Par de zapatillas para mantener los pies calientes, aptas para todas las tallas. Un par. Peso 980 gr.



MODELO	REF.
1 Cervical	835193
2 Universal	835194
3 Lumbar	835195
4 Lumbar / cervical	835196
5 Par de zapatillas	835197

COMPRESAS DE LINO **P**

> 100% natural y ecológica

> Los beneficios analgésicos del lino combinados con el calor

Nuestra compresa de lino está compartimentada para distribuir el calor de manera uniforme en toda la superficie de tratamiento. Se entrega con una funda lavable equipada con bandas autoadherentes para mantener la compresa en su lugar de manera eficaz. Costuras ultrarresistentes y una maleabilidad excepcional. Contiene semillas de lino esterilizadas por radiación.

Apta para uso en crioterapia. Calentamiento en microondas.



Tri-sección
42 x 45 cm



Fabricado en Francia



Lumbar
44 (132) x 20 cm



Guante



Universal
45 x 34 cm



La compresa universal cubre toda la espalda

Cervical
60 x 14 / 20 cm

MODELO	REF.
Compresa de lino universal	835006
Compresa de lino cervical	835108
Compresa de lino tri-sección	835115
Compresa de lino lumbar	835126
Compresa de lino guante	835164

BOLSA DE AGUA CALIENTE **P**

> Forma clásica para calentarse

Nuestras bolsas de agua caliente le garantizan un bienestar inmediato calentando su cama durante mucho tiempo. Consisten en un depósito de caucho natural con una capacidad de 2 litros y una cubierta de confort.

Dimensiones: 33 x 20 cm.

3 modelos de fundas disponibles: funda de poliéster de microfibra ultra suave con patrón New Sun o Blueight, funda de poliéster de punto Scandinavia.



1



2




3



MODELO	REF.
1 Microfibra New Sun	855146N
2 Microfibra Blueight	855147N
3 Punto Scandinavia	855149

Abena incontinencia.....	56	Bandeja lavacabezas para silla ...	220	Cinturón de ayuda a la marcha	198	Disco de transferencia	o giratorio.....	198 à 201
Abridor de tarros	110-111	Baño de pies	261	Cinturón pélvico	192-193	Dispensador de jabón		115
Aceite de cuidados.....	226	Barandillas de cama	230-231	Círculo de Pilates.....	308	Domolit.....		210
Aceite de masaje	298-299	Barra de acceso a la cama	230	Clean.....	36	Dr Helewa.....		46
Aceite esencial.....	253	Barra de baño/ inodoro	65-66	Clip para papel higiénico.....	52	Ducha con botón de parada.....		7
Aceite para masajes y cuidados.	226	Barras paralelas de marcha.....	300	Cojín antideslizante.....	194-238	Ducha de cama.....		220-221
Acolchado	77	Báscula de baño	273	Cojín cervical	248-259	Ducha de mano para lavabo... 17-220		
Acupresión	269	Bastón asiento plegable	144	Cojín confort WC	50	Ducha portátil		221
Aerosol frío	316	Bastón blanco	152	Cojín curvo de prevención.....	195	Dulcéo.....		4
Agua de colonia	227	Bastón cuadrípode / trípode.....	152	Cojín de boya.....	194-215-216-251	Dycem.....		8-106-107-110
Agua de rosas	227	Bastón inglés.....	81-150-151	Cojín de calefacción	255 à 257	E-Foldi.....		176-179
Agua de toilette	227	Bastón para niños.....	81	Cojín de cuña	295	Ecopostural		291 à 294
Agua limpiadora para bebés		Bastón paraguas.....	145	Cojín de cuña con microesferas..	246	Elastiband		310
Rivadouce.....	79	Bastón plegable.....	147 a 149	Cojín de fisioterapia	295	Electroterapia.....		264
Agua nebulizada	222	Bastones de senderismo LED	153	Cojín de lectura.....	246	Elevación de inodoro.....		52-53
Agujas mágicas.....	126	Bellagio	234	Cojín de posicionamiento .. 214 a 217		Elevador de bañera		3-4
Airex	302	Bellavita	4	Cojín eleva piernas	215-246	Elevador de inodoro		51-54-55
Alfombra de alarma caída.....	139	Belleza	19	Cojín lumbar	249	Elevador de tronco		246-247
Alfombras de baño y ducha ... 14 a 16		Bermudas	49	Cojín semicilíndrico	295	Elevadores de muebles.....		232-233
Alfombrillas baño	9-14-15	Better Back.....	250	Colchón Confort	244-245	Elispoon		102
Almohada PosiForm.....	244	Bicicleta de rehabilitación....	304-305	Colchón de acupresión	269	Empapador.....		59-62
Almohada transversina	213-243	Bid extraíble	50	Colchón de aire.....	212	Empapador absorbente		59
Almohadas.....	213-242-243	Biggrip	99	Colchones de prevención	viscoelástico	para sillón		59-237
Almohadilla antideslizante Ergo ... 105		Biombo.....	297	Colchoneta gimnasia.....	287-311	Empapadores		59
Almohadilla de equilibrio.....	302	Bloccs	20	Colchoneta acolchada	210-287	Emulsión hidratante		para pieles secas.....
Almohadillas superabsorbentes... 223		Body para paciente	229	Compresa caliente/fría.....	314 a 318	Empapador activo/pasivo....		274-306
Anchor	74	Bola de gimnasia.....	303	Compresa de barro	314	Ergodynamic		151
Andador	154	Bola de rehabilitación tipo huevo ...	313	Compresa de lino.....	259-317-318	Ergómetro.....		305
Andador adulto	154 à 157	Bolas de espuma	282	Conos apilables	280	Ergotip		38
Andador infantil	81	Bolas de masaje.....	261	Contera	146	Escalera 3 peldaños		116
Andador para niños.....	82 à 84	Bolas multiformes.....	282-313	Contera autoestable.....	146	Escalera de cama		204
Anillo con ventosa Sucker	90	Bolos	283	Control del valgo	276	Escaleras de rehabilitación		300
Antideslizante para moquetas.....	116	Bolsa de agua caliente.....	255-318	Control por audio	139	Escalón		116-298
Antigua	14	Bolsa de hielo.....	316	Cordones elásticos	120	Escalón de acceso al baño		11
Antiolores	55	Bolsa para silla de ruedas.....	196	Corfú	208	Escalón fitness.....		308
Antirronquidos	244	Bolsa para vómitos	223	Correa de salida del vehículo	191	Escalón posición natural		50
Apoyabrazos Jumborest.....	104	Bolsas para pañales	57	Corrector postural.....	264	Escoba y recogedor		115
Aquagym	311	Bolsitas de polvos	superabsorbentes	Corsica.....	26	Escritura		130
Arcilla	298-299	Bomba adaptable para biberón.....	79	Cortador de comprimidos.....	140	Escurridor de ensalada		115
Arco de cama	213	Bomba de inflado.....	174-355	Cortaúñas	122	Espaldera.....		307
Arnés.....	192-193	Bombilla para enemas.....	58	Crema barrera protectora.....	56	Espejo de aumento.....		21
Arnés de seguridad	192-193	Bonn.....	34	Crema cambiador para bebés.....	79	Espejo de rejilla.....		294
Árnica.....	264-299	Bora	23	Crema de manos	227	Esponja de mango largo		18-19
Aros.....	284	Botella.....	125-252	Crema de masaje.....	298-299	Espuma limpiadora sin aclarado ...		225
Asa de taza	97	Buzo	229	Crema de óxido de zinc	56	Estimulador circulatorio		268-269
Asidero de acceso a la bañera.....	9	Caillebotis.....	16	Crema facial	224	Excellent Systems		188-189
Asidero de cama	230-231	Caja de prótesis dentales	122	Crema fría	225	Facilotab		138
Asideros.....	65 à 72	Calcetines.....	123-218-254-278	Crema fría para bebés	79	Férula de muñeca		279
Asideros con ventosas.....	70-71	Calentador de acumulación.....	255	Crema hidratante para bebés	79	Fidji.....		65
Asiento confort	248 à 251	Calentador de colchón.....	256	Crema limpiadora sin aclarado... 225		Formentera.....		39
Asiento corrector.....	251	Calentador de manos instantáneo .	258	Crema para pies secos	227	Forta		158-159
Asiento de baño	8-13	Calentador de pies con masaje... 254		Crema protectora con arginina ... 224		Fototerapia.....		260
Asiento de ducha abatible.....	30-31	Calidad del aire	213-229	Cubeta higiénica	219	Frio Caliente		258-315
Asiento de masaje Shiatsu	263	Calzado postoperatorio	279	Cubierta de inodoro	50	Fumadores		125
Asiento del inodoro	42-55-80	Calzador	118-120-121	Cubiertos.....	87-99 à 103	Funda acolchada camilla.....		288
Asiento Ergo Accent.....	250-296	Calzador de medias	118-119	Cubo	58-294	Funda de almohada		63
Asiento giratorio de bañera.....	6-7	Calzador de medias de compresión	119	Cubo antiolor Janibell	58	Funda Lenzing.....		216
Asiento incorporador	52-233	Calzoncillos cerrados para hombre ..	60	Cubo escayolas	20-21	Funda para silla.....		169
Asientos de inodoro y bidets.....	64	Calzoncillos para hombre	60	Cubre Escayolas	20-21	Gafas.....		130
Aspirador de oídos	123	Camilla de masaje plegable. 288-289		Cubrepianas.....	197	Gancho para ropa.....		122
Aspirador nasal bebé	78	Camilla de reconocimiento .. 290 à 293		Cuchara	87-99 à 103	Gel activador.....		226
Aston.....	35-37	Camino de luz	136	Cuchillo	87-99 à 103	Gel de ducha		225-228
Atomizador de agua de manantial.. 222		Capa calor	257	Cuchillo curvado.....	103	Gel de ducha Laino.....		228
Augsburg	73	Capa de lluvia	196-197	Cuchillo de hoja basculante	103	Gel de ducha para cabello		y cuerpo
Ayuda a la rotación.....	201	Capiluve.....	221	Cuchillo tenedor	103		225-226
Ayudas auditivas.....	135	Capri	13-24-25-26-47	Cuentagotas	140	Gel de higiene íntima.....		227
Azores.....	31	Careslope	190	Cuidado de los pies.....	276 à 279	Gel de masaje		298-299
Baberos	108-109	Caribe	44	Cuidado hidratante.....	225	Gel limpiador suave.....		79
Bagnoletto.....	221	Carrito de transporte	297	Cuidado nutritivo intenso.....	224	Gel limpiador supergraso.....		79
Baladeo.....	144	Carrito para servir	117	Culote	60-61	Gel refrescante de glicerina		224
Balanza de cocina	113	Carro de la compra.....	144-145	Culote de baño	61	Gel-crema de ducha.....		224
Bali	11	Carro subescaleras	145	Culotes impermeables	60	Geopro		258-315
Baliza GPS Weenect.....	138	Cartas de juego	126	Cuña de abducción PositPro	215	Georgette		101
Ballcizer	313	Casco de protección	182	Cuña de cuña con microesferas..	246	Gira 3 llaves		125
Balón de rehabilitación.....	303	Cepillo de pelo	18-123	Curve	67	Gorro de champú sin aclarado ...		226
Balón hinchable	282-309	Cepillo de uñas	19	Cutafactina	226	Gorro protector del cabello		17
Bálsamo regenerador	para pieles secas.....	Cera de los oídos.....	78	Depósito hidrotermia.....	314	Granos de lino		259-317-318
Banco de acceso a la bañera	12	Cerfeña	45	Desodorante en spray.....	227	Gripmaster.....		313
Banda de ejercicio.....	308-310	Chaleco abdominal.....	193	Despertador	134-260	Gripoballs		98
Banda exfoliante	18	Champú	226	Diamant	239			
Bandeja antideslizante.....	104	Cica-r dermo.....	224	Diatomita	14			
Bandeja de cama	247	Cinta elevapiernas.....	196-204	Difusor de aceites esenciales	253			
		Cinturón abdominal	192-193	Digitube	277			

- Groenlandia 48
 Grúa 203
 Grúa de bipedestación 203
 Guante de champú 223
 Guante de compresión 264
 Guante de crin 18
 Guante de toilette un solo uso 223
 Guantes térmicos 254
 Handmaster 312
 Handybar 191
 Handycup 97
 Huesos de cereza 259-317
 Humidificador de aire 253
 Hurrycane 147
 Ibiza 54
 Icon 174
 Id Mouv 177
 Incontinencia 56 à 61
 Incontinencia Abena 56
 Incontinencia Seni 57
 Incontinencia Soffisof 58
 Inflador 174-355
 Inodoro japonés 64
 Islandia 43
 Jabón de Alepo 227
 Jabón de Marsella 228
 Jabón sólido 224
 Jabón supergraso 227
 Janibell 58
 Jardín 124
 Jarra 113
 Juego de cartas 126
 Juego de mesa Dycem 106
 Juego de mesa Ergo 105
 Juegos 126-280 a 286
 Jumborest 104
 Kanjo 3
 Kit de habilidades motrices 284-285
 Kit de motricidad 284
 Kit de rampa 188-189
 Kit de rampas 188-189
 Klip 83
 KuraCare 100
 Lámpara de desinfección UV 222
 Lámpara de examen 314
 Lámpara de infrarrojos 314
 Lámpara de lectura 130
 Lavabo para champú 221
 Lavabo regulable 10
 Lavacabezas 220
 Lavapiés y espalda con mango largo 19
 Leche de toilette 79
 Leche hidratante 225
 Leche limpiadora 3 en 1
 sin aclarado 224
 Lima de uñas 19
 Linimento 78
 Linimento limpiador para bebés 79
 Llamada de emergencia
 inalámbrica 133-138
 Loción limpiadora e hidratante 224
 Loción secante 224
 Lofoten 53
 Lupa 128-129
 Lupa página 128
 Luz nocturna 136
 Magnetoterapia 266
 Maldivas 32
 Malla antideslizante Dycem 8-193
 Mallorca 203
 Mando a distancia universal 124
 Mango ergonómico 102
 Manicura y pedicura 278
 Manopla antiarañazos 210
 Manta lastrada 213-247-280
 Manta térmica 256
 Maquinillas de afeitar desechables 222
 Marco de inodoro 48
 Masajeador vibratorio 262
 Masticador 104
 Mayotte 13-30
 Medelert 143
 Medición de la calidad del aire 213
 Menorca 33
 Mesa Bobath 293
 Mesa de trabajo ergonómica 202
 Mesa para sillón elevador 2-206
 Mesita de cama 206 a 210
 Mini-pedaliér 275-307
 Mint 237
 Módulo 157-231
 ModuloLight 171
 Moorea 11
 Moovy 40-41
 Motorización de sillas de ruedas 176
 Motorlight 177
 Mouveo 169
 Mouvlight 173
 Muleta antebraquial 153
 Muleta axilar 153
 Muletilas bastones 147 a 149
 Murano 43
 Neo Classic 156
 Neo Fold Evolution 162
 Neo Light 162
 Nest 241
 Neutralizador de olores 55
 New Aqua 75
 Nimbo 82
 Nosy Be 48
 Oasis 27
 One Touch 111
 Opti-confort Premium 151
 Orinal 219
 Ortesis/ortopedia 279
 Pajitas 87-94
 Pajitas 87-94
 Pango 85
 Pañales 56-57
 Pañales desechables 56 a 58
 Par de bastones 81-150-151
 Pasta de rehabilitación 313
 Pastillas de esterilización 78
 Pastillero 140 à 143
 Pastillero semanal Ergo 141
 Pedaliér 274-275-307
 Peine 18-19
 Pelador 114
 Pelador de frutas y verduras 114
 Pelican 76
 Péndulo 131
 Perfolight 186
 Pesas 308
 Phoenix 42
 Physio-Roll 303
 Physipro 192
 Phytotech 264-299
 Pilbox 140 à 142
 Pinza de agarre 127
 Pinzas 122
 Pistola de masaje 301
 Pivote 84
 Plano inclinado de aluminio 186
 Plano para aseo 75
 Plantillas y cuidado de los pies 276-277
 Plataforma de equilibrio 275-302
 Plataforma de transferencia 200-201
 Plataforma Freeman 301
 Plato Ergo 89
 Plato hondo 87-88
 Plato isotérmico 93
 Platos 87 à 93
 Podología 276-277
 Podómetro 272
 Podosolution 218
 Polvo superabsorbente 223
 Poncho de lluvia 197
 Porta bastones 164
 Portabastones 146
 Portapajitas 94
 Portaparaguas 196
 Portasueros 297
 Posicionador de brazos 194
 Posicionamiento PositPro 214 à 217
 PositPro 214-216
 Power Web 312
 Powerstroll 176
 Presoterapia 267
 Primo 160
 Primo Confort 235
 Protección anatómica 56
 Protección contra la incontinencia
 para sillas de ruedas 237
 Protección de barandilla 211
 Protección de la cabeza 182
 Protección de la cadera 182
 Protector de cubo o inodoro 223
 Pulsera lastrada 309
 Pulsioxímetro 272
 Pulverizador refrescante 252
 Purificador de aire 229
 Quickramps 189
 Quinta rueda 175
 Rampa de umbral 183
 Rampa para sillas de ruedas 183 a 190
 Reborde de plato 88
 Recambios de papelera Janibell 58
 Recortador de pelos de la nariz 122
 Red para andador 168
 Reductor de bañera 9
 Reloj calendario 137
 Reloj parlante 134
 Repelente de mosquitos 252
 Reposabrazos de indodro Lumex 51
 Reposabrazos para inodoro 49
 Reposacabezas para silla de ruedas 172
 Respaldo Confort 248
 Revitive 268
 Rodillo antideformación 312
 Rodillo de corte Dycem 107
 Rodillo de masaje 261-275
 Rollator 2 ruedas 81-156 a 159
 Rollator 4 ruedas 159 a 167
 Rollator de carbono 163-166
 Rollator de transferencia 168
 Rollator Delta de 3 ruedas 157
 Rollator para niños 81
 Rollator Primo 160
 Rollo adhesivo luminiscente 136
 Rollo de adhesivo antideslizante 125
 Rotterdam 34
 S-Ergo 172
 Sábana y funda de colchón 62-63
 Sábanas deslizantes 204-205
 Sajjol 166-167
 Samoa 47
 Sandalia lavado piés 17
 Santorini 27
 Scooter eléctrico 178 à 180
 Seahorse Plus 77
 Seat 2 Go 86
 Securiseat 191
 Seguridad Soft 15
 Separador de piernas 195
 Set de evaluación de las comidas 92
 Silicoplant 276
 Silla de aseo 43 à 47
 Silla de cocina 117
 Silla de ducha 23 à 43
 Silla de ducha alta 27
 Silla de ducha eléctrica 38
 Silla de ducha envolvente 28
 Silla de ducha plegable Tobago 29
 Silla de ducha reclinable 38-39-42
 Silla de ducha/WC para niños 73 a 77
 Silla de ruedas 169 à 177
 Silla de ruedas eléctrica 175 à 177
 Silla de ruedas para niños 81
 Silla de tela plegable 144
 Silla de transferencia 168-169-171
 Silla ducha/WC Bonn 34
 Silla Ta Da 144
 Sillón de masaje plegable 290
 Sillón inodoro 43 à 47
 Sillón reclinable 2
 Sillón relax 234-235
 Sillones elevadores 234 a 241
 Simplex 207
 Sistema de alarma inalámbrico 138-139
 Smartphone 133
 Sobrecolchón 244-245
 Solución sin aclarado 225
 Soporte de bañera 9
 Soporte de ducha con ventosa 6
 Soporte de naipes 126
 Soporte de ollas y sartenes 113
 Soporte para orinales 219
 Soporte para pasta de dientes 17
 Spray antideslizante 12
 Stepless Lite 190
 Stop olores 55
 Stylo 130
 Stylus 162
 Sube slips 118
 Suero fisiológico 78
 Sujetalibros 131
 Swift 28-38-44
 Swingeasy 147
 Tabla canadiense 312
 Tabla de bañera 5
 Tabla de cortar 112-113
 Tabla de equilibrio 301
 Tabla de preparación de comida 112-113
 Tabla de transferencia 199
 Tablet Facilotab 138
 Taburete de ducha 22 à 27
 Taburete de ducha de esquina 26
 Talonera PositPro 214
 Tasmania 202-209
 Taza de 2 asas 87-92 à 97
 Taza Ergo 95
 Taza isotérmica 93
 Teléfono 132-133
 Teléfono SOS 133
 Tenedor 87-99 à 103
 TENS 265
 Tensiómetro 271
 Termómetro 229-270
 Tienda de seguridad para niños 86
 Tijeras 114-126
 Tiras adhesivas antideslizantes 16
 Toallero 12
 Toallitas para adultos 222
 Toallitas para bebés 79
 Tobago 29
 TorsoGrip 101
 Track Wheel 175
 Trampa para insectos 253
 Trapecio 204
 Travelite 171
 Triturador/cortador de comprimidos 140
 Tubos de espuma Ergo 98
 Tubos de plástico 284
 Tumbona de baño para niños 73 a 75
 Turbante 181
 Turner Pro 201
 Ultrasonido 266
 Umbrales 183-184-186
 Uribag 50
 Vajilla de acero inoxidable 87
 Vajilla de melamina 90
 Vario 202
 Vaselina 226
 Vaso abertura nasal Ergo 94
 Vaso antiderrame HandSteady 96
 Vegelya 242 à 245
 Vendaje de rótula 279
 Ventilador 252
 Victor 168
 Weenect 138
 XXL 28-37-161-163
 Zanzibar 13
 Zapatillas de relajación 254
 Zero Metal 170
 Zip-Grip 120



EMO IDENTITÉS

LOS PRODUCTOS DE
EMO IDENTITÉS
ESTÁN DISPONIBLES A
TRAVÉS DE UNA RED
DE VARIOS CIENTOS
DE DISTRIBUIDORES
EN ESPAÑA Y
PORTUGAL.

Pregúntenos por la lista
de distribuidores asociados
cerca de usted



Contáctenos :



Por internet

www.emo.es
www.emoonline.es
www.identites.eu



Por fax

96 370 6799



Por teléfono

96 313 20 51

De lunes a viernes :
De 09.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00



Por correo postal

EMO Identités
Camino Pascualeta, 40
46200 Paiporta VALENCIA



Por email

emo@emo.es

Estamos en las redes sociales :



Youtube :

EMO - especialistas en ortopedia, identites



Facebook :

EMO - especialistas en ortopedia, identitesvpc



Instagram :

emo.especialistas_en_ortopedia, identites_vpc

Encuentra nuestros videos explicativos de los productos en youtube. Comparta sus opiniones en los canales de facebook e instagram.



SILLA DE INODORO MURANO
página 43



ROLLATOR ALLROUND SALJOL
página 166



SILLA DE TRANSFERENCIA DE ACERO MOUVEO
página 169



COMPRESAS FRÍO-CALOR GELPRO
página 258

