

# Máscara de protección facial



**EMO**  
especialistas  
en ortopedia

***SIGUE ENTRENANDO  
con protección facial***



**EMO**  
especialistas en ortopedia

ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.  
+34 963 132 051  
[www.emo.es](http://www.emo.es)

Pol. Ind. La Pascualeta  
Camino de la Pascualeta, 40  
46200 Paiporta (Valencia)

# Máscara de protección facial



## Características

- Completamente libre de componentes metálicos, no permitidos en la práctica deportiva.
  - Material de almohadillas de apoyo con posibilidad de lijado y conformación por calor para una mejor adaptación.
  - Pieza textil adaptable a la zona occipital con cintas de sujeción ajustables.



### MSH100

Carcasa PETG, material ligero y transparente que permite la máxima visión.

### MSH500

Carcasa TFC, compuesto de fibra de vidrio y carbono termoconformable más fino pero igual de resistente.

Si dispones de un escáner 3D, en nuestra **CentralFab**

\*sólo tienes que mandarnos el fichero escaneado de la cara

**¡TE LA HACEMOS  
A MEDIDA!**

