



EMO
especialistas
en ortopedia

Guía de Kits Protésicos

CÓDIGOS | REFERENCIAS | INFOGRAFÍAS



OPCIONES TIBIALES	pág. 3
OPCIONES FEMORALES	pág. 3
KIT TIBIAL K1	pág. 4
KIT TIBIAL K1+	pág. 6
KIT TIBIAL K2 articulado	pág. 8
KIT TIBIAL K2+	pág. 10
KIT TIBIAL K3	pág. 12
KIT TIBIAL K3+	pág. 14
KIT FEMORAL K1	pág. 16
KIT FEMORAL K2	pág. 18
KIT FEMORAL K3	pág. 20
PRÓTESIS MIOELÉCTRICA TRANSRADIAL MYO NEXUS	pág. 22
PRÓTESIS MIOELÉCTRICA TRANSRADIAL MYO MC	pág. 24
COSMÉTICA OPCIÓN 1	pág. 26
COSMÉTICA OPCIÓN 2	pág. 28

PRÓTESIS PROVISIONAL

PIM 000B Encaje provisional para prótesis transtibial. Incluye adaptación y alineación.

06 24 48 Prótesis provisionales para movilización temprana en amputación de miembro inferior. Prescribir además el resto de los componentes necesarios para completar la correspondiente prótesis, que se reutilizarán para la prótesis definitiva

COMPLEMENTOS OPCIONALES

PIM 010A Liner conformador y reductor del muñón **tibial**.

PIT 960E Copas distales para muñones cónico.

PIG 920A Almohadillas silicona o gel para prótesis de miembro inferior.

PIG 930A Sistema BOA para encaje de prótesis de miembro inferior.

PIT 960C Cubierta **cosmética de revestimiento en PVC** para prótesis endoesquelética transtibial.

OPCIONES FEMORALES

PRÓTESIS PROVISIONAL

PIM 000D Encaje provisional graduable para prótesis transfemoral. Incluye adaptación y alineación.

06 24 48 Prótesis provisionales para movilización temprana en amputación de miembro inferior. Prescribir además el resto de los componentes necesarios para completar la correspondiente prótesis, que se reutilizarán para la prótesis definitiva.

COMPLEMENTOS OPCIONALES

PIM 010C Liner conformador y reductor del muñón **femoral**.

PIG 930A Sistema BOA para encaje de prótesis de miembro inferior.

KIT TIBIAL K1

PIT 010A

Prótesis transtibial con encaje TSB

Prescribir además una estructura endoesquelética, un sistema de suspensión, un pie a elección y, si lo precisa, una vaina, una funda, una media o cubierta cosmética y una calceta.



FIG 940B Vaina (liner) en gel preparada para acoplar pin distal para prótesis transtibial.

COD.	REFERENCIA
115630	Alpha classic original uniform locking



FIG 900A Lanzadera con pin para prótesis de miembro inferior

COD.	REFERENCIA
115407	PRLK.10 bloqueo cremallera macho



PIT 900C Estructura endoesquelética para prótesis transtibial, para usuarios entre 66 y 100 kg de peso

COD.	REFERENCIA
113551	Tubo (3S3SS) + 113104 Adaptador (5S21SS)



PIE 000A Pie no articulado (SACH) de adulto, de impacto bajo a moderado

COD.	REFERENCIA
111300	T49 Pie Sach + 3S8SS adaptador SS



FIG 910A Calceta por debajo de la rodilla para prótesis de miembro inferior

REF.	REFERENCIA
116271	OE-BK-P-40 Calceta BK fina



PIT 960A Funda cosmética externa para prótesis endoesquelética transtibial

REF.	REFERENCIA
116010	Funda cosmética tibial



PIT 960B Media para prótesis endoesquelética transtibial

COD.	REFERENCIA
116051	Media corta




FIG 940B
Vaina / Liner
de gel

PIT 010A
Prótesis transtibial con encaje TSB

FIG 900A
Lanzadera
con pin

PIT 900C
Estructura endoesquelética

PIE 000A
Pie SACH





FIG 910A
Calceta



PIT 960A
Funda cosmética



PIT 960B
Media

KIT TIBIAL K1 +

PIT 010A

Prótesis transtibial con encaje TSB

Prescribir además una estructura endoesquelética, un sistema de suspensión, un pie a elección y, si lo precisa, una vaina, una funda, una media o cubierta cosmética y una calceta.

FIG 940A Vaina (liner) de silicona preparada para acoplar pin distal para prótesis transtibial.

COD.	REFERENCIA
115731	PR30.FC.3 Flexcomfort locking silicone liner 3mm

FIG 900A Lanzadera con pin para prótesis de miembro inferior

COD.	REFERENCIA
115407	PRLK.10 bloqueo cremallera macho

PIT 900C Estructura endoesquelética para prótesis transtibial, para usuarios entre 66 y 100 kg de peso

COD.	REFERENCIA
113551	Tubo (3S3SS) + 113104 Adaptador (5S21SS)

PIE 000C Pie no articulado (SACH) de quilla corta o dinámico, de impacto bajo a moderado

COD.	REFERENCIA
111310	Pie SACH WW

FIG 910A Calceta por debajo de la rodilla para prótesis de miembro inferior

REF.	REFERENCIA
116271	OE-BK-P-40 Calceta BK fina

PIT 960A Funda cosmética externa para prótesis endoesquelética transtibial

REF.	REFERENCIA
116010	Funda cosmética tibial

PIT 960B Media para prótesis endoesquelética transtibial

COD.	REFERENCIA
116051	Media corta




FIG 940B
Vaina / Liner
de silicona

PIT 010A
Prótesis transtibial con encaje TSB

FIG 900A
Lanzadera
con pin

PIT 900C
Estructura endoesquelética

PIE 000C
Pie SACH
con quilla



FIG 910A
Calceta



PIT 960A
Funda cosmética



PIT 960B
Media

KIT TIBIAL articulado

PIT 010A

Prótesis transtibial con encaje TSB

Prescribir además una estructura endoesquelética, un sistema de suspensión, un pie a elección y, si lo precisa, una vaina, una funda, una media o cubierta cosmética y una calceta.

FIG 940B Vaina (liner) en gel preparada para acoplar pin distal para prótesis transtibial.

COD.	REFERENCIA
115666	Alpha hybrid select progressive locking

FIG 900A Lanzadera con pin para prótesis de miembro inferior

COD.	REFERENCIA
115407	PRLK.10 bloqueo cremallera macho

PIT 900C Estructura endoesquelética para prótesis transtibial, para usuarios entre 66 y 100 kg de peso

COD.	REFERENCIA
113551	Tubo (3S3SS) + 113104 Adaptador (5S21SS)

PIE 010A Pie articulado monoaxial, de impacto bajo a moderado

COD.	REFERENCIA
111401	2I40 Pie Articulado + 3S10SS Art.SS

FIG 910A Calceta por debajo de la rodilla para prótesis de miembro inferior

COD.	REFERENCIA
116271	OE-BK-P-40 Calceta BK fina

PIT 960A Funda cosmética externa para prótesis endoesquelética transtibial

COD.	REFERENCIA
116010	Funda cosmética tibial

PIT 960B Media para prótesis endoesquelética transtibial

COD.	REFERENCIA
116051	Media corta





FIG 940B
Vaina / Liner de gel



PIT 010A
Prótesis transtibial con encaje TSB



PIT 960B
Media

KIT TIBIAL K2 +

PIT 010A

Prótesis transtibial con encaje TSB

Prescribir además una estructura endoesquelética, un sistema de suspensión, un pie a elección y, si lo precisa, una vaina, una funda, una media o cubierta cosmética y una calceta.



FIG 940A Vaina (liner) de silicona preparada para acoplar pin distal para prótesis transtibial.

COD.	REFERENCIA
115731	PR30.FC.3 Flexcomfort locking silicone liner 3mm



FIG 900A Lanzadera con pin para prótesis de miembro inferior

COD.	REFERENCIA
115407	PRLK.10 bloqueo cremallera macho



PIT 900C Estructura endoesquelética para prótesis transtibial, para usuarios entre 66 y 100 kg de peso

COD.	REFERENCIA
113551	Tubo (3S3SS) + 113104 Adaptador (5S21SS)



PIE 020B Pie almacenador de energía de adulto de impacto moderado.

COD.	REFERENCIA
111052	PR01.KL. Lara Carbon Foot



FIG 910A Calceta por debajo de la rodilla para prótesis de miembro inferior

COD.	REFERENCIA
116271	OE-BK-P-40 Calceta BK fina



PIT 960A Funda cosmética externa para prótesis endoesquelética transtibial

COD.	REFERENCIA
116010	Funda cosmética tibial



PIT 960B Media para prótesis endoesquelética transtibial

COD.	REFERENCIA
116051	Media corta




FIG 940A
Vaina / Liner
de silicona

PIT 010A
Prótesis transtibial con encaje TSB

FIG 900A
Lanzadera
con pin

PIT 900C
Estructura endoesquelética

PIE 020B
Pie almacenador
de impacto
moderado





FIG 910A
Calceta



PIT 960A
Funda cosmética



PIT 960B
Media

KIT TIBIAL K3

PIT 010A

Prótesis transtibial con encaje TSB

Prescribir además una estructura endoesquelética, un sistema de suspensión, un pie a elección y, si lo precisa, una vaina, una funda, una media o cubierta cosmética y una calceta.



FIG 940A Vaina (liner) de silicona preparada para acoplar pin distal para prótesis transtibial.

COD.	REFERENCIA
115731	PR30.FC.3 Flexcomfort locking silicone liner 3mm



FIG 900A Lanzadera con pin para prótesis de miembro inferior

COD.	REFERENCIA
115407	PRLK.10 bloqueo cremallera macho



PIT 900C Estructura endoesquelética para prótesis transtibial, para usuarios entre 66 y 100 kg de peso

COD.	REFERENCIA
113551	Tubo (3S3SS) + 113104 Adaptador (5S21SS)



PIE 020B Pie almacenador de energía de adulto de impacto moderado.

COD.	REFERENCIA
111053	Asya Carbon Foot



FIG 910A Calceta por debajo de la rodilla para prótesis de miembro inferior

COD.	REFERENCIA
116271	OE-BK-P-40 Calceta BK fina



PIT 960A Funda cosmética externa para prótesis endoesquelética transtibial

COD.	REFERENCIA
116010	Funda cosmética tibial



PIT 960B Media para prótesis endoesquelética transtibial

COD.	REFERENCIA
116051	Media corta




FIG 940A
Vaina / Liner
de silicona

PIT 010A
Prótesis transtibial con encaje TSB


FIG 900A
Lanzadera
con pin

PIT 900C
Estructura endoesquelética

PIE 020B
Pie almacenador
de impacto
moderado



FIG 910A
Calceta



PIT 960A
Funda cosmética



PIT 960B
Media

KIT TIBIAL K3 +

PIT 010A

Prótesis transtibial con encaje TSB

Prescribir además una estructura endoesquelética, un sistema de suspensión, un pie a elección y, si lo precisa, una vaina, una funda, una media o cubierta cosmética y una calceta.

FIG 940A Vaina (liner) de silicona preparada para acoplar pin distal para prótesis transtibial.

COD.	REFERENCIA
115675	Alpha silicone select progressive locking

FIG 900A Lanzadera con pin para prótesis de miembro inferior

COD.	REFERENCIA
115407	PRLK.10 bloqueo cremallera macho

PIT 900C Estructura endoesquelética para prótesis transtibial, para usuarios entre 66 y 100 kg de peso

COD.	REFERENCIA
113551	Tubo (3S3SS) + 113104 Adaptador (5S21SS)

PIE 020C Pie almacenador de energía de adulto, de impacto alto.

COD.	REFERENCIA
111060	Pie Element

FIG 910A Calceta por debajo de la rodilla para prótesis de miembro inferior

COD.	REFERENCIA
116271	OE-BK-P-40 Calceta BK fina

PIT 960A Funda cosmética externa para prótesis endoesquelética transtibial

COD.	REFERENCIA
116010	Funda cosmética tibial

PIT 960B Media para prótesis endoesquelética transtibial

COD.	REFERENCIA
116051	Media corta




FIG 940A
Vaina / Liner
de silicona

FIG 910A
Prótesis transtibial con encaje TSB

FIG 900A
Lanzadera
con pin

PIT 900C
Estructura endoesquelética

PIE 020C
Pie almacenador
de impacto alto

FIG 910A
Calceta

PIT 960A
Funda cosmética

PIT 960B
Media

KIT FEMORAL K1

PIF 020A

Prótesis transfemoral con encaje CAT-CAM

Prescribir además una estructura endoesquelética, un sistema de suspensión, una articulación de rodilla, un pie a elección y, si lo precisa, un encaje interno y/o vaina, una funda, una media o cubierta cosmética y una calceta.



PIG 940E Vaina (liner) en gel preparada para acoplar pin distal para prótesis transfemoral.

COD.	REFERENCIA
115667	Alpha hybrid select AK symmetrical locking



PIF 900C Estructura endoesquelética para prótesis transfemorales, para usuarios entre 66 y 100 kg de peso

COD.	REFERENCIA
113104	Tubo (3S3SS) + 114329 Garra (5S41SS)



PIG 900C Lanzadera con cordón para prótesis de miembro inferior

COD.	REFERENCIA
540604	Revolock



PIL 010A Articulación de rodilla endoesquelética monocéntrica mecánica, con **bloqueo manual** a voluntad.

COD.	REFERENCIA
112505	PR04.AK.C10 Rodilla 1 eje de bloqueo de aluminio



PIE 000A Pie no articulado (SACH) de adulto, de impacto bajo a moderado

COD.	REFERENCIA
111300	T49 Pie Sach + 3S8SS adaptador SS



PIG 910B Calceta por encima de la rodilla para prótesis de miembro inferior.

COD.	REFERENCIA
116261	OE-AK-PH-50 calceta AK fina con agujero



PIF 960A Funda cosmética para prótesis endoesquelética transfemoral

REF.	REFERENCIA
116020	7QA31 Funda cosmética AK



PIF 960B Media para prótesis endoesquelética transfemoral

COD.	REFERENCIA
116052	Media prótesis larga



PIG940E
Vaina / Liner de gel

PIF 020A
Prótesis transfemoral con encaje CAT-CAM

PIG 900C
Lanzadera con cordón



PIL 010A
Rodilla monocéntrica con bloqueo




PIF 900C
Estructura endoesquelética



PIE 000A
Pie SACH



PIG 910B
Calceta



PIF 960A
Funda cosmética



PIF 960B
Media

KIT FEMORAL K2

PIF 020A

Prótesis transfemoral con encaje CAT-CAM

Prescribir además una estructura endoesquelética, un sistema de suspensión, una articulación de rodilla, un pie a elección y, si lo precisa, un encaje interno y/o vaina, una funda, una media o cubierta cosmética y una calceta.



PIF 940D Vaina (liner) de silicona preparada para acoplar pin distal para prótesis transfemoral.

COD.	REFERENCIA
115676	Alpha silicone select AK symetrical locking



PIF 900A Lanzadera con pin para prótesis de miembro inferior

COD.	REFERENCIA
115406	PRLK.20



PIL 030A Articulación de rodilla endoesquelética policéntrica mecánica, de entre tres y cinco ejes, con dispositivo de recuperación de la extensión

COD.	REFERENCIA
112515	PR04.PS.320 Rodilla Policéntrica 4 ejes Grandx



PIF 900C Estructura endoesquelética para prótesis transfemorales, para usuarios entre 66 y 100 kg de peso

COD.	REFERENCIA
113104	3S3SS tubo con adaptador



PIE 020B Pie almacenador de energía de adulto, de impacto moderado.

COD.	REFERENCIA
111052	PR01.KL. Lara carbon foot



PIF 910B Calceta por encima de la rodilla para prótesis de miembro inferior.

COD.	REFERENCIA
116261	OE-AK-PH-50 calceta AK fina con agujero




PIF 960A Funda cosmética para prótesis endoesquelética transfemoral

COD.	REFERENCIA
116020	7QA31 Funda cosmética AK



PIF 960B Media para prótesis endoesquelética transfemoral

COD.	REFERENCIA
116052	Media prótesis larga



PIF 940D
Vaina / Liner
de silicona



PIF 020A
Prótesis transfemoral
con encaje CAT-CAM



PIF 900A
Lanzadera
con pin

PIL 030A
Rodilla policéntrica




PIF 900C
Estructura endoesquelética



PIE 020B
Pie almacenador
de impacto
moderado



PIF 910B
Calceta



PIF 960A
Funda cosmética



PIF 960B
Media

KIT FEMORAL K3

PIF 010A

Prótesis transfemoral con encaje cuadrangular ISNY

Prescribir además una estructura endoesquelética, un sistema de suspensión, una articulación de rodilla, un pie a elección y, si lo precisa, una vaina, una funda, una media o cubierta cosmética y una calceta.

PIF 940D Sistema de suspensión hipobárica mediante vaina interna (liner) de silicona con **más de un aro de sellado**, para prótesis transfemoral

COD.	REFERENCIA
115687	Liner Alpha TruSeal

PIF 940B Suspensión por válvula de una vía automática para prótesis transfemoral.

COD.	REFERENCIA
119516	Válvula CTFV

PIL 010E Articulación de rodilla endoesquelética monocéntrica neumática, con control regulable de la fase de balanceo y bloqueo a la carga, para nivel de actividad de bajo a moderado.

COD.	REFERENCIA
112510	PR04.PO.M02 TEDRA Rodilla de fricción neumática

PIF 900C Estructura endoesquelética para prótesis transfemorales, para usuarios entre 66 y 100 kg de peso

COD.	REFERENCIA
113104	Tubo (3S3SS) + 114329 Garra (5S41SS)

PIE 020C Pie almacenador de energía de adulto, de impacto alto.

COD.	REFERENCIA
111060	Pie Element

SNS PIG 920A Almohadilla de silicona o gel para prótesis de miembro inferior.


COD.	REFERENCIA
115108	Alpha almohadillas cambio de volumen

PIF 960A Funda cosmética para prótesis endoesquelética transfemoral


COD.	REFERENCIA
116020	7QA31 Funda cosmética AK

PIF 960B Media para prótesis endoesquelética transfemoral

COD.	REFERENCIA
116052	Media prótesis larga



PIF 940D
Sistema de suspensión hipobárica



PIF 010A
Prótesis transfemoral con encaje cuadrangular ISNY

PIF 940B
Válvula de una vía automática




PIL 010E
Rodilla monocéntrica neumática


PIF 900C
Estructura endoesquelética



PIE 020C
Pie almacenador de impacto alto



SNS PIG 920A
Almohadilla de silicona o gel



PIF 960A
Funda cosmética



PIF 960B
Media

PRÓTESIS MIOELÉCTRICA TRANSRADIAL MYO NEXUS

PSA 020B

Prótesis mioeléctrica transradial a medida con encaje supracondilar exterior rígido y estructura exoesquelética.

Prescribir además un encaje interior y/o vaina, electrodos, baterías, un cargador, una articulación de muñeca, un terminal a elección y, si lo precisa, caja de conexión para alojamiento de la batería y un guante.

PSA 900K

Encaje supracondilar interior en termoplástico blando con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica transradial, a medida.



PSO 020E Mano eléctrica multiarticulada para uso por amputados bilaterales en la extremidad dominante

COD.	REFERENCIA
103530	Mano Nexus Black/Carbon




PSO 900C Guante estándar de silicona, de adulto, para prótesis pasiva o mecánica.

COD.	REFERENCIA
103535	Guante negro para mano Nexus




PSU 020B Articulación de muñeca para terminal eléctrico con función pronosupinadora.

COD.	REFERENCIA
103545	Kit de montaje para muñeca



PSG 910H Electrodo digital (unidad) para prótesis de miembro superior

COD.	REFERENCIA
-	Electrodo compacto



PSG 910J Cable para electrodo digital para prótesis de miembro superior

COD.	REFERENCIA
103541	Celcab-600 Cable para electrodo 600mm



PSG 920D Conector coaxial y corona para prótesis mioeléctrica

COD.	REFERENCIA
103358	Conector coaxial 4-Way + Coupling plate




PSG 910C Batería integral de litio con conector externo para la carga, para prótesis mioeléctrica con mano (ud.)

COD.	REFERENCIA
103549	Covps-2600 batería 2600mAh



PSG 910E Cargador para batería integral de litio para prótesis de miembro superior

COD.	REFERENCIA
103549	Cargador para batería



PSA 020B
Prótesis mioeléctrica transradial

PSG 910H
Electrodo digital

PSA 900K
Encaje supracondilar

PSG 910J
Cable para electrodo digital

PSU 020B
Articulación de muñeca

PSO 020E
Mano eléctrica multiarticulada



PSG 910E
Cargador para batería

PSG 910C
Batería

PSG 920D
Conector coaxial y corona

PSO 900C
Guante

PRÓTESIS MIOELÉCTRICA TRANSRADIAL MYO MC

PSA 020B

Prótesis mioeléctrica transradial a medida con encaje supracondilar exterior rígido y estructura exoesquelética

Prescribir además un encaje interior y/o vaina, electrodos, baterías, un cargador, una articulación de muñeca, un terminal a elección y, si lo precisa, caja de conexión para alojamiento de la batería y un guante.

PSA 900K

Encaje supracondilar interior en termoplástico blando con cajeado para electrodos para prótesis mioeléctrica transradial, a medida



PSO 020C Mano eléctrica con sistema de control sensorico de la presión, de adulto, incluido el procesador programable con FLAG

COD.	REFERENCIA
103061	Mano Motion Control con Proplus



PSG 900F Guante estándar de PVC, de adulto, para prótesis mioeléctrica

COD.	REFERENCIA
101460	Guante mano PVC Standar



PSU 020A Articulación de muñeca para terminal eléctrico de acoplamiento rápido

COD.	REFERENCIA
-	1100293 Lamination Ring



PSG 910H Electrodo digital (unidad) para prótesis de miembro superior

COD.	REFERENCIA
103255	3010968 Kit Preamp Dual



PSG 910J Cable para electrodo digital para prótesis de miembro superior

COD.	REFERENCIA
-	3010989 Cable-3CD Half Moon



PSG 920D Conector coaxial y corona para prótesis mioeléctrica

COD.	REFERENCIA
103222	1701009 Coaxial Plug




PSG 910C Batería integral de litio con conector externo para la carga, para prótesis mioeléctrica con mano (ud.)

COD.	REFERENCIA
103244	3010953 Battery Dual Cell



PSG 910E Cargador para batería integral de litio para prótesis de miembro superior

COD.	REFERENCIA
103207	1390023b Adaptador AC 240



PSA 020B Prótesis mioeléctrica transradial
PSG 910H Electrodo digital
PSA 900K Encaje supracondilar
PSG 910J Cable para electrodo digital
PSU 020A Articulación de muñeca
PSO 020C Mano eléctrica
PSG 910E Cargador para batería
PSG 910C Batería
PSG 920D Conector coaxial y corona
PSO 900F Guante

COSMÉTICA

OPCIÓN 1

PSA 000B

Prótesis pasiva transradial, a medida, con encaje supracondilar exterior rígido, estructura endoesquelética, cubierta de espuma, media y articulación de muñeca.

Prescribir además un encaje interior y/o vaina, una mano pasiva y un guante a elección.

PSA 900I

Encaje supracondilar interior en termoplástico blando para prótesis pasiva o mecánica transradial, a medida.

PSO 000A Mano pasiva de adulto

COD.	REFERENCIA
1012XX	Mano pasiva estándar

PSO 900E Guante estándar de PVC con recubrimiento especial.


COD.	REFERENCIA
101XXX	Guante MCV expanded

PSA 000B
Prótesis pasiva
transradial

PSA 900I
Encaje
supracondilar

PSO 900E
Guante estándar de
PVC con recubrimiento
especial

PSO 000A
Mano pasiva



COSMÉTICA

OPCIÓN 2

PSA 000B

Prótesis pasiva transradial, a medida, con encaje supracondilar exterior rígido, estructura endoesquelética, cubierta de espuma, media y articulación de muñeca.

Prescribir además un encaje interior y/o vaina, una mano pasiva y un guante a elección.

PSA 900I

Encaje supracondilar interior en termoplástico blando para prótesis pasiva o mecánica transradial, a medida.




PSO 000A Mano pasiva de adulto

COD.	REFERENCIA
1012XX	Mano pasiva estandar



PSO 900A Guante estándar de PVC, de adulto, para prótesis pasiva o mecánica

COD.	REFERENCIA
101XXX	Guante PVC estandar



PSA 000B
Prótesis pasiva
transradial


PSA 900I
Encaje
isupracondilar

PSO 900A
Guante estándar de PVC

PSO 000A
Mano pasiva

Catálogos de Protésica

Conoce nuestros nuevos catálogos de protésica de miembro inferior y superior con códigos SNS.




accede a nuestra web y descárgalos desde nuestro apartado de descargas



Catálogo Médico

Descubre nuestra herramienta profesional de búsqueda de códigos SNS y artículos relacionados.



SIN INSTALACIONES

Accesible desde cualquier dispositivo:

- Móviles
- Tablets
- Ordenadores



BÚSQUEDA RÁPIDA

Con filtros de búsqueda para encontrar rápidamente a través de códigos o productos.



SIEMPRE ACTUALIZADO

Accede a cientos de fichas de productos y preparado para acceder al catálogo de prestaciones.



accede desde donde quieras a

catalogomedico.es





EMO

especialistas
en ortopedia



Síguenos en las redes y descubre
todas las novedades que tenemos para
mejorar la vida de las personas

www.emo.es | 96 313 20 51 | emo@emo.es

accede a
nuestra web

