

El Sistema Lynk

Ortesis de mano modular y adaptable

Cuff (Manguito) | Adaptable

El diseño abierto, el sistema de cordones y el bajo peso garantizan un ajuste cómodo en el brazo.



Módulos | Intercambiables

Cada Módulo es fácil y sencillo de utilizar. La variedad de Módulos admite una amplia gama de actividades.



Para personas con función limitada de la mano o que necesitan proteger la muñeca



comfortable

El bajo peso del producto y la agradable textura de las superficies ofrecen un alto nivel de confort. En < 250 g, es muy ligero. El peso de un módulo oscila entre 30 g y 90 g, según la configuración.




económico

El manguito está disponible en 6 tamaños. El sistema ofrece la posibilidad de realizar pruebas in situ. Esto no sólo ahorra tiempo, sino que también aumenta la fiabilidad en la planificación de costes y la satisfacción del cliente.



modular

El diseño adaptable del manguito, la transmisión de la fuerza al antebrazo, la facilidad de manejo y los módulos intercambiables permiten adaptarse a diferentes perfiles de usuario y actividades.



personalizable

La compatibilidad de los módulos Lynk puede lograrse utilizando el manguito Lynk o integrando la interfaz Lynk en la órtesis a medida.



Descripción del producto

Lynk Cuff y Módulos



Manguito con velcro

Disponible en 6 tamaños, con cierre de velcro y mecanismo de encaje basado en imanes para una apertura | cierre sin esfuerzo y una fijación segura al brazo. Ideal para actividades con transmisión de fuerza de baja a moderada.



Manguito con sistema de cordones

Disponible en 6 tamaños, con sistema de cordones y mecanismo de encaje basado en imanes para una apertura | cierre sin esfuerzo y una sujeción segura al brazo. Ideal para actividades con mayor transmisión de fuerza.



Módulo Push

El Módulo Push proporciona apoyo para actividades en las que es necesario fijar un agarre y ejercer presión o tracción. Es un buen compañero para caminar con muletas (véanse las especificaciones), pero también sirve para actividades como el tiro con arco. La fuerza se transfiere al antebrazo, lo que alivia la muñeca. Está disponible en una sola talla.



Módulo Clic

El módulo Clic permite una rápida conexión y desconexión a y desde mangos/barras a los que se puede acoplar el cabezal Clic a juego. Es ideal para actividades como el ciclismo, los patinetes y para su uso con una escoba en el hogar. Está disponible en un tamaño con 3 cabezas modulares y láminas diferentes.



Módulo Hold

El módulo Hold permite sujetar objetos más pequeños y ligeros entre la abrazadera del módulo apoyada en velcro. Gracias a la rótula integrada y al cierre rápido, es un soporte ideal para sujetar cubiertos y utensilios de cocina, así como otros objetos cilíndricos y su procesamiento. Está disponible en un solo tamaño.



Módulo Hook

El Módulo Hook sirve de apoyo en actividades en las que es necesario transportar, tirar o empujar algo. Es un buen compañero para llevar una bolsa, tirar de una maleta o entrenar en el gimnasio. La fuerza se transfiere al antebrazo, de modo que la muñeca queda protegida de cualquier transmisión de fuerza. Está disponible en una sola talla.

macu4

The Lynk System

Formulario de pedido



LYNK | CUFF (MANGUITO)

Color




Tamaño




LYNK | MÓDULO CLIC

Color




LYNK | MÓDULO HOOK

Color



LYNK | COVER

Color



Tamaño




Nota

Asegúrate de elegir la misma talla para el Manguito y el Cover, de modo que sean compatibles.

LYNK | MÓDULO HOLD

Color



LYNK | MÓDULO PUSH

Color

