

<b>Paciente</b>		<b>Pedido</b>	<b>O.Fabricación</b>
<b>Cliente</b>			
<b>Técnico</b>			

**Entrada de datos**

Pedigrafía <input type="radio"/>	Espuma fenol/escayola <input type="radio"/>	Fichero 2D <input type="radio"/>	Fichero 3D <input type="radio"/>	Diseño finalizado <input type="radio"/>
Par completo <input type="radio"/>		Medio par: IZQ. <input type="radio"/> DCH. <input type="radio"/>		

<b>Descripción plantilla y/o indicar sobre pedigrafía:</b>	<b>Nº calzado:</b>

**Fabricacion: Plantilla flexibles (por tipo material) (150602)**

CONFORT blanda <input type="radio"/> EVA Monocapa shore 20-25 (ref.62)	DESCARGA blanda <input type="radio"/> EVA Multicapa shore 20/30 (ref.64)	AÑADIR SUELO: (150602101) <input type="radio"/> Duro 2mm (ref.0) <input type="radio"/> Blando 1mm (ref.0) <input type="radio"/> Antideslizante 1mm (ref.1) <input type="radio"/> Flexible-gomoso 3mm (ref.1)	AÑADIR DESCARGA: (150602103) <input type="radio"/> Latex color _____ <input type="radio"/> Poron <input type="radio"/> Otro material _____ (marcar posición en el diseño)
CONTACTO TOTAL dura <input type="radio"/> EVA Multicapa shore 30/40 (ref.65)	CONTROL/CORRECCION dura <input type="radio"/> EVA Monodureza 45-50 (ref.63)		

Plantilla pie izquierdo	Plantilla pie derecho	ESPECIALES: <input type="radio"/>
Cuña pronadora (___) (estándar 5mm) Completa ___ antepié ___ retropié ___	Ratón interdigital ___ (estándar 6mm) ___	Material por zonas Dedos _____ Metas _____ Arcos _____ Talon _____  Fecha toma medidas _____ Fecha nacimiento _____ Peso _____ Talla pie _____
	Barra metatarsal ___ (estándar 7mm) ___	
	Apoyo retrocapital ___ (estándar 7mm) ___	
ALE (___) (estándar 12mm)	ALI (___) ___ (estándar 16mm) ___	
	Cuña supinadora (estándar 5mm) ___ completa ___ ___ antepié ___ ___ retropié ___	
Cazoleta talón (___) (estándar 10mm)	Cazoleta talón (___) (estándar 10mm)	

Alza interna: Lado IZQ <input type="radio"/> DCH <input type="radio"/>	Especificar altura _____	<1 (ref.20) <input type="radio"/>	1<3 (ref.21) <input type="radio"/>
--	--------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**Acabados Forros:**

Estandar  Eva liso <input type="radio"/>  Eva liso perforado <input type="radio"/>	Extra 1 (10200)  Forro ternera <input type="radio"/> Piel natural  Esencial: <input type="radio"/> Piel sintética, lavable	Extra 2 (10201)  Microfibra: <input type="radio"/> Transpirable y absorbente Liso, color Teja  Premium: <input type="radio"/> Transpirable y absorbente Perforado, color Gris	Extra 3  Supersoft: <input type="radio"/> Especial descarga+ forro absorbente  Fantasía: niños <input type="radio"/>
--	--	---	---