

Paciente		Pedido	O.Fabricación
Cliente			
Técnico			

Entrada de datos

Molde Escayola
 Molde Fibra
 Medidas
 Fichero escaneado

Rectificación


Estándar
 Especial especificar _____

Fresado

Perímetro trocánter hasta 90 cm <input type="radio"/> Bloque 30	Perímetro trocánter de 90 a 100 cm <input type="radio"/> Bloque 35	Perímetro trocánter de 100 a 110 cm <input type="radio"/> Bloque 40	Perímetro trocánter superior 110 cm <input type="radio"/> ESPECIAL CONSULTAR
---	--	---	--

Fabricación y Acabado

Polietileno LD Natural 3mm 4mm Bivalvo-dos piezas
 Polietileno HD 3mm 4mm Solapado-envolvente
 Natural Carne Negro
 Forrado Termolen blando blanco 5mm
 Material Especial especificar _____
 DECORACION TRANSFER: Numero/Nombre _____
 CIERRE/CINTAS: Blanco Negro



- El molde o el escaneado deben abarcar desde trocánter hasta hombros (incluidos)
- Dejar definida la altura de axilas y hombros, añadiendo tirantes si fuera necesario.
- Marcar en el molde las referencias indicadas para las medidas.
- Enviar fotos frontal, lateral derecha e izquierda, posterior.