

Paciente		Pedido	O.Fabricación
Cliente			
Técnico			


Entrada de datos

Fichero escaneado estructura prótesis <input type="radio"/>	Fotos protesís <input type="radio"/>	Lado amputado: IZQ___ DCH___
---	--------------------------------------	---------------------------------

Fabricacion

MATERIAL TPU Flex	<input type="radio"/> Pale Skin	<input type="radio"/> Medium Skin	<input type="radio"/> Tan Skin	<input type="radio"/> Negro
OBSERVACIONES: _____				

- Montar y alinear la prótesis, con todos sus componentes en la posición final, rodilla, pie, botón de liberación del bloqueo, válvula de vacío, ...
- Escanear el exterior de la prótesis completa
- Indicar las medidas del lado sano
- Enviar fotos de la prótesis frontal, lateral, posterior y medial
- Enviar foto con la rodilla en flexión con una cinta métrica en el laterl para comparación de medidas



Medidas lado sano

