

Lumbackflex

- ELASTICIDAD
- FLEXIBILIDAD
- FÁCIL ADAPTACIÓN
- SUJECIÓN



Grupo de ortesis flexibles y elásticas diseñadas para conseguir un efecto de sujeción y prevención de sobrecarga en la zona lumbar.



- Ligereza.
- Transpirabilidad.
- Mínimo espesor gracias al termosellado.



Varillas flexibles

Consulta disponibilidad de tallas especiales con **CentralFab**



LATEX FREE
Not allergic

OEKO-TEX®
STANDARD 100
CERTIFIED BY TEXTEC

TERMOSELLADO
Sin costuras
seamless

FJ100 Ortesis lumbosacra

SNS OTL 000A

Ortesis sacrolumbar confeccionada con tejido elástico altamente transpirable.

Tensor elástico sacrolumbar que distribuye la descarga y da soporte a la zona.

Incorpora cuatro varillas flexibles.

Fabricación sin costuras: evita sobrepresiones y maximiza ligereza.

Dos amplias trabillas para facilitar la colocación y cierre mediante micro-velcro.

EFFECTOS	INDICACIONES
<ul style="list-style-type: none"> · Sujeción. · Descarga lumbar. · Ligero control de la movilidad. · Propiocepción. 	<ul style="list-style-type: none"> · Lumbalgia aguda y de esfuerzo. · Síndrome facetario. · Protusión discal. · Hipotonía muscular. · Rehabilitación postural.

TALLAS

Contorno de cintura en cm.

S 79-85
M 85-91
L 91-99
XL 99-107
XXL 107-115
3XL 115-126



ALTURA DELANTERA

17cm.



ALTURA TRASERA

26cm.



Beige

Gris



LATEX FREE
Not allergic

OEKO-TEX®
STANDARD 100
CERTIFIED BY TEXTEC

TERMOSELLADO
Sin costuras
seamless

FJ151 Ortesis lumbosacra ajustable laboral

SNS OTL 000A

Extremadamente transpirable: cómoda utilización durante largos períodos.

Bandas elásticas laterales para mayor descarga sacrolumbar.

Contiene cuatro varillas flexibles en su parte posterior.

Amplio cierre de velcro que facilita su adaptación.

Incorpora unos tirantes que ayudan a sujetar la faja sobre los hombros cuando el paciente no necesita llevarla ajustada.

EFFECTOS	INDICACIONES
<ul style="list-style-type: none"> · Contención abdominal. · Ligero soporte lumbar. 	<ul style="list-style-type: none"> · Post-parto. · Pequeñas y medianas eventraciones. · Hipotonía muscular. · Post-quirúrgica. · Rehabilitación postural.

TALLAS

Contorno de trocánteres en cm.

S 75-85
M 85-95
L 95-105
XL 105-115
XXL 115-130



ALTURA DELANTERA

14cm.



ALTURA TRASERA

24cm.



LATEX FREE
Not allergic

OEKO-TEX®
STANDARD 100
CERTIFIED BY TEXTEC

TERMOSELLADO
Sin costuras
seamless

FJ200 Ortesis lumbosacra

SNS OTL 000A

Ortesis sacrolumbar confeccionada con tejido elástico altamente transpirable.

Pieza inelástica sacrolumbar que distribuye la descarga y la soporte a la zona.

Incorpora cuatro varillas flexibles.

Fabricación sin costuras: evita sobrepresiones y maximiza ligereza.

Dos amplias trabillas para facilitar la colocación.

Cierre mediante micro-velcro.

EFFECTOS	INDICACIONES
<ul style="list-style-type: none"> · Sujeción. · Descarga lumbar. · Ligero control de la movilidad. · Propiocepción. 	<ul style="list-style-type: none"> · Lumbalgias agudas y de esfuerzo. · Síndrome facetario. · Protusión discal. · Hipotonía muscular. · Rehabilitación postural.

TALLAS

Contorno de cintura en cm.

S 79-85
M 85-91
L 91-99
XL 99-107
XXL 107-115
3XL 115-126



ALTURA DELANTERA

17cm.



ALTURA TRASERA

26cm.



Beige

Gris

Gris
BILBAO