Spineback ORTESIS DE TRONCO

Spineback

- · CORRECCIÓN
- ·SOPORTE
- · PROTECCIÓN







Ortesis de contacto total que estabiliza y protege la columna en el tratamiento de la osteoporosis.



· Control de la movilidad del raquis.



Adaptable a nivel de cadera y cintura







SPK108 Spineback

SNS OTD 020E

Tejido inelástico, ligero y altamente transpirable.

Tirantes escapuloaxilares que facilitan la retropulsión de los hombros.

Máxima potencia deslorsadora y de inmovilización con el mínimo esfuerzo.

Fácilmente adaptable a la anatomía masculina y femenina tanto a nivel de cadera como a nivel de cintura. Se acompaña de una ligera férula de aluminio conformable que se incorpora a la prenda fácil y

Amplias trabillas para facilitar su colocación.

EFECTOS

·Corrección de la curva cifótica. ·Retropulsión de los hombros. ·Estabilización del raquis

sacrolumbar.
·Compresión intra-abdominal.

·Lumbalgia y dorsalgia. ·Estenosis de canal. $\cdot Espondilolisis.\\$ ·Espondiloartritis. Osteoporosis.

INDICACIONES

Altura trasera de columna. Desde S1 hasta C7 en cm.

XS <43 **S** 44-49 M 50-55 L 56-61

ALTURA DELANTERA

17,5cm.



