

DEDOS MANO en HDS

PACIENTE: _____
 N.º PEDIDO: _____
 CENTRO/CLIENTE: _____

REFERENCIA: _____
 PRODUCTO: _____
 FECHA: _____

DETALLES GENERALES

DEDO: PULGAR / INDICE / CORAZON / ANULAR / MEÑIQUE

MOLDE SUMINISTRADO: ALGINATO/HERCULITE

SILICONA

ACABADO: MONOCOLOR DOS COLORTES PERSONALIZADO (hasta 4 colores)

ESPECIFICACIONES ADICIONALES: _____

DETALLES ADICIONALES

LUNARES: SI / NO

ARRUGAS: SI / NO

PECAS: SI / NO

VELLO: SI / NO

VENAS: SI / NO , COLOR: Verde / Azul / Purpura /

VENAS: Marcadas en el croquis / Seguir según las fotos

COLOR DE UÑAS

Utilice rotuladores de colores para indicar las zonas.



MEDIDAS	PULGAR	INDICE	MEDIO	ANULAR	MEÑIQUE	COLOR	Borde libre	Borde unido	Cuerpo	Lúnula	Añadido
Lúnula	si / no	si / no	si / no	si / no	si / no	Rotulador					
Ancho						Guía					
Profundo											
										Longitud borde libre	mm
										Material uña	


Lúnula
 Ancho
 Profundo



Borde libre
 Borde unido
 Cuerpo
 Lúnula
 Añadido

ZONA DORSAL: BASE Y ZONAS DE COLOR


Compruebe el color con la pieza de la guía de colores, indique en el dibujo la zona con un rotulador de color y utilice ese mismo rotulador para marcarlo en la tabla.



Indicar el dedo al que se refiere:
PULGAR / INDICE / CORAZON / ANULAR / MEÑIQUE

	ROTULADOR	GUIA
Base dorsal		
Capa/ Bronceado		
Zona		
Zona		
Zona		
Venas		
Pecas		
Lunares		
Vello		Muestra (para color y longitud)

- 1,- Tomar color general para la base dorsal. Seleccionar de la guía y hacer foto.
- 2,- Tomar color en las zonas bronceadas, zonas en nudillos y pliegues articulares. Seleccionar de la guía y hacer foto.
- 3,- Después marcar y seleccionar otras zonas como pueden ser las zonas distales de los dedos. Seleccionar de la guía y hacer foto.
- 4,- Definir por colores venas, pecas o lunares, y la zona de vello.




EJEMPLO

1,- Tomar color general para la base dorsal. Seleccionar de la guía y hacer foto.
 2,- Tomar color en las zonas bronceadas, zonas en nudillos y pliegues articulares. Seleccionar de la guía y hacer foto.

ZONA PALMAR: BASE Y ZONAS DE COLOR

Compruebe el color con la pieza de la guía de colores, indique en el dibujo la zona con un rotulador de color y utilice ese mismo rotulador para marcarlo en la tabla.



- 1,- Tomar un color general para la base palmar, suele coincidir con la zona de muñeca ya que la palma tendrá zonas mas rojizas. Seleccionar de la guía y hacer foto.
- 2,- Si la zona de la palma tiene dos tonalidades puede añadirse otro tono de base. Seleccionar de la guía y hacer foto.
- 3,- Después marcar y seleccionar otras zonas como yemas de dedos o partes blandas. Seleccionar de la guía y hacer foto.
- 4,- Definir finalmente por colores venas, pecas o lunares.

	ROTULADOR	GUIA
Base palmar		
Base añadir		
Zona		
Zona		
Zona		
Venas		
Pecas		
Lunares		


Indicar el dedo al que se refiere:
PULGAR / INDICE / CORAZON / ANULAR / MEÑIQUE

	ROTULADOR	GUIA
Base dorsal		B20
Capa/Bronceado		B5
Zona		B12
Zona		
Zona		
Venas		
Pecas		
Lunares		
Vello		Muestra (para color y longitud)

EJEMPLO

1,- Tomar color general para la base dorsal. Seleccionar de la guía y hacer foto.
 2,- Tomar color en las zonas bronceadas, zonas en nudillos y pliegues articulares. Seleccionar de la guía y hacer foto.

Superposición de perfiles mano sana y amputada



Tomar la huella del lado sano y superponer (invirtiendo en espejo) el lado amputado de forma que se pueda realizar las mediciones y orientaciones de una mano respecto de la otra.

Longitud y Anchura:

Dedos



Palma



Muñeca




Circunferencia:


Dedos



Palma y Muñeca



Superposición de perfiles mano sana y amputada



Tomar la huella del lado sano y superponer (invirtiendo en espejo) el lado amputado de forma que se pueda realizar las mediciones y orientaciones de una mano respecto de la otra.

Documentación grafica adicional necesaria

Ejemplos:

Detalles dorsales y
palmares tanto del lado
sano como del
amputado



Detalle de las uñas



Detalle dorsal del brazo, para poder
armonizar los detalles del vello, pecas,
lunares, etc.



Detalles laterales, para comprobar la fusión
de colores dorsal/palmar

