

<b>Paciente</b>		<b>Pedido</b>	<b>O.Fabricación</b>
<b>Cliente</b>			
<b>Técnico</b>			

**Entrada de datos**

Molde Escayola     
  Molde Fibra     
  Fichero escaneado

**Rectificación**




Estándar (marcar en dibujo zona a liberar)     
  Especial  especificar \_\_\_\_\_

**Fresado**

Perímetro coronal hasta 50 cm     
  Perímetro coronal mayor de 50 cm  
 Bloque 15     
  Bloque 20

**Fabricación y Acabado**

INTERIOR:     FORRO EVA     
  Almohadillas PLASTAZOTE     
  Almohadillas SILICONA  
 CARCASA-EXTERIOR:  Polipropileno 3mm     
  PETG Trasparente 4mm     
  Fibra Carbono TFC 1,5mm  
 ESPECIAL, especificar \_\_\_\_\_  
 PAPEL TRANSFER:  Numero/Nombre \_\_\_\_\_  
 WATER TRANSFER:  Numero/Nombre \_\_\_\_\_



Molde y escaner, es necesario obtener toda la cara, hasta las orejas, y desde la barbilla hasta la parte superior de la zona frontal. Marcar sobre el dibujo la zona de la lesión (que será la zona a liberar).  
 Enviar fotos frontal, lateral derecha e izquierda, posterior y coronal superior.

