

Ortesis tipo AFO

Paciente _____
 Cliente _____
 Técnico _____

Pedido	0. Fabricación
--------	----------------

ENTRADA DE DATOS

Molde escayola Molde fibra Fichero escaneado

RECTIFICACIÓN

Estándar Especial *especificar* _____


MODELOS



Cuña o tacón estabilizador Opción nervios refuerzo Tipo articulación _____

FABRICACIÓN Y ACABADO

INTERIOR Forro EVA Forro PLASTAZOTE Almohadilla TEXTIL
 EXTERIOR Polipropileno 3mm 4mm Fibra carbono
 Polietileno HD 3mm 4mm Especial _____
 Polietileno LD 3mm 4mm Decoración transfer _____



CINTAS

- Pantorrilla 1. Cinta envolvente con hebilla
- Empeine 2. Cinta y hebilla remachadas
- Antepie 3. Tira con sujeción de velcro

Para la obtención del molde o escaneado, colocar al paciente corrigiendo al máximo la posición de tobillo y talón y con la planta apoyando en el suelo. Enviar fotos frontal, lateral derecha e izquierda, posterior.