

Paciente		Pedido	O.Fabricación
Cliente			
Técnico			

Entrada de datos

Molde Escayola (1) Molde Fibra (2) Hoja medidas (3) Fichero escaneado (4)

Fabricacion

RECTIFICAR MOLDE? SI / NO	CONFECCIONAR MOLDE A MEDIDA? SI / NO	UTILIZAR MOLDE ESTANDAR? SI / NO
Genu Varo-Valgo <input type="radio"/> (tipo cola de sirena) (150024)	Inm. Rodilla <input type="radio"/> (Bivalva)	ABD nocturna <input type="radio"/> (valvas+barra)
Diseño Especial <input type="radio"/> especificar _____	Muslera <input type="radio"/> (envolvente)	Polaina <input type="radio"/> (cuerpo+lengüeta)

Fresado

Perímetro condilar
inferior a 40cm (Bloque 25)

Perímetro condilar
de 40 a 50 cm (Bloque 30)

Especial
superior a 50cm



Acabado

EXTERIOR: Polietileno HD 3mm 4mm Polietileno LD 3mm 4mm
Otro Material especificar _____

INTERIOR: FORRO (Plastazote 3mm) Azul Gris Beige
ALMOHADILLA Azul Gris Beige
Otro Material especificar _____

CIERRE/CINTAS: Marino Gris Beige

DECORACION TRANSFER: Numero/Nombre _____



Obtener el perfil del paciente en posición decúbito supino para la zona requerida, utilizando un papel y siguiendo el contorno, evitando las deformaciones musculares.
 Para escaneados y para moldes (escayola o fribra) posicionar al paciente según la ortesis deseada, evitando deformaciones no deseadas. Marcar referencias en los puntos donde se realicen las medidas.
 Enviar fotos frontal, lateral derecha e izquierda, posterior.